



# BD – votre partenaire d'immunisation

Recommandations de produits 2020 – 2021

**Achetez-en six et obtenez-en un gratuitement**



Seringue et aiguille BD Eclipse<sup>MC</sup>



### Seringues et aiguilles BD Eclipse<sup>MC</sup>

Le mécanisme protecteur s'active d'une simple pression du doigt immédiatement après l'injection. Aucune surface dure n'est requise pour activer le mécanisme. De plus, il comporte un appui-pouce large et texturé qui permet de poser le pouce ou l'index en toute sécurité au moment de l'activation.



### Seringues et aiguilles BD SafetyGlide<sup>MC</sup>

Les produits BD SafetyGlide<sup>MC</sup> sont dotés d'un mécanisme protecteur à activation unimanuelle qui est facile d'emploi et n'exige qu'un minimum de formation. La technologie BD Activation Assist<sup>MC</sup> réduit au minimum la pression du doigt nécessaire à l'activation du mécanisme protecteur et permet de garder les doigts derrière la pointe de l'aiguille.



### Seringues et aiguilles BD Integra<sup>MC</sup>

L'aiguille se rétracte dans la seringue. Une fois activé, le mécanisme de rétraction de l'aiguille élimine le risque de piqûre accidentelle. Le clinicien n'a qu'à activer le mécanisme de rétraction de l'aiguille après son retrait du patient.



# Lignes directrices des produits BD 2020–2021 pour l'administration des vaccins

## Seringues et aiguilles BD

Produit	N° de catalogue BD	Description	Conditionnement
<b>Seringues et aiguilles sécurisées BD Eclipse<sup>MC</sup></b>			
Aiguille seulement	305759	Aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	100/boîte, 1 200/caisse
Aiguille seulement	305761	Aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 po	100/boîte, 1 200/caisse
Aiguille seulement	305762	Aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 23 x 1 po	100/boîte, 1 200/caisse
Aiguille seulement	305763	Aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 22 x 1,5 po	100/boîte, 1 200/caisse
Aiguille seulement	305767	Aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 1/2 po	100/boîte, 1 200/caisse
Ensemble	305780	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 1 ml avec aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	50/boîte, 300/caisse
Ensemble	305781	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	50/boîte, 300/caisse
Ensemble	305787	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 po	50/boîte, 300/caisse
Ensemble	305783	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Eclipse <sup>MC</sup> de calibre 22 x 1,5 po	50/boîte, 300/caisse
<b>Seringues et aiguilles sécurisées BD SafetyGlide<sup>MC</sup></b>			
Aiguille seulement	305901	Aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	50/boîte, 500/caisse
Aiguille seulement	305916	Aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 po	50/boîte, 500/caisse
Aiguille seulement	305902	Aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 23 x 1 po	50/boîte, 500/caisse
Aiguille seulement	305900	Aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 22 x 1 1/2 po	50/boîte, 500/caisse
Ensemble	305903	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 1 ml avec aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	50/boîte, 400/caisse
Ensemble	305904	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	50/boîte, 400/caisse
Ensemble	305924	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 po	50/boîte, 400/caisse
Ensemble	305906	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD SafetyGlide <sup>MC</sup> de calibre 22 x 1,5 po	50/boîte, 400/caisse
<b>Seringues et aiguilles sécurisées BD Integra<sup>MC</sup></b>			
Ensemble	305269	Seringue BD Integra <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Integra <sup>MC</sup> de calibre 25 x 5/8 po	100/boîte, 400/caisse
Ensemble	305270	Seringue BD Integra <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Integra <sup>MC</sup> de calibre 25 x 1 po	100/boîte, 400/caisse
Ensemble	305272	Seringue BD Integra <sup>MC</sup> de 3 ml avec aiguille BD Integra <sup>MC</sup> de calibre 22 x 1,5 po	100/boîte, 400/caisse
<b>Seringues BD</b>			
Aiguille seulement	309628	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 1 ml	100/boîte, 800/caisse
Aiguille seulement	309657	Seringue BD Luer-Lok <sup>MC</sup> de 3 ml	200/boîte, 800/caisse

La promotion se limite aux produits dont le numéro figure ci-dessus achetés par les établissements de soins non actifs. Les achats admissibles doivent être effectués entre le 1<sup>er</sup> août 2020 et le 31 décembre 2020. Toute facture doit indiquer l'achat d'au moins six unités d'un des numéros de catalogue ci-dessus afin d'obtenir gratuitement un produit supplémentaire portant le même numéro de catalogue. L'offre se limite à dix boîtes gratuites (*seringues et aiguilles*) par établissement. Cette offre ne peut être jumelée à aucun autre rabais, bon de réduction ou promotion. BD se réserve le droit d'annuler, de retirer ou de modifier cette offre sans préavis.

# Préparez-vous à économiser

## Agissez dès maintenant

Profitez de cette offre d'une durée limitée de BD. Obtenez de la marchandise **GRATUITE** à l'achat de seringues, d'aiguilles ou de contenants pour objets piquants et tranchants BD.

Faites vos achats d'un seul coup ou en tout temps entre le 1<sup>er</sup> août 2020 et le 31 décembre 2020.

### Achetez-en 6 et obtenez-en 1 gratuitement

#### Règlements et admissibilité

1. La promotion se déroule du 1<sup>er</sup> août 2020 au 31 décembre 2020.
2. Il n'est pas nécessaire d'acheter toutes les boîtes d'un seul coup. Vous pouvez soumettre en même temps toutes vos factures atteignant le nombre total de boîtes admissibles en utilisant un seul formulaire de demande.
3. Toutes les factures doivent être reçues au plus tard le 31 janvier 2021.
4. Les bons de livraison ne sont PAS acceptés.
5. L'offre de marchandise gratuite se limite à dix boîtes (*seringues et aiguilles*) par établissement.
6. Chaque produit obtenu gratuitement doit correspondre à la quantité minimale d'achat par numéro de catalogue. Les achats ne se limitent pas à un seul numéro de catalogue. Cependant, le produit obtenu gratuitement doit porter le même numéro de catalogue qu'un des produits admissibles achetés.
7. La promotion se limite aux numéros de catalogue figurant au verso.
8. Les grossistes, distributeurs, établissements de soins actifs et clients bénéficiant d'un contrat d'achats groupés ne sont pas admissibles à cette promotion.

#### Marche à suivre pour demander votre produit gratuit:

1. Remplissez ce formulaire de demande.
2. Faites parvenir le formulaire dûment rempli avec votre(vos) facture(s) à [CanadaFlu\\_Program@bd.com](mailto:CanadaFlu_Program@bd.com)
3. BD expédiera votre marchandise gratuite par la poste. Veuillez prévoir un délai de livraison de deux à trois semaines.

Nom : \_\_\_\_\_ Établissement : \_\_\_\_\_

Adresse : \_\_\_\_\_

Ville : \_\_\_\_\_ Province : \_\_\_\_\_ Code postal : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_ Télécopieur : \_\_\_\_\_ Courriel : \_\_\_\_\_

Nom du distributeur: \_\_\_\_\_

Oui. Je souhaiterais recevoir de l'information sur les produits BD par courriel à : \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_

La protection de la vie privée revêt une grande importance pour nous. Cette adresse courriel sera utilisée uniquement pour vous envoyer des documents promotionnels sur nos produits. Nous ne partagerons vos coordonnées avec aucun tiers. Vous pourrez vous retirer de notre liste d'envoi en tout temps.

#### Nombre demandé de boîtes ou de caisses gratuites : \*

Nombre de boîtes ou de caisses gratuites : \_\_\_\_\_ N° de catalogue : \_\_\_\_\_

\* Le numéro de catalogue de la marchandise gratuite doit être le même que celui des produits achetés.

BD-Canada, Mississauga, ON, L5N 0B3  
905.288.6000

[bd.com](http://bd.com)



BD, le logo de BD, Activation Assist, Eclipse, Integra, Luer-Lok et SafetyGlide sont des marques de commerce de Becton, Dickinson and Company ou de ses affiliés. © 2020 BD. Tous droits réservés. (4929/0620)