

Prix en vigueur du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021  
Prices effective from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, 2021

Les prix inscrits dans cette publication sont réservés aux professionnels de la santé dentaire.  
Prices listed in this publication are for dental health professionals only.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



# Médi-Sélect

Ensemble, améliorons des vies



## Masques de procédure

### Procedure Masks

#### Crosstex Procedural

#GCPBL

Boucles auriculaires, bleu, 50/boîte  
Earloop, blue, 50/box



NIVEAU  
LEVEL 2

12<sup>95</sup>  
boîte/box

## Bavettes dentaires

### Dental Bibs Médi-Sélect

13 x 19 po, 2 plis papier + 1 pli polymère, 500/caisse  
13 x 19", 2 paper ply + 1 poly ply, 500/case

#4500 lavande/lavender    #4520 jaune/yellow    #4540 beige  
#4505 gris/grey    #4530 vert/green    #4545 pêche/peach  
#4510 bleu/blue    #4535 rose/pink    #4550 aqua  
#4515 blanc/white



1 caisse/case  
**23<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases  
**21<sup>95</sup>**  
caisse/case



►DISPONIBLE/AVAILABLE  
Gants de nitrile antimicrobien  
Antimicrobial Nitrile Gloves  
MicroDefense Medicom  
Page 17



►DISPONIBLE/AVAILABLE  
Gants de chloroprène  
Chloroprene Gloves  
NeoNatural Medicom  
Page 17



►NOUVEAU/NEW  
Masques pour enfant  
Child's Face Masks  
Medicom  
Page 20

2 façons simples de commander/2 easy ways to order  
[www.medi-select.ca](http://www.medi-select.ca)   1 800 463-5166



## Thermomètre frontal infrarouge sans contact Infra-Red Contactless Forehead Thermometer Almedic

#35-6320

- Mesure sans contact sans toucher le front
- Plage d'affichage: 32,0 - 42,9°C (89,6 - 109,2°F)
- Précision: +/-0,3°C (+/-0,5°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Peut être utilisé en °C ou °F
- Fonction mémoire des 10 dernières lectures
- Émet un bip à la mise sous et hors tension, une fois la mesure terminée et quand la pile est faible
- Utilise 1 pile bouton CR2032 non incluse
- Fonction de mise hors tension automatique

- Non-contact measurement without touching the forehead
- Display range: 32.0 - 42.9°C (89.6 - 109.2°F)
- Accuracy: +/-0.3°C (+/-0.5°F)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Can be used in either °C scale or °F scale
- Memory function: last 10 readings
- Beeps for on/off, when finished measuring & on low battery
- Uses 1 CR2032 button battery non-included
- Automatic power-off function

**89,95**  
chacun/each

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE  
L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST



## ÉCRANS DE PROTECTION

Pour le retour au travail

- Autoportant
- Polycarbonate clair ¼"
- Assemblage facile
- Adhésifs de fixation à la surface inclus

PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

## PROTECTIVE SCREENS

For the return to work

- Freestanding
- ¼" clear polycarbonate
- Easy assembly
- Surface fixing adhesives included



Retirez les pellicules protectrices de chaque côté de toutes les pièces.

Remove the protective films on each side of all the parts.

1



Insérez les supports dans les entailles.

Insert the supports in the notches.


2




Redressez le panneau assemblé à l'endroit et fixez à la surface avec les adhésifs inclus.

Straighten the assembled panel upright and secure to the surface with the included adhesives.


3



#MODL-2 24 x 36"



#MODL-3 32 x 36"



#MODL-4 36 x 32"

**129,95**  
BOÎTE/BOX

**159,95**  
BOÎTE/BOX

**159,95**  
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Thermomètre à infrarouge sans contact Non-Contact Infrared Thermometer

Medline  
#DET-306

- Pour un usage domestique ou pour prendre la température des travailleurs, des visiteurs ou des clients
- Peut s'utiliser pour mesurer la température des objets ou des liquides
- Précision: +/-0,2°C (+/-0,4°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Plage de température affichée : 32 à 43°C
- Lecture en 1 seconde et mémoire de 10 lectures
- S'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité
- Approuvé par Santé Canada
- Ideal for controlling the temperature of staff, visitors or customers, or for home use
- Can be used to measure temperature objects or liquids
- Accuracy: +/-0.2°C (+/-0.4°F)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Displayed temperature range: 89.6 to 109.4°F
- Measure temperature in 1 second - 10 reading memory
- Automatically shuts off after 1 minute of inactivity
- Health Canada approved



**48<sup>95</sup>**  
chacun/each

## Embouts d'évacuation à usage unique Disposable Evacuation Tips

HVE Solo Palmero

#1808S

- Réduit la contamination par aérosols et élimine efficacement fluides et débris
- Spécialement conçu pour les cliniciens effectuant des procédures d'instrumentation de puissance (aéropolissage/ultrasons) sans assistant
- Prévient la transmission des maladies
- Compatible avec les lignes d'évacuation à volume élevé
- Améliore la visibilité
- 2,5 po de longueur, 50/sac
- Reduce aerosol contamination and effectively eliminate fluid and debris
- Uniquely designed for clinicians performing power instrumentation (air polishing/ultrasonic) procedures without an assistant
- Prevent disease transmission
- Compatible with high volume evacuation lines
- Improve visibility
- 2.5" length, 50/bag



**14<sup>95</sup>**  
1 sac/bag  
2 sacs/bags  
**13<sup>95</sup>**  
sac/bag

## Masque de protection réutilisable avec filtre Reusable protective mask with filter O2 Curve

**PRODUIT NON-RETOURNABLE.** Le O2 Curve offre une protection supérieure avec une meilleure étanchéité et une meilleure respirabilité que tout autre masque.

- Protège contre jusqu'à 98,6% des particules de PM2,5, jusqu'à 0,1 microns
- Le joint en silicone de qualité médicale offre une protection supérieure aux masques N95
- Sangles réglables de haute qualité, sangle de cou réglable avec clip à bouton-pression
- Une coque blanche incluse, filtres non inclus

**NON-RETURNABLE ITEM.** The O2 Curve provides superior protection with a better seal and more breathability than any other mask.

- Protects against up to 98.6% of PM2.5 particles, down to 0.1 microns
- Medical grade silicone seal provides superior protection compared to N95 masks
- High quality adjustable straps, adjustable neck strap with snap-button clip
- One white shell included, filters non-included



Pont élevé/High bridge

Petit pont/Small bridge

**Sachets de stérilisation****Sterilization Pouches** Medline Médi-Sélect

Sachets Sure-Check avec technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4.



*Sure-Check Pouches with internal/external multi-variable Class 4 indicator technology.*

**Couvre-plateaux****Tray Covers** Medline Médi-Sélect

#MS-0812

Blanc, 8½ x 12¼ po, B Ritter, 1000/boîte  
White, 8½ x 12¼", B Ritter, 1000/box

**Rouleaux dentaire en coton****Cotton Dental Rolls** Medline Médi-Sélect

#3554

4 x 1 cm, non-stérile, 2000/boîte  
1,5 x 0,375", non-sterile, 2000/box



1 caisse/case  
**21<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/cases  
**19<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Couvre appuie-têtes****Headrest Covers**

Medline Médi-Sélect

Blanc, plastique et papier, 500/caisse  
White, plastic and paper, 500 case



#HC1010 10" x 10" #HC1013 10" x 13"  
1 caisse/case  
**31<sup>45</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/cases  
**28<sup>45</sup>**  
caisse/case  
1 caisse/case  
**39<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/cases  
**36<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Tip a Dilly Tips** Medline Médi-Sélect

#34560

2 x 0,28"  
Boîte de 200/box



1 boîte/box  
**24<sup>95</sup>**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
**22<sup>95</sup>**  
boîte/box



#TD100  
Adaptateur/adapter

**7<sup>95</sup>**  
boîte/box

**39<sup>95</sup>**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*

**Compresses non-stériles****Non-sterile Sponges**

Medline Médi-Sélect

#22200

2 x 2 po, 4 plis, 50 g, non-stérile, non tissée, 4000/caisse  
2 x 2", 4 ply, 50 g, non sterile, non-woven, 4000/case1 caisse/case  
**46<sup>95</sup>**  
caisse/case2 caisses/cases  
**43<sup>95</sup>**  
caisse/case**Compresses non-stériles****Non-sterile Sponges**

Medline Médi-Sélect

#44100 (211-94144)

4 x 4 po, 4 plis, 50 g, non tissée, non-stérile, 2000/caisse  
4 x 4", 4 ply, 50 g, non woven, non-sterile, 2000/case1 caisse/case  
**47<sup>95</sup>**  
caisse/case2 caisses/cases  
**45<sup>95</sup>**  
caisse/case**Compresses stériles****Sterile Sponges** Medline Médi-Sélect

#2250

Non tissée, 5 x 5 cm, 50/paquet  
Non woven, 2 x 2", 50/package

#3350

Non tissée, 7,5 x 7,5 cm, 50/paquet  
Non woven, 3 x 3", 50/package

#4450

Non tissée, 10 x 10 cm, 50/paquet  
Non woven, 4 x 4", 50/package**225**  
paquet/package**350**  
paquet/package**550**  
paquet/package**Pansements****circulaires stériles****Sterile Spots****Bandages** Medline

#NON25501

0,875 po (23 mm), sans latex,  
100/boîte0.875" (23 mm), latex-free,  
100/box**395**  
boîte/box**Pansements****en plastique imperméables****Waterproof Plastic Bandages**

## Medline Médi-Sélect

#1975

7,2 x 1,9 cm, boîte de 100/box

**295**  
boîte/box**Pompes à salive premium****Premium Saliva Ejectors**

Médi-Sélect

Embout souple, non-amovible, 100/sac, 1000/caisse  
Soft non-removable tip, 100/bag, 1000/case

#MZCB clair, bout bleu/clear, blue tip

#MZCW clair, bout blanc/clear, white tip

#MZWW blanc, bout blanc/white, white tip

**395**  
sac/bag**Digues dentaire sans latex****Latex-Free Dental Dams**

## Medline Médi-Sélect

Violet, non-stérile, usage unique

Purple, non-sterile, single use

#MDDSLV-5M 5 x 5", moyenne/medium, boîte de 20/box

#MDDSLV-5H 5 x 5", épaisse/heavy, boîte de 20/box

#MDDSLV-6M 6 x 6", moyenne/medium, boîte de 15/box

#MDDSLV-6H 6 x 6", épaisse/heavy, boîte de 15/box

**24<sup>95</sup>**  
boîte/box  
3 boîtes/boxes  
**22<sup>95</sup>**  
boîte/boxEn raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Verres de papier ciré**  
**Waxed Paper Cups**  
 Medline Médi-Sélect

1000/caisse  
1000/case



#114 4 oz

1 caisse/case

**33<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**31<sup>95</sup>**  
caisse/case

#115 5 oz

1 caisse/case

**37<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**35<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Distributeur pour gobelet en papier de 4-5 oz**  
**Dispenser for 4-5 oz paper cup**  
 Medical Mart

#325-DISP-C4150SS

Chrome



**Verres à médicament en plastique**  
**Plastic Medicine Cups**  
 Medline

#001-SC-MC-01 (#211-800-000)

- 33 ml (1 oz), transparent

- Gradués

- 100/paquet

33 ml (1 oz), clear, graduated 100/package



**44<sup>95</sup>**  
chacun/each

**2<sup>95</sup>**  
paquet/package

**Abaisse-langues**  
**Tongue Depressors** Medline



#AL6

6", boîte de 500/box

**6<sup>95</sup>**  
boîte/box

**Distributeur d'abaisse-langues**  
**Tongue Depressors Dispenser**

#DISP-A



**19<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Applicateurs de coton**  
**Cotton Tipped Applicators**  
 Medline

Non-stérile, 1000/boîte

Non-sterile, 1000/box



#803

3"

**6<sup>95</sup>**  
boîte/box

#806

6"

**7<sup>95</sup>**  
boîte/box

**Savon à main antibactérien**  
**Antibacterial Hand Soap**  
 Medline Médi-Sélect

#A-18000R-N-P 3,78 L

Avec glycérine et aloès

With glycerin & Aloe

PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT



1 bouteille/bottle

**18<sup>95</sup>**  
chacun/each

2 bouteilles/bottles  
**16<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Lunettes de protection**  
**Protective Eye Goggles**  
 Alliance

#150030



**7<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Lunettes de protection**  
**Protective Eye Glasses**  
 #17S



**9<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Lunettes de protection**  
**Protective Eye Glasses** Alliance

#250-99-0980



**3<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Bonnets bouffants  
Bouffant Caps**#211-P701015 (#6001)  
21", bleu/blue, boîte de 100/box**14<sup>95</sup>**  
boîte/box**Bonnets de chirurgien  
Surgeon Caps**#NON28626  
Bleu royal/Royal Blue, boîte de 100/box**36<sup>95</sup>**  
boîte/box**Bonnets de chirurgien  
réutilisable/Reusable  
Surgeon Caps** Medline#MDT012116MTY  
Vert, 55 % coton-45 % polyester, 12/paquet  
Green 55% cotton-45% polyester, 12/package**59<sup>95</sup>**  
paquet/package**Blouse de chirurgien  
stérile/Sterile  
Surgical Gown**

Caisse de 20/case

**DYNJP2005S**  
Petit-moyen/small-medium**DYNJP2001S**  
Grand/large**DYNJP2002S**  
Très grand/x-large1 caisse/case  
**129<sup>95</sup>**  
caisse/case2 caisses/cases  
**124<sup>95</sup>**  
caisse/case**Jaquette d'isolation  
Isolation Gown**#GWN01 blanc/white  
30 g/m<sup>2</sup>, non-tissée, usage unique, résistant aux fluides, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, attache à la taille, 10/sac, 10 sac/caisse  
30 g/m<sup>2</sup>, non-woven, single use, fluid resistant, non-sterile, latex-free, one size, with back opening, long sleeves, tie around the waist, 10/bag, 10 bag/caseCaisse de 100/case  
**69<sup>95</sup>**  
caisse/case**Jaquette d'isolation  
Isolation Gown**#6075 jaune/yellow  
28 g/m<sup>2</sup>, 120 x 140 cm, usage unique, tissu premium, résistant aux fluides, hypoallergénique, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, bandes en tricot aux poignets, attache à la taille, 10/paquet  
28 g/m<sup>2</sup>, 120 x 140 cm, single use, premium fabric, fluid resistant, hypoallergenic, non-sterile, latex-free, one size, back opening, long sleeves, knitted cuffs, tie around the waist, 10/packagePaquet de 10/package  
**PROMO 4+1**  
**47<sup>95</sup>**  
paquet/packageCaisse de 75/case  
**69<sup>00</sup>**  
caisse/case**Jaquette d'isolation  
Isolation Gown** Medline#CRI5000 bleu/blue  
Taille régulière-grande, usage unique, sans latex, résistant aux fluides, boucles de pouce et col de type tablier, polyéthylène imperméable, individuellement pliées et emballées dans une boîte distributrice, 75/caisse  
Regular/Large size, single use, latex-free, fluid resistant, thumbloop, apron-style neck, impervious polyethylene, individually folded & wrapped in dispenser box, 75/caisse**Couvre-chaussures en tissu  
Non-Woven Shoe Covers** Medline

Bleu/blue, 100 unités/ units

#6007 (#211-P702015)  
Antidérapant, régulier  
Non-skid, standard**15<sup>95</sup>**  
boîte/box#6006 (#211-P702020)  
Antidérapant, t-grand  
Non-skid, x-large**16<sup>95</sup>**  
boîte/box**Couvre-chaussures en plastique  
Plastic Shoe Covers**#018-285  
Bleu/blue, 500 unités/ units**34<sup>95</sup>**  
caisse/caseEn raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**SafeAdvantage** Loyalty Program

# REWARD YOURSELF

Join today  
and earn  
**500**  
**BONUS SIGN-UP POINTS!**



Earn **1 SafeAdvantage point** for every **\$1 of Medicom products** purchased.

Visit [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) for more details.



**Duraflor Ultra White Varnish**  
0.4 mL (1031-30)  
30 units/box

**BEST VALUE PRICE**



**Duraflor Ultra White Varnish**  
0.4 mL (1031-200)  
200 units/box

**BEST VALUE PRICE**



**Hedy Polyisoprene Dental Dam**  
30 units/box

**3+1 FREE** of same promo



**SafeGauze**  
2" x 2" 4-Ply (4522)  
4,000 units/case

**Buy 2, get 1 box 5 x 5" SafeTouch Dental Dams FREE (1255MG)**



**SafeBasics Dry-Back Bibs**  
13" x 18" - 2 ply  
500 units/case

**Buy 2, get 1 box of SafeSeal Quattro 3.5" x 9" FREE (88010-4)**



**SafeSeal Quattro**  
All sizes  
200 units/box

**Buy 2, get 1 box of SafeSeal Quattro 3.5" x 9" FREE (88010-4)**

Redeem points and reward  
yourself with great gifts such as:



Le Creuset 1.6 L  
Classic Whistling Kettle

**6000 POINTS**



IQ Podz Wireless  
Headphones With  
Charging Case

**5000 POINTS**

## SafeAdvantage<sup>®</sup>

programme de fidélité

# GÂTEZ-VOUS

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et obtenez  
**500 POINTS BONUS D'INSCRIPTION !**



Gagnez **1 point SafeAdvantage** pour chaque **1 \$** de **produits Medicom que vous achetez**. Visitez [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) pour plus de détails.



**Duraflor Ultra White Varnish**  
0.4 ml (1031-30)  
30 unités/boîtes

**MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**



**Duraflor Ultra White Varnish**  
0.4 ml (1031-200)  
200 unités/boîtes

**MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ-PRIX**



**Digues dentaires Hedy polyisoprène**  
30 unités/boîtes

**3+1 boîte identique GRATUITE**



**SafeGauze**  
2" x 2" 4-Plis (4522)  
4 000 unités/caisse

Achetez 2 produits identiques,  
obtenez 1 boîte GRATUITE de  
SafeTouch Dental Dam (1255MG)



**SafeBasics Dry-Back bavettes**  
13" x 18" - 2 plis  
500 unités/caisse

Achetez 2, obtenez 1 boîte GRATUITE  
de SafeSeal Quattro 3 1/2 x 9" (88010-4)



**SafeSeal Quattro**  
Toutes les grandeurs  
200 unités/boîtes

Achetez 2, obtenez 1 boîte GRATUITE  
de SafeSeal Quattro 3 1/2 x 9" (88010-4)

Échangez vos points et gâtez-vous  
avec des articles tels que :



Sac messager Richmond  
Gris foncé



Écouteurs IQ Podz  
sans fil avec étui de  
chargement



**CE** Medicom  
UNIVERSITY

Obtenez GRATUITEMENT  
vos crédits CE avec Medicom



L'importance et  
l'utilisation des masques

1 crédit CE\*



L'importance et  
l'utilisation des désinfectants

1 crédit CE\*



L'importance et l'utilisation  
des pochettes de stérilisation

1 crédit CE\*

\* Aussi disponible en format abrégé de 0,5 crédit CE.

Inscrivez-vous dès  
aujourd'hui et obtenez **1000 POINTS BONUS!**

**Participez et courez la chance de  
gagner un approvisionnement  
d'un an de masques Medicom !**

3 façons de participer : s'inscrire à SafeAdvantage en utilisant le code promotionnel PDCSA1000; autoriser votre représentant commercial de Medicom à vous inscrire au tirage, ou s'inscrire à un cours de formation continue de l'université Medicom.

Maximum de 12 caisses de masques Medicom. Cinq gagnants seront tirés au sort.  
Consultez votre représentant Medicom pour plus de détails.

Achetez plus, obtenez plus sur vos achats avec Medicom [www.medicomsafeadvantage.com](http://www.medicomsafeadvantage.com) (Certaines conditions s'appliquent).

Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis.

# SafeAdvantage

programme de fidélité



## GÂTEZ- VOUS

Gagnez **1 point SafeAdvantage** pour chaque **1 \$ de produits Medicom que vous achetez**. Échangez vos points et gâtez-vous avec des articles tels que :



**5500  
POINTS**

Klipsch T2 True Wireless  
Écouteurs Bluetooth  
Noir



**3250  
POINTS**

Balles de golf AVX Titleist  
12 balles

Inscrivez-vous dès aujourd'hui et obtenez  
**1000 POINTS BONUS D'INSCRIPTION!**

Code promotionnel : PDC1000

**The Importance and Use of Masks****1 CE credit\*****The Importance and Use of Disinfectants****1 CE credit\*****The Importance and Use of Sterilization Pouches****1 CE credit\***\* also available in 0.5 credit format**Sign up and earn 1000 BONUS POINTS****Enter for a chance to win a 1-year supply of Medicom masks!**

Buy more, earn more on Medicom purchases. [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) (Certain restrictions apply).  
Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

# SafeAdvantage

Loyalty Program



Earn 1 SafeAdvantage point for every **\$1 of Medicom products** purchased. Redeem points for great gifts such as:

**5500 POINTS**

Klipsch T2 True Wireless Bluetooth Earphones Black

**3250 POINTS**

Titleist AVX Golf Balls 12 balls

**Join today and earn 1000 BONUS SIGN-UP POINTS**  
Promo Code: PDC1000

3 ways to enter: Sign up for SafeAdvantage using promo code PDCSA1000, Authorize your Medicom sales rep to enter you into the draw or Register for a Medicom University CE course.

12 cases of Medicom masks maximum. Five winners will be drawn.  
See your Medicom sales representative for additional details.

►NOUVEAU/NEW

# SafeWear

## Vêtements de protection de qualité supérieure

Vêtements de protection haut de gamme faits de matériaux de première qualité conçus pour vous protéger et vous offrir un ajustement confortable dans des couleurs tendance attrayante.

### Premium Protective Apparel

Premium protective apparel made from top-quality materials, designed to keep you protected and offer a comfortable fit in attractive, fashionable colours.

**Veste/Hipster Jacket**  
12 vestes par sac/12 jackets per bag

#8101 (A-E)

Bleu minuit  
Deep Blue

#8103 (A-D)

Aubergine  
Plum Purple

#8104 (A-D)

Bleu pastel  
Soft blue

#8105 (A-D)

Première neige  
first snow

**Blouse de labo. haute performance/High Performance Lab Coat**  
5 paquets de 12 par caisse/5 package of 12 per case

#8107 (A-E)

Bleu minuit  
Deep Blue

#8109 (A-D)

Aubergine  
Plum Purple

#8112 (A-D)

Bleu pastel  
Soft blue

#8110 (A-D)

Première neige  
first snow

Grandeur disponibles : A=petit / B=moyen / C=grand / D=très grand / E=2 TG  
Apparel Size Chart: A=Small / B=Medium / C=Large / D=Extra Large / E=2 XL



# ProSurface<sup>+</sup>

**Nettoie et désinfecte en 1 minute**  
*Gone. In 60 seconds*

### Lingettes et vaporisateur désinfectants avec technologie TotalClean

La technologie brevetée TotalClean permet une action rapide et puissante. Élimine 48 agents pathogènes, y compris les bactéries, virus et champignons sans endommager les surfaces. Disponible en lingettes pratiques et en vaporisateur.

### Disinfectant Spray and Wipes with TotalClean Technology

Proprietary TotalClean technology provides fast and powerful action. Eliminates 48 pathogens, including bacteria, viruses and fungi, without damaging surfaces. Available in convenient wipes and spray.

►NOUVEAU/NEW

**Lingettes sèches**  
**Dry wipes #40050**

- 10 x 13", 4 plis
- 500 lingettes
- 10 x 13", 4-ply
- 500 wipes

**5295**  
boîte/box

**Lingettes/Wipes**  
**#40060C**

- 6 x 6.75"
- 160 lingettes/boîte
- 160 wipes/canister

**2195**  
boîte/box

**Lingettes/Wipes**  
**#40061C**

- 9 x 12"
- 65 lingettes/boîte
- 65 wipes/canister

**2395**  
boîte/box

**Vaporisateur/Spray**

**#40066C**

- 946 ml (32 oz fl)
- 12 bouteilles par caisse
- 12 bottles per case

\* PROMO PDC 2+1

**2795**  
chacun/each

**1865**  
chacun/each

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*





### Bande matrice à usage unique Single-Use Matrix Band Pro-Matrix

**La nouvelle classe II** Nouveau design incurvé sublingual pour un ajustement parfait en tout temps. Système de matrices breveté hautement sophistiqué pour les besoins quotidiens des restaurations dentaires, ProMatrix simplifie les procédures en facilitant le positionnement et améliorant la visibilité.

**The new Class II** New sublingual contoured design for the perfect contact everytime. Engineered with a sophisticated design to meet the evolving needs of dentistry, Pro-Matrix's band will simplify procedures through easier placement and visibility.



#30010 ■ 6 mm  
Large/wide  
Boîte de 50/box

#30020 ■ 4,5 mm  
Étroite/narrow  
Boîte de 50/box



#30030 ■ 6 mm  
Cintrée large  
Contoured wide  
Boîte de 50/box

#30040 ■ 4,5 mm  
Cintrée étroite  
Contoured narrow  
Boîte de 50/box

1 boîte/box  
**74,95**  
boîte/box

2 boîtes/boxes  
**71,95**  
boîte/box

1 boîte/box  
**87,95**  
boîte/box

2 boîtes/boxes  
**84,95**  
boîte/box

### Pompes d'aspiration rapide High Volume Suction Tips Medicom

Blanc, 1000/caisse  
White, 1000/case

#505 sans prise d'air/non-vented  
#510 avec prise d'air/slotted tip



**41,95**  
caisse/case

### Porte-fluorure jetables Disposable Gel Trays Medicom

Simples, sac de 100/Disposable, single, 100/bag  
#10030-S petit, jaune/small, yellow  
#10030-M moyen, blanc/medium, white  
#10030-L grand, bleu/large, blue



Articulés, sac de 50/Disposable, hinged, 50/bag  
#10029-S petit, jaune/small, yellow  
#10029-M moyen, blanc/medium, white  
#10029-L grand, bleu/large, blue

1 sac/bag  
**32,95**  
sac/bag

2 sacs/bags  
**29,95**  
sac/bag

### Digues dentaires en latex Latex Dental Dams Medicom

Medicom

En latex 100 % naturel, non-stérile  
usage unique, coins arrondis

100% natural latex, non-sterile  
single use, rounded corners



5 x 5", boîte de 52/box

#1255HB épais bleu, sans saveur/heavy blue, unflavored  
#1255HG épais vert, menthe/heavy green, mint  
#1255MB moyen bleu, sans saveur/medium blue, unflavored  
#1255MG moyen vert, menthe/medium green, mint  
#1255TB mince bleu, sans saveur/thin blue, unflavored  
#1255TG mince vert, menthe/thin green, mint

6 x 6", boîte de 36/box

#1266HB épais bleu, sans saveur/heavy blue, unflavored  
#1266MB moyen bleu, sans saveur/medium blue, unflavored  
#1266MG moyen vert, menthe/medium green, mint  
#1266TB mince bleu, sans saveur/thin blue, unflavored  
#1266TG mince vert, menthe/thin green, mint

**13,45**  
chacun/each

\* PROMO PDC 2+1

**8,95**  
chacun/each

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

### Pompes à salive Saliva Ejectors Medicom

SafeBasics

Caisse de 1050 (10 paquets de 105)  
1050 per case (10 packages of 105)

#### CLASSIQUES/CLASSICS

#700 clair, bout bleu  
clear, blue tip  
#701 clair, bout blanc  
clear, white tip  
#703 blanc, bout blanc  
white, white tip



**4,45**  
paquet/package

#### NOUVELLES COULEURS/NEW COLORS

#710 bleu clair, bout bleu  
clear blue, blue tip  
#711 rose clair, bout rose  
clear pink, pink tip  
#712 lavande clair, bout lavande  
clear lavender, lavender tip

#### NOUVEAUX PARFUMS/NEW SCENTS

#713 vert clair, bout vert, menthe  
clear green, green tip, mint  
#714 rose clair, bout rose, fraise  
clear pink, pink tip, strawberry


**4,45**  
paquet/package

**6,45**  
paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Achetez 2 articles identiques de cette page, obtenez 1 boîte de sachets de stérilisation SafeSeal Quattro 3½ X 9 po GRATUITEMENT (#88010-4).

Buy 2 identical items on this page and get 1 box of SafeSeal Quattro 3½ X 9" sterilization pouches FREE (#88010-4).



<sup>1</sup> per case / par caisse  
<sup>2</sup> per box / par boîte  
<sup>3</sup> chacun / each



## Bavettes dentaires/Dental Bibs Medicom Dry-Back

2 plis de papier + 1 pli de polymère, 500/caisse  
2 paper ply + 1 poly ply, 500/case

#8280 lavande/lavender	#8283 blanc/white
#8281 gris/grey	#8284 jaune/yellow
#8282 bleu/blue	#8285 vert/green

- #8286 rose/rose
- #8287 beige
- #8288 pêche/peach
- #8289 aqua



**32.95**  
caisse/case

## Rouleau de stérilisation Sterilization Rolls Medicom SafeSeal

Un côté papier et un côté plastique  
One side paper and one side plastic

#9510+  
2" x 100'

#9520+  
3" x 100'

#9530+  
4" x 100'

#9540+  
6" x 100'

**11.95**  
rouleau/roll

**12.25**  
rouleau/roll

**14.45**  
rouleau/roll

**19.25**  
rouleau/roll



## Pellicule protectrice/Barrier Film Medicom

Pellicule protectrice offerte en rouleaux pratiques. Emballage de comptoir avec distributeur offrant des feuilles détachables, à usage unique. 1200/rouleau.

Hassle-free film which comes in convenient rolls. Unique packaging features counter-top dispenser with single-use, tear-off sheets for convenience. 1200/roll.



#5050  
4 x 6"  
bleu/blue

#5051  
4 x 6"  
transparent/clear

1 rouleau/roll  
**24.95**  
rouleau/roll

2 rouleaux/rolls  
**23.95**  
rouleau/roll

## Couvre-plateaux Tray Covers Medicom

Blanc, 1000/caisse  
White, 1000/case



#5593  
8¾ x 12¼"

**33.95**  
caisse/case

#5596  
10¼ x 15,75"

**62.95**  
caisse/case

#5594  
9½ x 12¼"

**45.95**  
caisse/case

#5597  
11 x 17½"

**54.95**  
caisse/case

#5595  
9 x 13½"

**40.95**  
caisse/case

#5599  
11 x 11"

**36.95**  
caisse/case

## Couvre appuie-têtes Headrest Covers Medicom

En papier et plastique, 500/caisse  
Paper & plastic, 500/case



10 x 10" (25 x 25 cm)

#3014 blanc/white #3015 bleu/blue

#3016 rose/pink

#3020 lavande/lavender

10 x 13" (25 x 33 cm)

#3017 blanc/white #3018 bleu/blue

#3019 rose/pink

#3021 lavande/lavender



**42.95**  
caisse/case

**49.95**  
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## CAISSE DE 800/PER CASE

### Bavettes dentaires/Dental Bibs

#### Medicom SafeBasics Dry-Back

1 pli papier + 1 pli polymère, 800/caisse  
1 paper ply + 1 poly ply, 800/case

- #8182 bleu/blue
- #8183 blanc/white
- #8185 vert/green
- #8186 rose/pink



**BAS PRIX QUOTIDIEN  
EVERYDAY LOW PRICE**

1 caisse/caisse

**33<sup>95</sup>**

caisse/caisse

**32<sup>95</sup>**

caisse/caisse



### Barrières protectrices Protective barriers SafeShield

#9565

Barrières protectrices jetables pour LED A-dec,  
10/paquet ou 1000/caisse

Disposable protective barriers for the A-dec LED,  
10/ pack or 1000/case



1 paquet/package

**23<sup>95</sup>**

paquet/package

2 paquets/package

**21<sup>95</sup>**

paquet/package

**6<sup>25</sup>**  
pour 200  
per 200

### Compresses non tissées Non-Woven Sponges

#### Medicom SafeGauze

Rayonne et polyester, sans agent de blanchiment  
Rayon and polyester, no chemical whiteners



#4522

4 plis, 5 x 5 cm, 45 g, non stérile, 4000/caisse  
4 ply, 2 x 2", 45 g, non sterile, 4000/case

Achetez 2 articles identiques (#4522), obtenez  
1 boîte de digues dentaires SafeTouch 5 X 5 po  
GRATUITEMENT (#1255MG).

Buy 2 identical items (#4522),  
get 1 box 5 X 5" SafeTouch  
dental dams FREE (1255MG)

**62<sup>95</sup>**

caisse/case

#4544

4 plis, 10 x 10 cm, 45 g  
non-stérile, 2000/caisse

4 ply, 4 x 4", 45 g  
non sterile, 2000/case

**111<sup>95</sup>**

caisse/case

### Compresses non tissées Non-Woven Sponges

#### Medicom SafeGauze Cotton

Excellent absorption, douceur, résistance et  
durabilité d'une composition 100 % coton.

Excellent absorption & softness combined with the  
strength and durability of a 100% cotton composition.



#4822

4 plis, 5 x 5 cm  
non-stérile, 4000/caisse

4 ply, 2 x 2",  
non-sterile, 4000/case

**52<sup>95</sup>**

caisse/case

#4844

4 plis, 10 x 10 cm  
non-stérile, 2000/caisse

4 ply, 4 x 4",  
non-sterile, 2000/case

**82<sup>95</sup>**

caisse/case

### Compresses non tissées Non-Woven Sponges

#### Medicom SafeBasics

Medicom SafeBasics



#2101CH 4 plis, 5 x 5 cm, 35 g  
non-stérile, 5000/caisse

4 ply, 2 x 2", 35 g  
non sterile, 5000/case

**44<sup>95</sup>**

caisse/case

#2100CH 4 plis, 10 x 10 cm, 35 g  
non-stérile, 2000/caisse

4 ply, 4 x 4", 35 g  
non sterile, 2000/case

**53<sup>95</sup>**

caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



## GRATUIT/FREE

Achetez 2 articles identiques (#10033-CN, #1033-BG32 ou #1030-X) et obtenez 1 boîte de digues dentaires SafeTouch 5 X 5 po GRATUITEMENT (#1255MG).

Buy 2 identical items (#10033-CN, #1033-BG32 or #1030-X) and get 1 box 5 X 5" SafeTouch dental dams FREE (#1255MG)

### Duraflor Medicom

#10033-CN

Vernis à 5 % de fluorure de sodium, saveur de gomme balloune, tube de 10 ml

5% sodium fluoride varnish, bubble gum flavor, 10 ml tube



200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS<sup>2</sup>

34.95  
chacun/each

#1033-BG32

Vernis à 5 % de fluorure de sodium, saveur de gomme balloune, 32 unités jetables de 0,5 ml

5% sodium fluoride varnish, bubble gum flavor, 32 disposable unit doses of 0.5 ml



200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS<sup>2</sup>

66.95  
boîte/box

209  
Unité  
per unit

### Duraflor Halo Medicom

#1030

Vernis blanc à 5 % de fluoride de sodium, 32/boîte  
5% sodium fluoride white varnish, 32/box

- SM32    menthe verte/spearmint
- WB32    baies sauvages/wild berry
- MM32    melon-menthe/melonmint



200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS<sup>2</sup>


79.95  
boîte/box

250  
Unité  
per unit

## MEDICOM

### Libération moyenne de fluorure en 4 heures (µg F / de vernis)

### Average Fluoride Release Over 4 hours (µg F / of Varnish)



500  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS<sup>2</sup>

### Duraflor Ultra Medicom

Vernis blanc à 5 % de fluoride de sodium, 0,4 ml, sucré avec du xylitol, texture lisse, emballage «ouvez et appliquez» facile à ouvrir.

5% sodium fluoride white varnish, 0,4 ml, sweetened with Xylitol, smooth consistency, packing "open and apply" easy to open.

Boîte de 30/box

- #1031-CH30 cerise cherry
- #1031-BG30 gomme balloune bubble gum
- #1031-M30 menthe mint
- #1031-C30 caramel
- #1031-ST30 fraise strawberry

\* PROMO PDC 2+1

52.95  
boîte/box

35.30  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

Boîte de 200/box

- #1031-CH200
- #1031-BG200
- #1031-M200
- #1031-C200
- #1031-ST200

312.95  
boîte/box



### Pansements hémostatiques à usage topique Topical Hemostatic Dressings Medicom

#4900-STATC

Se transforme rapidement en gel pour une mise en place facile et favorise la coagulation du sang en formant un caillot pour une cicatrisation efficace. Stérile, 0,75 x 0,75 po, 4 plis, blanc, 20/boîte

Quickly turn to gel for easy placement. Aids in the formation of a strong clot for effective wound healing. Sterile, 0,75 x 0,75", 4 ply, white, 20/box

PROMO 2+1

73.95  
caisse/case

49.30  
caisse/case

### Verres en plastique 5 onces 5 oz Plastic Cups

Medicom SafeBasics

Caisse de 1000/case

- #105 vert/green
- #106 lavande/lavender
- #107 rose/pink
- #108 jaune/yellow
- #110 blanc/white
- #112 bleu/blue
- #121 aqua



39.95  
caisse/case

### Verres de papier ciré Waxed Paper Cups Medicom

Caisse de 1000/case

- #113-CH 4 oz bulles/bubbles
- #114-CH 4 oz dents/teeth
- #115-CH 5 oz bulles/bubbles
- #116-CH 5 oz dents/teeth



51.95  
caisse/case

55.95  
caisse/case

### Verres de papier Hello Kitty Hello Kitty Paper Cups Medicom

#120-HK

5 onces, 1000/caisse  
5 oz, 1000/case



1 caisse/case  
53.95  
caisse/case

2 caisses/cases  
49.95  
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Achetez 2 articles identiques de cette page,  
obtenez 1 boîte de digues dentaires  
**SafeTouch 5 x 5 "GRATUITEMENT (#1255MG)**

**Buy 2 identical items on this page,  
get 1 box 5 x 5" SafeTouch dental dams  
FREE (#1255MG)**



<sup>1</sup> per case / par caisse  
<sup>2</sup> per box / par boîte  
<sup>3</sup> chacun / each



### Pro-Gel Medicom

**#10021**

Gel topique au fluorure de sodium à 2,72 %  
(1,23 % ions de fluorure), application en 60 sec.

2.72% topical sodium fluoride gel  
(1.23% fluoride ions), 60 sec. application

-M menthe/mint  
-ST fraise/strawberry

200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS

480 ml (16.2 oz)

**1995**  
chacun/each



### Pro-Gel Medicom

**#10022**

Gel au fluorure de sodium neutre à 1,1 %, sans saveur  
1.1% neutral sodium fluoride gel, unflavored

480 ml (16.2 oz)

**1795**  
chacun/each



### Pro-Gel Medicom

**#10023-ST**

■ fraise/strawberry

Gel au fluorure de sodium neutre à 2 %  
2% neutral sodium fluoride gel

200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS

480 ml (16.2 oz)

**1995**  
chacun/each


### Pro-Polish Medicom

**#10031**

Pâte prophylactique au fluorure, pot, 340 g  
Prophylaxis paste with fluoride, jar, 12 oz

-FBG ■ gomme ballonue, fin/bubble gum, fine

-MM ■ menthe, moyen/mint, medium  
-MCH ■ cerise, moyen/cherry, medium  
-CM ■ menthe, grossier/mint, coarse



**2095**  
chacun/each

2 pots et +/- 2 jars and +  
**1995**  
chacun/each



### Pro-Foam Medicom

**#10037**

Mousse au fluorure de sodium à 2,72 %  
(1,23 % ions de fluorure), 125 g

2.72% Fluoride foam (1.23% fluoride ions), 4.4 oz

-M menthe/mint  
-ST fraise/strawberry  
-BG gomme ballonue/bubble gum

200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS

**3795**  
chacun/each

### Pro-Polish Medicom

**#10047**

Pâte prophylactique au fluorure  
200 doses unitaire/boîte, 400 g

Prophylaxis paste with fluoride  
200 unit doses/box, 14.1 oz

-FBG ■ gomme ballonue, fin/bubble gum, fine  
-MM ■ menthe, moyen/mint, medium  
-MCH ■ cerise, moyen/cherry, medium  
-CM ■ menthe, grossier/mint, coarse  
-CRB ■ framboise, grossier/raspberry, coarse



**4995**  
boîte/box

### Pro-Rinse Medicom

**#10044**

Rince-bouche au fluorure de sodium neutre à 2 %, 1,9 L  
2% neutral sodium fluoride oral rinse, 64 fl oz

#10044-M ■ menthe/mint  
#10044-B ■ fruits des champs/berry

200  
BONUS POINTS  
POINTS BONUS

1 bouteille/bottle  
**5295**  
chacun/each

2 bouteilles et +/- 2 bottles and +  
**4995**  
chacun/each

### Pro-Rinse Medicom

Rince-bouche au gluconate de chlorhexidine 0,12 %, menthe  
Chlorhexidine gluconate oral rinse 0,12%, mint



**#10025**

Bouteille de 500 ml  
16.9 fl oz bottle

**1695**  
chacun/each

**#10026**

Bouteille de 4 L  
135.3 fl oz bottle

**8995**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GANTS/GLOVES MEDICOM



### SilkSkin Nitrile

#1227-X indigo

Sans poudre, texturé non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 150/caisse

Powder-free, textured non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 150/case

**41<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### Advanced Rejuvenate Thin Nitrile

#1199-X blanc/white

Sans poudre, texturé, non-stérile lanoline + vitamine E, sans latex t-petit, petit, moyen, grand  
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured, non-sterile lanolin + vitamin E, latex-free x-small, small, medium, large  
10 boxes of 200/case

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### Advanced Extend+ Nitrile

#1217-X (#1172-X) rose/pink

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**34<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### Advanced Form Nitrile

#1177-X bleu/blue

Sans poudre, bout des doigts texturés, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured fingertips, non-sterile, latex-free, x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 200/case

**57<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

28<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### Advanced Rejuvenate Nitrile

#1176-X blanc/white

Sans poudre, texturé, non-stérile lanoline + vitamine E, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile lanolin + vitamin E, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**35<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### Advanced Extend+ Nitrile

#1217-X (#1172-X) rose/pink

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**34<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### True Fit Thin Nitrile

#1185-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non stérile t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile x-small, small, medium, large, x-large  
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300  
Distributeurs  
Dispensers

**69<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

23<sup>30</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



### MicroDefense Nitrile

#1230-X bleu violet/violet blue

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 200/caisse (t-grand=180/boîte)

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 200/case (x-large=180/box)

**PROMO 9+1**  
**48<sup>60</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

**43<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Advanced Stretchy Nitrile

#1137-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**31<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Advanced Comfort Nitrile

#1196-X blanc/white

Sans poudre, bouts des doigts texturés, non-stérile, sans latex t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 300/caisse

Powder-free, textured fingertips, non-sterile, latex-free x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 300/case

**24<sup>30</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

pour 100 gants  
per 100 gloves

min. 1 cs.



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GANTS/GLOVES MEDICOM



### True Fit Thin Nitrile

#1186-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile,  
x-small, small, medium, large, x-large  
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300  
Distributeurs  
Dispensers

**23<sup>30</sup>**  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**69<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### NeoNatural Chloroprene

#1228-X émeraude/emerald

Sans poudre, texturés, non-stérile, sans latex,  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured fingertips, non-sterile, latex-free  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**PROMO 9+1**  
**26<sup>60</sup>**  
boîte/box    **23<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Connect Latex

#1124-X naturel/natural

Sans poudre, chloriné, non-stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, chlorinated  
non-sterile  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

### UltraGrip Latex

#1222-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Rejuvenate Latex

#1163-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile,  
lanoline + vitamine E  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile  
lanolin + vitamin E  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**22<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Connect Latex

#1162-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non-stérile  
t-petit, petit, moyen  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile  
x-small, small, medium  
10 boxes of 100/case

**22<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Advanced Slim Nitrile

#1175-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,  
non-sterile, latex-free  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**29<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Connect Latex

#1125-X naturel/natural

Égèrement poudré, non-stérile  
petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

lightly powdered, non-sterile  
small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Advanced Platinum Nitrile

#1174-X blanc/white

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,  
non-sterile, latex-free  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case

**34<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Blue Lite

### NITRILE #OPX-BL2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile t-petit, petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile x-small, small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



JUSQU'À  
ÉPUISEMENT DE  
L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST

## Ultra Touch

### NITRILE #OPX-UT2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Lab Master

### NITRILE #OPX-LM2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Harmony

### NITRILE #OPX-HA2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Aqua Blue

### NITRILE #OPX-AB2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Intuition

### NITRILE #OPX-IN2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Flamingo

### NITRILE #OPX-FL2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile t-petit, petit, moyen, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile x-small, small, medium, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Ninja

### NITRILE #OPX-NI

Entièrement texturé, sans poudre, non-stérile petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Fully textured, powder free, non-sterile small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

27<sup>95</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



### Comfort Flex PF

LATEX #OPX-20

Texture alvéolaire, sans poudre, non-stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Honeycomb texture, powder free, non-sterile  
x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Extreme

LATEX #OPX-EX-P

Sans poudre, non-stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder free, non-sterile  
x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



## Eclipse

NITRILE #OPX-EC

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 200/caisse

Textured fingertips, powder free, non-sterile  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 200/case

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

**27<sup>95</sup>**  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**55<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

En vigueur du 25 février au 14 mars 2021

# TOUS LES MASQUES NE SONT PAS CRÉÉS ÉGAUX



## SafeMask®

Masques de procédure  
à boucles auriculaires

NIVEAU  
ASTM  
...3 Premier Elite™

Une protection supérieure dans une variété de couleurs

2042  
2043

2046  
2044



50 masques/boîte



NIVEAU  
ASTM  
...3 SofSkin™

Une protection exceptionnelle spécialement conçue pour les peaux sensibles

2086  
2087

2088  
2089

50 masques/boîte

## SafeBasics®

Masques de procédure  
à boucles auriculaires

NIVEAU  
ASTM  
...3

La protection que vous attendez à un prix étonnamment bas

2150  
2151  
2152



50 masques/boîte

## 8+2 boîtes identiques GRATUITES

**Participez et courez la chance de gagner un approvisionnement d'un an de masques Medicom !**  
Maximum de 12 caisses de masques. Voir au verso ou consultez votre représentant Medicom pour plus de détails.

Achetez plus, obtenez plus sur vos achats avec Medicom [www.medicomsafeadvantage.com](http://www.medicomsafeadvantage.com) (Certaines conditions s'appliquent).  
Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis.



# PDC Show Specials

Valid from February 25 to March 14, 2021

## NOT ALL MASKS ARE CREATED EQUAL



### SafeMask® Earloop Procedure Face Mask

ASTM  
LEVEL  
...3 Premier Elite™

Superior barrier protection in  
a variety of hues

2042  
2043

2046  
2044



50 masks/box



ASTM  
LEVEL  
...3 SofSkin™

Exceptional protection made  
especially for sensitive skin

2086  
2087

2088  
2089

50 masks/box

### SafeBasics® Earloop Procedure Face Mask

ASTM  
LEVEL  
...3

The protection you expect at  
a surprisingly low price

2150  
2151  
2152



50 masks/box

**8+2 FREE** of same promo

**Enter for a chance to win a 1-year supply of Medicom masks!**

12 cases of masks maximum. See back page or your Medicom sales representative for details

Buy more, earn more on Medicom purchases. [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) (Certain restrictions apply).

Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask Premier

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2015 bleu/blue

#2016 rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1



15<sup>95</sup>  
boîte/box

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask Premier Plus

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2040 bleu/blue

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2



16<sup>95</sup>  
boîte/box

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask Premier Elite

Boucles auriculaires, 50/boîte. *Earloop, 50/box*

#2042 bleu/blue

#2043 sarcelle/teal

#2046 rose/pink

#2044 lavande/lavende

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3

#2047 blanc/white (non inclus dans la promotion PDC  
not part of the PDC promotion)



\* PROMO PDC 8+2

14<sup>95</sup>  
boîte/box

11<sup>95</sup>  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

## SafeMask FreeFlow

## Masques de procédure/Procedure Masks

Respirabilité exceptionnelle/Exceptional breathability

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#200311 Lavande/Lavender

#200315 Bleu/Blue

#200316 Rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1



16<sup>95</sup>  
boîte/box

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#200415 Bleu/blue

#200416 Rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2



17<sup>95</sup>  
boîte/box

## Masques conique Cone Masks

SafeMask Cone

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2021 Rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2



14<sup>95</sup>  
boîte/box

## Masques de procédure/Procedure Masks SafeBasics

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2131 Bleu/blue

#2132 Rose/pink

#2133 Jaune/yellow

#2134 Vert/green

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1



15<sup>95</sup>  
boîte/box

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2140 Blanc/white

#2141 Bleu/blue

#2142 Rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2



16<sup>95</sup>  
boîte/box

Boucles auriculaires, 50/boîte

*Earloop, 50/box*

#2150 Blanc/white

#2151 Bleu/blue

#2152 Rose/pink

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3



\* PROMO PDC 8+2

14<sup>95</sup>  
boîte/box

11<sup>95</sup>  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## Masques pour enfant Child's Face Masks

SafeMask Premier

#2038

Boucles auriculaires, 50/boîte  
Earloop, 50/box



ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1



**Le premier masque de niveau 1 ASTM conçu pour protéger vos plus jeunes patients**  
Une taille adaptée aux enfants procure un ajustement adéquat

**The first ASTM Level 1 mask designed to protect your youngest patients**

Child-appropriate sizing creates a reliable fit

**14<sup>95</sup>**  
boîte/box

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask Master Series

Boucles auriculaires, 50/boîte  
Earloop, 50/box

#2056 ■ Festival d'azalées/Azalea Festival



ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2

**16<sup>95</sup>**  
boîte/box

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask Master Series

Boucles auriculaires, 50/boîte  
Earloop, 50/box

#2057 ■ Brise d'océan/Ocean Surf

#2058 ■ Festival d'azalées/Azalea Festival

#2059 ■ Campanule du sud/Southern Bellflower



ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3

**17<sup>95</sup>**  
boîte/box

## Masques de procédure Procedure Masks

SafeMask SofSkin

Boucles auriculaires, 50/boîte  
Earloop, 50/box

#2086 ■ Blanc/white

#2087 ■ Bleu/blue

#2088 ■ Rose/pink

#2089 ■ Lavande/Lavender

ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3

**\* PROMO PDC 8+2**  
**15<sup>95</sup>**  
boîte/box      **12<sup>75</sup>**  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

## Masques de procédure Procedure Masks

Safe+Mask Tie-On

#2000

Avec attaches, bleu, 50/boîte  
Tie-On, blue, 50/box



ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1

**29<sup>95</sup>**  
boîte/box

## Masques de procédure avec visière/Procedure Masks with shield

Premier Pro-Shield

#2025 ■ sarcelle/teal

Boucles auriculaires, 25/boîte

Earloop, 25/box



ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3

**59<sup>95</sup>**  
boîte/box

## Masques de procédure / Procedure Masks TailorMade

Boucles auriculaires et barette de menton, 50/boîte  
Earloop and chin wire, 50/box



#2070 ■ Bleu/blue  
ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 1  
**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

#2071 ■ Rose/pink  
ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 2  
**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

#2072 ■ Bleu/blue  
ASTM  
NIVEAU  
LEVEL  
••• 3  
**17<sup>95</sup>**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# LORSQU'IL S'AGIT DE PROTECTION, LA FORCE COMpte

## Hedy®

### Digues dentaires en polyisoprène

Lauréat du prix Dental Advisor pour une deuxième année consécutive. Le polyisoprène de qualité supérieure, sans latex ni poudre, offre une résistance à la déchirure supérieure et un allongement jusqu'à 1230 %.

**320DNB-5M** - 5" x 5" - Moyen

**320DNB-5H** - 5" x 5" - Épais

30 unités/boîte

**320DNB-6M** - 6" x 6" - Moyen

**320DNB-6H** - 6" x 6" - Épais

30 unités/boîte



### Digues dentaires en latex

Le latex naturel de première qualité offre une résistance à la déchirure et une élasticité supérieures, permettant un allongement impressionnant de 700 %.

**310DB-5M** - 5" x 5" - Moyen

**310DB-5H** - 5" x 5" - Épais

**310DB-5T** - 5" x 5" - Mince

**310DG-5M** - 5" x 5" - Moyen

**310DG-5H** - 5" x 5" - Épais

**310DG-5T** - 5" x 5" - Mince

52 unités/boîte

**310DB-6M** - 6" x 6" - Moyen

**310DB-6H** - 6" x 6" - Épais

**310DB-6T** - 6" x 6" - Mince

**310DG-6M** - 6" x 6" - Moyen

**310DG-6H** - 6" x 6" - Épais

**310DG-6T** - 6" x 6" - Mince

36 unités/boîte

## SafeTouch® Dental Dam

### Digues dentaires en latex

Très grande résistance et flexibilité permettant la manipulation même dans les endroits les plus difficiles à atteindre.

**1255MB** - 5" x 5" - Moyen Sans parfum

**1255HB** - 5" x 5" - Épais Sans parfum

**1255TB** - 5" x 5" - Mince Sans parfum

**1255MG** - 5" x 5" - Moyen Parfum de menthe

**1255HG** - 5" x 5" - Épais Parfum de menthe

**1255TG** - 5" x 5" - Mince Parfum de menthe

52 unités/boîte

**1266MB** - 6" x 6" - Moyen Sans parfum

**1266MB** - 6" x 6" - Épais Sans parfum

**1266MB** - 6" x 6" - Mince Sans parfum

**1266MG** - 6" x 6" - Moyen Parfum de menthe

**1266HG** - 6" x 6" - Épais Parfum de menthe

**1266TG** - 6" x 6" - Mince Parfum de menthe

36 unités/boîte

**2+1** boîte identique GRATUITE\*

En vigueur du 25 février au 14 mars 2021

\* Choix de n'importe quelle épaisseur et/ou taille autorisé. L'article gratuit sera l'article de moindre valeur.

Achetez plus, obtenez plus sur vos achats avec Medicom [www.medicomsafeadvantage.com](http://www.medicomsafeadvantage.com) (Certaines conditions s'appliquent).

Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis.

# WHEN IT COMES TO PROTECTION, STRENGTH MATTERS

## Hedy®

### Polyisoprene Dental Dam

Dental Advisor award winner for the second year in a row. Premium non-latex, powder-free polyisoprene provides superior tear strength and **elongation up to 1230%**.

**320DNB-5M** - 5" x 5" - Medium

**320DNB-5H** - 5" x 5" - Heavy

30 units/box

**320DNB-6M** - 6" x 6" - Medium

**320DNB-6H** - 6" x 6" - Heavy

30 units/box



### Latex Dental Dam

Exceptional strength and tear resistance with up to 700% elongation.

**310DB-5M** - 5" x 5" - Medium

**310DB-5H** - 5" x 5" - Heavy

**310DB-5T** - 5" x 5" - Thin

**310DG-5M** - 5" x 5" - Medium

**310DG-5H** - 5" x 5" - Heavy

**310DG-5T** - 5" x 5" - Thin

52 units/box

**310DB-6M** - 6" x 6" - Medium

**310DB-6H** - 6" x 6" - Heavy

**310DB-6T** - 6" x 6" - Thin

**310DG-6M** - 6" x 6" - Medium

**310DG-6H** - 6" x 6" - Heavy

**310DG-6T** - 6" x 6" - Thin

36 units/box

## SafeTouch® Dental Dam

### Latex Dental Dam

Superior strength and flexibility for easy use even in hard to reach areas.

**1255MB** - 5" x 5" - Medium Unscnt

**1255HB** - 5" x 5" - Heavy Unscnt

**1255TB** - 5" x 5" - Thin Unscnt

**1255MG** - 5" x 5" - Medium Mintscent

**1255HG** - 5" x 5" - Heavy Mintscent

**1255TG** - 5" x 5" - Thin Mintscent

52 units/box

**1266MB** - 6" x 6" - Medium Unscnt

**1266MB** - 6" x 6" - Heavy Unscnt

**1266MB** - 6" x 6" - Thin Unscnt

**1266MG** - 6" x 6" - Medium Mintscent

**1266HG** - 6" x 6" - Heavy Mintscent

**1266TG** - 6" x 6" - Thin Mintscent

36 units/box

**2+1 FREE** of same product\*

\*Mix 'n' match of any thickness and/or size allowed. Free good will be item of lesser value.

Valid from February 25 to March 14, 2021

### Lightweight Nitrile 3 mil

#110NPFL-X bleu/blue #110NPFP-X rose/pink #110NPFW-X blanc/white  
 Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, sans accélérateurs chimiques**  
 T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, **textured fingertips, chemical accelerators free**  
 x-small, small, small-medium, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case



27<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Standard Nitrile 4 mil

#110NPF-X bleu/blue  
 Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, résistant aux perforations**  
 t-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand  
 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, **textured fingertips, puncture resistant**  
 x-small, small, small-medium, medium, large  
 10 boxes of 100/case



31<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Optimum Nitrile 2.5 mil

#120NVB-X bleu/blue  
#120NVP-X rose/pink  
 Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, force flexible**  
 Petit, petit-moyen, 10 boîtes de 250/caisse

Powder-free, non-sterile, **textured fingertips, flexible strength**  
 X-small, small-medium, 10 boxes of 250/case



27<sup>58</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves  
68<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Latitude Nitrile 4 mil

#110NAI-X indigo  
 Sans poudre, non-stérile, bouts des doigts texturés, hypoallergénique  
**sans accélérateurs, résistant aux déchirures**  
 T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand  
 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, **textured fingertips, hypoallergenic  
accelerators free, puncture resistant**  
 X-small, small, small-medium, medium, large, x-large  
 10 boxes of 100/case



31<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

### TrueSense Nitrile 2 mil

#120NXI-X indigo  
 Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, sensation tactile inégalée**  
 T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand  
**10 boîtes de 250/caisse**

Powder-Free, non-sterile, **textured fingertips, unsurpassed tactile sensitivity**  
 X-small, small, small-medium, medium, large, x-large  
**10 boxes of 250/case**



27<sup>58</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves  
68<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

### Latex

#110PFA-X naturel/natural  
 Sans poudre, non-stérile, légèrement texturé  
**élasticité supérieure, excellente tactilité**  
 T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, **lightly textured**  
**Great flexibility, excellent tactile sensitivity**  
 X-small, small, small-medium, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case



19<sup>95</sup>  
boîte/box  
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# TOUTE LA PROTECTION. UNE FRACTION DU PRIX

**500  
POINTS  
BONUS\***

## Duraflor Ultra<sup>®</sup>



Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des dentistes et des patients.

<sup>1</sup> par boîte

1031-ST200
1031-C200
1031-M200
1031-CH200
1031-BG200

0,4 ml x 200 unités/boîte



1031-ST30
1031-C30
1031-M30
1031-CH30
1031-BG30

0,4 ml x 30 unités/boîte

**2+1  
GRATUITE  
boîte  
identique**

## ProSurface<sup>+</sup>

Vaporisateur désinfectant  
intégrant la technologie TotalClean<sup>MC</sup>

Tue le coronavirus  
en 60 secondes



La technologie exclusive TotalClean<sup>MC</sup> permet un nettoyage et une désinfection en 1 seule étape dans un temps de contact d'à peine 1 minute, le meilleur de sa catégorie.\* ProSurface<sup>+</sup> élimine 48 agents pathogènes, dont les bactéries, les virus, les champignons et la tuberculose, sans endommager les surfaces.

\*La surface traitée doit rester visiblement humide pendant une minute.

**40066C - 946 mL****2+1 boîte identique GRATUITE**

En vigueur du 25 février au 14 mars 2021

# ALL THE PROTECTION. A FRACTION OF THE PRICE.



500  
BONUS  
POINTS<sup>1</sup>

## Duraflor Ultra<sup>®</sup>



### White Sodium Fluoride Varnish

Delivers our fastest fluoride release to help prevent caries and treat hypersensitivity at a fraction of the cost of the competition.

<sup>1</sup> per box

1031-ST200
1031-C200
1031-M200
1031-CH200
1031-BG200

0.4 ml x 200 units/box



1031-ST30
1031-C30
1031-M30
1031-CH30
1031-BG30

0.4 ml x 30 units/box

**2+1  
FREE**  
of same  
promo

## ProSurface<sup>+</sup>

Disinfectant Spray  
with TotalClean<sup>TM</sup> Technology

Kills the coronavirus  
in 60 seconds



Powerful 1-step cleaning and disinfection in a best-in-class contact time of just 1 minute.\* Eliminates 48 pathogens, including bacteria, viruses, fungi and TB, without damaging surfaces.

\*Treated surface must remain visibly wet for one minute.

**40066C** - 32 fl. oz. bottle

**2+1 FREE** of same promo

Valid from February 25 to March 14, 2021

**Emballage SMMS/SMMS Wrap Quadra Fold**

Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène  
 - 4 couches pour un emballage CSR solide et flexible  
 - Simplifie la démarche car 1 seule utilisation équivaut à 2 feuilles d'emballage  
 - Barrière microbienne supérieure

*Suitable for steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization methods  
 - 4 layers for a very strong yet flexible CSR Wrap  
 - Allow to simplify the process as 1 application is equivalent to 2 sheets of wrap  
 - Higher microbial barrier*

**#620WR-15**

15 x 15", caisse de 250/case

**49<sup>95</sup>**  
caisse/case**#620WR-20**

20 x 20", caisse de 125/ case

**39<sup>95</sup>**  
caisse/case**#620WR-24**

24 x 24", caisse de 125/ case

**62<sup>95</sup>**  
caisse/case**Poinçon à digue dentaire Dental Rubber Dam**

Iso-Punch

**#310PUNCH-4**

Fournit une ouverture précise et correcte pour chaque dent.

- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
  - Un piston pointu frappe tous les bords de manière uniforme
  - Poignée facile à saisir
  - 5 tailles de trous différentes
- Provides a precise, correct opening for every tooth.*
- Crafted from high quality stainless steel
  - Sharp pointed plunger strikes all edges evenly
  - Easy-grip handle
  - 5 different hole sizes

**194<sup>95</sup>**  
chacun/each**Couvre-chaises complet Full chair covers****#HE-FCS**Conçu pour s'adapter facilement à la plupart des chaises.  
29 x 80 po, 125/boîte

*Designed to easily fit over most chairs.*  
29 x 80", 125/box

**52<sup>95</sup>**  
boîte/box**Digues dentaire SANS LATEX NON-LATEX Dental dams**

Polysoprène, sans poudre, non-stérile, usage unique  
*Polysisoprene, powder-free, non-sterile, single use*

**#320DNB-5M** 5 x 5", bleue/blue

Moyenne/medium, boîte de 30/box

**#320DNB-5H** 5 x 5", bleue/blue

Épaisse/heavy, boîte de 30/box

**#320DNB-6M** 6 x 6", bleue/blue

Moyenne/medium, boîte de 30/box

**#320DNB-6H** 6 x 6", bleue/blue

Épaisse/heavy, boîte de 30/box

**\* PROMO PDC 2+1****46<sup>95</sup>**  
boîte/box**31<sup>30</sup>**  
boîte/box**\* PROMO PDC 2+1****59<sup>95</sup>**  
boîte/box**39<sup>95</sup>**  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

**Digues dentaire en latex naturel Natural latex dental dams**

Non-stérile, usage unique  
*non-sterile, single use*

**#310DB** Bleu/blue

5 x 5 po, mince, moyen, épais, 52/boîte

5 x 5", thin, medium, heavy, 52/box

## 6 x 6 po, mince, moyen, épais, 36/boîte

6 x 6", thin, medium, heavy, 36/box

**#310DG** Vert/green

5 x 5 po, mince, moyen, épais, 52/boîte

5 x 5", thin, medium, heavy, 52/box

## 6 x 6 po, mince, moyen, épais, 36/boîte

6 x 6", thin, medium, heavy, 36/box

**\* PROMO PDC 2+1****17<sup>95</sup>**  
boîte/box**11<sup>95</sup>**  
boîte/box

\*En vigueur du 25 février au 14 mars 2021. Valid from feb 25 - mar 14

**Masque procédurale Procedural mask**

Hedy SoftMASK Defender

**#410HAX**

À boucles auriculaires

Niveau 3

Blanc, bleu ou vert



Earloop

Level 3

White, blue or green

**16<sup>95</sup>**  
boîte/box**Couvre-capteur de rayons X X-Ray sensor sleeve****#HE-X2510**

2,5 x 10", boîte de 500/box

1 boîte/box

**10<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**9<sup>95</sup>**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*

**AVERTISSEMENT :**  
Nouveau fonctionnement de la promotion pour l'obtention des gratuités. Voir les détails au bas de la p. 31.

**WARNING:** New procedure to get your free products. See details at the bottom of p. 31.

## CROSSTEX

### Digues dentaires/Dental Dams Crosstex

Non-stérile, usage unique, coins arrondis/Non-sterile, single use, rounded corners



■ 5 x 5", latex, menthe/mint, vert/green, boîte de 52/box

#19202 mince/thin #19200 moyen/medium #19201 épais/heavy

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

■ 6 x 6", latex, menthe/mint, vert/green, boîte de 36/box

#19402 mince/thin #19400 moyen/medium #19401 épais/heavy

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

■ 5 x 5", latex, sans saveur/unflavored, bleu/blue, boîte de 52/box

#19102 mince/thin #19100 moyen/medium #19101 épais/heavy

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

■ 6 x 6", latex, sans saveur/unflavored, bleu/blue, boîte de 36/box

#19302 mince/thin #19300 moyen/medium #19301 épais/heavy

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

■ 6 x 6", sans latex, menthe poivrée, violet, 15/boîte

6 x 6", latex-free, peppermint, purple, 15/box

#19500 moyen/medium

**23<sup>95</sup>**  
boîte/box

### ProGuard Crosstex

Vernis 5 % fluorure de sodium, unidose, 50/boîte  
5% sodium fluoride varnish, single-dose, 50/box

#UFVPM menthe/mint

#UFVPML melon



**PROMO 2+1\***  
**104<sup>95</sup>** **69<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Papiers d'essai à articuler et d'occlusion

#### Articulating and Occlusion Testing Papers Crosstex

Papier à articuler, 12 feuilles/livret, 12 livrets/boîte  
Articulating Paper, 12 sheets/book, 12 books/box



#TPXXT 0.00125"/32 µm, bleu extra-extra-mince/extra-extra-thin blue

#TPXT 0.0015"/38 µm, bleu extra-mince/extra-thin blue

#TPT 0.0028"/71 µm, bleu mince/thin blue

#TPTH 0.005"/127 µm, bleu épais/thick blue

#TPBR 0.0028"/71 µm, bleu+rouge/blue+red

#TPCBRT 0.003"/71 µm, bleu+rouge mince courbé/blue+red thin curved

#TPCMBR 0.004"/89 µm, bleu+rouge languette courbée/blue+red tab curved

**8<sup>95</sup>**  
**8<sup>95</sup>**  
**8<sup>95</sup>**  
**8<sup>95</sup>**  
**8<sup>95</sup>**  
**12<sup>95</sup>**  
**16<sup>95</sup>**



Papier à articuler fer à cheval, 12 feuilles/livret, 6 livrets/boîte

Horseshoe Articulating Paper, 12 sheets/book, 6 books/box

#TPH 0.0035"/89 µm, bleu+rouge/blue+red

**13<sup>45</sup>**



Feuille à articuler, 25 feuilles/livret, 12 livrets/boîte

Articulating Foil, 25 sheets/book, 12 books/box

#TFOBR 0.0005"/12 µm, bleu+rouge/blue+red

#TFOR2 0.0005"/12 µm, rouge 2 côtés/red 2 sides

#TFOB2 0.0005"/12 µm, bleu 2 côtés/blue 2 sides

#TFOE 0.0005"/12 µm, bleu 1 côté/blue 1 side

**22<sup>95</sup>**  
**19<sup>95</sup>**  
**19<sup>95</sup>**  
**19<sup>95</sup>**



Pellicule à articuler, 25 feuilles/livret, 12 livrets/boîte

Articulating Film, 25 sheets/book, 12 books/box

#TFMBKR 0.0005"/13µm, Precisely True, noir+rouge/black+red

#TPP 0.0005"/13µm, Precisely True, bleu mince/blue thin

#TFMR 0.0005"/13µm, Precisely True, rouge/red

#TFMBR 0.0005"/13µm, Precisely True, bleu+rouge/blue+red

**14<sup>95</sup>**  
**14<sup>95</sup>**  
**14<sup>95</sup>**  
**14<sup>95</sup>**



### Pâte de prophylaxie/Prophy Paste Sparkle Free

Avec xylitol, formule unique sans fluor, colorant, noix, soja, lait, œufs, gluten, aspartame, sulfite et produits à base de maïs, 200 doses unitaire/boîte

With Xylitol, unique fluoride & dye-free formula, free of nuts, soy, milk, eggs, gluten, aspartame, sulfite and corn products, 200 unit doses/box

- #UPSFME Saveur fruitée, grain moyen/Fruity flavour, medium grit
- #UPSFCF Saveur fruitée, grain grossier/Fruity flavour, coarse grit
- #UPSFMS Menthé verte, grain moyen/Spearmint, medium grit
- #UPSFCS Menthé verte, grain grossier/Spearmint, coarse grit
- #UPSFMWC Chocolat blanc, grain moyen/White chocolate, medium grit



**PROMO 2+1\***

**32<sup>95</sup>** **21<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Feuilles de malaxage Mixing Pads Crosstex

Polyéthylène, 100/paquet

Poly, 100/package



#KPAD33  
3 x 3" (8 x 8 cm)

**4<sup>95</sup>**  
paquet/package

#KPAD36  
3 x 6" (8 x 15 cm)

**5<sup>95</sup>**  
paquet/package

#KPAD66  
6 x 6" (15 x 15 cm)

**8<sup>45</sup>**  
paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



### Bavettes dentaires avec dessins Dental Bibs with Prints

Crosstex

13 x 19 po, 3 plis, 500/caisse  
13 x 19", 3 ply, 500/case

#WEXPP

Rubans roses/pink ribbons

#WEXFP

Pieds joyeux/happy feet

#WEXTB

Petits oursons/teddy bears

**37<sup>95</sup>**  
caisse/case

### Bavettes dentaires Dental Bibs

Crosstex

#WEXX

13 x 19 po, 3 plis, 500/caisse,  
couleurs disponibles :  
gris, bleu, blanc, jaune,  
vert, rose, beige, pêche,  
aqua, lavande13 x 19", 3 ply, 500/case,  
available colors:  
silver grey, blue, white, yellow,  
green, dusty rose, beige, peach,  
aqua, lavender**25<sup>95</sup>**  
caisse/case

### Couvre appuie-têtes Headrest Covers

Crosstex

Papier doux combiné à du  
plastique, sans latex, 500/caisseSoft tissue combined with poly,  
sans latex, 500/case

Régulier/standard, 10 x 10"

#LOBL bleu/blue

#LOGR vert/green

#L0DR rose/dusty rose

#LOLV lavande/lavender

#LOWH blanc/white

1 caisse/case

**38<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**36<sup>95</sup>**  
caisse/case

X-grand/x-large, 10 x 13"

#L3BL bleu/blue

#L3GR vert/green

#L3DR rose/dusty rose

#L3LV lavande/lavender

#L3WH blanc/white

1 caisse/case

**46<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**44<sup>95</sup>**  
caisse/case

Géant

Jumbo

13 x 13"

#L13BL bleu/blue

#L13WH blanc/white

1 caisse/case

**73<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**69<sup>95</sup>**  
caisse/case

X-géant

X/jumbo

11,5 x 15"

#L15WH blanc/white

1 caisse/case

**75<sup>95</sup>**  
caisse/case

2 caisses/cases

**73<sup>95</sup>**  
caisse/case

### Couvre-plateaux/Tray Covers

Crosstex

8 1/2 x 12 1/4 po, 1000/boîte, couleurs disponibles : jaune, aqua, beige  
bleu, rose, vert, lavande, pêche, gris8 1/2 x 12 1/4", 1000/box, available colors: yellow, aqua, beige,  
blue, pink, green, lavender, peach, silver grey

1 boîte/box

**32<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**31<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Couvre-plateaux Tray Covers

Crosstex

Blanc, 1000/boîte

White, 1000/box

#FBWH  
8,5 x 12,25"  
B (Ritter)#FEWH  
9 x 13,5"  
E (Midwest)#FAWH  
9,5 x 12,25"  
(Webber)#FCOX  
11 x 11"  
(Cox)#FCWH  
11 x 17,5"  
C (Webber)**26<sup>95</sup>**  
boîte/box**29<sup>95</sup>**  
boîte/box**35<sup>95</sup>**  
boîte/box**34<sup>95</sup>**  
boîte/box**40<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Couvre appuie-têtes non tissés

Non-Woven Headrest Covers

Crosstex

Blanc, 500/boîte

White, 500/box

#LOC  
10 x 10"

1 boîte/box

**48<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

47<sup>95</sup>  
boîte/box#L3C  
10 x 13"

1 boîte/box

**59<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**57<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Petit couvre-plateaux en papier blanc

Small White Paper Tray Covers

Crosstex

#FMINI

Grandeur/size: M (mini), 5 x 8" (13 x 20 cm)

Boîte de 1000/box



1 boîtes/boxes

**31<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**29<sup>95</sup>**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



**Gaines pour capteur numérique/Digital Sensor Sleeves** Crosstex

Transparent/clear

#BCXSS

1,375 x 8,25"

Petit/small

Boîte de 500/box

#BCXSL

1,625 x 8,25"

Grand/large

Boîte de 500/box

1 boîte/box

**19,95**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**18,95**  
boîte/box



**Couvre-poignées de lampe en T**

**Light Sleeves for T-Style Handle**

Crosstex

#BCLST

Transparent, 10 x 14,5 cm, 500/boîte  
Clear, 4 x 5.75" 500/box

**23,95**  
boîte/box



**Couvre-caméras X-Ray Sleeves**

Crosstex

#BCXR

38 x 66 cm  
(15 x 26")

Boîte de 250/box

1 boîte/box

**32,95**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**31,95**  
boîte/box

**Pellicule protectrice Barrier Film** Crosstex

4 x 6", rouleau de 1200/roll

#BFCL transparent/clear

#BFBL bleu/blue



1 boîte/box **24,95**  
boîte/box 2 boîtes/boxes **23,95**  
boîte/box



**Couvre-appuie-têtes Headrest Covers**

Crosstex

#L0CP

Transparent/clear

9 1/2 x 11"

boîte de 250/box

#L3CP

Transparent/clear

9 1/2 x 14"

boîte de 250/box

**12,45**  
boîte/box

**14,95**  
boîte/box



**Demi couvre-chaises Half Chair Covers**

Crosstex

#BCCS

Transparent, 27 1/2 x 24 po, 225/boîte

Clear, 27 1/2 x 24", 225/box

**39,95**  
boîte/box

**Couvre-plateaux Tray Covers** Crosstex

Plastique transparent, 500/caisse

Clear plastic, 500/cse

#BCTS1014

10 1/2 x 14"

Adec B (Ritter)

**24,95**  
boîte/box

#BCTS1114

11 5/8 x 14 1/2"

Chayes B (Ritter)

**37,95**  
boîte/box

#BCTS1116

11 1/2 x 16"

Midwest (Weber)

**42,95**  
boîte/box



**Couvre-seringues sans ouverture Syringe Sleeves without Opening**

Crosstex

#BCSS

Transparent, 6 x 25 cm

500/boîte

Clear, 2.5 x 10"  
500/box



**Couvre-seringues avec ouverture Syringe Sleeves with Opening**

Crosstex

6 x 25 cm, 500/boîte

2.5 x 10", 500/box

#BCSSO  
Transparent/clear

**15,95**  
boîte/box

**15,45**  
boîte/box

#BCSSBO  
Bleu/blue

**17,95**  
boîte/box



**Couvre-seringues avec ouverture et adhésif Syringe Sleeves with Opening and Adhesive**

Crosstex

#BCSSA

Transparent, 6 x 29 cm

500/boîte

Clear, 2.5 x 11.5"  
500/box

**17,95**  
boîte/box

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**



### Les produits SAFE-FLO empêchent les refoulements

Les pompes à salive et les soupapes unidirectionnelles SAFE-FLO fournissent une protection antirefoulement afin de protéger vos patients contre toute contamination croisée au niveau des conduits d'évacuation. Il n'est pas nécessaire de changer la façon dont vous travaillez pour être en mesure d'éliminer le risque. Choisissez la pompe à salive et la soupape tout-en-un, ou ajoutez une soupape à votre pompe à salive favorite.

### SAFE-FLO Products Prevent Backflow

SAFE-FLO saliva ejectors and one-way valves provide backflow protection to keep your patients safe from evacuation line cross-contamination. There is no need to change how you work in order to eliminate the risk. Choose the all-in-one saliva ejector and valve or add a valve to your favorite saliva ejector.

### Pompes à salive avec soupape SE intégrée Saliva Ejectors with Integrated SE Valve SAFE-FLO

#M1000WHBU blanc/white

#M1001CLBU transparent/clear

La soupape SAFE-FLO réduit légèrement la section exposée de la pompe à salive, la rendant moins souple, et permettant ainsi une rétraction tissulaire simple et un meilleur accès. 100/sac

The SAFE-FLO valve slightly shortens the exposed length of the saliva ejector, making it less flexible, allowing easy tissue retraction and better access. 100/bag

**54<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Soupape SE/SE Valve

SAFE-FLO

#M1010SUSE

À utiliser avec votre marque favorite de pompe à salive, tout en protégeant vos patients des refoulements. 100/sac

*Can be used with your favorite brand of saliva ejector, while protecting your patients against backflow. 100/bag*



**39<sup>95</sup>**  
sac/bag


### Soupape HV/HV Valve

SAFE-FLO

#M1030HVSE

Utiliser avec les embouts HVE. La soupape se ferme lorsque l'aspiration est arrêtée ou restreinte et empêche les refoulements. 100/sac

*For use with HVE tips. The valve closes when the suction is stopped or restricted and prevents backflow. 100/bag*



**42<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Adaptateur/Adapter

SAFE-FLO

#M1020ADAP

L'adaptateur vous permet d'utiliser le conduit d'aspiration HV avec une pompe à salive standard, fournissant un niveau élevé de succion. 50/sac

*Adapter allows you to use the HV suction line with a standard saliva ejector, providing a higher level of suction. 50/bag*



**23<sup>95</sup>**  
sac/bag

## Utilisez une soupape unidirectionnelle SAFE-FLO® avec n'importe quel conduit d'aspiration!

Use a SAFE-FLO® One-Way Valvewith Any Suction Line!

VOLUME FAIBLE  
LOW VOLUME



Embout de pompe à salive à volume faible  
Low Volume Ejector Tip

VOLUME ÉLEVÉ  
HIGH VOLUME



Embout/tip  
HVE

Les soupapes unidirectionnelles jetables SAFE-FLO® empêchent les refoulements depuis les conduits d'aspiration, empêchant toute contamination croisée.

*SAFE-FLO® disposable one-way valves stop backflow from vacuum lines, preventing cross-contamination.*



Soupape/valve  
SAFE-FLO® HV  
#M1010SUSE



Interrupteur marche/arrêt  
On/Off Switch



Connecteur de conduit d'aspiration  
Suction Line Connector



Bactéries  
Bacteria



Sang  
Blood



Salive  
Saliva



Tissus  
Tissue



Soupape/valve  
SAFE-FLO® HV  
#M1030HVSE



Interrupteur marche/arrêt  
On/Off Switch



Connecteur de conduit d'aspiration  
Suction Line Connector

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Pompes à salive/Saliva Ejectors****Crosstex Comfort Plus**

48 x 33 cm (19 x 13"), sac de 100/bag, caisse de 1000/case

#ZWWCP blanc, bout blanc/white, white tip

#ZCWCP clair, bout blanc/clear, white tip

#ZWPCPBG blanc, bout rose, parfum gomme white, pink tip, bubble gum scented

#ZWGCPM blanc, bout vert, parfum menthe white, green tip, mint scented

COMPATIBLES AVEC SOUPAPE  
COMPATIBLE WITH VALVE #M1010SUSE

1 paquet/package

**5 85**  
paquet/package

3 paquets/packages

**5 45**  
paquet/package**Pompes à salive****Saliva Ejectors****Crosstex Premium**

Sac de 100/bag

Caisse de 1000/case

#ZCB clair, bout bleu/clear, blue tip

#ZCW clair, bout blanc/clear, white tip

#ZWW blanc, bout blanc/white, white tip

1 sac/bag

**4 75**  
sac/bag


3 sacs/bags

**4 45**  
sac/bag**Pompes à salive**  
**Saliva Ejectors Crosstex Premium**

#ZPP

Rose, sans latex, 100/sac, 1000/caisse  
Pink, latex-free, 100/bag, 1000/case**4 75**  
sac/bag**Pompes à salive**  
**Saliva Ejectors Crosstex Premium**

#ZCMC

Multicolore, 100/sac, 1000/caisse  
Assorted, 100/bag, 1000/case**5 65**  
sac/bag**Embouts pompe hygoformique**  
**Saliva Ejector Tips Crosstex**

#ZFFAD

Transparent, 10/paquet  
Clear, 10/package1 paquet/package  
**14 95**  
paquet/package  
2 paquets/packages  
**13 95**  
paquet/package**Pompes hygoformiques**  
**Free Form Saliva Ejectors Crosstex**

#ZFF

Blanc, 100/paquet  
White, 100/package1 paquet/package  
**12 45**  
paquet/package  
2 paquets/packages  
**11 95**  
paquet/package**Embouts d'aspirateur chirurgical**  
**Surgical Aspirator Tips Crosstex**

Sac de 25/bag

#ZSABL 1/16", bleu bout petit/blue small tip  
#ZSAWH 1/8", blanc bout régulier/white standard tip  
#ZSAGR 1/4", vert bout grand/green large tip1 sac/bag  
**9 95**  
sac/bag  
2 sacs/bags  
**8 95**  
sac/bag**Pompes d'aspiration rapide**  
**High Volume Suction Tips****Crosstex Combo-Tip**

Blanc/White, caisse de 1000/case

#ZET avec prise d'air/vented

#ZETNV sans prise d'air/non-vented

1 caisse/case  
**45 95**  
caisse/case  
2 caisses/cases  
**43 95**  
caisse/case**Embouts jetables pour seringue air-eau**  
**Disposable Air-Water Syringe Tips****Sparkle**#BCSAWS sac de 250/bag  
Multicolore/assorted#BCSAWSWH sac de 250/bag  
Blanc/white#BCSAWSC sac de 250/bag  
Transparent/clear#BCSAWSB Sac de 1500/bag  
Multicolore/assorted41 65  
pour 250 embouts  
per 250 tips1 sac/bag  
**48 95**  
sac/bag  
2 sacs/bags  
**46 95**  
sac/bag1 sac/bag  
**25 95**  
sac/bag  
2 sacs/bags  
**24 95**  
sac/bag**Pompes d'aspiration**  
**rapide/High Volume****Suction Tips****MaxVac Plus****Crosstex**Identiques au Combo-Tip  
mais colorées, 100/sacIdentical to the Combo-Tip  
but colored, 100/bag#ZETMVP multicolore/assorted  
#ZETMVYE jaune/yellow  
#ZETMVLV violet/purple  
#ZETMVPK rose/pink  
#ZETMVGR vert/green  
#ZETMVBL bleu/blue1 sac/bag  
**8 95**  
sac/bag  
2 sacs/bags  
**7 95**  
sac/bagEn raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



### Rouleaux de coton Dental Rolls Crosstex

**#DNC**  
1½ x 0,375 po, non-stérile, 2000/boîte  
1½ x 3/8", non-sterile, 2000/box



1 boîte/box  
**38.95**  
boîte/box  
  
2 boîtes/boxes  
**36.95**  
boîte/box

### Rouleaux de coton tissés Braided Dental Rolls Crosstex

**#DNCB**  
1½ x 0,375 po, non-stérile, 2000/boîte  
1½ x 3/8", non-sterile, 2000/box



1 boîte/box  
**37.95**  
boîte/box  
  
2 boîtes/boxes  
**35.95**  
boîte/box

<p><b>Compresses non tissées Non-Woven Sponges</b> Advantage <b>#ENCNWLA</b> 2 x 2 po, 4 plis 40 g, non-stérile 5000/caisse  2 x 2", 4 ply 40 g, non-sterile 5000/caisse</p> <p>1 caisse/case <b>39.95</b> caisse/case  2 caisses/cases <b>36.95</b> caisse/case</p>	<p><b>Compresses non tissées Non-Woven Sponges</b> Advantage <b>#ENC4NWLA</b> 4 x 4 po, 4 plis 40 g, non-stérile 2000/caisse  4 x 4", 4 ply 40 g, non-sterile 2000/caisse</p> <p>1 caisse/case <b>51.95</b> caisse/case  2 caisses/cases <b>49.95</b> caisse/case</p>	<p><b>Compresses non tissées Non-Woven Sponges</b> Premium <b>#ENC4NW</b> 4 x 4 po, 4 plis 50 g, non-stérile 2000/caisse  4 x 4", 4 ply 50 g, non-sterile 2000/caisse</p> <p>1 caisse/case <b>89.95</b> caisse/case  2 caisses/cases <b>87.95</b> caisse/case</p>	<p><b>Compresses non tissées Non-Woven Sponges</b> Premium <b>#ENCNW4K</b> 2 x 2 po, 4 plis 50 g, non-stérile 4000/caisse  2 x 2", 4 ply 50 g, non-sterile 4000/caisse</p> <p>1 caisse/case <b>59.95</b> caisse/case  2 caisses/cases <b>56.95</b> caisse/case</p>
--	---	---	--

### Verres en plastique Plastic Cups Crosstex

5 oz, caisse de 1000/caisse  
**#CXBL** bleu/blue  
**#CXGR** vert/green  
**#CXWH** blanc/white  
**#CXYE** jaune/yellow  
**#CXLV** lavande/lavender



1 caisse/case  
**47.95**  
caisse/case  
  
2 caisses/cases  
**46.95**  
caisse/case

### Verres en plastique Plastic Cups Crosstex Advantage

5 oz, caisse de 1000/caisse  
**#CXABL** bleu/blue  
**#CXBG** beige  
**#CXSL** gris/grey  
**#CXPE** pêche/peach



1 caisse/case  
**35.95**  
caisse/case  
  
2 caisses/cases  
**33.95**  
caisse/case

### Distributeur de verres Cups Dispenser Crosstex

**#PCC**  
Blanc, pour verres de 5 onces  
White, for 5 oz cups



**39.95**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**AVERTISSEMENT:**  
Nouveau fonctionnement de la promotion pour l'obtention des gratuités. Voir les détails au bas de la p. 31.

**WARNING:** New procedure to get your free products. See details at the bottom of p. 31.

## CROSSTEX

### Cartouche/Cartridge DentaPure

La cartouche DentaPure protège l'eau de votre unité dentaire pendant une année complète!\*

- AUCUNE tablette
- AUCUN ion d'argent
- AUCUNE manipulation quotidienne
- AUCUN produit chimique nocif
- AUCUNE eau distillée requise
- AUCUNEMENT allergène
- AUCUNE exigence de mise au rebut spéciale

\*Ou 240 L d'eau si les enregistrements d'utilisation sont conservés.

DentaPure cartridge protects your dental unit water for an entire year!\*

- NO tablets
- NO silver ion
- NO routine shocking
- NO harsh chemicals
- NO distilled water required
- NO allergenic iodine proteins
- NO special disposal requirements

\*Or 240 L of water if usage records are kept.



#DPI365M

Cartouche municipale/Municipal Cartridge



PROMO 3+1\*  
**224,25**  
chacun/each

298,95  
chacun/each

#DPI365B

Cartouche pour bouteille d'eau indépendante  
Independent Water Bottle Cartridge

PROMO 3+1\*  
**224,25**  
chacun/each

**►NOUVEAU/NEW**  
**Nettoyant concentré pour**  
**système d'évacuation**  
**Concentrated Evacuation**  
**System Cleaner**

Sani Vac

#JVAC 3,78 L

Peu moussant, neutralise les odeurs.  
Contient une concentration suffisante  
pour préparer 378 litres (100 gallons)  
de solution.

*Low foaming, neutralizes odors.  
Contains sufficient concentration to prepare  
100 Gallons (378 L) of working solution.*



1 bouteille/1 bottle  
**69,95**  
chacun/each

2 bouteilles/2 bottles  
**64,95**  
chacun/each

### Sachets à stérilisation Sterilization Pouches Crosstex



1 boîte/box  
**13,95**  
boîte/box

3 boîtes/boxes  
**12,95**  
boîte de 200/box

#SCSPP

3,5 x 9"  
boîte de 200/box

### Sacs à stérilisation en papier Paper Sterilization Bags Crosstex

Auto-scellant, indicateurs, 1000/caisse  
Self-Sealing, indicators, 1000/case



1 caisse/case  
**67,95**  
caisse/case

2 caisses/cases  
**65,95**  
caisse/case

### Nettoyant ultrasonique Ultrasonic Cleaner Efferzyme

#JET

Comprimés effervescents nettoyeants,  
odeur de menthe fraîche, 52/boîte

*Effervescent cleaning tablets,  
fresh spearmint scent, 52/box*



1 boîte/box  
**49,95**  
boîte/box

2 boîtes/boxes  
**47,95**  
boîte/box

#SCMPP

5,25 x 10"  
boîte de 200/box

1 boîte/box  
**21,95**  
boîte/box

3 boîtes/boxes  
**19,95**  
boîte/box



#OC  
2 1/2 x 1 1/2 x 10 1/2"

**79,95**  
caisse/case

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*

**AVERTISSEMENT :**  
Nouveau fonctionnement de la promotion pour l'obtention des gratis. Voir les détails au bas de la p. 31.

**WARNING:** New procedure to get your free products. See details at the bottom of p. 31.

## CROSSTEX

### Sachets à stérilisation/Sterilization Pouches Crosstex

Sachet auto-scellant avec indicateur de stérilisation de classe 4  
Self-Sealing Pouch with class 4 sterilisation indicator



#SCXX2	2 1/4 x 4"	6 x 10 cm		12 <sup>95</sup>
#SCX2	2 3/4 x 9"	7 x 23 cm		
#SCXS2	3 1/2 x 5 1/4"	9 x 13 cm		
#SCS2	3 1/2 x 9"	9 x 23 cm		
#SCW2	5 1/4 x 6 1/2"	13 x 17 cm		
#SCM2	5 1/4 x 10"	13 x 25 cm		22 <sup>95</sup>
#SCL2	7 1/2 x 13"	19 x 33 cm		41 <sup>95</sup>

#SCL12152	12 x 15"	30 x 38 cm		56 <sup>95</sup>
#SCL10152	10 x 15"	25 x 38 cm	100 sachets pouches	47 <sup>95</sup>
#SCL12182	12 x 18"	30 x 46 cm		54 <sup>95</sup>
#SCS25	3 1/2 x 9"	9 x 23 cm	EN VRAC / BULK PACK 500 sachets pouches	29 <sup>95</sup>

11<sup>20</sup>  
pour 200  
per 200


Achetez 4 boîtes de pochettes Crosstex Sure-Check, RECEVEZ 1 BOÎTE DE POCHETTES 3 1/2 x 9" (#SCS2) SANS FRAIS.\*  
Buy any 4 boxes of Crosstex Sure-Check Pouches, RECEIVE 1 BOX OF SURE-CHECK 3 1/2 x 9"POUCHES (#SCS2) AT NO CHARGE.\*



### Emballage pour stérilisation / Sterilization Wrap Crosstex

Première qualité, bleu, équivalent à grade 44 (IMS), autres grandeurs disponibles  
Top quality, blue, (IMS) Hu Friedy Grade 44, other sizes available

#SW12	12 x 12"	30.5 x 30.5 cm		10 <sup>45</sup>
#SW15	15 x 15"	38 x 38 cm		16 <sup>95</sup>
#SW18	18 x 18"	45.7 x 45.7 cm	100 sachets pouches	24 <sup>95</sup>
#SW20	20 x 20"	50.8 x 50.8 cm		26 <sup>95</sup>
#SW24	24 x 24"	61 x 61 cm		36 <sup>95</sup>



### Rouleau pour stérilisation Sterilization Tubing Crosstex

Nylon, transparent  
Nylon, clear



#SN2	2" x 100'	10 <sup>95</sup>
#SN3	3" x 100'	12 <sup>95</sup>
#SN4	4" x 100'	16 <sup>95</sup>
#SN6	6" x 100'	23 <sup>95</sup>

### Rouleau pour stérilisation Sterilization Tubing Crosstex

Un côté papier et un côté plastique  
One side paper and one side plastic



#SCT2	2" x 100'	8 <sup>95</sup>
#SCT3	3" x 100'	10 <sup>45</sup>
#SCT4	4" x 100'	13 <sup>45</sup>
#SCT6	6" x 100'	18 <sup>95</sup>

\* Utilisez code promotionnel: 2882 Pour recevoir gratuitement votre (vos) produit(s), veuillez télecopier une copie de votre facture de distributeur datée du 1er janvier au 31 mars 2021 indiquant les achats requis et votre sélection de produits sans frais au 773-868-3560 ou par courriel à hufriedysales@usa-800.com. Les preuves d'achats ne seront pas retournées et peut être utilisé à des fins de marketing. Le remboursement doit être posté avant le 30 avril 2021. 1) Les produits sans frais sont limités à UPFBG et UPMM pour Sparkle™ Free Prophy Paste, TPASSC1 et TPLUSPASC pour DPA, et UFVM et UFVPM pour ProGuard™ Varnish. 2) Le produit sans frais doit être le même que le produit acheté. La participation n'est pas autorisée pour les clients qui participent à tout autre programme de tarification, y compris le gouvernement, les cabinets de groupe, les marchés spéciaux, les centres de santé communautaires, écoles, institutions et clients à prix réduit.

\* Use promo code: 2882. To receive your at no charge product(s), please fax a copy of your distributor invoice dated January 1 – March 31, 2021 indicating the required purchases and your at no charge goods selection to 773-868-3560 or by email to hufriedysales@usa-800.com. Proofs of purchases will not be returned and may be used for marketing purposes. Redemption must be postmarked by April 30, 2021. 1) No charge products are limited to UPFBG and UPMM for Sparkle™ Free Prophy Paste, TPASSC1 and TPLUSPASC for DPAs, and UFVM and UFVPM for ProGuard™ Varnish. 2) No charge product must be same as purchased product. Participation is not permitted for customers who participate in any other pricing program, including government, group practices, special markets, community health centers, schools, institutions, and discount customers. Receipt of at no charge goods, after rebate, cannot be combined with other offers or promotions.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



# GUIDE RAPIDE DE STÉRILISATION/STERILIZATION QUICK GUIDE

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR OBTENIR UNE ASSURANCE DE LA STÉRILITÉ À, CHAQUE FOIS.  
ENSURE PROPER USE OF YOUR STERILIZER. FOLLOW THESE STEPS FOR STERILITY ASSURANCE, EVERY TIME.



## STÉRILISATEURS À VAPEUR/STEAM STERILIZERS

Les stérilisateurs à vapeur sont recommandés comme méthode de stérilisation par la CSA.  
Steam sterilizers are recommended as the sterilization method of choice by the CDC

### STÉRILISATEURS À VAPEUR PAR DÉPLACEMENT DE GRAVITÉ/GRAVITY DISPLACEMENT STEAM STERILIZER

Les modèles et fabricants comprennent/Manufacturer Models Include:

TUTTNAUER: Manual M/MK series (2340M, 2540M, 2540MK, 3870M) and Valueklate 1730 Fully Automated: EZ9, EZ10, EZ10k, 3870EA

### ÉVACUATION DYNAMIQUE DE L'AIR PAR DÉPLACEMENT PULSATIF DE PRESSION POSITIVE (DPPP) DYNAMIC AIR REMOVAL FOR STEAM FLUSH PRESSURE PULSE (SFPP)

Les modèles et fabricants comprennent/Manufacturer Models Include:

SCICAN: Statim 2000 / 5000 / 2000 G4 / 5000 G4. MIDMARK: M3 / M9 / M11. TUTTNAUER - EZ Plus Series (EZ9 Plus, EZ11 Plus)



**Pochettes Sure-Check Type 4**  
À utiliser avec **CHAQUE CHARGE**

**Type 4 Sure-Check Pouches**  
Use with **EVERY LOAD**



**Intégrateurs STEAMPlus Type 5**  
À utiliser avec **CHAQUE PAQUET** ou au moins **CHAQUE CHARGE**

**STEAMPlus Type 5 Integrator**  
For use with **EVERY LOAD** or at least **EVERY DAY**



**Surveillance biologique en cabinet**  
Test à effectuer **UNE FOIS PAR SEMAINE**

**Mail-In or In-Office Biological Monitors**  
Spore test **AT LEAST WEEKLY**

### Paquets-tests Bowie-Dick Bowie-Dick Test Pack AirView II

#MBD030

9,5 x 13 x 1,5 cm, encre sans plomb. Stériliser à 134°C pour 3,5 min., 30/caisse, fonctionne uniquement avec les stérilisateurs de type B.

9.5 x 13 x 1.5 cm, ink free of lead. Process at 134°C for 3.5 min. 30/case, only works with Type B sterilizers.



**1**

1 caisse/case **146,95**  
2 caisses/cases **144,95**  
sac/bag

### Intégrateurs chimiques de classe 5/Class 5 Chemical Integrators SteamPlus



#SSI-100  
Boîte de 100/box

1 boîte/box **59,95**  
2 boîtes/boxes **53,95**  
boîte/box

#SSI-1000  
Boîte de 1000/box

**329,95**  
boîte/box

### Indicateurs biologiques autonomes 24 h/24 h Self-Contained Biological Indicators SporView

#SCS-100

Boîte de 100/box



1 boîte/box **239,95**  
2 boîtes/boxes **234,95**  
sac/bag

### Système de vérification biologique Biological Monitoring System ConForm 10

#C10B125

Indicateurs biologiques  
10 heures, 25/boîte

10 hours Biological Indicators, 25/box

#NDB-601

Incubateur standard  
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données  
Record Keeper Booklet



**144,95**  
boîte/box  
**259,95**  
chacun/each  
**11,95**  
chacun/each

### Système de vérification biologique Biological Monitoring System ConForm 24

#CSB125

Indicateurs biologiques  
24 heures, 25/boîte

24 hours Biological Indicators, 25/box

#NDB-060

Incubateur standard  
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données  
Record Keeper Booklet



**99,95**  
boîte/box  
**259,95**  
chacun/each  
**11,95**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
Procedural**

#GCPBL

Boucles auriculaires, bleu, 50/boîte  
Earloop, blue, 50/box



NIVEAU  
LEVEL 2

12<sup>95</sup>  
boîte/box

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
SECURE FIT Ultra Sensitive**

#GCFCXSSF

Boucles auriculaires, blanc, couche de tissu intérieure hypoallergénique sans produits chimiques, encres ou colorants, 50/boîte

Earloop, white, hypoallergenic, free of chemicals, inks or dyes, 50/box



NIVEAU  
LEVEL 3

22<sup>95</sup>  
boîte/box

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
SECURE FIT Ultra Sensitive**

#GCFCXSFSF

Boucles auriculaires, blanc, ANTI-BUÉE, couche de tissu intérieure hypoallergénique sans produits chimiques, encres ou colorants, 40/boîte

Earloop, white, FOGFREE, hypoallergenic, free of chemicals, inks or dyes, 40/box



NIVEAU  
LEVEL 3

27<sup>95</sup>  
boîte/box

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
Ultra Sensitive**

#GCFCSX

Boucles auriculaires, blanc, hypoallergénique, couche de tissu intérieure sans produits chimiques, encres ou colorants, 50/boîte

Earloop, white, hypoallergenic, inner layer free of chemical, inks or dyes, 50/box



NIVEAU  
LEVEL 3

16<sup>95</sup>  
boîte/box

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
SECURE FIT Ultra**

#GCFCXUSF

Boucles auriculaires, bleu, 50/boîte

Earloop, blue, 50/box



NIVEAU  
LEVEL 3

24<sup>95</sup>  
boîte/box

**Masques de procédure  
Procedure Masks  
SECURE FIT Ultra Sensitive**

#GCPWSSF

Boucles auriculaires, blanc, ANTI-BUÉE AVEC VISIÈRE, couche intérieure hypoallergénique sans produits chimiques, encres ou colorants, 25/boîte

Earloop, white, FOGFREE WITH SHIELD, hypoallergenic, free of chemicals, inks or dyes, 25/box



NIVEAU  
LEVEL 3

69<sup>95</sup>  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



### MICRO-TOUCH Denta-Glove Néoprène vert Green Neoprene

Excellent prise lorsque mouillé  
10 boîtes de 100/caisse

*Excellent wet grip  
10 boxes of 100/case*

#3130060XS t-petit/x-small  
#3130060S petit/small  
#31300600M moyen/medium  
#31300600L grand/large  
#3130060XL t-grand/x-large  
XL, 90 par boîte/90 per box

**21<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### MICRO-TOUCH Denta-Glove Nitrile bleu Blue Nitrile

Certifié ergonomique  
10 boîtes de 100/caisse

*Ergonomically certified  
10 boxes of 100/case*

#3130050XS t-petit/x-small  
#3130050S petit/small  
#31300500M moyen/medium  
#31300500L grand/large  
#3130050XL t-grand/x-large  
XL, 90 par boîte/90 per box

**21<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### NeoGard Neoprene

#C52X

Sans poudre, non-stérile, sans latex  
Excellent prise lorsque mouillé  
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand  
10 boîtes de 100/caisse

*Powder-free, non-sterile, latex-free,  
excellent wet grip  
x-small, small, medium, large, x-large  
10 boxes of 100/case*



#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

**20<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### Micro-Touch Micro-Thin Nitrile

Bleu, texturés,  
sans poudre, non-stérile  
**10 boîtes de 300/caisse**

*Blue, textured,  
powder-free, non-sterile  
**10 boxes of 300/case***

#6034310 t-petit/x-small  
#6034311 petit/small  
#6034312 moyen/medium  
#6034313 grand/large  
#6034314 t-grand/x-large

#DISP-GU  
Distributeurs  
Dispensers

**33<sup>95</sup>**  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**99<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### MICROFLEX XCEED

**#XC-310-X**

Gants d'examen en nitrile sans poudre  
Powder-Free Nitrile Exam Gloves  
• Conçu avec la technologie ERGOFORM pour aider à réduire la fatigue des mains

• *Designed with ERGOFORM design technology to help reduce hand fatigue*

XS, S M, L, XL<sup>†</sup>  
BOÎTE DE 250/BOX

**23<sup>95</sup>**  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**57<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### MICROFLEX TQ-601

**#TQ-601-X**

Les gants en nitrile doux blanc sont sans latex et ne contiennent aucune protéine de caoutchouc naturel.

*The white soft nitrile gloves are latex free and contain no natural rubber protein.*

- Conçu avec notre technologie d'hydratation de la peau brevetée HYDRASOFT™
- Designed with our patented HYDRASOFT™ Skin Moisturizing Technology*

XS, S M, L, XL  
BOÎTE DE 100/BOX

**20<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



### MICROFLEX Ultraform

**#UF-524-X**

Gants d'examen en nitrile sans poudre  
Powder-Free Nitrile Exam Gloves  
• Ajustement incroyable

• *Amazing fit and feel*

**Maintenant en 1/2 taille  
Now in 1/2 sizes**

XS, XS/S, S, S/M, M, M/L, L, XL<sup>††</sup>  
BOÎTE DE 300/BOX

**29<sup>95</sup>**  
pour 100 gants  
per 100 gloves

**89<sup>95</sup>**  
boîte/box  
min. 1 cs.



# MICROFLEX

Ansell, ® et ™ sont des marques commerciales appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. © 2020 Tous droits réservés. 1230/boîte, †250/boîte.  
Ansell, \* and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2020 All Rights Reserved. †90/Box, ††230/Box, ††250/Box.

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## ► STÉRILES/STERILE

### Underglove Latex

#20184XX

Stérile, sans poudre, avec hydratants. Utiliser comme gant ou sous-gant.  
Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sterile, powder-free, with moisturizers. Use as glove or underglove.  
Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50 87<sup>95</sup>  
boîte/box

### Sensi-Touch Latex

#782XF

5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9  
Sans poudre, latex, stérile  
Powder-free, latex, sterile



50 47<sup>95</sup>  
boîte/box

### Gants de chirurgie Surgical Gloves Encore Latex

#578500X

Texturé, sans poudre, stérile  
Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Textured, powder-free, sterile  
Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50 87<sup>95</sup>  
boîte/box

### ► NOUVEAU/NEW SANS POUDRE/POWDER-FREE Gants de chirurgie Surgical Gloves Perry Style 42 PF Latex

#571110XPF

Stérile, sans poudre, blanc  
Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9  
Sterile, powder-free, white  
Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50 47<sup>95</sup>  
boîte/box

### Micro-Touch Plus Latex

#601530X

Crème, texturé, bords roulés, sans poudre, non-stérile, enfilage facile sur mains humides (doubleur de polymère) T-P, P, M, G, T-G **10 boîtes de 150/caisse**

Cream, textured finish, beaded cuffs, powder-free, non-sterile, easy donning due to polymer coating. XS, S, M, L, XL **10 boxes of 150/case.**



21<sup>30</sup>  
pour 100 gants  
per 100 gloves

31<sup>95</sup>  
boîte/box

### Microflex-Diamond Grip Plus Latex

#DGP-350-X

Naturel, texturé, bords roulés, sans poudre, non-stérile. T-P, P, M, G, T-G **10 boîtes de 100/caisse**

Natural, textured finish, beaded cuffs, powder-free, non-sterile.. XS, S, M, L, XL **10 boxes of 100/case.**



16<sup>95</sup>  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GANTS/GLOVES AURELIA



### Amazing (Nitrile)

#9288-X XS-S-M-L-XL\*

Boîte de 300/box  
(\*XL=boîte de 270/box)

- Formule unique d'extensibilité
- Doigts texturés
- Unique stretchy formulation
- Textured fingertips

**1930**  
Net/100    **5795**  
boîte/box min. 1 cs.

Épaisseur  
Thickness  
2.0 mil

Violet  
Purple



### Sonic (Nitrile)

#9377-X XS-S-M-L-XL

(XL=boîte de 270/box)  
Boîte de 300/box

- Confort optimal
- Extensibles
- Ultra comfortable
- Stretchy

**1995**  
Net/100    **5995**  
boîte/box min. 1 cs.

Épaisseur  
Thickness  
2.2 mil

Bleu cobalt  
Cobalt blue



### Transform (Nitrile)

#9889-X S-M-L-XL

Boîte de 200/box

- Très extensibles
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Optimal stretchability
- Chemotherapy-tested

**1695**  
Net/100    **3395**  
boîte/box min. 1 cs.

Épaisseur  
Thickness  
3.2 mil

Bleu glacé  
Ice blue



### Vibrant (Latex)


#9822-X XS-S-M-L-XL

Boîte de 100/box

- Processus avancé de rinçage afin d'améliorer la qualité et la pureté
- Fini micro-texturé
- Advanced rinsing process improves quality and purity
- Micro-textured finish

**1795**  
boîte/box  
min. 1 cs.

Épaisseur  
Thickness  
5.7 gr



### Distinct (Latex)

#2922-X XS-S-M-XL

Boîte de 100/box

- Texture alvéolée brevetée
- Recouverts de polymère
- Patented honeycomb texture
- Polymer-coated

Épaisseur  
Thickness  
7.2 gr

Blanc  
crémeux  
Creamy  
white



### Bold (Nitrile)

#7399-X S-M-L-XL

Boîte de 100/box

- Testés pour le fentanyl
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Fentanyl tested
- Chemotherapy-tested

Épaisseur  
Thickness  
5.0 mil

Noir  
Black

**La différence est à portée de main**

Making a difference is in your hands

## Compresses/Sponges PurCotton

100 % coton, 4 plis, 200/sachet  
100 % Cotton, 4 ply, 200/sleeve



Biodégradable  
Biodegradable

Non-tissées  
Nonwoven

#1122 2 x 2", 4000 unités/unités

PROMO 4+2

**5595**  
caisse/case    **3730**  
caisse/case

#1144 4 x 4", 2000 unités/unité

**8595**  
caisse/case    **5730**  
caisse/case

## Compresses synthétiques/Synthetic Sponges

Non stériles, 4 plis, 200/sachet  
Non-sterile, 4 ply, 200/sleeve

#1322 2 x 2", 4000 unités/unités

PROMO 4+1

**4695**  
caisse/case    **3755**  
caisse/case

Nouveau et amélioré  
New & Improved

Non-tissées  
Nonwoven

#1344 4 x 4", 2000 unités/unité

**6595**  
caisse/case    **5275**  
caisse/case

Promotions valides du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021./Promotions valid from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, 2021.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedural Masks

#2210 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : > 95 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: > 95%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box, 10 box/case



Barette nasale en aluminium  
Aluminum nosepiece

**NIVEAU  
LEVEL 1**

**8.95**  
boîte/box

## Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedure Masks

#2220 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : > 98,8 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: > 98.8%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box, 10 box/case



Barette nasale en aluminium  
Aluminum nosepiece

**NIVEAU  
LEVEL 2**

**13.95**  
boîte/box

## Pochettes de stérilisation Sterilization pouches

Classe 4, autoscellantes, 200/boîte  
Class 4, self-sealing, 200/box

#SP22540

2.25 x 4"  
(6 x 10 cm)

**PROMO 4+2**

**9.95**  
boîte/box

**6.65**  
boîte/box

#SP52565

5.25 x 6.5  
(13 x 16.5 cm)

**12.95**

**8.65**  
boîte/box

#SP27590

2.75 x 9"  
(7 x 23 cm)

**12.95**

**8.65**  
boîte/box

#SP52510

5.25 x 10"  
(13 x 25 cm)

**17.95**

**11.30**  
boîte/box



#SP35525

3.5 x 5.25  
(9 x 13 cm)

**PROMO 4+2**

**12.95**  
boîte/box

**8.65**  
boîte/box

#SP71300

7 x 13"  
(18 x 33 cm)

**19.95**

**13.30**  
boîte/box

#SP35900

3.5 x 9"  
(7 x 23 cm)

**12.95**

**8.65**  
boîte/box

## Visières/Face Shields

#1050

Visières transparentes de 22,9 x 30,5 cm, traitées anti-buée, coussin mousse et élastique. Polyéthylène Téréphthalate d'éthylène, un matériau autorisé dans la liste de spécifications du gouvernement du Canada. Vendues à la caisse uniquement.

*Transparent shields (22.9 x 30.5 cm), anti-fog treatment, foam cushion & elastic. Polyethylene Terephthalate, material permitted in the Government of Canada Specification List. Sold in full cases only.*

Avec  
traitement  
anti-buée  
With anti-fog  
treatment



Caisse de 40/case

**198.00**  
caisse/box

revient à value  
**4.95**  
chacune/each

## Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedure Masks

#2320 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : > 99,7 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 40/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: > 99.7%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 40/box, 10 box/case

**NIVEAU  
LEVEL 3**




Barette nasale en aluminium  
Aluminum nosepiece

**43.95**  
boîte/box

## Emballages CSR CSR wraps

Procure une grande barrière à la contamination de l'air et de l'eau, résistant aux déchirures

*Provides the highest barrier to air and waterborne contamination, tear resistant*



**PROMO 4+2**

**78.65**  
boîte/box

#SP1212  
12 x 12"  
Boîte de 1000/box

**117.95**  
boîte/box

**PROMO 4+2**

**79.95**  
boîte/box

#SP2020  
20 x 20"  
Boîte de 500/box

**119.95**  
boîte/box

#SP1515  
15 x 15"  
Boîte de 500/box

**84.95**  
boîte/box

#SP2424  
24 x 24"  
Boîte de 500/box

**149.95**  
boîte/box

#SP1818  
18 x 18"  
Boîte de 500/box

**96.95**  
boîte/box

**99.95**  
boîte/box

#MS3030  
30 x 30"  
Boîte de 250/box

**129.95**  
boîte/box

**86.65**  
boîte/box

Promotions valides du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021./Promotions valid from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>.

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## PRODUITS/PRODUCTS AURELIA



### Bavettes dentaires Dental bibs

2 plis de tissu, 1 pli de polyéthylène, motif en relief, niveau d'absorption élevé, non stérile, sans latex, 500/caisse

*2 ply paper, 1 ply polyethylene, embossed pattern, high absorption, non-sterile, latex-free, 500/case*

#2001 Bleu/blue

#2002 Rose/pink

#2003 Lavande/lavender

#2004 Green/vert

#2005 Blanc/white

#2006 Jaune/yellow

#2007 Aqua/teal

#2008 Pêche/peach

#2009 Gris/grey

#2010 Crème/cream

Gaufrage unique  
Unique embossing

**PROMO 4+1**  
**29<sup>95</sup>** **23<sup>95</sup>**  
caisse/caise

**PROMO 4+1**  
**30<sup>95</sup>** **24<sup>75</sup>**  
caisse/case



### Couvre-plateaux Tray covers

#TC5125

8,5 x 12,25 po  
(22 x 31 cm)

non stériles  
1000/ caisse  
8.5 x 12.25"  
(22 x 31 cm)  
non-sterile  
1000/case

Minimise  
l'infiltration  
Minimizes  
seep-through

Papier  
dense  
Heavyweight  
paper



### Couvre appui-têtes Headrest covers

Non stériles, 500/caisse  
Non-sterile, 500/case

Réduit la  
contamination  
croisée  
Reduces cross  
contamination

Blanc  
White



### Gobelets de plastique Plastic cups

Rebord roulé

10 sacs de 100

1000/caisse

148 ml  
5 oz

#C00006 Blanc/white

#C00007 Bleu/blue

#C00008 Lavande/Lavender

#C00009 Pink/rose

#C00010 Green/vert

#HR1010  
10 x 10"  
(25 x 25 cm)  
**PROMO 4+1**  
**38<sup>95</sup>** **31<sup>15</sup>**  
caisse/case

#HR1013  
10 x 13"  
(25 x 33 cm)  
**PROMO 4+1**  
**46<sup>95</sup>** **37<sup>55</sup>**  
caisse/case

**36<sup>95</sup>**  
caisse/case

Bord  
arrondis  
Rounded  
edges

### Embouts HVE HVE Tips

#HV6000

1 extrémité à évent,  
blanc, 1000/caisse

1 vented end,  
white, 1000/case

Sans latex  
Latex free

Sac de 100/bag  
**4<sup>45</sup>**  
chacun/each

### Pompes à salive Saliva ejectors

Non stériles, 10 sacs de 100  
1000/caisse

Non-sterile, 10 bags of 100  
1000/case

#SE7000  
Blanc-blanc  
White-white

#SE7001  
Clair-blanc  
Clear-white

#SE7002  
Clair-bleu  
Clear-blue

Sac de 100/bag

**PROMO 4+1**  
**4<sup>15</sup>** **3<sup>30</sup>**  
sac/bag



### Rouleaux de coton Cotton Rolls

#CR1538

1,5 x 0,375 po (4 x 1 cm)  
100 % coton

2000/boîte

1.5 x 0.375" (4 x 1 cm)

100% Cotton

2000/box

Non  
pelucheux  
Lint-free

Non-tissées  
Nonwoven

### Gobelets en papier ciré Poly-coated cups

Prévient les écoulements,  
10 sacs de 100,  
1000/caisse

Prevents spills,  
10 bags of 100,  
1000/case

118-148 ml  
4 - 5 oz

Rebord roulé  
Rolled-rim

#C00004  
118 ml  
(4 oz)

**34<sup>95</sup>**  
caisse/case

#C00005  
148 ml  
(5 oz)

**38<sup>95</sup>**  
caisse/case

Promotions valides du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021./Promotions valid from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, 2021.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Ensemble/Kit Beautifil II

- Manipulation supérieure, sculpture facile
- Haute résistance à la flexion pour une stabilité à long terme
- Libération et recharge soutenue de fluorure

Les gammes de composite en résine Beautifil contiennent la technologie exclusive Giomer de Shofu. Les avantages de la technologie Giomer :

- Diminution de la production d'acide de bactéries cariogènes
- Formation d'une couche résistante aux acides
- Un effet anti-plaque
- Réduction de la solubilité des minéraux dentaires

- Superior handling, easy sculpting
- High flexural strength ensure long-term stability
- Sustained fluoride release and recharge

*The Beautifil resin composite lines contain Shofu's proprietary Giomer technology. Giomer technology benefits:*

- Decrease in acid production of cariogenic bacteria
- Formation of an acid-resistant layer
- An anti-plaque effect
- Reduction in tooth mineral solubility

### PROMOTION\*

Achetez 4 boîtes d'embouts Beautifil II et obtenez 1 boîte de Beautifil II couleur A2 (#1753) sans frais.

Buy 4 boxes of Beautifil II tips & get 1 box of Beautifil II tips A2 (#1753) at no charge.

\*Valide du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021/Valid from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, 2021



## Seringues pré-chargées

### Pre-loaded Syringes Beautifil II

4,5 g de composite nano-hybrid et recharge  
4.5 g of Nano-Hybrid composite & refill.

A1	#1401	B3	#1410
A2	#1402	C2	#1412
A3	#1403	C3	#1413
A3.5	#1404	INC (incisal)	#1415
A4	#1405	BW (bleach)	#1416
B1	#1408	A20	#1419
B2	#1409	A30	#1420

**4995**  
chacun/each

## Embouts/Tips

### Beautifil II

20 embouts de 0,25 g/20 tips of 0.25 g

A1	#1752	B2	#1760
A2	#1753	C2	#1763
A3	#1754	INC (incisal)	#1766
A3.5	#1755	BW (bleach)	#1767
A4	#1756	A20	#1770
B1	#1759	A30	#1771

**PROMO 4+1\***

**9995 7995**  
boîte/box

## Ensemble faible retrait Low Shrink Kit Beautifil II LS

Indiqué pour toutes les classes de restaurations, I – V, Beautifil II LS (faible retrait), a été formulé pour minimiser la contraction lors de la polymérisation et le stress résultant du rétrécissement.

- Faible retrait volumétrique (0,85 %)
- Grande force et haute résistance à l'usure
- Polis en un instant & Haut niveau de radio-opacité
- Stabilité de la couleur avant et après polymérisation
- Fluorescence et effet caméléon simulant la dentition naturelle
- Transmission et diffusion de la lumière naturelle
- Libération et recharge durables de fluor
- Scelle complètement et précisément les marges

*Indicated for all classes of restorations, I–V, Beautifil II LS (Low Shrink), has been formulated to minimize polymerization shrinkage and resultant shrinkage stress.*

- Low volumetric shrinkage (0.85%)
- Great strength and high wear resistance
- Polishes in an instant & High level of radiopacity
- Color stability before and after curing
- Fluorescence & chameleon effect that simulate the natural dentition
- Natural light transmission and diffusion
- Sustainable fluoride release and recharge
- Completely and accurately seals margins



Seringue/syringe	Embouts/tips
4 g	20 x 0.25 g
A1	#Y2270
A2	#Y2271
A3	#Y2272
A3.5	#Y2273
A4	#Y2274
B1	#Y2275
B2	#Y2276
B3	#Y2277
C2	#Y2278
C3	#Y2279
A20	#Y2280
A30	#Y2281
Incisal INC	#Y2282
Bleach White BW	#Y2283

**8795 12495**  
chacun/each boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Ensemble/Kit Beautifil Flow Plus

Tout-en-un : base, remplissage et reconstitution

- Plus fort que plusieurs composites conventionnels
- Empilable et sculptable, reste en place
- Haute radio-opacité, supérieure à l'émail
- Auto-polissant et auto-nivelant
- Deux viscosités : F00 empilable (débit nul) et F03 auto-nivelant (débit faible)

*A base, liner & restorative all in one*

- Stronger than many conventional composites
- Stackable & sculptable, stays put
- High radiopacity, greater than enamel
- Self-polishing and self-leveling
- Two viscosities: stackable F00 (zero flow) & self-leveling F03 (low flow)



### PROMOTION\*

Achetez 4 boîtes d'embouts de composite Beautifil Flow Plus (0,21 g X 20 embouts) ou des seringues (2,2 g) et obtenez une boîte sans frais\*\*.

**Buy 4 Beautiful Flow Plus tips (0.21 g x 20 tips) or syringes (2.2 g), get one box at No Charge\*\*.**

\*Valide du 1<sup>er</sup> janvier au 31 mars 2021. \*\*Possibilité de mélanger et d'assortir les nuances. Les 4 boîtes et la gratuité doivent être du même type d'article (embouts ou seringues préremplis). Valid from January 1<sup>st</sup> to March 31<sup>st</sup>, 2021. Mix and match shades. Must be of like item.



**Zero Flow Kit (F00)**



**Low Flow Kit (F03)**

	Seringue/syringe 2.2 g	Embouts/tips 20 x 0.21 g
A0.5	#2000	#2200
A1	#2001	#2201
A2	#2002	#2202
A3	#2003	#2203
A3.5	#2004	#2204
A4	#2005	#2205
A0.5	#2006	#2211
A10	#2007	#2212
A20	#2008	#2213
B1	#2062	#2206
B2	#2063	#2207
C2	#2064	#2208
D2	#2065	#2209
INC	#2010	#2215
BW	#2011	#2216

	Seringue/syringe 2.2 g	Embouts/tips 20 x 0.21 g
A0.5	#2013	#2218
A1	#2014	#2219
A2	#2015	#2220
A3	#2016	#2221
A3.5	#2017	#2222
A4	#2018	#2223
A20	#2020	#2229
A30	#2021	#2230
B1	#2066	#2224
B2	#2067	#2225
C2	#2068	#2226
D2	#2069	#2227
INC	#2023	#2232
BW	#2024	#2233
MI	#2026	#2235
CV	#2027	#2236

### Seringues/syringes

**PROMO 4+1\***  
**49,95** **39,95** chacun/each



### Embouts/tips

**PROMO 4+1\***  
**104,95** **83,95** boîte/box

## Ensemble unidose

### Unit Dose Kit Beautibond

Adhésif de 7<sup>e</sup> génération. Composition unique avec deux adhésifs monomères.  
7<sup>th</sup> generation bonding agent. Chemistry with unique dual adhesive monomers.



**#1782**

Ensemble unidoses (50 x 0,1 ml)  
Unit Dose Kit (50 x 0.1 ml)

**189,95**  
ensemble/kit

## Ensemble

### Kit Beautibond

Adhésif de 7<sup>e</sup> génération. Composition unique avec deux adhésifs monomères.  
7<sup>th</sup> generation bonding agent. Chemistry with unique dual adhesive monomers.



**#1781**

Ensemble avec bouteille de 6 ml  
6 ml bottle kit

**184,95**  
ensemble/kit

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Ensemble/Kit OneGloss PS**

#0175

Tiges de plastique,  
assortiment de pointes cupule,  
de pointes midi et de formes IC,  
50/boîte

*Plastic shanks, set of Cup-Point,  
Midi-Point and IC Shapes,  
50/box*



#0176

Ensemble de 50 pointes cupule  
*Kit of 50 Cup-Point*



#0177

Ensemble de 50 pointes midi  
*Kit of 50 Midi-Point*



#0178

Ensemble de 50 formes IC  
*Kit of 50 IC Shapes*



**139<sup>95</sup>**  
ensemble/kit

**Ensemble/Kit**  
**Beautiful Flow Plus**

#2000S Standard

- Une seringue de 2,2 g de F00 A2 et une de F00 A3
- Une seringue de 2,2 g de F03 A2 et une de F03 A3
- Échantillons Shofu supplémentaires
- One 2.2 g syringe each of F00 (A2&A3)
- One 2.2 g syringe each of F03 (A2&A3)
- Additional Shofu samples

#2000P Pédiatrique / Pediatric

- Une seringue de 2,2 g de F00 A1 et une de F00 BW
- Une seringue de 2,2 g de F03 A1 et une de F03 BW
- Échantillons Shofu supplémentaires
- One 2.2 g syringe each of F00 (A1&BW)
- One 2.2 g syringe each of F03 (A1&BW)
- Additional Shofu samples



**134<sup>95</sup>**  
ensemble/kit

**►NOUVEAU/NEW****Système scellant pour fissures avec libération de fluor**  
**Fluoride Releasing Pit and Fissure Sealant System****BeutiSealant**

Plus rapide, plus facile, plus doux

- Aucun décapage à l'acide phosphorique ni rinçage
- Force d'adhérence supérieure en 30 secondes
- Matériel de remplissage radio-opaque/cariostatique
- Remplissage en douceur et sans bulle

Faster, easier, gentler

- No phosphoric etch and rinse required
- Superior bond strength in just 30 seconds
- Radiopaque/cariostatic filler material
- Smooth, bubble free delivery



#1798

Ensemble : pâte 1,2 g, apprêt 3 ml, 5 aiguilles, 50 pinceaux, 25 godets, instructions  
*Kit: paste 1.2 g, primer 3 ml, 5 needles, 50 brushes, 25 cups, instructions*

**112<sup>95</sup>**  
chacun/each

#1794

15 pointes d'aiguille, calibre 27  
*15 needle tips, 27 gauge*

**24<sup>95</sup>**  
chacun/each

#1799

Pâte, 1,2 g  
*Paste, 1.2 g*

**45<sup>95</sup>**  
boîte/box

#1800

Apprêt, 3 ml  
*Primer, 3 ml*

**63<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*

**Ensemble Arc-en-ciel  
Rainbow Kit Super-Snap  
#0500**

Contenu : 180 disques (100 réguliers, 80 minis), 40 bandes Polystrips, 2 pierres Dura-White (CN1 et FL2), 1 Composite Fine Midi-Point et 4 mandrins de métal CA.

Contents: 180 disks (100 standard, 80 mini), 40 Polystrips, 2 Dura-White Stones (shapes CN1 and FL2), 1 CompoSite Fine Midi-Point and 4 CA metal mandrels.


**149<sup>95</sup>**  
chacun/each

**►NOUVEAU/NEW  
Pâte à polir pour composite  
Composite Polishing Paste**
**#0551**

5 g. Pour un éclat durable et brillant. Idéal avec les disques Shofu Super-Snap. Contient des particules d'oxyde d'aluminium submicroniques.

5 g. For a long-lasting, brilliant shinePerfect with Shofu's Super-Snap Disks. Containsubmicron aluminum oxide particles.


**48<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Super-Snap**

	Correction/Contouring	Finition/Finishing	Polissage/Polishing	Super-polissage/super-polishing
Disques de remplacement Refill disks Boîte de 50/box	 <b>#L506 #L507</b> Noir, gros Black, coarse	 <b>#L508 #L528 #L509 #L522</b> Violet, moyen Violet, medium	 <b>#L501 #L519</b> Vert, fin Green, fine	 <b>#L502 #L521</b> Rouge, très fin Red, superfine
Mandrins/mandrels	 HandPiece <b>#0437</b> Métal boîte de 6/box <b>29<sup>95</sup></b> boîte/box	 Friction-Grip <b>#0438</b> Métal boîte de 6/box <b>29<sup>95</sup></b> boîte/box	 Contra-Angle <b>#0439</b> Métal boîte de 6/box <b>29<sup>95</sup></b> boîte/box	 Contra-Angle <b>#0440</b> Plastique/plastic boîte de 100/box <b>45<sup>95</sup></b> boîte/box
Polystrips boîte de 100/box	 <b>#L525</b> Noir, gros Black, coarse	 Violet, moyen Violet, medium	 <b>#L526</b> Vert, fin Green, fine	 Rouge, très fin Red, superfine



SHAPE CATEGORY Super-Snap X-Treme Shape	Polishing		Super-Polishing	
	Color/Grit	Green (fine)	Red (super fine)	Color/Grit
Refills (50 pk)	PN	L511 L531	L512 L532	

**X-Treme Finishing & Polishing Super-Snap**

Finition et polissage des restaurations en composite  
Finishing and polishing of composite restorations

**#PN0506** Ensemble de disques standard (12 mm),  
50 texture fine (vert), 50 texture superfine (rouge)

Standard Disk Kit (12 mm), 50 fine grit (green), 50 superfine grit (red)

**#PN0507** Ensemble de disques mini (8 mm),  
50 texture fine (vert), 50 texture superfine (rouge)

Mini Disk Kit (8 mm), 50 fine grit (green), 50 superfine grit (red)

**69<sup>95</sup>**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## DIAMOND ROBOT POINT SHOFU

**Le procédé robotisé de fabrication des Shofu Diamond ROBOT point distribue une quantité précise de particules de diamants naturels sur une pointe en acier inoxydable. En plus de la particule standard, il existe une sélection de particules fines et extra-fines, grossières et extra-grossières. Il existe une variété de fraises pour convenir à toutes les procédures incluant les couronnes PMF, la restauration des composites, la porcelaine et les procédures mineures.**

**The robotic manufacturing process used to develop the Shofu ROBOT Diamond Burs distributes precise amounts of natural diamond particles onto a one-piece, stainless steel shank. In addition to standard grit, a selection of fine grit, superfine grit, coarse grit and supercoarse grit are available. There are many Friction Grip shapes available to suit any clinical indication, including PFM crowns and bridges, all-ceramic crowns and bridges, inlays/onlays, composite restorations, porcelain laminate veneers, and minimally invasive restorations.**

**1195**  
unité/unit

10 et +/-  
**1095**  
unité/unit

Particule/Grit  
**1395**  
unité/unit

Particule/Grit  
**1995**  
unité/unit

FORME SHAPE	LONGEUR LENGTH	PARTICULE GRIT	SHOFU		FORME SHAPE	LONGEUR LENGTH	PARTICULE GRIT	SHOFU	
<b>STRAIGHT CYLINDER</b>									
	4.0	R	0800-1	ISO 107/010		9.0	R	0831-1	ISO 198/013
	4.5	R	0801-1	ISO 109/013		7.0	R	0832-1	ISO 222/016
	7.0	R	0803-1	ISO 110/015		7.0	SC	832X-1	ISO 222/018
	7.0	R	0805-1	ISO 110/016		7.0	F	832F-1	ISO 222/015
	7.0	R	0807-1	ISO 110/018		9.0	R	0833-1	ISO 223/017
	8.0	SF	808V-1	ISO 158/013		9.0	SF	833V-1	ISO 198/018
<b>STRAIGHT CYLINDER (Round End)</b>									
	8.0	SC	845X-1	ISO 289/016		10.0	R	0834-1	ISO 193/016
	8.0	C	845C-1	ISO 289/015		9.0	SC	835X-1	ISO 223/019
	8.0	R	0846-1	ISO 130/016		9.0	C	835C-1	ISO 223/018
	8.0	F	846F-1	ISO 130/014		9.0	F	835F-1	ISO 223/016
<b>TAPERED CYLINDER (Flat End)</b>									
	4.0	R	0810-1	ISO 170/012		9.0	SF	836V-1	ISO 198/021
	4.4	R	0812-1	ISO 170/017		9.0	R	0837-1	ISO 223/023
	5.0	R	0813-1	ISO 170/017		11.5	R	0838-1	ISO 223/023
	5.0	R	0814-1	ISO 170/022		9.0	R	0839-1	ISO 198/023
	7.0	R	0816-1	ISO 171/016		9.0	SF	839V-1	ISO 198/023
	9.0	C	817C-1	ISO 172/019	<b>TAPERED CYLINDER (Corner Round)</b>				
	9.0	R	0818-1	ISO 172/021		4.0	R	0789-1	ISO 544/018
	10.0	R	0820-1	ISO 173/017		4.0	SF	789V-1	ISO 544/018
	10.0	F	820F-1	ISO 173/015		5.0	R	0790-1	ISO 544/021
	12.0	R	0822-1	ISO 174/020		5.0	SF	790V-1	ISO 544/021
	10.0	R	0824-1	ISO 173/022		7.0	R	0791-1	ISO 545/018
	5.0	R	0830-1	ISO 196/013		7.0	SF	791V-1	ISO 545/018
<b>FLAME</b>									
	7.5	R	0840-1	ISO 249/014		10.0	R	0792-1	ISO 553/019
	7.5	SC	840X-1	ISO 249/016		10.0	SF	792V-1	ISO 553/019
	7.5	C	840C-1	ISO 249/015		10.0	SF	793-1	ISO 553/023
	7.5	F	840F-1	ISO 249/013		3.5	R	0825-1	ISO 544/027
	7.5	SF	840V-1	ISO 249/012		3.5	SF	825V-1	ISO 544/027
	4.0	SF	841V-1	ISO 243/009		3.5	R	0826-1	ISO 544/031
	7.5	R	0842-1	ISO 249/017		3.5	SF	826V-1	ISO 544/031
	7.5	F	842F-1	ISO 249/016	<b>TAPERED CYLINDER (Needle)</b>				
	6.0	SF	843V-1	ISO 243/012		6.0	F	847F-1	ISO 164/014
	9.0	R	0844-1	ISO 249/023		8.0	R	0848-1	ISO 165/013
<b>Vitesse recommandée/Recommended speed</b>									
Moins de 450 000 TPM Less than 450,000 RPM	Moins de 300 000 TPM Less than 300,000 RPM	Moins de 160 000 TPM Less than 160,000 RPM	Moins de 120 000 TPM Less than 120,000 RPM			8.0	F	848F-1	ISO 165/012
<b>Particule/Grit</b>									
C=Grossière/Coarse						10.0	R	0850-1	ISO 166/016
F=Fine						10.0	SC	850X-1	ISO 166/018
SC=Extra-grossière/Supercoarse						10.0	F	850F-1	ISO 166/015
SF=Extra-fine/Superfine						10.0	R	0852-1	ISO 166/022

**Plaque abrasive recouverte de diamant  
Diamond Coated Grit Abrasive Dresser**

#0781

Barre de métal pour nettoyer ou reformer fraises ou polissoirs.



Metal bar for easy cleaning or precise redesigning of abrasives and polishers.

**7695**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## DIAMOND ROBOT POINT SHOFU

FORME SHAPE	LONGUEUR LENGTH	PARTICULE GRIT		SHOFU	FORME SHAPE	LONGUEUR LENGTH	PARTICULE GRIT		SHOFU	FORME SHAPE	LONGUEUR LENGTH	PARTICULE GRIT		SHOFU
<b>INVERTED CONE STYPE</b>														
	1.5	R	0855-1	ISO 032/013		1.3	R	0894-1	ISO 068/034		9.0	■ C	680C-1	ISO 150/010
	2.0	R	0856-1	ISO 032/018		1.8	R	0895-1	ISO 068/046		9.0	■ F	680F-1	ISO 150/010
	2.3	R	0858-1	ISO 032/021		1.9	SC	895X-1	ISO 068/047		9.0	■ C	682C-1	ISO 150/012
	2.2	R	0859-1	ISO 019/010		1.8	C	895C-1	ISO 068/046		9.0	■ F	682F-1	ISO 150/012
	3.6	R	0860-1	ISO 019/015							6.0	● C	682S-1	ISO 150/012
	3.5	R	0861-1	ISO 019/017							9.0	■ C	684C-1	ISO 150/014
<b>INVERTED CONE</b>														
	1.4	R	0864-1	ISO 012/014		3.6	R	0896-1	ISO 552/026		6.0	● C	684S-1	ISO 150/014
	1.6	R	0865-1	ISO 012/016		4.0	R	0897-1	ISO 552/036		9.0	■ F	684F-1	ISO 150/014
	1.7	R	0866-1	ISO 013/025							9.0	● C	686C-1	ISO 150/016
	4.4	R	0868-1	ISO 225/020							9.0	■ F	686F-1	ISO 150/016
	7.0	R	0870-1	ISO 226/024						<b>HYBRID POINTS</b>				
<b>ROUND</b>														
	1.0	R	0872-1	ISO 001/014		5.0	R	0898-1	ISO 039/033		1.0	R	0901-1	ISO 001/010
	1.2	R	0874-1	ISO 001/016		5.0	SC	898X-1	ISO 039/034		1.0	R	0903-1	ISO 001/014
	1.3	SF	874V-1	ISO 001/015		5.7	R	0899-1	ISO 031/035		1.6	R	0905-1	ISO 001/018
	1.4	R	0875-1	ISO 001/018		5.7	SF	899V-1	ISO 031/035		1.0	R	0907-1	ISO 010/008
	1.4	F	875F-1	ISO 001/017							0.8	R	0909-1	ISO 010/010
	1.8	R	0876-1	ISO 001/022		3.0	R	0880-1	ISO 243/017		3.0	R	0911-1	ISO 238/008
	1.8	SC	876X-1	ISO 001/024		3.4	SF	880V-1	ISO 243/014		1.4	R	0913-1	ISO 237/010
<b>PEAR</b>														
	4.5	R	0878-1	ISO 237/015		3.5	R	0881-1	ISO 257/022		2.9	R	0915-1	ISO 108/009
	4.5	R	0879-1	ISO 237/018		5.0	R	0883-1	ISO 243/022		4.0	R	0917-1	ISO 107/010
	6.5	R	0891-1	ISO 237/025		5.0	SC	883X-1	ISO 243/023		4.5	R	0919-1	ISO 107/012
	5.0	R	0892-1	ISO 237/033		5.0	C	883C-1	ISO 243/022		4.0	R	0921-1	ISO 170/010
	5.0	SC	892X-1	ISO 237/034		5.0	F	883F-1	ISO 243/020		4.0	R	0923-1	ISO 170/012
<b>WHEEL</b>														
	1.4	R	0885-1	ISO 042/044	<b>MI-PREPARATION</b>						1.6	● SF	0925-1	ISO 001/018
	0.8	R	0886-1	ISO 041/052		0.7	R	0944-1	ISO 001/009		3.0	● SF	0927-1	ISO 254/014
<b>WHEEL(KNIFE EDGE)</b>														
	0.8	R	0888-1	ISO 304/028		0.9	R	0945-1	ISO 001/011		3.5	● SF	0929-1	ISO 254/018
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050		1.1	R	0946-1	ISO 001/013		3.0	● SF	0931-1	ISO 277/014
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050		2.0	R	0947-1	ISO 237/008		3.5	● SF	0933-1	ISO 277/018
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050		2.0	R	0948-1	ISO 237/010		4.0	● SF	0935-1	ISO 499/012
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050		2.0	R	0949-1	ISO 237/012		3.7	● SF	0937-1	ISO 243/009
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050							4.2	● SF	0939-1	ISO 243/012
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050							6.0	● SF	0941-1	ISO 164/013
	1.2	R	0890-1	ISO 304/050							8.0	● SF	0943-1	ISO 165/011

**Trousse de correction pour porcelaine**  
**Porcelain Adjustment Kit**  
**#0301**

Trousse en plastique/Plastic Kit



**6395**  
boîte/box

**Trousse technique pour composites**  
**Composite Technique Kit**  
**#0322**

Trousse en plastique/Plastic Kit



**8595**  
boîte/box

**Trousse de polissage pour composites**  
**Composite Polishing Kit**  
**#0310**

Trousse en plastique/Plastic Kit



**6395**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Sofreliner Tough Tokuyama

Matériel de remplissage souple à base de silicone pour prothèses.  
Soft : usage à court ou à long terme. Medium : usage à long terme.

*Silicone-Based Soft Denture Liner. Soft: both short and long term use.  
Medium: long term use.*



### #23401 OU/OR #23351

Ensemble (1 cartouche 54 g, 1 bouteille d'apprêt 10 ml, 10 embouts mélangeurs et accessoires/Kit (54 g cartridge, 10 ml primer bottle, 10 mixing tips & accessories)

**GRATUIT\*** #23411 OU/OR **GRATUIT\*** #23356 Recharge/refill, 54 g

**#23380** Embouts mélangeurs/mixing tips, 50/box

**#23441** Bouteille d'apprêt/primer bottle, 10 ml

**#23372** Pistolet distributeur/dispenser gun

**#23337** Bouteille de nettoyeur de silicone/silicone remover bottle, 7 ml

214<sup>95</sup>  
boîte/box  
169<sup>95</sup>  
boîte/box  
46<sup>95</sup>  
chacun/each  
55<sup>95</sup>  
chacun/each  
119<sup>95</sup>  
boîte/box  
41<sup>95</sup>  
chacun/each

**PROMO\*** Achetez 1 ensemble Sofreliner Tough (#23401 ou #23351) ET 1 bouteille de nettoyeur de silicone (#23337), obtenez 1 recharge de pâte Sofreliner (soft #23411 ou medium #23356, selon l'ensemble acheté) SANS FRAIS!

**PROMO\*** Buy 1 Sofreliner Tough Kit (#23401 or #23351) AND 1 silicone remover (#23337) Get 1 Sofreliner Tough Paste (soft #23411 or medium #23356, same formulation as the purchased Kit) AT NO CHARGE!

\*Limite de 1 produit en prime par trimestre et par dentiste.  
Voir les instructions de réclamation en bas de page.  
\*Limit of 1 bonus product per quarter, per doctor.  
See claim instructions at the bottom of this page.

## ►NOUVEAU/NEW Rebase III Tokuyama

REBASE III est la nouvelle génération de matériau de regarnissage pour prothèses rigides.,

REBASE III est conçu pour les applications durables de regarnissage de prothèses en acrylique complètes et partielles, ce qui se traduit par un confort exceptionnel et un ajustement de la prothèse qui dure.

*REBASE III is the next generation of chairside hard denture relining material. With further innovation.*

*REBASE III is designed for durable complete and partial acrylic denture relining applications - resulting in outstanding comfort and a denture fit that lasts.*



**#20660** Ensemble : 80 g de poudre, 50 ml de liquide, 15 ml d'adhésif, 48 g de durcisseur de résine et accessoires/Kit : 80 g of powder, 50 ml of liquid, 15 ml of adhesive, 48 g of resin hardener and accessories

**#20661** Poudre/powder, 80 g

**#20662** Liquide, bouteille de 50 ml/liquid, 50 ml bottle

**#20663** Bouteille d'adhésif/adhesive bottle, 15 ml

**#20171** Pot de durcisseur de résine/resin hardener jar, 48 g

174<sup>95</sup>  
boîte/box  
84<sup>95</sup>  
chacun/each  
84<sup>95</sup>  
chacun/each  
29<sup>95</sup>  
chacun/each  
24<sup>95</sup>  
boîte/box

## Rebase II Tokuyama

Matériel rigide de regarnissage et d'extensions latérales des prothèses

*Chairside hard denture relines and border extentions*



**#20506** (20660) Ensemble : 80 g de poudre, 50 ml de liquide, 15 ml d'adhésif, 48 g de durcisseur de résine et accessoires/Kit : 80 g of powder, 50 ml of liquid, 15 ml of adhesive, 48 g of resin hardener and accessories

**#20546** (20661) Poudre/powder, 80 g

**#20562** (20662) Liquide, bouteille de 50 ml/liquid, 50 ml bottle

**#20563** (20663) Bouteille d'adhésif/adhesive bottle, 15 ml

**#20171** Pot de durcisseur de résine/resin hardener jar, 48 g

169<sup>95</sup>  
boîte/box  
81<sup>95</sup>  
chacun/each  
81<sup>95</sup>  
chacun/each  
27<sup>95</sup>  
chacun/each  
24<sup>95</sup>  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



**Omnichroma**, le composite **uni-teinte révolutionnaire** qui s'harmonise à n'importe quelle dent.  
Toutes les teintes de A1 à D4 en une seule application et une seule référence à garder en inventaire.

**Omnichroma**, the **revolutionary single-shade dental composite** that harmonizes with any tooth.  
All shades from A1 to D4 in just one application and only 1 reference to keep in stock.

**Omnichroma**  
Seringue/Syringe  
**PROMO 1+1\***  
**#10116** 109<sup>95</sup> chacun/each **54<sup>95</sup>** chacun/each

**Omnichroma**  
PLTs  
**PROMO 1+1\***  
**#10126** 114<sup>95</sup> chacun/each **57<sup>45</sup>** chacun/each

**Blocker**  
Seringue/Syringe  
**PROMO 1+1\***  
**#10117** 109<sup>95</sup> chacun/each **54<sup>95</sup>** chacun/each

**Blocker**  
PLTs  
**PROMO 1+1\***  
**#10127** 114<sup>95</sup> chacun/each **57<sup>45</sup>** chacun/each

\*Limite de 3 produits en prime par trimestre, par dentiste./Limit of 3 bonus products per quarter, per doctor.

Pour les importantes restaurations de Type III et IV, pour masquer de légères taches ou reconstruire une dent très opaque, utilisez le Blocker en association avec Omnicroma.

In large Class III and IV cases, to mask slight staining or to reconstruct a highly opaque tooth, use the Blocker in association with Omnicroma.

## Bond Force Tokuyama

Adhésif dentaire à une composante, auto-gravante et photopolymérisable

One Component  
Self-Etching Light-Cured  
Dental Adhesive



**#14937** Ensemble de départ : bouteille de 2 ml, 25 applicateurs jetables, distributeur  
Starting Kit: 2 ml pen, 25 disposable applicators, dispensing well

**#14912** Ensemble : bouteille de 5 ml, 50 applicateurs jetables, distributeur  
Kit: 5 ml bottle, 50 disposable applicators, dispensing well

**#14951** Ensemble régulier : 50 unidoses de 0,1 ml, 50 applicateurs jetables  
Standard-kit: 50 unit doses of 0.1 ml, 50 disposable applicators

**PROMO 3+1\*#14932** Recharge : bouteille de 5 ml/Refill: 5 ml bottle

**89<sup>95</sup>**  
boîte/box

**156<sup>95</sup>**  
boîte/box

**204<sup>95</sup>**  
boîte/box

**129<sup>95</sup>**  
boîte/box

**PROMO\* Achetez 3 recharges Bond Force, obtenez 1 recharge sans frais!** **PROMO\* Buy 3 Bond Force Refills, Get 1 Refill At No Charge!**

\* Limite de 2 produits en prime. De valeur égale ou moindre. Voir les instructions de réclamation en bas de page./\*Limit 2 bonus items. Of equal or lesser value. See claim instructions at the bottom of this page.

## Shield Force Plus Tokuyama

Pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire. 1 étape, 30 sec.

For treatment of dentinal hypersensitivity. 1 step, 30 sec.



**PROMO\*#15111**

Ensemble : 1 bouteille de 3 ml, 25 applicateurs jetables et 1 distributeur  
Kit: 1 bottle of 3 ml, 25 disposable superfine applicators & 1 dispensing well

**#15121**

Recharge, 1 bouteille de 3 ml  
Refill, 1 bottle of 3 ml

**137<sup>95</sup>**  
chacun/each

**117<sup>95</sup>**  
chacun/each

**PROMO\* Achetez 1 ensemble Shield Force Plus (#15111) et OBTENEZ 1 produit de composite Estelite Universal Flow (seringue ou embouts pré-chargés) SANS FRAIS (voir p. 47).**

**PROMO\* Buy 1 Shield Force Kit (#15111) and GET 1 Estelite Universal Flow product (Syringe or PLTs) AT NO CHARGE (see page 47).**

\* Limite de 3 articles bonus par offre. Seringue ou embouts pré-chargés. Voir les instructions de réclamation en bas de page./Limit 3 bonus items per offer. Syringe or Pre-Loaded Tip. See claim instructions at the bottom of this page.

Guide de teintes Estelite Universal Flow  
Estelite Universal Flow Shade Guide

**#13798**



**62<sup>95</sup>**  
chacun/each

**AVERTISSEMENT:**  
Nouveau fonctionnement de la promotion pour l'obtention des gratuités.  
Voir les détails au bas de la p. 49.

**WARNING:** New procedure to get your free products. See details at the bottom of p. 49.

\* Limite de 3 produits en prime par trimestre, par dentiste./Limit of 3 bonus products per quarter, per doctor.

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**Matériaux de restauration dentaire à base de résine****Resin-based dental restorative material** Estelite Sigma Quick, Universal flow, Bulk fill flow

Temps de travail prolongé (90 sec.). Durcissement rapide. Conserve sa brillance. Haute résistance à l'usure et moins d'usure des dents opposées. Excellente opacité aux rayons X.  
 Extended working time (90 sec.). Quick curing time. High gloss retention over time. High wear resistance & less wear to opposing teeth. Excellent radiopacity.

**PROMO 4+1\*****PROMO 3+1\*****PROMO 3+1\***

Teintes Shade	Seringues Syringes 1 x 3,8 g	Embouts pré-chargés Pre-loaded Tips 20 x 0,2 g
A1	#13110	#13310
A2	#13111	#13311
A3	#13112	#13312
A3.5	#13113	#13313
A4	#13114	#13314
A5	#13115	#13315
B1	#13116	#13316
B2	#13117	#13317
B3	#13118	#13318
B4	#13119	#13319
C1	#13120	#13320
C2	#13121	#13321
C3	#13122	#13322
OA1	#13123	#13323
OA2	#13124	#13324
OA3	#13125	#13325
OPA2	#13126	#13326
CE	#13127	#13327
BW	#13128	#13328
WE	#13129	#13329

104<sup>95</sup>119<sup>95</sup>**PROMO 4+1\***83<sup>95</sup>**PROMO 4+1\***95<sup>95</sup>

Teintes Shade	Seringue écoulement élevé Syringes, High Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips	Seringues écoulement moyen Syringes Medium Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips	Embouts pré-chargés écoulement moyen Pre-loaded tips Medium Flow 20 x 0,2 g	Seringues écoulement très faible Syringes Super Low Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips
A1	#13875	#13882	#13982	#13894
A2	#13876	#13883	#13983	#13895
A3	#13877	#13884	#13984	#13896
A3.5	#13878	#13885	#13985	#13897
A4		#13886	#13986	#13898
A5		#13887	#13987	#13899
B3		#13888	#13988	
OPA2	#13879	#13889	#13989	
OPA3	#13880	#13890	#13990	
OPA4	#13881	#13891	#13991	
CE		#13892	#13992	
BW		#13893	#13993	

84<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
63<sup>70</sup>84<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
63<sup>70</sup>107<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
80<sup>95</sup>84<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
63<sup>70</sup>Embouts pour seringue, métal, 50/paquet  
Syringe tips, metal, 50/package

#12740

26<sup>95</sup>Embouts pour seringue, plastique, 50/paquet  
Syringe tips, plastic, 50/package

#13799

28<sup>95</sup>88<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
66<sup>70</sup>108<sup>95</sup>  
**PROMO 3+1\***  
81<sup>70</sup>

\*Pour recevoir votre ou vos produits en prime, veuillez soumettre votre demande par l'intermédiaire du formulaire Web suivant : [www.tokuyama-us.com/redemptions](http://www.tokuyama-us.com/redemptions), ou envoyez une facture par télecopie au +1 (760) 942-7212 ou par courriel à l'adresse suivante : info@tokuyama-us.com. Veuillez utiliser le CODE PROMO : U121 pour profiter des promotions. Pour se qualifier, les commandes doivent être datées du

01/01/21 au 31/03/2021 et reçues au plus tard le 21/04/2021. Pour les promotions sur les composites Estelite, veuillez indiquer la nuance (couleur) que vous souhaitez recevoir pour le(s) produit(s) en bonus, sinon la couleur A2 sera envoyée par défaut. Tokuyama se réserve le droit d'interrompre la promotion à tout moment. Ne peut être combiné avec aucune autre offre. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour la livraison des produits gratuits. Disponible au Canada seulement.

\*To receive your bonus product(s), please submit your claim through the following web-form [www.tokuyama-us.com/redemptions](http://www.tokuyama-us.com/redemptions), or fax an invoice to +1 (760) 942-7212, or email to info@tokuyama-us.com.

Please use PROMO CODE: U121 to redeem the promotions above. Qualifying orders must be dated from 01/01/21 to 03/31/21 and received no later than 04/21/21. For composite or cement promotions, please indicate which shade you would like to receive as bonus product(s), otherwise A2 (composites) or Universal (cement) will be sent as default. Tokuyama reserves the right to discontinue the promotion(s) at any time. Cannot be combined with any other offer. Please allow 2-4 weeks for delivery of bonus products. Available in Canada only.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Brosses à dents Toothbrushes Defend

La qualité des grandes marques, emballées individuellement, couleurs assorties, 72/boîte

*The quality of major brands, individually wrapped, assorted color, 72/box*

#TB-2500 enfant/child

#TB-2000 jeune/youth

#TB-1500 adulte, poignée de caoutchouc/adult, rubber grip

#TB-1000 adulte/adult



## Petits récipients multi-usage Multi-purpose dappen dishes Defend

#DD-5000

Plastique, jetables, couleurs assorties, 1000/boîte

Plastic, disposables, assorted colors, 1000/box



## ►NOUVEAU/NEW

### Attache-bavette en papier jetable/Disposable Paper Bib Holders Defend

#PB-8500

Pas de bords tranchants ni de chaîne froide. Longueur ajustable et extrémités auto-adhésives. 250/boîte

*No sharp edges or cold chain. Stretch to fit, self-adhesive ends. 250/box*



## Embouts applicateurs pré-pliés Pre-Bent Dispensing Tips Defend

Sac de 100/bag

#PN-1227 18 ga, rose/pink, liners & bases

#PN-1229 19 ga, noir/black, composite et ciment/cement

#PN-1230 22 ga, gris, scellant et ciment/grey, sealant & cements

#PN-1231 25 ga, bleu/blue, mordançage/echants



## Micro-applicateurs Micro-Applicators

Boîte de 100/box

Superfin/superfine

#4017-MAB-4UF

blanc/white

Fin/fine

#4017-MAB-P4

rose/pink


#4017-MAB-4

jaune/yellow

Régulier/regular

#4017-MAB-4R

bleu/blue



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

### Angle à prophylaxie incliné sans latex Non-Latex Bent Prophy Angle

#700	■ Ultra-doux/ultra soft	
#701	■ Doux/soft	
#703	■ Ferme/firm	



1 sac de 100  
1 bag of 100

**73<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 100  
2 bags of 100  
**69<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Angle avec brosse Angle with Brush

#810-R  
Mauve/purple



1 sac de 100  
1 bag of 100

**79<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 100  
2 bags of 100  
**74<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Brossettes interdentaires Interdental Brushes

#T-1	■ Nylon, 12 mm
#T-2	■ Nylon, 15 mm
#T-3	■ Nylon, 18 mm
#T-4	■ Nylon, 13 mm
#T-5	■ Nylon, 18 mm



sac de 36/bag  
**23<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Angles à prophylaxie sans latex Non-Latex Prophy Angles

#800	■ Ultra-doux/ultra soft	
#801	■ Doux/soft	
#802	■ Moyen/medium	
#803	■ Ferme/firm	
#804	■ PEDO, doux/soft	



#80X

#80X-R

1 sac de 100  
1 bag of 100

**62<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 100  
2 bags of 100  
**59<sup>95</sup>**  
sac/bag

1 sac de 500  
1 bag of 500

**259<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 500  
2 bags of 500  
**239<sup>95</sup>**  
sac/bag

4780  
pour 100  
per 100

### Brosse à prophylaxie pointue à vis Tapered Screw-Type Prophy Brushes

Poils de nylon blancs, sans latex, inodore  
White Nylon Bristles, Non-Latex, Unscented



**#110-36**

1 sac de 36  
1 bag of 36

**28<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 36  
2 bags of 36

**26<sup>95</sup>**  
sac/bag

**#110-144**

1 sac de 144  
1 bag of 144

**97<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 144  
2 bags of 144

**91<sup>95</sup>**  
sac/bag

### Brosse à prophylaxie pointue encliquetable Tapered Snap-On Prophy Brushes

Poils de nylon blancs, sans latex, inodore  
White Nylon Bristles, Non-Latex, Unscented



**#310-36**

1 sac de 36  
1 bag of 36

**23<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 36  
2 bags of 36

**21<sup>95</sup>**  
sac/bag

**#310-144**

1 sac de 144  
1 bag of 144

**76<sup>95</sup>**  
sac/bag  
2 sacs de 144  
2 bags of 144

**72<sup>95</sup>**  
sac/bag

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## ► NOUVEAU/NEW

**Cupules et brosses à prophylaxie sans latex  
Non-Latex Prophy Cups and Brushes AllPro**

Protégez votre personnel et vos patients ! Les nouvelles cupules et brosses à prophylaxie SANS LATEX AllPro nettoient, polissent et travaillent exactement comme celles en latex.

*Protect your staff and patient for latex allergies! These new LATEX FREE prophy cups and brushes clean, polish, and perform exactly like natural rubber cups.*

**À vis  
Screw Type**

	<b>#101-A</b>	Nervuré, vanille/Ribbed, Vanilla
	<b>#101-S</b>	Nervuré, inodore/Ribbed, Unscented
	<b>#103-A</b>	6 pointes, vanille/6 Webs, Vanilla
	<b>#103-S</b>	6 pointes, inodore/6 Webs, Unscented
	<b>#103-P</b>	6 pointes, fraise/6 Webs, Strawberry
	<b>#102-A</b>	Nervuré et palmé, vanille/Ribbed & Webbed, Vanilla
	<b>#102-S</b>	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	<b>#102-P</b>	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	<b>#105-B</b>	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore Ribbed & Webbed, Skirted, Unscented
	<b>#105-L</b>	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore Ribbed & Webbed, Skirted, Unscented
	<b>#104-N</b>	Carré, nervuré et palmé, avec rebord, baies Square Ribbed & Webbed, Skirted, Berry
	<b>#106-P</b>	Ped., nervuré, inodore/Ped., Ribbed, Unscented
	<b>#108-SG</b>	Pointe pollisseuse, inodore/Pointed Polisher, Unscented

1 sac de 144  
1 bag of 144

**34,95**  
sac/bag

2 sacs de 144  
2 bags of 144

**31,95**  
sac/bag

1 sac de 1000  
1 bag of 1000

**194,95**  
sac/bag

2 sacs de 1000  
2 bags of 1000

**189,95**  
sac/bag

27,30  
pour 144  
per 144

1 sac de 144  
1 bag of 144

**36,95**  
sac/bag

2 sacs de 144  
2 bags of 144

**33,95**  
sac/bag

1 sac de 1000  
1 bag of 1000

**219,95**  
sac/bag

2 sacs de 1000  
2 bags of 1000

**213,95**  
sac/bag

30,80  
pour 144  
per 144

**Encliquetable  
Snap-On**

	<b>#301-A</b>	Nervuré, vanille/Ribbed, Vanilla
	<b>#301-S</b>	Nervuré, inodore/Ribbed, Unscented
	<b>#303-A</b>	6 pointes, vanille/6 Webs, Vanilla
	<b>#303-S</b>	6 pointes, inodore/6 Webs, Unscented
	<b>#303-P</b>	6 pointes, fraise/6 Webs, Strawberry
	<b>#302-A</b>	Nervuré et palmé, vanille/Ribbed & Webbed, Vanilla
	<b>#302-S</b>	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	<b>#302-P</b>	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	<b>#302-B</b>	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	<b>#304-N</b>	Carré, nervuré et palmé, baies Square Ribbed & Webbed, Berry
	<b>#306-P</b>	Ped., nervuré, inodore/Ped., Ribbed, Unscented

1 sac de 144  
1 bag of 144

**26,95**  
sac/bag

2 sacs de 144  
2 bags of 144

**23,95**  
sac/bag

1 sac de 1000  
1 bag of 1000

**149,95**  
sac/bag

2 sacs de 1000  
2 bags of 1000

**145,95**  
sac/bag

**20,85**  
pour 144  
per 144

**À verrou  
Latch Mandrel**

	<b>#402-A</b>	Nervuré et palmé
	<b>#402-S</b>	Nervuré et palmé
	<b>#402-P</b>	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	<b>#402-B</b>	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	<b>#404-N</b>	Carré, nervuré et palmé, avec rebord, baies Square Ribbed & Webbed, Skirted, Berry

1 sac de 144  
1 bag of 144

**44,95**  
sac/bag

2 sacs de 144  
2 bags of 144

**41,95**  
sac/bag

1 sac de 1000  
1 bag of 1000

**256,95**  
sac/bag

2 sacs de 1000  
2 bags of 1000

**249,95**  
sac/bag

**35,95**  
pour 144  
per 144

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## ►NOUVEAU/NEW Protecteur de tube *Tubing Protector*

- Garde la tubulure propre et à l'abri des contaminants
- Couper à la longueur désirée, 2 largeurs disponibles
- *Keeps tubing clean and safe from contaminants*
- *Cut to desired length, 2 width sizes available*



**#1912** 2 1/4 po de large  
1200 pi/rouleau  
2 1/4" wide  
1200 ft/roll **43.95**  
chacun/each

**#1912B** 3 po de large  
1200 pi/rouleau  
3" wide  
1200 ft/roll **44.95**  
chacun/each

## ►NOUVEAU/NEW Système de nettoyage des instruments/*Instrument Scrubbing System*

**#1952**

- Système de nettoyage mécanique autoclavable
- Base d'aspiration intégrée pour le fixer en place
- *Autoclavable Mechanical scrubbing system*
- *Built-in suction base to secure the tub in place*



**84.95**  
chacun/each

**Brosses de rechange**  
*Replacement Brushes*  
**#1952R**  
Ensemble de 8/Set of 8

**55.95**  
ensemble/set

## ►NOUVEAU/NEW Supports de tablier en plomb *X-Ray Aprons Hangers*

**#28** 15 x 2"

Cintre d'acier avec enduit blanc.  
Compatible avec les tabliers de style Patient adultes et enfants.  
Matériel de suspension inclus.

*White-coated steel hanger.  
Compatible with adult and child Patient style aprons.  
Hanging hardware included.*



**26.95**  
chacun/each

**#30** 21 x 9 1/4"  
Cintre robuste chromé, compatible avec les tabliers panoramiques.

*Sturdy chrome-coated hanger, compatible with panoramic aprons.*



**26.95**  
chacun/each

## Protection oculaire *EyeSavers Eyewear*

Grande taille universelle. Économique, durable, cadre ultraléger. Lentilles en polycarbonate résistant aux chocs. Bloque jusqu'à 95 % des UVA et UVB.

*Universal Size/Facial fit. Economical & durable with an ultralight frame. Impact-resistant polycarbonate lenses. Blocks up to 95% of UVA and UVB rays.*



**#3S** gris/grey  
**#17S** clair/clear  
**#18S** vert/green **9.95**  
chacun/each

## Attache pour bavette *Patient Napkin Holder*

**#311X**

15 po, nettoyage par stérilisation à froid ou avec un désinfectant de surface, pinces crocodile chromées, ressorts durables, mâchoires à dents pointues.

*15", cleaning by cold sterilization or with a surface disinfectant, chrome-plated alligator clips with durable spring and sharp tooth jaws.*

■ bleu/blue ■ rouge/red ■ blanc/white  
■ jaune/yellow ■ vert/green ■ noir/black



**7.95**  
chacun/each

## Bols à mélanger flexibles *Flexible Mixing Bowls*

Ensemble comprenant un moyen bol (350 cc), un grand bol (600 cc) et une spatule.

*Kit containing one medium bowl (350 cc), one large bowl (600 cc) and a spatula.*

**#1532MAS** menthe, turquoise/mint, aqua  
**#1532TOS** tangerine, orange/mandarine, orange



**23.95**  
chacun/each

## Boîte d'orthodontie *Orthodontic Box*

**#RB-X**

0,6875 x 2,875 x 2,375 po  
blanc, jaune, rose, bleu  
ou couleurs assorties, 25/boîte

0.6875 x 2.875 x 2.375"  
white, yellow, pink, blue or  
assorted colors, 25/box



**18.95**  
boîte/box

## Boîtes pour prothèses *Denture Boxes*

**#1962**

Couleurs assorties seulement,  
bleu, mauve, jaune, beige, 12/sac

*Assorted colors only,  
blue, purple, yellow, beige, 12/bag*



**26.95**  
sac/bag

## Distributeur de rouleaux de coton *Cotton Rolls Dispenser*

**#1600X**

■ blanc/white  
■ bleu/blue



**32.95**  
chacun/each

## Distributeur de compresses 2 x 2 po *2 x 2" Sponge Dispenser*

**#1403-X**

■ blanc/white  
■ bleu/blue  
■ mauve/purple



**29.95**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## DIVERS/MISCELLANEOUS



### Absorbants salivaires

#### Saliva Absorbents Dry Tips

Absorbe 30 fois son poids, 1,5 x 0,375 po, non-stérile, 50/boîte  
Absorb 30 times its weight, 1.5 x 0.375", non-sterile, 50/box

Revêtement blanc/white reflective

#291543 petit/small

#291542 grand/large

#### ► NOUVEAU/NEW

Revêtement argenté réfléchissant pour une visibilité accrue et pour faciliter la rétraction

Silver reflective coating for increased visibility & to aid retraction

#291727 petit/small

#291726 grand/large



1 boîte/box

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**18<sup>95</sup>**  
boîte/box

1 boîte/box

**20<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Boutons/Buttons Matrix

#100

Réalisez des empreintes pour couronnes en 30 sec. avec de l'eau chaude, 72/boîte



Make impressions for crowns in 30 sec. using hot water, 72/box

**64<sup>95</sup>**  
boîte/box


#### ► NOUVEAU/NEW

### Instruments pour protection gingivale

#### Gingival retraction instruments Prodont Holliger

Enfin un instrument simple et rapide d'utilisation pour la préparation de vos limites cervicales. Deux actions simultanées : protection efficace de la gencive marginale et accès direct et précis aux limites.

At last an instrument simple and easy to use for the preparation of your cervical margins. Two simultaneous actions: effective protection of the marginal gum & direct and precise access to the margins.



#261GPR3 3,7 mm  
#261GPR4 4,3 mm

**69<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Cire à modeler en plaque

#### Modeling Wax Plate ABC

Flexible et malléable, 5 lb (environ 100 plaques)/boîte  
Flexible and malleable, 5 lb. (about 100 plate)/box



Cire fine/Fine Wax 1.5 à 1.8 mm

#WX028 rouge/red

#WX031 rose/pink

**49<sup>95</sup>**  
boîte/box

Cire régulière/Regular Wax 2 à 2.3 mm

#WX029 rouge/red

#WX032 rose/pink

**44<sup>95</sup>**  
boîte/box

Cire épaisse/Thick Wax 2.5 à 2.9 mm

#WX030 rouge/red

#WX033 rose/pink

**44<sup>95</sup>**  
boîte/box

### Doseur à double extrémité

#### Double-Sided Scoop

#1525



**6<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Alginate pour impression

#### Alginat e Impression Material

#### Kromatica

Sans poussière, change de couleur

Dust free, color changing

#### Prise régulière/normal set

#305-125 cerise/cherry #305-126 menthe/mint

#305-127 gomme/gum #305-128 sans saveur/unflavoured

Prise rapide, douze pots de 1 lb par caisse

Fast set, twelve 1 pound cans per case

#305-121 cerise/cherry

#305-122 menthe/mint

#305-123 gomme/bubble gum

#305-124 sans saveur/unflavoured



**16<sup>95</sup>**  
pot/jar

12 pots/caisse  
12 cans/case

**179<sup>95</sup>**  
caisse/case

Caisse de 10 lb (dix sacs en aluminium de 1 lb et 1 boîte vide, 1 cuillère et 1 flacon) 10 pound case (ten 1 pound aluminum foil bag and 1 empty can, 1 scoop & 1 vial)

#### Prise régulière/normal set

#305-105 cerise/cherry #305-106 menthe/mint

#305-107 gomme/gum #305-108 sans saveur/unflavoured

#### Prise rapide/fast set

#305-101 cerise/cherry

#305-102 menthe/mint

#305-103 gomme/bubble gum

#305-104 sans saveur/unflavoured

**12<sup>95</sup>**  
sac/bag

10 sacs/caisse  
10 bags/case

**129<sup>95</sup>**  
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Le fabricant allemand d'instruments chirurgicaux manuels de haute qualité.

German manufacturer of high quality handheld surgical instruments.



### Pinces/Pliers

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #BD-30 ADSON 1x2 dents/1x2 teeth
- #BD-31 ADSON Dentelé/Serrated
- #COLLEGE Dentelé/Serrated

**44<sup>95</sup>**

chacun/each

**44<sup>95</sup>**

chacun/each

**21<sup>95</sup>**

chacun/each



### Daviers/Extraction Forceps

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #AMG-150 CRYER N° 150
- #AM-451 N° 451

**166<sup>95</sup>**

chacun/each

### Élevateurs/Elevators

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #HE-2 HEIDBRINK
- #DL-34S APEXO
- #BEIN-4Z

**65<sup>95</sup>**

chacun/each

### Pinces hémostatiques et porte-aiguilles Hemostats & Needle Holders

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #P-96 HALSTED-MOSQUITO
- #P-97 HALSTED-MOSQUITO Courbé/Curved
- Carbure de tungstène/Tungsten Carbide
- #PH-71 CASTROVIEJO

**49<sup>95</sup>**

chacun/each

**209<sup>95</sup>**

chacun/each

### Ciseaux/Scissors

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #GFC GOLDMAN-FOX
- #LG-1 LA GRANGE
- #SC-1 SPENCER
- #FG-1 IRIS

**69<sup>95</sup>**

chacun/each

**87<sup>95</sup>**

chacun/each

**51<sup>95</sup>**

chacun/each

**51<sup>95</sup>**

chacun/each

### Périotomes/Periotomes

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #MC-11 N° 1
- #MC-12 N° 2
- #MC-13 N° 3

**51<sup>95</sup>**

chacun/each



### Sondes/Probes

Acier inoxydable/Stainless Steel

- #T07-2311 WILLIAMS 23/CP-11
- #T07-6D2 16/17
- #SM-15 CP-15UNC

**36<sup>95</sup>**

chacun/each

**36<sup>95</sup>**

chacun/each

**26<sup>75</sup>**

chacun/each

Par conséquent, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Therefore, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



NORTH AMERICA WEBSITE  
[bmtsurgical.com/na](http://bmtsurgical.com/na)

Téléchargez le catalogue des instruments dentaires les plus populaires.

Download the BMT Dental Catalogue  
Most Popular Instruments.

## INSTRUMENTS BMT



### Instruments pour digue dentaire Rubber-Dam Instruments

Aacier inoxydable/Stainless Steel

**#DF-02**

AINSWORTH Pince à percer/Punch Forceps

**#DF-12**

IVORY Pince porte-crampons/Clamp Forceps

**154<sup>95</sup>**  
**119<sup>95</sup>**  
chacun/each

**AUTRES PRODUITS DISPONIBLES**  
OTHER PRODUCTS AVAILABLE



### Seringues/Syringes

Aacier inoxydable/Stainless Steel

**#SD-88** Auto-aspirante à prise ailée et sans harpon

*Self-aspirating with winged grip and without harpoon*

**#SD-8** Aspirante pour embout Imperial 140 mm

*Aspirating for Imperial Tip 140 mm*

**121<sup>95</sup>**  
**99<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Écarteurs/Retractors

**#OM-40** MOLT-DOYEN-COLLIN Adulte/Adult

**#OM-42** MOLT Enfant/Child

**#OM-55** MINNESOTA-UNIVERSITY

**179<sup>95</sup>**  
chacun/each

**227<sup>95</sup>**  
chacun/each

**299<sup>5</sup>**  
chacun/each



### Bistouris et lames/Scalpels & Blades

**#MA-B3M** Stainless, n° 3M

**21<sup>95</sup>**  
chacun/each

**#MA-B1** Stainless, n° 5

**34<sup>95</sup>**  
chacun/each

**#100-015** N° 15, 100 lames en acier au carbone/100 Carbon Steel Blades

### Miroirs et manches/Mirrors & Handles

Miroirs au rhodium, 12/boîte/Rhodium Mirrors, 12/box

**#RH-4A** Miroir/mirror n° 4, Ø 22 mm

**#RH-5A** Miroir/mirror n° 5 Ø 24 mm


Manches à miroir, embout cône en stainless/Mirror Handle, Stainless Cone Socket

**#MA-1A** Manche/handle n° 1

**#MA-2A** Manche/handle n° 2

**54<sup>95</sup>**  
boîte/box

**89<sup>5</sup>**  
chacun/each



### Curettes et détarreurs/Curettes & Scalers

Aacier inoxydable/Stainless Steel

**#USG-XXX** #USC-XXX #USS-XXX

Titanium/Titanium

**#T-USG-XXX** #T-USC-XXX #T-USS-XXX

**36<sup>95</sup>**  
chacun/each

**77<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Odontologie conservatrice/Dental Restoration

Fouloirs/Pluggers

**#712-XXX** #713-XXX #714-XXX #716-XXX

Excavateurs série 717/Serie 717 excavators

**#717-17W** #717-31L #717-32L #717-33L

Excavateurs série E (manche mince)/Serie E Excavators (narrow handle)

**#E-1** #E-2 #E-3 #E-4

Instrument de mise en place d'hydroxyde de calcium  
Calcium Hydroxide Liner Placement Instrument **#A-1**

**36<sup>95</sup>**  
chacun/each

**36<sup>95</sup>**  
chacun/each

**21<sup>95</sup>**  
chacun/each

**84<sup>5</sup>**  
chacun/each

**AUTRES PRODUITS DISPONIBLES/OTHER PRODUCTS AVAILABLE**

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## INSTRUMENTS BMT



### Trousse d'hygiène/Hygiene Kit

#KIT-HYG Cassette + 10 instruments

**#BS-910** Cassette à clips vide pour instruments, 3 x 20 x 15 cm  
Empty cassette with clips for instruments, 3 x 20 x 15 cm

**#707-23D1** Sonde exploratrice  
Explorer Probe #23/17, 17 cm



**#COLLEGE** Précelle anatomique College, dentelée, 15 cm  
Dressing Forceps College, serrated, 15 cm



**#MA-2A #RH-4A**  
Manche à miroir #2 solide, embout cône, 12,5 cm  
Mirror Handle #2 solid, cone socket, 12.5 cm  
12 miroirs rhodium #4, Ø22 embout cône  
12 Rhodium Mirrors #4, Ø22 cone socket



**#SM-15** Sonde parodontale/Perio Probe  
#CP-15UNC, grad. 15,5 cm



**#USG-1/2** Curette Gracey #1/2



**#USG-7/8** Curette Gracey #7/8



**#USG-13/14** Curette Gracey #13/14



**#USG-15/16** Curette Gracey #15/16



**#USS-204S** Détartrateur/Scaler #204S



**#USS-H6/7** Détartrateur/Scaler #H6/H7



### ►NOUVEAU/NEW Ruban de marquage en vinyle Vinyl Marking Tape

Ruban autocollant stérilisable, résiste à l'eau, l'huile, aux acides.  
Non toxique, 9 mm x 5 m  
  
Self-adhesive tape, autoclavable, water, oil and acid resistant.  
Non-toxic, 9 mm x 5 m

**499<sup>95</sup>**  
ensemble / kit

**259<sup>95</sup>**  
ensemble / kit

#10124-142 jaune/yellow  
#10124-144 vert/green  
#10124-146 rouge/red  
#10124-148 orange  
#10124-150 bleu/blue  
#10124-158 blanc/white

**13<sup>95</sup>**  
rouleau/roll

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**www.medi-select.ca    1 800 463-5166**

**Miroirs dentaires/Mouth Mirrors** Médi-Sélect

Fait pour les manches universels  
Made for universal handles



#MP4522

Taille 4, diamètre de 18 mm  
Size 4, 18 mm diameter

#MP4524

Taille 5, diamètre de 20 mm  
Size 5, 20 mm diameter

#MP4522PQT

Taille 4, 12/paquet  
Size 4, 12/package

#MP4524PQT

Taille 5, 12/paquet  
Size 5, 12/package

5 95  
chacun/each

31 95  
paquet/package

**Détachant pour instruments chirurgicaux**

**Surgical instrument Stain Remover**

Miltex

#3-740

85 g, enlève les taches, les ternissures et restaure l'éclat des instruments, des surfaces et l'intérieur des stérilisateurs.

3 oz, removes stains, tarnishes and restores luster to instruments, plated surfaces and inside sterilizers.



17 95  
chacun/each

**Gants industriels en nitrile/Industrial Nitrile Gloves** Ansell

#3717511XXX

Tailles/sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11

Épaisseur: 15 mil, longueur: 330 mm, doublure en coton, réutilisable, 12/sac

Thickness: 15 mil, length: 13", cotton flocking, reusable, 12/bag



23 95  
sac/bag

**Lubrifiant pour instruments chirurgicaux**

**Surgical Instrument Lubricant**

Miltex

#3-700



Aide à prévenir les taches, la rouille et la perte de lustre. Pré-mélangé, sans silicone, formule anti-corrosion prêt à l'emploi. Pulvérisateur de 8 onces.

Helps prevent spotting, rusting & staining. Pre-mixed, non-silicone, anti-corrosive formula in a ready to use. 8 oz spray pump bottle.

15 95  
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

**Lingettes jetables avec germicide**

**Germicidal Disposable Cloth**

Super Sani-Cloth

#Q86984

7.5 x 15 po, jetables, 65/boîte. 55 % d'alcool isopropylique. Tue la tuberculose et le RSV en 1 minute. Tue le VHB, VHC, coronavirus humain, rotavirus, SARM, VRE et BLSE produisant E. coli en 2 minutes.



7.5 x 15", disposable, 65/box.  
Kills TB and RSV in 1 minute.  
HBV, HCV, Human Coronavirus,  
Rotavirus, MRSA, VRE and ESBL  
Producing E. coli in 2 minutes.

17 95  
chacun/each

**Nettoyant pour instruments chirurgicaux**

**Surgical instrument Cleaner**

Miltex

#3-720

Concentré, 8 oz donne 32 gallons  
Concentrate, 8 oz yield 32 gallons



17 95  
chacun/each

**Nettoyant/Cleaner**

**Asepti-Zyme**

#6023175

Liquide de pré-trempe et détergent enzymatique pour instruments, 3,78 L

Enzymatic Instrument Presoak & detergent, 3.78 L



46 95  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Nettoyeur à ultrasons Ultrasonic Cleaner StatClean

La quiétude d'un nettoyeur à ultrasons silencieux doté d'un réservoir de 1,6 gallon et d'un couvercle avec support intégré, peut contenir une variété d'instruments dans son panier à séchage de conception mains libres unique. Le boîtier est en plastique de qualité industrielle, dont les parois sont de 4,5 mm d'épaisseur.

*Treat yourself to a quiet ultrasonic. StatClean's 1.6 gallon tank and convenient self docking lid holds a variety of instruments in the unique hands free drying bask. It's made from engineering grade plastic, 4.5 mm thick wall housing.*



### #SC-P4862

- Dimensions de l'appareil/Unit Size  
20,3 x 12 x 9,4 po (51,5 x 30,5 x 24,0 cm)
- Alimentation électrique/Power Supply  
260W (CA 100-120V, 50/60 Hz)
- Capacité du réservoir/Tank Capacity  
1,6 gallon (6,0 L)
- Capacité maximale/Maximum Capacity  
1,3 gallon (5,0 L)
- Capacité minimale/Minimum Capacity  
0,9 gallon (3,35 L)
- Dimensions du réservoir/Tank Size  
12,7 x 8,1 x 3,9 po (32,3 x 20,5 x 9,9 cm)
- Longueur max. d'un objet dans le compartiment  
*Longest item fits inside tank*  
13,4 po (34,0 cm)



### Facile à utiliser/Easy to Use

Écran LED 3 couleurs affichant les réglages complets du minuteur (1 à 30 min.) et l'option Dégazage. Capacité avancée de mémoire hors tension. Robinet de purge facilement accessible évitant tout dégât.

*A 3 color LED display accurately displays the 1 – 30 min. full range timer and Degas\* option. Equipped with advanced power-off memory. The easy to access drainage valve eliminates the possibility of spills.*



### Puissant/Powerful

Deux transducteurs à ultrasons avec circuits de commande indépendants permettent un nettoyage jusqu'à 40 % plus efficace que les autres appareils.

*Two industrial grade ultrasonic transducers with independent control circuits increasing cleaning efficiency by up to 40% over other units on the market.*




### Étanche/Water Resistant

Panneau de commande étanche empêchant toute infiltration, assurant ainsi un rendement optimal et continu de l'appareil.

*Designed to be resistant to water penetration within the control panel to ensure continued optimal performance.*

#### Inclus/Included:



#### #SC-SB4862A

Panier en métal  
Metal Basket



#### #SC-BH02A

Double support de gobelet  
Double Beaker Holder



#### #SC-PH01A

Tuyau  
Hose



#### #SC-PC4862A

Cordon d'alimentation  
Power Cord

**1049<sup>95</sup>**  
chacun/each

## Brosse à récurage en nylon Nylon Cleaning Brush

**#118-140**

Supporte des températures jusqu'à 80°C (176°F).  
Can withstand temperatures up to 176°F (80°C).



**4<sup>95</sup>**  
chacun/each

## Brosse stérilisable/Autoclavable Brush



#### #MDS88BRUSH (#3-1000)

18,4 cm (7,25"), poils de nylon/nylon bristles

**9<sup>95</sup>**  
chacun/each



#### #MDS88BRUSHSS (#3-1001)

18,4 cm (7,25"), poils d'acier inoxydable/stainless steel bristles

**10<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Nettoyants désinfectants et produits de stérilisation Disinfectant Cleaner and Sterilization Products OPTIM

#2800 OPTIM 28

Solution concentrée de prénettoyage des instruments pour nettoyage ultrasonique manuel ou automatique 4L

Concentrated solution for ultrasonic cleaning manual or automatic processing. 4L

**49<sup>95</sup>**  
chacun/each

#CS4X4 OPTIM CS

Chimiostérilisant  
Désinfectant de niveau élevé  
4L

Chemosterilant High level  
disinfectant  
4L



**54<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Atomiseur pour système d'aspiration

Atomizer for suction system  
Dürr #OROCUP



Contenant de 2 L  
2 L Container

**129<sup>95</sup>**  
chacun/each

#1W12 OPTIM 1

Temps de contact fongicide et virucide de 60 secondes.

160 lingettes désinfectantes



60-second fungicidal  
and virucidal contact  
time.

160 disinfecting wipes

**PROMO 10+2**

**18<sup>95</sup>**  
chacun/each

**15<sup>75</sup>**  
chacun/each

#14X4 OPTIM 1

Temps de contact fongicide et virucide de 60 secondes.

4 L, Désinfectant de surface



60-second fungicidal  
and virucidal contact  
time.

4 L, Surface disinfectant

**44<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Solution désinfectante pour système d'aspiration

Disinfectant solution for suction system  
Dürr #OROTOL-PLUS



Contenant de 2 L  
2 L Container

**PROMO 3+1**

**10<sup>95</sup>**  
chacun/each

**82<sup>45</sup>**  
chacun/each



#33W12 OPTIM 33TB RTU  
160 lingettes désinfectantes, 6 x 7 po  
160 disinfecting wipes

#33W12-ALOE OPTIM 33TB RTU  
160 lingettes désinfectantes à l'aloe  
160 disinfecting aloe wipes

**PROMO 11+1**

**17<sup>95</sup>**  
chacun/each

**16<sup>45</sup>**  
chacun/each



#334X4 OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 4L  
Intermediate level surface disinfectant. 4L

#334X4-ALOE OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface à l'aloe  
Niveau intermédiaire. 4L  
Intermediate level aloe surface disinfectant 4L

**PROMO 3+1**

**39<sup>95</sup>**  
chacun/each

**29<sup>95</sup>**  
chacun/each



#3312X1 OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 1L  
Intermediate level surface disinfectant. 1L

Sans parfum/unscented

#3312X1-ALOE OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 1L  
Intermediate level surface disinfectant. 1L

Parfum d'aloès/aloe scent

**14<sup>95</sup>**  
chacun/each

Caisse de 12/case  
**167<sup>40</sup>**  
caisse/caisse

### Désinfectant pour matière d'empreinte

Impression material disinfectant  
Dürr #MD520

Contenant de 2,5 L  
2.5 L Container



Contenant de 2,5 L  
2.5 L Container

**76<sup>95</sup>**  
chacun/each

**94<sup>95</sup>**  
chacun/each

## Nettoyeur et lubrifiant interne de pièces à main Hand piece internal cleaner and lubricant

Manuellement à l'aide de l'aérosol STATCARE ou le STATMATIC avec la machine. Manually with STATCARE Spray or STATMATIC with the automated maintenance unit.

**Vaporisateur**  
Spray Statmatic  
#STM500-6NA  
500 ml



**41<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Vaporisateur**  
Spray StatCare  
#S500-6NA  
500 ml



**41<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Embutts Nozzles

#S500E E-Type



E-Type Nozzle

#S500T Tip



Tip Nozzle

#S500M Multi



Multi Nozzle\*

**15<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Détergent Dual-Enzymatic***Dual-Enzymatic Detergent EmPower*

#10-4100 Original

#10-4400 Sans parfum/Fragrance Free

Élimine rapidement le sang et les débris protéiques des instruments avant la stérilisation. Contient deux enzymes protéolytiques et des agents nettoyants puissants. Formule au pH neutre, peu moussant et concentré.



*Quickly removes blood and proteinaceous debris from soiled instruments before sterilization. Contains 2 proteolytic enzymes and powerful cleaning agents. Neutral pH formula, low-foaming & concentrated.*

4 L  
**34<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Détergent Dual-Enzymatic***Dual-Enzymatic Detergent MetriZyme*

#10-4000

Comprend des surfactants, un stabilisant enzymatique, un tampon pour maintenir le pH, un agent de conservation, un agent anti-moussant et un colorant en solution. Recommandé pour les instruments très souillés par des débris organiques. Parfum de menthe.



*Includes surfactants, an enzyme stabilizer, a buffer to maintain pH, a preservative, an antifoaming agent and solution dye. Recommended for instruments with presence of high organic debris. Mint fragrance.*

4 L  
**66<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Vaporisateur enzymatique moussant***Foam Enzymatic Spray EmPower*

#10-4224 Pulvérisateur/spray 24 oz



Mousse en vaporisateur prêt à l'emploi pour pré-nettoyage des instruments immédiatement après usage pour les garder humides avant leur nettoyage complet. Les enzymes à double action de la mousse permettent de décomposer le fardeau biologique, afin de dégager les matières organiques et solubles dans l'eau.

*Foam spray recommended on instruments immediately after use to keep them moist before cleaning. The dual action enzymes of foam break down the biological burden to release organic and water-soluble materials.*

**18<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Pompe distributrice pour bouteille de 4 litres***Dispensing Pump for 1 gallon bottle Metrex*

#46-1000

Pompe conçue pour distribuer 1 once de concentré par pression. Pump designed to dispense 1 ounce of concentrate per push.



**12<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Savon liquide antimicrobien** *Antimicrobial Liquid Soap VioNex*

Savon liquide antimicrobien très doux et non-irritant spécialement formulé pour les professionnels de la santé qui se lavent les mains de 30 à 50 fois par jour. Antimicrobial Liquid Soap specially formulated to be gentle and non-irritating for health care professionals who handwash 30-50 times per day.

#11-1518  
532 ml (18 oz)



1 bouteille/bottle  
**15<sup>95</sup>**  
chacun/each  
2 bouteilles/bottles  
**14<sup>95</sup>**  
chacun/each

#11-1500  
3,8 L (128 oz)



1 bouteille/bottle  
**48<sup>95</sup>**  
chacun/each  
2 bouteilles/bottles  
**45<sup>95</sup>**  
chacun/each

#10-1398  
Distributeur manuel mural  
*Manual wall dispenser*



**12<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**BM-5000**

Nettoyant tout usage pour système à ultrason  
General purpose ultrasonic cleaner



4 L  
**26<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-5100**

Nettoyant pour tartre, taches et ciment permanent  
Tartar, stain and permanent cement remover



4 L  
**28<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-5200**

Nettoyant pour plâtre et pierre  
Plaster and stone remover



4 L  
**29<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-6000**

Nettoyant concentré pour système d'évacuation

*Evacuation system cleaner concentrate*

4 L  
**31<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-6300**

Solvant à l'orange  
Orange Solvent



1 L  
**14<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-7000**

Solution pour stérilisateur chimique  
Chemical sterilizer solution



4 L  
**31<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-3000**

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les **appareils sans rouleaux**. Chaque caisse contient 3 x 1 L de BM-3000D (révélateur) et 3 x 1 L de BM-3000F (fixateur). Aussi vendu séparément.

*Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all **rollerless type processors**. Packaged 3 x 1 L of BM-3000D (developer) and 3 x 1 L of BM-3000F (fixer) per case. Also sold separately.*



6 x 1 L par caisse/case  
**38<sup>95</sup>**  
chacun/each

**BM-2000**

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les **appareils avec rouleaux**. Chaque caisse contient 2 x 4 L de BM-2100 (révélateur) et 2 x 4 L de BM-2200 (fixateur). Aussi vendu séparément.

*Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all **roller type processors**. Packaged 2 x 4 L of BM-2100D (developer) and 2 x 4 L of BM-2200 (fixer) per case. Also sold separately.*



4 x 4 L par caisse/case  
**52<sup>95</sup>**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**BM-28 Plus**

Glutaraldéhyde activé 2 %, prêt à l'emploi  
Activated Glutaraldehyde 2%, ready-to-use



**EQUIVALENT AU CIDEX**  
**EQUIVALENT TO CIDEX**

**4 L**  
**28<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Solution désinfectante pour instruments/surfaces**  
**Multi-purpose Disinfecting Solution** Gamut Plus  
**GAM-PLUS-XXL**

- Prête à l'emploi, aucune dilution requise
- Biodegradable
- S'attaque aux moisissures et aux champignons
- Effet à large spectre en seulement 5 minutes
- Sans danger pour les surfaces et les instruments
- Ready-to-use, no mixing required
- Biodegradable
- Destroys mildew and fungi
- 5 Minutes broad spectrum effect
- Safe for surfaces and instruments



**4 L**  
**44<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Nettoyeur magique pour les chaises**

**Cleaning Magic for Chairs** Genie Plus Germiphene  
Désinfecte, nettoie et revitalise, sécuritaire pour les surfaces de cuirettes et de vinyle.  
Disinfects, cleans and revitalises, safe for naugahyde and all vinyl surfaces.



**#GE-S**  
Pulvérisateur de 700 ml  
700 ml spray

**#GE-M** Bouteille de 4 L  
4 liter bottle

**#GE-W**  
Lingettes, 13 x 15 cm, 160/boîte  
Wipes, 13 x 15 cm, 160/box

**#GE-W-R**  
Sac (recharge) de 160 lingettes  
160 wipes refill pack

**14<sup>45</sup>**  
chacun/each

**39<sup>95</sup>**  
chacun/each

**17<sup>95</sup>**  
chacun/each

**14<sup>45</sup>**  
chacun/each

**BM-6400**

Nettoyant et désinfectant à base d'éthanol  
Ethanol disinfectant and cleaner



**#BM-4S**  
Bouteille vide  
de 500 ml  
avec vaporisateur  
500 ml Empty  
Bottle with Spray

**4 L**  
**36<sup>95</sup>**  
chacun/each

**3<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Gel topique anesthétique**  
**Topical Anesthetic Gel**

ZAP Germiphene

**#ZAP-G-XX-XX**

- menthe fraîche, moyen/cool mint
- glace à la fraise/strawberry ice

50 g, 18 % benzocaine + 2 % tétracaïne. Action rapide,  
agit dans les 30 secondes. Anesthésie topique  
pendant au moins 10 à 15 minutes.



50 g, 18% benzocaine + 2% tetracaine. Fast-acting,  
topical anesthesia within 30 seconds. Topical anesthesia  
for a minimum of 10 -15 minutes.

**26<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Désinfectant pour surfaces dures**

**Hard Surface Disinfectant** GermXtra Germiphene

**#GMXX-L** sans odeur/unfragranced

**#GMXX-L-L** parfum de citron/lemon scent



Efficace contre les agents pathogènes émergents, tels  
que le SRAS-CoV-2 (COVID-19), en 1 minute de temps de  
contact

- pH neutre sécuritaire sur la plupart des matériaux
- Mélange synergique d'éthanol et de surfactants qui  
nettoient et désinfectent en une seule étape
- Durée de conservation de 3 ans

- Effective against emerging pathogens, such as SARS-CoV-2 (COVID-19), 1 minute broad spectrum kill

- Neutral pH formula is safe on most materials
- Synergistic blend of ethanol and surfactants that clean and disinfect in one step
- 3 years shelf-life

**4 L**  
**62<sup>95</sup>**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



### Nettoyant enzymatique pour système d'évacuation Enzymatic Evacuation System Cleaner Microvac

- 399 traitements par bouteille de 4 L.
- Compatible avec les systèmes d'évacuation secs et humides et les séparateurs d'amalgame.
- Sans mousse ni phosphates.
- 399 treatments per 4 L bottle. Use for wet and dry vacuum systems.
- Amalgam separator compatible formula.
- Non foaming, no phosphates.

Pompe/Pump  
#WP-30

**1 95**  
chacun/each

4 L  
#G-MICROVAC-XXL

**54 95**  
chacun/each

### Savon liquide antimicrobien Antimicrobial Lotion Soap Virobex-P

0.6 % Chloroxylénol (PCMX), avec aloès et lanoline. Sans Triclosan.  
0.6% Chloroxylenol (PCMX), with Aloe Vera & Lanolin. Triclosan-Free.



#G-VIRO-XXL  
4 L  
**59 95**  
chacun/each



#G-VIRO-S  
480 ml  
**11 95**  
chacun/each

### Solution pour nettoyage par ultrasons Ultrasonic Cleaning Solution Gleam II

#GLE

Bactériostatique et sans ammoniaque. Sans danger pour les instruments en inox. 100 ml = 1 L de solution prête à l'emploi. Bouteille doseuse.

Bacteriostatic & non-ammoniated. Safe for stainless steel instruments. 100 ml = 1 L of use solution. Tip 'n' Measure bottle.



2 L  
**46 95**  
chacun/each

### Nettoyeur enzymatique concentré pour ultrasons Concentrated Enzyme Ultrasonic Cleaner Gzyme3

#GZYX3-M

10 ml = 4 L de solution nettoyante. Nettoie en 1 min.  
Non toxique, biodégradable, PH neutre, peu moussant, rinçage facile. Mélange de 3 agents de surface, odeur de tangerine.

10 ml = 4 L of use solution. Cleans in 1 min.. Non-toxic, biodegradable, neutral PH, low foaming, free rinsing.  
3 surfactant blend, tangerine scent.



1 L  
**83 95**  
chacun/each

### Lait chirurgical/Surgical Milk Germiphene

Lubrifiant et antirouille pour instruments. N'interfère pas avec la stérilisation. 4 L de concentré = 20 L de solution prête à l'emploi.

Instrument lubricant and rust inhibitor. Will not interfere with autoclaving. 4 L of concentrate =  
20 L of ready-to-use solution.



#SM-L 4 L  
**71 95**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GAMME DE SOINS/CARE RANGE CAMILLE 60

Produits fabriqués en Allemagne. La camomille est reconnue pour son pouvoir curatif, anti-inflammatoire, décongestionnant et régénératrice pour la peau.

*Products made in Germany. Chamomile is recognized for its curative, anti-inflammatory, decongestant and skin regenerating power.*

### Crème pour les mains

#### Handcream Camillen 60 original

Ingrédients actifs : camomille, azulène, allantoïne, eucerine et Vaseline

*Active ingredients: chamomile, azulene, allantoin, eucerin & Vaseline*



#CM8030.2 Tube, 100 ml

**995**  
chacun/each

#CM9047  
Flacon pompe/dispenser  
450 ml

**3595**  
chacun/each

### Crème pour les mains

#### Handcream Camillen 60 Plus

Ingrédients actifs : camomille, allantoïne, panthénol et 5 % d'urée

*Active ingredients: chamomile, allantoin, panthenol and 5% urea*



#CM80312 Tube, 100 ml

**1095**  
chacun/each

#CM9046A  
Flacon pompe/dispenser  
450 ml

**3695**  
chacun/each

### Crème pour fissures

#### Fissure Cream Camillen 60 Intense

#CM8080.2 Tube, 100 ml

Une crème onctueuse hautement curative qui contient la vaseline la plus pure et blanche et a été développée particulièrement pour des parties de peau cornée, fragiles et crevassées. La peau rugueuse des talons et des coudes redevient souple et uniforme. Agents anti-inflammatoires de la camomille et combinaison très efficace des vitamines A+E et d'huile de carotte.

*A creamy, highly curative cream that contains the purest white petrolatum and has been developed especially for corny, fragile and cracked skin parts. The rough skin of the heels and elbows becomes more flexible and uniform. Anti-inflammatory agents like chamomile and a very effective combination of vitamins A + E and carrot oil.*



**1195**  
chacun/each

## GAMME DE SOINS/CARE RANGE GEHWOL

Gehwol, des produits de soins des pieds réservés aux professionnels depuis 50 ans et testés sous contrôle dermatologique.

*Gehwol, exclusive foot care products for professionals since 50 years and dermatologically tested.*

### Poudre podologique

#### Foot Powder Gehwol med

Poudre absorbante contenant des substances actives désinfectantes. Elle prévient les infections des pieds, les désodorise et les laisse secs et doux. Ingrédients actifs : amidon de tapioca, oxyde de zinc micronisé, tricosane, bisabolol et clotrimazol. Parfum frais et agréable. Il est recommandé d'en saupoudrer aussi dans les chaussettes.

*This special powder contains disinfectant active ingredients prevents infections, keeps your feet dry, smooth and odourless. Active Ingredients: Tapioca Starch, Micronized Zinc Oxide, Tricosane, Bisabolol and Clotrimazol. Fresh and clean odor. We recommend sprinkling in your socks.*



#114090603  
100 g

**1895**  
chacun/each



#1124005  
75 ml

**1495**  
chacun/each

### Baume vitalité des jambes

#### Leg Vitality Balm Gehwol Fusskraft

Baume nourrissant et ultra-hydratant qui revitalise, détend et rafraîchit les jambes lourdes et fatiguées. Non gras et rapidement absorbé. Ingrédients actifs : huile d'avocat, huiles essentielles de lavande, de romarin et de pin alpin, extraits d'algues marines et d'hamamélis, allantoïne et bisabolol.

*Nourishing and ultra-moisturizing balm that revitalizes, relaxes and refreshes tired and tired legs. Non-greasy & quickly absorbed. Active Ingredients: avocado oil, lavender, rosemary and alpine pine essential oils, seaweed extracts and witch hazel, allantoin and bisabolol.*



#111110703  
125 ml

**1795**  
chacun/each

#111111103  
500 ml

**4495**  
chacun/each

### Crème podologique

#### Foot Cream Gehwol Gerlachs

Idéale pour les pieds surmenés et la peau très sollicitée. Prévient les plaies et les ampoules provoquées par la marche.

*Ideal for overworked feet and highly stressed skin. Prevents wounds and blisters caused by walking.*

### Baume rafraîchissant pour les pieds

#### Cooling Foot Balm Gehwol Fusskraft

Baume rafraîchissant à la menthe qui apaise, revitalise, désinfecte et désodorise les pieds fatigués et qui brûlent. Non gras, rapidement absorbé et vivifiant. Ingrédients actifs : huiles essentielles de lavande, de romarin et de pin alpin, menthol et huiles de plantes médicinales.

*Refreshing mint balm that soothes, revitalises, disinfects & deodorizes tired and burning feet. Non-greasy, quickly absorbed & invigorating. Active ingredients: essential oils of lavender, rosemary and alpine pine, menthol & medicinal plant oil.*



#111040503  
75 ml

**1495**  
chacun/each

#1110111  
500 ml

**4495**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**SOINS DES MAINS**  
**HAND CARE**

**Savon pour distributeur mural automatique**  
**Soap for Touch Free Wall-Mount Dispenser** Médi-Sélect



#0919 Chrome et noir  
Chrome & black  
4 piles «D» incluses  
4 "D" batteries included

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CARTOUCHE**

**1 FREE DISPENSER WITH THE PURCHASE OF A CARTRIDGE**  
(#P1911 OU/OR #P1916)

Ramasse-gouttes/Drip Tray  
#1045-BLK noir/black pour/for #0919 **5,95** chacun/each

**Distributeur de savon mural manuel**  
**Manual Wall-Mount Soap Dispenser**  
Médi-Sélect



#0888  
Chrome et noir  
Chrome & black

**13,95**  
chacun/each

**Savon à main avec lotion**  
**Lotion Hand Soap**  
#2277278001



4 L **18,50**  
chacun/each

**Savon à main antibactérien**  
**Antibacterial Hand Soap**  
BM-1000

#BM-4D

Bouteille vide de 500 ml avec pompe  
500 ml Empty Bottle with pump

#BM-1000



**3,95**  
chacun/each

4 L **20,95**  
chacun/each

**Distributeur de savon à main**  
**Hand Soap Dispenser**  
#9330WT



**24,95**  
chacun/each

**Gel émollient antibactérien**  
**Emollient Antibacterial Gel**

BM-1300

#BM-1300 4 L

Contient 70 % d'alcool éthylique  
Contains 70% Ethyl Alcohol



**PROMO**

**65,95** **54,95**  
chacun/each

#P1911 (#259296)

Savon moussant doux transparent

*Clear & mild foam soap*

1200 ml  
**28,95**  
chacun/each



#P1916 (#259294)

Savon moussant pomeberry

*Pomberry foam soap*

1200 ml  
**29,95**  
chacun/each

**Savon pour distributeur mural manuel**  
**Soap for manual Wall-Mount Dispenser**  
Médi-Sélect



#P8811 (#259295)  
Savon moussant doux transparent  
*Clear & mild foam soap*

1250 ml  
**19,95**  
chacun/each



#P8813 (#259298)  
Savon moussant citron-gingembre  
*Citrus-ginger foam soap*

1250 ml  
**21,95**  
chacun/each

**Savon antimicrobien**  
**Antimicrobial Soap** Bacti-Stat



#6048722  
540 ml  
**9,95**  
chacun/each

#6017285  
1 x 4 L  
**43,95**  
chacun/each

**Savon à main antibactérien**  
**Antibacterial Hand Soap**  
BM-1000

#BM-4D

Bouteille vide de 500 ml avec pompe  
500 ml Empty Bottle with pump

#BM-1000



**3,95**  
chacun/each

4 L **20,95**  
chacun/each

**Crème hydratante antibactérienne**  
**Moisturizing Antibacterial Cream**  
BM-1200

#BM-1200



500 ml  
**13,95**  
chacun/each

**Distributeur manuel mural**  
**Manual Wall Dispenser**  
BM-D1500

#BM-D1500

Capacité/Capacity: 1,5 L



**24,95**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## PRODUITS DE RADIOPHYSIQUE X-RAY PRODUCTS



### Films dentaires pour radiographie Dental X-Ray Films Flow

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**

**#DSS-54** D boîte de 75/box  
Film enfant (vitesse double,  
DV-54, paquet individuel)  
*Child film DV-54, double speed  
(single film packet)*

**7195**  
boîte/box

**#DSS-57** D boîte de 100/box  
Film adulte (vitesse double,  
#2, DV-57, paquet de 2)  
*Adult film (double speed,  
#2, DV-57 double film packet)*

**8995**  
boîte/box

**#FSS-58** boîte de 100/box  
Film adulte (vitesse rapide, #2,  
FV-58 IP-21, paquet individuel)  
*Adult film (fast speed, #2,  
FV-58 IP-21, single film packet)*

**7495**  
boîte/box

**#HC 512-G** boîte de 50/box  
T-MAT film flow panoramique  
x-ray vert sensible, 5 x 12 po  
*T-MAT film flow panoramic  
x-ray green sensitive, 5 x 12"*

**8395**  
boîte/box

**#DSS-58** D boîte de 100/box  
Film adulte (vitesse double,  
#2, DV-58, paquet individuel)  
*Adult film (double speed,  
#2, DV-58 single film packet)*

**7195**  
boîte/box

**#HC-612-G** boîte de 50/box  
T-MAT film flow panoramique  
x-ray vert sensible, 6 x 12 po  
*T-MAT film flow panoramic  
x-ray green sensitive, 6 x 12"*

**9495**  
boîte/box

**#DUP512** boîte de 50/box  
Film duplicateur flow,  
kopy kat, 5 x 12 po  
*Flow kopy kat,  
duplicating film, 5 x 12"*

**10595**  
boîte/box

### Tabliers pour examens dentaire Aprons for dental examinations

Les plus flexibles et les plus confortables sur le marché. Modèle en plomb ultra léger avec des protections d'équivalence de 0,3 mm (0,5 mm sur demande). Aussi offerts avec un col de protection thyroïdien. Fabriqués de nylon ultra-résistant et anti-taches, se lavent facilement. Ganses pour rangement facile. Tailles : Adulte, 22 po (largeur), 34 po (longueur). Enfant, 18 po x 25 po. Fabriqués au Québec.

*The most flexible & most comfortable on the market. Super light lead model with protective equivalence of 0.3 mm (0.5 mm on demand). Also available with a thyroid protective collar. Made of heavy-duty nylon and stain-resistant, they wash easily. Straps for easy storage. Sizes: Adult, 22" wide, 34" long. Child, 18" x 25". Made in Québec.*

**CROCHET ET CINTRE DISPONIBLES. VOIR PAGE 50.**  
**HOOK AND HANGER AVAILABLE. SEE PAGE 50.**

**PRODUIT QUÉBÉCOIS**  
**QUEBEC PRODUCT**



Blanc  
White



Noir  
Black



Jaune  
Yellow



Rose  
Pink



Orange



Rouge  
Red



Bourgogne  
Burgundy



Marine  
Navy



Bleu  
blue



Vert  
Green



Forêt  
Forest



Mauve  
Purple



Charcoal

**#TS-X**

Col de protection thyroïdienne  
Thyroid protective collar

**#DT-X**

Tablier régulier  
Regular apron

**#DTS-X**

Tablier + col de protection thyroïdienne  
Apron + thyroid protective collar

**#DTP-X**

Tablier avec protection panoramique  
Apron with panoramic protection

Enfant/child

**6795**  
chacun/each

Adulte/adult

**6795**  
chacun/each

Enfant/child

**11595**  
chacun/each

Adulte/adult

**12595**  
chacun/each

Enfant/child

**12495**  
chacun/each

Adulte/adult

**13495**  
chacun/each

Enfant/child

**18995**  
chacun/each

Adulte/adult

**19995**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## Gaines pour capteur radiographique Digital X-Ray Sensor Sleeves

TIDI Products

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**



## Gaines pour caméra intra-buccale Intra-Oral Camera Sleeves

TIDI Products

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**



#20812 IDT/DT Oral Vision H-3, H-7, H-8, H-9

#20806 Prodentec/Prism

#20810 DMD/Telicam

#20829 Carestream/STV Pro I & II  
Kodak 1000

#20840 Synca/Logicam/Viper Cam

#20856 Dentsply/Insight

#20867 Shick CDR Cam 2000

#20883 Digital Doc/NCC Model

#20909 Video Dental Concepts  
Miniscope & Microscope TD-2000

#20911 Digital Doc/Aurora

#20916 RF Systems/DP 7S or DP 5/6

#20932 Win US Tech/WIN 100D

#20944 RF Systems/SS21

#20968 Digital Doc/Net Design

#20969 Suni/Suni-Cam

#20970 Sirona/Sirocam-3

boîte de 100/box

**24<sup>95</sup>**  
boîte/box

caisse de 500/case

**116<sup>95</sup>**  
caisse/case

caisse de 500/case

**149<sup>95</sup>**  
caisse/case

caisse de 500/case

**214<sup>95</sup>**  
caisse/case

boîte de 100/box

**20<sup>95</sup>**  
boîte/box

caisse de 500/case

**94<sup>95</sup>**  
caisse/case

boîte de 100/box

**24<sup>95</sup>**  
boîte/box

caisse de 500/case

**116<sup>95</sup>**  
caisse/case

#21013 Digital Doc/Iris

#20990 Digital Doc/Icon

#21001 Kodak/Carestream/ Kodak 1500

#20808 Schick/USB

#20819 Suni Shick, taille/size 1

#20824 Shick, taille/size 1

#20825 Shick, taille/size 2

#20841 Cyngus Ray MPS, taille/size 1

#20999 Dexis, taille universelle/universal size

#20957 Palodex, taille/size 1

#20977 Carestream/Kodak/ Shick 6100, taille/size 0

#20978 Carestream/Kodak 6100, taille/size 1

#20979 Carestream/Kodak 6100, taille/size 2

## Gaines sur mesure pour lampe de polymérisation Custom Fit Curing Light Sleeves

TIDI Products

Avec fenêtre SureCure, transparent, 100/boîte  
With The SureCure Window, clear, 100/box



#21103 Dentsply (SmartLite Max)

#21106 SDI (Radii Plus)

#21109 Coltene-Whaledent (SPEC3)

1 boîte/box

**20<sup>95</sup>**  
boîte/box

2 boîtes/boxes

**19<sup>95</sup>**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PRODUITS D'URGENCE  
EMERGENCY PRODUCTS**

**Entièrement configurables/avec calcul de la pression moyennée/DMÉ  
Fully Configurable/with Average Blood Pressure Calculation/EMR**

**Moniteur de signes vitaux  
Vital Signs Monitor  
Connex**

**#CVSM6700 (67NXXX-B)**

Parfait pour les soins généraux dans les cliniques dentaires. Pression (B.P.) + saturemètrie ( $SpO_2$ ), imprimante et thermomètre optionnels

*Perfect for general care in dental clinics.  
Blood pressure (B.P.) + Oxymetry ( $SpO_2$ ),  
optional printer and thermometer*



À partir de/Starting from

**4495<sup>00</sup>**  
chacun/each



**Moniteur de signes vitaux  
Vital Signs Monitor  
Connex Spot Monitor**



**#71WX-B+#7000-DST**

Connex Spot Monitor avec pression artérielle,  
pouls, oxymétrie Nonin + support de bureau  
*with blood pressure, pulse, Nonin oximetry  
+ desktop stand*

**2395<sup>95</sup>**  
chacun/each

**#71WX-B+#7000-MS3**

Connex Spot Monitor avec pression artérielle,  
pouls, oxymétrie Nonin + panier mobile  
*With blood pressure, pulse & Nonin oximetry  
+ basket stand*

**2795<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Défibrillateur automatisé  
Full-Rescue AED Zoll +**

Le premier et le seul défibrillateur externe automatisé qui propose une approche complète de la réanimation. Inclus : électrode (adulte) et piles

*The first and only automated external defibrillator  
that offers a complete approach to resuscitation.  
Included: electrode (adult) and batteries*

**#22600710701011260** français/french  
**#22600710702011060** anglais/english



**1695<sup>00</sup>**  
chacun/each

**►NOUVEAU MODÈLE  
NEW MODEL**

**Défibrillateur automatisé  
Full-Rescue AED Zoll 3**

Inclus : 3 piles AED, électrodes universelles ECPR, Uni-padz (adulte/pédiatrique), manuel d'utilisation, guide de démarrage et affiche, garantie de 6 ans

*Included: AED 3 Battery Pack, CPR Uni-padz, Universal (Adult/Pediatric) electrodes, Operators Manual, Quick Start Guide and Rescue Reference Poster, 6 year warranty*

**#8501-001102-26** français/french  
**#8501-001102-06** anglais/english



**1895<sup>00</sup>**  
chacun/each



**Moniteur de surveillance  
Patient Monitor IM50**

**#IM50PCO2**

Écran de 8,4 po, ECG à 3 ou 5 brins, respiration, saturemètrie  $SpO_2$  Edan, pression artérielle non invasive, pouls, température à 2 voies, capnographie  $CO_2$  Respironics, imprimante, écran tactile optionnel

*8.4 inch screen, 3 or 5 lead ECG, respiration,  
Edan  $SpO_2$  oximeter, NIBP, pulsuedual channel,  
temperature, Respironics EtCO<sub>2</sub> Sidestream,  
printer, optional touch screen*

**Demandez-nous pour les détails.  
Ask us for details.**

**5895<sup>00</sup>**  
chacun/each

**Ensemble complet d'oxymétrie  
Complete Oximetry Kit**

Nellcor Covidien

**#PM10N-AD3-DISTY**

**#PM10N** Oxymètre/Oximeter

**#DS100A** Capteur adulte

*Adult Sensor >40 kg*

**#DYS** Capteur pédiatrique

*Pediatric Sensor*

**#DYS** Capteur pour DYS

*Multisite Sensor >1 kg*

**#PMAC10N-N**

Housse de transport

*Carrying Case*



**545<sup>00</sup>**  
chacun/each

**Oxymètre de pouls  
Fingertip Pulse Oximeter Digit**

**#01MN1000**

Adulte et pédiatrique, pochette et lanière incluse  
*Adult & Pediatric, carrying case and lanyard included*



**109<sup>95</sup>**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

# Trousse d'urgence de base/Standard Emergency Kit

Achetez la trousse complète ou seulement les produits dont vous avez besoin.  
Buy the complete kit or order items individually.

**MISE À JOUR DE  
MAI 2018 DE L'ODQ**

**MAY 2018  
ODQ UPDATE**



#TRDENT

**TROUSSE  
COMPLÈTE  
COMPLETE  
KIT**

**PRIX SPÉCIAL  
SPECIAL PRICE**

**649<sup>70</sup>** chacun/each

**584<sup>95</sup>** chacun/each

## SAC DE TRAUMA ROUGE/RED TRAUMA BAG

17 x 9 x 7" (longueur x largeur x hauteur/length x width x height)

chacun/each **59<sup>95</sup>**

## MÉDICAMENTS/MEDICATION

Epinephrine Inject. 1 mg/1 ml

2 ampoules/2 vials **6<sup>95</sup>** x2

Diphenhydramine

- Benadryl Liquid Pediat. 6.25 mg/5 ml

1 bouteille de 100 ml/1 bottle of 100 ml **9<sup>95</sup>**

- Benadryl Comp. 25 mg

1 boîte de 12 unités/1 box of 12 units **7<sup>95</sup>**

- Diphenhydramine Inject. 50 mg/1 ml

2 ampoules/2 vials **9<sup>95</sup>** x2

Nitroglycérine Subl. pompe 0.4 mg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump **14<sup>95</sup>**

Salbutamol Aeros. 100 mcg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump **10<sup>95</sup>**

Aspirin (non-enrobée/uncoated) Croc-Rapid 81 mg ou 325 mg

1 boîte de 30 comprimés/1 box of 30 caplets **6<sup>95</sup>**

Source de glucose orale/Oral Glucose Insta-glucose liq. cerise/cherry 31 gr

1 tube **7<sup>95</sup>**

## NÉCESSAIRE À INJECTION/INJECTION KIT

Seringues/Syringes 1 ml 25G 5/8"

1 paquet de 10 unités/1 pack of 10 units **4<sup>95</sup>**

Seringues/Syringes 3 ml 25G 1"

1 paquet de 10 unités/1 pack of 10 units **4<sup>50</sup>**

Tampons d'alcool/Alcohol Pads

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units **2<sup>45</sup>**

Pansements ronds/Spot Bandages

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units **3<sup>95</sup>**

## AÉROCHAMBRE À USAGE UNIQUE/SINGLE USE AEROCHAMBER

## MASQUE MOYEN PÉD. À USAGE UNIQUE POUR AÉROCHAMBRE SINGLE USE MEDIUM PED. MASK FOR AEROCHAMBER

chacun/each **6<sup>95</sup>**

## SPHYGMOMANOMÈTRE/SPHYGMOMANOMETER OMRON

## MASQUE À OXYGÈNE ADULTE, CONCENT. MOYENNE + TUBE 7 PO ADULT OXYGEN MASK, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each **7<sup>95</sup>**

## MASQUE À OXYGÈNE PÉDIATRIQUE, CONCENT. MOYENNE OXYGEN MASK PEDIATRIC, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each **54<sup>95</sup>**

## THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXIBLE À LECTURE RAPIDE FLEXIBLE DIGITAL THERMOMETER WITH QUICK READING

chacun/each **8<sup>95</sup>**

## MASQUE DE POCHE AVEC VALVE 02 + FILTRE (ADULTE + ENFANT) POCKET MASK WITH VALVE 02 + FILTER (ADULT + CHILD)

chacun/each **6<sup>95</sup>**

## SATUROMÈTRE ADULTE ET PÉDIATRIQUE ADULT & PEDIATRIC SATUROMETER

chacun/each **9<sup>95</sup>**

## GLUCOMÈTRE AVIVA + AUTOPIQUEUR + ÉTUI AVIVA GLUCOMETER + LANCING DEVICE + CASE

chacun/each **89<sup>95</sup>**

## BANDETTES/TEST STRIPS ACCU-CHEK AVIVA

chacun/each **39<sup>95</sup>**

## EPIPEN ADULTE/ADULT

boîte de 50/box **49<sup>95</sup>**

## EPIPEN ENFANT/CHILD

chacun/each **99<sup>95</sup>**

chacun/each **99<sup>95</sup>**

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



## Sutures Ethicon Johnson & Johnson

AUSSI DISPONIBLES VICRYL ET MONOCRYL/VICRYL & MONOCRYL ALSO AVAILABLE  
AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

#636H 27" Equiv. SG635G USS

Cat Gut, Chromic 3-0

Aiguille FS2, 12/paquet

Needle FS2, 12/package

**7995**  
paquet/package

#636H 27" Equiv. SG676 USS

Cat Gut, Chromic 3-0

Aiguille FS2, 36/boîte

Needle FS2, 36/box

**22395**  
boîte/box

#635H 27" Equiv. SG635G USS

Cat Gut, Chromic 4-0

Aiguille FS2, 12/paquet

Needle FS2, 12/package

**7995**  
paquet/package

#635H 27" Equiv. SG675 USS

Cat Gut, Chromic 4-0

Aiguille FS2, 36/boîte

Needle FS2, 36/box

**22395**  
boîte/box

#612G 18" Equiv. SG612G USS

Cat Gut, Plain 3-0

Aiguille X-1, 12/boîte

Needle X-1, 12/box

**7995**  
boîte/box

## Éponges en gélatine absorbables Absorbable Gelatin Sponges

Surgifoam

#1972

Bandes stériles, 2 x 6 x 0,7 cm, 12/boîte  
Sterile strips, 2 x 6 x 0.7 cm, 12/box



1 boîte/box **11295**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes **10295**  
boîte/box

## Éponges de gélatine hémostatiques absorbables Absorbable Hemostatic Gelatin Sponges

Spongostan Dental

#MS0005

1 x 1 x 1 cm, 24/boîte  
1 x 1 x 1 cm, 24/box



1 boîte/box **6195**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes **5995**  
boîte/box

## Cire à os Bone Wax

Ethicon

#W31C

Stérile, 2,5 g, 12/boîte  
Sterile, 2,5 g, 12/box



**9495**  
boîte/box

## Pansements hémostatiques absorbables Absorbable Hemostat Dressing

Surgicel

#1955

Résorbable, en tissu stérile et souple 1,3 x 5,1 cm, 12/boîte  
Oxidized regenerated cellulose, sterile, 1/2 x 2", 12/box



1 boîte/box **15595**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes **14995**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## CAT GUT PLAIN (monofilament)

### AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

Rétention (force tensile) : ≈7 jours, matériel de suture biologique absorbable, clair.  
Retention (Tensile Strength): ~7 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SG821	CAT GUT PLAIN 4-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon H821G	41 <sup>95</sup>
#SG821	CAT GUT PLAIN 4-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon H821G	115 <sup>95</sup>
#SG752	CAT GUT PLAIN 4-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon H8216	41 <sup>95</sup>
#SG752	CAT GUT PLAIN 4-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon H821H	115 <sup>95</sup>
Aiguille/Needle c-23: Reverse cutting 24 mm 1/2 c. = X-1 (Ethicon) ou c31 (Look)					
#SG612G	CAT GUT PLAIN 3-0, 18"	CV-23	12/B	Equiv. Ethicon 612G	41 <sup>95</sup>



## CAT GUT CHROMIC (monofilament)

### AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

Rétention (force tensile) : ≈10-14 jours, matériel de suture bio. absorbable, clair.  
Retention (Tensile Strength): ~10-14 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SG635	CAT GUT CHROMIC 4-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 635G	44 <sup>95</sup>
#SG635	CAT GUT CHROMIC 4-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 635G	123 <sup>95</sup>
#SG636	CAT GUT CHROMIC 3-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 636G	44 <sup>95</sup>
#SG636	CAT GUT CHROMIC 3-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 636G	123 <sup>95</sup>
#SG675	CAT GUT CHROMIC 4-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 635H	44 <sup>95</sup>
#SG675	CAT GUT CHROMIC 4-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 635H	123 <sup>95</sup>
#SG676	CAT GUT CHROMIC 3-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 636H	44 <sup>95</sup>
#SG676	CAT GUT CHROMIC 3-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 636H	123 <sup>95</sup>

## POLYSORB (tressé/braided)

Rétention (force tensile) : ≈21 jours, résorption totale : de 56 à 70 jours. Lactomer synthétique tressé et enduit à absorption moyen-terme. Équiv. Vicryl. Clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ~21 days, total Resorption: from 56 to 70 days. Braided and coated synthetic lactomer with mid-term absorption. Equiv. Vicryl. Undyed or violet.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SL691	POLYSORB 4.0 18" UND	C-13	36/B	Equiv. Vicryl J422H	121 <sup>95</sup>
#SL635	POLYSORB 4.0 30" VIOLET	C-13	36/B	Equiv. Vicryl J392H	
Aiguille/Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = p-3 (Ethicon) ou c3 (Look)					
#SL5690	POLYSORB 4.0 18" UND	P-13	36/B	Equiv. Vicryl J494G	208 <sup>95</sup>

## SOF SILK (non-absorbable)

Suture tressée de protéines de soie naturelle traitées et enduites de silicium. Noir.  
Braided and treated natural proteinaceous silk fibers suture coated with silicone. Black.

Aiguille/Needle c-1: Reverse cutting 12 mm 3/8 c. = c-2 (Ethicon) ou c16/c17 (Look)					
#S1173	SILK 5.0 18" BKLC-1	36/B	ETH 640G		108 <sup>95</sup>
#S1174	SILK 4.0 18" BKLC-1	36/B	ETH 641G		
Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SS683G	SILK 4.0 18" BKLC-13	12/B	ETH 683G		38 <sup>95</sup>
#SS694	SILK 3.0 18" BKLC-13	36/B	ETH 7772		99 <sup>95</sup>
Aiguille/Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = p-3 (Ethicon) ou c3 (Look)					
#SS5641G	SILK 4.0 18" BKLP-13	12/B	ETH 641G		79 <sup>95</sup>

## CAPROSYN (monofilament)

Rétention (force tensile) : ≈10 jours, résorption totale : ≈56 jours. Polyglytone synthétique à absorption rapide. Substitut du Gut, Plain ou Chromic. Clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈10 days, total Resorption: ≈56 days. Synthetic polyglytone with quick absorption. Substitute for Gut, Plain or Chromic. Undyed or violet.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SC691	CAPROSYN 4.0 30" UND	C-13	12/B	ETH 636DZ	46 <sup>95</sup>
#SC692	CAPROSYN 3.0 30" UND	C-13	36/B	ETH 635H	
#SC691	CAPROSYN 4.0 30" UND	C-13	36/B	ETH 636H	119 <sup>95</sup>
#SC3634	CAPROSYN 5.0 18" UND	C-13	36/B	ETH 634G+ ETH H820G	139 <sup>95</sup>

### Aiguille/Needle p-12: Premium reverse cutting 19 mm 3/8 c. = ps-2 (Ethicon) ou pc-31 (Look)

#SC5617G	CAPROSYN 4.0 18" UND	P-12	12/B	ETH 1637G	99 <sup>95</sup>
#SC5627G	CAPROSYN 4.0 18" VIOLET	P-12	12/B	Sutures postérieures ou difficiles à voir. Posterior or difficult to see sutures.	64 <sup>95</sup>

### Aiguille/Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = P-3 (Ethicon) ou C3 (Look)

#SC5690G	CAPROSYN 4.0 18" UND	P-13	12/B	ETH 1654G	
#SC5689G	CAPROSYN 5.0 18" UND	P-13	12/B	ETH 686G+ ETH 687G	99 <sup>95</sup>
#SC5587G	CAPROSYN 5.0 18" VIOLET	P-13	12/B	Sutures postérieures ou difficiles à voir./ Posterior or difficult to see sutures.	

## BIOSYN (monofilament)

Rétention (force tensile) : ≈21 jours, résorption totale : de 90 à 110 jours.  
Glycomère synthétique monofilament à absorption moyen-terme. Clair ou violet.  
Équivalent au Monocryl mais avec aiguilles « reverse cutting » et boîtes de 36.

Retention (Tensile Strength): ≈21 days, total Resorption: from 90 to 110 days.  
Monofilament synthetic glycerin with mid-term absorption. Undyed or violet.  
Equivalent to Monocryl but reverse cutting needle and 36 per box.

Aiguille/Needle C-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = FS-2 (Ethicon) ou C6 (Look)					
#SM822	BIOSYN 3-0 30" UND	C-13	36/B		
#SM691	BIOSYN 4-0 30" UND	C-13	36/B		
#SM690	BIOSYN 5-0 30" UND	C-13	36/B		
#SM791	BIOSYN 4-0 30" VIOLET	C-13	36/B	Equiv. Monocryl	136 <sup>95</sup>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**COLLE TISSULAIRE**  
**TISSUE ADHESIVE**

**Colle tissulaire**  
**Tissue Adhesive** GluStitch  
ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

Applicateurs à usage unique de 0,2 ml chacun  
Single Use Preloaded Applicators of 0.2 ml each

#GLUST-U(V)P violet

#GLUST-U(C)P transparent/clear



1 x 0,2 ml

**945**  
chacun/each

12 x 0,2 ml

**845**  
chacun/each

**Colle tissulaire**  
**Tissue Adhesive** GluStitch  
ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

Ampoules à usage unique de 0,5 ml chacune  
Twist-Off Single Use Ampoule of 0.5 ml each

#GLTWI05(V) violet

#GLTWI05(C) transparent/clear



1 x 0,5 ml

**1295**  
chacun/each

12 x 0,5 ml

**1095**  
chacun/each

**Colle tissulaire**  
**Tissue Adhesive** GluStitch  
ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

1 bouteille de 5 ml et 50 pipettes jetable  
1 bottle of 5 ml and 50 Single Use Pipettes

#GLUST-5(V) violet

#GLUST-5(C) transparent/clear



**12995**

ensemble/kit

**Colle tissulaire haute viscosité**  
**High Viscosity Oral Adhesive**  
PeriAcryl 90HV

#P-ACRYL5(V)HV

1 bouteille de 5 ml, 50 pipettes jetables et un cabaret stérilisable  
1 bottle of 5 ml, 50 Single use pipettes and a sterilisable cabaret



**13495**

ensemble/kit

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PRODUITS CHIRURGICAUX**  
**SURGICAL PRODUCTS**

**Anesthésique local/Local Anesthetic Orabloc**

Anesthésie obtenue en 1 à 3 min. et dure de 45 à 75 min. Injection de chlorhydrate d'articaïne (4 %) et de bitartrate d'épinéphrine, stérile, scellée individuellement.

*The anaesthesia is obtained rapidly (1 to 3 minutes) and lasts from 45-75 min. Articaine hydrochloride (4 %) and epinephrine bitartrate injection, sterile, sealed individually.*

#2101054 40 mg/ml, 0.018 mg/ml (épinéphrine/epinephrine 1:100 000), 50/boîte  
#2101053 40 mg/ml, 0.009 mg/ml (épinéphrine/epinephrine 1:200 000), 50/box



117  
par cartouche  
per cartridge

5845  
boîte/box

**Aiguilles/Needles Monoject**

#400

Embout de plastique, 100/boîte  
Plastic hubs, 100/box

25G court ou long, rouge/short or long, red

27G court ou long, jaune/short or long, yellow

30G court ou x-court, bleu/short or x-short, blue



1795  
boîte/box

**Aiguilles endodontiques**

**Endodontic Needles Monoject**

#471232 orange, 23G x 1 1/4", boîte de 25/box

#471273 jaune/yellow, 27G x 1 1/4", boîte de 25/box



1 boîte/box  
1045  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
995  
boîte/box

**Seringues à embout courbé**  
**Curved Tip Syringes Monoject**

#412012

boîte de 50/box



1 boîte/box  
2695  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
2495  
boîte/box

**Gel topique anesthésique**

**Topical Anesthetic Gel Hurricaine**

Bouteille de 28.4 g, 20 % de benzocaine

28.4 g per bottle, 20% benzocaine

#401-0998-31 Saveur de menthe/Mint flavor

#401-0871-31 Saveur de cerise sauvage/Wild Cherry flavor

#401-0293-31 saveur de melon d'eau/Watermelon flavor

#401-0886-31 Saveur de pina colada/Pina Colada flavor



1695  
bouteille/bottle

**Aiguilles/Needles Monoject**

#401

Embouts de métal, 100/boîte

Metal hubs, 100/box

25G court ou long, rouge/short or long, red

27G court ou long, jaune/short or long, yellow

30G court ou x-court, bleu/short or x-short, blue



1845  
boîte/box

**Seringues endodontiques avec aiguilles**

**Endodontic Syringes with needles**

Monoject

#513843 orange, 3cc 23G x 1 1/4", boîte de 100/box

#513850 jaune/yellow, 3cc 27G x 1 1/4", boîte de 100/box



1 boîte/box  
4745  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
4595  
boîte/box

**Embouts d'aspirateur chirurgical**  
**Surgical Aspirator Tips Monoject**

#8881444015

Blanc, stérile, 25/boîte

White, sterile, 25/box



1 boîte/box  
2795  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
2695  
boîte/box

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## PRODUITS CHIRURGICAUX SURGICAL PRODUCTS



PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

### Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 % pour irrigation Sterile 0.9% sodium chloride solution for irrigation Irrigo

Embout «Luer Lock» sur une bouteille compressible générant jusqu'à 15 livres de pression !  
«Luer Lock» tip on a compressible bottle generating up to 15 pounds of pressure!

#### Pression du jet, bouteille :

0 à 15 psi. Le jet déloge les bactéries par basse et haute pression entre 0 et 15 psi.



#### Nozzle pressure, bottle:

0 to 15 psi. It dislodges bacteria by low and high pressure between 0 and 15 psi.

#### Pression du jet, canule 16 :

0 à 7 psi. Irrigation des tunnels, sinus et espaces sous-jacents dans les plaies.



#### Nozzle pressure, cannula 16:

0 to 7 psi. Used for the irrigation of tunnels, sinuses and underlying spaces in wounds.

#20-1104

Canule 16  
16 Cannula

**4 95**

chacun/each

#LA-6048L.2

bouteille/bottle  
60 ml (2 oz)

**1 95**

chacun/each



### Cathéter I.V./I.V. Catheter

**AUTRES TAILLES DISPONIBLES**  
**OTHER SIZES AVAILABLE**

Insyte Becton Dickinson (BD)

#381212 24G, 3/4", boîte de 50/box

#381223 22G, 1", boîte de 50/box

#381233 20G, 1", boîte de 50/box

#381234 20G, 1 1/4", boîte de 50/box

Système Autoguard disponible  
Autoguard System available



**104 95**

boîte/box

Jelco

#4050 22G, 1", boîte de 50/box

#4053 24G, 3/4", boîte de 50/box

#405611 20G, 1 1/4", boîte de 50/box

Jelco Metal Hub Straight

#4420 22G, 1", boîte de 50/box

Jelco Protective Plus

#3060 22G, 1", boîte de 50/box

**69 95**

boîte/box

**77 95**

boîte/box

**119 95**

boîte/box



**149 95**

boîte/box

### ►NOUVEAU/NEW

### Cathéter I.V. double accès en système clos Closed I.V. Catheter System with Dual Port

BD Nexiva

Un cathéter I.V. sécuritaire tout-en-un avec extension et double accès Luer Q-Syte (sans aiguille) intégrés.

- Pas besoin de rallonge ou d'extension

- Limite l'exposition au sang et le risque de blessure par piqûre d'aiguille

A unique all-in-one safety I.V. catheter with built-in extension set and 2 Luer Q-Syte access (needleless).

- No need for an extension

- Limits blood exposure and risk of needlestick injury

#383531 jaune/yellow, 24G, 3/4", boîte de 20/box

#383532 bleu/blue, 22G, 1", boîte de 20/box

#383536 rose/pink, 20G, 1", boîte de 20/box

#383537 rose/pink, 20G, 1 1/4", boîte de 20/box

#383538 rose/pink, 20G, 1 1/4", boîte de 20/box

### Dispositif d'administration primaire IV Primary IV administration Set ICU Medical



#12672-28

Macro, 15 gouttes/ml  
Macro, 15 drops/ml

**5 95**

#14222003  
Micro, 60 gouttes/ml  
Micro, 60 drops/ml

**6 95**

boîte/box

### Punch dermal stérile Sterile Biopsy Punch

Medline

#MDS00333XX

Jettable/Disposable  
1 1/2, 2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 8 mm



**3 95**

chacun/each

50 et +/- 50 & +  
**2 95**

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PRODUITS CHIRURGICAUX**  
**SURGICAL PRODUCTS**

## Chlorure de sodium 0,9 %/0.9% Sodium Chloride

Pour irrigation  
For Irrigation



**#T168000**  
Bouteille de 100 ml  
100 ml bottle

**1 95**  
chacun/each

**#JF7633**  
Bouteille de 500 ml  
500 ml bottle

**3 45**  
chacun/each

**#JF7634**  
Bouteille, 1000 ml  
1000 ml bottle

**3 95**  
chacun/each

Pour injection  
For injection



**#JB1322P**  
Sac de 250 ml, 30 sacs/caisse  
250 ml bag, 30 bags/case

**69 95**  
caisse/case

**#JB1323**  
Sac de 500 ml, 24 sacs/caisse  
500 ml bag, 24 bags/case

**65 95**  
caisse/case

**#JB1324**  
Sac de 1000 ml, 12 sacs/caisse  
1000 ml bag, 12 bags/case

**38 95**  
caisse/case

## Eau stérile pour irrigation Sterile Water for Irrigation



**#T168001**  
Bouteille de 100 ml  
100 ml bottle

**1 95**  
chacun/each

**#JF7623P**  
Bouteille de 500 ml  
500 ml bottle

**3 95**  
chacun/each

**#JF7624**  
Bouteille de 1000 ml  
1000 ml bottle

**3 95**  
chacun/each

**#JB7114**  
Sac de 1000 ml, 12 sacs/caisse  
1000 ml bag, 12 bags/case

**64 95**  
caisse/case

## Lames de bistouris Surgical Blades Bard Parker

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**

**#371215**

Stainless, n° 15, 50/boîte  
Stainless, #15, 50/box



1 boîte/box  
**43 95**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
**41 95**  
boîte/box

## Lames de bistouris Surgical Blades Paragon

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**

**#90010-XX** Stainless, n° 12 et n° 15, 100/boîte  
Stainless, #12 & #15, 100/box

**#90011-XX** Carbone, n° 12 et n° 15, 100/boîte  
Carbon, #12 & #15, 100/box



1 boîte/box  
**37 95**  
boîte/box  
2 boîtes/boxes  
**35 95**  
boîte/box

## Bistouris stériles jetables Sterile Single Use Scalpels

Paragon

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES**  
**OTHER NUMBERS AVAILABLE**

**#90000-X**

Stainless et carbone, n° 12 et n° 15, 10/boîte  
Stainless and carbon, #12 & #15, 10/box



**13 95**  
boîte/box

## ►NOUVEAU/NEW Extracteur de lames Blade Remover Unit

Swann-Morton

**#5525**

Extracteur de lames sécuritaire  
pouvant contenir jusqu'à 100 lames.

Secure Blade Remover Unit  
that can hold up to 100 blades.



**5 95**  
chacun/each

## Récipient d'aiguilles souillées/Sharps Collector

**AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES**  
**OTHER SIZES AVAILABLE**

**#300460**  
1,4 L

**#300466**  
3,1 L

**#300440**  
7,6 L



**4 95**  
chacun/each



**8 95**  
chacun/each



**9 95**  
chacun/each

## Brosses de chirurgie Surgical Scrub Brushes BD

**#377479**

4 % CHG, 30/boîte  
4% CHG, 30/box



**31 95**  
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PRODUITS CHIRURGICAUX  
SURGICAL PRODUCTS**

**Produits de stérilisation à la vapeur  
Steam Sterilization Products**



Lecteur automatique  
*Autoreader*  
**#390**

**995,00**  
chacun/each



Intégrateurs chimiques (classe 5)  
*Chemical Indicators (Class 5)*

100/boîte  
100/box **23,95**  
**#1243B** 500/boîte  
500/box **107,95**  
**#1243A** boîte/box



Indicateurs Attest (1 h), 50/boîte  
*Attest indicators (1 h), 50/box*  
**#1291**

**289,95**  
boîte/box



Indicateurs chimiques (classe 4),  
1,5 x 20 cm, 480/boîte

Chemical Indicators (Class 4),  
5/8 x 8", 480/box  
**#1250**

**22,95**  
boîte/box



Paquets-tests Bowie-Dick pour  
stérilisateur de classe B, 30/caisse  
*Sterilization Bowie-Dick Test Pack  
for class B sterilizer, 30/case*  
**#1233LF**

**199,95**  
boîte/box



Ruban indicateur de 18 mm  
*18 mm Indicator Tape*  
**#1322-18**

**4,95**  
chacun/each



Paquets-tests Bowie-Dick pour  
stérilisateur DPPP, 30/caisse  
*Sterilization Bowie-Dick Test Pack  
for SFPP sterilizer, 30/case*  
**#00135LF**

**225,95**  
caisse/case



Étiquetteuse/Labeling Machine  
**#1256B**

**189,95**  
chacun/each



Rouleau d'étiquettes/Labels Roll  
**#1257W** blanc/white  
**#1257R** rouge/red

**16,95**  
chacun/each



Rouleau encreur pour #1256B  
*Ink roller for #1256B*  
**#009610**

**5,95**  
rouleau/roll

**► STÉRILE/STERILE**

**Tampons alcoolisés/Alcohol Pads** Medline

**#MM-05507**

Moyen, 2 plis, 200/boîte  
*Medium, 2 ply, 200/box*



**2,95**  
boîte/box



**Compresse froide de luxe à usage unique**  
*Single Use Deluxe Cold Pack* Medline

**#MDS148000**

6 x 9 po, doublure non tissée qui empêche le sac de transpirer et peut être placée directement sur la peau, 24/boîte

*6 x 9", nonwoven lining helps prevent the pack from sweating and can be placed directly on the skin, 24/box*



**1,35**  
chacun/each

**24,95**  
boîte/box

**Alcool Isopropylique/Isopropyl Alcohol**

**#30070**

70 % USP, 4 L



**#4024**

**#30099**

99 % USP, 4 L

**28,95**  
chacun/each

**34,95**  
chacun/each

Distributeur en polypropylène clair, couvercle attaché, 9 oz  
*Dispenser in clear polypropylene, hinged cover, 9 oz*

**8,95**  
chacun/each

**Compresse froide instantanée**  
*Instant Cold Pack* Rapid Relief



**#31246**

10 x 15 cm (4 x 6")

**1,15**  
chacun/each

**#31259**

13 x 23 cm (6 x 10")

**1,45**  
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
*Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.*

**NETTOYANT ANTISEPTIQUE  
ANTISEPTIC CLEANER**

**Désinfectant antibactérien pour les mains  
Antibacterial Hand Sanitizer Sopuro**

#500-03



Gel hydratant enrichi d'aloès, alcool de qualité médicale à 70 %, sans parfum

Aloe vera enriched moisturizing gel,  
70 % medical grade alcohol, fragrance free



#060-03  
60 ml

**295**  
chacun/each

#500-03  
500 ml

**1195**  
chacun/each



PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

**Station de désinfection des mains  
Hand Disinfection Station**

**Ensemble/Kit**  
#PHM9991004-KIT

**14300**  
chacun/each

**Support/Mount**

#PHM9991005 pour/for station #PHM9991004  
Pour bouteille 500 ml-1 L  
Bottle holder 500 ml-1 L

**1125**  
chacun/each

**Base**

#PHM9991004  
Fabriqué au Québec, robuste, acier de qualité industrielle. Peinture en poudre cuite.  
Versatile et universel, support non inclus.

*Made in Quebec, robust, industrial grade steel. Baked powder coat. Versatile and universal, support non included.*



**Support mural/Mount Holder**  
#600-01

Plexiglass, pour bouteille de 500 ml  
Plexiglass, for 500 ml bottle

**1295**  
chacun/each



**Support mural/Mount Holder**  
#PHM9991020

Aluminium brossé, pour bouteille de 500 ml  
Brushed aluminum, for 500 ml bottle

**1250**  
chacun/each

**Nettoyant antiseptique pour les mains en gel  
Antiseptic Hand Gleaner Gel Germiphene**



**#IC-GEL-CHAM**

480 ml  
Avec camomille  
with chamomile

**1795**  
chacun/each

**#IC-GEL-X (-GC)**

1 L  
Agrumes et gingembre  
Ginger Citrus

**2695**  
chacun/each

**#IC-GEL-XL (-CHAM) (-GC) (-MAN)**

2 L  
Avec camomille, agrumes et gingembre ou orange mandarine  
With chamomile, Ginger Citrus or Orange Mandarin

**4295**  
chacun/each

**#IC-GEL-XXL (-CHAM) (-GC) (-MAN)**

4 L  
Avec camomille, agrumes et gingembre ou orange mandarine  
With chamomile, Ginger Citrus or Orange Mandarin

**5595**  
chacun/each



**Support mural  
Mount Holder**

#BRACKET-HS

Pour bouteille de 480-550 ml  
For 480-550 ml bottle

**1395**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**HYGIÈNE DENTAIRE**  
**DENTAL HYGIENE**

**Soie dentaire**

**Flosser Piks**

**Maxill DH**

24 sacs de 5 unités par sac  
24 bags of 5 unit per bag

**#40127**

Adulte, régulier/Adult, regular

**#40128**

Adulte, menthe/Adult, mint

**#40129**

Orthodontique/Orthodontic



**12<sup>95</sup>**  
sac/bag

**Brosses à dentier**

**Denture Brushes**

**Maxill DH**

**#BM-60705-0002**

Boîte de 50/box



**79<sup>95</sup>**  
boîte/box

**Contenant pour prothèse dentaire**

**Denture Container**

**#DYND70293**

Avec couvercle, aqua  
With Lid, aqua



**0<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Brosses à dents à poils doux**

**Soft Bristle Toothbrush**

**Colgate**

**#EDS55501**

- Pour adulte

- Poignée antidérapante en caoutchouc

- Tête pleine grandeur, poils doux et arrondis

- Enveloppées individuellement

- Adult

- Non-slip rubber grip

- Full-size head, soft, end-rounded bristles

- Hygienically cello-wrapped



Caisse de 144/case

**78<sup>95</sup>**  
caisse/case

**0<sup>55</sup>**  
chacun/each



**Soie dentaire**

**Dental Floss**

**Médi-Sélect**

Bobine et distributeur

Nylon ciré, 12 m

72/boîte

*Coil and dispenser*

*Waxed nylon, 12 m*

72/box

**#12M-ENM**

Menthe, nylon spongieux  
Mint, expanding nylon

**#12M-WNP**

Menthe verte  
Spearmint

**#12M-WNBB**

Gomme balloune  
Bubble gum

**Soie dentaire**

**Dental Floss**

**Médi-Sélect**

Bobine et distributeur

Teflon, 12 m

72/boîte

*Coil and Teflon*

*dispenser, 12 m*

72/box

**#12OR**

Sans saveur  
Unflavoured

**#12BG**

Gomme balloune  
Bubble gum

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box

**15<sup>95</sup>**  
boîte/box



**Soie dentaire**

**Dental Floss** Médi-Sélect

Bobine+distributeur/Coil+dispenser

Nylon ciré/waxed nylon, 200 m

**#200M-WNU** sans saveur/unflavoured

**#200M-WNM** menthe/mint

**#200M-WNT**

menthe, ruban plat/mint, flat tape

**PROMO 2+1**

**245**  
unité/unit

**165**  
unité/unit

**PROMO 2+1**

**245**  
unité/unit

**165**  
unité/unit



**Recharges/Refills** Médi-Sélect

Teflon, 200 m, Compatibles avec les distributeurs J&J  
Teflon, 200 M, fits J&J dispensers

**#200ROR**

Sans saveur/unflavoured

**PROMO 2+1**

**195**  
unité/unit

**130**  
unité/unit

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

## HYGIÈNE DENTAIRE DENTAL HYGIENE

### Rince-bouche antibactérien Antibacterial Mouthwash Listerine

**AUTRES FORMATS DISPONIBLES/OTHER FORMATS AVAILABLE**



**#175950** 1 L

Original

**#522599** 1 L

Menthe rafraîchissante  
*Cool mint*

**#576033** 1 L

Menthe fraîcheur  
*Fresh burst*

**10<sup>95</sup>**  
chacun/each



**#06609** 1 L

TOTAL CARE ZERO, menthe fraîche/fresh Mint

**#95395** 1 L

ZERO, menthe légère/mild Mint

**#117221** 1 L

ZERO ULTRACLEAN, menthe fraîche/fresh Mint

**11<sup>95</sup>**  
chacun/each



**#104347** 1,5 L

Menthe rafraîchissante  
*Cool mint*

**#104348** 1,5 L

Menthe fraîcheur  
*Fresh burst*

**12<sup>95</sup>**  
chacun/each



**#533802** 95 ml

TOTAL CARE ZERO  
Menthe rafraîchissante  
*Cool mint*

**18<sup>5</sup>**  
chacun/each

### Pâte à dent/Toothpaste Total Advanced Professional Clean Colgate



**#318-134553** tube, 18 ml

- Effet anticavité du fluor et dentifrice antigingivite
- Réduit les bactéries sur les dents, la langue, les joues et les gencives
- Saveur de menthe
- Anticavity fluoride and Antigingivitis Toothpaste
- Reduces bacteria on teeth, tongue, cheeks and gums
- Mint flavour

**120**  
chacun  
each

Caisse de 24/case  
**28<sup>75</sup>**  
caisse/case

### Rince-bouche antibactérien Antibacterial Mouthwash Scope



**#90064** 1 L  
Menthe originale  
*Original mint*

**7<sup>95</sup>**  
chacun/each

**#116338** 1,5 L  
Menthe originale  
*Original mint*

**9<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Rince-bouche Peroxyl Peroxyl Oral Rinse Colgate

**#82790** 237 ml



- Action oxygénante
- Peroxyde d'hydrogène à 1,5 %
- Aucun mélange nécessaire
- Sans alcool
- Alcohol-free
- Oxygenating action
- No mixing required
- 1.5% hydrogen peroxide

**7<sup>95</sup>**  
chacun/each

### Rince-bouche 0,12 % CHG 0,12 % CHG Oral Rinse Peridex

**#806091** 475 ml

- Offre une protection qui aide à :
- Diminuer les bactéries dans la bouche
  - Réduire les rougeurs et l'enflure des gencives
  - Contrôler les saignements des gencives
  - Protéger contre la gingivite
- Offers protection that helps:
- Decrease bacteria in the mouth
  - Reduce gum redness and swelling
  - Control gum bleeding
  - Protect against gingivitis



**18<sup>95</sup>**  
chacun/each

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**DISTRIBUTEURS ET RECHARGES  
DISPENSERS & REFILLS**

**Distributeur de papier  
Paper dispenser**  
Cascades Pro



#161094  
(#C331)  
Nano  
Noir/black



#161095  
(#C339)  
Nano  
Blanc/white

**Distributeur de papier  
Paper dispenser**  
Cascades Pro



#161082  
(#C223)  
Noir/black



#161083  
(#C345)  
Blanc/white

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #101140**  
**1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #101140**

**Papier à main en rouleau  
Roll Towels**  
Cascades Pro

#101140  
(#T330)  
Blanc, 7,5 po x 600 pi  
12 rouleaux/caisse  
*White, 7.5" x 600'  
12 rolls/case*



**75<sup>95</sup>**  
caisse/case

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #101098**  
**1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #101098**

**Papier à main en rouleau  
Roll Towels**  
Cascades Pro

#101098  
(#T116)  
Blanc, 7,5 po x 775 pi  
6 rouleaux/caisse  
*White, 7.5" x 775'  
6 rolls/case*



**59<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Distributeur de papier automatique  
Touch-Free paper dispenser**  
Kimberly-Clark



#48857  
Noir  
Black



#48856  
Blanc  
White

**89<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Papier à main en rouleau  
Roll towels** Kimberly-Clark

#50606 (#101196)  
Papier à main Kleenex en rouleau, qualité supérieure, blanc  
8 po x 600 pi (20,3 x 182,9 cm), 6 rouleaux/caisse

*Kleenex Roll Towels, superior quality, white, 8" x 600' (20,3 x 182,9 cm), 6 rolls/case*



**61<sup>95</sup>**  
caisse/case

**#02000 (#101197)**

Papier à main Scott en rouleau, haute capacité, blanc  
8 po x 950 pi, 6 rouleaux/caisse

*Scott Roll Towels, high capacity, white, 8" x 950', 6 rolls/case*



**61<sup>95</sup>**  
caisse/case

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.**  
**Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**

**Distributeur d'essuie-mains**  
**Hand Towel Dispenser** Kimberly-Clark  
**#09214 (#161302)**

30,75 x 8,75 x 4,5 po (28 x 22,3 x 11,5 cm)



**27<sup>95</sup>**  
chacun/each

**Essuie-mains à plis multiples**  
**Multi-Fold Towel** Scott

**#1804 (#101370)**

Peut-être utilisé avec le distributeur d'essuie-mains Kimberly Clark, blanc 9,4 x 9,2 po (23,8 x 23,3 cm), 250 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Can be used with the Kimberly Clark towel dispenser, white 9.4 x 9.2" (23.8 x 23.3 cm), 250 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/caise  
**74<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**69<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Essuie-mains ultra-doux**  
**Super Soft Hand Towel** Kimberly-Clark

**#28791 (#28791 #101324)**

Essuie-mains, 30 paquets de 94 unités/caisse  
Hand towel, 30 packages of 94 sheets/case



1 caisse/caise  
**109<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**104<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Essuie-mains à plis multiples**  
**Multi-Fold Towel** Kleenex

**#1890 (#101185)**

Peut-être utilisé avec le distributeur d'essuie-mains Kimberly Clark, blanc 23,8 x 23,3 cm, 150 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Can be used with the Kimberly Clark towel dispenser, white 9.4 x 9.2", 150 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/caise  
**59<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**56<sup>95</sup>**  
caisse/case



**Distributeur de papier à mains**  
**Folded Towel Dispenser**

Kimberly-Clark

**#34830 (#163620)**

Blanc, 22,5 cm (larg.) x 36,4 cm (haut.) x 7 cm (prof.)  
White, 8.9" (large) x 14.3" (height) x 2.8" (depth)

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #4442**  
**1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #4442**

**Papier à mains**  
**Folded Towel** Kleenex

**#4442 (#101138)**

19 x 29,5 cm, 24 paquets de 90 unités/caisse  
7.5 x 11.6", 24 packages of 90 units/case



1 caisse/caise  
**41<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**39<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier hygiénique sans noyau**  
**Coreless Toilet Paper** Scott

**#4007 (#102624)**

2 plis, 36 rouleaux de 1000 feuilles/caisse  
2 ply, 36 rolls of 1000 sheets/case



**1 DISTRIBUTEUR #9605 GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #4007.**  
**1 FREE DISPENSER #9605 WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #4007.**

1 caisse/caise  
**69<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**66<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier hygiénique**  
**Toilet Paper**

Cascades Pro Select

**#102047 (#B021)**

2 plis, 420 feuilles/rouleau, 48 rouleaux/caisse  
2 ply, 420 sheets/roll, 48 rolls/case



**29<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier hygiénique**  
**Toilet Paper**

Scott

**#48040 (#102100)**

2 plis, 40 rouleaux/caisse  
2 ply, 40 rolls/case



**36<sup>95</sup>**  
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PAPIERS ET SACS À ORDURES  
PAPER & GARBAGE BAGS**

**Sacs à ordures/Garbage Bags**



#V03737  
Blanc, 20 x 22", 500/caisse  
White, 20 x 22", 500/case

#V03722  
Noir, 26 x 36", 250/caisse  
Black, 26 x 36", 250/case

#V03729  
Fort, noir, 35 x 50", 125/caisse  
Strong, black, 35 x 50", 125/case

**26<sup>95</sup>**  
caisse/case

**24<sup>95</sup>**  
caisse/case

**27<sup>95</sup>**  
caisse/case

#V03738  
Noir, 22 x 24", 500/caisse  
Black, 22 x 24", 500/case

**27<sup>95</sup>**  
caisse/case

#V03723  
Fort, noir, 26 x 36", 250/caisse  
Strong, black, 26 x 36", 250/case

**29<sup>95</sup>**  
caisse/case

#V03725  
Noir, 30 x 38", 250/caisse  
Black, 30 x 38", 250/case

**33<sup>95</sup>**  
caisse/case

#V03728  
Noir, 35 x 50", 200/caisse  
Black, 35 x 50", 200/case

**37<sup>95</sup>**  
caisse/case



**Papier mouchoirs  
Facial Tissues** Medline

#NON245278

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,  
36 boîte de 85 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,  
36 boxes of 85 tissues/case

**44<sup>95</sup>**  
caisse/case



**Papier mouchoirs  
Facial Tissues** Medline

#NON245277

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,  
36 boîte de 100 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,  
36 boxes of 100 tissues/case

**41<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier mouchoirs  
Facial Tissues** Kleenex

#21400 (#102134)

2 plis, 36 boîtes de 100/caisse  
2 ply, 36 boxes of 100/case



**41<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier mouchoirs  
Facial Tissues** Kleenex

#21606

21,3 x 21,3 cm, 125 mouchoirs/boîte, 48 boîtes/caisse  
8,4 x 8,4", 125 tissues/box, 48 boxes/case



**64<sup>95</sup>**  
caisse/case

**Papier mouchoirs  
Facial Tissues** White Swan

#101525 (#08500)

2 plis, 5 x 7 1/2 po, (19 x 12,7 cm),  
135 boîtes de 80 mouchoirs/caisse

2 ply, 5 x 7 1/2", (19 x 12.7 cm),  
135 boxes of 80 tissues/case

1 caisse/caise  
**84<sup>95</sup>**  
caisse/case  
2 caisses/case  
**79<sup>95</sup>**  
caisse/case



**Essuie-tout Scott/Scott Towel**

Kimberly-Clark

#41482 (#101119)

2 plis, 20 rouleaux de 128 feuilles/caisse  
2 ply, 20 rolls of 128 sheets/case

**44<sup>95</sup>**  
caisse/case



**Essuie-tout/Kitchen Roll Towels**

Cascades Pro Select

#101090 (#K250)

2 plis, 12 rouleaux de 250 feuilles/caisse  
2 ply, 12 rolls of 250 sheets/case

**MEILLEUR  
PRIX!  
BEST  
PRICE!**

**37<sup>95</sup>**  
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Emballage de stérilisation Sterilization Wrap Medline Gemini

Feuilles de papier résistantes pour l'emballage des instruments lors de la stérilisation. Polypropylène à 100 %, excellente barrière protectrice contre les fluides et les particules. Très souple, facile à plier. **Autres grandeurs disponibles.**

Resistant sheets of paper used to wrap instruments for sterilization. 100% polypropylene, an excellent protective barrier against fluids and particles. Very smooth and easy to fold. **Other sizes available.**

### LÉGER 1 PLIS LIGHT 1-PLY

**#GEM1112**  
12 x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
caisse de 1000/caisse

**6350**  
caisse/caise

**#GEM1115**  
15 x 15" (38 x 38 cm)  
caisse de 1000/caisse

**9159**  
caisse/caise

**#GEM1118**  
18 x 18" (45,7 x 45,7 cm)  
caisse de 1000/caisse

**14595**  
caisse/caise

**#GEM1120**  
20 x 20" (50,8 x 50,8 cm)  
caisse de 1000/caisse

**15785**  
caisse/caise

**#GEM1124**  
24 x 24" (60 x 60 cm)  
caisse de 500/caisse

**11925**  
caisse/caise

### RÉGULIER 1 PLIS REGULAR 1-PLY

**#GEM2112**  
12 x 12" (30,5 x 30,5 cm)  
caisse de 1000/caisse

**7695**  
caisse/caise

**#GEM2115**  
15 x 15" (38 x 38 cm)  
caisse de 1000/caisse

**11895**  
caisse/caise

**#GEM2118**  
18 x 18" (45,7 x 45,7 cm)  
caisse de 1000/caisse

**16895**  
caisse/caise

**#GEM2120**  
20 x 20" (50,8 x 50,8 cm)  
caisse de 500/caisse

**9395**  
caisse/caise

**#GEM2124**  
24 x 24" (60 x 60 cm)  
caisse de 500/caisse

**13595**  
caisse/caise



## Sachets de stérilisation Sterilization Pouches Tecnic

La seule façon de s'assurer qu'un article a été stérilisé est de l'exposer à chacun des trois critères de stérilisation : le temps, la température et la vapeur. Les sachets de stérilisation Tecnic contiennent une technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4 qui confirme chacun des trois critères de stérilisation.

*The only way to be sure an item has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, temperature and steam. Tecnic Sterilization pouches feature internal/external multi-variable Class 4 indicator technology that confirm all 3 criteria for sterilization.*

## Compresses non tissées Non Woven Sponges

### Tecnic

**#22100**

Non tissée, non-stérile, blanc  
2 x 2 po, 4 plis, 50 g, 4000/caisse

*Non woven, non-sterile, white  
2 x 2", 4 ply, 50 g, 4000/caise*

**MEILLEUR PRIX  
BEST PRICE**



**#TEC23409**  
2,75 x 9" (7 x 23 cm)  
boîte de 200/box

**695**  
boîte/box

**#TEC31205**  
3,5 x 5,25" (9 x 13 cm)  
boîte de 200/box

**775**  
boîte/box

**#TEC31209**  
3,5 x 9" (9 x 23 cm)  
boîte de 200/box

**785**  
boîte/box

**#TEC51410**  
5,25 x 10" (13 x 25 cm)  
boîte de 200/box

**1445**  
boîte/box



**1 caisse/caise**  
**3795**  
caisse/caise

**2 caisses/cases**  
**3495**  
caisse/caise

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**