

Prix en vigueur du 1^{er} octobre au 31 décembre 2020
Prices effective from October 1st to December 31st, 2020

Les prix inscrits dans cette publication sont réservés aux professionnels de la santé dentaire.
Prices listed in this publication are for dental health professionals only.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Médi-Sélect

Ensemble, améliorons des vies



Masques de procédure Procedure Masks

#GCPBI

Boucles auriculaires, bleu, 50/boîte
Earloop, blue, 50/box



NIVEAU
LEVEL 2

14⁹⁵
boîte/box

Bavettes dentaires Dental Bibs Médi-Sélect

13 x 19 po, 2 plis papier + 1 pli polymère, 500/caisse
13 x 19", 2 paper ply + 1 poly ply, 500/case

#4500 lavande/lavender

#4505 gris/grey

#4510 bleu/blue

#4515 blanc/white

#4520 jaune/yellow

#4530 vert/green

#4535 rose/pink

#4540 beige

#4545 pêche/peach

#4550 aqua



#PTC
Distributeurs
Dispensers

1 caisse/case

23⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases

21⁹⁵
caisse/case



►DISPONIBLE/AVAILABLE
Gants de nitrile antimicrobien
Antimicrobial Nitrile Gloves
MicroDefense Medcom
Page 17



►DISPONIBLE/AVAILABLE
Gants de chloroprène
Chloroprene Gloves
NeoNatural Medcom
Page 17



►DISPONIBLE/AVAILABLE
Visières anti-buée
Anti-fog Face Shields
Aurelia
Page 36

2 façons simples de commander/2 easy ways to order

www.medi-select.ca 1 800 463-5166



Thermomètre frontal infrarouge sans contact Infra-Red Contactless Forehead Thermometer Almedic

#35-6320

- Mesure sans contact sans toucher le front
- Plage d'affichage: 32,0 - 42,9°C (89,6 - 109,2°F)
- Précision: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,5^{\circ}\text{F}$)
- Résolution d'affichage: $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$)
- Peut être utilisé en $^{\circ}\text{C}$ ou $^{\circ}\text{F}$
- Fonction mémoire des 10 dernières lectures
- Émet un bip à la mise sous et hors tension, une fois la mesure terminée et quand la pile est faible
- Utilise 1 pile bouton CR2032 non incluse
- Fonction de mise hors tension automatique

- Non-contact measurement without touching the forehead
- Display range: 32.0 - 42.9°C (89.6 - 109.2°F)
- Accuracy: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0.5^{\circ}\text{F}$)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Can be used in either $^{\circ}\text{C}$ scale or $^{\circ}\text{F}$ scale
- Memory function: last 10 readings
- Beeps for on/off, when finished measuring & on low battery
- Uses 1 CR2032 button battery non-included
- Automatic power-off function

134⁹⁵
chacun/each

JUSQU'À
ÉPUISEMENT DE
L'INVENTAIRE
WHILE STOCKS LAST


PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

Pour le retour au travail ÉCRANS DE PROTECTION

- Autoportant
- Polycarbonate clair 1/4 po
- Assemblage facile
- Adhésifs de fixation à la surface inclus

For the return to work PROTECTIVE SCREENS

- Freestanding
- 1/4" clear polycarbonate
- Easy assembly
- Surface fixing adhesives included



Retirez les pellicules protectrices de chaque côté de toutes les pièces.
Remove the protective films on each side of all the parts.



Insérez les supports dans les entailles.
Insert the supports in the notches.




Redressez le panneau assemblé à l'endroit et fixez à la surface avec les adhésifs inclus.
Straighten the assembled panel upright and secure to the surface with the included adhesives.

Largeur/Width: 10"




4 MODÈLES DISPONIBLES 4 MODELS AVAILABLE




#MODL-1 36 x 24"

129⁹⁵
boîte/box




#MODL-2 24 x 36"

129⁹⁵
boîte/box



#MODL-3 32 x 36"

159⁹⁵
boîte/box



#MODL-4 36 x 32"

159⁹⁵
boîte/box



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Thermomètre à infrarouge sans contact Non-Contact Infrared Thermometer Medline

#DET-306

- Pour un usage domestique ou pour prendre la température des travailleurs, des visiteurs ou des clients
- Peut s'utiliser pour mesurer la température des objets ou des liquides
- Précision: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)
- Résolution d'affichage: $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$)
- Plage de température affichée: 32 à 43°C
- Lecture en 1 seconde et mémoire de 10 lectures
- S'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité
- Approuvé par Santé Canada
- Ideal for controlling the temperature of staff, visitors or customers, or for home use
- Can be used to measure temperature objects or liquids
- Accuracy: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ ($\pm 0,4^{\circ}\text{F}$)
- Display resolution: $0,1^{\circ}\text{C}$ ($0,1^{\circ}\text{F}$)
- Displayed temperature range: $89,6$ to $109,4^{\circ}\text{F}$
- Measure temperature in 1 second - 10 reading memory
- Automatically shuts off after 1 minute of inactivity
- Health Canada approved



49⁹⁵
chacun/each

Embouts d'évacuation à usage unique Disposable Evacuation Tips HVESolo Palmero

#18085

- Réduit la contamination par aérosols et élimine efficacement fluides et débris
- Spécialement conçu pour les cliniciens effectuant des procédures d'instrumentation de puissance (aéropolissage/ultrasons) sans assistant
- Préviend la transmission des maladies
- Compatible avec les lignes d'évacuation à volume élevé
- Améliore la visibilité
- 2,5 po de longueur, 50/sac
- Reduce aerosol contamination and effectively eliminate fluid and debris
- Uniquely designed for clinicians performing power instrumentation (air polishing/ultrasonic) procedures without an assistant
- Prevent disease transmission
- Compatible with high volume evacuation lines
- Improve visibility
- 2.5" length, 50/bag



1 sac/bag

14⁹⁵
sac/bag

2 sacs/bags



13⁹⁵
sac/bag

Masque de protection réutilisable avec filtre Reusable protective mask with filter O2 Curve

- PRODUIT NON-RETOURNABLE.** Le O2 Curve offre une protection supérieure avec une meilleure étanchéité et une meilleure respirabilité que tout autre masque.
- Protège contre jusqu'à 98,6% des particules de PM2,5, jusqu'à 0,1 microns
 - Le joint en silicone de qualité médicale offre une protection supérieure aux masques N95
 - Sangles réglables de haute qualité, sangle de cou réglable avec clip à bouton-pression
 - Une coque blanche incluse, filtres non inclus

NON-RETURNABLE ITEM. The O2 Curve provides superior protection with a better seal and more breathability than any other mask.

- Protects against up to 98.6% of PM2.5 particles, down to 0.1 microns
- Medical grade silicone seal provides superior protection compared to N95 masks
- High quality adjustable straps, adjustable neck strap with snap-button clip
- One white shell included, filters non-included



#F23787790270980

Masque pont élevé : le modèle le plus standard, convient à un vaste type de visage/nez. Pont plus haut au sommet du nez.

High bridge mask: the more standard model, suitable for a larger type of face/nose. Higher bridge at the top of the nose.

#F23787790271284

Masque petit pont : pour les très petits visages qui ont un petit pont très bas au sommet du nez.

Small bridge mask: made for very small faces that have a very low small bridge at the top of the nose.



98⁰⁰
chacun/each



**PRODUIT CANADIEN
CANADIAN PRODUCT**



**5 filtres électrostatiques
5 electrostatic filters**

#F23-787790271383

11⁵⁰
paquet/package



Coquilles colorées/Coloured Shells

La coquille blanche est standard. Commandez les coques colorées séparément.

The white shell comes standard. Order coloured shells separately.

F23-75283034433 noir/black
F23-644216897155 bleu/blue
F23-644216897056 rouge/red



18⁷⁵
paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Sachets de stérilisation Sterilization Pouches Médi-Sélect

Sachets Sure-Check avec technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4.



Sure-Check Pouches with internal/external multi-variable Class 4 indicator technology.

4
Sure-Check®
Classe / Class

TEMPS/TIME
TEMPÉRATURE/TEMPERATURE
VAPEUR/STEAM

PROMO 3 BOÎTES ET + 3 BOXES AND +

#MD21404	2.25 x 4.6" (6 x 10 cm)	9 ⁴⁵	8 ⁹⁵
	boîte de 200/box	boîte/box	boîte/box
#MD23409	2.75 x 9" (7 x 23 cm)	9 ⁴⁵	8 ⁹⁵
	boîte de 200/box	boîte/box	boîte/box
#MD312514	3.5 x 5.25" (9 x 13 cm)	9 ⁴⁵	8 ⁹⁵
	boîte de 200/box	boîte/box	boîte/box
#MD31209	3.5 x 9" (9 x 23 cm)	9 ⁴⁵	8 ⁹⁵
	boîte de 200/box	boîte/box	boîte/box
#MD51410	5.25 x 10" (13 x 25 cm)	16 ⁹⁵	15 ⁹⁵
	boîte de 200/box	boîte/box	boîte/box

Sacs à stérilisation Sterilization Bags

#999-B02254

En papier, qualité améliorée
2,5 x 9 po, 1000/caisse

Paper, improved quality
2½ x 9", 1000/case



1 caisse/case	2 caisses/cases
33 ⁹⁵	31 ⁹⁵
caisse/case	caisse/case

Couvre-plateaux Tray Covers Médi-Sélect

#MS-0812

Blanc, 8½ x 12¼ po, B Ritter, 1000/boîte
White, 8½ x 12¼", B Ritter, 1000/box



1 caisse/case
21 ⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
19 ⁹⁵
caisse/case

Couvre appuie-têtes Headrest Covers Médi-Sélect

Blanc, plastique et papier, 500/caisse
White, plastic and paper, 500 case



#HC1010 10" x 10"	#HC1013 10" x 13"
1 caisse/case	1 caisse/case
31 ⁴⁵	39 ⁹⁵
caisse/case	caisse/case
2 caisses/cases	2 caisses/cases
28 ⁴⁵	36 ⁹⁵
caisse/case	caisse/case

Rouleaux dentaire en coton Cotton Dental Rolls Médi-Sélect

#3554

4 x 1 cm, non-stérile, 2000/boîte
1,5 x 0,375", non-sterile, 2000/box



1 boîte/box
24 ⁹⁵
boîte/box
2 boîtes/boxes
22 ⁹⁵
boîte/box

Tip a Dilly Tips Médi-Sélect

#34560

2 x 0,28"
Boîte de 200/box



#TD100
Adapteur/adaptor



7 ⁹⁵
boîte/box
39 ⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Compresse non-stériles Non-sterile Sponges Médi-Sélect

#22200

2 x 2 po, 4 plis, 50 g, non-stérile, non tissée, 4000/caisse
2 x 2", 4 ply, 50 g, non sterile, non-woven, 4000/case



1 caisse/case
48⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases
46⁹⁵
caisse/case

Compresse non-stériles Non-sterile Sponges Médi-Sélect

#44100

4 x 4 po, 4 plis, 50 g, non tissée, non-stérile, 2000/caisse
4 x 4", 4 ply, 50 g, non woven, non-sterile, 2000/case



1 caisse/case
47⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases
45⁹⁵
caisse/case

Compresse stériles Sterile Sponges Médi-Sélect



#2250

Non tissée, 5 x 5 cm, 50/paquet
Non woven, 2 x 2", 50/package

2²⁵
paquet/package

#3350

Non tissée, 7,5 x 7,5 cm, 50/paquet
Non woven, 3 x 3", 50/package

3⁵⁰
paquet/package

#4450

Non tissée, 10 x 10 cm, 50/paquet
Non woven, 4 x 4", 50/package

5⁵⁰
paquet/package

Pompes à salive premium Premium Saliva Ejectors Médi-Sélect

Embout souple, non-amovible, 100/sac, 1000/caisse
Soft non-removable tip, 100/bag, 1000/case

#MZCB clair, bout bleu/clear, blue tip
#MZCW clair, bout blanc/clear, white tip
#MZWW blanc, bout blanc/white, white tip



3⁹⁵
sac/bag

Digues dentaire sans latex Latex-Free Dental Dams Médi-Sélect

Violet, non-stérile, usage unique
Purple, non-sterile, single use

#MDDSLV-5M 5 x 5", moyenne/medium, boîte de 20/box

#MDDSLV-5H 5 x 5", épaisse/heavy, boîte de 20/box

#MDDSLV-6M 6 x 6", moyenne/medium, boîte de 15/box

#MDDSLV-6H 6 x 6", épaisse/heavy, boîte de 15/box



1 boîte/box
24⁹⁵
boîte/box

3 boîtes/boxes
22⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

MÉDI-SÉLECT

► **NOUVEAU/NEW**
Gobelets de plastique/Plastic Cups
 Médi-Sélect
 148 ml (5 oz), caisse de 1000/case

#M-105 vert/green
 #M-106 lavande/lavender
 #M-112 bleu/blue



JUSQU'À
 ÉPUISEMENT
 WHILE
 SUPPLIES LAST



1 caisse/case
29⁹⁵
 caisse/case
 2 caisses/cases
27⁹⁵
 caisse/case



► **NOUVEAU/NEW**
Distributeur pour gobelet en papier de 4-5 oz
Dispenser for 4-5 oz paper cup
 Medical Mart
 #325-DISP-C4150SS
 Chrome

44⁹⁵
 chacun/each

Verres de papier ciré
Waxed Paper Cups
 Médi-Sélect
 1000/caisse
 1000/case



#114 4 oz

1 caisse/case
33⁹⁵
 caisse/case
 2 caisses/cases
31⁹⁵
 caisse/case

#115 5 oz

1 caisse/case
37⁹⁵
 caisse/case
 2 caisses/cases
35⁹⁵
 caisse/case

Abaisse-langues
Tongue Depressors Medline

#AL6
 6", boîte de 500/box



6⁹⁵
 boîte/box

Distributeur d'abaisse-langues
Tongue Depressors Dispenser

#DISP-A



19⁹⁵
 chacun/each

Applicateurs de coton
Cotton Tipped Applicators
 Medline

Non-stérile, 1000/boîte
 Non-sterile, 1000/box



#803
 3"

6⁹⁵
 boîte/box

#806
 6"

7⁹⁵
 boîte/box

Savon à main antibactérien
Antibacterial Hand Soap
 Médi-Sélect

#A-18000R-N-P 3,78 L
 Avec glycérine et aloès
 With glycerin & Aloe



PRODUIT QUÉBÉCOIS
 QUEBEC PRODUCT

1 bouteille/bottle
18⁹⁵
 chacun/each

2 bouteilles/bottles
16⁹⁵
 chacun/each

Pansements circulaires stériles
Sterile Spots Bandages
 Medline

#NON25501
 0,875 po (23 mm), sans latex, 100/boîte
 0.875" (23 mm), latex-free, 100/box



3⁹⁵
 boîte/box

Pansements en plastique
imperméables
Waterproof Plastic Bandages
 Médi-Sélect

#1975
 7,2 x 1,9 cm, boîte de 100/box



2⁹⁵
 boîte/box

Verres à médicament
en plastique
Plastic Medicine Cups
 Medline

#001-SC-MC-01 (#211-800-000)
 33 ml (1 oz), transparent, 100/paquet
 33 ml (1 oz), clear, 100/package



2⁹⁵
 paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Bonnets bouffants Bouffant Caps

#BBBL100 (#6001)

21", bleu/blue, boîte de 100/box



14⁹⁵
boîte/box

Bonnets de chirurgien Surgeon Caps

#NON28626

Bleu royal/Royal Blue, boîte de 100/box



29⁹⁵
boîte/box

Lunettes de protection Protective Eye Glasses

Alliance

#211-NON24777V



3⁹⁵
chacun/each

Lunettes de protection Protective Eye Googles

Alliance

#150030



7⁹⁵
chacun/each

Blouse de chirurgien stérile/Sterile Surgical Gown

Caisse de 20/case

#DYNJP2005S

Petit-moyen/small-medium

#DYNJP2001S

Grand/large

#DYNJP2002S

T-grand/x-large



1 caisse/case

129⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases

124⁹⁵
caisse/case

Jaquette d'isolation Isolation Gown

#GWN01 blanc/white

30 g/m², non-tissée, usage unique, résistant aux fluides, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, attache à la taille, 10/sac, 10 sac/caisse

30 g/m², non-woven, single use, fluid resistant, non-sterile, latex-free, one size, with back opening, long sleeves, tie around the waist, 10/bag, 10 bag/case



Caisse de 100/case

69⁹⁵
caisse/case

Jaquette d'isolation Isolation Gown

#607S jaune/yellow

28 g/m², 120 x 140 cm, usage unique, tissu premium, résistant aux fluides, hypoallergénique, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, bandes en tricot aux poignets, attache à la taille, 10/paquet

28 g/m², 120 x 140 cm, single use, premium fabric, fluid resistant, hypoallergenic, non-sterile, latex-free, one size, back opening, long sleeves, knitted cuffs, tie around the waist, 10/package



Paquet de 10/package

PROMO 5+1

59⁹⁵ **49⁹⁵**
paquet/package

Jaquette d'isolation Isolation Gown Medline

#CRI5000 bleu/blue

Taille régulière-grande, usage unique, sans latex, résistant aux fluides, boucles de pouce et col de type tablier, polyéthylène imperméable, individuellement pliées et emballées dans une boîte distributrice, 75/caisse

Regular/Large size, single use, latex-free, fluid resistant, thumbloop, apron-style neck, impervious polyethylene, individually folded & wrapped in dispenser box, 75/caisse



Caisse de 75/case

69⁰⁰
caisse/case

Couvre-chaussures en tissu Non-Woven Shoe Covers

Médi-Sélect

Bleu/blue, boîte de 100/box



#CRI2000

Régulier
Standard

19⁹⁵
boîte/box

#CCTS-NSR (#CRI2002)

Antidérapant, régulier
Non-skid, standard

22⁹⁵
boîte/box

#CCTS-NSXL (#CRI2003)

Antidérapant, t-grand
Non-skid, x-large

24⁹⁵
boîte/box

Couvre-chaussures en plastique Plastic Shoe Covers

#CRI2010 (#7250-11)

Bleu/blue, paquet de 100/package



1 paquet/package

12⁹⁵
paquet/package

5 paquets et plus
5 package and more

8⁹⁵
paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

ProSurface⁺

Lingettes et vaporisateur désinfectants
Disinfectant Wipes and Spray

Tue le coronavirus en 60 secondes

Alors que les autorités et les institutions sanitaires du monde entier s'efforcent de prévenir la propagation de la **COVID-19**, les désinfectants de surface jouent un rôle de plus en plus essentiel.

Kills coronavirus in 60 seconds

As health authorities and institutions worldwide work to prevent the spread of **COVID-19**, surface disinfectants play an increasingly critical role.

Nettoyage

Retrait des saletés visibles sur les objets et les surfaces. Un nettoyage minutieux est essentiel avant la désinfection, car les matières organiques et inorganiques présentes sur les surfaces peuvent nuire au processus de désinfection chimique.



Le savon élimine 97 % des micro-organismes.

Soap kills 97% of microorganisms.

Cleaning

The removal of visible soil from objects and surfaces. Thorough cleaning is essential before disinfection because organic and inorganic materials on surfaces may interfere with the chemical disinfection process.

Désinfection

Élimination des micro-organismes pathogènes, à l'exception des spores bactériennes, sur des objets inanimés. Dans le milieu de la santé, les objets sont généralement désinfectés par des produits chimiques liquides.



Disinfection

The elimination of pathogenic microorganisms, except bacterial spores, on inanimate objects. In healthcare settings, objects are usually disinfected by liquid chemicals.

La taille des aérosols varie

- Les éclaboussures ($> 50 \mu\text{m}$) sont les plus gros et tombent jusqu'à ce qu'ils rencontrent un objet (c.-à-d. un plancher, un comptoir, un évier, un patient, un technicien, etc.).
- Les gouttelettes ($\leq 50 \mu\text{m}$) restent en suspension dans l'air jusqu'à ce qu'elles s'évaporent.
- Les noyaux de gouttelette ($\leq 10 \mu\text{m}$) sont les plus petits, mais peuvent contenir des virus/bactéries et contaminer des surfaces jusqu'à 3 pieds de distance et rester en suspension dans l'air jusqu'à 2 heures. En cas d'inhalation, les noyaux de gouttelettes peuvent provoquer une infection grave.

Aerosols vary in size

- Splatter $> 50 \mu\text{m}$ is the largest and will fall until it encounters an object (i.e., floors, countertops, sinks, patients, operators, etc.).
- Droplets $\leq 50 \mu\text{m}$ remain suspended in the air until they evaporate.
- Droplet Nuclei $\leq 10 \mu\text{m}$ is the smallest, yet may contain virus/bacteria and contaminate surfaces up to 3 feet away and remain airborne for up to 2 hours. If inhaled, droplet nuclei can cause serious infection.

DÉSINFECTER AVEC PROSURFACE⁺ / DISINFECTING WITH PROSURFACE⁺



1. Enlevez les saletés visibles avant d'utiliser ProSurface⁺

Remove visible soil before using ProSurface⁺



2. Essuyez ou vaporisez soigneusement la surface

Wipe or spray surface thoroughly



3. Laissez la surface rester humide pendant une minute

Allow surface to remain wet for one minute



SafeAdvantage

REWARD YOURSELF GÂTEZ- VOUS

BUY. EARN. REDEEM.

Earn 1 SafeAdvantage point for every \$1 of Medicom products purchased. Earn additional points throughout the year for taking specific actions. Rewards are calculated from the date of enrolment, based on invoices uploaded to the SafeAdvantage portal. Reward points can be redeemed at any time.

See [medicomsafeadvantage.com](https://www.medicomsafeadvantage.com) for complete rules and regulations.

ACHETEZ. GAGNEZ. ÉCHANGEZ.

Gagnez 1 point SafeAdvantage pour chaque 1 \$ de produits Medicom achetés. Gagnez des points supplémentaires tout au long de l'année en effectuant des actions spécifiques. Les récompenses sont calculées à partir de la date d'inscription, sur la base des factures téléchargées sur le portail SafeAdvantage. Les points de récompense peuvent être échangés à tout moment.

Voir [medicomsafeadvantage.com](https://www.medicomsafeadvantage.com) pour les règlements complets.

800
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


SafeGauze/SafeGauze Cotton
2" x 2" 4-ply / plis (4522, 4822)
4,000 units/case / unités/caisse

PRIX PAGE 13

1500
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


SafeGauze/SafeGauze Cotton
4" x 4" 4-ply / plis (4544, 4844)
4,000 units/case / unités/caisse

PRIX PAGE 13

1500
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


SafeGauze HemoStat
0.75" x 0.75" 4-ply / plis (4900-STATC)
20 units/box / unités/boîte

PRIX PAGE 14


1000
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


Duraflor Ultra
0.4 mL (1031-30)
30 units/box / unités/boîte

PRICES PAGE 14

2000
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


Duraflor Ultra
0.4 mL (1031-200)
200 units/box / unités/boîte

PRICES PAGE 14

400
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


SafeSeal Quattro
All sizes / Toutes les grandeurs

PRICES PAGE 12

Redeem points and reward yourself with great gifts such as:

Échangez vos points et gâtez-vous avec des cadeaux tels que :



Sony Wireless In-ear Headphones

Écouteurs intra-auriculaires sans fil de Sony



Le Creuset 0.8 L French Press

Presse française 0,8 l Le Creuset

400
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


Hedy Polyisoprene Dental Dams / digues dentaires

PRICES PAGE 21


250
BONUS POINTS
POINTS BONUS¹


SafeBasics Dry-Back Bibs / Bavettes
2-ply / plis

PRICES PAGE 13

¹ per case / par caisse
² per box / par boîte

► NOUVEAU/NEW

SafeWear

Vêtements de protection de qualité supérieure

Vêtements de protection haut de gamme faits de matériaux de première qualité conçus pour vous protéger et vous offrir un ajustement confortable dans des couleurs tendance attrayante.

Premium Protective Apparel

Premium protective apparel made from top-quality materials, designed to keep you protected and offer a comfortable fit in attractive, fashionable colours.

Veste/Hipster Jacket
12 vestes par sac/12 jackets per bag

#8101 (A-E)	Bleu minuit Deep Blue	#8104 (A-D)	Bleu pastel Soft blue
#8103 (A-D)	Aubergine Plum Purple	#8105 (A-D)	Première neige first snow

Blouse de labo. haute performance/High Performance Lab Coat
5 paquets de 12 par caisse/5 package of 12 per case

#8107 (A-E)	Bleu minuit Deep Blue	#8112 (A-D)	Bleu pastel Soft blue
#8109 (A-D)	Aubergine Plum Purple	#8110 (A-D)	Première neige first snow

Grandeurs disponibles : A=petit / B=moyen / C=grand / D=très grand / E=2 TG
Apparel Size Chart: A=Small / B=Medium / C=Large / D=Extra Large / E=2 XL



1 sac/bag
89⁹⁵
sac/bag
2 sacs/bags
84⁹⁵
sac/bag

700
chacun
each

► NOUVEAU/NEW

ProSurface+

Lingettes et vaporisateur désinfectants avec technologie TotalClean

La technologie brevetée TotalClean permet une action rapide et puissante. Élimine 48 agents pathogènes, y compris les bactéries, virus et champignons sans endommager les surfaces. Disponible en lingettes pratiques et en vaporisateur.

Disinfectant Spray and Wipes with TotalClean Technology

Proprietary TotalClean technology provides fast and powerful action. Eliminates 48 pathogens, including bacteria, viruses and fungi, without damaging surfaces. Available in convenient wipes and spray.

Lingettes/Wipes

#40061C

9 x 12"

65 lingettes/boîte

65 wipes/canister

Vaporisateur/Spray

#40066C


946 ml (32 oz fl)

12 bouteilles par caisse

12 bottle per case

23⁹⁵
boîte/box

29⁹⁵
chacun/each



Nettoie et désinfecte en 1 minute
Gone. In 60 seconds



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



► NOUVEAU/NEW
Bande matrice à usage unique
Single-Use Matrix Band Pro-Matrix

La nouvelle classe II Nouveau design incurvé sublingual pour un ajustement parfait en tout temps. Système de matrices breveté hautement sophistiqué pour les besoins quotidiens des restaurations dentaires, ProMatrix simplifie les procédures en facilitant le positionnement et améliorant la visibilité.

The new Class II New sublingual contoured design for the perfect contact everytime. Engineered with a sophisticated design to meet the evolving needs of dentistry, Pro-Matrix's band will simplify procedures through easier placement and visibility.



#30010 ■ 6 mm
Large/wide
Boîte de 50/box

#30020 ■ 4,5 mm
Étroite/narrow
Boîte de 50/box

#30030 ■ 6 mm
Cintrée large
Contoured wide
Boîte de 50/box

#30040 ■ 4,5 mm
Cintrée étroite
Contoured narrow
Boîte de 50/box

1 boîte/box
74⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
71⁹⁵
boîte/box

1 boîte/box
87⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
84⁹⁵
boîte/box

Pompes d'aspiration rapide
High Volume Suction Tips Medcom

Blanc, 1000/caisse
White, 1000/case

#505 sans prise d'air/non-vented
#510 avec prise d'air/slotted tip



41⁹⁵
caisse/case

Porte-fluorure jetables
Disposable Gel Trays Medcom



Simples, sac de 100/Disposable, single, 100/bag
#10030-S petit, jaune/small, yellow
#10030-M moyen, blanc/medium, white
#10030-L grand, bleu/large, blue

Articulés, sac de 50/Disposable, hinged, 50/bag
#10029-S petit, jaune/small, yellow
#10029-M moyen, blanc/medium, white
#10029-L grand, bleu/large, blue

1 sac/bag
32⁹⁵
sac/bag

2 sacs/bags
29⁹⁵
sac/bag

Digues dentaires en latex
Latex Dental Dams
Medcom

En latex 100 % naturel, non-stérile
usage unique, coins arrondis

100% natural latex, non-sterile
single use, rounded corners



5 x 5", boîte de 52/box

#1255HB épais bleu, sans saveur/heavy blue, unflavored
#1255HG épais vert, menthe/heavy green, mint
#1255MB moyen bleu, sans saveur/medium blue, unflavored
#1255MG moyen vert, menthe/medium green, mint
#1255TB mince bleu, sans saveur/thin blue, unflavored
#1255TG mince vert, menthe/thin green, mint

1 boîte/box
13⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
13⁴⁵
boîte/box

6 x 6", boîte de 36/box

#1266HB épais bleu, sans saveur/heavy blue, unflavored
#1266MB moyen bleu, sans saveur/medium blue, unflavored
#1266MG moyen vert, menthe/medium green, mint
#1266TB mince bleu, sans saveur/thin blue, unflavored
#1266TG mince vert, menthe/thin green, mint

Pompes à salive
Saliva Ejectors
Medcom
SafeBasics

Caisse de 1050 (10 paquets de 105)
1050 per case (10 packages of 105)

CLASSIQUES/CLASSICS

#700 clair, bout bleu
clear, blue tip
#701 clair, bout blanc
clear, white tip
#703 blanc, bout blanc
white, white tip

NOUVELLES COULEURS/NEW COLORS

#710 bleu clair, bout bleu
clear blue, blue tip
#711 rose clair, bout rose
clear pink, pink tip
#712 lavande clair, bout lavande
clear lavender, lavender tip

NOUVEAUX PARFUMS/NEW SCENTS

#713 vert clair, bout vert, menthe
clear green, green tip, mint
#714 rose clair, bout rose, fraise
clear pink, pink tip, strawberry



EN PRIME
100+5
BONUS
PACK

4⁴⁵
paquet/package

4⁴⁵
paquet/package

6⁴⁵
paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



CLASS 4

► NOUVEAU/NEW

**Sachets de stérilisation
Sterilization Pouches**

Medicom
SafeBasics

Autoscellant, vert, indicateur
de classe 4, 200/boîte

Self-Sealing, green, Class 4
indicators, 200/box

BAS PRIX QUOTIDIEN
EVERYDAY LOW PRICE

#99015	2 1/4 x 4"	4 ⁹⁵
		boîte/box
#99000	2 3/4 x 9"	6 ⁹⁵
		boîte/box
#99005	3 1/2 x 5 1/4"	7 ⁶⁵
		boîte/box
#99010	3 1/2 x 9"	7 ⁰⁵
		boîte/box
#99025	5 1/4 x 10"	14 ⁴⁵
		boîte/box
#99030	7 1/2 x 13"	17 ⁸⁵
		boîte/box
EN VRAC/BULK PACK		
#99010-B	3 1/2 x 9"	16 ⁴⁵
	Boîte de 500/box	boîte/box

6²⁵
pour 200
per 200

**Rouleau
pour stérilisation
Sterilization Rolls**
Medicom
Safe Seal

Un côté papier et un côté plastique
One side paper and one side plastic



#9510+	#9520+	#9530+	#9540+
2" x 100'	3" x 100'	4" x 100'	6" x 100'
11 ⁹⁵	12 ²⁵	14 ⁴⁵	19 ²⁵
rouleau/roll	rouleau/roll	rouleau/roll	rouleau/roll



CLASS 4

**Sachets de stérilisation
Sterilization Pouches** Medicom
Safe-Seal Quattro

Sachets auto-scellant avec technologie TruePress™.
Self-sealing with TruePress™ Technology.

PROMO 4+2*

#88015-4	2 1/4 x 4" (5,7 x 10 cm), boîte de 200/box	12 ⁷⁵	8 ⁵⁰
		boîte/box	boîte/box
#88000-4	2,75 x 9" (7 x 23 cm), boîte de 200/box	14 ⁹⁵	9 ⁹⁵
		boîte/box	boîte/box
#88005-4	3 1/2 x 5 1/4" (8,9 x 13,3 cm), boîte de 200/box	15 ⁴⁰	10 ²⁵
		boîte/box	boîte/box
#88010-4	3 1/2 x 9" (8,9 x 23 cm), boîte de 200/box	15 ⁴⁰	10 ²⁵
		boîte/box	boîte/box
#88010-4B	3 1/2 x 9" (8,9 x 23 cm)	27 ⁹⁵	7 ⁴⁵
EN VRAC/BULK PACK		pour 200	per 200
	boîte de 500/box		18 ⁶⁵
			boîte/box
#88045-4	4 1/2 x 11" (10,8 x 27,9 cm), boîte de 200/box	35 ⁹⁵	23 ⁹⁵
		boîte/box	boîte/box
#88020-4	5 1/4 x 6 1/2" (13,3 x 16,5 cm), boîte de 200/box	14 ⁶⁵	9 ⁷⁵
		boîte/box	boîte/box
#88025-4	5 1/4 x 10" (13,3 x 25,4 cm), boîte de 200/box	22 ⁹⁵	15 ³⁰
		boîte/box	boîte/box
#88030-4	7 1/2 x 13" (19 x 33 cm), boîte de 200/box	41 ⁴⁵	27 ⁶⁵
		boîte/box	boîte/box
#88035-4	10 x 14" (25,4 x 35,6 cm), boîte de 200/box	99 ⁹⁵	66 ⁶⁵
		boîte/box	boîte/box
#88040-4	12 x 17" (30,5 x 43,2 cm), boîte de 200/box	101 ⁹⁵	67 ⁹⁵
		boîte/box	boîte/box

+400 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Pellicule protectrice/Barrier Film Medicom

Pellicule protectrice offerte en rouleaux pratiques. Emballage de comptoir avec distributeur offrant des feuilles détachables, à usage unique. 1200/rouleau.

Hassle-free film which comes in convenient rolls. Unique packaging features counter-top dispenser with single-use, tear-off sheets for convenience. 1200/roll.



#5050	1 rouleau/roll	24 ⁹⁵
4 x 6"		rouleau/roll
bleu/blue		
#5051	2 rouleaux/rolls	23 ⁹⁵
4 x 6"		rouleau/roll
transparent/clear		

**Barrières protectrices
Protective barriers** SafeShield

#9565

Barrières protectrices jetables pour LED A-dec,
10/paquet ou 1000/caisse

Disposable protective barriers for the A-dec LED,
10/ pack or 1000/case



1 paquet/package	23 ⁹⁵
	paquet/package
2 paquets/package2	21 ⁹⁵
	paquet/package

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

CAISSE DE 800/PER CASE Bavettes dentaires/Dental Bibs Medicom SafeBasics Dry-Back

1 pli papier + 1 pli polymère, 800/caisse
1 paper ply + 1 poly ply, 800/case

#8182 bleu/blue
#8183 blanc/white
#8185 vert/green
#8186 rose/pink



BAS PRIX QUOTIDIEN
EVERYDAY LOW PRICE

1 caisse/case
33⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
32⁹⁵
caisse/case

Bavettes dentaires Dental Bibs Medicom Dry-Back

2 plis de papier + 1 pli de polymère, 500/caisse
2 paper ply + 1 poly ply, 500/case

#8280 lavande/lavender
#8281 gris/grey
#8282 bleu/blue

#8283 blanc/white
#8284 jaune/yellow
#8285 vert/green

#8286 rose/rose
#8287 beige
#8288 pêche/peach
#8289 aqua




+250 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

1 caisse/case
32⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
31⁹⁵
caisse/case

Couvre-plateaux Tray Covers Medicom

Blanc, 1000/caisse
White, 1000/case



#5593
8 3/8 x 12 1/4" **33⁹⁵**
caisse/case

#5596
10 1/4 x 15,75" **62⁹⁵**
caisse/case

#5594
9 1/2 x 12 1/2" **45⁹⁵**
caisse/case

#5597
11 x 17 1/2" **54⁹⁵**
caisse/case

#5595
9 x 13 1/2" **40⁹⁵**
caisse/case

#5599
11 x 11" **36⁹⁵**
caisse/case

Couvre appuie-têtes Headrest Covers Medicom

En papier et plastique, 500/caisse
Paper and plastic, 500/case



10 x 10" (25 x 25 cm)
#3014 blanc/white
#3015 bleu/blue
#3016 rose/pink
#3020 lavande/lavender

42⁹⁵
caisse/case

10 x 13" (25 x 33 cm)
#3017 blanc/white
#3018 bleu/blue
#3019 rose/pink
#3021 lavande/lavender

49⁹⁵
caisse/case

Compresse non tissées Non-Woven Sponges Medicom SafeGauze Cotton

Excellente absorption, douceur, résistance et durabilité d'une composition 100% coton.

Excellent absorption & softness combined with the strength and durability of a 100% cotton composition.



#4822
4 plis, 5 x 5 cm
non-stérile, 4000/caisse
4 ply, 2 x 2",
non-sterile, 4000/case

52⁹⁵
caisse/case

+800 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

#4844
4 plis, 10 x 10 cm
non-stérile, 2000/caisse
4 ply, 4 x 4",
non-sterile, 2000/case

82⁹⁵
caisse/case

+1500 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Compresse non tissées Non-Woven Sponges Medicom SafeGauze

Rayonne et polyester, sans agent de blanchiment
Rayon and polyester, no chemical whiteners



#4522 4 plis, 5 x 5 cm, 45 g
non stérile, 4000/caisse

4 ply, 2 x 2", 45 g, non sterile, 4000/cs

+800 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

#4544
4 plis, 10 x 10 cm, 45 g
non stérile, 2000/caisse
4 ply, 4 x 4", 45 g
non-sterile, 2000/case

111⁹⁵

Achetez 1 caisse/Buy 1 case

RABAIS/SAVE 5\$*

57⁹⁵
caisse/case

Achetez 2 caisses/Buy 2 cases

RABAIS/SAVE 20\$*

42⁹⁵
caisse/case

Achetez 1 caisse/Buy 1 case

RABAIS/SAVE 10\$*

101⁹⁵
caisse/case

Achetez 2 caisses/Buy 2 cases

RABAIS/SAVE 30\$*

81⁹⁵
caisse/case

+1500 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Compresse non tissées Non-Woven Sponges Medicom SafeBasics



#2101CH 4 plis, 5 x 5 cm, 35 g
non-stérile, 5000/caisse

4 ply, 2 x 2", 35 g
non-sterile, 5000/case

44⁹⁵
caisse/case

#2100CH 4 plis, 10 x 10 cm, 35 g
non-stérile, 2000/caisse

4 ply, 4 x 4", 35 g
non-sterile, 2000/case

53⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Duraflor Medicom

#10033-CN

Vernis à 5 % de fluorure de sodium, saveur de gomme balloune, tube de 10 ml

5% sodium fluoride varnish, bubble gum flavor, 10 ml tube



34⁹⁵
chacun/each

#1033-BG32


Vernis à 5 % de fluorure de sodium, saveur de gomme balloune, 32 unités jetables de 0,5 ml

5% sodium fluoride varnish, bubble gum flavor, 32 disposable unit doses of 0.5 ml



66⁹⁵
boîte/box

Libération moyenne de fluorure en 4 heures (µg F / de vernis) Average Fluoride Release Over 4 hours (µg F / of Varnish)



Duraflor Halo Medicom

#1030

Vernis blanc à 5 % de fluorure de sodium, 32/boîte
5% sodium fluoride white varnish, 32/box

- SM32** menthe verte/spearmint
- WB32** baies sauvages/wild berry
- MM32** melon-menthe/melonmint



166
Unité
per unit

PROMO 2+1

79⁹⁵ **53³⁰**
boîte/box



Duraflor Ultra Medicom

Vernis blanc à 5 % de fluorure de sodium, 0,4 ml, sucré avec du xylitol, texture lisse, emballage «ouvrez et appliquez» facile à ouvrir.

5% sodium fluoride white varnish, 0.4 ml, sweetened with Xylitol, smooth consistency, packing "open and apply" easy to open.

Boîte de 30/box

NOUVEAU/NEW

- #1031-CH30** cerise/cherry
- #1031-BG30** gomme balloune/bubble gum
- #1031-M30** menthe/mint
- #1031-C30** caramel
- #1031-ST30** fraise/strawberry

168
Unité
per unit

53⁹⁵
boîte/box

+1000 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Boîte de 200/box

- #1031-CH200**
- #1031-BG200**
- #1031-M200**
- #1031-C200**
- #1031-ST200**

155
Unité
per unit

312⁹⁵
boîte/box

+2000 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM



►NOUVEAU/NEW

Pansements hémostatiques à usage topique Topical Hemostatic Dressings Medicom

#4900-STATC

Se transforme rapidement en gel pour une mise en place facile et favorise la coagulation du sang en formant un caillot pour une cicatrisation efficace. Stérile, 0,75 x 0,75 po, 4 plis, blanc, 20/boîte

Quickly turn to gel for easy placement. Aids in the formation of a strong clot for effective wound healing. Sterile, 0.75 x 0.75", 4 ply, white, 20/box

PROMO 1+1

73⁹⁵ **36⁹⁵**
caisse/case

+1500 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Verres en plastique 5 onces 5 oz Plastic Cups

Medicom SafeBasics

Caisse de 1000/case

- #105** vert/green
- #106** lavande/lavender
- #107** rose/pink
- #108** jaune/yellow
- #110** blanc/white
- #112** bleu/blue
- #121** aqua



39⁹⁵
caisse/case

Verres de papier ciré Waxed Paper Cups

Medicom

Caisse de 1000/case

- #113-CH** 4 oz bulles/bubbles
- #114-CH** 4 oz dents/tooth
- #115-CH** 5 oz bulles/bubbles
- #116-CH** 5 oz dents/tooth



51⁹⁵ **55⁹⁵**
caisse/case

Verres de papier Hello Kitty Hello Kitty Paper Cups

Medicom

Caisse de 1000/case

5 onces, 1000/caisse

5 oz, 1000/case



1 caisse/case
53⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases
49⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Pro-Gel Medicom

#10021

Gel topique au fluorure de sodium à 2,72 %
(1,23 % ions de fluorure), application en 60 sec.

2.72% topical sodium fluoride gel
(1.23% fluoride ions), 60 sec. application

-M menthe/mint
-ST fraise/strawberry

480 ml (16.2 oz)

19⁹⁵
chacun/each



Pro-Gel Medicom

#10022

Gel au fluorure de sodium neutre à 1,1 %, sans saveur
1.1% neutral sodium fluoride gel, unflavored

480 ml (16.2 oz)

17⁹⁵
chacun/each



Pro-Gel Medicom

#10023-ST

-ST fraise/strawberry

Gel au fluorure de sodium neutre à 2 %
2% neutral sodium fluoride gel

480 ml (16.2 oz)

19⁹⁵
chacun/each

Pro-Polish Medicom

#10031

Pâte prophylactique au fluorure, pot, 340 g
Prophylaxis paste with fluoride, jar, 12 oz

-FBG gomme balloune, fin/bubble gum, fine
-MM menthe, moyen/mint, medium

-MCH cerise, moyen/cherry, medium
-CM menthe, grossier/mint, coarse



1 pot/jar

20⁹⁵
chacun/each

2 pots et +/2 jars and +

19⁹⁵
chacun/each



Pro-Foam Medicom

#10037

Mousse au fluorure de sodium à 2,72 %
(1,23 % ions de fluorure), 125 g

2,72% Fluoride foam (1,23% fluoride ions), 4.4 oz

-M menthe/mint
-ST fraise/strawberry
-BG gomme balloune/bubble gum

37⁹⁵
chacun/each

Pro-Polish Medicom

#10047

Pâte prophylactique au fluorure
200 doses unitaire/boîte, 400 g

Prophylaxis paste with fluoride
200 unit doses/box, 14.1 oz

-FBG gomme balloune, fin/bubble gum, fine
-MM menthe, moyen/mint, medium
-MCH cerise, moyen/cherry, medium
-CM menthe, grossier/mint, coarse
-CRB framboise, grossier/raspberry, coarse



PROMO 4+1

49⁹⁵ boîte/box **39⁹⁵** boîte/box

Pro-Rinse Medicom

#10044

Rince-bouche au fluorure de sodium neutre à 2 %, 1,9 L
2% neutral sodium fluoride oral rinse, 64 fl oz

-M menthe/mint
-B baies/berry



1 bouteille/bottle

52⁹⁵
chacun/each

2 bouteilles et +/2 bottles and +

49⁹⁵
chacun/each

Pro-Rinse Medicom

Rince-bouche au gluconate de chlorhexidine 0,12 %, menthe
Chlorhexidine gluconate oral rinse 0,12%, mint



#10025

Bouteille de 500 ml
16.9 fl oz bottle

16⁹⁵
chacun/each

#10026

Bouteille de 4 L
135.3 fl oz bottle

89⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



SilkSkin Nitrile

#1227-X indigo
Sans poudre, texturé
non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 150/caisse

Powder-free, textured
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 150/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



25⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves
38⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Form Nitrile

#1177-X bleu/blue
Sans poudre, bout des doigts texturés,
non-stérile, sans latex,
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured fingertips,
non-sterile, latex-free,
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 200/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



28⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves
57⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



True Fit Thin Nitrile

#1185-X bleu/blue
Sans poudre, texturé, non stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300
Distributeurs
Dispensers

23³⁰
pour 100 gants
per 100 gloves

69⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Rejuvenate Thin Nitrile

#1199-X blanc/white
Sans poudre, texturé, non-stérile
lanoline + vitamine E, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E, latex-free
x-small, small, medium, large
10 boxes of 200/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



26⁴⁵
pour 100 gants
per 100 gloves
52⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Rejuvenate Nitrile

#1176-X blanc/white
Sans poudre, texturé, non-stérile
lanoline + vitamine E, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



35⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



MicroDefense Nitrile

#1230-X bleu violet/violet blue
Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 200/caisse (t-grand=180/boîte)

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 200/case
(x-large=180/box)

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



ANTIMICROBIEN
ANTIMICROBIAL

28⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves
57⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Extend+ Nitrile

#1217-X (#1172-X) rose/pink
Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



34⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Comfort Nitrile

#1196-X blanc/white
Sans poudre, bouts des doigts texturés, non-stérile,
sans latex, t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 300/caisse

Powder-free, textured fingertips
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 300/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



22³⁰
pour 100 gants
per 100 gloves
66⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Stretchy Nitrile

#1137-X bleu/blue
Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



31⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

GANTS/GLOVES MEDICOM



True Fit Thin Nitrile

#1186-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile,
x-small, small, medium, large, x-large
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300
Distributeurs
Dispensers

23³⁰
pour 100 gants
per 100 gloves
69⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



NeoNatural Chloroprene

#1228-X émeraude/emerald

Sans poudre, texturés, non-stérile, sans latex,
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured fingertips, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

28⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Platinum Nitrile

#1174-X blanc/white

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

34⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Connect Latex

#1124-X naturel/natural

Sans poudre, chloriné, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, chlorinated
non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Rejuvenate Latex

#1163-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile,
lanoline + vitamine E
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

22⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



UltraGrip Latex

#1222-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Connect Latex

#1162-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non-stérile
t-petit, petit, moyen
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
x-small, small, medium
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

22⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Advanced Slim Nitrile

#1175-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

27⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Connect Latex

#1125-X naturel/natural

Légèrement poudré, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Lightly powdered, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Blue Lite

NITRILE #OPX-BL2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
x-small, small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Dynamic

NITRILE #OPX-DY2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



**JUSQU'À
ÉPUISEMENT DE
L'INVENTAIRE
WHILE STOCKS LAST**

Ultra Touch

NITRILE #OPX-UT2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁴⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Lab Master

NITRILE #OPX-LM2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Harmony

NITRILE #OPX-HA2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Aqua Blue

NITRILE #OPX-AB2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Intuition

NITRILE #OPX-IN2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
petit, moyen, grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
small, medium, large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Flamingo

NITRILE #OPX-FL2

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, **10 boîtes de 200/caisse**

*Textured fingertips, powder free, non-sterile
x-small, small, medium, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Ninja

NITRILE #OPX-NI

Entièrement texturé, sans poudre, non-stérile
petit, moyen, grand, t-grand, **10 boîtes de 200/caisse**

*Fully textured, powder free, non-sterile
small, medium, large, x-large, 10 boxes of 200/case*

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Comfort Flex PF

LATEX #OPX-20

Texture alvéolaire, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Honeycomb texture, powder free, non-sterile

x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

1995
boîte/box
min. 1 cs.



Extreme

LATEX #OPX-EX-P

Sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder free, non-sterile

x-small, small, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

1995
boîte/box
min. 1 cs.



Eclipse

NITRILE #OPX-EC

Bouts des doigts texturés, sans poudre, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand

10 boîtes de 200/caisse

Textured fingertips, powder free, non-sterile

x-small, small, medium, large, x-large

10 boxes of 200/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

24⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

49⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask SofSkin
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2087 Bleu/Blue
#2088 Rose/Pink

ASTM
NIVEAU
LEVEL 3



17⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
avec visière
with shield

Safe+Mask Premier Pro-Shield
#2025
Boucles auriculaires, sarcelle, 25/boîte
Earloop, teal, 25/box

ASTM
NIVEAU
LEVEL 3



59⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask Premier
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2015 bleu/blue
#2016 rose/pink

ASTM
NIVEAU
LEVEL 1



15⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask Master Series
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2056
Festival d'azalées/Azalea Festival

ASTM
NIVEAU
LEVEL 2



16⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask Master Series
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2057 Brise d'océan/Ocean Surf
#2058 Festival d'azalées/Azalea Festival
#2059 Campanule du sud
Southern Bellflower

ASTM
NIVEAU
LEVEL 3



17⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask Premier Plus
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2040 bleu/blue

ASTM
NIVEAU
LEVEL 2



16⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks

SafeMask Premier Élite
Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2042 bleu/blue
#2046 rose/pink
#2047 blanc/white

ASTM
NIVEAU
LEVEL 3



17⁹⁵
boîte/box

► NOUVEAU/NEW

Masques de procédure/Procedure Masks SafeBasics

Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2131 bleu/blue
#2132 rose/pink

ASTM
NIVEAU
LEVEL 1



15⁹⁵
boîte/box

Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2140 blanc/white
#2141 bleu/blue

ASTM
NIVEAU
LEVEL 2



16⁹⁵
boîte/box

Boucles auriculaires, 50/boîte
Earloop, 50/box
#2150 blanc/white
#2151 bleu/blue

ASTM
NIVEAU
LEVEL 3



17⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Emballage SMMS/SMMS Wrap Quadra Fold

Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène

- 4 couches pour un emballage CSR solide et flexible
- Simplifie la démarche car 1 seule utilisation équivaut à 2 feuilles d'emballage
- Barrière microbienne supérieure

Suitable for steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization methods

- 4 layers for a very strong yet flexible CSR Wrap
- Allow to simplify the process as 1 application is equivalent to 2 sheets of wrap
- Higher microbial barrier



#620WR-15

15 x 15", caisse de 250/case

#620WR-20

20 x 20", caisse de 125/ case

#620WR-24

24 x 24", caisse de 125/ case

49⁹⁵

caisse/case

39⁹⁵

caisse/case

62⁹⁵

caisse/case

Digues dentaire SANS LATEX NON-LATEX Dental Dams

Polyisoprène, sans poudre, non-stérile, usage unique
Polyisoprene, powder-free, non-sterile, single use

#320DNB-5M 5 x 5", bleue/blue

Moyenne/medium, boîte de 30/box

#320DNB-5H 5 x 5", bleue/blue

Épaisse/heavy, boîte de 30/box

#320DNB-6M 6 x 6", bleue/blue

Moyenne/medium, boîte de 30/box

#320DNB-6H 6 x 6", bleue/blue

Épaisse/heavy, boîte de 30/box

+400 PTS MEDICOMSAFEADVANTAGE.COM

Achetez-en 3, obtenez-en 2 gratuitement. Possible de mélanger. L'article gratuit sera de valeur égale ou moindre.
Buy 3 get 2 free (mix and match allowed). Free item will be of equal or lesser value.



PROMO 3+2*

46⁹⁵ 28¹⁵

boîte/box

PROMO 3+2*

59⁹⁵ 35⁹⁵

boîte/box

Digues dentaire en latex naturel Natural Latex Dental Dams

Non-stérile, usage unique
non-sterile, single use

#310DB Bleu/blue

5 x 5 po, mince, moyen, épais, 52/boîte

5 x 5", thin, medium, heavy, 52/box

6 x 6 po, mince, moyen, épais, 36/boîte

6 x 6", thin, medium, heavy, 36/box

#310DG Vert/green

5 x 5 po, mince, moyen, épais, 52/boîte

5 x 5", thin, medium, heavy, 52/box

6 x 6 po, mince, moyen, épais, 36/boîte

6 x 6", thin, medium, heavy, 36/box



18⁹⁵

boîte/box

Poinçon à digue dentaire/Dental Rubber Dam Iso-Punch

#310PUNCH-4

Fournit une ouverture précise et correcte pour chaque dent.

- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Un piston pointu frappe tous les bords de manière uniforme
- Poignée facile à saisir
- 5 tailles de trous différentes

Provides a precise, correct opening for every tooth.

- Crafted from high quality stainless steel
- Sharp pointed plunger strikes all edges evenly
- Easy-grip handle
- 5 different hole sizes



194⁹⁵

chacun/each

Couvre-chaises complet Full chair Covers

#HE-FCS

Conçu pour s'adapter facilement à la plupart des chaises.

29 x 80 po, 125/boîte

Designed to easily fit over most chairs.

29 x 80", 125/box



52⁹⁵

boîte/box

Couvre-captur de rayons X X-Ray Sensor Sleeve

#HE-X2510

2,5 x 10", boîte de 500/box



1 boîte/box

10⁹⁵

boîte/box

2 boîtes/boxes

9⁹⁵

boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Lightweight Nitrile 3 mil

#110NPFL-X bleu/blue #110NPPF-X rose/pink #110NPFW-X blanc/white
Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, sans accélérateurs chimiques**
T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, textured fingertips, chemical accelerators free
x-small, small, small-medium, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case



26⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Standard Nitrile 4 mil

#110NPF-X bleu/blue
Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, résistant aux perforations**
t-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, textured fingertips, puncture resistant
x-small, small, small-medium, medium, large
10 boxes of 100/case



31⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Optimum Nitrile 2.5 mil

#120NVP-X rose/pink
Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, force flexible**
Petit, petit-moyen, 10 boîtes de 250/caisse

Powder-free, non-sterile, textured fingertips, flexible strength
X-small, small-medium, 10 boxes of 250/case



23⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

59⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Latitude Nitrile 4 mil

#110NAI-X indigo
Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, hypoallergénique**
sans accélérateurs, résistant aux déchirures
T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, textured fingertips, hypoallergenic
accelerators free, puncture resistant
X-small, small, small-medium, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case



31⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

TrueSense Nitrile 2 mil

#120NXI-X indigo
Sans poudre, non-stérile, **bouts des doigts texturés, sensation tactile inégale**
T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 250/caisse

Powder-Free, non-sterile, textured fingertips, unsurpassed tactile sensitivity
X-small, small, small-medium, medium, large, x-large
10 boxes of 250/case



23⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

59⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Latex

#110PFA-X naturel/natural
Sans poudre, non-stérile, légèrement texturé
élasticité supérieure, excellente tactilité
T-petit, petit, petit-moyen, moyen, grand, t-grand, 10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, lightly textured
Great flexibility, excellent tactile sensitivity
X-small, small, small-medium, medium, large, x-large, 10 boxes of 100/case



19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Digues dentaires/Dental Dams Crosstex

Non-stérile, usage unique, coins arrondis/Non-sterile, single use, rounded corners

■ 5 x 5", latex, menthe/mint, vert/green, boîte de 52/box

#19202 mince/thin #19200 moyen/medium #19201 épais/heavy

■ 6 x 6", latex, menthe/mint, vert/green, boîte de 36/box

#19402 mince/thin #19400 moyen/medium #19401 épais/heavy

■ 5 x 5", latex, sans saveur/unflavored, bleu/blue, boîte de 52/box

#19102 mince/thin #19100 moyen/medium #19101 épais/heavy

■ 6 x 6", latex, sans saveur/unflavored, bleu/blue, boîte de 36/box

#19302 mince/thin #19300 moyen/medium #19301 épais/heavy

■ 6 x 6", sans latex, menthe poivrée, violet, 15/boîte

6 x 6", latex-free, peppermint, purple, 15/box

#19500 moyen/medium

15⁹⁵
boîte/box15⁹⁵
boîte/box23⁹⁵
boîte/box**ProGuard** CrosstexVernis 5 % fluorure de sodium, unidos, 50/boîte
5% sodium fluoride varnish, single-dose, 50/box

#UFVPM menthe/mint

#UFVPM melon

199
chacun
each99⁹⁵
boîte/box**Papiers d'essai à articuler et d'occlusion****Articulating and Occlusion Testing Papers** Crosstex

Papier à articuler, 12 feuilles/livret, 12 livrets/boîte

Articulating Paper, 12 sheets/book, 12 books/box

#TPXX1 0.00125"/32 µm, bleu extra-extra-mince/extra-extra-thin blue

#TPXT 0.0015"/38 µm, bleu extra-mince/extra-thin blue

#TPT 0.0028"/71 µm, bleu mince/thin blue

#TPTH 0.005"/127 µm, bleu épais/thick blue

#TPBR 0.0028"/71 µm, bleu+rouge/blue+red

#TPCBRT 0.003"/71 µm, bleu+rouge mince courbé/blue+red thin curved

#TPCBR 0.004"/89 µm, bleu+rouge languette courbée/blue+red tab curved

8⁹⁵8⁹⁵8⁹⁵8⁹⁵8⁹⁵12⁹⁵16⁹⁵

Papier à articuler fer à cheval, 12 feuilles/livret, 6 livrets/boîte

Horseshoe Articulating Paper, 12 sheets/book, 6 books/box

#TPH 0.0035"/89 µm, bleu+rouge/blue+red

13⁴⁵

Feuille à articuler, 25 feuilles/livret, 12 livrets/boîte

Articulating Foil, 25 sheets/book, 12 books/box

#TFOBR 0.0005"/12 µm, bleu+rouge/blue+red

#TFOR2 0.0005"/12 µm, rouge 2 côtés/red 2 sides

#TFOB2 0.0005"/12 µm, bleu 2 côtés/blue 2 sides

#TFOB 0.0005"/12 µm, bleu 1 côté/blue 1 side

22⁹⁵19⁹⁵19⁹⁵19⁹⁵

Pellicule à articuler, 25 feuilles/livret, 12 livrets/boîte

Articulating Film, 25 sheets/book, 12 books/box

#TFMBKR 0.0005"/13µm, Precisely True, noir+rouge/black+red

#TPP 0.0005"/13µm, Precisely True, bleu mince/blue thin

#TFMR 0.0005"/13µm, Precisely True, rouge/red

#TFMBR 0.0005"/13µm, Precisely True, bleu+rouge/blue+red

14⁹⁵14⁹⁵14⁹⁵14⁹⁵**Porte-fluorure**
Gel Trays Crosstex

Jetable, articulé, 50/boîte

Disposable, hinged, 50/box

#YFTHS petit, jaune/small, yellow

#YFTHM moyen, blanc/medium, white

#YFTHL grand, bleu/large, blue



1 boîte/box

25⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

23⁹⁵
boîte/box**Feuilles de malaxage**
Mixing Pads Crosstex

Polyéthylène, 100/paquet

Poly, 100/package



#KPAD33

3 x 3" (8 x 8 cm)

#KPAD36

3 x 6" (8 x 15 cm)

#KPAD66

6 x 6" (15 x 15 cm)

4⁹⁵
paquet/package5⁹⁵
paquet/package8⁴⁵
paquet/package**Pâte de prophylaxie/Prophy Paste** Sparkle Free

Avec xylitol, formule unique sans fluor, colorant, noix, soja, lait, œufs, gluten, aspartame, sulfite et produits à base de maïs, 200 doses unitaire/boîte

With Xylitol, unique fluoride & dye-free formula, free of nuts, soy, milk, eggs, gluten, aspartame, sulfite and corn products, 200 unit doses/box

■ #UPSFMF Saveur fruitée, grain moyen/Fruity flavour, medium grit

■ #UPSFCF Saveur fruitée, grain grossier/Fruity flavour, coarse grit

■ #UPSFMS Menthe verte, grain moyen/Spearmint, medium grit

■ #UPSFCFS Menthe verte, grain grossier/Spearmint, coarse grit

■ #UPSFMWC Chocolat blanc, grain moyen/White chocolate, medium grit



1 boîte/box

31⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

29⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Bavettes dentaires avec dessins Dental Bibs with Prints Crosstex

13 x 19 po, 3 plis, 500/caisse
13 x 19", 3 ply, 500/case

#WEXPP

Rubans roses/pink ribbons

#WEXFP

Pieds joyeux/happy feet

#WEXTB

Petits ours/ teddy bears

1 caisse/case
38⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
36⁹⁵
caisse/case

Bavettes dentaires Dental Bibs Crosstex

#WEXX

13 x 19 po, 3 plis, 500/caisse,
couleurs disponibles :
gris, bleu, blanc, jaune,
vert, rose, beige, pêche,
aqua, lavande

13 x 19", 3 ply, 500/case,
available colors:
silver grey, blue, white, yellow,
green, dusty rose, beige, peach,
aqua, lavender

1 caisse/case
29⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
27⁹⁵
caisse/case

Couvre appuie-têtes Headrest Covers Crosstex

Papier doux combiné à du
plastique, sans latex, 500/caisse

Soft tissue combined with poly,
sans latex, 500/case

Régulier/standard, 10 x 10"

#LOBL bleu/blue

#LOGR vert/green

#LODR rose/dusty rose

#LOLV lavande/lavender

#LOWH blanc/white

1 caisse/case
38⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
36⁹⁵
caisse/case

X-grand/x-large, 10 x 13"

#L3BL bleu/blue

#L3GR vert/green

#L3DR rose/dusty rose

#L3LV lavande/lavender

#L3WH blanc/white

1 caisse/case
46⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
44⁹⁵
caisse/case

Géant

Jumbo

13 x 13"

#L13BL bleu/blue

#L13WH blanc/white

1 caisse/case
73⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
69⁹⁵
caisse/case

X-géant

X-jumbo

11,5 x 15"

#L15WH blanc/white

1 caisse/case
75⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
73⁹⁵
caisse/case

Couvre-plateaux/Tray Covers Crosstex

#FBXX

8 1/2 x 12 1/4 po, 1000/caisse, couleurs disponibles : jaune, aqua, beige,
bleu, rose, vert, lavande, pêche, gris

8 1/2 x 12 1/4", 1000/case, available colors: yellow, aqua, beige,
blue, pink, green, lavender, peach, silver grey



1 caisse/case
32⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
31⁹⁵
caisse/case

Couvre appuie-têtes non tissés Non-Woven Headrest Covers Crosstex

Blanc, 500/caisse
White, 500/case



#LOC
10 x 10"

1 caisse/case
48⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
47⁹⁵
caisse/case

#L3C
10 x 13"

1 caisse/case
59⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
57⁹⁵
caisse/case

Couvre-plateaux Tray Covers Crosstex

Blanc, 1000/caisse
White, 1000/case



#FBWH

8,5 x 12,25"
B (Ritter)

26⁹⁵
caisse/case

#FEWH

9 x 13,5"
E (Midwest)

29⁹⁵
caisse/case

#FAWH

9,5 x 12,25"
(Webber)

35⁹⁵
caisse/case

#FCOX

11 x 11"
(Cox)

34⁹⁵
caisse/case

#FCWH

11 x 17,5"
C (Webber)

40⁹⁵
caisse/case

Petit couvre-plateaux en papier blanc Small White Paper Tray Covers Crosstex

#FMNI

Grandeur/size: M (mini), 5 x 8" (13 x 20 cm)

Boîte de 1000/box



1 caisse/case
31⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
29⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Gaines pour capteur numérique/Digital Sensor Sleeves Crosstex

Transparent/clear

#BCXSS

1,375 x 8,25"

Petit/small

Boîte de 500/box

1 boîte/box
19⁹⁵
boîte/box

#BCXSL

1,625 x 8,25"

Grand/large

Boîte de 500/box

2 boîtes/boxes
18⁹⁵
boîte/box



Couvre-poignées de lampe en T Light Sleeves for T-Style Handle Crosstex

#BCLST

Transparent, 10 x 14,5 cm, 500/boîte

Clear, 4 x 5.75", 500/box

23⁹⁵
boîte/box



Couvre-caméras X-Ray Sleeves Crosstex

#BCXR

38 x 66 cm

(15 x 26")

Boîte de 250/box

1 boîte/box
32⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
31⁹⁵
boîte/box

Pellicule protectrice Barrier Film Crosstex

4 x 6", rouleau de 1200/roll

#BFCL transparent/clear

#BFBL bleu/blue



PROMO 3+1*

24⁹⁵ **18⁷⁰**
boîte/box

* Valable du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020



Couvre-appuie-têtes Headrest Covers Crosstex

#LOCP

Transparent/clear

9 1/2 x 11"

boîte de 250/box

12⁴⁵
boîte/box

#L3CP

Transparent/clear

9 1/2 x 14"

boîte de 250/box

14⁹⁵
boîte/box




Demi couvre-chaises Half Chair Covers Crosstex

#BCCS

Transparent, 27 1/2 x 24 po, 225/boîte

Clear, 27 1/2 x 24", 225/box

39⁹⁵
boîte/box



Couvre-plateaux Tray Covers Crosstex

Plastique transparent, 500/caisse

Clear plastic, 500/cse

#BCTS1014

10 1/2 x 14"

Adec B (Ritter)

24⁹⁵
boîte/box

#BCTS1114

11 5/8 x 14 1/2"

Chayes B (Ritter)

37⁹⁵
boîte/box

#BCTS1116

11 1/2 x 16"

Midwest (Weber)

42⁹⁵
boîte/box



Étuis jetables pour tablette/Disposable Tablet Sleeves iBarrier

#BCIB boîte de 100/box

Matériau tactile qui n'empêche pas le fonctionnement de la tablette.

Convient à la plupart des tablettes.

Touch-sensitive material that does not impede the operation of the tablet. Fit for most sized tablets.



19⁹⁵
boîte/box



Couvre-seringues sans ouverture Syringe Sleeves without Opening Crosstex

#BCSS

Transparent, 6 x 25 cm

500/boîte

Clear, 2.5 x 10"

500/box

15⁴⁵
boîte/box



Couvre-seringues avec ouverture Syringe Sleeves with Opening Crosstex

6 x 25 cm, 500/boîte

2.5 x 10", 500/box

#BCSSO

Transparent/clear

15⁹⁵
boîte/box

#BCSSBO
Bleu/blue

17⁹⁵
boîte/box



Couvre-seringues avec ouverture et adhésif Syringe Sleeves with Opening and Adhesive Crosstex

#BCSSA

Transparent, 6 x 29 cm

500/boîte

Clear, 2.5 x 11.5"

500/box

17⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

► **NOUVEAU/NEW****Les produits SAFE-FLO empêchent les refluxes**

Les pompes à salive et les soupapes unidirectionnelles SAFE-FLO fournissent une protection antireflux afin de protéger vos patients contre toute contamination croisée au niveau des conduits d'évacuation. Il n'est pas nécessaire de changer la façon dont vous travaillez pour être en mesure d'éliminer le risque. Choisissez la pompe à salive et la soupape tout-en-un, ou ajoutez une soupape à votre pompe à salive favorite.

SAFE-FLO Products Prevent Backflow

SAFE-FLO saliva ejectors and one-way valves provide backflow protection to keep your patients safe from evacuation line cross-contamination. There is no need to change how you work in order to eliminate the risk. Choose the all-in-one saliva ejector and valve or add a valve to your favorite saliva ejector.

**Pompes à salive avec soupape SE intégrée**
Saliva Ejectors with Integrated SE Valve SAFE-FLO

#M1000WHBU blanc/white

#M1001CLBU transparent/clear

La soupape SAFE-FLO réduit légèrement la section exposée de la pompe à salive, la rendant moins souple, et permettant ainsi une rétraction tissulaire simple et un meilleur accès. 100/sac

The SAFE-FLO valve slightly shortens the exposed length of the saliva ejector, making it less flexible, allowing easy tissue retraction and better access. 100/bag

54⁹⁵
sac/bag**Soupape SE/SE Valve**
SAFE-FLO

#M1010SUSE

À utiliser avec votre marque favorite de pompe à salive, tout en protégeant vos patients des refluxes. 100/sac

Can be used with your favorite brand of saliva ejector, while protecting your patients against backflow. 100/bag

**39⁹⁵**
sac/bag**Soupape HV/HV Valve**
SAFE-FLO

#M1030HVSE

Utiliser avec les embouts HVE. La soupape se ferme lorsque l'aspiration est arrêtée ou restreinte et empêche les refluxes. 100/sac

For use with HVE tips. The valve closes when the suction is stopped or restricted and prevents backflow. 100/bag

**42⁹⁵**
sac/bag**Adaptateur/Adapter**
SAFE-FLO

#M1020ADAP


L'adaptateur vous permet d'utiliser le conduit d'aspiration HV avec une pompe à salive standard, fournissant un niveau élevé de succion. 50/sac

Adapter allows you to use the HV suction line with a standard saliva ejector, providing a higher level of suction. 50/bag

**23⁹⁵**
sac/bag

Utilisez une soupape unidirectionnelle SAFE-FLO® avec n'importe quel conduit d'aspiration!

Use a SAFE-FLO® One-Way Valve with Any Suction Line!

VOLUME FAIBLE LOW VOLUME					
					
	Embout de pompe à salive à volume faible Low Volume Ejector Tip	Soupape/valve SAFE-FLO® HV #M1010SUSE	Interrupteur marche/arrêt On/Off Switch	Connecteur de conduit d'aspiration Suction Line Connector	
	Les soupapes unidirectionnelles jetables SAFE-FLO® empêchent les refluxes depuis les conduits d'aspiration, empêchant toute contamination croisée. SAFE-FLO® disposable one-way valves stop backflow from vacuum lines, preventing cross-contamination.				
					
			Bactéries Bacteria	Sang Blood	Salive Saliva
					Tissus Tissue
VOLUME ÉLEVÉ HIGH VOLUME					
	Embout/tip HVE	Soupape/valve SAFE-FLO® HV #M1030HVSE	Interrupteur marche/arrêt On/Off Switch	Connecteur de conduit d'aspiration Suction Line Connector	

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



CROSSTEX

Pompes à salive/Saliva Ejectors

Crosstex Comfort Plus

48 x 33 cm (19 x 13"), sac de 100/bag, caisse de 1000/case

- #ZWWCP blanc, bout blanc/white, white tip
- #ZCWCW clair, bout blanc/clear, white tip
- #ZWPCPBG blanc, bout rose, parfum gomme white, pink tip, bubble gum scented
- #ZWGCPM blanc, bout vert, parfum menthe white, green tip, mint scented

COMPATIBLES AVEC SOUPAPE
COMPATIBLE WITH VALVE #M1010SUSE

PROMO 4+1*

5⁸⁵ 4⁶⁵

* Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020



Pompes à salive

Saliva Ejectors

Crosstex Premium

Sac de 100/bag
Caisse de 1000/case

- #ZCB clair, bout bleu/clear, blue tip
- #ZCW clair, bout blanc/clear, white tip
- #ZWW blanc, bout blanc/white, white tip

COMPATIBLES AVEC SOUPAPE
COMPATIBLE WITH VALVE #M1010SUSE

1 sac/bag
4⁷⁵
sac/bag
3 sacs/bags
4⁴⁵
sac/bag

Pompes à salive

Saliva Ejectors Crosstex Premium

#ZPP
Rose, sans latex, 100/sac, 1000/caisse
Pink, latex-free, 100/bag, 1000/case



4⁷⁵
sac/bag

Pompes à salive

Saliva Ejectors Crosstex Premium

#ZCMC
Multicolore, 100/sac, 1000/caisse
Assorted, 100/bag, 1000/case



5⁶⁵
sac/bag

Embout pompe hygoformique

Saliva Ejector Tips Crosstex

#ZFFAD
Transparent, 10/paquet
Clear, 10/package



1 paquet/package
14⁹⁵
paquet/package
2 paquets/packages
13⁹⁵
paquet/package

Pompes hygoformiques

Free Form Saliva Ejectors Crosstex

#ZFF
Blanc, 100/paquet
White, 100/package




1 paquet/package
12⁴⁵
paquet/package
2 paquets/packages
11⁹⁵
paquet/package

Embout d'aspirateur chirurgical

Surgical Aspirator Tips Crosstex

Sac de 25/bag
#ZSABL 1/16", bleu bout petit/blue small tip
#ZSAWH 1/8", blanc bout régulier/white standard tip
#ZSAGR 1/4", vert bout grand/green large tip



RECOMMANDÉS AVEC SOUPAPE
RECOMMENDED WITH VALVE
#M1030HVSE

1 sac/bag
9⁹⁵
sac/bag
2 sacs/bags
8⁹⁵
sac/bag

Pompes d'aspiration rapide

High Volume Suction Tips

Crosstex Combo-Tip

Blanc/White, caisse de 1000/case
#ZET avec prise d'air/vented
#ZETNV sans prise d'air/non-vented



RECOMMANDÉS AVEC SOUPAPE
RECOMMENDED WITH VALVE
#M1030HVSE

1 caisse/case
45⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
43⁹⁵
caisse/case



Embout jetables pour seringue air-eau

Disposable Air-Water Syringe Tips

Sparkle

- #BCSAWS sac de 250/bag
Multicolore/assorted
- #BCSAWSWH sac de 250/bag
Blanc/white
- #BCSAWSC sac de 250/bag
Transparent/clear

#BCSAWSB
Sac de 1500/bag
Multicolore/assorted

1 sac/bag
50⁹⁵
sac/bag
2 sacs/bags
48⁹⁵
sac/bag

1 sac/bag
269⁹⁵
sac/bag
2 sacs/bags
259⁹⁵
sac/bag

43²⁵
pour 250 embouts
per 250 tips

Pompes d'aspiration rapide

High Volume Suction Tips

MaxVac Plus

Crosstex

Identiques au Combo-Tip

mais colorées, 100/sac

Identical to the Combo-Tip

but colored, 100/bag

- #ZETMVP multicolore/assorted
- #ZETMVE jaune/yellow
- #ZETMVLV violet/purple
- #ZETMVPK rose/pink
- #ZETMVGR vert/green
- #ZETMVBV bleu/blue

PROMO 2+1*
8⁹⁵ 5⁹⁵
sac/bag

* Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

www.medi-select.ca 1 800 463-5166

Tablier en plastique Plastic Apron Crosstex

Taille/waist
27 x 30" (69 x 76 cm)
#NP3BL bleu/blue
#NP3WH blanc/white

Genou/knee
27 x 44" (69 x 112 cm)
#NP4BL bleu/blue
#NP4WH blanc/white

Cheville/ankle
36 x 54" (91 x 137 cm),
#NP5BL bleu/blue
#NP5WH blanc/white



17⁹⁵
unité/each

Rouleaux de coton Dental Rolls Crosstex #DNC

1½ x 0,375 po, non-stérile, 2000/boîte
1½ x 3/8", non-sterile, 2000/box



1 boîte/box
38⁹⁵
boîte/box
2 boîtes/boxes
36⁹⁵
boîte/box

Rouleaux de coton tissés Braided Dental Rolls Crosstex #DNCE

1½ x 0,375 po, non-stérile, 2000/boîte
1½ x 3/8", non-sterile, 2000/box



1 boîte/box
37⁹⁵
boîte/box
2 boîtes/boxes
35⁹⁵
boîte/box



Compresse non tissées Non-Woven Sponges Advantage

#ENCNWLA
2 x 2 po, 4 plis
40 g, non-stérile
5000/caisse

2 x 2", 4 ply
40 g, non-sterile
5000/case

1 caisse/case
39⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
36⁹⁵
caisse/case



Compresse non tissées Non-Woven Sponges Advantage

#ENC4NWLA
4 x 4 po, 4 plis
40 g, non-stérile
2000/caisse

4 x 4", 4 ply
40 g, non-sterile
2000/case

1 caisse/case
51⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
49⁹⁵
caisse/case



Compresse non tissées Non-Woven Sponges Premium

#ENC4NW
4 x 4 po, 4 plis
50 g, non-stérile
2000/caisse

4 x 4", 4 ply
50 g, non-sterile
2000/case

1 caisse/case
89⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
87⁹⁵
caisse/case



Compresse non tissées Non-Woven Sponges Premium

#ENCNW4K
2 x 2 po, 4 plis
50 g, non-stérile
4000/caisse

2 x 2", 4 ply
50 g, non-sterile
4000/case

1 caisse/case
59⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
56⁹⁵
caisse/case

Verres en plastique Plastic Cups Crosstex

5 oz, caisse de 1000/case

#CXBL bleu/blue

#CXGR vert/green

#CXWH blanc/white

#CXYE jaune/yellow

#CXLV lavande/lavender

#CXDR rose/dusty

#CXBG beige

#CXSI gris/grey

#CXPE pêche/peach



1 caisse/case
47⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
46⁹⁵
caisse/case

Verres en plastique Plastic Cups Crosstex Advantage

5 oz, caisse de 1000/case

#CXABL bleu/blue

#CXADR rose/rose

#CXAGR vert/green

#CXALV lavande/lavender

#CXAWH blanc/white



1 caisse/case
35⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
33⁹⁵
caisse/case

Distributeur de verres Cups Dispenser Crosstex

#PCC

Blanc, pour verres de 5 onces

White, for 5 oz cups



39⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Cartouche/Cartridge DentaPure

La cartouche DentaPure protège l'eau de votre unité dentaire pendant une année complète !*

- AUCUNE tablette
- AUCUN ion d'argent
- AUCUNE manipulation quotidienne
- AUCUN produit chimique nocif
- AUCUNE eau distillée requise
- AUCUNEMENT allergène
- AUCUNE exigence de mise au rebut spéciale

*Ou 240 L d'eau si les enregistrements d'utilisation sont conservés.

DentaPure cartridge protects your dental unit water for an entire year!*

- NO tablets
- NO silver ion
- NO routine shocking
- NO harsh chemicals
- NO distilled water required
- NO allergenic iodine proteins
- NO special disposal requirements

*Or 240 L of water if usage records are kept.



#DPI365M

Cartouche municipale/Municipal Cartridge



1 cartouche/1 cartridge

317⁹⁵
chacun/each

3 et plus/3 & more

299⁹⁵
chacun/each

#DPI365B

Cartouche pour bouteille d'eau indépendante
Independent Water Bottle Cartridge

1 cartouche/1 cartridge

317⁹⁵
chacun/each

3 et plus/3 & more

299⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW

Nettoyant pour système d'évacuation

Evacuation System Cleaner

Sani Vac

#JVAC 3,78 L

Peu moussant, neutralise les odeurs.

Contient une concentration suffisante pour préparer 378 litres de solution.

Low foaming, neutralizes odors. Contains sufficient concentration to prepare 100 Gallons (378 L) of working solution.



PROMO 2+1*

54⁹⁵ **36⁹⁵**
chacun/each

*Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020

Sachets à stérilisation Sterilization Pouches Crosstex



1 boîte/box

13⁹⁵
boîte/box

3 boîtes/boxes

12⁹⁵
boîte/box

#SCSPP

3,5 x 9"
boîte de 200/box

1 boîte/box

21⁹⁵
boîte/box

3 boîtes/boxes

19⁹⁵
boîte/box

#SCMPP

5,25 x 10"
boîte de 200/box

Sacs à stérilisation en papier Paper Sterilization Bags Crosstex

Auto-scellant, indicateurs, 1000/caisse
Self-Sealing, indicators, 1000/case



1 caisse/case

67⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases

65⁹⁵
caisse/case

#OCS

2 1/2 x 1 1/2 x 8 3/4"



#OC

2 1/2 x 1 1/2 x 10 1/2"

79⁹⁵
caisse/case

Nettoyant ultrasonique Ultrasonic Cleaner Efferzyme

#JET

Comprimés effervescents nettoyants, odeur de menthe fraîche, 52/boîte

Effervescent cleaning tablets, fresh spearmint scent, 52/box



1 boîte/box

49⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

47⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Sachets à stérilisation Sterilization Pouches Crosstex

Sachet auto-scellant avec indicateur de stérilisation de classe 4
Self-Sealing Pouch with class 4 sterilisation indicator



#SCXX2

6 x 10 cm, 200/boîte
2 1/4 x 4", 200/box

4+1*
13⁴⁵ 10⁷⁵
boîte/box

#SCX2

7 x 23 cm, 200/boîte
2.75 x 9", 200/box

15⁹⁵ 12⁷⁵
boîte/box

#SCXS2

9 x 13 cm, 200/boîte
3 1/2 x 5 1/4", 200/box

15⁹⁵ 12⁷⁵
boîte/box

#SCS2

9 x 23 cm, 200/boîte
3 1/2 x 9", 200/box

15⁹⁵ 12⁷⁵
boîte/box

#SCW2

13 x 17 cm, 200/boîte
5 1/4 x 6.5", 200/box

4+1*
15⁹⁵ 12⁷⁵
boîte/box

#SCM2

13 x 25 cm, 200/boîte
5 1/4 x 10", 200/box

23⁹⁵ 19¹⁵
boîte/box

#SCL2

19 x 33 cm, 200/boîte
7 1/2 x 13", 200/box

41⁹⁵ 33⁵⁵
boîte/box

#SCL12152

30 x 38 cm, 100/boîte
12 x 15", 100/box

58⁹⁵ 47¹⁵
boîte/box

#SCL10152

25 x 38 cm, 100/boîte
10 x 15", 100/box

4+1*
49⁹⁵ 39⁹⁵
boîte/box

#SCL12182

30 x 46 cm, 100/boîte
12 x 18", 100/box

56⁹⁵ 45⁵⁵
boîte/box

EN VRAG BULK PACK

#SCS25


9 x 23 cm, 500/boîte
3 1/2 x 9", 500/box

958
pour 200
per 200
29⁹⁵ 23⁹⁵
boîte/box

*Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020/Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020

Emballage pour stérilisation/Sterilization Wrap Crosstex

Première qualité, bleu, équivalent à grade 44 (IMS), autres grandeurs disponibles
Top quality, blue, (IMS) Hu Friedy Grade 44, other sizes available



#SW18

18 x 18"
(45,7 x 45,7 cm)
Sac de 100/bag

24⁹⁵
sac/bag

#SW12

12 x 12"
(30,5 x 30,5 cm)
Sac de 100/bag

10⁴⁵
sac/bag

#SW20

20 x 20"
(50,8 x 50,8 cm)
Sac de 100/bag

26⁹⁵
sac/bag

#SW15

15 x 15"
(38 x 38 cm)
Sac de 100/bag

16⁹⁵
sac/bag

#SW24

24 x 24"
(61 x 61 cm)
Sac de 100/bag

36⁹⁵
sac/bag

Rouleau pour stérilisation Sterilization Tubing Crosstex

Nylon, transparent
Nylon, clear

#SN2
2" x 100'

10⁹⁵
rouleau/roll

#SN3
3" x 100'


12⁹⁵
rouleau/roll

#SN4
4" x 100'

16⁹⁵
rouleau/roll

#SN6
6" x 100'

23⁹⁵
rouleau/roll



Rouleau pour stérilisation Sterilization Tubing Crosstex

Un côté papier et un côté plastique
One side paper and one side plastic

#SCT2
2" x 100'

8⁹⁵
rouleau/roll

#SCT3
3" x 100'

10⁴⁵
rouleau/roll

#SCT4
4" x 100'

13⁴⁵
rouleau/roll

#SCT6
6" x 100'

18⁹⁵
rouleau/roll



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



GUIDE RAPIDE DE STÉRILISATION/STERILIZATION QUICK GUIDE

SUIVEZ CES ÉTAPES POUR OBTENIR UNE ASSURANCE DE LA STÉRILITÉ À, **CHAQUE FOIS**.
ENSURE PROPER USE OF YOUR STERILIZER. FOLLOW THESE STEPS FOR STERILITY ASSURANCE, **EVERY TIME**.

STÉRILISATEURS À VAPEUR/STEAM STERILIZERS

Les stériliseurs à vapeur sont recommandés comme méthode de stérilisation par la CSA.
Steam sterilizers are recommended as the sterilization method of choice by the CDC

STÉRILISATEURS À VAPEUR PAR DÉPLACEMENT DE GRAVITÉ/GRAVITY DISPLACEMENT STEAM STERILIZER

Les modèles et fabricants comprennent/Manufacturer Models Include:

TUTTNAUER: Manual M/MK series (2340M, 2540M, 2540MK, 3870M) and Valueclave 1730 Fully Automated: EZ9, EZ10, EZ10k, 3870EA

ÉVACUATION DYNAMIQUE DE L'AIR PAR DÉPLACEMENT PULSATIF DE PRESSION POSITIVE (DPPP)

DYNAMIC AIR REMOVAL FOR STEAM FLUSH PRESSURE PULSE (SFPP)

Les modèles et fabricants comprennent/Manufacturer Models Include:

SCICAN: Statim 2000 / 5000 / 2000 G4 / 5000 G4. MIDMARK: M3 / M9 / M11. TUTTNAUER - EZ Plus Series (EZ9 Plus, EZ11 Plus)

1



Pochettes Sure-Check Type 4
À utiliser avec **CHAQUE CHARGE**

Type 4 Sure-Check Pouches
Use with **EVERY LOAD**

2



Intégrateurs STEAMPlus Type 5
À utiliser avec **CHAQUE PAQUET** ou au moins **CHAQUE CHARGE**

STEAMPlus Type 5 Integrator
For use with **EVERY LOAD** or at least **EVERY DAY**

3



Surveillance biologique en cabinet
Test à effectuer **UNE FOIS PAR SEMAINE**

Mail-In or In-Office Biological Monitors
Spore test **AT LEAST WEEKLY**

Paquets-tests Bowie-Dick Bowie-Dick Test Pack AirView II

#MBD030

9,5 x 13 x 1,5 cm, encre sans plomb. Stériliser à 134°C pour 3,5 min., 30/caisse, **fonctionne uniquement avec les stériliseurs de type B**.


9.5 x 13 x 1.5 cm, ink free of lead. Process at 134°C for 3.5 min. 30/case, **only works with Type B sterilizers**.



1

1 caisse/case
146⁹⁵ sac/bag
2 caisses/cases
144⁹⁵ sac/bag

Intégrateurs chimiques de classe 5/Class 5 Chemical Integrators SteamPlus



#SSI-100

Boîte de 100/box

* Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020

► **NOUVEAU/NEW**

#SSI-1000

Boîte de 1000/box

PROMO 2+1*
56⁹⁵ **37⁹⁵** boîte/box

2

199⁹⁵ boîte/box

Indicateurs biologiques autonomes 24 h/24 h Self-Contained Biological Indicators SporView

#SCS-100

Boîte de 100/box



1 boîte/box
239⁹⁵ sac/bag
2 boîtes/boxes
234⁹⁵ sac/bag

3

Système de vérification biologique Biological Monitoring System ConForm 10

#C10B125

Indicateurs biologiques
10 heures, 25/boîte

10 hours Biological
Indicators, 25/box

#NDB-601

Incubateur standard
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données
Record Keeper Booklet

* Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020



PROMO 3+1*

144⁹⁵ **108⁷⁰** boîte/box
259⁹⁵ chacun/each
11⁹⁵ chacun/each

Système de vérification biologique Biological Monitoring System ConForm 24

#CSB125

Indicateurs biologiques
24 heures, 25/boîte

24 hours Biological
Indicators, 25/box

#NDB-060

Incubateur standard
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données
Record Keeper Booklet

* Valide du 1^{er} août au 31 déc. 2020
Valid from August 1st to Dec. 31st, 2020



PROMO 3+1*

99⁹⁵ **74⁹⁵** boîte/box
259⁹⁵ chacun/each
11⁹⁵ chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Masques de procédure
Procedure Masks
Procedural

#GCPBI

Boucles auriculaires, **bleu**, 50/boîte
Earloop, **blue**, 50/box

NIVEAU
LEVEL 2



15⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
Ultra Sensitive

#GCFCXS

Boucles auriculaires, blanc, **hypoallergénique**, couche de tissu intérieure sans produits chimiques, encres ou colorants, 50/boîte

Earloop, white, **hypoallergenic**, inner layer free of chemical, inks or dyes, 50/box

NIVEAU
LEVEL 3



16⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
SECURE FIT Ultra Sensitive

#GCFCXSSF

Boucles auriculaires, blanc, couche de tissu intérieure **hypoallergénique** sans produits chimiques, encres ou colorants, 50/boîte

Earloop, white, **hypoallergenic**, free of chemicals, inks or dyes, 50/box

NIVEAU
LEVEL 3



22⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
SECURE FIT Ultra

#GCFCXUSF

Boucles auriculaires, **bleu**, 50/boîte
Earloop, **blue**, 50/box

NIVEAU
LEVEL 3



24⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
SECURE FIT Ultra Sensitive

#GCFCXSFSF

Boucles auriculaires, blanc, **ANTI-BUÉE**, couche de tissu intérieure **hypoallergénique** sans produits chimiques, encres ou colorants, 40/boîte

Earloop, white, **FOGFREE**, **hypoallergenic**, free of chemicals, inks or dyes, 40/box

NIVEAU
LEVEL 3



27⁹⁵
boîte/box

Masques de procédure
Procedure Masks
SECURE FIT Ultra Sensitive

#GCPWSSF

Boucles auriculaires, blanc, **ANTI-BUÉE AVEC VISIÈRE**, couche intérieure **hypoallergénique** sans produits chimiques, encres ou colorants, 25/boîte

Earloop, white, **FOGFREE WITH SHIELD**, **hypoallergenic**, free of chemicals, inks or dyes, 25/box

NIVEAU
LEVEL 3



69⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



**MICRO-TOUCH
Denta-Glove
Néoprène vert
Green Neoprene**

Excellente prise lorsque mouillé! 10
boîtes de 100/caisse

Excellent Wet Grip!
10 boxes of 100/case

#3130060XS t-petit/x-small
#31300600S petit/small
#31300600M moyen/medium
#31300600L grand/large
#3130060XL t-grand/x-large
XL, 90 par boîte/90 per box

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



**MICRO-TOUCH
Denta-Glove
Nitrile bleu
Blue Nitrile**

Certifié ergonomique!
boîtes de 100/caisse

Ergonomically Certified!
10 boxes of 100/case

#3130050XS t-petit/x-small
#31300500S petit/small
#31300500M moyen/medium
#31300500L grand/large
#3130050XL t-grand/x-large
XL, 90 par boîte/90 per box

19⁴⁵
boîte/box
min. 1 cs.



**NeoGard
Neoprene**

#C52X

Sans poudre, non-stérile, sans latex
excellente prise lorsque mouillé
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, non-sterile, latex-free,
excellent wet grip
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case



#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

16⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



**Micro-Touch
Micro-Thin Nitrile**

Bleu, texturés,
sans poudre, non-stérile
10 boîtes de 300/caisse

Blue, textured,
powder-free, non-sterile
10 boxes of 300/case

#6034310 t-petit/x-small
#6034311 petit/small
#6034312 moyen/medium
#6034313 grand/large
#6034314 t-grand/x-large

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

20⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

62⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



MICROFLEX XCEED

#XC-310-X

Gants d'examen en nitrile sans poudre
Powder-Free Nitrile Exam Gloves

- Conçu avec la technologie ERGOFORM pour aider à réduire la fatigue des mains
- Designed with ERGOFORM design technology to help reduce hand fatigue

XS, S, M, L, XL†
BOÎTE DE 250/BOX

12³⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

30⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



MICROFLEX Ultraform

#UF-524-X

Gants d'examen en nitrile sans poudre
Powder-Free Nitrile Exam Gloves

- Ajustement incroyable
- Amazing fit and feel

Maintenant en 1/2 taille
Now in 1/2 sizes
XS, XS/S, S, S/M, M, M/L, L, XL††
BOÎTE DE 300/BOX

23³⁰
pour 100 gants
per 100 gloves

69⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

➔ Demandez un échantillon/Request a sample: Ansell.com/MICROFLEX

MICROFLEX

Ansell, ® et ™ sont des marques commerciales appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. © 2020 Tous droits réservés. †230/boîte, ††250/boîte.
Ansell, ® and ™ are trademarks owned by Ansell Limited or one of its affiliates. © 2020 All Rights Reserved. †90/Box, ††230/Box, †††250/Box.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

► STÉRILES/STERILE

Underglove **Latex**

#20184XX

Stérile, sans poudre, avec hydratants. Utiliser comme gant ou sous-gant.

Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sterile, powder-free, with moisturizers. Use as glove or underglove.

Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50  **79⁹⁵**
boîte/box

Sensi-Touch **Latex**

#782XF

5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sans poudre, latex, stérile

Powder-free, latex, sterile



50  **44⁹⁵**
boîte/box

Gants de chirurgie Surgical Gloves **Encore** **Latex**


#578500X

Texturé, sans poudre, stérile

Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Textured, powder-free, sterile

Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50  **79⁹⁵**
boîte/box

► NOUVEAU/NEW SANS POUFRE/POWDER-FREE Gants de chirurgie Surgical Gloves **Perry Style 42 PF** **Latex**

#571110XPF

Stérile, sans poudre, blanc

Tailles : 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sterile, powder-free, white

Sizes: 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9



50  **43⁹⁵**
boîte/box

Micro-Touch Plus **Latex**

Crème, texturé, bords roulés, sans poudre, non-stérile,
enfilage facile sur mains humides (doublure de polymère)

10 boîtes de 150/caisse

*Cream, textured finish, beaded cuffs, powder-free, non-sterile,
easy donning due to polymer coating*

10 boxes of 150/case

#6015300 t-petit/x-small

#6015301 petit/small

#6015302 moyen/medium

#6015303 grand/large

#6015304 t-grand/x-large



#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers



15⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves

23⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

GANTS/GLOVES AURELIA



Épaisseur
Thickness
2.0 mil

Amazing (Nitrile)

#9288-X XS-S-M-L-XL*
Boîte de 300/box
(*XL=boîte de 270/box)

Violet
Purple

- Formule unique d'extensibilité
- Doigts texturés
- Unique stretchy formulation
- Textured fingertips

22⁶⁵ 67⁹⁵
Net/100 boîte/box
min. 1 cs.



Épaisseur
Thickness
2.2 mil

Sonic (Nitrile)

#9377-X XS-S-M-L-XL
(XL=boîte de 270/box)
Boîte de 300/box

Bleu cobalt
Cobalt blue

- Confort optimal
- Extensibles
- Ultra comfortable
- Stretchy

23³⁰ 69⁹⁵
Net/100 boîte/box
min. 1 cs.



Épaisseur
Thickness
3.2 mil

Transform (Nitrile)

#9889-X S-M-L-XL
Boîte de 200/box

Bleu glacé
Ice blue

- Très extensibles
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Optimal stretchability
- Chemotherapy-tested

24⁴⁵ 48⁹⁵
Net/100 boîte/box
min. 1 cs.



Épaisseur
Thickness
5.7 gr

Vibrant (Latex)

#9822-X XS-S-M-L-XL
Boîte de 100/box

Beige

- Processus avancé de rinçage afin d'améliorer la qualité et la pureté
- Fini micro-texturé
- Advanced rinsing process improves quality and purity
- Micro-textured finish

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.



Épaisseur
Thickness
7.2 gr

Distinct (Latex)

#2922-X XS-S-M-L-XL
Boîte de 100/box

Blanc
crèmeux
Creamy
white

- Texture alvéolée brevetée
- Recouverts de polymère
- Patented honeycomb texture
- Polymer-coated

PROMO 9+1
21⁹⁵ 19⁷⁵
boîte/box



Épaisseur
Thickness
5.0 mil

Bold (Nitrile)

#7399-X S-M-L-XL
Boîte de 100/box

Noir
Black

- Testés pour le fentanyl
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Fentanyl tested
- Chemotherapy-tested

27⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Compresse/Spunges PurCotton

100 % coton, 4 plis, 200/sachet
100 % Cotton, 4 ply, 200/sleeve



Biodégradable
Biodegradable

Non-tissées
Nonwoven

#1122 2 x 2", 4000 unités/units

PROMO 4+1
55⁹⁵ 44⁷⁵
caisse/case

#1144 4 x 4", 2000 unités/unit

89⁹⁵ 71⁹⁵
caisse/case

Compresse synthétiques/Synthetic Sponges

Non stériles, 4 plis, 200/sachet
Non-sterile, 4 ply, 200/sleeve



Nouveau et amélioré
New & Improved

Non-tissées
Nonwoven

#1322 2 x 2", 4000 unités/units

PROMO 3+1
46⁹⁵ 35²⁰
caisse/case

#1344 4 x 4", 2000 unités/unit

67⁹⁵ 50⁹⁵
caisse/case

Promotions valides du 1^{er} octobre au 31 déc. 2020./Promotions valid from Oct. 1st to Dec. 31st, 2020.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

www.medi-select.ca 1 800 463-5166

Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedural Masks

#2210 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 95 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: < 95%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box, 10 box/case



Barette nasale en aluminium
Aluminum nosepiece

NIVEAU LEVEL 1

SECON LA DISPONIBILITÉ
SUBJECT TO AVAILABILITY

13⁹⁵
boîte/box

NOUVEAU/NEW Visières/Face Shields

#1050

Visières transparentes de 22,9 x 30,5 cm, traitées anti-buée, coussin mousse et élastique. Polytéraphthalate d'éthylène, un matériau autorisé dans la liste de spécifications du gouvernement du Canada. Vendues à la caisse uniquement.

Transparent shields (22.9 x 30.5 cm), anti-fog treatment, foam cushion & elastic. Polyethylene Terephthalate, material permitted in the Government of Canada Specification List. Sold in full cases only.



Caisse de 40/case

PROMO 5+1

198⁰⁰ 165⁰⁰
caisse/case

Avec traitement anti-buée
With anti-fog treatment

revient à/valued
4¹³
chacune/each

Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedure Masks

#2220 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 98,8 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: < 98.8%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box, 10 box/case



Barette nasale en aluminium
Aluminum nosepiece

NIVEAU LEVEL 2

SECON LA DISPONIBILITÉ
SUBJECT TO AVAILABILITY

Boîte de 50/box
31⁹⁵
boîte/box

Masques procéduraux à boucles auriculaires Earloop Procedure Masks

#2320 Bleu/blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 99,7 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 40/boîte, 10 boîte/caisse

Bacterial filtration efficiency: < 99.7%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 40/box, 10 box/case



Barette nasale en aluminium
Aluminum nosepiece

NIVEAU LEVEL 3

SECON LA DISPONIBILITÉ
SUBJECT TO AVAILABILITY

Boîte de 40/box
49⁹⁵
boîte/box

Pochettes de stérilisation Sterilization pouches

Classe 4, autoscellantes, 200/boîte
Class 4, self-sealing, 200/box

#SP22540

2.25 x 4"
(6 x 10 cm)

PROMO 4+2

9⁹⁵ 6⁶⁵
boîte/box

#SP52565

5.25 x 6.5
(13 x 16.5 cm)

12⁹⁵ 8⁶⁵
boîte/box

#SP27590

2.75 x 9"
(7 x 23 cm)

12⁹⁵ 8⁶⁵
boîte/box

#SP52510

5.25 x 10"
(13 x 25 cm)

17⁹⁵ 11³⁰
boîte/box



#SP35525

3.5 x 5.25
(9 x 13 cm)

PROMO 4+2

12⁹⁵ 8⁶⁵
boîte/box

#SP71300

7 x 13"
(18 x 33 cm)

19⁹⁵ 13³⁰
boîte/box

#SP35900

3.5 x 9"
(7 x 23 cm)

12⁹⁵ 8⁶⁵
boîte/box

Emballages CSR CSR wraps

Procure une grande barrière à la contamination de l'air et de l'eau, résistant aux déchirures

Provides the highest barrier to air and waterborne contamination, tear resistant



#SP1212

12 x 12"
Boîte de 1000/box

PROMO 4+2

117⁹⁵ 78⁶⁵
boîte/box

#SP1515

15 x 15"
Boîte de 500/box

84⁹⁵ 56⁶⁵
boîte/box

#SP1818

18 x 18"
Boîte de 500/box

96⁹⁵ 64⁶⁵
boîte/box

#SP2020

20 x 20"
Boîte de 500/box

PROMO 4+2

119⁹⁵ 79⁹⁵
boîte/box

#SP2424

24 x 24"
Boîte de 500/box

149⁹⁵ 99⁹⁵
boîte/box

#MS3030

30 x 30"
Boîte de 250/box

129⁹⁵ 86⁶⁵
boîte/box

Promotions valides du 1^{er} octobre au 31 déc. 2020./Promotions valid from Oct. 1st to Dec. 31st, 2020.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Bavettes dentaires Dental bibs

2 plis de tissu, 1 pli de polyéthylène, motif en relief, taux élevé d'absorption, non stérile, sans latex

2 ply paper, 1 ply polyethylene, embossed pattern, high absorption, non-sterile, latex-free

- #2001 Bleu/blue
- #2002 Rose/pink
- #2003 Lavande/lavender
- #2004 Green/vert
- #2005 Blanc/white
- #2006 Jaune/yellow
- #2007 Aqua/teal
- #2008 Pêche/peach
- #2009 Gris/grey
- #2010 Crème/cream

500/caisse
500/case

Gaufrage unique
Unique embossing

1 caisse/case
29⁹⁵
boîte/box

2 caisses/cases
27⁹⁵
boîte/box



Couvre-plateaux Tray covers

#TC5125
8,5 x 12,25 po
(22 x 31 cm)
non stériles
1000/ caisse

8.5 x 12.25"
(22 x 31 cm)
non-sterile
1000/case

Minimise
l'infiltration
Minimizes
seep-through

Papier
dense
Heavyweight
paper

1 caisse/case
30⁹⁵
boîte/box

2 caisses/cases
28⁹⁵
boîte/box



Couvre appui-têtes Headrest covers

Non stériles, 500/caisse
Non-sterile, 500/case

Réduit la
contamination
croisée
Reduces cross
contamination

Blanc
White

#HR1010
10 x 10"
(25 x 25 cm)

1 caisse/case
38⁹⁵
boîte/box
2 caisses/cases
36⁹⁵
boîte/box

#HR1013
10 x 13"
(25 x 33 cm)

1 caisse/case
46⁹⁵
boîte/box
2 caisses/cases
44⁹⁵
boîte/box



Gobelets de plastique Plastic cups

Rebord roulé
10 sacs de 100
1000/caisse


Rolled rim
10 bags of 100
1000/case

148 ml
5 oz

- #C00006 Blanc/white
- #C00007 Bleu/blue
- #C00008 Lavande/Lavender
- #C00009 Pink/rose
- #C00010 Green/vert

PROMO 5+1

36⁹⁵ **30⁸⁰**
boîte/box



Bord
arrondis
Rounded
edges

Embouts HVE HVE Tips

#HV6000
1 extrémité à évent
blanc, 1000/caisse
1 vented end
white, 1000/case

Sans latex
Latex free

Sac de 100/bag
4⁴⁵
chacun/each



Aspiration
optimale
Optimal
suction

Pompes à salive Saliva ejectors

Non stériles, 10 sacs de 100
1000/caisse

Non-sterile, 10 bags of 100
1000/case

#SE7000
Blanc-blanc
White-white

#SE7001
Clair-blanc
Clear-white

#SE7002
Clair-bleu
Clear-blue

Sac de 100/bag

PROMO 5+1

4¹⁵ **3⁴⁵**
sac/bag



Non
pelucheux
Lint-free

Rouleaux de coton Cotton Rolls

#CR1538
1,5 x 0,375 po (4 x 1 cm)
100 % coton
2000/boîte

1.5 x 0.375" (4 x 1 cm)
100% Cotton
2000/box

Non-tissées
Nonwoven

22⁹⁵
boîte/box



118-148 ml
4-5 oz

Gobelets en papier ciré Poly-coated cups

Prévient les écoulements,
10 sacs de 100,
1000/caisse

Prevents spills,
10 bags of 100,
1000/case

Rebord roulé
Rolled-rim

#C00004
118 ml
(4 oz)

34⁹⁵
caisse/case

#C00005
148 ml
(5 oz)

38⁹⁵
caisse/case

Promotions valides du 1^{er} octobre au 31 déc. 2020./Promotions valid from Oct. 1st to Dec. 31st, 2020.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble/Kit Beautifil II

- Manipulation supérieure, sculpture facile
- Haute résistance à la flexion pour une stabilité à long terme
- Libération et recharge soutenue de fluorure

Les gammes de composite en résine Beautifil contiennent la technologie exclusive Giomer de Shofu. Les avantages de la technologie Giomer :

- Diminution de la production d'acide de bactéries cariogènes
- Formation d'une couche résistante aux acides
- un effet anti-plaque
- réduction de la solubilité des minéraux dentaires

- Superior handling, easy sculpting
- High flexural strength ensure long-term stability
- Sustained fluoride release and recharge

The Beautifil resin composite lines contain Shofu's proprietary Giomer technology. Giomer technology benefits:

- Decrease in acid production of cariogenic bacteria
- Formation of an acid-resistant layer
- An anti-plaque effect
- Reduction in tooth mineral solubility

PROMOTION

Achetez 4 boîtes d'embouts Beautifil II et obtenez 1 boîte de Beautifil II couleur A2 (#1753) sans frais.

Buy 4 boxes of Beautifil II tips & get 1 box of Beautifil II tips A2 (#1753) at no charge.

*Valide du 1^{er} octobre au 31 décembre 2020/Valid from October 1st to December 31st, 2020



Seringues pré-chargées Pre-loaded Syringes Beautifil II

4,5 g de composite nano-hybride et recharge
4,5 g of Nano-Hybrid composite & refill.

A1	#1401	B3	#1410
A2	#1402	C2	#1412
A3	#1403	C3	#1413
A3.5	#1404	INC (incisal)	#1415
A4	#1405	BW (bleach)	#1416
B1	#1408	A20	#1419
B2	#1409	A30	#1420

49⁹⁵
chacun/each

PROMO* Embouts/Tips Beautifil II

20 embouts de 0,25 g

20 tips of 0.25 g

A1	#1752	B2	#1760
A2	#1753	C2	#1763
A3	#1754	INC (incisal)	#1766
A3.5	#1755	BW (bleach)	#1767
A4	#1756	A20	#1770
B1	#1759	A30	#1771

99⁹⁵
chacun/each

Ensemble faible retrait/Low Shrink Kit Beautifil II LS

Indiqué pour toutes les classes de restaurations, I – V, Beautifil II LS (faible retrait), a été formulé pour minimiser la contraction lors de la polymérisation et le stress résultant du rétrécissement.

- Faible retrait volumétrique (0,85 %)
- Grande force et haute résistance à l'usure
- Polis en un instant & Haut niveau de radio-opacité
- Stabilité de la couleur avant et après polymérisation
- Fluorescence et effet caméléon simulant la dentition naturelle
- Transmission et diffusion de la lumière naturelle
- Libération et recharge durables de fluor
- Scelle complètement et précisément les marges

Indicated for all classes of restorations, I–V, Beautifil II LS (Low Shrink), has been formulated to minimize polymerization shrinkage and resultant shrinkage stress.

- Low volumetric shrinkage (0.85%)
- Great strength and high wear resistance
- Polishes in an instant & High level of radiopacity
- Color stability before and after curing
- Fluorescence & chameleon effect that simulate the natural dentition
- Natural light transmission and diffusion
- Sustainable fluoride release and recharge
- Completely and accurately seals margins

PROMOTION

Achetez 4 boîtes d'embouts Beautifil II LS et obtenez 1 boîte de Beautifil II LS couleur A2 (#Y2285) sans frais.

Buy 4 boxes of Beautifil II tips & get 1 box of Beautifil II LS tips A2 (#Y2285) at no charge.

*Valide du 1^{er} octobre au 31 décembre 2020/Valid from October 1st to December 31st, 2020



PROMO*

Seringue/syringe 4 g		Embouts/tips 20 x 0.25 g
A1	#Y2270	#Y2284
A2	#Y2271	#Y2285
A3	#Y2272	#Y2286
A3.5	#Y2273	#Y2287
A4	#Y2274	#Y2288
B1	#Y2275	#Y2289
B2	#Y2276	#Y2290
B3	#Y2277	#Y2291
C2	#Y2278	#Y2292
C3	#Y2279	#Y2293
A20	#Y2280	#Y2294
A30	#Y2281	#Y2295
Incisal INC	#Y2282	#Y2296
Bleach White BW	#Y2283	#Y2297

87⁹⁵ **124⁹⁵**
chacun/each boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble/Kit Beautifil Flow Plus

Tout-en-un : base, remplissage et reconstitution

- Plus fort que plusieurs composites conventionnels
- Empilable et sculptable, reste en place
- Haute radio-opacité, supérieure à l'émail
- Auto-polissant et auto-nivelant
- Deux viscosités : F00 empilable (débit nul) et F03 auto-nivelant (débit faible)

A base, liner & restorative all in one

- Stronger than many conventional composites
- Stackable & sculptable, stays put
- High radiopacity, greater than enamel
- Self-polishing and self-leveling
- Two viscosities: stackable F00 (zero flow) & self-levelling F03 (low flow)



Zero Flow Kit (F00)



Low Flow Kit (F03)

Seringue/syringe 2.2 g	Embouts/tips 20 x 0.21 g	
A0.5	#2000	#2200
A1	#2001	#2201
A2	#2002	#2202
A3	#2003	#2203
A3.5	#2004	#2204
A4	#2005	#2205
A0.5	#2006	#2211
A10	#2007	#2212
A20	#2008	#2213
B1	#2062	#2206
B2	#2063	#2207
C2	#2064	#2208
D2	#2065	#2209
INC	#2010	#2215
BW	#2011	#2216

Seringue/syringe 2.2 g	Embouts/tips 20 x 0.21 g	
A0.5	#2013	#2218
A1	#2014	#2219
A2	#2015	#2220
A3	#2016	#2221
A3.5	#2017	#2222
A4	#2018	#2223
A20	#2020	#2229
A30	#2021	#2230
B1	#2066	#2224
B2	#2067	#2225
C2	#2068	#2226
D2	#2069	#2227
INC	#2023	#2232
BW	#2024	#2233
MI	#2026	#2235
CV	#2027	#2236

49⁹⁵ 104⁹⁵
chacun/each boîte/box

49⁹⁵ 104⁹⁵
chacun/each boîte/box

Ensemble unidose Unit Dose Kit Beautibond

Adhésif de 7^e génération. Composition unique avec deux adhésifs monomères.
7th generation bonding agent. Chemistry with unique dual adhesive monomers.



#1782

Ensemble unidoses (50 x 0,1 ml)
Unit Dose Kit (50 x 0.1 ml)

189⁹⁵
ensemble/kit

Ensemble Kit Beautibond

Adhésif de 7^e génération. Composition unique avec deux adhésifs monomères.
7th generation bonding agent. Chemistry with unique dual adhesive monomers.



#1781

Ensemble avec bouteille de 6 ml
6 ml bottle kit

184⁹⁵
ensemble/kit

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble/Kit OneGloss PS

#0175

Tiges de plastique, assortiment de pointes cupule, de pointes midi et de formes IC, 50/boîte

Plastic shanks, set of Cup-Point, Midi-Point and IC Shapes, 50/box



#0176

Ensemble de 50 pointes cupule
Kit of 50 Cup-Point



#0177

Ensemble de 50 pointes midi
Kit of 50 Midi-Point



#0178

Ensemble de 50 formes IC
Kit of 50 IC Shapes



139⁹⁵
ensemble/kit

Ensemble/Kit OneGloss

#0180

- 20 pointes cupule
- 20 pointes midi
- 20 formes IC
- 3 mandrins CA

- 20 Cup-Point
- 20 Midi-Point
- 20 IC Shapes
- 3 CA mandrels



114⁹⁵
ensemble/kit

#0181 50 pointes cupule sans mandrins/50 Cup-Point without mandrels

#0182 50 pointes midi sans mandrins/50 Midi-Point without mandrels

#0183 50 formes IC/50 IC Shapes without mandrels

#0186

Ensemble de 12 pointes mini
Kit of 12 Mini-Point



93⁹⁵
boîte/box

39⁹⁵
ensemble/kit

#0435

Ensemble de 6 mandrins CA
Kit of 6 CA mandrels

24⁹⁵
ensemble/kit

Ensemble/Kit Beautifil Flow Plus

#2000S Standard

- Une seringue de 2,2 g de F00 A2 et une de F00 A3
- Une seringue de 2,2 g de F03 A2 et une de F03 A3
- Échantillons Shofu supplémentaires

- One 2.2 g syringe each of F00 (A2&A3)

- One 2.2 g syringe each of F03 (A2&A3)

- Additional Shofu samples

#2000P Pedo

- Une seringue de 2,2 g de F00 A1 et une de F00 BW

- Une seringue de 2,2 g de F03 A1 et une de F03 BW

- Échantillons Shofu supplémentaires

- One 2.2 g syringe each of F00 (A1&BW)

- One 2.2 g syringe each of F03 (A1&BW)

- Additional Shofu samples



134⁹⁵
ensemble/kit

► NOUVEAU/NEW

Système scellant pour fissures avec libération de fluor Fluoride Releasing Pit and Fissure Sealant System BeutiSealant

Plus rapide, plus facile, plus doux

- Aucun décapage à l'acide phosphorique ni rinçage

- Force d'adhérence supérieure en 30 secondes

- Matériel de remplissage radio-opaque/cariostatique

- Remplissage en douceur et sans bulle

Faster, easier, gentler

- No phosphoric etch and rinse required

- Superior bond strength in just 30 seconds

- Radiopaque/cariostatic filler material

- Smooth, bubble free delivery



#1798

Ensemble : pâte 1,2 g, apprêt 3 ml, 5 aiguilles, 50 pinceaux, 25 godets, instructions

Kit: paste 1.2 g, primer 3 ml, 5 needles, 50 brushes, 25 cups, instructions

112⁹⁵
chacun/each

#1794

15 pointes d'aiguille, calibre 27

15 needle tips, 27 gauge

24⁹⁵
chacun/each

#1799

Pâte, 1,2 g

Paste, 1.2 g

45⁹⁵
boîte/box

#1800

Apprêt, 3 ml

Primer, 3 ml

63⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble Arc-en-ciel Rainbow Kit Super-Snap #0500

Contenu : 180 disques (100 réguliers, 80 minis), 40 bandes Polystrips, 2 pierres Dura-White (CN1 et FL2), 1 Composite Fine Midi-Point et 4 mandrins de métal CA.

Contents: 180 disks (100 standard, 80 mini), 40 Polystrips, 2 Dura-White Stones (shapes CN1 and FL2), 1 CompoSite Fine Midi-Point and 4 CA metal mandrels.



149⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW Pâte à polir pour composite Composite Polishing Paste #0551

5 g. Pour un éclat durable et brillant. Idéal avec les disques Shofu Super-Snap. Contient des particules d'oxyde d'aluminium submicroniques.

5 g. For a long-lasting, brilliant shine Perfect with Shofu's Super-Snap Disks. Contain submicron aluminum oxide particles.



48⁹⁵
chacun/each

Super-Snap

	Correction/Contouring	Finition/Finishing	Polissage/Polishing	Super-polissage/super-polishing
Disques de remplacement Refill disks Boîte de 50/box 1 boîte/box 39⁹⁵ 2 boîtes/boxes 37⁹⁵ boîte/box	 #L506 #L507 Noir, gros Black, coarse	 #L508 #L528 #L509 #L522 Violet, moyen Violet, medium	 #L501 #L519 Vert, fin Green, fine	 #L502 #L521 Rouge, très fin Red, superfine
Mandrins/mandrels	 HandPiece #0437 Métal boîte de 6/box 29⁹⁵ boîte/box	 Friction-Grip #0438 Métal boîte de 6/box 29⁹⁵ boîte/box	 Contra-Angle #0439 Métal boîte de 6/box 29⁹⁵ boîte/box	 Contra-Angle #0440 Plastique/plastic boîte de 100/box 45⁹⁵ boîte/box
Polystrips boîte de 100/box 41⁹⁵ boîte/box	 #L525 Noir, gros Black, coarse	 #L525 Violet, moyen Violet, medium	 #L526 Vert, fin Green, fine	 #L526 Rouge, très fin Red, superfine

X-Treme Finishing & Polishing Super-Snap

Finition et polissage des restaurations en composite
Finishing and polishing of composite restorations

#PN0506 Ensemble de disques standard (12 mm),
50 texture fine (vert), 50 texture superfine (rouge)

Standard Disk Kit (12 mm), 50 fine grit (green), 50 superfine grit (red)

#PN0507 Ensemble de disques mini (8 mm),
50 texture fine (vert), 50 texture superfine (rouge)

Mini Disk Kit (8 mm), 50 fine grit (green), 50 superfine grit (red)



SHAPE CATEGORY	Polishing	Super-Polishing
Super-Snap X-Treme Shape		
Color/Grit	Green (fine)	Red (super fine)
Refills (50 pk)	PN L511 L531	L512 L532

69⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Le procédé robotisé de fabrication des Shofu Diamond ROBOT point distribue une quantité précise de particules de diamants naturels sur une pointe en acier inoxydable. En plus de la particule standard, il existe une sélection de particules fines et extra-fines, grossières et extra-grossières. Il existe une variété de fraises pour convenir à toutes les procédures incluant les couronnes PMF, la restauration des composites, la porcelaine et les procédures mineures.

The robotic manufacturing process used to develop the Shofu ROBOT Diamond Burs distributes precise amounts of natural diamond particles onto a one-piece, stainless steel shank. In addition to standard grit, a selection of fine grit, superfine grit, coarse grit and supercoarse grit are available. There are many Friction Grip shapes available to suit any clinical indication, including PFM crowns and bridges, all-ceramic crowns and bridges, inlays/onlays, composite restorations, porcelain laminate veneers, and minimally invasive restorations.


11⁹⁵
unité/unit

10 et +/-10 & +

10⁹⁵
unité/unit

● Particule/Grit
13⁹⁵
unité/unit




■ Particule/Grit
19⁹⁵
unité/unit

FORME SHAPE	LONGUEUR LENGHT	PARTICULE GRIT	SHOFU	
STRAIGHT CYLINDER				
	4.0	R	0800-1	ISO 107/010
	4.5	R	0801-1	ISO 109/013
	7.0	R	0803-1	ISO 110/015
	7.0	R	0805-1	ISO 110/016
	7.0	R	0807-1	ISO 110/018
	8.0	SF	808V-1	ISO 158/013
STRAIGHT CYLINDER (Round End)				
	8.0	SC	845X-1	ISO 289/016
	8.0	C	845C-1	ISO 289/015
	8.0	R	0846-1	ISO 130/016
	8.0	F	846F-1	ISO 130/014
TAPERED CYLINDER (Flat End)				
	4.0	R	0810-1	ISO 170/012
	4.4	R	0812-1	ISO 170/017
	5.0	R	0813-1	ISO 170/017
	5.0	R	0814-1	ISO 170/022
	7.0	R	0816-1	ISO 171/016
	9.0	C	817C-1	ISO 172/019
	9.0	R	0818-1	ISO 172/021
	10.0	R	0820-1	ISO 173/017
	10.0	F	820F-1	ISO 173/015
	12.0	R	0822-1	ISO 174/020
	10.0	R	0824-1	ISO 173/022
	5.0	R	0830-1	ISO 196/013
FLAME				
	7.5	R	0840-1	ISO 249/014
	7.5	SC	840X-1	ISO 249/016
	7.5	C	840C-1	ISO 249/015
	7.5	F	840F-1	ISO 249/013
	7.5	SF	840V-1	ISO 249/012
	4.0	SF	841V-1	ISO 243/009
	7.5	R	0842-1	ISO 249/017
	7.5	F	842F-1	ISO 249/016
	6.0	SF	843V-1	ISO 243/012
	9.0	R	0844-1	ISO 249/023

Vitesse recommandée/Recommended speed

Moins de 450 000 TPM Less than 450,000 RPM	Moins de 300 000 TPM Less than 300,000 RPM	Moins de 160 000 TPM Less than 160,000 RPM	Moins de 120 000 TPM Less than 120,000 RPM
---	---	---	---

Particule/Grit
C=Grossière/Coarse
F=Fine
SC=Extra-grossière/Supercoarse
SF=Extra-fine/Superfine

FORME SHAPE	LONGUEUR LENGHT	PARTICULE GRIT	SHOFU	
TAPERED CYLINDER (Round End)				
	9.0	R	0831-1	ISO 198/013
	7.0	R	0832-1	ISO 222/016
	7.0	SC	832X-1	ISO 222/018
	7.0	F	832F-1	ISO 222/015
	9.0	R	0833-1	ISO 223/017
	9.0	SF	833V-1	ISO 198/018
	10.0	R	0834-1	ISO193/016
	9.0	R	0835-1	ISO 223/018
	9.0	SC	835X-1	ISO 223/019
	9.0	C	835C-1	ISO 223/018
	9.0	F	835F-1	ISO 223/016
	9.0	R	0836-1	ISO 198/021
	9.0	SF	836V-1	ISO 198/021
	9.0	R	0837-1	ISO 223/023
	11.5	R	0838-1	ISO 223/023
	9.0	R	0839-1	ISO 198/023
	9.0	SF	839V-1	ISO 198/023
TAPERED CYLINDER (Corner Round)				
	4.0	R	0789-1	ISO 544/018
	4.0	SF	789V-1	ISO 544/018
	5.0	R	0790-1	ISO 544/021
	5.0	SF	790V-1	ISO 544/021
	7.0	R	0791-1	ISO 545/018
	7.0	SF	791V-1	ISO 545/018
	10.0	R	0792-1	ISO 553/019
	10.0	SF	792V-1	ISO 553/019
	10.0	R	0793-1	ISO 553/023
	10.0	SF	793V-1	ISO 553/023
	3.5	R	0825-1	ISO 544/027
	3.5	SF	825V-1	ISO 544/027
	3.5	R	0826-1	ISO 544/031
	3.5	SF	826V-1	ISO 544/031
TAPERED CYLINDER (Needle)				
	6.0	F	847F-1	ISO 164/014
	8.0	R	0848-1	ISO 165/013
	8.0	F	848F-1	ISO 165/012
	10.0	R	0850-1	ISO 166/016
	10.0	SC	850X-1	ISO 166/018
	10.0	F	850F-1	ISO 166/015
	10.0	R	0852-1	ISO 166/022

Plaque abrasive recouverte de diamant
Diamond Coated Grit
Abrasive Dresser
#0781

Barre de métal pour nettoyer ou reformer fraises ou polissoirs.










Metal bar for easy cleaning or precise redesigning of abrasives and polishers.



76⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

DIAMOND ROBOT POINT SHOFU

FORME SHAPE	LONGUEUR LENGHT	PARTICULE GRIT	SHOFU	FORME SHAPE	LONGUEUR LENGHT	PARTICULE GRIT	SHOFU	FORME SHAPE	LONGUEUR LENGHT	PARTICULE GRIT	SHOFU
INVERTED CONE S TYPE				WHEEL (ROUND END)				TPE			
	1.5	R	0855-1 ISO 032/013		1.3	R	0894-1 ISO 068/034		9.0	■ C	680C-1 ISO 150/010
	2.0	R	0856-1 ISO 032/018		1.8	R	0895-1 ISO 068/046		9.0	■ F	680F-1 ISO 150/010
	2.3	R	0858-1 ISO 032/021		1.9	SC	895X-1 ISO 068/047		9.0	■ C	682C-1 ISO 150/012
	2.2	R	0859-1 ISO 019/010		1.8	C	895C-1 ISO 068/046		9.0	■ F	682F-1 ISO 150/012
	3.6	R	0860-1 ISO 019/015	EGG					6.0	● C	682S-1 ISO 150/012
	3.5	R	0861-1 ISO 019/017		4.9	R	0893-1 ISO 277/029		9.0	■ C	684C-1 ISO 150/014
INVERTED CONE					4.9	SF	893V-1 ISO 277/029		9.0	■ F	684F-1 ISO 150/014
	1.4	R	0864-1 ISO 012/014	GUIDE GROOVE CUTTER					6.0	● C	684S-1 ISO 150/014
	1.6	R	0865-1 ISO 012/016		3.6	R	0896-1 ISO 552/026		9.0	■ C	686C-1 ISO 150/016
	1.7	R	0866-1 ISO 013/025		4.0	R	0897-1 ISO 552/036		9.0	■ F	686F-1 ISO 150/016
	4.4	R	0868-1 ISO 225/020	CORN				HYBRID POINTS			
	7.0	R	0870-1 ISO 226/024		5.0	R	0898-1 ISO 039/033		1.0	R	0901-1 ISO 001/010
ROUND					5.0	SC	898X-1 ISO 039/034		1.0	R	0903-1 ISO 001/014
	1.0	R	0872-1 ISO 001/014		5.7	R	0899-1 ISO 031/035		1.6	R	0905-1 ISO 001/018
	1.2	R	0874-1 ISO 001/016		5.7	SF	899V-1 ISO 031/035		1.0	R	0907-1 ISO 010/008
	1.3	SF	874V-1 ISO 001/015	BUD					0.8	R	0909-1 ISO 010/010
	1.4	R	0875-1 ISO 001/018		3.0	R	0880-1 ISO 243/017		3.0	R	0911-1 ISO 238/008
	1.4	F	875F-1 ISO 001/017		3.4	SF	880V-1 ISO 243/014		1.4	R	0913-1 ISO 237/010
	1.8	R	0876-1 ISO 001/022		3.5	R	0881-1 ISO 257/022		2.9	R	0915-1 ISO 108/009
	1.8	SC	876X-1 ISO 001/024		5.0	R	0883-1 ISO 243/022		4.0	R	0917-1 ISO 107/010
PEAR					5.0	SC	883X-1 ISO 243/023		4.5	R	0919-1 ISO 107/012
	4.5	R	0878-1 ISO 237/015		5.0	C	883C-1 ISO 243/022		4.0	R	0921-1 ISO 170/010
	4.5	R	0879-1 ISO 237/018		5.0	F	883F-1 ISO 243/020		4.0	R	0923-1 ISO 170/012
	6.5	R	0891-1 ISO 237/025		5.0	SF	883V-1 ISO 243/019	T&F HYBRID POINTS			
	5.0	R	0892-1 ISO 237/033	MI-PREPARATION					1.6	● SF	0925-1 ISO 001/018
	5.0	SC	892X-1 ISO 237/034		0.7	R	0944-1 ISO 001/009		3.0	● SF	0927-1 ISO 254/014
WHEEL					0.9	R	0945-1 ISO 001/011		3.5	● SF	0929-1 ISO 254/018
	1.4	R	0885-1 ISO 042/044		1.1	R	0946-1 ISO 001/013		3.0	● SF	0931-1 ISO 277/014
	0.8	R	0886-1 ISO 041/052		2.0	R	0947-1 ISO 237/008		3.5	● SF	0933-1 ISO 277/018
WHEEL (KNIFE EDGE)					2.0	R	0948-1 ISO 237/010		4.0	● SF	0935-1 ISO 499/012
	0.8	R	0888-1 ISO 304/028		2.0	R	0949-1 ISO 237/012		3.7	● SF	0937-1 ISO 243/009
	1.2	R	0890-1 ISO 304/050						4.2	● SF	0939-1 ISO 243/012
									6.0	● SF	0941-1 ISO 164/013
									8.0	● SF	0943-1 ISO 165/011

Trousse de correction pour porcelaine Porcelain Adjustment Kit #0301

Trousse en plastique/Plastic Kit



63⁹⁵
boîte/box

Trousse technique pour composites Composite Technique Kit #0322

Trousse en plastique/Plastic Kit



85⁹⁵
boîte/box

Trousse de polissage pour composites Composite Polishing Kit #0310

Trousse en plastique/Plastic Kit



63⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

www.medi-select.ca 1 800 463-5166

Sofreliner Tough Tokuyama

Matériel de remplissage souple à base de silicone pour prothèses.
Soft : usage à court ou à long terme. Medium : usage à long terme.

*Silicone-Based Soft Denture Liner. Soft: both short and long term use.
Medium: long term use.*



PROMO* Achetez 1 ensemble Sofreliner Tough (#23401 ou #23351) ET 1 bouteille de nettoyeur de silicone (#23337), obtenez 1 recharge de pâte Sofreliner (soft #23411 ou medium #23356, selon l'ensemble acheté) SANS FRAIS!

PROMO* Buy 1 Sofreliner Tough Kit (#23401 or #23351) AND 1 silicone remover (#23337) Get 1 Sofreliner Tough Paste (soft #23411 or medium #23356, same formulation as the purchased Kit) AT NO CHARGE!

#23401 OU/OR #23351

Ensemble (1 cartouche 54 g, 1 bouteille d'apprêt 10 ml, 10 embouts mélangeurs et accessoires/Kit (54 g cartridge, 10 ml primer bottle, 10 mixing tips & accessories)

GRATUIT*#23411 OU/OR GRATUIT*#23356 Recharge/refill, 54 g

#23380 Embouts mélangeurs/mixing tips, 50/box

#23441 Bouteille d'apprêt/primer bottle, 10 ml

#23372 Pistolet distributeur/dispenser gun

#23337 Bouteille de nettoyeur de silicone/silicone remover bottle, 7 ml

221⁹⁵ boîte/box
174⁹⁵ boîte/box
39⁹⁵ chacun/each
55⁹⁵ chacun/each
119⁹⁵ boîte/box
41⁹⁵ chacun/each

*Limite de 1 produit en prime par trimestre et par dentiste. Voir les instructions de réclamation en bas de page.

*Limit of 1 bonus product per quarter, per doctor. See claim instructions at the bottom of this page.

Rebase II Tokuyama

Matériel rigide de regarnissage et d'extensions latérales des prothèses

*Chairs Hard
Denture Relines and
Border Extensions*



#20506 Ensemble : 80 g de poudre, 50 ml de liquide, 15 ml d'adhésif, 48 g de durcisseur de résine et accessoires/Kit : 80 g of powder, 50 ml of liquid, 15 ml of adhesive, 48 g of resin hardener and accessories

GRATUIT*#20546 Poudre/powder, 80 g

GRATUIT*#20562 Liquide, bouteille de 50 ml/liquid, 50 ml bottle

#20563 Bouteille d'adhésif/adhesive bottle, 15 ml

#20171 Pot de durcisseur de résine/resin hardener jar, 48 g

#20133 Bouteille de Mr. Bond/Mr. Bond bottle, 5.5 ml

169⁹⁵ boîte/box
81⁹⁵ chacun/each
81⁹⁵ chacun/each
27⁹⁵ chacun/each
24⁹⁵ boîte/box
84⁹⁵ chacun/each

Achetez 1 ensemble Rebase II (#20506) et 1 adhésif (#20563), obtenez 1 poudre (#20546) ou 1 liquide (#20562) Rebase II SANS FRAIS! Buy 1 Rebase II Kit (#20506) & 1 Adhesive (#20563), Get 1 Rebase II Powder (#20546) or Liquid (#20562) AT NO CHARGE!

*Limite de 1 produit en prime par trimestre et par dentiste. Voir les instructions de réclamation en bas de page./Limit of 1 bonus product per quarter, per doctor. See claim instructions at the bottom of this page.

Bond Force Tokuyama

Adhésif dentaire à une composante, auto-gravante et photopolymérisable

*One Component
Self-Etching Light-Cured
Dental Adhesive*



#14937 Ensemble de départ : bouteille de 2 ml, 25 applicateurs jetables, distributeur Starting Kit: 2 ml pen, 25 disposable applicators, dispensing well

#14912 Ensemble : bouteille de 5 ml, 50 applicateurs jetables, distributeur Kit: 5 ml bottle, 50 disposable applicators, dispensing well

#14951 Ensemble régulier : 50 unidoses de 0,1 ml, 50 applicateurs jetables Standard-kit: 50 unit doses of 0.1 ml, 50 disposable applicators

PROMO 3+1*#14932 Recharge : bouteille de 5 ml/Refill: 5 ml bottle

Achetez 3 recharges Bond Force, obtenez 1 recharge SANS FRAIS! Buy 3 Bond Force Refills, Get 1 Refill AT NO CHARGE!

* Limite de 2 produits en prime. Disponible en flacon de 5 ml ou en paquet de 2. De valeur égale ou moindre. Voir les instructions de réclamation en bas de page.

*Limit 2 bonus items. Available in 5 ml bottle or pen twin pack. Of equal or lesser value. See claim instructions at the bottom of this page.

89⁹⁵ boîte/box
156⁹⁵ boîte/box
211⁹⁵ boîte/box
129⁹⁵ boîte/box

Shield Force Plus Tokuyama

Pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire. 1 étape, 30 sec.

*For treatment of dental
hypersensitivity. 1 step, 30 sec.*



#15111

Ensemble : 1 bouteille de 3 ml, 25 applicateurs jetables et 1 distributeur Kit: 1 bottle of 3 ml, 25 disposable superfine applicators & 1 dispensing well

#15121

Recharge, 1 bouteille de 3 ml
Refill, 1 bottle of 3 ml

179⁹⁵ chacun/each
115⁹⁵ chacun/each

PROMO* Achetez 1 ensemble Shield Force Plus (#15111) et OBTENEZ 1 produit de composite Estelite Universal Flow (seringue ou embouts pré-chargés) SANS FRAIS !/PROMO* Buy 1 Shield Force Kit (#15111) and GET 1 Estelite Universal Flow product (Syringe or PLTs) AT NO CHARGE.

*Limite de 2 articles bonus par offre. Seringue ou embouts pré-chargés. Voir les instructions de réclamation en bas de page./Limit 2 bonus items per offer. Syringe or Pre-Loaded Tip. See claim instructions at the bottom of this page.

*Pour recevoir votre ou vos produits en prime, veuillez soumettre votre demande par l'intermédiaire du formulaire Web suivant : www.tokuyama-us.com/redemptions, ou envoyez une facture par télécopie au +1 (760) 942-7212 ou par courriel à l'adresse suivante : info@tokuyama-us.com. Veuillez utiliser le CODE PROMO : U420 pour profiter des promotions. Pour se qualifier, les commandes doivent être datées du 01/10/20 au 31/12/20 et reçues au plus tard le 21/01/21. Pour les promotions sur les composites Estelite, veuillez indiquer la nuance (couleur) que vous souhaitez recevoir pour le(s) produit(s) en bonus, sinon la couleur A2 sera envoyée par défaut. Tokuyama se réserve le droit d'interrompre la promotion à tout moment. Ne peut être combiné avec aucune autre offre. Veuillez allouer de 2 à 4 semaines pour la livraison des produits gratuits. Disponible au Canada seulement.

*To receive your bonus product(s), please submit your claim through the following web-form www.tokuyama-us.com/redemptions, or fax an invoice to +1 (760) 942-7212, or email to info@tokuyama-us.com. Please use PROMO CODE: U420 to redeem the promotions above. Qualifying orders must be dated from 10/01/20 to 12/31/20 and received no later than 01/21/21. For composite or cement promotions, please indicate which shade you would like to receive as bonus product(s), otherwise A2 (composites) or Universal (cement) will be sent as default. Tokuyama reserves the right to discontinue the promotion(s) at any time. Cannot be combined with any other offer. Please allow 2-4 weeks for delivery of bonus products. Available in Canada only.

**En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.**



► NOUVEAU/NEW

Omnichroma, le composite uni-teinte révolutionnaire qui s'harmonise à n'importe quelle dent. Toutes les teintes de A1 à D4 en une seule application et une seule référence à garder en inventaire.

Omnichroma, the revolutionary single-shade dental composite that harmonizes with any tooth. All shades from A1 to D4 in just one application and only 1 reference to keep in stock.

Omnichroma
Seringue/Syringe
#10116 114⁹⁵
PROMO 1+1**
76⁶⁵
chacun/each

Omnichroma
PLTs
#10126 119⁹⁵
PROMO 1+1**
79⁹⁵
chacun/each

Blocker
Seringue/Syringe
#10117 114⁹⁵
PROMO 1+1**
76⁶⁵
chacun/each

Blocker
PLTs
#10127 119⁹⁵
PROMO 1+1**
79⁹⁵
chacun/each

**Limite de 3 produits en prime par trimestre, par dentiste./Limit of 3 bonus products per quarter, per doctor.

Pour les importantes restaurations de Type III et IV, pour masquer de légères taches ou reconstruire une dent très opaque, utilisez le Blocker en association avec Omnichroma.

In large Class III and IV cases, to mask slight staining or to reconstruct a highly opaque tooth, use the Blocker in association with Omnichroma.

Matériau de restauration dentaire à base de résine

Resin-based Dental Restorative Material Estelite Sigma Quick, Universal Flow, Bulk Fill Flow

Temps de travail prolongé (90 sec.). Durcissement rapide. Conserve sa brillance. Haute résistance à l'usure et moins d'usure des dents opposées. Excellente opacité aux rayons X.
Extended working time (90 sec.). Quick curing time. High gloss retention over time. High wear resistance & less wear to opposing teeth. Excellent radiopacity.



PROMO 4+1**

► NOUVEAU/NEW



PROMO 3+1**



► NOUVEAU/NEW



PROMO 3+1**

**Limite de 3 produits en prime par trimestre, par dentiste./Limit of 3 bonus products per quarter, per doctor.

Teintes Shade	Seringues Syringes 1 x 3,8 g	Embout pré-chargés Pre-loaded Tips 20 x 0,2 g
A1	#13110	#13310
A2	#13111	#13311
A3	#13112	#13312
A3.5	#13113	#13313
A4	#13114	#13314
A5	#13115	#13315
B1	#13116	#13316
B2	#13117	#13317
B3	#13118	#13318
B4	#13119	#13319
C1	#13120	#13320
C2	#13121	#13321
C3	#13122	#13322
OA1	#13123	#13323
OA2	#13124	#13324
OA3	#13125	#13325
OPA2	#13126	#13326
CE	#13127	#13327
BW	#13128	#13328
WE	#13129	#13329

Teintes Shade	Seringue écoulement élevé Syringes, High Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips	Seringues écoulement moyen Syringes Medium Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips	Embout pré-chargés écoulement moyen Pre-loaded tips Medium Flow 20 x 0,2 g	Seringues écoulement très faible Syringes Super Low Flow 1 x 3 g + 10 embouts/tips
A1	#13875	#13882	#13982	#13894
A2	#13876	#13883	#13983	#13895
A3	#13877	#13884	#13984	#13896
A3.5	#13878	#13885	#13985	#13897
A4		#13886	#13986	#13898
A5		#13887	#13987	#13899
B3		#13888	#13988	
OPA2	#13879	#13889	#13989	
OPA3	#13880	#13890	#13990	
OPA4	#13881	#13891	#13991	
CE		#13892	#13992	
BW		#13893	#13993	

Teintes Shade	Seringues Syringes 1 x 3 g + 10 embouts/tips	Embout pré-chargés Pre-loaded Tips 20 x 0,2 g
A1	#12717	#12737
A2	#12718	#12738
A3	#12719	#12739
B1	#12716	#12736
UNIV	#12715	#12735

104⁹⁵
PROMO 4+1*
83⁹⁵
chacun/each

119⁹⁵
PROMO 4+1*
95⁹⁵
chacun/each

84⁹⁵
PROMO 4+1**
67⁹⁵
chacun/each

84⁹⁵
PROMO 4+1**
67⁹⁵
chacun/each

109⁹⁵
PROMO 4+1**
87⁹⁵
chacun/each

84⁹⁵
PROMO 4+1**
67⁹⁵
chacun/each

Embout pour seringue, métal, 50/paquet Syringe tips, metal, 50/package	#12740
Embout pour seringue, plastique, 50/paquet Syringe tips, plastic, 50/package	#13799

26⁹⁵
chacun/each

28⁹⁵
chacun/each

88⁹⁵
PROMO 3+1***
66⁷⁰
chacun/each

108⁹⁵
PROMO 3+1***
81⁷⁰
chacun/each

AVERTISSEMENT : nouveau fonctionnement de la promotion pour l'obtention des gratuits. Voir les détails au bas de la p. 50.

WARNING: new procedure to get your free products. See details at the bottom of p. 50.

Guide de teintes Estelite Universal Flow Estelite Universal Flow Shade Guide	#13798
---	--------

*Limite de 2 produits en prime par trimestre, par dentiste./Limit of 2 bonus products per quarter, per doctor.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble de mastic de polysiloxane de vinyle Vinyl Polysiloxane Putty Kit Defend



Bleu foncé. 1 pot de 300 ml de base et 1 pot de 300 ml de catalyseur. Le mélange Extra Heavy Body VPS procure une excellente résistance à la déchirure et permet au matériau de conserver son intégrité « d'empreinte » lors du retrait afin d'obtenir des impressions précises quelle que soit la technique utilisée. Dépasse la norme ISO 4380 ce qui aide à éliminer les reprises.

Dark Blue. 1 jar of 300 ml of base & 1 jar of 300 ml of catalyst. Hand Mix Extra Heavy Body VPS as an excellent tear strength that allows the material to maintain «impression» integrity upon removal and precise impressions no matter what technique you use. Exceeds ISO 4380 standard which will help eliminate retakes.

#VP-8006 Prise régulière/Regular set

Temps de travail : 2 min., prise : 2 min., TOTAL : 4 min.

Work time: 2 min., set time: 2 min., TOTAL SET TIME: 4 min.

#VP-8008 Prise rapide/Fast set

Temps de travail : 1 min., prise : 2 min., TOTAL : 3 min.

Work time: 1 min., set time: 2 min., TOTAL SET TIME: 3 min.

79⁹⁵
boîte/box

Embouts mélangeurs T-Mix T-Mix Mixing Tips Defend

La nouvelle technologie de mélange offre une perte de matière moindre et une qualité de mélange élevée avec les nouveaux embouts T-Mix : 100 % compatible avec les systèmes MIXPAC existants. Tous les accessoires d'origine sont adaptés.



The new mixing technology provides consistently less material waste and high mixing quality with the changeover to the New T-Mix tips seamless: 100% compatible with the existing MIXPAC systems is guaranteed. All original accessories fit.

#VP-8105T

4,2 mm
Jaune, 48/sac
Yellow, 48/bag

#VP-8104T

6,5 mm
Sarcelle, 48/sac
Teal, 48/bag

48⁹⁵
sac/bag

Porte empreinte jetable Single Use Bite Trays Defend

Fabriqués à partir d'un matériau mince et durable, les plateaux Defend Bite offrent un design unique avec un cadre et une languette compatible Rx, large et facile à saisir. Emballé individuellement.



Made of a thin, durable occlusal mesh material, Defend Bite Trays offer a unique design featuring a rigid frame and thumbtab that is Rx compatible, wide and easy to grip. Individually wrapped.

#BT-1001 Antérieur/Anterior, caisse de 700/case

#BT-1002 Postérieur/Posterior, caisse de 1000/case

#BT-1003 Postérieur sans rebord/Sideless Posterior
caisse de 1000/case

#BT-1004 Quadrant, caisse de 700/case

499⁹⁵
caisse/case

Matériau pour empreinte Impression Material Defend

Polysiloxane de vinyle. Système de cartouche à haute performance disponible en prise rapide ou régulière et en 4 degrés de viscosité. Excellente résistance à la distorsion et ne nécessite pas de 2^e prise. Contient 4 cartouches de 50 ml.

Vinyl Polysiloxane. High performance cartridge system available in regular and fast set in 4 viscosities. Excellent tear strength and no "re-takes". Content 4 cartridges of 50 ml.



Prise régulière/regular set

#VP9003 léger/light

#VP9004 moyen/medium

#VP9005 mono

#VP9007 lourd/heavy

Prise rapide/fast set

#VP9008 léger/light

#VP9009 moyen/medium

#VP9010 mono

#VP9011 lourd/heavy

53⁹⁵
boîte/box

Pâte pour enregistrement d'occlusion Bite Registration Material Defend

Matériau pour empreintes de type mousse en polysiloxane de vinyle et thixotropique. Viscosité idéale qui permet d'enregistrer tous les détails de l'occlusion. Contient 2 cartouches de 50 ml + 6 embouts mélangeurs.

Mousse-like vinyl polysiloxane and thixotropic material. Ideal viscosity and flow under pressure for precise bite registrations. Content: 2 cartridges of 50 ml + 6 mixing tips.



Ensemble sans saveur/unflavoured set

#BR-9001 régulier/regular

#BR-9002 rapide/fast

#BR-9003 super-rapide/super fast

Ensemble chocolat-menthe/chocolate-mint set

#BR-9004 rapide/fast

#BR-9005 super-rapide/super fast

Hard Bite, ensemble sans

saveur/unflavoured set

#BR-9010 rapide/fast

40⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Brosses à dents Toothbrushes Defend

La qualité des grandes marques, emballées individuellement, couleurs assorties, 72/boîte

The quality of major brands, individually wrapped, assorted color, 72/box

#TB-2500 enfant/child

#TB-2000 jeune/youth

#TB-1500 adulte, poignée de caoutchouc/adult, rubber grip

#TB-1000 adulte/adult




1 boîte/box
45⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
43⁹⁵
boîte/box

Distributeur de pellicule protectrice Barrier Film Dispenser Defend

#BF-1800

Pellicule protectrice non-incluse
Barrier film not included



54⁹⁵
chacun/each

Petits récipients multi-usage Multi-purpose dappen dishes Defend

#DD-5000

Plastique, jetables, couleurs assorties, 1000/boîte
Plastic, disposables, assorted colors, 1000/box



54⁹⁵
boîte/box

► NOUVEAU/NEW Attache-bavette en papier jetable/Disposable Paper Bib Holders Defend

#PB-8500

Pas de bords tranchants ni de chaîne froide. Longueur ajustable et extrémités auto-adhésives. 250/boîte

No sharp edges or cold chain. Stretch to fit, self-adhesive ends. 250/box



15⁹⁵
boîte/box

Embouts applicateurs pré-pliés Pre-Bent Dispensing Tips Defend

Sac de 100/bag

#PN-1227 18 ga, rose/pink, liners & bases

#PN-1228 20 ga, jaune/yellow, composite et scellant/sealant

#PN-1229 19 ga, noir/black, composite et ciment/cement

#PN-1230 22 ga, gris, scellant et ciment/grey, sealant & cements

#PN-1231 25 ga, bleu/blue, mordançage/etchants



1 boîte/box
17⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
16⁹⁵
boîte/box

Micro-applicateurs Micro-Applicators

Boîte de 100/box

Superfin/superfine

#4017-MAB-4UF

□ blanc/white

Fin/fine

#4017-MAB-P4

■ rose/pink


#4017-MAB-4

■ jaune/yellow

Régulier/regular

#4017-MAB-4R

■ bleu/blue



1 boîte/box
9⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
8⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Angle à prophylaxie incliné sans latex Non-Latex Bent Prophy Angle

#700	Ultra-doux/ultra soft	
#701	Doux/soft	
#703	Ferme/firm	



1 sac de 100
1 bag of 100

73⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 100
2 bags of 100

69⁹⁵
sac/bag

Angle avec brosse Angle with Brush

#810-R

Mauve/purple



1 sac de 100
1 bag of 100

79⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 100
2 bags of 100

74⁹⁵
sac/bag

Brossettes interdentaires Interdental Brushes

#T-1	Nylon, 12 mm
#T-2	Nylon, 15 mm
#T-3	Nylon, 18 mm
#T-4	Nylon, 13 mm
#T-5	Nylon, 18 mm



sac de 36/bag

23⁹⁵
sac/bag

Angles à prophylaxie sans latex Non-Latex Prophy Angles

#800	Ultra-doux/ultra soft	
#801	Doux/soft	
#802	Moyen/medium	
#803	Ferme/firm	
#804	PEDO, doux/soft	



#80X

1 sac de 100
1 bag of 100

62⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 100
2 bags of 100

59⁹⁵
sac/bag

#80X-R

1 sac de 500
1 bag of 500

259⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 500
2 bags of 500

239⁹⁵
sac/bag

47⁸⁰
pour 100
per 100

Brosse à prophylaxie pointue à vis Tapered Screw-Type Prophy Brushes

Poils de nylon blancs, sans latex, inodore
White Nylon Bristles, Non-Latex, Unscented



#110-36

1 sac de 36
1 bag of 36

28⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 36
2 bags of 36

26⁹⁵
sac/bag

#110-144

1 sac de 144
1 bag of 144

97⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

91⁹⁵
sac/bag

Brosse à prophylaxie pointue encliquetable Tapered Snap-On Prophy Brushes

Poils de nylon blancs, sans latex, inodore
White Nylon Bristles, Non-Latex, Unscented



#310-36

1 sac de 36
1 bag of 36

23⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 36
2 bags of 36

21⁹⁵
sac/bag

#310-144

1 sac de 144
1 bag of 144

76⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

72⁹⁵
sac/bag

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

► NOUVEAU/NEW

Cupules et broches à prophylaxie sans latex Non-Latex Prophy Cups and Brushes AllPro

Protégez votre personnel et vos patients ! Les nouvelles cupules et broches à prophylaxie SANS LATEX AllPro nettoient, polissent et travaillent exactement comme celles en latex.

Protect your staff and patient for latex allergies! These new LATEX FREE prophy cups and brushes clean, polish, and perform exactly like natural rubber cups.

À vis Screw Type

	#101-A	Nervuré, vanille/Ribbed, Vanilla
	#101-S	Nervuré, inodore/Ribbed, Unscented
	#103-A	6 pointes, vanille/6 Webs, Vanilla
	#103-S	6 pointes, inodore/6 Webs, Unscented
	#103-P	6 pointes, fraise/6 Webs, Strawberry
	#102-A	Nervuré et palmé, vanille/Ribbed & Webbed, Vanilla
	#102-S	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	#102-P	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	#105-B	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore/Ribbed & Webbed, Skirted, Unscented
	#105-L	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore/Ribbed & Webbed, Skirted, Unscented
	#104-N	Carré, nervuré et palmé, avec rebord, baies/Square Ribbed & Webbed, Skirted, Berry
	#106-P	Ped., nervuré, inodore/Ped., Ribbed, Unscented

1 sac de 144
1 bag of 144

34⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

31⁹⁵
sac/bag

1 sac de 1000
1 bag of 1000

194⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 1000
2 bags of 1000

189⁹⁵
sac/bag

27³⁰
pour 144
per 144

1 sac de 144
1 bag of 144

36⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

33⁹⁵
sac/bag

1 sac de 1000
1 bag of 1000

219⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 1000
2 bags of 1000

213⁹⁵
sac/bag

30⁸⁰
pour 144
per 144

#108-SG Pointe polisseuse, inodore/Pointed Polisher, Unscented

Encliquetable Snap-On

	#301-A	Nervuré, vanille/Ribbed, Vanilla
	#301-S	Nervuré, inodore/Ribbed, Unscented
	#303-A	6 pointes, vanille/6 Webs, Vanilla
	#303-S	6 pointes, inodore/6 Webs, Unscented
	#303-P	6 pointes, fraise/6 Webs, Strawberry
	#302-A	Nervuré et palmé, vanille/Ribbed & Webbed, Vanilla
	#302-S	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	#302-P	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	#302-B	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	#304-N	Carré, nervuré et palmé, baies/Square Ribbed & Webbed, Berry
	#306-P	Ped., nervuré, inodore/Ped., Ribbed, Unscented

1 sac de 144
1 bag of 144

26⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

23⁹⁵
sac/bag

1 sac de 1000
1 bag of 1000

149⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 1000
2 bags of 1000

145⁹⁵
sac/bag

20⁸⁵
pour 144
per 144

À verrou Latch Mandrel

	#402-A	Nervuré et palmé, vanille/Ribbed & Webbed, Vanilla
	#402-S	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	#402-P	Nervuré et palmé, fraise/Ribbed & Webbed, Strawberry
	#402-B	Nervuré et palmé, inodore/Ribbed & Webbed, Unscented
	#404-N	Carré, nervuré et palmé, avec rebord, baies/Square Ribbed & Webbed, Skirted, Berry

1 sac de 144
1 bag of 144

44⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 144
2 bags of 144

41⁹⁵
sac/bag

1 sac de 1000
1 bag of 1000

256⁹⁵
sac/bag

2 sacs de 1000
2 bags of 1000

249⁹⁵
sac/bag

35⁹⁵
pour 144
per 144

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

► NOUVEAU/NEW Protecteur de tube Tubing Protector

- Garde la tubulure propre et à l'abri des contaminants
- Couper à la longueur désirée, 2 largeurs disponibles

- Keeps tubing clean and safe from contaminants
- Cut to desired length, 2 width sizes available



#1912 2 1/4 po de large
1200 pi/rouleau

2 1/4" wide
1200 ft/roll **43⁹⁵**
chacun/each

#1912B 3 po de large
1200 pi/rouleau

3" wide
1200 ft/roll **44⁹⁵**
chacun/each

► NOUVEAU/NEW Système de nettoyage des instruments/Instrument Scrubbing System

#1952

- Système de nettoyage mécanique autoclavable
- Base d'aspiration intégrée pour le fixer en place

- Autoclavable Mechanical scrubbing system

- Built-in suction base to secure the tub in place



84⁹⁵
chacun/each

Brosses de rechange
Replacement Brushes

#1952R

Ensemble de 8/Set of 8

55⁹⁵
ensemble/set

► NOUVEAU/NEW Supports de tablier en plomb X-Ray Aprons Hangers

#28 15 x 2"

Cintre d'acier avec enduit blanc.
Compatible avec les tabliers de
style Patient adultes et enfants.
Matériel de suspension inclus.

White-coated steel hanger.
Compatible with adult and
child Patient style aprons.
Hanging hardware included.



26⁹⁵
chacun/each

#30 21 x 9 1/4"

Cintre robuste
chromé, compatible
avec les tabliers
panoramiques.

Sturdy chrome-
coated hanger,
compatible with
panoramic aprons.



26⁹⁵
chacun/each

Protection oculaire EyeSavers Eyewear

Grandeur universelle. Économique, durable, cadre
ultraléger. Lentilles en polycarbonate résistant aux
chocs. Bloque jusqu'à 95 % des UVA et UVB.

Universal Size/Facial fit. Economical & durable with an
ultralight frame. Impact-resistant polycarbonate lenses.
Blocks up to 95% of UVA and UVB rays.



#3S gris/grey
#17S clair/clear
#18S vert/green

9⁹⁵
chacun/each

Attache pour bavette Patient Napkin Holder

#311-X

15 po, nettoyage par stérilisation à froid ou avec un
désinfectant de surface, pinces crocodile chromées,
ressorts durables, mâchoires à dents pointues.

15", cleaning by cold sterilization or with a surface
disinfectant, chrome-plated alligator clips with
durable spring and sharp tooth jaws.

bleu/blue rouge/red blanc/white
jaune/yellow vert/green noir/black



7⁹⁵
chacun/each

Bols à mélanger flexibles Flexible Mixing Bowls

Ensemble comprenant un moyen bol (350 cc),
un grand bol (600 cc) et une spatule.

Kit containing one medium bowl (350 cc),
one large bowl (600 cc) and a spatula.

#1532MAS menthe, turquoise/mint, aqua

#1532TOS tangerine, orange/mandarine, orange



23⁹⁵
chacun/each

Boîte d'orthodontie Orthodontic Box

#RB-X

0,6875 x 2,875 x 2,375 po
blanc, jaune, rose, bleu
ou couleurs assorties, 25/boîte

0.6875 x 2.875 x 2.375"
white, yellow, pink, blue or
assorted colors, 25/box



18⁹⁵
boîte/box

Boîtes pour prothèses Denture Boxes

#1962

Couleurs assorties seulement,
bleu, mauve, jaune, beige, 12/sac

Assorted colors only,
blue, purple, yellow, beige, 12/bag



26⁹⁵
sac/bag

Distributeur de rouleaux de coton Cotton Rolls Dispenser

#1600X

blanc/white

bleu/blue



32⁹⁵
chacun/each

Distributeur de compresses 2 x 2 po 2 x 2" Sponge Dispenser

#1403-X

blanc/white

bleu/blue

mauve/purple



29⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

DIVERS/MISCELLANEOUS



Absorbants salivaires Saliva Absorbents Dry Tips

Absorbe 30 fois son poids, 1,5 x 0,375 po, non-stérile, 50/boîte
Absorb 30 times its weight, 1.5 x 0.375", non-sterile, 50/box

Revêtement blanc/white reflective

#291543 petit/small

#291542 grand/large

► NOUVEAU/NEW

Revêtement argenté réfléchissant
pour une visibilité accrue
et pour faciliter la rétraction

Silver reflective coating
for increased visibility
& to aid retraction

#291727 petit/small

#291726 grand/large

1 boîte/box

19⁹⁵

boîte/box

2 boîtes/boxes

18⁹⁵

boîte/box

1 boîte/box

20⁹⁵

boîte/box

2 boîtes/boxes

19⁹⁵

boîte/box



Boutons/Buttons Matrix

#100

Réalisez des empreintes pour couronnes
en 30 sec. avec de l'eau chaude, 72/boîte

Make impressions for crowns in 30 sec. using hot water, 72/box

64⁹⁵

boîte/box



► NOUVEAU/NEW

Instruments pour protection gingivale Gingival retraction instruments Prodont Holliger

Enfin un instrument simple et rapide d'utilisation pour la préparation de
vos limites cervicales. Deux actions simultanées: protection efficace de la gencive
marginale et accès direct et précis aux limites.

At last an instrument simple and easy to use for the preparation of your cervical
margins. Two simultaneous actions: effective protection of the marginal gum
& direct and precise access to the margins.



#261GPR3 3,7 mm


#261GPR4 4,3 mm

69⁹⁵

chacun/each

Cire à modeler en plaque Modeling Wax Plate ABC

Flexible et malléable, 5 lb (environ 100 plaques)/boîte
Flexible and malleable, 5 lb. (about 100 plate)/box



Cire fine/Fine Wax 1.5 à 1.8 mm

#WX028 rouge/red

#WX031 rose/pink

49⁹⁵

boîte/box

Cire régulière/Regular Wax 2 à 2.3 mm

#WX029 rouge/red

#WX032 rose/pink

44⁹⁵

boîte/box

Cire épaisse/Thick Wax 2.5 à 2.9 mm

#WX030 rouge/red

#WX033 rose/pink

44⁹⁵

boîte/box

Doseur à double extrémité Double-Sided Scoop

#1525



6⁹⁵

chacun/each

Alginate pour impression Alginate Impression Material

Kromatica

Sans poussière, change de couleur

Dust free, color changing

Prise régulière/normal set

#305-125 cerise/cherry #305-126 menthe/mint

#305-127 gomme/gum #305-128 sans saveur/unflavoured

Prise rapide, douze pots de 1 lb par caisse

Fast set, twelve 1 pound cans per case

#305-121 cerise/cherry

#305-122 menthe/mint

#305-123 gomme/bubble gum

#305-124 sans saveur/unflavoured



16⁹⁵

pot/jar

14⁹⁵

pot/can

12 pots/caisse
12 cans/case

179⁹⁵

caisse/case

Caisse de 10 lb (dix sacs en aluminium de 1 lb et 1 boîte vide, 1 cuillère et 1 flacon)
10 pound case (ten 1 pound aluminum foil bag and 1 empty can, 1 scoop & 1 vial)

Prise régulière/normal set

#305-105 cerise/cherry #305-106 menthe/mint

#305-107 gomme/gum #305-108 sans saveur/unflavoured

Prise rapide/fast set

#305-101 cerise/cherry

#305-102 menthe/mint

#305-103 gomme/bubble gum

#305-104 sans saveur/unflavoured

14⁹⁵

sac/bag

12⁹⁵

sac/bag

10 sacs/caisse
10 bags/case

129⁹⁵

caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Le fabricant allemand d'instruments chirurgicaux manuels de haute qualité.

German manufacturer of high quality handheld surgical instruments.



Pinces/Pliers

Acier inoxydable/Stainless Steel

#BD-30 ADSON 1x2 dents/1x2 teeth

#BD-31 ADSON Dentelé/Serrated

#COLLEGE Dentelé/Serrated

44⁹⁵
chacun/each
44⁹⁵
chacun/each
21⁹⁵
chacun/each



Daviers/Extraction Forceps

Acier inoxydable/Stainless Steel

#AMG-150 CRYER N° 150

#AM-451 N° 451

166⁹⁵
chacun/each

Élévateurs/Elevators

Acier inoxydable/Stainless Steel

#HE-2 HEIDBRINK

#DL-34S APEXO

#BEIN-4Z

65⁹⁵
chacun/each



Pinces hémostatiques et porte-aiguilles Hemostats & Needle Holders

Acier inoxydable/Stainless Steel

#P-96 HALSTED-MOSQUITO

#P-97 HALSTED-MOSQUITO Courbé/Curved

Carbure de tungstène/Tungsten Carbide

#PH-71 CASTROVIEJO

49⁹⁵
chacun/each
209⁹⁵
chacun/each

Ciseaux/Scissors

Acier inoxydable/Stainless Steel

#GFC GOLDMAN-FOX

#LG-1 LA GRANGE

#SC-1 SPENCER

#FG-1 IRIS

69⁹⁵
chacun/each
87⁹⁵
chacun/each
51⁹⁵
chacun/each
51⁹⁵
chacun/each



Périotomes/Periotomes

Acier inoxydable/Stainless Steel

#MC-11 N° 1

#MC-12 N° 2

#MC-13 N° 3

51⁹⁵
chacun/each

Sondes/Probes

Acier inoxydable/Stainless Steel

#707-2311 WILLIAMS 23/CP-11

#707-6D2 16/17

#SM-15 CP-15UNC

36⁹⁵
chacun/each
36⁹⁵
chacun/each
26⁷⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



NORTH AMERICA WEBSITE
bmtsurgical.com/na

Téléchargez le catalogue des instruments
dentaires les plus populaires.

Download the BMT Dental Catalogue
Most Popular Instruments.

INSTRUMENTS BMT



Instruments pour digue dentaire Rubber-Dam Instruments

Acier inoxydable/Stainless Steel

#DF-02

AINSWORTH Pincers à percer/Punch Forceps

#DF-12

IVORY Pincers porte-crampons/Clamp Forceps

154⁹⁵
119⁹⁵
chacun/each

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES
OTHER PRODUCTS AVAILABLE



Seringues/Syringes

Acier inoxydable/Stainless Steel

#SD-88 Auto-aspirante à prise ailée et sans harpon
Self-aspirating with winged grip and without harpoon

#SD-8 Aspirante pour embout Imperial 140 mm
Aspirating for Imperial Tip 140 mm

121⁹⁵
99⁹⁵
chacun/each

Écarteurs/Retractors

#OM-40 MOLT-DOYEN-COLLIN Adulte/Adult

#OM-42 MOLT Enfant/Child

#OM-55 MINNESOTA-UNIVERSITY

179⁹⁵ 227⁹⁵ 29⁹⁵
chacun/each



Bistouris et lames/Scalpels & Blades

#MA-B3M Stainless, n° 3M

#MA-B1 Stainless, n° 5

#100-015 N° 15, 100 lames en acier au carbone/100 Carbon Steel Blades

21⁹⁵
34⁹⁵
chacun/each

Miroirs et manches/Mirrors & Handles

Miroirs au rhodium, 12/boîte/Rhodium Mirrors, 12/box

#RH-4A Miroir/mirror n° 4, Ø 22 mm


#RH-5A Miroir/mirror n° 5 Ø 24 mm

Manches à miroir, embout cône en stainless/Mirror Handle, Stainless Cone Socket

#MA-1A Manche/handle n° 1

#MA-2A Manche/handle n° 2

54⁹⁵
8⁹⁵
boîte/box
chacun/each



Curettes et détartreurs/Curettes & Scalers

Acier inoxydable/Stainless Steel

#USG-XXX #USC-XXX #USS-XXX

Titane/Titanium

#T-USG-XXX #T-USC-XXX #T-USS-XXX

36⁹⁵
77⁹⁵
chacun/each

Odontologie conservatrice/Dental Restoration

Fouloirs/Pluggers

#712-XXX #713-XXX #714-XXX #716-XXX

Excavateurs série 717/Serie 717 excavators

#717-17W #717-31L #717-32L #717-33L

Excavateurs série E (manche mince)/Serie E Excavators (narrow handle)

#E-1 #E-2 #E-3 #E-4


Instrument de mise en place d'hydroxyde de calcium

Calcium Hydroxide Liner Placement Instrument #A-1

36⁹⁵
36⁹⁵
21⁹⁵
84⁹⁵
chacun/each

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES/OTHER PRODUCTS AVAILABLE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Trousse d'hygiène/Hygiene Kit

#KIT-HYG Cassette + 10 instruments

#BS-910 Cassette à clips vide pour instruments, 3 x 20 x 15 cm
Empty cassette with clips for instruments, 3 x 20 x 15 cm

#707-23D1 Sonde exploratrice
Explorer Probe #23/17, 17 cm

#COLLEGE Précelle anatomique College, dentelée, 15 cm
Dressing Forceps College, serrated, 15 cm

#MA-2A#RH-4A
Manche à miroir #2 solide, embout cône, 12,5 cm
Mirror Handle #2 solid, cone socket, 12.5 cm
12 miroirs rhodium #4, Ø22 embout cône
12 Rhodium Mirrors #4, Ø22 cone socket

#SM-15 Sonde parodontale/Perio Probe
#CP-15UNC, grad. 15,5 cm

#USG-1/2 Curette Gracey #1/2

#USG-7/8 Curette Gracey #7/8

#USG-13/14 Curette Gracey #13/14

#USG-15/16 Curette Gracey #15/16

#USS-204S Détartreur/Scaler #204S

#USS-H6/7 Détartreur/Scaler #H6/H7



499⁹⁵
chacun/each



Trousse d'examen/Exam Kit

#KIT-ESR Cassette + 5 instruments

#BS-905 Cassette à clips vide pour instruments, 3 x 20 x 7,5 cm
Empty Cassette with clips for instruments, 3 x 20 x 7,5 cm

#707-23D1
Sonde exploratrice #23/17, 17 cm
Explorer Probe #23/17, 17 cm


#COLLEGE
Précelle anatomique College, dentelée, 15 cm
Dressing Forceps College, serrated, 15 cm

#MA-2A
Manche à miroir #2 solide, embout cône, 12,5 cm
Mirror Handle #2 solid, cone socket, 12.5 cm

#RH-4A
12 miroirs rhodium #4, Ø22 embout cône
12 Rhodium Mirrors #4, Ø22 cone socket

#SM-12
Sonde parodontale #CP-12, grad. 15,5 cm
Perio Probe #CP-12, grad. 15.5 cm

#SC-1
Ciseau à ligature Spencer, 11 cm
Ligature Scissor Spencer, 11 cm



259⁹⁵
chacun/each



► NOUVEAU/NEW Ruban de marquage en vinyle Vinyl Marking Tape

Ruban autocollant stérilisable, résiste à l'eau, l'huile, aux acides.
Non toxique, 9 mm x 5 m

Self-stick tap autoclavable, resist water, oil & acids. Non-toxic, 9 mm x 5 m

#10124-142 jaune/yellow
#10124-144 vert/green
#10124-146 rouge/red
#10124-148 orange
#10124-150 bleu/blue
#10124-158 blanc/white

10⁹⁵
rouleau/roll

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

DIVERS/MISCELLANEOUS

Miroirs dentaires/Mouth Mirrors Médi-Sélect

Fait pour les manches universels
Made for universal handles



#MP4522

Taille 4, diamètre de 18 mm
Size 4, 18 mm diameter

#MP4524

Taille 5, diamètre de 20 mm
Size 5, 20 mm diameter

#MP4522PQT

Taille 4, 12/paquet
Size 4, 12/package

#MP4524PQT

Taille 5, 12/paquet
Size 5, 12/package

5⁹⁵
chacun/each

31⁹⁵
paquet/package

Manche pour miroir Mouth Mirror Handle Prodont Holliger

Manche en acier inoxydable/Inox Handles



#212.00 Manche régulier, meilleur vendeur
Standard handle, best seller



#212.00D Manche design, facile à nettoyer, très léger
Design handle, easy cleaning, very light



#212.00XL Manche breveté, facile à nettoyer,
meilleure préhension, prévient le syndrome du canal carpien

Patented handle, easy cleaning, precise gesture
and prevention of carpal tunnel syndrome

10⁹⁵
chacun/each

9⁹⁵
chacun/each

16⁹⁵
chacun/each

Détachant pour instruments chirurgicaux Surgical instrument Stain Remover

Miltex

#3-740

85 g, enlève les taches, les ternissures et restaure
l'éclat des instruments, des surfaces et l'intérieur
des stérilisateurs.

3 oz, removes stains, tarnishes and restores luster to
instruments, plated surfaces and inside sterilizers.



17⁹⁵
chacun/each

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux Surgical Instrument Lubricant

Miltex

#3-700

Aide à prévenir les taches, la rouille
et la perte de lustre. Pré-mélangé,
sans silicone, formule anti-corrosion
prêt à l'emploi. Pulvérisateur de
8 onces.

Helps prevent spotting, rusting &
staining. Pre-mixed, non-silicone,
anti-corrosive formula in a ready to
use. 8 oz spray pump bottle.



15⁹⁵
chacun/each

Nettoyant pour instruments chirurgicaux Surgical instrument Cleaner

Miltex

#3-720

Concentré, 8 oz donne 32 gallons

Concentrate, 8 oz yield 32 gallons



17⁹⁵
chacun/each

Gants industriels en nitrile/ Industrial Nitrile Gloves Ansell

#3717511XXX

Tailles/sizes: 6, 7, 8, 9, 10, 11



Épaisseur: 15 mil, longueur:
330 mm, doublure en coton,
réutilisable, 12/sac

Thickness: 15 mil, length:
13", cotton flocking, reusable,
12/bag

23⁹⁵
sac/bag

► NOUVEAU/NEW Lingettes jetables avec germicide Germicidal Disposable Cloth

Super Sani-Cloth

#Q86984

7,5 x 15 po, jetables, 65/boîte. 55 % d'alcool isopropylique.
Tue la tuberculose et le RSV en 1 minute. Tue le VHB, VHC,
coronavirus humain, rotavirus, SARM, VRE et BLSE produisant
E. coli en 2 minutes.



7.5 x 15", disposable, 65/box.
Kills TB and RSV in 1 minute.
HBV, HCV, Human Coronavirus,
Rotavirus, MRSA, VRE and ESBL
Producing E. coli in 2 minutes.

17⁹⁵
chacun/each

Nettoyant/Cleaner Asepti-Zyme

#6023175

Liquide de pré-trempe et détergent
enzymatique pour instruments, 3,78 L

Enzymatic Instrument Presoak
& detergent, 3.78 L



46⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Nettoyeur à ultrasons Ultrasonic Cleaner StatClean

La quiétude d'un nettoyeur à ultrasons silencieux doté d'un réservoir de 1,6 gallon et d'un couvercle avec support intégré, peut contenir une variété d'instruments dans son panier à séchage de conception mains libres unique. Le boîtier est en plastique de qualité industrielle, dont les parois sont de 4,5 mm d'épaisseur.

Treat yourself to a quiet ultrasonic. StatClean's 1.6 gallon tank and convenient self docking lid holds a variety of instruments in the unique hands free drying basket. It's made from engineering grade plastic, 4.5 mm thick wall housing.



#SC-P4862

- Dimensions de l'appareil/Unit Size
20,3 x 12 x 9,4 po (51,5 x 30,5 x 24,0 cm)
- Alimentation électrique/Power Supply
260W (CA 100-120V, 50/60 HZ)
- Capacité du réservoir/Tank Capacity
1,6 gallon (6,0 L)
- Capacité maximale/Maximum Capacity
1,3 gallon (5,0 L)
- Capacité minimale/Minimum Capacity
0,9 gallon (3,35 L)
- Dimensions du réservoir/Tank Size
12,7 x 8,1 x 3,9 po (32,3 x 20,5 x 9,9 cm)
- Longueur max. d'un objet dans le compartiment
Longest item fits inside tank
13,4 po (34,0 cm)



Facile à utiliser/Easy to Use

Écran LED 3 couleurs affichant les réglages complets du minuteur (1 à 30 min.) et l'option Dégazage. Capacité avancée de mémoire hors tension. Robinet de purge facilement accessible évitant tout dégât.

A 3 color LED display accurately displays the 1 - 30 min. full range timer and Degas option. Equipped with advanced power-off memory. The easy to access drainage valve eliminates the possibility of spills.*



Puissant/Powerful

Deux transducteurs à ultrasons avec circuits de commande indépendants permettent un nettoyage jusqu'à 40 % plus efficace que les autres appareils.

Two industrial grade ultrasonic transducers with independent control circuits increasing cleaning efficiency by up to 40% over other units on the market.




Étanche/Water Resistant

Panneau de commande étanche empêchant toute infiltration, assurant ainsi un rendement optimal et continu de l'appareil.

Designed to be resistant to water penetration within the control panel to ensure continued optimal performance.

Inclus/Included:



#SC-SB4862A

Panier en métal
Metal Basket



#SC-BH02A

Double support de gobelet
Double Beaker Holder



#SC-PH01A

Tuyau
Hose



#SC-PC4862A

Cordon d'alimentation
Power Cord

1049⁹⁵
chacun/each

Brosse à récurage en nylon Nylon Cleaning Brush

#118-140

Supporte des températures jusqu'à 80°C (176°F).
Can withstand temperatures up to 176°F (80°C).



4⁹⁵
chacun/each

Brosse stérilisable/Autoclavable Brush



#MDS88BRUSH (#3-1000)

18,4 cm (7,25"), poils de nylon/nylon bristles



#MDS88BRUSHSS (#3-1001)

18,4 cm (7,25"), poils d'acier inoxydable/stainless steel bristles

9⁹⁵
chacun/each

10⁹⁵
chacun/each

Solution de nettoyage ultrasonique en 5 minutes 5 minutes Ultrasonic Cleaning Solution OPTIM 28

#2800 OPTIM 28

OPTIM 28 est la solution nettoyante de choix pour le StatClean ; elle offre un nettoyage rapide et de qualité supérieure des instruments. Contient du peroxyde d'hydrogène stabilisé, une substance ultra efficace pour déloger les résidus organiques. Solution non corrosive lorsque adéquatement diluée et efficace contre les protéines, les glucides et les lipides en seulement 5 min.

1 gallon = 126 litres/33,5 gallons de solution prête à l'emploi

OPTIM 28 is the cleaner of choice for use in the StatClean and provides quick, superior cleaning of instruments.

Contains Stabilized Hydrogen Peroxide, a highly effective means of cleaning organic debris.

Non-corrosive when used at the correct dilution and effective against protein, carbohydrates and lipids in only 5 min.

1 gallon = 126 liters/33.5 gallons of ready-to-use solution



4⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Nettoyants désinfectants et produits de stérilisation Disinfectant Cleaner and Sterilization Products OPTIM



#33W12 OPTIM 33TB RTU

160 lingettes désinfectantes,
6 x 7 po

160 disinfecting wipes, 6 x 7"

#33W12-ALOE OPTIM 33TB RTU

160 lingettes désinfectantes
à l'aloès, 6 x 7 po

160 disinfecting aloe wipes
6 x 7"

19⁹⁵

chacun/each



#2800 OPTIM 28

Solution concentrée
de prénettoyage des
instruments pour nettoyage
ultrasonique manuel ou
automatique

Concentrated solution
for ultrasonic cleaning
manual or automatic
processing

4 L

49⁹⁵

chacun/each



#CS4X4 OPTIM CS

Chimios térilisant
et désinfectant
de niveau élevé
Chemosterilant
and high level
disinfectant

4 L

54⁹⁵

chacun/each



#334X4 OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface
de niveau intermédiaire
Intermediate level surface
disinfectant

#334X4-ALOE OPTIM 33TB RTU

Désinfectant de surface à
l'aloès de niveau intermédiaire
Intermediate level aloe
surface disinfectant

4 L

39⁹⁵

chacun/each



Bouteille de 1 L, 12/caisse
1 L bottle, 12/case

#3312X1 OPTIM 33TB RTU

Sans parfum/unscented

#3312X1-ALOE OPTIM 33TB RTU

Parfum d'aloès/aloe scent

1 L

15⁹⁵

chacun/each

Caisse de 12/case

179⁹⁵

caisse/caisse



Contenant atomiseur
de 2 L pour système
d'aspiration
2 L Container (Atomizer)
for Suction System Dürr

#OROCUP

139⁹⁵

chacun/each



Solution désinfectante
pour système d'aspiration
Disinfectant Solution
for Suction System Dürr

#OROTOL-PLUS

2,5 L

109⁹⁵

chacun/each



Désinfectant pour
matière d'empreinte
Impression Material
Disinfectant Dürr

#MD520

2,5 L

76⁹⁵

chacun/each



Solution désinfectante
prête à l'emploi
Ready-to-use
Disinfection Solution
Dürr

#FD322

2,5 L

94⁹⁵

chacun/each

Nettoyant et lubrifiant interne de pièces à main/Handpieces Internal Cleanser and Lubricant

Manuellement à l'aide de l'aérosol STATCARE ou le STATMATIC avec la machine/Manually with STATCARE Spray or STATMATIC with the automated maintenance unit



Vaporisateur
Spray Statmatic

#STM500-6NA

500 ml

41⁹⁵

chacun/each



Vaporisateur
Spray StatCare

#S500-6NA

500 ml

41⁹⁵

chacun/each

Embouts
Nozzles

#S500M

Multi

#S500T

Tip

#S500E

E-Type

15⁹⁵

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Détergent Dual-Enzymatic Dual-Enzymatic Detergent EmPower

#10-4100 Original

#10-4400 Sans parfum/Fragrance Free

Élimine rapidement le sang et les débris protéiques des instruments avant la stérilisation. Contient deux enzymes protéolytiques et des agents nettoyants puissants. Formule au pH neutre, peu moussant et concentré.



Quickly removes blood and proteinaceous debris from soiled instruments before sterilization. Contains 2 proteolytic enzymes and powerful cleaning agents. Neutral pH formula, low-foaming & concentrated.

4 L
34⁹⁵
chacun/each

Détergent Dual-Enzymatic Dual-Enzymatic Detergent MetriZyme

#10-4000

Comprend des surfactants, un stabilisant enzymatique, un tampon pour maintenir le pH, un agent de conservation, un agent anti-moussant et un colorant en solution. Recommandé pour les instruments très souillés par des débris organiques. Parfum de menthe.



Includes surfactants, an enzyme stabilizer, a buffer to maintain pH, a preservative, an antifoaming agent and solution dye. Recommended for instruments with presence of high organic debris. Mint fragrance.

4 L
66⁹⁵
chacun/each

Vaporisateur enzymatique moussant Foam Enzymatic Spray EmPower

#10-4224 Pulvérisateur/spray 24 oz



Mousse en vaporisateur prête à l'emploi pour pré-nettoyage des instruments immédiatement après usage pour les garder humides avant leur nettoyage complet. Les enzymes à double action de la mousse permettent de décomposer le fardeau biologique, afin de dégager les matières organiques et solubles dans l'eau.

Foam spray recommended on instruments immediately after use to keep them moist before cleaning. The dual action enzymes of foam break down the biological burden to release organic and water-soluble materials.

18⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW

Pompe distributrice pour bouteille de 4 litres Dispensing Pump for 1 gallon bottle Metrex

#46-1000

Pompe conçue pour distribuer 1 once de concentré par pression. Pump designed to dispense 1 ounce of concentrate per push.



12⁹⁵
chacun/each

Savon liquide antimicrobien/Antimicrobial Liquid Soap VioNex

Savon liquide antimicrobien très doux et non-irritant spécialement formulé pour les professionnels de la santé qui se lavent les mains de 30 à 50 fois par jour. Antimicrobial Liquid Soap specially formulated to be gentle and non-irritating for health care professionals who handwash 30-50 times per day.

#11-1518

532 ml (18 oz)



1 bouteille/bottle

15⁹⁵
chacun/each

2 bouteilles/bottles

14⁹⁵
chacun/each

#11-1500

3,8 L (128 oz)



1 bouteille/bottle

48⁹⁵
chacun/each

2 bouteilles/bottles

45⁹⁵
chacun/each

#10-1398

Distributeur manuel mural
Manual wall dispenser



12⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

BM-5000

Nettoyant tout usage pour système à ultrason
General purpose ultrasonic cleaner



4 L

26⁹⁵

chacun/each

BM-5100

Nettoyant pour tartre, taches et ciment permanent
Tartar, stain and permanent cement remover



4 L

28⁹⁵

chacun/each

BM-5200

Nettoyant pour plâtre et pierre
Plaster and stone remover



4 L

29⁹⁵

chacun/each

**BM-6000**

Nettoyant concentré pour système d'évacuation
Evacuation system cleaner concentrate

Evacuation system cleaner concentrate

4 L

31⁹⁵

chacun/each

BM-6300

Solvant à l'orange
Orange Solvent



1 L

14⁹⁵

chacun/each

BM-7000

Solution pour stérilisateur chimique
Chemical sterilizer solution



4 L

31⁹⁵

chacun/each

BM-28 Plus

Glutaraldéhyde activé 2 %, prêt à l'emploi
Activated Glutaraldehyde 2%, ready-to-use



EQUIVALENT AU CIDEX
EQUIVALENT TO CIDEX

4 L

28⁹⁵

chacun/each

BM-6400

Nettoyant et désinfectant à base d'éthanol
Ethanol disinfectant and cleaner

**#BM-4S**

Bouteille vide de 500 ml
 avec vaporisateur

500 ml Empty Bottle with Spray

4 L

36⁹⁵

chacun/each

3⁹⁵

chacun/each

BM-3000

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les **appareils sans rouleaux**. Chaque caisse contient 3 x 1 L de BM-3000D (révélateur) et 3 x 1 L de BM-3000F (fixateur). Aussi vendu séparément.

Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all rollerless type processors. Packaged 3 x 1 L of BM-3000D (developer) and 3 x 1 L of BM-3000F (fixer) per case. Also sold separately.



6 x 1 L par caisse/case

38⁹⁵

chacun/each

BM-2000

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les **appareils avec rouleaux**. Chaque caisse contient 2 x 4 L de BM-2100 (révélateur) et 2 x 4 L de BM-2200 (fixateur). Aussi vendu séparément.

Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all roller type processors. Packaged 2 x 4 L of BM-2100D (developer) and 2 x 4 L of BM-2200 (fixer) per case. Also sold separately.



4 x 4 L par caisse/case

52⁹⁵

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Solution désinfectante pour instruments/surfaces Multi-purpose Disinfecting Solution Gamut Plus

GAM-PLUS-XXL



- Prête à l'emploi, aucune dilution requise
- Biodégradable
- S'attaque aux moisissures et aux champignons
- Effet à large spectre en seulement 5 minutes
- Sans danger pour les surfaces et les instruments

- Ready-to-use, no mixing required
- Biodegradable
- Destroys mildew and fungi
- 5 Minutes broad spectrum effect
- Safe for surfaces and instruments

4 L
44⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW Gel topique anesthésique Topical Anesthetic Gel

ZAP Germiphene

#ZAP-G-XX-XL

■ menthe fraîche, moyen/cool mint

■ glace à la fraise/strawberry ice



50 g, 18 % benzocaïne + 2 % tétracaïne. Action rapide, agit dans les 30 secondes. Anesthésie topique pendant au moins 10 à 15 minutes.

50 g, 18% benzocaine + 2% tetracaine. Fast-acting, topical anesthesia within 30 seconds. Topical anesthesia for a minimum of 10-15 minutes.

26⁹⁵
chacun/each

Désinfectant nettoyant pour surfaces Surface Disinfectant Cleaner

GermiCide³

Bactéricide, fongicide, virucide et tuberculocide en 3 min, biodégradable, non collant, sans résidu chimique. Pulvérisateur disponible.

Bactericidal, fungicidal, virucidal & tuberculocidal in 3 min., biodegradable, non-sticky, non-chemical residue. Sprayer available.



#GERMI-3-XXL

#GERMI-3-L-XXL

Citron/lemon

#GERMI-3-XXXL

#GERMI-3-L-XXXL

Citron/lemon

#GERMI-3-SW

Lingettes/wipes, 13 x 15 cm
Boîte de 160/box

#GERMI-3-SWR

Sac (recharge) de 160 lingettes
160 wipes refill pack

#GERMI-3-SSW

Lingettes/wipes, 23 x 25 cm
Boîte de 60/box

#GERMI-3-SSW-R

Sac (recharge) de 60 lingettes
60 wipes refill pack

3,78 L
38⁹⁵
chacun/each

9,46 L
88⁹⁵
chacun/each

17⁹⁵
chacun/each

14⁴⁵
chacun/each

19⁴⁵
chacun/each

15⁴⁵
chacun/each

Nettoyeur magique pour les chaises Cleaning Magic for Chairs Genie Plus Germiphene

Désinfecte, nettoie et revitalise, sécuritaire pour les surfaces de cuirettes et de vinyle. Disinfects, cleans and revitalises, safe for naugahyde and all vinyl surfaces.



#GE-S

Pulvérisateur de 700 ml
700 ml spray

14⁴⁵
chacun/each

#GE-M Bouteille de 4 L
4 liter bottle

39⁹⁵
chacun/each

#GE-W

Lingettes, 13 x 15 cm, 160/boîte
Wipes, 13 x 15 cm, 160/box

17⁹⁵
chacun/each

#GE-W-R

Sac (recharge) de 160 lingettes
160 wipes refill pack

14⁴⁵
chacun/each

Désinfectant pour surfaces dures Hard Surface Disinfectant GermXtra Germiphene

#GMXX-L sans odeur/unfragranced

#GMXX-L-L parfum de citron/lemon scent



- Efficace contre les agents pathogènes émergents, tels que le SRAS-CoV-2 (COVID-19), en 1 minute de temps de contact
- pH neutre sécuritaire sur la plupart des matériaux
- Mélange synergique d'éthanol et de surfactants qui nettoient et désinfectent en une seule étape
- Durée de conservation de 3 ans

- Effective against emerging pathogens, such as SARS-CoV-2 (COVID-19), 1 minute broad spectrum kill
- Neutral pH formula is safe on most materials
- Synergistic blend of ethanol and surfactants that clean and disinfect in one step
- 3 years shelf-life


4 L
62⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

► NOUVEAU/NEW

Solution Désensibilisante
Desensitizing Solution

#HEMA

Flacon compte-gouttes de 10 ml
Dropper Bottle of 10 ml

1 x 10 ml

79⁹⁵
chacun/each

3 x 10 ml

71⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW

Solution hémostatique
Hemostatic Solution

#STAT-XS 15 ml

Solution hémostatique de chlorure d'aluminium à 25 %, sans épinéphrine et à action rapide.

Fast acting Hemostatic
25% Aluminum Chloride
Solution without epinephrine.

1 bouteille/bottle

19⁹⁵
chacun/each3 bouteilles et plus
3 bottles & more**17⁹⁵**
chacun/each**Savon liquide antimicrobien**
Antimicrobial Lotion Soap0.6 % Chloroxylénol (PCMX), avec aloès et lanoline. Sans Triclosan.
0.6% Chloroxylénol (PCMX), with Aloe Vera & Lanolin. Triclosan-Free.

#G-VIRO-XXL

4 L

59⁹⁵
chacun/each

#G-VIRO-S

480 ml

11⁹⁵
chacun/each**Solution pour nettoyage par ultrasons**
Ultrasonic Cleaning Solution

#GLE

Bactériostatique et sans ammoniac. Sans danger pour les instruments en inox. 100 ml = 1 L de solution prête à l'emploi. Bouteille doseuse.

Bacteriostatic & non-ammoniated. Safe for stainless steel instruments. 100 ml = 1 L of use solution. Tip 'n' Measure bottle.



2 L

46⁹⁵
chacun/each**Nettoyeur enzymatique concentré pour ultrasons**
Concentrated Enzyme Ultrasonic Cleaner

#GZYX3-M

10 ml = 4 L de solution nettoyante. Nettoie en 1 min.
Non toxique, biodégradable, PH neutre, peu moussant, rinçage facile. Mélange de 3 agents de surface, odeur de tangerine.

10 ml = 4 L of use solution. Cleans in 1 min.. Non-toxic, biodegradable, neutral PH, low foaming, free rinsing. 3 surfactant blend, tangerine scent.



1 L

83⁹⁵
chacun/each**Lait chirurgical/Surgical Milk**

Lubrifiant et antirouille pour instruments. N'interfère pas avec la stérilisation. 4 L de concentré = 20 L de solution prête à l'emploi.

Instrument lubricant and rust inhibitor. Will not interfere with autoclaving. 4 L of concentrate = 20 L of ready-to-use solution.



#SM-S 2 L

37⁹⁵
chacun/each

#SM-L 4 L

71⁹⁵
chacun/each**Nettoyant enzymatique pour système d'évacuation**
Enzymatic Evacuation System Cleaner

#G-MICROVAC-XXL

399 traitements par bouteille de 4 L. Compatible avec les systèmes d'évacuation secs et humides et les séparateurs d'amalgame. Sans mousse ni phosphates.

399 treatments per 4 L bottle. Use for wet and dry vacuum systems. Amalgam separator compatible formula. Non foaming, no phosphates.

Pompe/Pump
#WP-30**1⁹⁵**
chacun/each

4 L

54⁹⁵
chacun/each

#G-MICRO-MT-U/S

Contenant de distribution EvacEasy
EvacEasy Dispensing Container**12⁹⁵**
chacun/eachEn raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

GAMME DE SOINS/CARE RANGE CAMILLEN 60

Produits fabriqués en Allemagne. La camomille est reconnue pour son pouvoir curatif, anti-inflammatoire, décongestionnant et régénérateur pour la peau.

Products made in Germany. Chamomile is recognized for its curative, anti-inflammatory, decongestant and skin regenerating power.

Crème pour les mains Handcream Camillen 60 original

Ingrédients actifs : camomille, azulène, allantoin, eucérine et Vaseline

Active ingredients: chamomile, azulene, allantoin, eucerin & Vaseline



#CM8030.2 Tube, 100 ml

9⁹⁵
chacun/each

#CM9047

Flacon pompe/dispenser
450 ml

35⁹⁵
chacun/each

Crème pour les mains Handcream Camillen 60 Plus

Ingrédients actifs : camomille, allantoin, panthénol et 5 % d'urée

Active ingredients: chamomile, allantoin, panthenol and 5% urea



#CM80312 Tube, 100 ml

10⁹⁵
chacun/each

#CM9046A

Flacon pompe/dispenser
450 ml

36⁹⁵
chacun/each

Crème pour fissures Fissure Cream Camillen 60 Intense

#CM8080.2 Tube, 100 ml

Une crème onctueuse hautement curative qui contient la vaseline la plus pure et blanche et a été développée particulièrement pour des parties de peau cornée, fragiles et crevassées. La peau rugueuse des talons et des coudes redevient souple et uniforme. Agents anti-inflammatoires de la camomille et combinaison très efficace des vitamines A+E et d'huile de carotte.

A creamy, highly curative cream that contains the purest white petrolatum and has been developed especially for corny, fragile and cracked skin parts. The rough skin of the heels and elbows becomes more flexible and uniform. Anti-inflammatory agents like chamomile and a very effective combination of vitamins A + E and carrot oil.



11⁹⁵
chacun/each

GAMME DE SOINS/CARE RANGE GEHWOL

Gehwol, des produits de soins des pieds réservés aux professionnels depuis 50 ans et testés sous contrôle dermatologique.

Gehwol, exclusive foot care products for professionals since 50 years and dermatologically tested.

Poudre podologique Foot Powder Gehwol med

Poudre absorbante contenant des substances actives désinfectantes. Elle prévient les infections des pieds, les désodorise et les laisse secs et doux. Ingrédients actifs : amidon de tapioca, oxyde de zinc micronisé, tricosane, bisabolol et clotrimazol. Parfum frais et agréable. Il est recommandé d'en saupoudrer aussi dans les chaussettes.

This special powder contains disinfectant active ingredients prevents infections, keeps your feet dry, smooth and odourless. Active Ingredients: Tapioca Starch, Micronized Zinc Oxide, Tricosane, Bisabolol and Clotrimazol. Fresh and clean odor. We recommend sprinkling in your socks.



#114090603

100 g

18⁹⁵
chacun/each

Baume vitalité des jambes Leg Vitality Balm Gehwol Fusskraft

Baume nourrissant et ultra-hydratant qui revitalise, détend et rafraîchit les jambes lourdes et fatiguées. Non gras et rapidement absorbé. Ingrédients actifs : huile d'avocat, huiles essentielles de lavande, de romarin et de pin alpin, extraits d'algues marines et d'hamamélis, allantoin et bisabolol.

Nourishing and ultra-moisturizing balm that revitalizes, relaxes and refreshes tired and tired legs. Non-greasy & quickly absorbed. Active Ingredients: avocado oil, lavender, rosemary and alpine pine essential oils, seaweed extracts and witch hazel, allantoin and bisabolol.



#111110703

125 ml

#111111103

500 ml

17⁹⁵
chacun/each
44⁹⁵
chacun/each

Crème podologique Foot Cream Gehwol Gerlachs

Idéale pour les pieds surmenés et la peau très sollicitée. Préviens les plaies et les ampoules provoquées par la marche.

Ideal for overworked feet and highly stressed skin. Prevents wounds and blisters caused by walking.

#1124005

75 ml

14⁹⁵
chacun/each

Baume rafraîchissant pour les pieds Cooling Foot Balm Gehwol Fusskraft

Baume rafraîchissant à la menthe qui apaise, revitalise, désinfecte et désodorise les pieds fatigués et qui brûlent. Non gras, rapidement absorbé et vivifiant. Ingrédients actifs : huiles essentielles de lavande, de romarin et de pin alpin, menthol et huiles de plantes médicinales.

Refreshing mint balm that soothes, revitalizes, disinfects & deodorizes tired and burning feet. Non-greasy, quickly absorbed & invigorating. Active ingredients: essential oils of lavender, rosemary and alpine pine, menthol & medicinal plant oil.



#111040503

75 ml

#1110111

500 ml

14⁹⁵
chacun/each
44⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

SOINS DES MAINS HAND CARE

Savon pour distributeur mural automatique Soap for Touch Free Wall-Mount Dispenser Médi-Sélect



#P1911 (#259296)

Savon moussant doux transparent

Clear & mild foam soap

1200 ml

28⁹⁵
chacun/each



#P1916 (#259294)

Savon moussant pomeberry

Pomeberry foam soap

1200 ml

29⁹⁵
chacun/each

Distributeur de savon mural manuel Manual Wall-Mount Soap Dispenser Médi-Sélect



#0888

Chrome et noir
Chrome & black

13⁹⁵
chacun/each

Savon pour distributeur mural manuel Soap for manual Wall-Mount Dispenser Médi-Sélect



#P8811 (#259295)

Savon moussant doux transparent

Clear & mild foam soap

1250 ml

19⁹⁵
chacun/each



#P8813 (#259298)

Savon moussant citron-gingembre

Citrus-ginger foam soap

1250 ml

21⁹⁵
chacun/each

Savon à main avec lotion Lotion Hand Soap #2277278001



4 L

18⁵⁰
chacun/each

Distributeur de savon à main Hand Soap Dispenser #9330WT



24⁹⁵
chacun/each

Savon antimicrobien Antimicrobial Soap Bacti-Stat



#6048722

540 ml

9⁹⁵
chacun/each

#6017285

1 x 4 L

43⁹⁵
chacun/each

Savon à main antibactérien Antibacterial Hand Soap BM-1000

#BM-4D

Bouteille vide de 500 ml avec pompe
500 ml Empty Bottle with pump

#BM-1000



3⁹⁵
chacun/each

4 L

20⁹⁵
chacun/each

Gel émollient antibactérien Emollient Antibacterial Gel BM-1300

#BM-1300 4 L

Contient 70 % d'alcool éthylique
Contains 70% Ethyl Alcohol



1 bouteille/bottle

65⁹⁵
chacun/each

2 bouteilles/bottles

62⁹⁵
chacun/each

Crème hydratante antibactérienne Moisturizing Antibacterial Cream BM-1200

#BM-1200



500 ml

13⁹⁵
chacun/each

Distributeur manuel mural Manual Wall Dispenser BM-D1500

#BM-D1500

Capacité/Capacity: 1,5 L



24⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Films dentaires pour radiographie Dental X-Ray Films Flow

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE



#DSS-54 D boîte de 75/box
Film enfant (vitesse double,
DV-54, paquet individuel)

*Child film DV-54, double speed
(single film packet)*

71⁹⁵
boîte/box

#DSS-57 D boîte de 100/box
Film adulte (vitesse double,
#2, DV-57, paquet de 2)

*Adult film (double speed,
#2, DV-57 double film packet)*

89⁹⁵
boîte/box

#DSS-58 D boîte de 100/box
Film adulte (vitesse double,
#2, DV-58, paquet individuel)

*Adult film (double speed,
#2, DV-58 single film packet)*

71⁹⁵
boîte/box

#DUP512 boîte de 50/box
Film duplicateur flow,
kopy kat, 5 x 12 po

*Flow kopy kat, duplicating film,
5 x 12"*

105⁹⁵
boîte/box

#DUP612 boîte de 100/box
Film duplicateur flow,
kopy kat, 6 x 12 po

*Flow kopy kat, duplicating film,
6 x 12"*

195⁹⁵
boîte/box

#FSS-58 boîte de 100/box
Film adulte (vitesse rapide, #2,
FV-58 IP-21, paquet individuel)

*Adult film (fast speed, #2,
FV-58 IP-21, single film packet)*

74⁹⁵
boîte/box

#HC-512-G boîte de 50/box
T-MAT film flow panoramique
x-ray vert sensible, 5 x 12 po

*T-MAT film flow panoramic
x-ray green sensitive, 5 x 12"*

83⁹⁵
boîte/box

#HC-612-G boîte de 50/box
T-MAT film flow panoramique
x-ray vert sensible, 6 x 12 po

*T-MAT film flow panoramic
x-ray green sensitive, 6 x 12"*

94⁹⁵
boîte/box

#HC-512 boîte de 50/box
X-OMAT film flow panoramique
x-ray bleu sensible, 5 x 12 po

*X-OMAT film flow panoramic
x-ray blue sensitive, 5 x 12"*

83⁹⁵
boîte/box

#HC-612 boîte de 100/box
X-OMAT film flow panoramique
x-ray bleu sensible, 6 x 12 po

*X-OMAT film flow panoramic
x-ray blue sensitive, 6 x 12"*

94⁹⁵
boîte/box

Tabliers pour examens dentaire Aprons for dental examinations

Les plus flexibles et les plus confortables sur le marché. Modèle en plomb ultra léger avec des protections d'équivalence de 0,3 mm (0,5 mm sur demande). Aussi offerts avec un col de protection thyroïdienne. Fabriqués de nylon ultra-résistant et anti-taches, se lavent facilement. Ganses pour rangement facile. Tailles : Adulte, 22 po (largeur), 34 po (longueur). Enfant, 18 po x 25 po. Fabriqués au Québec.

The most flexible & most comfortable on the market. Super light lead model with protective equivalence of 0.3 mm (0.5 mm on demand). Also available with a thyroid protective collar. Made of heavy-duty nylon and stain-resistant, they wash easily. Straps for easy storage. Sizes: Adult, 22" wide, 34" long. Child, 18" x 25". Made in Québec.

CROCHET ET CINTRE DISPONIBLES. VOIR PAGE 50.
HOOK AND HANGER AVAILABLE. SEE PAGE 50.

PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT



#TS-X

Col de protection thyroïdienne
Thyroid protective collar

Enfant/child

67⁹⁵
chacun/each

Adulte/adult

67⁹⁵
chacun/each

#DT-X

Tablier régulier
Regular apron

Enfant/child

115⁹⁵
chacun/each

Adulte/adult

125⁹⁵
chacun/each

#DTS-X

Tablier + col de protection thyroïdienne
Apron + thyroid protective collar

Enfant/child

124⁹⁵
chacun/each

Adulte/adult

134⁹⁵
chacun/each

#DTP-X

Tablier avec protection panoramique
Apron with panoramic protection

Enfant/child

189⁹⁵
chacun/each

Adulte/adult

199⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Gaines pour capteur radiographique Digital X-Ray Sensor Sleeves

TIDI Products

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE



- #20819 Suni Shick, taille/size 1
- #20824 Shick, taille/size 1
- #20825 Shick, taille/size 2
- #20841 Cyngus Ray MPS, taille/size 1
- #20998 Shick, taille/size 0
- #20999 Dexis, taille universelle/universal size

boîte de 100/box

20⁹⁵
boîte/box

caisse de 500/case

94⁹⁵
caisse/case

boîte de 100/box

24⁹⁵
boîte/box

caisse de 500/case

116⁹⁵
caisse/case

- #20957 Palodex, taille/size 1
- #20977 Carestream/Kodak 6100, taille/size 0
- #20978 Carestream/Kodak 6100, taille/size 1
- #20979 Carestream/Kodak 6100, taille/size 2

Gaines pour caméra intra-buccale Intra-Oral Camera Sleeves

TIDI Products

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE



- #20802 IDT/DT Oral Vision H-3, H-7, H-8, H-9
- #20806 Prodentec/Prism
- #20810 DMD/Telicam
- #20829 Carestream/STV Pro I & II
Kodak 1000
- #20840 Synca/Logicam/Viper Cam
- #20856 Dentsply/Insight
- #20867 Shick CDR Cam 2000
- #20883 Digital Doc/NCC Model
- #20909 Video Dental Concepts
Miniscope & Microscope TD-2000
- #20911 Digital Doc/Aurora
- #20916 RF Systems/DP 7S or DP 5/6
- #20932 Win US Tech/WIN 100D
- #20964 RF Systems/SS21
- #20968 Digital Doc/Net Design
- #20969 Suni/Suni-Cam
- #20970 Sirona/Sirocam-3

boîte de 100/box

24⁹⁵
boîte/box

caisse de 500/case

116⁹⁵
caisse/case

caisse de 500/case

149⁹⁵
caisse/case

caisse de 500/case

214⁹⁵
caisse/case

- #21013 Digital Doc/Iris
- #20990 Digital Doc/Icon

- #21001 Kodak/Carestream/ Kodak 1500
- #20808 Schick/USB

Gaines sur mesure pour lampe de polymérisation Custom Fit Curing Light Sleeves

TIDI Products

Avec fenêtre SureCure, transparent, 100/boîte
With The SureCure Window, clear, 100/box



- #21103 Dentsply (SmartLite Max)
- #21106 SDI (Radii Plus)
- #21109 Coltene-Whaledent (SPEC3)

1 boîte/box

20⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

19⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRODUITS D'URGENCE EMERGENCY PRODUCTS

Entièrement configurables/avec calcul de la pression moyennée/DMÉ
Fully Configurable/with Average Blood Pressure Calculation/EMR

Moniteur de signes vitaux Vital Signs Monitor

Connex

#CVSM6700 (67NXXX-B)

Parfait pour les soins généraux dans les cliniques dentaires. Pression (B.P.) + saturométrie (SpO₂), imprimante et thermomètre optionnels

Perfect for general care in dental clinics.
Blood pressure (B.P.) + Oxymetry (SpO₂),
optional printer and thermometer



À partir de/Starting from

4495⁰⁰
chacun/each

Moniteur de signes vitaux Vital Signs Monitor

Connex Spot Monitor



#71WX-B + #7000-DST

Connex Spot Monitor avec pression artérielle, pouls, oxymétrie Nonin + support de bureau
with blood pressure, pulse, Nonin oximetry
+ desktop stand

2395⁹⁵
chacun/each

#71WX-B + #7000-MS3

Connex Spot Monitor avec pression artérielle, pouls, oxymétrie Nonin + panier mobile

With blood pressure, pulse & Nonin oximetry
+ basket stand

2795⁹⁵
chacun/each



Moniteur de surveillance Patient Monitor IM50

#IM50PCO2

Écran de 8,4 po, ECG à 3 ou 5 brins, respiration, saturométrie SpO₂ Edan, pression artérielle non invasive, pouls, température à 2 voies, capnographie CO₂ Respirationics, imprimante, écran tactile optionnel

8.4 inch screen, 3 or 5 lead ECG, respiration, Edan SpO₂ oximeter, NIBP, pulse dual channel, temperature, Respirationics EtCO₂ Sidestream, printer, optional touch screen

Demandez-nous pour les détails.
Ask us for details.

5895⁰⁰
chacun/each

Défibrillateur automatisé Full-Rescue AED Zoll +

Le premier et le seul défibrillateur externe automatisé qui propose une approche complète de la réanimation. Inclus : électrode (adulte) et piles

The first and only automated external defibrillator that offers a complete approach to resuscitation.
Included: electrode (adult) and batteries

#22600710701011260 français/french

#22600710702011060 anglais/english



1695⁰⁰
chacun/each

► NOUVEAU MODÈLE NEW MODEL

Défibrillateur automatisé Full-Rescue AED Zoll 3

Inclus : 3 piles AED, électrodes universelles ECPR, Uni-padz (adulte/pédiatrique), manuel d'utilisation, guide de démarrage et affiche, garantie de 6 ans

Included: AED 3 Battery Pack, CPR Uni-padz, Universal (Adult/Pediatric) electrodes, Operators Manual, Quick Start Guide and Rescue Reference Poster, 6 year warranty

#8501-001102-26 français/french

#8501-001102-06 anglais/english



1895⁰⁰
chacun/each

Ensemble complet d'oxymétrie Complete Oximetry Kit

Nellcor Covidien

#PM10N-AD3-DISTY

#PM10N Oxymètre/Oximeter

#DS100A Capteur adulte

Adult Sensor >40 kg

#DYSPD Capteur pédiatrique

Pediatric Sensor


#DYS Capteur pour DYSPD

Multisite Sensor >1 kg

#PMAC10N-N

Housse de transport

Carrying Case



545⁰⁰
chacun/each

Oxymètre de pouls Fingertip Pulse Oximeter Digit

#01MN1000

Adulte et pédiatrique, pochette et lanière incluse
Adult & Pediatric, carrying case and lanyard included



109⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Trousse d'urgence de base/Standard Emergency Kit

Achetez la trousse complète ou seulement les produits dont vous avez besoin.
Buy the complete kit or order items individually.

**MISE À JOUR DE
MAI 2018 DE L'ODQ
MAY 2018
ODQ UPDATE**



#TRDENT

**TROUSSE
COMPLÈTE
COMPLETE
KIT**

**PRIX SPÉCIAL
SPECIAL PRICE**

649⁷⁰

584⁹⁵

chacun/each

SAC DE TRAUMA ROUGE/RED TRAUMA BAG

17 x 9 x 7" (longueur x largeur x hauteur/length x width x height)

chacun/each

59⁹⁵

MÉDICAMENTS/MEDICATION

Epinephrine Inject. 1 mg/1 ml

2 ampoules/2 vials

6⁹⁵ x2

Diphenhydramine

- Benadryl Liquid Pediat. 6.25 mg/5 ml

1 bouteille de 100 ml/1 bottle of 100 ml

9⁹⁵

- Benadryl Comp. 25 mg

1 boîte de 12 unités/1 box of 12 units

7⁹⁵

- Diphenhydramine Inject. 50 mg/1 ml

2 ampoules/2 vials

9⁹⁵ x2

Nitroglycerine Subl. pompe 0.4 mg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump

14⁹⁵

Salbutamol Aeros. 100 mcg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump

10⁹⁵

Aspirin (non-enrobée/uncoated) Croc-Rapid 81 mg ou 325 mg

1 boîte de 30 comprimés/1 box of 30 caplets

6⁹⁵

Source de glucose orale/Oral Glucose Insta-glucose liq. cerise/cherry 31 gr

1 tube

7⁹⁵

NÉCESSAIRE À INJECTION/INJECTION KIT

Seringues/Syringes 1 ml 25G 5/8"

1 paquet de 10 unités/1 pack of 10 units

4⁹⁵

Seringues/Syringes 3 ml 25G 1"

1 paquet de 10 unités/1 pack of 10 units

4⁵⁰

Tampons d'alcool/Alcohol Pads

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units

2⁴⁵

Pansements ronds/Spot Bandages

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units

3⁹⁵

AÉROCHAMBRE À USAGE UNIQUE/SINGLE USE AEROCHAMBER

chacun/each

6⁹⁵

MASQUE MOYEN PÉD. À USAGE UNIQUE POUR AÉROCHAMBRE SINGLE USE MEDIUM PED. MASK FOR AEROCHAMBER

chacun/each

7⁹⁵

SPHYGMOMANOMÈTRE/SPHYGMOMANOMETER OMRON

chacun/each

54⁹⁵

MASQUE À OXYGÈNE ADULTE, CONCENT. MOYENNE + TUBE 7 PO ADULT OXYGEN MASK, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each

8⁹⁵

MASQUE À OXYGÈNE PÉDIATRIQUE, CONCENT. MOYENNE OXYGEN MASK PEDIATRIC, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each

6⁹⁵

THERMOMÈTRE DIGITAL FLEXIBLE À LECTURE RAPIDE FLEXIBLE DIGITAL THERMOMETER WITH QUICK READING

chacun/each

5⁹⁵

MASQUE DE POCHE AVEC VALVE O2 + FILTRE (ADULTE + ENFANT) POCKET MASK WITH VALVE O2 + FILTER (ADULT + CHILD)

chacun/each

9⁹⁵

SATUROMÈTRE ADULTE ET PÉDIATRIQUE ADULT & PEDIATRIC SATUROMETER

chacun/each

89⁹⁵

GLUCOMÈTRE AVIVA + AUTOPIQUEUR + ÉTUI AVIVA GLUCOMETER + LANCING DEVICE + CASE

chacun/each

39⁹⁵

BANDELETTES/TEST STRIPS ACCU-CHECK AVIVA

boîte de 50/box

49⁹⁵

EPIPEN ADULTE/ADULT

chacun/each

99⁹⁵

EPIPEN ENFANT/CHILD

chacun/each

99⁹⁵

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Sutures Ethicon Johnson & Johnson

AUSSI DISPONIBLES VICRYL ET MONOCRYL/VICRYL & MONOCRYL ALSO AVAILABLE

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

#636H 27" Equiv. SG635G USS

Cat Gut, Chromic 3-0
Aiguille FS2, 12/paquet
Needle FS2, 12/package

79⁹⁵
paquet/package

#636H 27" Equiv. SG676 USS

Cat Gut, Chromic 3-0
Aiguille FS2, 36/boîte
Needle FS2, 36/box

223⁹⁵
boîte/box

#635H 27" Equiv. SG635G USS

Cat Gut, Chromic 4-0
Aiguille FS2, 12/paquet
Needle FS2, 12/package

79⁹⁵
paquet/package

#635H 27" Equiv. SG675 USS

Cat Gut, Chromic 4-0
Aiguille FS2, 36/boîte
Needle FS2, 36/box

223⁹⁵
boîte/box

#612G 18" Equiv. SG612G USS

Cat Gut, Plain 3-0
Aiguille X-1, 12/boîte
Needle X-1, 12/box

79⁹⁵
boîte/box

#H821H 27" Equiv. SG821G USS

Cat Gut, Plain 4-0
Aiguille FS2, 12/paquet
Needle FS2, 12/package

79⁹⁵
paquet/package

#H821H 27" Equiv. SG752 USS

Cat Gut, plain 4-0
Aiguille FS2, 36/boîte
Needle FS2, 36/box

223⁹⁵
boîte/box

#683G 18" Equiv. SS683G USS

Soie tressée noire/black braided silk 4-0
Aiguille FS2, 12/boîte
Needle FS2, 12/box

53⁹⁵
boîte/box

#641G 18" Equiv. S1174-SS56416 USS

Soie tressée noire/black braided silk 4-0
Aiguille P-3, 12/boîte
Needle P-3, 12/box

119⁹⁵
boîte/box

#1654G 18" Equiv. SG5644G USS

Cat Gut, Chromic 4-0
Aiguille P-3, 12/boîte
Needle P-3, 12/box

142⁹⁵
boîte/box

#1637G 18" Equiv. SG5637 USS

Cat Gut, Chromic 4-0
Aiguille PS2, 12/boîte
Needle PS2, 12/box

142⁹⁵
boîte/box

#J422H 27" Equiv. SL691 USS

Vicryl 4-0, incolore
Aiguille FS2, 36/boîte
Needle FS2, 36/box

204⁹⁵
boîte/box

#J460H 27" Equiv. SL652 USS

Vicryl 3-0
Aiguille X-1, 36/boîte
Needle X-1, 36/box

204⁹⁵
boîte/box

#J392H 18" Equiv. SL635 USS

Vicryl 4-0, violet
Aiguille FS2, 36/boîte
Needle FS2, 36/box

204⁹⁵
boîte/box

#J494G 18" Equiv. SL5690 USS

Vicryl 4-0
Aiguille P3, 12/boîte
Needle P3, 12/box

121⁹⁵
boîte/box

Éponges en gélatine absorbables

Absorbable Gelatin Sponges

Surgifoam

#1972

Bandes stériles, 2 x 6 x 0,7 cm, 12/boîte
Sterile strips, 2 x 6 x 0.7 cm, 12/box



1 boîte/box

112⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

102⁹⁵
boîte/box

Éponges de gélatine hémostatiques absorbables

Absorbable Hemostatic Gelatin Sponges

Spongostan Dental

#MS0005

1 x 1 x 1 cm, 24/boîte
1 x 1 x 1 cm, 24/box



1 boîte/box

61⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

59⁹⁵
boîte/box

Cire à os

Bone Wax

Ethicon

#W31C

Stérile, 2,5 g, 12/boîte
Sterile, 2,5 g, 12/box



94⁹⁵
boîte/box

Pansements hémostatiques absorbables

Absorbable Hemostat Dressing

Surgicel

#1955

Résorbable, en tissu stérile et souple 1,3 x 5,1 cm, 12/boîte
Oxidized regenerated cellulose, sterile, 1/2 x 2", 12/box



1 boîte/box

155⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

149⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

CAT GUT PLAIN (monofilament)

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

Rétention (force tensile) : ≈7 jours, matériel de suture biologique absorbable, clair.
Retention (Tensile Strength): ≈7 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SG821	CAT GUT PLAIN 4-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon H821G	41 ⁹⁵
#SG821	CAT GUT PLAIN 4-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon H821G	115 ⁹⁵
#SG752	CAT GUT PLAIN 4-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon H8216	41 ⁹⁵
#SG752	CAT GUT PLAIN 4-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon H821H	115 ⁹⁵
Aiguille/Needle c-23: Reverse cutting 24 mm 1/2 c. = X-1 (Ethicon) ou c31 (Look)					
#SG612G	CAT GUT PLAIN 3-0, 18"	CV-23	12/B	Equiv. Ethicon 612G	41 ⁹⁵

CAT GUT CHROMIC (monofilament)

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES/OTHER NUMBERS AVAILABLE

Rétention (force tensile) : ≈10-14 jours, matériel de suture bio. absorbable, clair.
Retention (Tensile Strength): ≈10-14 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SG635	CAT GUT CHROMIC 4-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 635G	44 ⁹⁵
#SG635	CAT GUT CHROMIC 4-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 635G	123 ⁹⁵
#SG636	CAT GUT CHROMIC 3-0, 30"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 636G	44 ⁹⁵
#SG636	CAT GUT CHROMIC 3-0, 30"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 636G	123 ⁹⁵
#SG675	CAT GUT CHROMIC 4-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 635H	44 ⁹⁵
#SG675	CAT GUT CHROMIC 4-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 635H	123 ⁹⁵
#SG676	CAT GUT CHROMIC 3-0, 18"	C-13	12/B	Equiv. Ethicon 636H	44 ⁹⁵
#SG676	CAT GUT CHROMIC 3-0, 18"	C-13	36/B	Equiv. Ethicon 636H	123 ⁹⁵

POLYSORB (tressé/braided)

Rétention (force tensile) : ≈21 jours, résorption totale : de 56 à 70 jours. Lactomer synthétique tressé et enduit à absorption moyen-terme. Équiv. Vicryl. Clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈21 days, total Resorption: from 56 to 70 days. Braided and coated synthetic lactomer with mid-term absorption. Equiv. Vicryl. Undyed or violet.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SL691	POLYSORB 4.0 18" UND	C-13	36/B	Equiv. Vicryl J422H	121 ⁹⁵
#SL635	POLYSORB 4.0 30" VIOLET	C-13	36/B	Equiv. Vicryl J392H	
Aiguille/Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = p-3 (Ethicon) ou c3 (Look)					
#SL5690	POLYSORB 4.0 18" UND	P-13	36/B	Equiv. Vicryl J494G	208 ⁹⁵

SOFILK (non-absorbable)

Suture tressée de protéines de soie naturelle traitées et enduites de silicone. Noir.
Braided and treated natural proteinaceous silk fibers suture coated with silicone. Black.

Aiguille/Needle c-1 : Reverse cutting 12 mm 3/8 c. = c-2 (Ethicon) ou c16/c17 (Look)				
#S1173	SILK 5.0 18" BKL C-1	36/B	ETH 640G	108 ⁹⁵
#S1174	SILK 4.0 18" BKL C-1	36/B	ETH 641G	
Aiguille/Needle c-13 : Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)				
#SS683G	SILK 4.0 18" BKL C-13	12/B	ETH 683G	38 ⁹⁵
#SS694	SILK 3.0 18" BKL C-13	36/B	ETH 7772	99 ⁹⁵
Aiguille/Needle p-13 : Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = p-3 (Ethicon) ou c3 (Look)				
#SS5641G	SILK 4.0 18" BKL P-13	12/B	ETH 641G	79 ⁹⁵



CAPROSYN (monofilament)

Rétention (force tensile) : ≈10 jours, résorption totale : ≈56 jours. Polyglytone synthétique à absorption rapide. Substitut du Gut, Plain ou Chromic. Clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈10 days, total Resorption: ≈56 days. Synthetic polyglytone with quick absorption. Substitute for Gut, Plain or Chromic. Undyed or violet.

Aiguille/Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)					
#SC691	CAPROSYN 4.0 30" UND	C-13	12/B	ETH 636DZ	46 ⁹⁵
#SC692	CAPROSYN 3.0 30" UND	C-13	36/B	ETH 635H	119 ⁹⁵
#SC691	CAPROSYN 4.0 30" UND	C-13	36/B	ETH 636H	
#SC3634	CAPROSYN 5.0 18" UND	C-13	36/B	ETH 634G+ ETH H820G	139 ⁹⁵
Aiguille/Needle p-12: Premium reverse cutting 19 mm 3/8 c. = ps-2 (Ethicon) ou pc-31 (Look)					
#SC5617G	CAPROSYN 4.0 18" UND	P-12	12/B	ETH 1637G	99 ⁹⁵
#SC5627G	CAPROSYN 4.0 18" VIOLET	P-12	12/B	Sutures postérieures ou difficiles à voir. Posterior or difficult to see sutures.	64 ⁹⁵
Aiguille/Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c. = P-3 (Ethicon) ou C3 (Look)					
#SC5690G	CAPROSYN 4.0 18" UND	P-13	12/B	ETH 1654G	99 ⁹⁵
#SC5689G	CAPROSYN 5.0 18" UND	P-13	12/B	ETH 686G+ ETH 687G	
#SC5587G	CAPROSYN 5.0 18" VIOLET	P-13	12/B	Sutures postérieures ou difficiles à voir. Posterior or difficult to see sutures.	

BIOSYN (monofilament)

Rétention (force tensile) : ≈21 jours, résorption totale : de 90 à 110 jours. Glycomère synthétique monofilament à absorption moyen-terme. Clair ou violet. Équivalent au Monocryl mais avec aiguilles « reverse cutting » et boîtes de 36.

Retention (Tensile Strength): ≈21 days, total Resorption: from 90 to 110 days. Monofilament synthetic glycomer with mid-term absorption. Undyed or violet. Equivalent to Monocryl but reverse cutting needle and 36 per box.

Aiguille/Needle C-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = FS-2 (Ethicon) ou C6 (Look)					
#SM822	BIOSYN 3-0 30" UND	C-13	36/B	Equiv. Monocryl	136 ⁹⁵
#SM691	BIOSYN 4-0 30" UND	C-13	36/B		
#SM690	BIOSYN 5-0 30" UND	C-13	36/B		
#SM791	BIOSYN 4-0 30" VIOLET	C-13	36/B		

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

COLLE TISSULAIRE TISSUE ADHESIVE

Colle tissulaire Tissue Adhesive GluStitch ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

Applicateurs à usage unique de 0,2 ml chacun
Single Use Preloaded Applicators of 0.2 ml each

#GLUST-U(V)P violet

#GLUST-U(C)P transparent/clear



1 x 0,2 ml

945
chacun/each

12 x 0,2 ml

845
chacun/each

Colle tissulaire Tissue Adhesive GluStitch ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

Ampoules à usage unique de 0,5 ml chacune
Twist-Off Single Use Ampoule of 0.5 ml each

#GLTWI05(V) violet

#GLTWI05(C) transparent/clear



1 x 0,5 ml

1295
chacun/each

12 x 0,5 ml

1095
chacun/each

Colle tissulaire Tissue Adhesive GluStitch ÉQUIVALENT/EQUIVALENT PERIACRYL

1 bouteille de 5 ml et 50 pipettes jetable
1 bottle of 5 ml and 50 Single Use Pipettes

#GLUST-5(V) violet

#GLUST-5(C) transparent/clear



12995
ensemble/kit

Colle tissulaire haute viscosité High Viscosity Oral Adhesive PeriAcryl 90HV

#P-ACRYL5(V)HV

1 bouteille de 5 ml, 50 pipettes jetables et un cabaret stérilisable
1 bottle of 5 ml, 50 Single use pipettes and a sterilisable cabaret



13495
ensemble/kit

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRODUITS CHIRURGICAUX SURGICAL PRODUCTS

Anesthésique local/Local Anesthetic Orabloc

Anesthésie obtenue en 1 à 3 min. et dure de 45 à 75 min. Injection de chlorhydrate d'articaine (4 %) et de bitartrate d'épinéphrine, stérile, scellée individuellement.

The anaesthesia is obtained rapidly (1 to 3 minutes) and lasts from 45-75 min. Articaine hydrochloride (4 %) and epinephrine bitartrate injection, sterile, sealed individually.

#2101054 40 mg/ml, 0.018 mg/ml (épinéphrine/epinephrine 1:100 000), 50/boîte

#2101053 40 mg/ml, 0.009 mg/ml (épinéphrine/epinephrine 1:200 000), 50/box



117
par cartouche
per cartridge

58⁴⁵
boîte/box

Aiguilles/Needles Monoject

#400

Embout de plastique, 100/boîte

Plastic hubs, 100/box

25G court ou long, rouge/short or long, red

27G court ou long, jaune/short or long, yellow

30G court ou x-court, bleu/short or x-short, blue



17⁹⁵
boîte/box

Gel topique anesthésique

Topical Anesthetic Gel Hurricaine

Bouteille de 28.4 g, 20 % de benzocaïne

28.4 g per bottle, 20% benzocaine

#401-0998-31 Saveur de menthe/Mint flavor

#401-0871-31 Saveur de cerise sauvage/Wild Cherry flavor

#401-0293-31 saveur de melon d'eau/Watermelon flavor

#401-0886-31 Saveur de pina colada/Pina Colada flavor



16⁹⁵
bouteille/bottle

Aiguilles/Needles Monoject

#401

Embouts de métal, 100/boîte

Metal hubs, 100/box

25G court ou long, rouge/short or long, red

27G court ou long, jaune/short or long, yellow

30G court ou x-court, bleu/short or x-short, blue



18⁴⁵
boîte/box

Aiguilles endodontiques

Endodontic Needles Monoject

#471232 orange, 23G x 1 1/4", boîte de 25/box

#471273 jaune/yellow, 27G x 1 1/4", boîte de 25/box



1 boîte/box

10⁴⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

9⁹⁵
boîte/box

Seringues endodontiques avec aiguilles

Endodontic Syringes with needles Monoject

#513843 orange, 3cc 23G x 1 1/4", boîte de 100/box

#513850 jaune/yellow, 3cc 27G x 1 1/4", boîte de 100/box



1 boîte/box

47⁴⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

45⁹⁵
boîte/box

Seringues à embout courbé

Curved Tip Syringes Monoject

#412012

boîte de 50/box



1 boîte/box

26⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

24⁹⁵
boîte/box

Embouts d'aspirateur chirurgical

Surgical Aspirator Tips Monoject

#8881444015

Blanc, stérile, 25/boîte

White, sterile, 25/box



1 boîte/box

27⁹⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes

26⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRODUITS CHIRURGICAUX SURGICAL PRODUCTS

✦ ✦ **PRODUIT QUÉBÉCOIS**
✦ ✦ **QUEBEC PRODUCT**



Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 % pour irrigation Sterile 0.9% sodium chloride solution for irrigation Irrigo

Embout « Luer Lock » sur une bouteille compressible générant jusqu'à 15 livres de pression!
« Luer Lock » tip on a compressible bottle generating up to 15 pounds of pressure!

Pression du jet, bouteille :
0 à 15 psi. Le jet déluge les bactéries par basse et haute pression entre 0 et 15 psi.

Nozzle pressure, bottle:
0 to 15 psi. It dislodges bacteria by low and high pressure between 0 and 15 psi.



Pression du jet, canule 16 :
0 à 7 psi. Irrigation des tunnels, sinus et espaces sous-jacents dans les plaies.

Nozzle pressure, cannula 16:
0 to 7 psi. Used for the irrigation of tunnels, sinuses and underlying spaces in wounds.



#20-1104
Canule 16
16 Canula

4⁹⁵
chacun/each

#LA-6048L.2
bouteille/bottle
60 ml (2 oz)

1⁹⁵
chacun/each

Cathéter I.V./I.V. Catheter

AUTRES TAILLES DISPONIBLES
OTHER SIZES AVAILABLE

Insyte Becton Dickinson (BD)


#381212 24G, 3/4", boîte de 50/box

#381223 22G, 1", boîte de 50/box

#381233 20G, 1", boîte de 50/box

#381234 20G, 1 1/4", boîte de 50/box

Système Autoguard disponible
Autoguard System available



104⁹⁵
boîte/box

Jelco

#4050 22G, 1", boîte de 50/box

#4053 24G, 3/4", boîte de 50/box

#405611 20G, 1 1/4", boîte de 50/box

Jelco Metal Hub Straight

#4420 22G, 1", boîte de 50/box

Jelco Protective Plus

#3060 22G, 1", boîte de 50/box

69⁹⁵
boîte/box

77⁹⁵
boîte/box

119⁹⁵
boîte/box

► NOUVEAU/NEW

Cathéter I.V. double accès en système clos Closed I.V. Catheter System with Dual Port BD Nexiva

Un cathéter I.V. sécuritaire tout-en-un avec extension et double accès Luer Q-Syte (sans aiguille) intégrés.

- Pas besoin de rallonge ou d'extension

- Limite l'exposition au sang et le risque de blessure par piqûre d'aiguille

A unique all-in-one safety I.V. catheter with built-in extension set and 2 Luer Q-Syte access (needleless).

- No need for an extension

- Limits blood exposure and risk of needlestick injury



#383531 jaune/yellow, 24G, 3/4", boîte de 20/box

#383532 bleu/blue, 22G, 1", boîte de 20/box

#383536 rose/pink, 20G, 1", boîte de 20/box

#383537 rose/pink, 20G, 1 1/4", boîte de 20/box

#383538 rose/pink, 20G, 1 3/4", boîte de 20/box

149⁹⁵
boîte/box

Pots à spécimens Specimen Containers HistoTainer II

Pots à spécimen pré-remplis avec une solution à 10 % de formol tamponné neutre comme fixateur. Spécialement conçu pour la collecte, le transport et l'entreposage des échantillons histologiques. Aussi disponible en plusieurs tailles de 20 à 120 ml sur commande spéciale à la caisse seulement.

Non Tamper Prefilled Specimen Containers, 50% Filled with 10% Neutral Buffered Formalin as a fixative. Especially designed for collection, transport and storage of histology specimens. Also available in cases with many sizes from 20 to 120 ml on special order only.

#M960-20FMA

Récipient de 20 ml, 24 pots
20 ml container, 24 jars

#M960-40FMA

Récipient de 40 ml, 24 pots
40 ml container, 24 jars

9⁹⁵
chacun/each



Dispositif d'administration primaire IV Primary IV administration Set ICU Medical



#12672-28

Macro, 15 gouttes/ml
Macro, 15 drops/ml

5⁹⁵
boîte/box

#14222003

Micro, 60 gouttes/ml
Micro, 60 drops/ml

6⁹⁵
boîte/box

Punch dermal stérile Sterile Biopsy Punch Medline

#MDS00333XX

Jetable/Disposable
1 1/2, 2, 3, 3 1/2, 4, 5, 6, 8 mm



3⁹⁵
chacun/each

50 et +/50 & +

2⁹⁵
chacun/each



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRODUITS CHIRURGICAUX SURGICAL PRODUCTS

Chlorure de sodium 0,9 %/0.9% Sodium Chloride

**Pour irrigation
For Irrigation**



#T168000
Bouteille de 100 ml
100 ml bottle

1⁹⁵
chacun/each

#JF7633
Bouteille de 500 ml
500 ml bottle

3⁴⁵
chacun/each

#JF7634
Bouteille de 1000 ml
1000 ml bottle

3⁹⁵
chacun/each

**Pour injection
For Injection**



#JB1322P
Sac de 250 ml, 30 sacs/caisse
250 ml bag, 30 bags/case

6⁹⁵
caisse/case

#JB1323
Sac de 500 ml, 24 sacs/caisse
500 ml bag, 24 bags/case

6⁵⁵
caisse/case

#JB1324
Sac de 1000 ml, 12 sacs/caisse
1000 ml bag, 12 bags/case

3⁸⁵
caisse/case

Eau stérile pour irrigation Sterile Water for Irrigation



#T168001
Bouteille de 100 ml
100 ml bottle

1⁹⁵
chacun/each

#JF7623P
Bouteille de 500 ml
500 ml bottle

3⁹⁵
chacun/each

#JF7624
Bouteille de 1000 ml
1000 ml bottle

3⁹⁵
chacun/each

#JB7114
Sac de 1000 ml, 12 sacs/caisse
1000 ml bag, 12 bags/case

6⁴⁵
caisse/case

Lames de bistouris Surgical Blades Bard Parker

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE**

Les prix peuvent varier/Prices may vary.

#371215
Stainless, n° 15, 50/boîte
Stainless, #15, 50/box



1 boîte/box
4³⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
4¹⁵
boîte/box

Lames de bistouris Surgical Blades Paragon

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE**

#90010-XX Stainless, n° 12 et n° 15, 100/boîte
Stainless, #12 & #15, 100/box

#90011-XX Carbone, n° 12 et n° 15, 100/boîte
Carbon, #12 & #15, 100/box



1 boîte/box
3⁷⁵
boîte/box

2 boîtes/boxes
3⁵⁵
boîte/box

Bistouris stériles jetables Sterile Single Use Scalpels

Paragon

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE**

#90000-X
Stainless et carbone, n° 12 et n° 15, 10/boîte
Stainless and carbon, #12 & #15, 10/box



1³⁵
boîte/box

► NOUVEAU/NEW Extracteur de lames Blade Remover Unit

Swann-Morton

#5525

Extracteur de lames sécuritaire
pouvant contenir jusqu'à 100 lames.

Secure Blade Remover Unit
that can hold up to 100 blades.



5⁹⁵
chacun/each

Récipient d'aiguilles souillées/Sharps Collector

**AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES
OTHER SIZES AVAILABLE**

#300460
1,4 L



4⁹⁵
chacun/each

#300466
3,1 L



8⁹⁵
chacun/each

#300440
7,6 L



9⁹⁵
chacun/each

Brosses de chirurgie Surgical Scrub Brushes BD

#377479

4 % CHG, 30/boîte
4% CHG, 30/box



3¹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRODUITS CHIRURGICAUX SURGICAL PRODUCTS

Produits de stérilisation à la vapeur Steam Sterilization Products



Lecteur automatique
Autoreader
#390

1195⁰⁰
chacun/each



Indicateurs Attest (1 h), 50/boîte
Attest indicators (1 h), 50/box
#1291

289⁹⁵
boîte/box

Indicateurs biologiques (3 h), 50/boîte
Biological indicators (3 h), 50/box
#1292

199⁹⁵
boîte/box



Paquets-tests Bowie-Dick pour
stérilisateur de classe B, 30/caisse
Sterilization Bowie-Dick Test Pack
for class B sterilizer, 30/case
#1233LF

225⁹⁵
caisse/case



Paquets-tests Bowie-Dick pour
stérilisateur DPPP, 30/caisse
Sterilization Bowie-Dick Test Pack
for SFPP sterilizer, 30/case
#00135LF

189⁹⁵
caisse/case



Intégrateurs chimiques (classe 5)
Chemical Indicators (Class 5)

100/boîte
100/box
#1243B

23⁹⁵
boîte/box

500/boîte
500/box
#1243A

107⁹⁵
boîte/box



Indicateurs chimiques (classe 4),
1,5 x 20 cm, 480/boîte

Chemical Indicators (Class 4),
5/8 x 8", 480/box
#1250

22⁹⁵
boîte/box



Ruban indicateur de 18 mm
18 mm Indicator Tape
#1322-18

4⁹⁵
chacun/each



Étiqueteuse/Labeling Machine
#1256B

179⁹⁵
chacun/each



Rouleau d'étiquettes/Labels Roll
#1257W blanc/white
#1257R rouge/red

16⁹⁵
chacun/each



Rouleau encreur pour #1256B
Ink roller for #1256B
#009610

5⁹⁵
rouleau/roll

► STÉRILE/STERILE Tampons alcoolisés/Alcohol Pads Medline

#MM-05507

Moyen, 2 plis, 200/boîte
Medium, 2 ply, 200/box



2⁹⁵
boîte/box

Compresse froide de luxe à usage unique Single Use Deluxe Cold Pack Medline

#MDS148000

6 x 9 po, doublure non tissée qui empêche le sac de transpirer
et peut être placée directement sur la peau, 24/boîte

6 x 9", nonwoven lining helps prevent the pack from sweating
and can be placed directly on the skin, 24/box



1³⁵
chacun/each

24⁹⁵
boîte/box

Alcool Isopropylique/Isopropyl Alcohol

#30070

70 % USP, 4 L

28⁹⁵
chacun/each

#30099

99 % USP, 4L

34⁹⁵
chacun/each



#4024

Distributeur en polypropylène clair, couvercle attaché, 9 oz
Dispenser in clear polypropylene, hinged cover, 9 oz

8⁹⁵
chacun/each

Compresse froide instantanée Instant Cold Pack Rapid Relief

#31246

10 x 15 cm (4 x 6")
Boîte de 50/box

1¹⁵
chacun/each

#31259

13 x 23 cm (6 x 10")
Boîte de 24/box

1⁴⁵
chacun/each



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

NETTOYANT ANTISEPTIQUE ANTISEPTIC CLEANER

Désinfectant antibactérien pour les mains Antibacterial Hand Sanitizer Sopuro

#500-03



Gel hydratant enrichi d'aloès, alcool de qualité médicale à 70 %, sans parfum

Aloe vera enriched moisturizing gel, 70 % medical grade alcohol, fragrance free



#60-03
60 ml

2⁹⁵
chacun/each

#500-03
500 ml

11⁹⁵
chacun/each



Support mural/Mount Holder #600-01

Plexiglass, pour bouteille de 500 ml
Plexiglass, for 500 ml bottle

12⁹⁵
chacun/each

++ PRODUIT QUÉBÉCOIS
++ QUEBEC PRODUCT

Station de désinfection des mains Hand Disinfection Station

Ensemble/Kit
#PHM9991004-KIT

143⁰⁰
chacun/each

Support/Mount

#PHM9991005 pour/for station #PHM9991004

Pour bouteille 500 ml-1 L

Bottle holder 500 ml-1 L

11²⁵
chacun/each

Base

#PHM9991004

Fabriquée au Québec, robuste, acier de qualité industrielle. Peinture en poudre cuite.
Versatile et universel, support non inclus.

131⁷⁵
chacun/each

Made in Quebec, robust, industrial grade steel. Baked powder coat. Versatile and universal, support non included.



Support mural/Mount Holder #PHM9991020

Aluminium brossé, pour bouteille de 500 ml
Brushed aluminum, for 500 ml bottle

12⁵⁰
chacun/each

Nettoyant antiseptique pour les mains en gel Antiseptic Hand Gleaner Gel Germiphene



#IC-GEL-L-CHAM

480 ml

Avec camomille
with chamomile

17⁹⁵
chacun/each

#IC-GEL-X (-GC)

1 L

Agrumes et gingembre
Ginger Citrus

26⁹⁵
chacun/each

#IC-GEL-XL (-CHAM) (-GC) (-MAN)

2 L

Avec camomille, agrumes et gingembre ou orange mandarine
With chamomile, Ginger Citrus or Orange Mandarin

42⁹⁵
chacun/each

#IC-GEL-XXL (-CHAM) (-GC) (-MAN)

4 L

Avec camomille, agrumes et gingembre ou orange mandarine
With chamomile, Ginger Citrus or Orange Mandarin

55⁹⁵
chacun/each



Support mural Mount Holder

#BRACKET-HS

Pour bouteille de 480-550 ml

For 480-550 ml bottle

13⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

HYGIÈNE DENTAIRE DENTAL HYGIENE

Soie dentaire Flosser Piks

Maxill DH

24 sacs de 5 unités par sac
24 bags of 5 unit per bag

#40127

Adulte, régulier/Adult, regular

#40128

Adulte, menthe/Adult, mint

#40129

Orthodontique/Orthodontic



12⁹⁵
sac/bag

Brosses à dentier Denture Brushes

Maxill DH

#BM-60705-0002

Boîte de 50/box



79⁹⁵
boîte/box

Contenant pour prothèse dentaire Denture Container

#DYND70293

Avec couvercle, aqua
With Lid, aqua



0⁹⁵
chacun/each

Brosses à dents à poils doux Soft Bristle Toothbrush

Colgate

#EDS55501

- Pour adulte
- Poignée antidérapante en caoutchouc
- Tête pleine grandeur, poils doux et arrondis
- Enveloppées individuellement

- Adult
- Non-slip rubber grip
- Full-size head, soft, end-rounded bristles
- Hygienically cello-wrapped



0⁵⁵
chacun/each

Caisse de 144/case
78⁹⁵
caisse/case



Soie dentaire Dental Floss

Médi-Sélect
Bobine et distributeur
Nylon ciré, 12 m
72/boîte

Coil and dispenser
Waxed nylon, 12 m
72/box

#12M-ENM

Menthe, nylon spongieux
Mint, expanding nylon

#12M-WNP

Menthe verte
Spearmint

#12M-WNBB

Gomme balloune
Bubble gum

15⁹⁵
boîte/box



Soie dentaire Dental Floss

Médi-Sélect
Bobine et distributeur
Teflon, 12 m
72/boîte

Coil and Teflon
dispenser, 12 m
72/box

#12OR

Sans saveur
Unflavoured

#12BG

Gomme balloune
Bubble gum

15⁹⁵
boîte/box



Soie dentaire Dental Floss Médic-Sélect

Bobine+distributeur/Coil+dispenser
Nylon ciré/waxed nylon, 200 m
#200M-WNU sans saveur/unflavoured
#200M-WNM menthe/mint
#200M-WNT menthe, ruban plat/mint, flat tape

PROMO 2+1

2⁴⁵
unité/unit

1⁶⁵
unité/unit




Soie dentaire Dental Floss Médic-Sélect

Bobine+distributeur/Coil+dispenser
Teflon, 200 m
#200OR
Sans saveur/unflavoured
#200MN
Menthe/mint

PROMO 2+1

2⁴⁵
unité/unit

1⁶⁵
unité/unit



Recharges/Refills Médic-Sélect

Teflon, 200 m, Compatibles avec les distributeurs J&J
Teflon, 200 M, fits J&J dispensers

#200ROR

Sans saveur/unflavoured

PROMO 2+1

1⁹⁵
unité/unit

1³⁰
unité/unit

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

HYGIÈNE DENTAIRE DENTAL HYGIENE

Rince-bouche antibactérien Antibacterial Mouthwash Listerine

AUTRES FORMATS DISPONIBLES/OTHER FORMATS AVAILABLE



#175950 1 L
Original

#522599 1 L
Menthe rafraîchissante
Cool mint

#576033 1 L
Menthe fraîcheur
Fresh burst

10⁹⁵
chacun/each



#06609 1 L
TOTAL CARE ZERO, menthe fraîche/fresh Mint

#95395 1 L
ZERO, menthe légère/mild Mint

#117221 1 L
ZERO ULTRACLEAN, menthe fraîche/fresh Mint

11⁹⁵
chacun/each



#104347 1,5 L
Menthe rafraîchissante
Cool mint

#104348 1,5 L
Menthe fraîcheur
Fresh burst

12⁹⁵
chacun/each



#533802 95 ml
TOTAL CARE ZERO
Menthe rafraîchissante
Cool mint

1⁸⁵
chacun/each

Pâte à dent/Toothpaste Total Advanced Professional Clean Colgate



#318-134553 tube, 18 ml

- Effet anticavité du fluor et dentifrice antigingivite
- Réduit les bactéries sur les dents, la langue, les joues et les gencives
- Saveur de menthe

- Anticavity fluoride and Antigingivitis Toothpaste
- Reduces bacteria on teeth, tongue, cheeks and gums
- Mint flavour

120
chacun
each

Caisse de 24/case
28⁷⁵
caisse/case

Rince-bouche antibactérien Antibacterial Mouthwash Scope



#90064 1 L
Menthe originale
Original mint

7⁹⁵
chacun/each

#116338 1,5 L
Menthe originale
Original mint

9⁹⁵
chacun/each

Rince-bouche Peroxyl Peroxyl Oral Rinse Colgate

#82790 237 ml



- Action oxygénante
- Peroxyde d'hydrogène à 1,5 %
- Aucun mélange nécessaire
- Sans alcool

- Alcohol-free
- Oxygenating action
- No mixing required
- 1.5% hydrogen peroxide

7⁹⁵
chacun/each

Rince-bouche 0,12 % CHG 0,12 % CHG Oral Rinse Peridex

#806091 475 ml

Offre une protection qui aide à :

- Diminuer les bactéries dans la bouche
- Réduire les rougeurs et l'enflure des gencives
- Contrôler les saignements des gencives
- Protéger contre la gingivite



Offers protection that helps:

- Decrease bacteria in the mouth
- Reduce gum redness and swelling
- Control gum bleeding
- Protect against gingivitis

18⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

DISTRIBUTEURS ET RECHARGES
DISPENSERS & REFILLS

Distributeur de papier
Paper dispenser
Cascades Pro



#161094
(#C331)
Nano
Noir/black



#161095
(#C339)
Nano
Blanc/white

Distributeur de papier
Paper dispenser
Cascades Pro



#161082
(#C223)
Noir/black



#161083
(#C345)
Blanc/white

1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #101140
1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #101140

1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #101098
1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #101098

Papier à main en rouleau
Roll Towels
Cascades Pro

#101140
(#T330)
Blanc, 7,5 po x 600 pi
12 rouleaux/caisse
White, 7.5" x 600'
12 rolls/case



75⁹⁵
caisse/case

Papier à main en rouleau
Roll Towels
Cascades Pro

#101098
(#T116)
Blanc, 7,5 po x 775 pi
6 rouleaux/caisse
White, 7.5" x 775'
6 rolls/case



59⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier automatique
Touch-Free paper dispenser
Kimberly-Clark



#48857
Noir
Black



#48856
Blanc
White

69⁹⁵
chacun/each

Papier à main en rouleau
Roll towels Kimberly-Clark

#50606 (#101196)

Papier à main Kleenex en rouleau, qualité supérieure, blanc
8 po x 600 pi (20,3 x 182,9 cm), 6 rouleaux/caisse

Kleenex Roll Towels, superior quality, white, 8" x 600' (20,3 x 182,9 cm), 6 rolls/case



61⁹⁵
caisse/case

#02000 (#101197)

Papier à main Scott en rouleau, haute capacité, blanc
8 po x 950 pi, 6 rouleaux/caisse

Scott Roll Towels, high capacity, white, 8" x 950', 6 rolls/case



61⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Distributeur d'essuie-mains
Hand Towel Dispenser Kimberly-Clark

#09214 (#161302)

30,75 x 8,75 x 4,5 po (28 x 22,3 x 11,5 cm)



19⁹⁵
chacun/each

Essuie-mains ultra-doux
Super Soft Hand Towel Kimberly-Clark

#28791 (#28791 #101324)

Essuie-mains, 30 paquets de 94 unités/caisse

Hand towel, 30 packages of 94 sheets/case



1 caisse/case
109⁹⁵
caisse/case
2 caisses/case
104⁹⁵
caisse/case

Essuie-mains à plis multiples
Multi-Fold Towel Scott

#1804 (#101370)

Peut-être utilisé avec le distributeur d'essuie-mains Kimberly Clark, blanc
9,4 x 9,2 po (23,8 x 23,3 cm), 250 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Can be used with the Kimberly Clark towel dispenser, white
9.4 x 9.2" (23.8 x 23.3 cm), 250 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/case
74⁹⁵
caisse/case
2 caisses/case
69⁹⁵
caisse/case

Essuie-mains à plis multiples
Multi-Fold Towel Kleenex

#1890 (#101185)

Peut-être utilisé avec le distributeur d'essuie-mains Kimberly Clark, blanc
23,8 x 23,3 cm, 150 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Can be used with the Kimberly Clark towel dispenser, white
9.4 x 9.2" 150 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/case
59⁹⁵
caisse/case
2 caisses/case
56⁹⁵
caisse/case



Distributeur de papier à mains
Folded Towel Dispenser

Kimberly-Clark

#34830 (#163620)

Blanc, 22,5 cm (larg.) x 36,4 cm (haut.) x 7 cm (prof.)
White, 8.9" (large) x 14.3" (height) x 2.8" (depth)

1 DISTRIBUTEUR GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #4442
1 FREE DISPENSER WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #4442

Papier à mains
Folded Towel Kleenex

#4442 (#101138)

19 x 29,5 cm, 24 paquets de 90 unités/caisse
7.5 x 11.6", 24 packages of 90 units/case



1 caisse/case
41⁹⁵
caisse/case
2 caisses/case
39⁹⁵
caisse/case

Papier hygiénique sans noyau
Coreless Toilet Paper Scott

#4007 (#102624)

2 plis, 36 rouleaux de 1000 feuilles/caisse
2 ply, 36 rolls of 1000 sheets/case



1 caisse/case
69⁹⁵
caisse/case
2 caisses/case
66⁹⁵
caisse/case

1 DISTRIBUTEUR #9605 GRATUIT À L'ACHAT D'UNE CAISSE DE #4007.
1 FREE DISPENSER #9605 WITH PURCHASE OF 1 CASE OF #4007.

Papier hygiénique
Toilet Paper

Cascades Pro Select

#102047 (#B021)

2 plis, 420 feuilles/rouleau, 48 rouleaux/caisse
2 ply, 420 sheets/roll, 48 rolls/case



29⁹⁵
caisse/case

Papier hygiénique
Toilet Paper

Scott

#48040 (#102100)

2 plis, 40 rouleaux/caisse
2 ply, 40 rolls/case



36⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PAPIERS ET SACS À ORDURES
PAPER & GARBAGE BAGS

Sacs à ordures/Garbage Bags



#V03737
Blanc, 20 x 22", 500/caisse
White, 20 x 22", 500/case

26⁹⁵
caisse/case

#V03722
Noir, 26 x 36", 250/caisse
Black, 26 x 36", 250/case

24⁹⁵
caisse/case

#V03729
Fort, noir, 35 x 50", 125/caisse
Strong, black, 35 x 50", 125/case

27⁹⁵
caisse/case

#V03738
Noir, 22 x 24", 500/caisse
Black, 22 x 24", 500/case

27⁹⁵
caisse/case

#V03723
Fort, noir, 26 x 36", 250/caisse
Strong, black, 26 x 36", 250/case

29⁹⁵
caisse/case

#V03725
Noir, 30 x 38", 250/caisse
Black, 30 x 38", 250/case

33⁹⁵
caisse/case

#V03728
Noir, 35 x 50", 200/caisse
Black, 35 x 50", 200/case

37⁹⁵
caisse/case



Papier mouchoirs
Facial Tissues Medline
#NON245278

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,
36 boîte de 85 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,
36 boxes of 85 tissues/case

44⁹⁵
caisse/case



Papier mouchoirs
Facial Tissues Medline
#NON245277

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,
36 boîte de 100 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,
36 boxes of 100 tissues/case

41⁹⁵
caisse/case

Papier mouchoirs
Facial Tissues Kleenex
#21400 (#102134)

2 plis, 36 boîtes de 100/caisse
2 ply, 36 boxes of 100/case



41⁹⁵
caisse/case

Papier mouchoirs
Facial Tissues Kleenex
#21606

21,3 x 21,3 cm, 125 mouchoirs/boîte, 48 boîtes/caisse
8,4 x 8,4", 125 tissues/box, 48 boxes/case



64⁹⁵
caisse/case

Papier mouchoirs
Facial Tissues White Swan
#101525 (#08500)

2 plis, 5 x 7 1/2 po, (19 x 12,7 cm),
135 boîtes de 80 mouchoirs/caisse

2 ply, 5 x 7 1/2", (19 x 12.7 cm),
135 boxes of 80 tissues/case



1 caisse/case
84⁹⁵
caisse/case

2 caisses/case
79⁹⁵
caisse/case



Essuie-tout Scott/Scott Towel
Kimberly-Clark
#41482 (#101119)

2 plis, 20 rouleaux de 128 feuilles/caisse
2 ply, 20 rolls of 128 sheets/case

44⁹⁵
caisse/case



Essuie-tout/Kitchen Roll Towels
Cascades Pro Select
#101090 (#K250)

2 plis, 12 rouleaux de 250 feuilles/caisse
2 ply, 12 rolls of 250 sheets/case

**MEILLEUR
PRIX!
BEST
PRICE!**

37⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Emballage de stérilisation Sterilization Wrap Gemini Medline

Feuilles de papier résistantes pour l'emballage des instruments lors de la stérilisation. Polypropylène à 100 %, excellente barrière protectrice contre les fluides et les particules. Très souple, facile à plier. Autres grandeurs disponibles.

*Resistant sheets of paper used to wrap instruments for sterilization.
100% polypropylene, an excellent protective barrier against fluids and particles.
Very smooth and easy to fold. Other sizes available.*



#GEM1112

12 x 12" (30,5 x 30,5 cm)
caisse de 1000/case

63⁵⁰
caisse/case

#GEM1115

15 x 15" (38 x 38 cm)
caisse de 1000/case

91⁵⁹
caisse/case

#GEM1118

18 x 18" (45,7 x 45,7 cm)
caisse de 1000/case

145⁹⁵
caisse/case

#GEM1120

20 x 20" (50,8 x 50,8 cm)
caisse de 1000/case

157⁸⁵
caisse/case

#GEM1124

24 x 24" (60 x 60 cm)
caisse de 500/case

119²⁵
caisse/case

Sachets de stérilisation Sterilization Pouches Tecnic

La seule façon de s'assurer qu'un article a été stérilisé est de l'exposer à chacun des trois critères de stérilisation : le temps, la température et la vapeur. Les sachets de stérilisation Tecnic contiennent une technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4 qui confirme chacun des trois critères de stérilisation.

The only way to be sure an item has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, temperature and steam. Tecnic Sterilization pouches feature internal/external multi-variable Class 4 indicator technology that confirm all 3 criteria for sterilization.



MEILLEUR PRIX BEST PRICE

#TEC21404

2,25 x 4" (6 x 10 cm)
boîte de 200/box

6⁴⁵
boîte/box

#TEC23409

2,75 x 9" (7 x 23 cm)
boîte de 200/box

8⁴⁵
boîte/box

#TEC31205

3,5 x 5,25" (9 x 13 cm)
boîte de 200/box

7⁹⁵
boîte/box

#TEC31209

3,5 x 9" (9 x 23 cm)
boîte de 200/box

8⁴⁵
boîte/box

#TEC50612

5,25 x 6,5" (13 x 17 cm)
boîte de 200/box

9⁹⁵
boîte/box

#TEC51410

5,25 x 10" (13 x 25 cm)
boîte de 200/box

14⁹⁵
boîte/box

Compresse non tissées Non Woven Sponges Tecnic

#22100

Non tissée, non-stérile, blanc
2 x 2 po, 4 plis, 50 g, 4000/caisse

*Non woven, non-sterile, white
2 x 2", 4 ply, 50 g, 4000/case*



1 caisse/case

37⁹⁵
caisse/case

2 caisses/cases

34⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.