



Médi-Sélect

Ensemble, améliorons des vies

Prix en vigueur du 1^{er} janvier au 31 mars 2021
Prices effective from January 1st to March 31st, 2021

Les prix inscrits dans cette publication sont réservés aux professionnels de la santé. Prices listed in this publication are for health professionals only.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Masques procéduraux à boucles auriculaires

Earloop procedural masks *Aurelia*

#2210 Bleu / blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 95 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte (10 boîtes/caisse)

Bacterial filtration efficiency: < 95%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box (10 boxes/case)



NIVEAU
LEVEL 1

11⁹⁵
boîte/box

#2220 Bleu / blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 98,8 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 50/boîte (10 boîtes/caisse)

Bacterial filtration efficiency: < 98.8%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 50/box (10 boxes/case)



NIVEAU
LEVEL 2

14⁹⁵
boîte/box

SELON LA
DISPONIBILITÉ
SUBJECT TO AVAILABILITY

Barette nasale
en aluminium
Aluminum
nosepiece

#2320 Bleu / blue

Efficacité de la filtration bactérienne : < 99,7 %, usage unique, extrêmement doux, respiration optimale, sans latex, résistants aux liquides, 3 plis, 40/boîte (10 boîtes/caisse)

Bacterial filtration efficiency: < 99.7%, single use, extremely soft, high breathability, latex free, fluid-resistant, 3 ply, 40/box, (10 boxes/case)



NIVEAU
LEVEL 3

44⁹⁵
boîte/box

COMMANDÉZ EN LIGNE
ORDER ONLINE



DISPONIBLE / AVAILABLE

Désinfectant
Disinfectant
ProSurface Medicom

Page 60

DISPONIBLE / AVAILABLE

Gants de chloroprène
Chloroprene Gloves
NeoNatural Medicom

Page 11

NOUVEAU / NEW

Moniteur de signes vitaux
Vital Signs Monitor
Spot 4400 Hillrom

Page 75

2 façons simples de commander / 2 easy ways to order

www.medi-select.ca 1-800-463-5166



Médi-Sélect

Ensemble, améliorons des vies

Un mot de l'équipe

Médi-Sélect, maintenant une compagnie de Medline Canada

Nous sommes heureux d'annoncer que Medline Industries Inc. une compagnie de produits de santé qui est la plus grande entreprise privée de fabrication et de distribution de matériel de soins de santé aux États-Unis et qui opère dans plus de 90 pays à travers le monde, a fait l'acquisition de Médi-Sélect, en date du 15 janvier 2020.

Médi-Sélect devient une division de Medline Canada, et continue à servir sa clientèle de la même façon qu'à l'habitude. Toutes les commandes, les expéditions, les comptes payables et autres transactions opérationnelles et administratives continuent de fonctionner comme par le passé.

Veuillez donc poursuivre votre collaboration avec votre équipe Médi-Sélect actuelle. Vous ne devriez constater aucun changement dans vos échanges avec Médi-Sélect et vous sentir en confiance en sachant que la compagnie est maintenant une filiale de Medline, ce qui solidifie la stabilité financière et opérationnelle à long terme.

- Toute l'équipe Médi-Sélect

A word from the team

Médi-Sélect, now a company of Medline Canada

We are excited to share the news that Medline Industries Inc., the largest privately held manufacturer and distributor of healthcare supplies in the United States, and operating in over 90 countries world-wide, has acquired Médi-Sélect, effective January 15, 2020.

Médi-Sélect will become a division of Medline Canada but business will continue as usual. All ordering, shipping, accounts payable and other operational and administrative transactions will continue to operate as they have in the past.

Please continue to work with your existing Médi-Sélect team. You should experience no change in your interactions with Médi-Sélect and feel confident in knowing the company is now owned by Medline, solidifying long-term financial and operational stability.

- The Medi-Select team



Thermomètre frontal infrarouge sans contact

Infra-Red Contactless Forehead Thermometer Almedic

#35-6320

- Mesure sans contact sans toucher le front
- Plage d'affichage: 32,0 - 42,9°C (89,6 - 109,2°F)
- Précision: +/-0,3°C (+/-0,5°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Peut être utilisé en °C ou °F
- Fonction mémoire des 10 dernières lectures
- Émet un bip à la mise sous et hors tension, une fois la mesure terminée et quand la pile est faible
- Utilise 1 pile bouton CR2032 non incluse
- Fonction de mise hors tension automatique

- Non-contact measurement without touching the forehead
- Display range: 32.0 - 42.9°C (89.6 - 109.2°F)
- Accuracy: +/-0.3°C (+/-0.5°F)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Can be used in either °C scale or °F scale
- Memory function: last 10 readings
- Beeps for on/off, when finished measuring & on low battery
- Uses 1 CR2032 button battery non-included
- Automatic power-off function



89⁹⁵

chacun/each

JUSQU'À ÉPUISÉMENT
DE L'INVENTAIRE
WHILE STOCKS LAST



ÉCRANS DE PROTECTION


Pour le retour au travail

PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

PROTECTIVE SCREENS

For the return to work

- Autoportant
- Polycarbonate clair 1/4 po
- Assemblage facile
- Adhésifs de fixation à la surface inclus



Retirez les pellicules protectrices de chaque côté de toutes les pièces.
Remove the protective films on each side of all the parts.

1



Insérez les supports dans les entailles.
Insert the supports in the notches.


2




Redressez le panneau assemblé à l'endroit et fixez à la surface avec les adhésifs inclus.
Straighten the assembled panel upright and secure to the surface with the included adhesives.

3


3 MODÈLES DISPONIBLES
3 MODELS AVAILABLE



#MODL-2 24 x 36"
129⁹⁵
boîte/box



#MODL-3 32 x 36"
159⁹⁵
boîte/box



#MODL-4 36 x 32"
159⁹⁵
boîte/box

Thermomètre à infrarouge sans contact Contactless Infrared Thermometer

Medline

#DET-306

- Pour un usage domestique ou pour prendre la température des travailleurs, des visiteurs ou des clients
- Peut s'utiliser pour mesurer la température des objets ou des liquides
- Précision: +/- 0,2°C (+/- 0,4°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Plage de température affichée: 32 à 43°C
- Lecture en 1 seconde et mémoire de 10 lectures
- S'éteint automatiquement après 1 minute d'inactivité
- Approuvé par Santé Canada
- Ideal for controlling the temperature of staff, visitors or customers, or for home use
- Can be used to measure temperature objects or liquids
- Accuracy: +/- 0.2°C (+/- 0.4°F)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Displayed temperature range: 89.6 to 109.4°F
- Measure temperature in 1 second – 10 reading memory
- Automatically shuts off after 1 minute of inactivity
- Health Canada approved



4995
chacun/each

Lunettes de protection

Protective Eye Glasses

Alliance

#250-99-0980



395
chacun/each

Lunettes de protection

Protective Eye Goggles

Alliance

#150030



795
chacun/each

Lunettes de sécurité

Safety glasses

Twister

#W20800

Clair, lentilles anti-égratignure
Clear, anti-scratch lens



595
chacun/each

Masque de protection réutilisable avec filtre Reusable protective mask with filter O2 Curve

PRODUIT CANADIEN
CANADIAN PRODUCT

PRODUIT NON-RETOURNABLE. Le O2 Curve offre une protection supérieure avec une meilleure étanchéité et une meilleure respirabilité que tout autre masque.

- Protège contre jusqu'à 98,6% des particules de PM2,5, jusqu'à 0,1 microns
- Le joint en silicone de qualité médicale offre une protection supérieure aux masques N95
- Sangles réglables de haute qualité, sangle de cou réglable avec clip à bouton-pression
- Une coque blanche incluse, filtres non inclus

NON-RETURNABLE ITEM. The O2 Curve provides superior protection with a better seal and more breathability than any other mask.

- Protects against up to 98.6% of PM2.5 particles, down to 0.1 microns
- Medical grade silicone seal provides superior protection compared to N95 masks
- High quality adjustable straps, adjustable neck strap with snap-button clip
- One white shell included, filters non-included

#F23787790270980

Masque pont élevé: le modèle le plus standard convient à un vaste type de visage/nez.

Pont plus haut au sommet du nez.



Pont élevé/High bridge

Petit pont/Small bridge

Pont élevé/High bridge

Petit pont/Small bridge

Pont élevé/High bridge

High bridge mask: the more standard model, suitable for a larger type of face/nose.
Higher bridge at the top of the nose.

#F23787790271284

Masque petit pont: pour les très petits visages qui ont un petit pont très bas au sommet du nez.



9800
chacun/each

Small bridge mask: made for very small faces that have a very low small bridge at the top of the nose.



5 filtres électrostatiques

5 electrostatic filters

#F23-787790271383

1150
pqt/pkg



Coquilles colorées/Coloured Shells

La coquille blanche est standard. Commandez les coques colorées séparément.

The white shell comes standard. Order coloured shells separately.

F23-752830344433 noir/black

F23-644216897155 bleu/blue

F23-644216897056 rouge/red

1875
pqt/pkg

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Papier de table d'examen Examination Table Paper

12 rouleaux par caisse
12 rolls per case



#PT18125 (#211-P751018)
Crêpe/crepe, 18" x 125'

31 95
caisse/case

#211-P750018
Lisse/smooth, 18" x 225'

33 95
caisse/case

#PT21125 (#211-P751021)
Crêpe/crepe, 21" x 125'

33 95
caisse/case

#211-P750021
Lisse/smooth, 21" x 225'

41 95
caisse/case

#007-GRAHAM
Crêpe/crepe, 24" x 125'

52 95
caisse/case

#53216
Lisse/smooth, 24" x 225'

69 95
caisse/case

Papier pour table pédiatrique

Pediatric Table Paper

#37238

Crêpe, 18 po x 125 pi
Crepe, 18" x 125'



6 95
rouleau/roll

69 95
caisse/case

Draps d'examen

Drape Sheet Graham Medical

Blanc/white, caisse de 100/case



#D3648 (#308)
36 x 48"
2 plis de tissu
2 Ply-Tissue **27 95**
caisse/case

#309
36 x 60"
2 plis de tissu
2 Ply-Tissue **31 95**
caisse/case

#D4072
40 x 72"
3 plis de tissu
3 Ply-Tissue **32 95**
caisse/case

Couvre-oreiller lavable et réutilisable

Washable & Reusable Pillow Cover Medline

#MDT219411Z

Blanc, 21 x 27 po, en vinyle Frostlite. Avec fermeture éclair verrouillable.
Étanche, anti-allergène et protection contre les punaises de lit. Non destiné
à la blanchisserie industrielle.

White, 21 x 27", made of Frostlite Vinyl. With zip closure and lock. Waterproof,
allergen-blocking & bed bug protection. Not intended for industrial laundry.



3 95
chacun/each

Oreiller réutilisable en vinyle

Reusable Vinyl Pillow Medline

#MDT219683

Blanc, 20 x 26 po anti-allergène
White, 20 x 26" anti-allergen



14 95
chacun/each

Couvre-oreillers

Pillow Cases

#211-PC2130TP-W

Blanc, 21 x 30 po, 100/caisse
White, 21 x 30", 100/case



27 95
caisse/case

Compresses non stériles Non Sterile Sponges



#22100 (211-94122) 5 x 5 cm (2 x 2")
50 g, pqt de 200/package

210
pqt/pkg

175
paquet/package
caisse de 20/case

CAISSE/CASE

#33100 7,5 x 7,5 cm (3 x 3")
40 g, pqt de 200/package

295
pqt/pkg

195
paquet/package
caisse de 10/case

#44100 (211-94144) 10 x 10 cm (4 x 4")
40 g, pqt de 200/package

495
pqt/pkg

435
paquet/package
caisse de 10/case

#3009 10 x 20 cm (4 x 8")
40 g, pqt de 200/package

2295
pqt/pkg

2150
paquet/package
caisse de 10/case

Bandages omniformes Conforming Bandages

Non stérile, 12/boîte
Non Sterile, 12/box



#A205 (#205)
2" x 5 vg

295
boîte/box

#A305 (#305)
3" x 5 vg

325
boîte/box

#A405 (#405)
4" x 5 vg

350
boîte/box

#A605 (#605)
6" x 5 vg, boîte de 6/box

295
boîte/box

Bandages élastiques Elastic Bandages

Boîte de 10/box



#A620 (#BE210)
2" x 5 vg

495
boîte/box

#A621
3" x 5 vg

695
boîte/box

#A622
4" x 5 vg

795
boîte/box

#A623
6" x 5 vg

1195
boîte/box

Compresses stériles/Sterile Sponges



#2250 5 x 5 cm (2 x 2")
40 g, pqt de 50/package

235
pqt/pkg

155
pqt/pkg
caisse de 30/case

CAISSE/CASE

#3350 7,5 x 7,5 cm (3 x 3")
40 g, pqt de 50/package

325
pqt/pkg

250
pqt/pkg
caisse de 24/case

#4450 10 x 10 cm (4 x 4")
40 g, pqt de 50/package

450
pqt/pkg

395
pqt/pkg
caisse de 12/case

Bandages omniformes Conforming Bandages

Stérile, emballé individuellement, 12/sac
Sterile, individually wrap, 12/bag



#S134CA/50 (#A206)
2" x 4,1 vg

395
sac/bag

#S134CA/75 (#A306)
3" x 4,1 vg

495
sac/bag

#S134CA/100 (#A406)
4" x 4,1 vg

595
sac/bag

#S134CA/150 (#A606)
6" x 4,1 vg

695
sac/bag

Bandages élastiques Elastic Bandages

Boîte de 10/box

Boules de ouate 100 % coton 100% Cotton Balls

Medline



CAISSE/CASE

895
sac/bag

795
sac/bag
caisse de 2/case

#CTBM
Sac refermable, moyen, 2000/sac
Resealable bag, medium, 2000/bag

995
sac/bag

#CTBL
Grand, 1000/sac
Large, 1000/bag

895
sac/bag
caisse de 2/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Piqués jetable Disposable Underpads Alliance



#211-1341
17 x 24"
caisse de 300/case **33.95**
caisse/case

#211-1343
23 x 36"
caisse de 150/case **36.95**
caisse/case

Compresses abdominales Abdominal Pads Médi-Sélect

#5920
Stérile, 5 x 9 po, 20/paquet
Sterile, 5 x 9", 20/package



7.95
pqt/pkg

Abaisse-langues en bois Wood Tongue Depressors Medline



#AL6 (#40006)
Non stérile/non sterile, 6", boîte de 500/box

#40003
Non stérile/non sterile, 1/2", boîte de 500/ box

#40007
Stérile/sterile, 6", boîte de 100/box

Pédiatrique, non stérile, 5 1/2", emballés individuellement, 50/boîte
Pediatric, non sterile, 5 1/2", individually wrapped, 50/box

#710-GRAPE raisin **10.95**
#710-STRAWBERRY fraise boîte/box

5.95
boîte/box
6.95
boîte/box
7.95
boîte/box



#804 3 po, stérile, 200/boîte
3", sterile, 200/box

#807 6 po, stérile, 100/boîte
6", sterile, 100/box

#56801 Tige de plastique, 6 po, stérile,
boîte de 100/*Plastic Rod, 6", sterile, 100/box*

#803 3 po, non stérile, 1000/boîte
3", non sterile, 1000/box

#806 6 po, non stérile, 1000/boîte
6", non sterile, 1000/box

#MDS202090 8 po, non stérile,
boîte de 100/*8", non sterile, 100/box*

3.95
boîte/box
6.95
boîte/box
5.95
boîte/box
6.75
boîte/box
5.75
boîte/box
7.95
boîte/box

Verres à médicament en plastique Plastic Medicine Cups Medline

#001-SC-MC-01 (#211-800-000)

33 ml (1 oz), transparent
100/paquet

33 ml (1 oz), clear
100/package



2.95
pqt/pkg

Couvre-chaussures en tissu Non-Woven Shoe Covers

Bleu, 100/boîte
Blue, 100/box



#6007 (#211-P702015)

Antidérapant, régulier
Non-skid, standard

21.95
boîte/box

#6006 (#211-P702020)

Antidérapant, t-grand
Non-skid, x-large

22.95
boîte/box

Jarre en verre Glass Jar

#3458 (189-4012)
7 x 4 1/4, avec couvercle
d'acier inoxydable

7 x 4 1/4", with stainless steel
lid



11.45
boîte/box

Couvre-chaussures en plastique Plastic Shoe Covers

#7250-11

Bleu/blue, 100 unités/ units



1 PQT/PKG

8.95
caisse/case

5+ PAQUETS
PACKAGES

7.95
caisse/case

#2038

Masques pour enfant

Child's Face Masks Medicom

Masque de procédure auriculaire pédiatrique, 50/boîte
Pediatric Earloop Procedural Mask, 50/box



14⁹⁵
boîte/box

Masques pour enfant

Child's Face Masks Curad

#CUR380

Boucles auriculaires, blanc, 50/boîte
Earloop Masks, white, 50/box



9⁹⁵
boîte/box

Masques pour enfant

Child's Face Masks AMD

#2115K

Masques auriculaires, blanc, 50/boîte
Earloop Masks, white, 50/box



1 boîte/box
12⁹⁵
boîte/box
3 boîtes/boxes
10⁹⁵
boîte/box



Jaquette d'enfant

Pediatric Gown

#37235

Tissu-poly-tissu, 20 x 36 po, 50/caisse
Tissue-Poly-Tissue, 20" x 36", 50/case

42⁹⁵
caisse/case

Bavettes dentaires/Dental Bibs Médi-Sélect

13 x 19 po, 2 plis papier + 1 pli polymère, 500/caisse
13 x 19", 2 paper ply + 1 poly ply, 500/case

#4500 lavande/lavender

#4505 gris/grey

#4510 bleu/blue

#4515 blanc/white

#4520 jaune/yellow

#4530 vert/green

#4535 rose/pink

#4540 beige

#4545 pêche/peach

#4550 aqua



25⁹⁵
caisse/case

Bonnets bouffants à usage unique

Disposable bouffant caps Médi-Sélect

#211-P701015 (#6001)

21 po, bleu, 100/paquet
21", blue, 100/package



14⁹⁵
pqt/pkg

Bonnets de chirurgien à usage unique

Disposable surgeon Caps Medline

#NON28626

Bleu royal, 100/boîte
Royal blue, 100/box



29⁹⁵
boîte/box

Bonnets de chirurgien réutilisable

Reusable Surgeon Caps Medline

#MDT012116MTY

55 % coton, 45 % polyester
Vert, 12/paquet

55% cotton-45% polyester
Green, 12/package



59⁹⁵
pqt/pkg

JAQUETTES D'ISOLATION **ISOLATION GOWNS**

Jaquettes d'isolation/Isolation Gowns

#GWN01 blanc/white

30 g/m², non-tissée, usage unique, résistant aux fluides, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, attache à la taille, 10/sac, 10 sac/caisse

30 g/m², non-woven, single use, fluid resistant, non-sterile, latex-free, one size, with back opening, long sleeves, tie around the waist, 10/bag, 10 bag/case



Caisse de 100/case
6995
caisse/case

#6075 jaune/yellow

28 g/m², 120 x 140 cm, usage unique, tissu premium, résistant aux fluides, hypoallergénique, non stérile, sans latex, taille unique, ouverture à l'arrière, manches longues, bandes en tricot aux poignets, attache à la taille, 10/paquet

28 g/m², 120 x 140 cm, single use, premium fabric, fluid resistant, hypoallergenic, non-sterile, latex-free, one size, back opening, long sleeves, knitted cuffs, tie around the waist, 10/package



Paquet de 10/package

PROMO 4+1
59⁹⁵_{pqt/pkqg} **47⁹⁵**_{pqt/pkqg}

#CRI5000 bleu/blue

Taille régulière-grande, usage unique, sans latex, résistant aux fluides, boucles de pouce et col de type tablier, polyéthylène imperméable, individuellement pliées et emballées dans une boîte distributrice, 75/caisse

Regular/large size, single use, latex-free, fluid resistant, thumbloop, apron-style neck, impervious polyethylene, individually folded & wrapped in dispenser box, 75/caisse



Caisse de 75/caise
6900
caisse/case



Jaquette d'hôpital réutilisable Reusable Patient Gown

Medline

#MDTPG5RTSCAB bleu/blue
Lavable, avec attaches, taille unique,
55 % coton - 45 % polyester

Washable, with ties, one size,
55% cotton - 45% polyester blend

14⁹⁵
chacun/each
Caisse de 12/case
119⁹⁵
caisse/case

Blouse de chirurgien stérile Sterile Surgical Gown

Caisse de 20/case

DYNJP2005S petit-moyen/small-medium
DYNJP2001S grand/large
DYNJP2002S très grand/x-large



1 caisse/case
129⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
124⁹⁵
caisse/case

Jaquettes d'examen jetable Disposable Exam Gowns Alliance

3 plis (tissu-poly-tissu), 30 x 42 po, 50/caisse
3 ply (tissue-poly-tissue), 30 x 42", 50/case

#EG3042TPT-B bleu/blue
#EG3042TPT-W blanc/white



1 caisse/case
32⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
29⁹⁵
caisse/case

Jaquette d'isolation réutilisable Reusable Isolation Gown

#P332-4

- Taille unique, jaune, poignets élastique
- 99 % polyester, 1 % carbone, 105 GSM
- Traitement étanche à l'eau Non-PFAS
- Longueur : 47 po, Largeur : 60 po



- One size, yellow, elastic cuffs
- 99% polyester, 1% carbon, 105 GSM
- Non-PFAS Water Proof Treatment
- Length: 47", Spread: 60"

Unité/unit
26⁹⁵
chacun/each



Amazing (Nitrile)

#9288-X XS-S-M-L-XL*
Boîte de 300/box
(*XL=boîte de 270/box)

- Formule unique d'extensibilité
- Doigts texturés
- Unique stretchy formulation
- Textured fingertips

22⁹⁵
Net/100 67⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Épaisseur
Thickness
2.0 mil

Violet
Purple



Sonic (Nitrile)

#9377-X XS-S-M-L-XL
(XL=boîte de 270/box)
Boîte de 300/box

- Confort optimal
- Extensibles
- Ultra comfortable
- Stretchy

23⁹⁵
Net/100 69⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Épaisseur
Thickness
2.2 mil

Bleu cobalt
Cobalt blue



Transform (Nitrile)

#9889-X S-M-L-XL
Boîte de 200/box

- Très extensibles
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Optimal stretchability
- Chemotherapy-tested

24⁹⁵
Net/100 48⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Épaisseur
Thickness
3.2 mil

Bleu glacé
Ice blue



Vinyle/Vinyl

#3822-X XS-S-M-L-XL
Boîte de 10/box

- Fini lisse
- Smooth finish

1 caisse/case
14⁹⁵
boîte/box
2 caisses/cases
13⁹⁵
boîte/box

Blanc
White

Vibrant (Latex)

#9822-X XS-S-M-L-XL
Boîte de 100/box

- Processus avancé de rinçage afin d'améliorer la qualité et la pureté
- Fini micro-texturé
- Advanced rinsing process improves quality and purity
- Micro-textured finish

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Épaisseur
Thickness
5.7 gr

Beige

Distinct (Latex)

#2922-X XS-S-M-XL
Boîte de 100/box

- Texture alvéolée brevetée
- Recouverts de polymère
- Patented honeycomb texture
- Polymer-coated

21⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Épaisseur
Thickness
7.2 gr

Épaisseur
Thickness
5.0 mil

Bold (Nitrile)

#7399-X S-M-L-XL
Boîte de 100/box

- Testés pour le fentanyl
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- Fentanyl tested
- Chemotherapy-tested

29⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Noir
Black

Compresses/Sponges PurCotton

100 % coton, 4 plis, 200/sachet
100 % Cotton, 4 ply, 200/sleeve



Biodegradable
Biodegradable

Non-tissées
Nonwoven

#1122 2 x 2", 4000 unités/units

PROMO 4+2

55⁹⁵
caisse/caisse
37³⁰

#1144 4 x 4", 2000 unités/unit

85⁹⁵
caisse/caisse
57³⁰

Compresses synthétiques/Synthetic Sponges

Non stériles, 4 plis, 200/sachet
Non-sterile, 4 ply, 200/sleeve

#1322 2 x 2", 4000 unités/units

PROMO 4+1

46⁹⁵
caisse/caisse
37⁵⁵

Nouveau et
amélioré
New &
Improved

Non-tissées
Nonwoven

#1344 4 x 4", 2000 unités/unit

65⁹⁵
caisse/caisse
52⁷⁵

Promotions valides du 1er janvier au 31 mars 2020 / Promotions valid from January 1st to March 31, 2020.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**La différence
est à portée
de main**

Making a
difference
is in your
hands

GANTS/GLOVES MEDICOM



SilkSkin Nitrile

#1227-X indigo

Sans poudre, texture non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 150/caisse

Powder-free, textured
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 150/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

41 95
boîte/box
min. 1 cs.

27 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Rejuvenate Thin Nitrile

#1199-X blanc/white

Sans poudre, texture non-stérile
lanoline + vitamine E, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E, latex-free
x-small, small, medium, large
10 boxes of 200/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

55 95
boîte/box
min. 1 cs.

27 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Extend+ Nitrile

#1217-X (#1172-X) rose/pink

Sans poudre, texture non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

34 95
boîte/box
min. 1 cs.

27 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Form Nitrile

#1177-X bleu/blue

Sans poudre, bout des doigts texturés,
non-stérile, sans latex,
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 200/caisse

Powder-free, textured fingertips,
non-sterile, latex-free,
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 200/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

57 95
boîte/box
min. 1 cs.

28 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Rejuvenate Nitrile

#1176-X blanc/white

Sans poudre, texture non-stérile
lanoline + vitamine E, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

35 95
boîte/box
min. 1 cs.

27 95
pour 100 gants
per 100 gloves



True Fit Thin Nitrile

#1185-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300
Distributeurs
Dispensers

80 95
boîte/box
min. 1 cs.

26 95
pour 100 gants
per 100 gloves



MicroDefense Nitrile

#1230-X bleu violet/violet blue

Sans poudre, texture non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 200/caisse (t-grand=180/boîte)

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 200/case
(x-large=180/box)

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

47 95
boîte/box
min. 1 cs.

23 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Stretchy Nitrile

#1137-X bleu/blue

Sans poudre, texture non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

31 95
boîte/box
min. 1 cs.

27 95
pour 100 gants
per 100 gloves



Advanced Comfort Nitrile

#1196-X blanc/white

Sans poudre, bouts des doigts texturés, non-stérile,
sans latex, t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 300/caisse

Powder-free, textured fingertips
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 300/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

81 95
boîte/box
min. 1 cs.



True Fit Thin Nitrile

#1186-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
8 boîtes de 300/caisse

Powder-Free, textured, non-sterile,
x-small, small, medium, large, x-large
8 boxes of 300/case

#DISP-GU-300
Distributeurs
Dispensers

8095
boîte/box
min. 1 cs.

26⁹⁵
pour 100 gants
per 100 gloves



NeoNatural Chloroprene

#1228-X émeraude/emerald

Sans poudre, texturés, non-stérile, sans latex,
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured fingertips, non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

2595
boîte/box
min. 1 cs.

25⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Connect Latex

#1124-X naturel/natural

Sans poudre, chloriné, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, chlorinated
non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

1995
boîte/box
min. 1 cs.

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Rejuvenate Latex

#1163-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile,
lanoline + vitamine E
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
lanolin + vitamin E
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

2295
boîte/box
min. 1 cs.

22⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

UltraGrip Latex

#1222-X naturel/natural

Sans poudre, texturé, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

1995
boîte/box
min. 1 cs.

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Connect Latex

#1162-X rose/pink

Sans poudre, texturé, non-stérile
t-petit, petit, moyen
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured, non-sterile
x-small, small, medium
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

2295
boîte/box
min. 1 cs.

22⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Advanced Platinum Nitrile

#1174-X blanc/white

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

3495
boîte/box
min. 1 cs.

34⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Advanced Slim Nitrile

#1175-X bleu/blue

Sans poudre, texturé, non-stérile, sans latex
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Powder-free, textured,
non-sterile, latex-free
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

2995
boîte/box
min. 1 cs.

29⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

Connect Latex

#1125-X naturel/natural

Légèrement poudré, non-stérile
t-petit, petit, moyen, grand, t-grand
10 boîtes de 100/caisse

Lightly powdered, non-sterile
x-small, small, medium, large, x-large
10 boxes of 100/case

#DISP-GU
Distributeurs
Dispensers

1995
boîte/box
min. 1 cs.

19⁹⁵
boîte/box
min. 1 cs.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ruban adhésif élastique/Elastic Adhesive Tape**Leukotape K**

Aide à atténuer les sensations de douleur et à stimuler les mécanorécepteurs de la peau. Aussi pour favoriser le drainage lymphatique.

Intended to help in soothing the sensation of pain & stimulating mechanoreceptors in the skin. Also used for encouraging lymph drainage.



#7297810 2,5 cm x 5 m beige, boîte de 5/box

34⁹⁵
boîte/box

#7297811 5 cm x 5 m beige, boîte de 5/box

#7297816 5 cm x 5 m rouge/red, boîte de 5/box

#7297821 5 cm x 5 m bleu/blue, boîte de 5/box

#7297825 5 cm x 5 m, rose/pink, boîte de 5/box

69⁹⁵
boîte/box

Ruban adhésif imperméable**Waterproof Adhesive Tape****Leukoplast Sleek**

Facile à dérouler et à poser et reste en place plusieurs jours. Résiste à la sueur, à la graisse, à l'huile et à l'eau.

Easy to unroll, to apply & can stay on for days. Resists sweat, grease, oil and water.



#7235909

Sans latex/latex free
5 cm x 3 m
Rouleau/roll

6⁵⁰
chacun/each

#7237906

Avec latex/with latex
5 cm x 3 m
Boîte de 6/box

34⁹⁵
boîte/box

Ruban rigide**Rigid Strapping Tape****Leukotape P**

#7616800

Haut pouvoir adhésif, rouleau (3,8 cm x 13,7 m)
High Adhesive, 3,8 cm x 13,7 m roll



8⁴⁵
boîte/box

Ruban cohésif/Cohesive bandage Dynarex

Flexible et élastique, auto-adhérent, ne colle pas sur la peau, couleurs assorties.
Flexible and adaptable, no slip bandage, sticks to itself, not to skin, assorted colors.

**DISPONIBLE SANS LATEX
AVAILABLE WITHOUT LATEX**

#3181 1"

15⁹⁵
boîte/box



#3182 2"

35⁹⁵
boîte/box

#3183 3"

36⁹⁵
boîte/box

#3184 4"

37⁹⁵
boîte/box

#3186 6"

31⁹⁵
boîte/box

Compresse froide**de luxe à usage unique****Single Use Deluxe
Cold Pack Medline**

#MDS148000 6 x 9", boîte de 24/box

Doublure non tissée qui empêche le sac de transpirer et peut être placée directement sur la peau

Nonwoven lining helps prevent the pack from sweating and can be placed directly on the skin



1³⁵
chacun/each

24⁹⁵
boîte/box

Compresse froide**instantanée****Instant Cold Pack
Rapid Relief**

#31246
10 x 15 cm
(4 x 6")
boîte de 50/box

1¹⁵
chacun/each



#31259
13 x 23 cm
(6 x 10")
boîte de 24/box

1⁴⁵
chacun/each

►NOUVEAU/NEW**Anesthésique topique instantané/Instant Topical Anesthetic**

Ethyl Chloride

#0386-0001-11

116 ml (3,9 fl. oz)
Aérosol jet moyen
Medium Stream Spray



69⁹⁵
chacun/each

Anesthésique topique instantané**Instant Topical Anesthetic
Pain Ease**

#0386-0008-03

116 ml (3,9 fl. oz)
Pulvériseur jet moyen
Medium Stream Spray



#0386-0008-02

116 ml (3,9 fl. oz)
Pulvériseur jet large
Large stream spray

44⁹⁵
chacun/each

Réfrigérant cutané et anesthésique topique instantané**Instant Topical Anesthetic & Skin Refrigerant Spray & Stretch**

#0386-0004-04

116 ml (3,9 fl. oz)



53⁹⁵
chacun/each

Protecteur en aérosol pour taping**Taping Base
Tuf-Skin**

#ERP6480

283 g (10 oz), clair/colorless



31⁹⁵
chacun/each

Bandages triangulaires

Triangular Bandages

#5460

40 x 40 x 56 po,
beige, emballés
individuellement,
100% mousseline
de coton

40 x 40 x 56"
beige, individually
wrapped, 100%
cotton muslin

0 95
chacun/each



Attelle en plâtre de Paris à prise rapide

Quick Plaster of Paris

Splints

Gypsona

4 minutes



#4060
7,5 x 75 cm

49 95
boîte/box

#4070
10 x 75 cm

62 95
boîte/box

#4080
12,5 x 75 cm

69 95
boîte/box



Leukomed T

Film transparent adhésif
imperméable/Waterproof
Adhesive Transparent Dressing

boîte de 50/box

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES
OTHER SIZES AVAILABLE

#7238100 stérile/sterile, 7,2 x 5 cm

12 95

#7238101 stérile/sterile, 8 x 10 cm

19 95

#7238102 stérile/sterile, 11 x 14 cm

38 95

#7238108 stérile/sterile, 10 x 12,5 cm

37 95

Leukomed T Plus Avec coussinet absorbant **with Absorbent Pad**

#7238200 stérile/sterile, 7,2 x 5 cm

15 95

#7238201 stérile/sterile, 8 x 10 cm

27 95

#7238202 stérile/sterile, 8 x 15 cm

34 95

#7238203 stérile/sterile, 10 x 25 cm

59 95

Attelles universelles en aluminium

Aluminum Universal Splints

Constituées d'un centre d'aluminium malléable entre deux couches de mousse. Se plient facilement et permettent tout type d'immobilisation. Légères, résistantes à l'eau, radio-transparentes, lavables et réutilisables, se coupent avec un ciseau, se fixent à l'aide d'une bande ou d'un ruban adhésif.

Built from a core of aluminum alloy and sandwiched between two layers of closed-cell foam. It folds easily to immobilize almost any bone in the body. Lightweight, waterproof, latex-free, radiolucent and reusable, stays in place with tape or wrap and cut with scissors.



#F6121512 plat/flat

boîte de 12/box
4,5 x 9,5 cm (2 x 4,25")

19 95
boîte/box

#F6122301 plat/flat
1 petite attelle/1 mini splint
23 x 11 cm (9 x 4,25")

4 95
chacun/each

F6123301
1 rouleau/1 roll
46 x 11 cm (18 x 4,25")

7 45
rouleau/roll

#F6124301
1 rouleau/1 roll
91 x 11 cm (36 x 4,25")

10 95
rouleau/roll

Système d'attelle en fibre de verre

Fiberglass Splinting System Dynacast

FORMAT PRÉ-COUPE DISPONIBLE
PRE-CUT FORMAT AVAILABLE

Sans latex

Latex Free



239 95
boîte/box

299 95
boîte/box

499 95
boîte/box

189 95
boîte/box

197 95
boîte/box

209 95
boîte/box

Hypafix

Bande de fixation adhésive Adhesive Fixation Sheet

1 rouleau/roll

#7144300	2,5 cm x 10 m	4 75
#7144301	5 cm x 10 m	5 75
#7144302	10 cm x 10 m	10 75
#7144303	15 cm x 10 m	14 75
#7144304	20 cm x 10 m	18 75

Hypafix

Transparent/clear

1 rouleau/roll

#7237800	5 cm x 10 m	19 75
#7237801	10 cm x 10 m	24 75

Leukomed Sorbact

Pansement transparent
imperméable antimicrobien
avec coussinet absorbant
**Antimicrobial Waterproof
Transparent Dressing
with Absorbent Pad**

Boîte de 20/box

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES
OTHER SIZES AVAILABLE

#7619900
Stérile/sterile, 5 x 7,2 cm

54 95
boîte/box

#7619901
Stérile/sterile, 8 x 10 cm

69 95
boîte/box

#7619902
Stérile/sterile, 8 x 15 cm

79 95
boîte/box

#7619903
Stérile/sterile, 10 x 20 cm

89 95
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.


FILETS TUBULAIRES ET RUBANS
TUBULAR NET & TAPES

Filet de rétention élastique tubulaire Tubular elastic retention netting **Curad®**

Conçu pour maintenir les pansements ou autres dispositifs médicaux en place sans ruban adhésif
Designed to keep bandages or other medical devices securely in place without adhesive tape.



ITEM	TAILLE SIZE	LONGUEUR LENGTH	UTILISATION USE	EN EXTENSION STRETCHED	NON-TENDU RELAXED	PRIX PRICE
#NONNET01 (GL701)	1	23 m	Grands doigts, orteils, poignet Large fingers, toes, wrist	6"	0.6"	10⁹⁵
#NONNET02 (GL702)	2		Main petite, bras, jambe, pied Small hand, arm, leg, foot	7½"	0.8"	11⁹⁵
#NONNET03 (GL703)	3		Main moyenne, bras, jambe, pied, 2 doigts ou plus Medium hand, arm, leg, foot, 2 or more fingers	9½"	1"	12⁹⁵
#NONNET04 (GL704)	4		Main grande, bras, jambe, pied Large hand, arm, leg, foot	11½"	1,2"	13⁹⁵
#NONNET05 (GL705)	5		Bras moyen, petite jambe / genou Average arm, small leg/knee	12½"	1,5"	15⁹⁵
#NONNET06 (GL706)	6		Grande jambe, panneau de bras, petite tête Large leg, arm board, small head	17"	1,9"	22⁹⁵
#NONNET07 (GL707)	7		Tête, visage, oreilles, cou moyens Average head, face, ears, neck	28½"	2,3"	25⁹⁵
#NONNET08 (GL708)	8		Small chest, back, perineum, armpit, shoulder, large head Petite poitrine, dos, périnée, aisselle, épaule, grosse tête	31½"	2,8"	30⁹⁵
#NONNET09 (GL709)	9		Poitrine moyenne, dos, périnée, aisselle, épaule Medium chest, back, perineum, armpit, shoulder	35"	3,2"	35⁹⁵
#NONNET10 (GL710)	10		Large poitrine, dos, périnée, aisselle, épaule Large chest, back, perineum, armpit, shoulder	41"	3,6"	38⁹⁵
#NONNET11 (GL711)	11		XL poitrine, dos, périnée, aisselle, épaule XL chest, back, perineum, armpit, shoulder	46"	4,3"	42⁹⁵



Ruban chirurgical transparent «plastique imperméable»

Transparent Surgical Tape
"Waterproof Plastic" Blenderm 3M
Rouleau/Roll



#1525-1	2,5 cm x 4,5 m (1" x 5 vg) Boîte de 12/box	18⁹⁵ boîte/box
#1525-2	5 cm x 4,5 m (2" x 5 vg) Boîte de 6/box	18⁹⁵ boîte/box

Ruban chirurgical transparent «comme de la soie»

Transparent Surgical Tape "Silk-like" Durapore 3M
Rouleau, haute adhérence sur peau sèche, hypoallergénique
Roll, high adhesion to dry skin, hypoallergenic



#1538-0	1,25 cm x 9,14 m (½" x 10 vg) Boîte de 24/box	19⁴⁵ boîte/box
#1538-1	2,5 cm x 9,14 m (1" x 10 vg) Boîte de 12/box	19⁴⁵ boîte/box
#1538-2	5 cm x 9,14 m (2" x 10 vg) Boîte de 6/box	19⁴⁵ boîte/box

Ruban chirurgical en papier Paper Surgical Tape Micropore 3M

Rouleau, perméable à l'air, doux et hypoallergénique
Roll, breathable, gentle and hypoallergenic



#1530-0	1,25 cm x 9,14 m (½" x 10 vg), boîte de 24/box	9⁹⁵ boîte/box
#1530-1	2,5 cm x 9,14 m 1" x 10 vg, boîte de 12/box	9⁹⁵ boîte/box
#1530-2	5 cm x 9,14 m 2" x 10 vg, boîte de 6/box	9⁹⁵ boîte/box
#1530-3	7,5 cm x 9,14 m 3" x 10 vg, boîte de 4/box	9⁹⁵ boîte/box

Ruban chirurgical transparent Clear Surgical Tape Transpore 3M

Rouleau, sans latex et hypoallergénique
Roll, latex-free and hypoallergenic



#1527-0	1,25 cm x 9,14 m (½" x 10 vg), boîte de 24/box	13⁹⁵ boîte/box
#1527-1	2,5 cm x 9,14 m 1" x 10 vg, boîte de 12/box	13⁹⁵ boîte/box
#1527-2	5 cm x 9,14 m 2" x 10 vg, boîte de 6/box	13⁹⁵ boîte/box
#1527-3	7,5 cm x 9,14 m 3" x 10 vg, boîte de 4/box	14⁹⁵ boîte/box

Pansements en plastique Plastic bandages
Médi-Sélect

#1975



- Imperméable
- 7,2 x 1,9 cm
- 100 unités

- Waterproof
- 7,2 x 1,9 cm
- 100 units

175
BOÎTE/BOX

Pansements circulaires stériles
Sterile spot bandages **Curad®**

#NON25501

- Plastique, sans latex
- 0,875" (23 mm)
- 100 unités



#NON25502

- Tissu
- 0,875" (23 mm)
- 100 unités

- Fabric
- 0.875" (23 mm)
- 100 units



195
BOÎTE/BOX

245
BOÎTE/BOX

Pansements en tissu Fabric bandages
Curad®

#NON25650 (44100)




Tissu flexible et extensible qui épouse les mouvements.
Flexible fabric stretches and conforms with movement.

1,9 x 7,6 cm, 50 unités
¾ x 3", 50 units

295
BOÎTE/BOX

Pansements en tissu Fabric bandages
Curad®

#NON25510 (44106)



- Jointures
- 1½ x 3"
- 100 unités

- Knuckles
- 1½ x 3"
- 100 units

595
BOÎTE/BOX

Pansements en tissu Fabric Bandages
Curad®

#NON25513 (44105)



- Bout des doigts
- 2 x 1¾"
- 100 unités

- Fingertips
- 2 x 1¾"
- 100 unités

595
BOÎTE/BOX

Pansements en tissu Fabric bandages
Curad®

#NON25524 (44102)



Tissu flexible et extensible qui épouse les mouvements.
Flexible fabric stretches and conforms with movement.


- 5,1 x 9,5 cm
- 50 unités

- 2 x 3¾"
- 50 units

595
BOÎTE/BOX

Pansements en plastique Plastic bandages
Curad®

#NON256131



- Couleurs fluo assorties
- ¾ x 3"
- 50 unités

- Assorted neon colours
- ¾ x 3"
- 50 units

395
BOÎTE/BOX

Pansements en plastique Plastic bandages
Curad®

#NON25515 (44116)



- 1½ x 1½" (3,8 x 3,8 cm)
- 100 unités

- 1½ x 1½"
- 100 units

395
BOÎTE/BOX

Ruban chirurgical en papier Paper surgical tape
Covidien Kendall™



Perméable à l'air, doux et hypoallergénique.
Breathable, gentle and hypoallergenic.

#1596C 1,25 cm x 9,14 m
24 unités units

#1914C 2,5 cm x 9,14 m
12 unités units

#2419C 5 cm x 9,14 m
6 unités units

#3394C 7,5 cm x 9,14 m
4 unités units

995
BOÎTE/BOX

975
BOÎTE/BOX

Ruban chirurgical transparent Clear surgical tape
Covidien Kendall™



Sans latex et hypoallergénique.
Latex-free and hypoallergenic.

#8533C 1,25 cm x 9,14 m
24 unités units

#8536C 7,5 cm x 9,14 m
4 unités units

#8534C 2,5 cm x 9,14 m
12 unités units

#8535C 5 cm x 9,14 m
6 unités units

1295
BOÎTE/BOX

1295
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Assortiment de médecin
Doctor's set Leukoplast® strong
#7645908



Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260104 (7646013)

5 x 7,2 cm, 100 unités units



33⁹⁵
BOÎTE/BOX

32²⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260105 (7646011)

6,3 x 5 cm, 100 unités units



25⁹⁵
BOÎTE/BOX

24⁹⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Coverplast® Classic
#7260100 (7646005)

2,2 x 3,8 cm, 100 unités units



11⁴⁵
BOÎTE/BOX

10⁹⁵
BOÎTE/BOX

Ensemble de départ, grandeurs variées
 101 pansements et boîte en plastique.
 Starting kit, various sizes. 101 dressings and
 plastic box.

Contenu de la boîte Set Contents

36 – pansements dressings – pansements
 dressings 2.2 x 3.8 cm
 15 – pansements dressings 2.2 x 7.2 cm
 12 – pansements dressings 5 x 7.2 cm
 1 – rouleau roll 2.5 cm x 1.5 m
 1 – rouleau roll 6 cm x 1 m

30⁹⁵
boîte/box

Leukoplast® strong

- Adhésif durable
- Substrat robuste 100 % coton
- Coussin absorbant à faible adhérence
- Respirant
- Stérile

- Lasting and durable adhesive
- Robust substrate made of 100% cotton
- Low adherent absorbent
- Wound pad
- Breathable
- Sterile



Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260106 (7646010)

3,8 x 7,2 cm, 100 unités units



16⁹⁵
BOÎTE/BOX

15⁹⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260107 (7646007)

2,2 x 7,2 cm, 100 unités units



10⁴⁵
BOÎTE/BOX

9⁹⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260120 (7646012)

4,5 x 5 cm, 50 unités units



11⁹⁵
BOÎTE/BOX

2+ BOÎTES
BOXES

10⁹⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Leukoplast® strong
#7260101 (7646009)

3,8 x 3,8 cm, 100 unités units



16⁹⁵
BOÎTE/BOX

16⁴⁵
BOÎTE/BOX

Pansements adhésifs tissés
Fabric adhesive dressings
Coverplast® Classic

Bouge et s'ajuste au mouvement du corps pour un confort accru.
 Durable, robuste et qui protège et enveloppe la plaie. Non-stérile.

For flexible comfort that stretches with every movement. Strong and durable dressing that protects and cushions the wound.
 Non sterile.



15⁹⁵
BOÎTE/BOX

19⁹⁵
BOÎTE/BOX

26⁹⁵
BOÎTE/BOX

#7645900
4 cm x 5 m

#7645901
6 cm x 5 m

#7645902
8 cm x 5 m

Serviettes au savon de Castille
Castile Soap Towelettes PDI

#D41900

Boîte de 100/boîte



4 95
boîte/box

Tampons dissolvants d'adhésif pour la peau *Skin Adhesive Tape Remover Pad*


#B16400

Emballés individuellement, 100/boîte
Individually Wrapped Pads, 100/box



6 95
boîte/box

Compresse non adhérente Telfa
Telfa Non-adherent Dressing Covidien



#1961
2 x 3 po, 100/boîte
2 x 3", 100/box

18 95
boîte/box

#2132
3 x 4 po, 100/boîte
3 x 4", 100/box

17 95
boîte/box

Serviettes de benzalkonium
Benzalkonium Chloride Wipes
Loris

#126-01

0,13 % BZK, 20 x 12,7 cm, boîte de 100/box



4 95
boîte/box

PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

Applicateur SoluPrep AQ
Gluconate de Chlorexidine 2 % sans alcool/SoluPrep AQ
2% Chlorhexidine Gluconate Swab
Alcohol Free

#102.07

Non-teinté, 1 applicateur par emballage, 50/boîte
Clear, 1 swab per single unit dose, 50/box



38 95
boîte/box

Pansement antiseptique Bactigras Total
Bactigras Total Antiseptic Dressing
Smith&Nephew
Compresse de tulle gras stérile avec 0,5 % d'acétate de chlorhexidine
Sterile Paraffin Gauze with 0.5% Chlorhexidine Acetate



#7456
5 x 5 cm, 50/boîte
5 x 5 cm, 50/box

39 95
boîte/box

#7457
10 x 10 cm, 10/boîte
10 x 10 cm, 10/box

21 95
boîte/box

►NOUVEAU/NEW
Lingettes nettoyantes pour lunettes
Lens Cleaning Wipes PDI

#D25431

Anti-buée, sécuritaire pour verres traités antireflet, anti-UV ou sans éblouissement, 6 x 5 po, 120/boîte



4 95
boîte/box

►STÉRILE/STERILE
Tampons alcoolisés
Alcohol Pads Medline

2 plis/2 ply, boîte de 200/box

#MM-05507

Moyen/medium

#20339


Grand/large

2 15
boîte/box

3 95
boîte/box

Pansement gras non-adhérant
Adaptic/Adaptic non-adherant dressing Systagenix

Tricot de viscose imprégné d'une émulsion d'eau et de vaseline



54 95
boîte/box

#2012
7,6 x 7,6 cm, 50/boîte
3 x 3", 50/box

11 95
boîte/box

#2014

7,6 x 40,6 cm, 36/boîte

3 x 16", 36/box

46 95
boîte/box

#2015-KC1
12,7 x 22,9 cm, 12/boîte
5 x 9", 12/box

38 95
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Pansements hémostatiques à usage topique*Topical hemostatic dressings Medicom*

#4900-STATC

Se transforme rapidement en gel pour une mise en place facile et favorise la coagulation du sang en formant un caillot pour une cicatrisation efficace.

Stérile, 0,75 x 0,75 po, 4 plis, blanc, 20/boîte

*Quickly turn to gel for easy placement.
Aids formation of a clot for effective wound healing. Sterile, 0,75 x 0,75», 4 ply, white,
20/box*



PROMO 2+1
73,95 **49,30**
caisse/caise

Plateaux stériles à usage unique*Single Use Sterile Trays Medline***AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
OTHER MODELS AVAILABLE****Nécessaire à retrait de suture***Suture Removal Kit Medline*

#DYNDC1003A

- 1 paire de ciseaux droit pointus
- 1 paire de pinces métallique
- 1 compresse 4 x 4 po
- 1 Sharp Straight Scissors
- 1 Pair of Metal Forceps
- 1 Gauze Sponge 4 x 4"



175
unité/unit

Plateau à pansement
Dressing Tray Medline

#M101137A

- 1 plateau à 3 compartiments
- 1 emballage d'hôpital
- 3 pinces à transfert en plastique
- 4 compresses 2 x 2 po
- 4 compresses 4 x 4 po
- 1 sac à déchets avec attache
- 1 serviette/piqué
- 1 Three-Compartment Tray
- 1 CSR Wrap
- 3 Plastic transfer Forceps
- 4 Gauze Sponges 2 x 2"
- 4 Gauze Sponges 4 x 4"
- 1 Waste Bag with Tie
- 1 Towell/Underpad



275
unité/unit

Pansements hémostatiques absorbables*Absorbable Hemostat Dressing*

Surgicel

#1955

Résorbable, en tissu stérile et souple 1,3 x 5,1 cm, 12/boîte
Oxidized regenerated cellulose, sterile, 1/2 x 2", 12/box



1 boîte/box
155,95
boîte/box
2 boîtes/boxes
149,95
boîte/box

Nécessaire stérile pour suture
Sterile Suturing Set Medline

#DYNJ03009

- 1 plateau à 3 compartiments
- 1 paire de ciseaux Iris courbés
- 1 pince hémostatique Mosquito courbée 5 po
- 1 pince à griffes Adson 1 x 2 dents
- 1 porte-aiguille Webster
- 6 compresses 4 x 4 po
- 1 serviette blanche à 2 plis (papier/poly) 13 x 19 po
- 1 champ opératoire fenestré
- 1 Three-Compartment Tray
- 1 Scissors Iris Curved
- 1 Mosquito Forceps Curved 5"
- 1 Adson Thumb Forceps 1 x 2
- 1 Webster Needle Holder
- 6 Gauze Sponge 4 x 4"
- 1 Polybacked white towel 13 x 19"
- 1 Fenestrated Drape



695
unité/unit

Plateau à pansement
Dressing Tray Medline

#M101202A

- 1 plateau à 3 compartiments
- 1 emballage d'hôpital
- 1 pince à transfert en plastique
- 1 pince à pansement en métal
- 1 paire de ciseaux droits pointus/mousse
- 1 serviette
- 4 compresses 4 x 4 po
- 4 compresses 4 x 4 po, post-op.
- 1 Three-Compartment Tray
- 1 CRS Wrap
- 1 Plastic transfer Forceps
- 1 Metal Dressing Forceps
- 1 Sharp/Blunt Straight Scissors
- 1 Towel
- 4 Gauze Sponges 4 x 4"
- 4 Post-Op Gauze Sponges 4 x 4"



395
unité/unit

IRRIGATION

►NOUVEAU/NEW

Solution saline stérile pour nettoyage de plaies Sterile saline wound flush

- Solution de chlorure de sodium 0.9 % stérile et prête à l'emploi.
 - Pour humidifier, débrider et nettoyer les plaies et lésions cutanées.
 - Reste stérile 2 ans.
 - Bouteille sous pression non-aérosol avec un jet de 4 à 13 lb/pc.
 - Permet une utilisation multiple, économique et sans gâchis de contenants partiellement utilisés.
- Ready-to-use Sterile Sodium Chloride 0.9% solution.
- For moistening, debriding and cleaning dermal lesions and wounds.
- Stay sterile for 2 years.
- Non-Aerosol pressurized can with 4 to 13 pd/si stream.
- allows multiple uses, save money and eliminates the waste of partially used opened containers.*



#50015
Vaporisateur/Spray
177 ml

995
chacun/each



#372-6507
Vaporisateur/Spray
210 ml (7.1 oz)

1395
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Nettoyant pour plaies Wound Cleanser Sea-Clens

Pulvériseur de NACL
NACL Spray bottle



#1063
178 ml
6 fl. oz.
995
chacun/each

#1061
355 ml
12 fl. oz.
1395
chacun/each

Eau stérile pour irrigation Sterile Water for Irrigation

#T168001

Bouteille de 100 ml/100 ml bottle

195
chacun/each



#JF7623P

Bouteille de 500 ml/500 ml bottle

395
chacun/each

#JF7624

Bouteille de 1000 ml/1000 ml bottle

395
chacun/each

#JB7114 12 sacs de 1000 ml/caisse
12 bags of 1000 ml/case

6495
caisse/case

Chlorure de sodium 0,9 % pour irrigation 0.9% Sodium Chloride for Irrigation

Baxter

#T169000 Bouteille de 60 ml, 36/caisse
60 ml Bottle, 36/case

CAISSE/CASE
165
chacun/each

UNITÉ/UNIT
190
chacun/each

#T168000 Bouteille de 100 ml, 25/caisse
100 ml Bottle, 25/case

170
chacun/each

195
chacun/each

#JF7633P Bouteille de 500 ml, 15/caisse
500 ml Bottle, 15/case

315
chacun/each

360
chacun/each

#JF7634 Bouteille de 1000 ml, 12/caisse
1000 ml Bottle, 12/case

350
chacun/each

395
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Flacons de solution stérile en dose unitaire non injectable

Non injectable Unit Dose

Sterile Solution Vials

AddiPak

#H0120039 NACL 0,9 %, 3 ml, boîte de 100/box

#200-59C NACL 0,9 %, 5 ml, boîte de 100/box

#200-69C NACL 0,9 %, 15 ml, boîte de 48/box

#200-31C Eau stérile/sterile water, 3 ml, boîte de 100/box

#H0120051 Eau stérile/sterile water, 5 ml, boîte de 100/box

AUSSI DISPONIBLE: NACL 0,45 %
ALSO AVAILABLE: 0.45% NACL



2495
boîte/box

Chlorure de sodium 0,9 % pour irrigation 0.9% Sodium Chloride for Irrigation Saljet

#64938-009-01

Unidose de 30 ml
30 ml Single-dose



195
unité/unit

Boîte de 40/box

5495
boîte/box



PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 % non injectable

Non injectable sterile 0.9% sodium chloride solution Irrigo

INNOVATION : embout «Luer Lock» sur une bouteille compressible générant jusqu'à 15 livres de pression !

INNOVATION: «Luer Lock» tip on a compressible bottle generating up to 15 pounds of pressure!

	Bouteille/bottle	Canule/cannula 16	Canule/cannula 18	Canule/cannula 22
Pression du jet Nozzle Pressure	0 à/to 15 PSI	0 à/to 7 PSI	0 à/to 6 PSI	0 à/to 5 PSI



#20-1104
Canule 16
16 Canula

115
chacun/each

#LA-6048L.2
bouteille/bottle
60 ml (2 oz)

195
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

INJECTABLES

Chlorure de sodium 0,9 % injectable en sac 0.9% Sodium chloride injectable in bag Baxter

#JB1322P

Sac de 250 ml, 30/caisse
250 ml Bag, 30/case

CAISSE/CASE	UNITÉ/UNIT
245 chacun/each	290 chacun/each
255 chacun/each	295 chacun/each
275 chacun/each	310 chacun/each
305 chacun/each	345 chacun/each

#JB1323

Sac de 500 ml, 24/caisse
500 ml Bag, 24/case

#JB1324

Sac de 1000 ml, 12/caisse
1000 ml Bag, 12/case

#JB1314

NACL .45 %, sac de 1000 ml, 12/caisse
.45% NACL, 1000 ml Bag, 12/case

Lactate Ringer

Ringer's Lactate Baxter

#JB2323

Sac de 500 ml, 24/caisse
500 ml bag, 24/case

#JB2324

Sac de 1000 ml, 12/caisse
1000 ml bag, 12/case

CAISSE/CASE
7995 caisse/case

4195
caisse/case

Dextrose Baxter

#JB0062P

Dextrose 5 %, sac de 250 ml, 30/caisse
5% Dextrose, 250 ml bag, 30/case

#JB0063

Dextrose 5 %, sac de 500 ml, 24/caisse
5% Dextrose, 500 ml bag, 24/case

#JB0064

Dextrose 5 %, sac de 1000 ml, 12/caisse
5% Dextrose, 1000 ml bag, 12/case

#JB1064

NACL 0.9 % + dextrose 5 %, sac de 1000 ml, 12/caisse
0.9% NACL + 5% dextrose, 1000 ml bag, 12/case

#JB1073

NACL .45 % +dextrose 5 % , sac de 500 ml, 24/caisse
.45% NACL + 5% dextrose, 500 ml bag, 24/case

CAISSE/CASE
7795 caisse/case

6795
caisse/case

3495
caisse/case

3795
caisse/case

6995
caisse/case

Tubule I.V. primaire

Primary IV administration Set
ICU Medical

#12672-28

Macro, 15 gouttes/ml
Macro-drop, 15 drops/ml

#14222-003

Micro, 60 gouttes/ml
Micro-drop, 60 drops/ml

495
chacun/each

595
chacun/each

Chlorure de sodium 0,9 % injectable pour dilution 0,9% sodium chloride injectable for dilution

Sans préservatifs
Without preservatives
#4888-010

- Fiole/vial (10 ml)
- Boîte de 25/box

295	5495
unité/unit	boîte/box

Sans préservatifs
Without preservatives
#4888-020

- Fiole/vial (20 ml)
- Boîte de 25/box

11995
boîte/box

Avec préservatifs
With preservatives
#1966-010

- Fiole/vial (10 ml)
- Boîte de 25/box

395	7495
unité/unit	boîte/box

Sans préservatifs
Without preservatives
#4888-030

- Fiole/vial (30 ml)
- Boîte de 25/box

10495
boîte/box

Eau stérile injectable pour dilution

Injectable sterile water for dilution
Sans préservatifs
Without preservatives

#4887-010

- Fiole/vial (10 ml)
- Boîte de 25/box

Avec préservatifs
With preservatives

#3977-030

- Fiole/vial (30 ml)
- Boîte de 25/box

275	5795
unité/unit	boîte/box

495	11595
unité/unit	boîte/box

►NOUVEAU/NEW

Cathéter I.V. double accès en système clos

Closed I.V. Catheter System with Dual Port

BD Nexiva

Un cathéter I.V. sécuritaire tout-en-un avec extension et double accès Luer Q-Syte (sans aiguille) intégrés.

- Pas besoin de rallonge ou d'extension
- Limite l'exposition au sang et le risque de blessure par piqûre d'aiguille

A unique all-in-one safety I.V.
catheter with built-in extension
set and 2 Luer Q-Syte access
(needleless).

- No need for an extension
- Limits blood exposure and risk
of needlestick injury

#383531 jaune/yellow, 24G, ¾", boîte de 20/box

#383532 bleu/blue, 22G, 1", boîte de 20/box

#383536 rose/pink, 20G, 1", boîte de 20/box

#383537 rose/pink, 20G, 1¼", boîte de 20/box

#383538 rose/pink, 20G, 1¾", boîte de 20/box



14995
boîte/box

Solution de gluconate de chlorhexidine aqueuse

Aqueous **Chlorhexidine Gluconate** Solution
Stanhexidine
2% CHG + 4% IPA

#151738

- Bouteille de 450 ml
- Solution antibactérienne pour la peau
- Recommandé pour le traitement des infections superficielles de la peau
- 450 ml bottle
- Skin antibacterial solution
- Recommended for the treatment of superficial skin infections



795
chacun/each

Solution de proviodine 10 % Proviiodine Solution

#252890

- Bouteille de 500 ml
- Nettoyant antiseptique et médicamenteux pour la peau
- Recommandé pour la préparation de sites chirurgicaux et pour soigner abrasions, lacerations et brûlures mineures.
- 500 ml bottle
- Antiseptic & medicated skin cleanser
- Recommended for the preparation of surgical sites & to heal abrasions, lacerations and minor burns.



1095
chacun/each

Solution Soluprep

Soluprep Solution 3M
0,5% CHG + 70% IPA

#103.14

- Clair, bouteille de 500 ml
- Pour désinfection de la peau avant les interventions effractives
- Réduit la flore bactérienne sur la peau
- Diminution de l'activité microbienne jusqu'à 24 h
- Clear Solution, 500 ml bottle
- Designed to disinfect the skin before invasive procedures
- Reduces bacterial flora on the skin
- Provides a decrease in persistent microbial activity of up to 24 h



1195
chacun/each

Solution de gluconate de chlorhexidine BP Chlorhexidine Gluconate BP Solution

Baxedin

2% - 70%

#53756 (#L0000019)

- Bouteille de 110 ml
- non teintée
- 2 % dans 70 % v/v d'alcool isopropylique usp
- DIN 02251477
- 110 ml bottle
- Untinted
- In 70% v/v isopropyl alcohol usp
- DIN 02251477



695
chacun/each

Solution aqueuse stérile Sterile Aqueous Solution Irrilin

Prête à utiliser. N'a pas à être diluée. Irrilin est indiqué pour l'irrigation, le nettoyage, le retrait des débris et des matières étrangères des plaies.

Ready to use. No need to dilute. Irrilin is indicated for wound irrigation and cleaning and removal of debris and foreign matter.

PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

DÉSINFECTION
DE LA PEAU
SKIN
DISINFECTION

SANS ALCOOL
ALCOHOL FREE

Gluconate de chlorhexidine U.S.P. 0.05 %,
alcool isopropylique U.S.P. 4 %

Chlorhexidine Gluconate U.S.P. 0.05%,
isopropyl alcohol U.S.P. 4%

#00115

Bouteille/bottle
115 ml

495
chacun/each

#00500

Bouteille/bottle
500 ml

895
chacun/each



Sans alcool.

Gluconate de chlorhexidine U.S.P. 0.05 %

Alcool Free.

Chlorhexidine Gluconate U.S.P. 0.05%

#00115SA

Bouteille/bottle
115 ml

495
chacun/each

#00500SA

Bouteille/bottle
500 ml

895
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Absorbables

Caprosyn monofilament

Rétention (force tensile): ≈10 jours

Résorption totale : ≈56 jours

Polyglytone synthétique monofilament à absorption rapide.

Substitut du Gut, Plain ou Chromic. Disponibles en clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈ 10 days

Total Resorption: ≈ 56 days

Monofilament synthetic polyglytone with quick absorption.

Substitute for Gut, Plain or Chromic. Available in undyed or violet.

#SC694G	Caprosyn 3.0 18" Und c-13	boîte de 12/box	48⁹⁵
#SC5690G	Caprosyn 4.0 18" Und p-13	boîte de 12/box	98⁹⁵
#SC5689G	Caprosyn 5.0 18" Und p-13	boîte de 12/box	98⁹⁵
#SC5627G	Caprosyn 4.0 18" Violet p-12	boîte de 12/box	66⁹⁵

Polysorb tressé/braided

Rétention (force tensile): ≈21 jours

Résorption totale : de 56 à 70 jours

Lactomer synthétique tressé et enduit à absorption moyen-terme.

Équivalent au Vicryl. Disponibles en clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈ 21 days

Total Resorption: from 56 to 70 days

Braided and coated synthetic lactomer with mid-term absorption.

Equivalent to Vicryl. Available in undyed or violet.

#SL691	Polysorb 4.0 18" Und c-13	boîte de 36/box	Equiv. #ETHJ422H	121⁹⁵
#SL632	Polysorb 3.0 18" Violet c-23	boîte de 36/box	Equiv. #ETHJ460H	121⁹⁵
#SL635	Polysorb 4.0 30" Violet c-13	boîte de 36/box	Equiv. #ETHJ392H	121⁹⁵
#SL5690	Polysorb 4.0 18" Und p-13	boîte de 36/box	Equiv. #ETHJ494G	210⁹⁵

Non-absorbables

Sof silk

Sutures tressées de protéines de soie naturelle traitées et enduites de silicone. Disponibles en noir.

Braided and treated natural proteinaceous silk fiber sutures coated with silicone. Available in black.

#S1173	Silk 5.0 18" Bkl c-1	boîte de 36/box	Equiv. #ETH640G	106⁹⁵
#S1174	Silk 4.0 18" Bkl c-1	boîte de 36/box	Equiv. #ETH 641G	106⁹⁵
#SS683G	Silk 4.0 18" Bkl c-13	boîte de 12/box	Equiv. #ETH 683G	36⁹⁵
#SS694	Silk 3.0 18" Bkl c-13	boîte de 36/box	Equiv. #ETH 7772	96⁹⁵
#SS5641G	Silk 4.0 18" Bkl p-13	boîte de 12/box	Equiv. #ETH 641G	81⁹⁵

Nova fil

Sutures synthétiques de polybutester monofilament.

Substituts possibles à Prolene et Ethilon. Disponibles en clair ou bleu.

Monofilament synthetic polybutester sutures.

Possible substitutes for Prolene and Ethilon. Available in undyed or blue.

#8886441013	Nova fil 6-0 18" bl p10	boîte de 12/box	87⁰⁰
#8886441923	Nova fil 5-0 18" bl c1	boîte de 12/box	63⁰⁰
#8886442013	Nova fil 6-0 18" bl c13	boîte de 12/box	53⁰⁰
#8886442023	Nova fil 5-0 18" bl c13	boîte de 12/box	53⁰⁰
#8886442033	Nova fil 4-0 18" bl c13	boîte de 12/box	53⁰⁰
#8886442043	Nova fil 3-0 18" bl c13	boîte de 12/box	53⁰⁰

Monosof

Sutures synthétiques de nylon monofilament.

Équivalent à Ethylon. Disponibles en clair ou noir.

Monofilament synthetic nylon sutures.

Equivalent to Ethylon. Available in undyed or black.

#SN653	Monosof 3-0 18" blk c13	boîte de 36/box	97⁰⁰
#SN661	Monosof 5-0 18" blk c13	boîte de 36/box	97⁰⁰
#SN661G	Monosof 5-0 18" blk c13	boîte de 12/box	34⁵⁰
#SN662	Monosof 4-0 18" blk c13	boîte de 36/box	97⁰⁰
#SN662G	Monosof 4-0 18" blk c13	boîte de 12/box	34⁵⁰
#SN667	Monosof 6-0 18" blk c1	boîte de 36/box	97⁰⁰
#SN667G	Monosof 6-0 18" blk c1	boîte de 12/box	34⁵⁰
#SN871	Monosof 5-0 18" blk c1	boîte de 36/box	97⁰⁰
#SN872	Monosof 4-0 18" blk c1	boîte de 36/box	97⁰⁰

FERMETURE DE PLAIES WOUND CLOSURE

Colle tissulaire/Tissue Adhesive GluStitch



1 bouteille de 5 ml et 50 pipettes jetable
1 bottle of 5 ml and 50 Single Use Pipettes

#GLUST-5(V)

Violet

12995
ensemble/kit



Applicateurs à usage unique
de 0,2 ml chacun

Single Use Preloaded Applicators
of 0.2 ml each

#GLUST-U(V)P violet

#GLUST-U(C)P clair/clear

1 x 0,2 ml
945
chacun/each

12 x 0,2 ml
795
chacun/each



Ampoules à usage unique
de 0,5 ml chacune

Twist-Off Single Use Ampoule
of 0.5 ml each

#GLTWI05CE violet

#GLTWI05CECL clair/clear

1 x 0,5 ml
1295
chacun/each

12 x 0,5 ml
1095
chacun/each

Mini adhésif topique pour la peau de haute viscosité High Viscosity Mini Topical Skin Adhesive Dermabond

#AHVM12

Format à usage unique de 0,36 ml,
pas de réfrigération nécessaire

0.36 ml single use format,
no refrigeration required



1 x 0,36 ml
2695
chacun/each

12 x 0,36 ml
2945
boîte/box

Agrafeuse cutanée à usage unique

Single Use Skin Stapler Covidien

#8886803712

Inclus 35 broches larges
Includes 35 Wide Staples



1495
chacun/each

Boîte de 12/box
15995
boîte/box

Dégrafeuse cutanée à usage unique

Single Use Skin Staple Remover 3M Precise

#SR-1



675
chacun/each

Bandelettes adhésives de fermeture des plaies Adhesive Wound Closure Strips Covidien Curi-Strip



#9890 (#R-1540)
1/8 x 3" (0,3 x 7,5 cm)
boîte de 250/box

5695
boîte/box

#9891 (#R-1542)
1/4 x 1 1/2" (0,6 x 3,8 cm)
boîte de 300/box

3995
boîte/box

#9893 (#R-1546)
1/4 x 4" (0,6 x 10 cm)
boîte de 500/box

7495
boîte/box

#9892 (#R-1541)
1/4 x 3" (0,6 x 7,5 cm)
boîte de 150/box

4195
boîte/box

#9894 (#R-1547)
1/2 x 4" (1,25 x 10 cm)
boîte de 300/box

5995
boîte/box

Sutures adhésives renforcées

Reinforced Skin Closures 3M Steri-Strip



R-1540
1/8 x 3"
boîte de 50/box

1954995
unité/unit
boîte/box

R-1541
1/4 x 3"
boîte de 50/box

1954995
unité/unit
boîte/box

R-1542
1/4 x 1 1/2"
boîte de 50/box

4595
boîte/box

R-1546
1/4 x 4"
boîte de 50/box

1957395
unité/unit
boîte/box

R-1547
1/2 x 4"
boîte de 50/box

1957595
unité/unit
boîte/box

R-1548
1 x 5"
boîte de 25/box

3956995
unité/unit
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
BLOOD COLLECTION

Papillons pour prélevements sanguins ou perfusions
Winged Blood Collection or Infusion Sets

AUTRES MARQUES ET MODÈLES DISPONIBLES
OTHER BRANDS & MODELS AVAILABLE



	Aiguille Needle	Tube Tubing	Boîte Box
--	--------------------	----------------	--------------

Terumo

#SV19BLK	19G - 3/4"	12"	50
#SV21BLK	21G - 3/4"	12"	50
#SV23BLK	23G - 3/4"	12"	50
#SV25BLK	25G - 3/4"	12"	50

Becton Dickinson

#367290 Vacutainer Luer adapteur/adapter

34 95
boîte/box

#367281	21G - 3/4"	12"	50
#367283	23G - 3/4"	12"	50
#367285	25G - 3/4"	12"	50

44 95
boîte/box

57 95
boîte/box

Surshield (sécuritaire/safety)

#MNSVS21B30	21G - 3/4"	12"	50
#MNSVS23B30	23G - 3/4"	12"	50
#MNSVS25B30	25G - 3/4"	12"	50

57 95
boîte/box

Eclipse (sécuritaire/safety)

#367342	23G - 3/4"	12"	50
#367344	21G - 3/4"	12"	50

76 95
boîte/box

Barillets pour Vacutainer
Vacutainer Needle Holder

#364893

Standard, jaune, réutilisable, 10/boîte
Standard, Yellow, Reusable, 10/box

4 95
boîte/box

#364815

Usage unique, clair, 250/boîte
Single Use, clear, 250/box

13 95
boîte/box

(sécuritaire/safety)

#368872

Déclenchement rapide Pronto, 20/boîte
Quick Release Pronto, 20/box

39 95
boîte/box

Aiguilles à prélevement
Vacutainer Needles
Eclipse (sécuritaire/safety)

Aiguille Needle	Boîte Box
--------------------	--------------

#368607	21G - 1 1/4"	48
#368608	22G - 1 1/4"	48

13 95
boîte/box



Tubes à prélevements
Specimen Tubes Vacutainer

Boîte de 100/box

AUTRES MODÈLES ET PORTE-TUBES EN NYLON DISPONIBLES
OTHER MODELS & NYLON RACKS AVAILABLE

#369741 2,4 ml
Citrate tamponné, bouchon noir
Buffered sodium citrate, black closure
41 95
boîte/box

#363083 2,7 ml
Citrate de sodium tamponné, bouchon bleu pâle
Buffered sodium citrate, light blue closure
23 95
boîte/box

#363080 1,8 ml
Citrate de sodium tamponné, bouchon bleu pâle
Buffered sodium citrate, light blue closure
26 95
boîte/box

#367856 3 ml
EDTA K2, bouchon lavande
EDTA K2, lavender closure
26 95
boîte/box

#367861 4 ml
EDTA K2, bouchon lavande
EDTA K2, lavender closure
26 95
boîte/box

#367899 6 ml
EDTA K2, bouchon rose
EDTA K2, pink closure
35 95
boîte/box

#367962 4,5 ml
Héparine de lithium et gel polymère, bouchon vert pâle
Lithium heparin and polymer gel, light green closure
44 95
boîte/box

#367878 6 ml
Héparine de sodium (90 unités d'USP), bouchon vert
Sodium heparin (90 USP units), green closure
34 95
boîte/box

#367814 5 ml
Activateur de coagulation, enduit de silicone, bouchon rouge
Coagulation activator, silicone coated, red closure
26 95
boîte/box

#367986 5 ml
Activateur de coagulation, gel polymère, bouchon or
Coagulation activator, polymer gel, gold closure
42 95
boîte/box

#367820 10 ml
Activateur de coagulation, bouchon rouge
Polymer, coagulation activator, red closure
22 95
boîte/box

#364992 8 ml
Agents de conservation, bouchon rouge et jaune
Preservative agents, red & yellow closure
44 95
boîte/box

#366430 10 ml
Sans additif, enduit de silicone, bouchon rouge
No additive, silicone-coated, red closure
26 95
boîte/box

Bouchons en polyéthylène
Polyethylene Plugs

#89497-846

Transparent, pour tube à prélèvement de 16 mm de diamètre, 1000/paquet

Clear, for 16 mm diameter specimens tube, 1000/package



52⁵⁰
boîte/box

Garrot à boucle
Buckle Tourniquet

Décrochage rapide
Quick-release

#118-790
Turquoise

16⁹⁵
chacun/each



#95.1007.001
Rouge/red

29⁹⁵
chacun/each

Porte-tubes en nylon
Nylon Racks

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES
OTHER SIZES AVAILABLE



#89215-716
Bleu, 13 mm, 36 places
Blue, 13 mm, hold 36 tubes

52⁹⁵
chacun/each

#89215-724
Bleu, 16 mm, 36 places
Blue, 16 mm, hold 36 tubes

29⁹⁵
chacun/each

Garrot sans latex
Latex Free Tourniquet

#36648
1 x 18", boîte de 100/box



26⁹⁵
boîte/box

Centrifugeuse horizontale
Horizontal Centrifuge
Horizon

#00-376-009-000

- Capacité de 6 tubes de 10 ml
- Vitesse max. : 3 800 tours/min.
- Minuterie et contrôle de vitesse numériques
- Capacity of 6 x 10 ml tubes
- Max. speed: 3,800 RPM
- Digital timer & speed control



1845⁹⁵
chacun/each

Centrifugeuse à angle fixe
Fixed Angle Centrifuge
VWR

#76019-132

- Capacité: 12 tubes de 10 ml, 8 de 15 ml ou 6 de 50 ml
- Vitesse : 300 à 4500 tours/min.
- Minuterie : 30 sec. à 99 min. ou continue
- Capacity: 12x10 ml, 8x15 ml or 6x50 ml
- Speed Range: 300 to 4,500 RPM
- Timer: 30 sec. to 99 min. or continuous



1425⁹⁵
chacun/each

Centrifugeuse LifeSpin 6D
LifeSpin 6D Centrifuge
LifeLine Medical

#LFMLIFESPIN6T

- Capacité : 6 tubes jusqu'à 15 ml
- Minuterie, verrou de sécurité avec arrêt automatique
- Vitesse : environ 3300 à 3600 tours/min.
- Gamme de temps : 1 à 60 minutes
- Capacity: 6 tubes up to 15 ml
- Digital Timer, safety lock with auto shutoff
- Speed: approx. 3300 - 3600 RPM
- Time Range: 1-60 min.



513⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRÉLÈVEMENTS SANGUINS
BLOOD COLLECTION

Thermomètre mini-maxi pour frigo à vaccins
Mini-Maxi Thermometer for Vaccine Fridge VWR

#61161-364 Avec alarme/with alarm

Thermomètre de réfrigérateur/congélateur, intervalle de -50 à 70°C, résolution 1°C, précision ±1°C, sonde scellée (solution glycol).

Refrigerator/freezer thermometer, range -50 to 70°C, resolution 1°, accuracy ±1°C, sealed probe (glycol solution).



94⁹⁵
chacun/each

#21800-076 Sans alarme/without alarm

Thermomètre de réfrigérateur/congélateur, intervalle de -40 à 80°C, résolution 0,5°C, précision ±1,5°C, sonde scellée (solution glycol).

Refrigerator/freezer thermometer, range -40 to 80°C, resolution 0.5°, accuracy ±1.5°C, sealed probe (glycol solution).



89⁹⁵
chacun/each

Fauteuil inclinable 3 positions
Traditional 3-Position Recliner Drive

#D574-X



Fauteuil à 3 positions avec 1 grand plateau moulé qui se verrouille en 5 positions et peut être stocké sur le côté du fauteuil, poids max.: 250 lb (113 kg)

Comfortable Recliner with 1 large blow-molded tray locks in 5 positions and can be stored on the side of the chair, weight capacity: 250 lb (113 kg)

● BLUERIDGE ● ROSEWOOD ● JADE



Transport et installation
en sus/Delivery &
installation not included

745⁹⁵
chacun/each

Fauteuil de prélevements
Clinical Care Recliner Drive

#D577-X



Fauteuil à 4 positions (verticale, TV, inclinaison complète et Trendelenburg) et inclus 2 larges plateaux latéraux moulés. Poids max.: 250 lb (113 kg)

Chair can be positioned in 4 positions (upright, TV, Full Recline & Trendelenburg) & includes 2 large blow-molded side-trays, weight capacity: 250 lb (113 kg)

● BLUERIDGE ● ROSEWOOD ● JADE

Transport et installation
en sus/Delivery &
installation not included

895⁹⁵
chacun/each

Réfrigérateurs à vaccins et médicaments Medication and Vaccine Refrigerators

Accucold Série Performance/Performance Serie

- Réfrigérateurs à porte pleine ou en verre de 1 à 12 pieds cubes
- Régulateur de température numérique par microprocesseur situé à l'extérieur avec lecture intégrée de la température courante, haute et basse
- Alarms sonores et visuelles de haute/basse température
- Performance optimisée pour une température stable avec sonde de température séparée insérée dans une bouteille remplie de glycol pour une lecture continue simulant la température du produit stocké et capteur supplémentaire qui lit la température de l'air intérieur
- Garantie de 2 ans pièces et main-d'œuvre et 5 ans sur le compresseur
- Autres modèles et options disponibles sur demande**
- Solid or glass door refrigerators from 1 to 12 cubic feet*
- External microprocessor temperature controller with built-in readout for current and high/low temperature*
- Audible and visual high / low temperature alarms*
- Optimized efficient performance for stable temperature with buffered temperature probe encased in a glycol-filled bottle and additional sensor that reads interior air temperature*
- 2 year-parts and labor and 5-year compressor warranty*
- Other models and options available on request*



		Porte/door	Capacité/capacity	Hauteur x largeur x profondeur Height x width x depth	Poids/weight	Prix/price
#470327-974	Compact	Pleine/solid	1 PC/CF - 28 L	21,5 x 17,5 x 19,75"	28 kg	17895
#470327-976	Hauteur comptoir <i>Counter height</i>	Pleine/solid	3 PC/CF - 85 L	34 x 18,5 x 19"	38 kg	18995
#470327-978	Vertical ADA upright	Pleine/solid	6 PC/CF - 170 L	32,5 x 23,38 x 24,38"	52 kg	21995
#470327-980	Vertical/upright	Pleine/solid	8 PC/CF - 227 L	50 x 23,38 x 24,38"	73 kg	25995
470327-958	Vertical/upright	Verre/glass	12 PC/CF - 340 L	61,75 x 23,38 x 24,38"	86 kg	358095



Transport et installation
en sus/Delivery &
installation not included

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Seringues et aiguilles sécuritaires
Safety Syringes & Needles BD

	Seringue Syringe	Aiguille Needle	Boîte Box	
SafetyGlide				
#305904	3 cc	25G - 5/8"	50	21⁹⁵ boîte/box
#305905	3 cc	23G - 1"	50	
#305900	-	22G - 1 1/2"	50	
#305901	-	25G - 5/8"	50	16⁹⁵ boîte/box
#305921	-	27G - 5/8"	50	
SafetyGlide Tuberculin				
#305930	1 cc	29G - 1/2"	100	47⁹⁵ boîte/box
#305945	1 cc	27G - 1/2"	100	



Seringue Syringe Aiguille Needle Boîte Box

Eclipse			
#305781	3 cc	25G - 5/8"	50
#305783	3 cc	22G - 1 1/2"	50
#305784	3 cc	21G - 1 1/2"	50
#305787	3 cc	25G - 1"	50
#305780	1 cc	25G - 5/8"	50
#305789	1 cc	27G - 1/2"	50
#305758	-	27G - 1/2"	100
#305761	-	25G - 1"	100
#305763	-	22G - 1 1/2"	100
#305764	-	21G - 1"	100
#305766	-	18G - 1 1/2"	100
#305767	-	25G - 1 1/2"	100

16⁹⁵
28⁹⁵
24⁹⁵
Seringues avec aiguilles
Syringes with needles BD

	Seringue Syringe	Aiguille Needle	Boîte Box	
#309581	3 cc	25G - 1"	100	12⁷⁵ boîte/box
#309570	3 cc	25G - 5/8"	100	
#309571	3 cc	23G - 1"	100	
#309572	3 cc	22G - 1"	100	
#309574	3 cc	22G - 1 1/2"	100	
#309575	3 cc	21G - 1"	100	
#309577	3 cc	21G - 1 1/2"	100	
#309579	3 cc	20G - 1 1/2"	100	
#309580	3 cc	18G - 1 1/2"	100	
#309582	3 cc	25G - 1 1/2"	100	12⁹⁵ boîte/box
#309623	1 cc	27G - 1/2"	100	
#309624	1 cc	21G - 1"	100	
#309625	1 cc	26G - 3/8"	100	24⁹⁵
#309626	1 cc	25G - 5/8"	100	

Aiguilles / Needles BD

	Aiguille Needle	Boîte Box	
#305195	18G - 1"	100	
#305196	18G - 1 1/2"	100	
#305175	20G - 1"	100	
#305176	20G - 1 1/2"	100	
#305165	21G - 1"	100	
#305167	21G - 1 1/2"	100	
#305155	22G - 1"	100	
#305156	22G - 1 1/2"	100	
#305143	23G - 3/4"	100	
#305145	23G - 1"	100	
#305122	25G - 5/8"	100	
#305125	25G - 1"	100	4⁹⁵ boîte/box
#305127	25G - 1 1/2"	100	
#305110	26G - 3/8"	100	
#305111	26G - 1/2"	100	
#305109	27G - 1/2"	100	4⁹⁵ boîte/box
#305124	25G - 7/8"	100	
#305136	27G - 1 1/4"	100	8⁹⁵ boîte/box
#305197	16G - 1"	100	
#305129	21G - 2"	100	21⁹⁵ boîte/box
#305106	30G - 1/2"	100	
#305128	30G - 1"	100	19⁴⁵ boîte/box

**BAS PRIX!
LOW PRICE!**
4⁹⁵
8⁹⁵
21⁹⁵
19⁴⁵
Seringues/Syringes Luer Lock BD

	Seringue Syringe	Boîte Box	
#309628	1 cc	100	57⁹⁵ boîte/box
#309657	3 cc	200	23⁹⁵ boîte/box
#309646	5 cc	125	29⁹⁵ boîte/box

Collecteur d'aiguilles Sharp Collector BD


#367216	1 L	Phlébotomie, entrée large Phlebotomy, large entry	3⁹⁵
#300460	1.4 L	Bouchon entonnoir Funnel cap	4⁹⁵
#300450	3.1 L	Bouchon entonnoir Funnel cap	7⁹⁵
#300466	3.1 L	Bouchon entonnoir Funnel cap	8⁹⁵
#300974	5.1 L	Articulé, entrée horizontale Articulated, horizontal entry	9⁹⁵
#300440	7.6 L	Bouchon entonnoir Funnel cap	9⁹⁵
#300475	5.1 L	Entrée latérale avec loquet Locking side entry	9⁹⁵
#303050	7.6 L	Entrée horizontale Horizontal entry	11⁹⁵
#300443	13.2 L	Bouchon entonnoir Funnel cap	13⁹⁵
#305475		Support pour #300450 bracket	24⁹⁵
#305447		Support verrouillable pour #300475 locking bracket	32⁹⁵

Aiguilles et canules flexibles pour comblement dermal en esthétique
Flexible needles and cannulas for dermal filling in aesthetics

Canules/Cannulas Steriglide

Aiguilles d'introduction incluses, 20/boîte

Introducer needles included, 20/box

#SGC-30025-020 30G x 25 mm (1") UTW

#SGC-27050-020 27G x 50 mm (2") UTW

#SGC-27038-020 27G x 38 mm (1½") UTW

#SGC-27025-020 27G x 25 mm (1") UTW

#SGC-25050-020 25G x 50 mm (2") UTW

#SGC-25038-020 25G x 38 mm (1½") UTW

214⁹⁵
boîte/box



AUTRES AIGUILLES TSK DISPONIBLES
OTHER TSK NEEDLES AVAILABLE

Canules/Cannulas CSH

Sans aiguille d'introduction, 25/boîte

No introducer needle included, 25/box

#CSH-30025-025 30G x 25 mm (1") UTW

#CSH-27050-025 27G x 50 mm (2") UTW

#CSH-27038-025 27G x 38 mm (1½") UTW

#CSH-27025-025 27G x 25 mm (1") UTW

#CSH-25050-025 25G x 50 mm (2") UTW

189⁹⁵
boîte/box



Aiguilles ultra-minces/Ultra-thin needles TSK Lab

#PRE-33004
33G x 4 mm (3/16")
boîte de 100/box

71⁹⁵
boîte/box

#PRE-33013
33G x 13 mm (1/2")
boîte de 100/box

65⁹⁵
boîte/box

#PRE-32006
32G x 6 mm (1/4")
boîte de 100/box

65⁹⁵
boîte/box

#PRE-32013
32G x 13 mm (1/2")
boîte de 100/box

48⁹⁵
boîte/box

#PRE-32009
32G x 9 mm (3/8")
boîte de 100/box

65⁹⁵
boîte/box

#PRE-32004
32G X 4 mm (3/16")
boîte de 100/box

65⁹⁵
boîte/box

►NOUVEAU/NEW

Marqueur de peau/Skin Marker

EZ Removable Ink

#1440-30 boîte de 30/box

- Pointe régulière. Blanc. Taille mini. Non stérile
- S'enlève facilement avec un tampon d'alcool
- Pour interventions esthétiques non chirurgicales (ex.: Botox ou Kibella)
- Regular tip. White. Mini Size. Non-Sterile
- Come off easily with an alcohol swab
- For marking Non-Surgical Aesthetic Procedures (ex.: Botox, Kybella)



45⁹⁵
boîte/box

►NOUVEAU/NEW

Connecteur RAPIDFILL/RAPIDFILL Connector Baxter

#H93813901

Connecteur Femelle Luer Lock à Luer Lock. Rouge, stérile et emballé individuellement. Permet de connecter 2 seringues ensemble. 50/caisse

Connector Female Luer Lock-to-Luer Lock. Red, Sterile, Individually packed. Allows you to connect 2 syringes together. 50/case



99⁹⁵
caisse/case

Dispositif de transfert sanguin Vacutainer

Vacutainer Blood Transfer Device BD

#364880

Une pièce, porte-tube préassemblé stérile avec adaptateur Luer pour transfert de sang sans aiguille.

One-piece, pre-Assembled sterile holder with luer adapter for needleless transfer of blood.



239⁹⁵
caisse/case

Les aiguilles et seringues "Low Dead Space" (LDS)
sont spécialement conçues pour éviter la perte de médicament dans les espaces vides de l'aiguille et/ou de la seringue.

Low Dead Space (LDS) needles and syringes are specially designed to prevent drug loss in the needle and/or syringe voids.

Seringue LDS 1 ml
1 ml LDS Syringe

TSK Lab



DESCRIPTION/FEATURES	#4010-200V0 (#HSW-A1)	#8300014579 (#HSW-S1)	#8300018745 (#HSW-L1)
Sans perte de produit/No product loss «Low Dead Space» (LDS)	●	●	●
Joint en caoutchouc/Rubber Stopper		●	●
Glisse extra-douce/Smooth Flow	●	●	●
Luer Lock			●
Inerte et non-réactive (SANS latex, caoutchouc, silicone, styrène, DEHP, ADN) Inert & non-reactive (NO latex, rubber, silicone, styrene, DEHP, DNA)	●		

#8300018745 (#HSW-L1)
Boîte de 100/box

1 boîte/box

33⁹⁵
boîte/box

3 boîtes et +/3 boxes & +

29⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

PRÉLÈVEMENTS ET TRANSPORT
SPECIMENS & SHIPPING

#404C

Milieu de transport MSwab 1.6 ml avec écouvillon.
50/paquet

*MSwab transport media 1.6 ml with swab.
50/pack*



84⁹⁵
boîte/box

#108C.USE

Milieu de transport gel Amies AGAR sans charbon. Écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies et la peau. 50/boîte

Amies AGAR Gel without charcoal. Suitable for throat, vaginal, wound & skin swabs. 50/box



19⁹⁵
boîte/box

#CA408C

Milieu de transport gel Amies AGAR M40 sans charbon. Écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies et la peau. 50/paquet

Transystem Amies AGAR M40 without charcoal. Suitable for throat, vaginal, wound & skin swabs. 50/pkg




19⁹⁵
pqt/pkg

#114C.USE

Milieu de transport gel Amies AGAR avec charbon. Écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies et la peau. 50/boîte

Amies AGAR Gel with charcoal. Suitable for throat, vaginal, wound & skin swabs. 50/box




19⁹⁵
boîte/box

#141C.USE

Milieu de transport liquide Stuart. Écouvillons pour la gorge, le vagin, les plaies et la peau. 50/paquet

Liquid Stuart Swabs. Suitable for throat, vaginal, wound & skin swabs. 50/package



19⁹⁵
pqt/pkg



Milieu de transport Cary Blair
Cary Blair Transport Medium

#BM35ET boîte de 100/box
Fiole de 15 ml pour culture et transport d'échantillons fécaux, 100/boîte

15 ml vial for culture and transport of fecal sample, 100/box

69⁹⁵
boîte/box



Milieu de transport SAF parasitologie
SAF Parasitology Transport Medium

#BM15SAF
Combinaison cuillère-fourchette à l'intérieur du capuchon à vis, 100/boîte

Spoon-fork combination inside screw cap, 100/box

71⁹⁵
boîte/box

Pots à spécimens/Specimen Containers HistoTainer II

Pots pour recueil et transport d'échantillons histologiques, pré-remplis à 50 % d'une solution de 10 % de formaline. Autres formats disponibles.

Specimen Containers 50% pre-filled with 10% Formaline Solution. Other sizes available.



#M960-20FMA

Récipients de 20 ml
20 ml containers

24 pots/jars

13⁴⁵
pqt/pkg

96 pots/jars

47⁹⁵
caisse/case

#M960-40FMA

Récipients de 40 ml
40 ml containers

24 pots/jars

16⁴⁵
pqt/pkg

96 pots/jars

59⁹⁵
caisse/case

Sacs d'échantillons avec fermeture à glissière
Zip-Style closure Specimen Bags

2 mil d'épaisseur, double poche, symbole BIOHAZARD imprimé sur le sac.
2-mil thick, two-pouch design, BIOHAZARD symbol printed on bag.



DYND30261

6 x 9"
Paquet de 100/package

7⁹⁵
pqt/pkg

DYND30271

8 x 8"
Paquet de 100/package

7⁹⁵
pqt/pkg

Containants à urine stérile
Sterile Urine Containers

#4254

4 oz, boîte de 100/box

25²⁵

boîte/box



Tubes pour
échantillons d'urine
Urine Sample Tubes

#12ML17MM

12 ml, paquet de 50/pkg

12⁹⁵
pqt/pkg

►NOUVEAU/NEW

Supersorb feuilles absorbantes
Liquid Absorbent Sheets Innovatek

#4090-SS45

Absorption instantanée,
chaque feuille de 4 x 5 po peut absorber jusqu'à
100 ml. Outil de sécurité
essentiel pour l'envoi
de spécimens avec des
liquides. 200/boîte

*Instant absorption, each
4 x 5" sheet proves 100 ml
liquid capacity. Essential
safety tool for specimen
shipping with liquid.
200/box*



32⁹⁵
boîte/box



Punch dermal stérile/Sterile Biopsy Punch



#MDS00333XX

Medline

Jetable/Disposable
1½, 2, 2½, 3, 3½
4, 5, 6, 8 mm

2.95

chacun/each

50 et +/50 & +

2.60

chacun/each



**Curette dermique stérile
Sterile Dermal Curette**



MDS00335XX

Medline

Jetable/Disposable
3, 4, 5, 7 mm

2.95

chacun/each

#M96-X0

Almedic

Jetable/Disposable
2, 3, 4, 5, 7 mm

2.50

chacun/each

Test Cobas PCR Urine

Cobas PCR Urine Sample Kit

#05170486190

Contient un tube avec milieu de transport pour PCR et une pipette. 100/boîte
Contains one tube of Cobas PCR and one disposable transfert pipette. 100/box



239.95

boîte/box

Applicateur de polyester stérile

Sterile Polyester Swab

#4001D

Tige de plastique de 6 po, 100/boîte
6" plastic rod, 100/box



9.95

boîte/box

Prélèvements gynécologiques/Gynecological Specimen Collection

Brosse à prélèvement cervical/Brush for Cervical Cell Collection Rovers Cervex-Brush

#380301000 Paquet de 25/package



22.95

pqt/pkg

Curette endométriale/Endometrial Curette

Pour biopsie de l'endomètre. Dépistage du cancer/hyperplasies.
For endometrial biopsy. Screening for cancer/hyperplasia.



#SR-1103000

#MX140

7.95

chacun/each

6.25

chacun/each

Pipettes MedGyn

#022721

Canules jetables uniques et stériles pour le prélèvement de l'endomètre. Pipette de 3.1 mm O.D.

Unique, sterile, disposable cannulas for sampling the endometrium. 3.1 mm O.D. pipette



5.75

unité/unit

Spatules cervicales

Cervical Scrapers MedPro

#118-434 Ayers #118-435 Lerner

Non stérile, usage unique, bouleau blanc, 504/boîte
Non-sterile, single use, white birch wood, 504/box



21.95

boîte/box



**Porte-lames de cytologie
Cytology Slide Mailers VWR**

Pour lames régulières de 25 x 75 mm (1 x 3"), en carton épais
For standard 25 x 75 mm (1 x 3") slides, heavy Cardboard

#82020-908

1 place, 40 x 5 x 95 mm
Sac de 25/bag

17.95

sac/bag



#82020-911

2 places, 79 x 5 x 103 mm
Sac de 24/bag

29.95

sac/bag



#95042-208

En plastique bleu résistant
Sturdy blue slide plastic
1 place, 82 x 39 mm, sac de 10/bag

4.95

sac/bag



**Lame dépolie à deux faces
Two-face frosted blade**

#60-1100

Pour cytologie vaginale, 144 lames
For vaginal, cytology, 144 blades

28.95

boîte/box



**Brosse de cytologie
Cytology Brush**

#4201-CB-8B

8", paquet de 100/pack

18.95

pqt/pkg



**Fixateur cytologique
Cytology Fixative**

#4240-CYT-017 100 ml

7.95

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

►NOUVEAU/NEW

**Test de grossesse sur bandelette urinaire
Urine Pregnancy Strip Test BioStrip HCG**

#4220-5

- Le couvercle garde les bandes fraîches
- Trempez et lisez en 5 min.
- 25 bandelettes/contenant
- Desiccant in cap keeps strips fresh
- Dip and read in 5 min.
- 25 strips/container



28⁹⁵
boîte/box

**Test de grossesse combo
sang+urine/Pregnancy**

Test combo blood+urine Alere

#CV9222

- Résultats en 3 min., contrôle de sécurité intégré, sensibilité de +99 %
- Boîte de 40 cassettes de tests individuels avec pipette jetable
- Results in 3 min., built-in procedural controls, +99% sensitivity
- 40 individually pouched test cassettes with disposable pipette



49⁹⁵
boîte/box

Tests rapides Strep A

Strep A Rapid Tests Innovacan

- Résultats en 5 min. avec système de contrôle
- Haute sensibilité
- Tout le nécessaire inclus avec le test
- Disponible en format cassette ou bandelette
- Results in 5 min. with control lines
- High sensitivity
- All materials included in the kit
- Available in strip and cassette format



#IST-501

Bandelette/Strip
Boîte de 25/box

49⁹⁵
boîte/box

#AL-IST-502

Cassette, boîte de 20/box
47⁹⁵
boîte/box

Test de sang occulte dans les selles (RSOS)

Fecal Occult Blood Test (FOBT)

#4194-IFO-20

Pour détection précoce du cancer colorectal, 20/boîte
For early detection of colorectal cancer, 20/box



80⁹⁵
boîte/box

Test tout-en-un pour le dépistage de drogues dans l'urine
All-inclusive Urine Drug Screening Cup

Integrated E-Z Split Key Cup

- Contenant pratique tout-en-un
- Résultats rapides et fiables en 5 min.
- Témoin de température, clé d'activation et double chambre
- Contenant avec côté plat pour numériser/photocopier les résultats
- All-inclusive and easy to use
- Accurate and quick results in 5 minutes
- Integrated temperature strip, turn-on key and split chamber
- Cup comes with one flat side to easily scan or copy results

►NOUVEAU/NEW

Test amniotique/Amnicator Test

#MWAM1-10 Boîte de 10/box

- Détection facile et rapide de la rupture prématurée des membranes fœtales pendant la grossesse
- Différencie le liquide amniotique du mucus cervical, vaginal ou de l'urine
- Détecte même de petites quantités de liquide amniotique dans le vagin
- Durée de vie de 2 ans, stockage à température ambiante
- Changement de couleur clairement visible en quelques secondes

Easy & rapid detection of prematurely ruptured fetal membranes during pregnancy

- Differentiates between amniotic fluid and cervical/vaginal mucus or urine
- Detects even small amounts of amniotic fluid in the vagina
- Room temperature storage, 2 year shelf life
- Colour change clearly visible in seconds



19⁹⁵
boîte/box

Tests rapides Strep A

Strep A Rapid Tests QuickVue

#4045-20125

- Résultats en 5 min. ou moins
- Haute sensibilité
- Stockage à température ambiante
- Emballés individuellement, 25/boîte
- Results in 5 min. or less.
- High sensitivity
- Room temperature storage
- Individually packaged, 25/box



79⁹⁵
boîte/box

Papier de pH en rouleau

pH Indicator Paper Roll

#M-1200

pH 1.0 - 12.0
15 pieds/feet

16⁹⁵
chacun/each



Bandelettes de pH

pH Indicator Strips

#1.09542.0001

pH 4.0 - 7.0
Boîte de 100/box

39⁹⁵
boîte/box



189⁹⁵
boîte/box

#AL-D0A-155 boîte de 25/box
5 tests (MET/COC/THC/AMP/OPI)

#AL-DBO-1107-A boîte de 25/box
10 tests (MET/COC/THC/BZO/MTD/BAR/PCP/AMP/MDMA/MOP)

349⁹⁵
boîte/box

►NOUVEAU/NEW

Bandelettes d'analyse urinaire
Urinalysis Reagent Strips Innovatek

Excellent qualité avec une économie inégalée, 100/boîte
Excellent quality with unsurpassed economy, 100/box

BioStrip 2P

#4192-2P

Protéines, Glucose
Protein, Glucose

BioStrip U7

#4192-U7

pH, Leucocytes, Nitrites, Protéines, Glucose, Corps cétoniques, Sang
pH, Leukocytes, Nitrites, Proteins, Glucose, Ketone, Blood

BioStrip U10

#4192-U10

Densité urinaire, pH, Leucocytes, Nitrites, Protéines, Glucose, Corps cétonique, Urobilinogène, Bilirubine, Sang

Specific gravity, pH, Leukocytes, Nitrites, Proteins, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood

MEILLEUR
PRIX!
BEST
PRICE!

20⁹⁵
boîte/box

32⁹⁵
boîte/box



39⁹⁵
boîte/box



►NOUVEAU/NEW

Analyseur automatique d'urine U120

U120 Automatic Urinanalyzer U120 Innovatek

#4192-U111-101

Peut lire jusqu'à 120 bandelettes à l'heure, impression et mémoire des 2000 tests précédents, calibré exclusivement pour les bandelettes Innovatek Biostrip U10

Reads 120 test strips each hour, Printout and memory of previous 2000 tests,
Calibrated exclusively for Innovatek BioStrip U10

#4192-PAPER

Papier thermal d'impression pour l'analyseur U120, 4 rouleaux/boîte
Replacement Thermal Printer Paper for U120 Analyzer, 4 rolls/box

1195⁹⁵
boîte/box

24⁹⁵
boîte/box

Bandelettes d'analyse urinaire
Urinalysis Reagent Strips Chemstrip

Boîte de 100/box



Chemstrip GP #10200743119

Protéines, Glucose
Proteins, Glucose

26⁹⁵
boîte/box

Chemstrip 5 #11893467119

Leucocytes, Nitrites, Protéines, Glucose, Sang
Leukocytes, Nitrites, Proteins, Glucose, Blood

34⁹⁵
boîte/box

Chemstrip 7 #11008552119

pH, Leucocytes, Nitrites, Protéines, Glucose, Corps cétoniques, Sang
pH, Leukocytes, Nitrites, Proteins, Glucose, Ketone, Blood

36⁹⁵
boîte/box

Chemstrip 9 #10398411119

Leucocytes, Nitrites, pH, Protéines, Glucose, Corps cétoniques, Urobilinogène, Bilirubine, Sang
Leukocytes, Nitrites, pH, Proteins, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood

43⁹⁵
boîte/box

Chemstrip 10 #11203479119

Densité urinaire, pH, Leucocytes, Nitrites, Protéines, Glucose, Corps cétoniques, Urobilinogène, Bilirubine, Sang

Specific gravity, pH, Leukocytes, Nitrites, Proteins, Glucose, Ketone, Urobilinogen, Bilirubin, Blood

43⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Rasoir double-face à tête fixe

Double-sided fixed-head Razor
Medline

#DYND70837

Non stérile, lame de précision en acier inoxydable pour un rasage lisse et poignée profilée pour une prise confortable.

Non-sterile, precision stainless steel blade for smooth shaving and contoured handle for comfortable grip.



035
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Lame pour le rasage prébiopsie

Prebiopsy Shaving Blade
BiopBlade Miltex

#33-100

Stérile, flexible, emballage individuel, 50/boîte

Sterile, flexible, individually packaged, 50/box



114.95
boîte/box

Extracteur de lames

Blade Remover Unit
Swann-Morton

#5525

Extracteur sécuritaire contenant jusqu'à 100 lames

Secure Remover Unit that can hold up to 100 blades



5.95
chacun/each

Bistouris stériles jetables

Disposable Sterile Scalpels Paragon

#9000-XX

Stainless et carbone, #12 et #15, 10/boîte

Stainless and carbon, #12 & #15, 10/box

**AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE**



13.95
boîte/box

Bistouris stériles jetables

Disposable Sterile Scalpels Magna

#M92-XX #10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Acier inoxydable, 10/boîte

Stainless Steel, 10/box



6.95
boîte/box

►NOUVEAU/NEW

Rasoir jetable

Disposable Razor
Gallant

#4251

Rasoir sécuritaire mono-lame pour préparation chirurgicale ou ECG, 50/boîte

Safety single-blade razor for surgical preparation or ECG, 50/box



28.95
boîte/box

Lames de bistouris

Surgical Blades Bard Parker

#371215

Stainless, #15, 50/boîte

Stainless, #15, 50/box

**LES PRIX PEUVENT VARIER, AUTRES # DISPONIBLES
PRICES MAY VARY, OTHER # AVAILABLE**



1 boîte/box
49.95
boîte/box

2 boîtes/boxes
47.95
boîte/box

Lames de bistouris

Surgical Blades Paragon

#90010-XX

Stainless, #12 et #15, 100/boîte

Stainless, #12 & #15, 100/box



1 boîte/box
37.95
boîte/box

2 boîtes/boxes
35.95
boîte/box

Lames de bistouris

Surgical Blades Magna

#M90-XX #10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Acier inoxydable, 100/boîte

Stainless Steel, 100/box



13.95
boîte/box

LAMES ET MANCHES BISTOURIS BLADES & HANDLES

►NOUVEAU/NEW Lames de gouge podiatriques/Sterile Podiatric Gouge Blades Kiato Plus Diamond

Lames stériles à usage unique en acier au carbone suisse.
Grande qualité de coupe. Emballées individuellement. 50/boîte

*Single-use sterile blades in Swiss carbon steel.
High cutting quality. Individually packaged. 50/box*

26⁹⁵
boîte/box

Manche pour lames de gouge
Gouge Blade Handle Qualinox
#ST-260

23⁹⁵
chacun/each



Lames Fine de podiatrie

Podiacy Fine Blades Swann Morton

AUTRES # DISPONIBLES/OTHER # AVAILABLE

#5901 SM61
Boîte de 25/box



62⁹⁵
boîte/box

#5902 SM62
Boîte de 25/box



62⁹⁵
boîte/box

#5904 SM64
Boîte de 25/box



62⁹⁵
boîte/box

#5909 SM69
Boîte de 25/box



139⁹⁵
boîte/box

Manches pour lames Fine

Fine Blade Handles Swann Morton

AUTRES # DISPONIBLES/OTHER # AVAILABLE

#6051 SF1

Manche en 2 parties, pour lames/2-piece handle, for blades:
SM61, SM62, SM63, SM64, SM65, SM65A, SM67, SM68, SM69, SP90, SP91



33⁹⁵
chacun/each

►NOUVEAU/NEW Pansement/Dressing Fleecy Web

#FW4



Pansement hypoallergénique protecteur
adhésif en feutre souple et mince. Très utile
pour protéger la peau contre la pression ou le
frottement en cas de cors plantaires ou sur les
orteils. Pansement conçu pour être appliqué
sur la peau. Peut rester en place pendant 2 ou
3 jours. 1 feuille = 45 cm x 22,5 cm (approx.).
Vente réservée aux professionnels.

Protective hypoallergenic adhesive dressing
in flexible and thin felt. Very useful to protect
the skin against pressure or friction in the
case of plantar corns or on the toes. Dressing
designed to be applied directly to the skin.
Can stay in place for 2 or 3 days. 1 sheet =
45 cm x 22.5 cm (approx.). Sale reserved for
professionals only.

1 unité/1 unit
9⁹⁵
chacun/each

4 unités/4 units
34⁹⁵
paquet/pkg

Couvre-plateaux/Tray Covers Médi-Sélect

#MS-0812

Blanc, 8½ x 12¼ po, B Ritter, 1000/boîte
White, 8½ x 12¼", B Ritter, 1000/box



1 caisse/case
22⁹⁵
caisse/case
2 caisses/cases
20⁹⁵
caisse/case



Tabliers en plastique/Plastic Apron

#018-400

- Plastique durable gaufré, épaisseur de 0,025 mm
- 125 cm (49 po) de longueur
- Plis et emballés individuellement, 100/boîte
- Durable embossed plastic, 0.025 mm thickness
- 49" (125 mm) length
- Individually folded and wrapped,
100/box

14⁹⁵
boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Solution de sous-sulfate ferrique
Ferric Subsulfate Solution Monsel

#450809

25 ml. Hémostatique et astringent.
Appliquer à l'aide d'un coton-tige.
25 ml. Hemostatic and astringent. Apply with a cotton swab.



995
boîte/box



Lotion de toilette

Toilet lotion Defense Alpskin

Antibactérienne, sans eau ni rinçage. Action émolliente. Odeur de lavande. Pour nettoyer, désodoriser et préparer le pied avant et après le soin pour obtenir une finition impeccable.

Without water or rinsing.

*Emollient action. Scent of lavender.
To clean, deodorize and prepare
the foot before and after care to obtain
a perfect finish.*

#68250

Vaporisateur de 250 ml
250 ml spray bottle

1495

chacun/each

#TOPLO4

Bouteille de 4 L
4 L bottle

7495

chacun/each

GARANTIE À VIE LIMITÉE SUR LES PRODUITS DOVO
LIMITED LIFETIME WARRANTY ON DOVO PRODUCTS

Pince à sabot robuste concave
Heavy duty front cut nail clipper

Dovo

#ST-1212

Stainless



9000
chacun/each

Pince fine pour coin d'angle
Corner cutting fine nail clipper

Dovo

#ST-1202

Stainless



9000
chacun/each

Pince à ongle incarné super fine
Super fine nail clippers for ingrown nail Dovo

#ST-1204

Stainless



9000
chacun/each

Pince à ongle à coupe transversale
Transversal cut nail clipper Dovo

#ST-1211

Stainless




9000
chacun/each

Pince à ongle à coupe transversale tronquée
Truncated transversal cut nail clipper Dovo

#ST-1210

Stainless



9000
chacun/each

Pince à ongle incarné ultra fine
Ultra fine nail clipper for ingrown nail Dovo

#10650 459

Céramique et stainless
Ceramic and stainless



11800
chacun/each

Pince à ongle incarné
Nail clipper for ingrown nail Dovo

#0660 509

Céramique et stainless
Ceramic and stainless



13800
chacun/each

Pince à ongle coupe concave
Front cut nail clipper

Almedic

#M29-0900

Stainless



**MEILLEUR
PRIX!
BEST
PRICE!**

1995
chacun/each

Pince à ongle avec ressort double
Nail clipper with double spring

Almedic

#M29-0744

Céramique et stainless
Ceramic and stainless



**MEILLEUR
PRIX!
BEST
PRICE!**

1695
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

**Fraiseuse podologique portable rechargeable
Portable Rechargeable Nail Drill K-38**

#K-38

- Compacte, légère, puissante et silencieuse
- Rechargeable en 4 heures, autonomie d'environ 3 heures
- Vitesse régularisée 30 000 tours/min. avec rotation gauche-droite
- Pièce à main détachable (type dentaire), verrouillable et stérilisable
- Fournie avec moteur, pièce à main et son support, chargeur, pédale et mode d'emploi en français.
- Compatible avec toutes les fraises standard, couleur: bleu, garantie 1 an
- *Compact, light, powerful and silent*
- *Rechargeable in 4 hours, battery life of about 3 hours*
- *Regularized speed 30,000 RPM with left-right rotation*
- *Detachable Handpiece (dental type), lockable and autoclavable*
- *Kit Includes Engine, Handpiece with holder, Charger, Pedal and Operating Instructions Manual*
- *Fit all standard burs, color: blue, 1 Year Warranty*



549⁰⁰
chacun/each

Fraiseuse portable

Portable Drill PRO-Tech T-300

#PROTECH

- Vitesse : 30 000 tours/min.
- Rotation gauche/droite
- Pour droitier ou gaucher
- Accepte toutes les fraises standard
- *Speed: 30 000 rpm*
- *Right and left rotation*
- *For right-handed or left-handed*
- *Fit all standard burs*



348⁹⁵
chacun/each

Fraises/Burs

**AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
OTHER MODELS AVAILABLE**


ABRASION

Doux/soft

Moyen/medium

Fort/strong

Fraises en diamant/Diamond Burs



29⁰⁰
chacun/each

Pour amincir ou égaliser les ongles normaux ou légèrement épais.
To reduce or trim normal and lightly thick nails.

**Fraises en émeri
Emery Burs**

- Tiges en acier inoxydable
- Pour la finition et le lissage des ongles
- Effacent les égratignures de l'ongle après le fraisage au diamant
- **Ne pas les mélanger à d'autres fraises lors de la stérilisation**
- *Stainless steel rods*
- *Perfect for a smooth clean finish*
- *Erase scratches on nails after filing*
- *Do not mix with other bits during sterilization*



36⁰⁰
chacun/each

Pour hyperkératose au talon. Extrémité conique, bord large et moins tranchant./To hyperkeratose at the heeland. Coned end, large and less sharp edge.



49⁰⁰
chacun/each

Pour callosités. Tête creuse, spirale incrustée. S'utilise aussi à sec./For calluses. Perforated head, embedded spiral. Can be use dry.

Fraises en rubis/Ruby Red Burs



24⁰⁰
chacun/each

Tige en acier inoxydable. Rubis naturel. Idéal pour un ongle mycosé ou une callosité.

Stainless steel rods. Natural ruby. Perfect for reducing a mycotic nail or a callous.

5⁹⁵
chacun/each

5⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Cool Renewal

Ensembles de cryochirurgie/Cryosurgery Solution Kits

Une alternative pratique aux méthodes et équipements traditionnels à l'azote liquide, ainsi qu'à d'autres systèmes de cryochirurgie portables coûteux.
A convenient alternative to traditional liquid nitrogen methods and equipment, as well as other expensive portable cryosurgery systems.

L'ensemble comprend/Kit Components

- (1 ou 2) bouteille de 170 ml de Cryogen
- (1 ou 2) ensemble assorti de 60 tubes d'extension, jetables, double embout en mousse
- 20 applicateurs (petit, moyen, grand/très grand)
- 50 entonnoirs d'isolation en plastique jetables (10 x 5 mm, 8 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm)
- Pince à épiler jetable (lot de 10)
- Mode d'emploi, instructions pour patient, applicateur de tampon lacrymal, tampon d'entraînement
- Emballage magnétique pour le stockage des composants
- (1 or 2) 170 ml canisters of Cryogen
- (1 or 2) assorted pack of 60 extender tubes, disposable, double ended foam tipped
- 20 applicators (small, medium, large/XL)
- 50 disposable plastic isolation funnels (10 x 5mm, 8mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm)
- Disposable skin tag tweezers (pack of 10)
- Instructions for use, patient instructions, tear pad applicator, practice pad
- Magnetic Packaging for Component Storage



319⁰⁰
chacun/each

429⁰⁰
chacun/each

#D13-CR-K1 65 jets/freezes (1 bouteille/bottle)
#D13-CR-K 130 jets/freezes (2 bouteilles/bottles)

279⁰⁰
chacun/each

369⁰⁰
chacun/each

**Bouteilles de remplacement
Replacement canisters**

#D13-CR-RC1 65 jets/freezes (1 bouteille/bottle)
#D13-CR-RC 130 jets/freezes (2 bouteilles/bottles)

20 pinces/tweezers

#D13-CR-TWZR20 taille unique/one size

39⁰⁰
chacun/each

CRY-AC

Pulvérisateur d'azote liquide pour cryothérapie Liquid Nitrogen Sprayer for Cryotherapy

- La gâchette se tourne facilement pour les utilisateurs gauchers.
- Sécurité brevetée Autovent qui permet à la pression interne de s'évacuer progressivement lorsque le capuchon est dévissé.
- 6 buses de pulvérisation avec des ouvertures de tailles variables (0,04 à 0,016 po), un jet droit de 20 g et un pulvérisateur courbé du même calibre sont inclus pour un traitement plus précis et contrôlé des lésions de différentes tailles et types.
- Garantie limitée de 3 ans couvrant les défauts de fabrication.
- Fingertip trigger easily rotates for left-hand users.
- Patented Safety Autovent allows internal pressure to gradually vent as the cap is unscrewed.
- 6 spray tips with varying sized apertures (.04 to .016"), 20 g Straight Spray and a 20 gauge bent spray are included for more accurate, controlled treatment of lesions of different sizes and types.
- 3-year limited warranty covering against manufacturers defect.



#B-700

- 1 bonbonne vide de 500 ml (azote liquide non inclus)
- 6 buses de pulvérisation
- 1 empty sprayer of 16 oz. (liquid nitrogen not included)
- 6 spray tips

#B-800

Aussi disponible en format 300 ml
Also available in 300 ml format

1395⁰⁰
chacun/each

Histofreezer

Système cryochirurgical portatif Portable Cryosurgical System

Système cryochirurgical ultra-portable et facile d'utilisation dont les résultats sont cliniquement prouvés et sécuritaires. Les temps de traitement des lésions sont de 15 à 40 secondes et les résultats sont comparables à ceux de l'azote liquide. Histofreezer est indiqué pour le traitement de la plupart des lésions cutanées telles que les verrues, verrues plantaires, verrues planes, kératoses actiniques, kératoses séborrhéiques, acrochordons, lentigos, condylomes acuminés et mollusca contagiosum.

An ultra-portable, easy-to-use cryosurgical system that has demonstrated clinically proven results and safety. The lesion-specific treatment times are 15-40 seconds and results are comparable to liquid nitrogen. Histofreezer is indicated for most common skin lesions such as common warts, plantar warts, flat warts, actinic keratoses, seborrheic keratoses, skin tags (acrochordon), age spots (lentigo), condyloma acuminata and molluscum contagiosum.



-57°C

#5000225

- 2 bonbonnes de 80 ml de gaz cryochirurgical, 24 applicateurs de 2 mm et 36 de 5 mm
- 2-80 ml cryosurgical gas canisters,
24-2 mm applicators and 36-5 mm applicators

319⁹⁵
chacun/each

Équipez-vous en Bovie selon vos besoins ! Get Ready with Bovie For All Your Needs!



Dessicteur haute fréquence 40 watts
40 Watts High Frequency Desiccator Derm 942 Bovie

GARANTIE DE 4 ANS
4-YEAR WARRANTY



Dessicteur 50 watts 2 en 1
2 in 1 Desiccator 50 Watts Bantam Pro 952 Bovie

GARANTIE DE 4 ANS
4-YEAR WARRANTY

Ajustable de 1/10° de watt de 0 à 10 watts pour la dessication et fulguration des tissus. Le Derm 942 est une unité avec mise à la terre et ne nécessite pas d'électrode de dispersion. Détection d'erreur numérique : coupe l'alimentation électrique si un problème est détecté.

Bovie DERM 942 is a ground reference unit which means no grounding pad is required. Adjustable in 1/10th watt increments to desiccate and fulgurate tissue. Digital error detection: machine instantly disables the output at the sign of any problem.

Inclus/Included

- #A942 générateur électro-chirurgical/electrosurgical generator
 - #A902 stylo autoclavable à 3 boutons/3-button autoclavable handpiece
 - #A910 (x2) gaines jetables non stériles/non-sterile disposable handpiece sheaths
 - #A804/#A804 (x5) électrolases non stériles/non-sterile dermal tips
 - #A805/#A807 (x2) électrolases stériles/sterile dermal tips
 - #A806DE (x2) électrolases non coupantes non-stériles/non-sterile blunt dermal tips
 - #A807DE (x2) électrolases non coupantes stériles/Sterile blunt dermal tips
 - #A837 ensemble de montage mural + cordon d'alimentation + guide
- Wall mount kit + power cord + user manual

1195⁹⁵
chacun/each

Dessicteur haute fréquence + 1 générateur 50 w avec capacités de coupe et de coagulation. Trois modes d'utilisation : Cut, Blended Cut et Pinpoint Coagulation.

High frequency desiccator + 1 Generator 50 w with cutting and coagulation capabilities. Three modes of operation: Cut, Blended Cut & Pinpoint Coagulation.

Inclus/Included

- #A952 générateur électro-chirurgical/electrosurgical generator
 - #A902 Stylo autoclavable à 3 boutons/3-button autoclavable handpiece
 - #A910 (x2) gaines jetables non stériles/non-sterile disposable handpiece sheaths
 - #ES01 (3) #ES02 (1) #ES20 (1), électrodes stériles jetables/sterile disposable electrodes
 - #A804 (5) #A806 (5) #A806DE (2), électrolases non stériles jetables/disposable non-sterile dermal tips
 - #A805 (2) #A807 (2) #A807DE (2), électrolases stériles jetables/disposable sterile dermal tips
 - #A1252C (2) cordon de mise à la terre/reusable grounding cord
 - #ESRE (5) électrodes de dispersion jetables/disposable split grounding pads
 - #A837 ensemble de montage mural + cordon d'alimentation + guide
- wall mount kit + power cord + user manual

2895⁹⁵
chacun/each

Électrolases/Electrolases

- Non-stérile/non sterile Boîte de 100/box
- #A804 Coupante/sharp
- #A806 Non-coupante/blunt

75⁹⁵
boîte/box

Électrodes/Electrodes

- | | | |
|-------|-----------------|-------------------------------------|
| #ES01 | Boîte de 50/box | 82⁹⁵
boîte/box |
| #ES02 | Boîte de 25/box | 71⁹⁵
boîte/box |
| #ES20 | Boîte de 25/box | 82⁹⁵
boîte/box |



Support mobile Mobile Stand



Gaine jetable pour stylo autoclavable/Disposable Handpiece Sheath

- #A910 Non-stérile/non-sterile Boîte de 100/box
- #A910ST Stérile/sterile Boîte de 25/box

34⁹⁵
boîte/box

91²⁵
boîte/box

AUTRES MODÈLES ET ENSEMBLES DISPONIBLES/OTHER MODELS & KITS AVAILABLE



Cautères à haute température

High-Temperature Fine Tips Bovie

#AA01

Haute température 2200°F (1204°C) pointe fine, jetable

High Temperature 2200°F (1204°C) Fine Tip, disposable

#AA21

Haute température 1800°F (982°C), pour vasectomie, jetable

High Temperature 1800°F (982°C), Vasectomy Tip, disposable

15⁹⁵
chacun/each

15⁹⁵
chacun/each

Ensemble à cautérisation

Cautery Kit Bovie



#DEL2

- 1 poignée Change-A-Tip haute température
- 1 poignée Change-A-Tip basse température
- 4 pointes stériles, H100, H101, H103, H121
- 6 piles alcalines AA et 1 coffret
- 1 low-temperature Change-A-Tip handle
- 1 high-temperature Change-A-Tip handle
- 4 sterile tips, H100, H101, H103, H121
- 6 AA alkaline batteries and one case

94⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

GANTS STÉRILES/STERILE GLOVES

TAILLE/SIZE	
5.5 = XS	7.5 = L
6.0 = S	8.0 = L
6.5 = M	8.5 = XL
7.0 = M	9.0 = XXL

Triumph

#MSG22-XX 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Gants chirurgicaux en latex, sans poudre, stérile, épaisseur standard, revêtement de polymère synthétique pour faciliter l'enfilage sur les mains humides



Powder-free latex surgical gloves, sterile, standard thickness, synthetic polymer coating to make damp hand donning simple

LATEX

50 37.95
boîte/box

Triumph LT

#MDS1080XXLT 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½

Gants chirurgicaux en latex sans poudre, stérile, légèrement texturés pour une adhérence exceptionnelle, revêtement en polymère synthétique pour faciliter l'enfilage sur les mains humides



Powder-free latex surgical gloves, sterile, lightly textured to provide an exceptional grip, synthetic polymer coating to make damp hand donning simple

LATEX

50 54.95
boîte/box

Underglove

#20184XX 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sterile, sans poudre, avec hydratants, utiliser comme gant ou sous-gant
Sterile, powder-free, with moisturizers, use as glove or underglove



50 79.95
boîte/box

LATEX

The Original Perry Style 42

#571110XPF

5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sans poudre, latex, blanc, stérile
Powder-free, latex, white, sterile



50 47.95
boîte/box

LATEX

Nitra-Tex

Nitrile, sans poudre, stérile

Nitrile, powder-free, sterile

#6034151 petit/small #6034152 moyen/medium

#6034153 grand/large #6034154 très grand/x-large



NITRILE

50 69.95
boîte/box



Encore

#578500X 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Latex, texturé, sans poudre, stérile
Latex, textured, powder-free, sterile



LATEX

50 87.95
boîte/box

Sensi-Touch

#782XF

5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

Sans poudre, latex, stérile
Powder-free, latex, sterile



LATEX

50 47.95
boîte/box

**Crayon marqueur stérile pour chirurgie
Procedural Sterile
Skin Marker DeRoyal**

Encre violette de gentiane, non-toxique, non-tatouant + règle flexible de 15 cm, emballés individuellement, 25/boîte

Gentian Violet ink, Non-Toxic,
Non-Tattooing + Flexible 15 cm Ruler,
Individually packed, 25/box



#26001	Pointe standard Standard Tip	39,95 boîte/box
#26002	Pointe fine Fine Tip	79,95 boîte/box

**Blephmarker pour chirurgie/blepharoplastie
Blephmarker for Surgery
Blepharoplasty Viscot**

Marqueur stérile à 2 pointes ultra-fines, encre violette + 1 règle résistante aux fluides, emballés individuellement

Sterile Marker with Twin Ultra-Fine Tips, Gentian Violet ink + 1 fluid resistant waterproof Ruler, Individually packed

#1424SR-100	189,95
Boîte de 100/box	boîte/box

#1424SR-100	189,95
Boîte de 100/box	boîte/box



**Champ stérile fenestré
Sterile Drape with Opening 3M
AUTRES MODÈLES DISPONIBLES
OTHER MODELS AVAILABLE**

#1020

Champs stériles transparents en polyéthylène avec adhésif. 40 x 40 cm (15 x 15 po) avec adhésif et ouverture circulaire de 6 cm, 10/boîte

Clear polyethylene sterile drape with adhesive film. 40 x 40 cm (15 x 15") with adhesive & 6 cm circular aperture, 10/box	28,95 boîte/box
---	---------------------------

Champ stérile/Surgical Drape Medline

18 x 26 po, boîte de 50/box



#NON21001 Sans fenêtre Without opening	17,50 boîte/box
#NON21002 Avec fenêtre With opening	18,95 boîte/box

Couvre-plateaux/Tray Covers Médi-Sélect

#MS-0812

Blanc, 8 1/2 x 12 1/4 po, B Ritter, 1000/boîte
White, 8 1/2 x 12 1/4", B Ritter, 1000/box



1 caisse/case	22,95 caisse/case
2 caisses/cases	20,95 caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Crayon marqueur pour chirurgie
Procedural Skin Marker**

Pointe régulière, encre violette de gentiane non irritante de qualité médicale.
Regular tip, medical grade non-irritating gentian violet ink.

#DYNJSM01

Stérile/sterile
Avec règle de 15 cm
With 6" ruler

2,00 unité/unit
14,95 pqt/pkg

#DYNJSM05

Non stérile
Non sterile

1,00 unité/unit
7,50 pqt/pkg

Table/Stand Mayo

Solic Medical

#770898

- À double montant avec plateau, acier inoxydable
- Hauteur : de 34 1/2 à 49 po
- Plateau : 13 1/2 x 19 po
- Stand double post with tray, stainless steel
- Height range 34 1/2 - 49"
- Tray: 13 1/2 x 19"



Table/Stand Mayo

AMG Medical

#770-895

- Avec plateau, acier inox., base en acier chromé, roulements à billes
- Hauteur : de 31 à 50 po
- Plateau : 12 1/2 x 19 po
- Stainless steel tray, chrome plated steel base, ball-bearing casters
- Height: from 31 to 50"
- Tray: 12 1/2 x 19"



144,95
chacun/each

145,95
chacun/each

Tiges à soluté/I.V. Stands

	POIDS BASE WEIGHT	HAUTEUR HEIGHT	ROUES WHEELS	CROCHETS HOOKS	CHACUN EACH
#775-751	4,7 kg (10,4 lb)	119 - 211 cm (47 - 83")	4	2	74,95
#775-760	3,4 kg (7,5 lb)	122 - 212 (48 - 83.5")	5	2	199,95
#775-785	8 kg (17,6 lb)	117 - 201 cm (46 - 79")	5	2	186,95
#775-790	8 kg (17,6 lb)	117 - 201 cm (46 - 79")	5	4	189,95



Chariot utilitaire en plastique
Plastic Utility Cart

#201B

- Chariot à 3 étagères, facile à assembler
- 17,8 po de largeur, 25,6 po de longueur, 37,6 po de hauteur
- Easy to assemble 3-shelf cart
- 17.8" W, 25.6" L, 37.6" H



189⁹⁵

chacun/each

Chariot utilitaire en acier inoxydable
Stainless Steel Utility Cart

#F20

- 3 tablettes en acier inoxydable
- 4 roues silencieuses munies de frein
- Rail de protection sur 3 cotés de chaque tablette
- 26 po de largeur, 17,3 po de profondeur, 34,5 po de hauteur
- 3-shelf stainless steel cart
- 4 smooth silent casters with brakes
- Protection rail on 3 sides of each shelf
- 26" wide, 17.3" deep, 34.5" high



395⁰⁰

chacun/each

Civière/Stretcher

#HS001

Capacité maximale de 350 lb. Trendelenburg et tredelemburg inversé à 12 degrés. Tige de soluté rétractable incluse. Frein central et ajustement en hauteur hydraulique de 26,5 à 38,5 po. Positionnement multiple pour le patient.

350 lb maximum capacity. Trendelenburg and reverse 12 degrees Trendelenburg. Built-in telescopic IV pole. Centrally-controlled locking system. Hydraulic height adjustment (26.5 to 38.5"). Flexible patient positioning.



Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

3975⁰⁰

chacun/each

Chariot utilitaire/Utility Cart

#F1

- Rebord anti-choc aux 4 roues (2 avec freins)
- Tige de soluté à hauteur variable
- Tiroirs de différentes largeurs et hauteurs
- Support pour cylindre d'oxygène
- Poignée de transport pour une manipulation facile
- 40 po de hauteur, 16,5 po de profondeur, 25,5 po de largeur
- Anti-shock edge to all 4 casters (2 with lock)
- Built-in telescopic IV pole
- Drawers of different sizes
- Oxygen tank holder
- Transport handle for easy manoeuvring
- 25.5" wide, 16.5" deep, 40" high



1050⁵⁰

chacun/each

Chariot d'urgence/Crash Cart

#F-45-1

Chaque tiroir comprend des diviseurs à configuration multiple. Inclus une planche pour massage cardiaque et une tige à soluté à hauteur variable. Système central de verrouillage. Deux contenants pour les résidus tranchants et une poubelle. Tablette de travail rétractable. 39,5" (hauteur), 21" (profondeur), 32,7" (largeur).

Dividers for each drawer for custom organisation. CPR board. Built-in telescopic IV pole. Central locking system. Two sharps canisters and a trash can. Slide-out stainless steel shelf. 391/2" high, 21" deep, 32.7" wide.



Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

1190⁴⁵

chacun/each

Chariot d'urgence/Crash Cart

#F46

Chaque tiroir comprend des diviseurs à configuration multiple. Inclus une planche pour massage cardiaque et une tige à soluté à hauteur variable. Deux supports pour contenants à déchets biomédicaux et poubelle. Système central de verrouillage. Protection 3 cotés en acier inoxydable. Tablette à défibrillateur. Tablette de travail rétractable. 40 po (hauteur), 20,5 po (profondeur), 34 po (largeur).

Dividers for each drawer for custom organisation. CPR board. Built-in telescopic IV pole. Central locking system. Two sharps canister brackets and a trash can. Defibrillator shelf. Stainless steel slide-out shelves. 40" high, 20.5" deep, 34" wide.



1330⁵⁰

chacun/each

LAMPES CHIRURGIE ET EXAMEN PROCEDURE & EXAM LIGHTS



Lampe de chirurgie DEL

LED Procedure Light
Welch Allyn Green Series

#GS900 (#44900-C)

Offrant six ampoules DEL à intensité contrôlée, une durabilité exceptionnelle, une maniabilité extraordinaire, une lumière en parallèle de qualité ainsi qu'une multitude d'options de montage.

Featuring six intensity controlled LEDs, outstanding durability, extraordinary maneuverability, paralleled spot quality and multiple mounting options.

#44900 Lampe + support mobile/Lamp + Mobile Stand

2795⁹⁵
chacun/each

#44900-W Lampe + support mural/Lamp + Wall Mount

2745⁹⁵
chacun/each

#44900-C Lampe + plafonnier Lamp + Ceiling Mount

2845⁹⁵
chacun/each

Lampe d'examen DEL

LED Exam Light
Midmark

#253-012

Fournit jusqu'à 50 000 heures d'éclairage et consomme jusqu'à 67 % moins d'énergie. Ses commandes ergonomiques sont situées sur la tête de la lumière et le bras est flexible. Fixation sur table ou mobile. Directement compatible avec les tables d'examen Ritter 204, 224 et 225.

Provides up to 50,000 hours and consumes up to 67% less energy. Ergonomic controls are located on the light head for ease of use and its arms are flexible. Table mount or mobile options. Directly compatible with Ritter exam table 204, 224 & 225.

Lampe d'intervention mineure DEL

LED Minor Procedure Light Midmark

#255-002

Conçue pour fournir un éclairage d'une qualité supérieure. La combinaison optique améliore la capacité de voir les variations de couleur dans les tissus et vous aide à offrir un diagnostic et un traitement plus précis.

Designed to deliver superior illumination. The combination of optics enhances one's ability to see color variation in tissue and aid you in a more accurate diagnosis and treatment.

#255-001 Plafonnier 8 pi/Ceiling Mount 8'

#255-002 Plafonnier 9 pi/Ceiling Mount 9'

#255-005 Support mobile/Mobile stand

3495⁹⁵
chacun/each



Lampe d'examen général DEL

LED General Exam Light
GS 300 Welch Allyn
Green Series

Combine luminosité intense, fonctionnement à froid et format compact, idéale pour cabinets médicaux.

Combination of intense light output, cool operation and compact design, ideal for in-office exam.

#44410

Lampe +
support mural

**Lamp +
Wall Mount** **441⁹⁵**
chacun/each

#44400

Lampe +
base mobile

**Lamp +
Mobile Stand** **499⁹⁵**
chacun/each



Lampe d'examen DEL

LED Exam Light
GS IV Welch Allyn
Green Series

Précision extrême, luminosité trois fois supérieure et tige hautement flexible.

Pinpoint accuracy, 3x the typical light output and highly flexible light pipe.

#48810

Lampe +
support mural

**Lamp +
Wall Mount** **1114⁹⁵**
chacun/each



#48950

Base
mobile

**Mobile
Stand** **474⁹⁵**
chacun/each



Lampe d'intervention mineure DEL

LED Minor Procedure Light
GS 600 Welch Allyn
Green Series

3 ampoules DEL pour des conditions de visualisation exigeantes.

3 LEDs for demanding viewing conditions.

#44610

Lampe +
support mural

**Lamp +
Wall Mount** **947⁹⁵**
chacun/each

#44600

Lampe +
base mobile

**Lamp +
Mobile Stand** **995⁹⁵**
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



► NOUVEAU/NEW

Sac médical en nylon avec sangles/Nylon Medical Bag with Straps ADC

Sac médical multicompartment en nylon très résistant pour protéger vos équipements médicaux les plus précieux.

- Un sac médical en nylon robuste à multiples pochettes et fond rembourré en mousse de 8 mm d'épaisseur
- Sangle d'épaule ajustable et amovible et deux poignées profilées pour un transport facile
- 11 poches intérieures de différentes tailles, le sac fermé mesure 14 x 9½ x 6 po et pèse 1 lb, garantie un an

A heavy duty, padded multi-compartment medical nylon bag to protect your most valuable medical equipment.

- A multi-pocketed, heavy-duty nylon medical bag with 8 mm foam padded bottom
- Adjustable, removable webbed shoulder strap and two contoured handles for easy carrying
- 11 interior gusseted pockets of varying sizes, measures 14 x 9½ x 6" (closed) and weight 1 lb, one year warranty

#1024N marine/navy

#1024BK noir/black

#1024DG vert foncé/dark green

64⁹⁵
chacun/each

Manche de bistouri
Scalpel Handle



#A6-102

#3 (#10-11-12-15)

8⁹⁵

chacun/each

#A6-110

#4 (#20-21-22-24-25)

9⁹⁵

chacun/each

Pinces Adson
Adson Forceps



#M06-0520

Mousse/smooth, 4¾"

4⁹⁵

chacun/each

#M08-0420

Griffe/tissue, 4¾"

5²⁵

chacun/each



Ciseaux Iris/Iris Scissors
#M04-1200 droit/straight, 3½"

#M04-1240 droit/straight, 4½"

#M04-1220 courbe/curved, 3½"

#M04-1260 courbe/curved, 4½"

6⁴⁵

chacun/each

6⁴⁵

chacun/each

6⁹⁵

chacun/each

6⁹⁵

chacun/each



Pinces à éponges Foerster
Foerster Sponge Forceps

#M20-0180 droit/straight, 18 cm (7")

15⁹⁵

chacun/each

#M20-0200 courbe/curved, 18 cm (7")

18⁹⁵

chacun/each

#M20-0260 droit/straight, 24 cm (9½")

25⁹⁵

chacun/each

#M20-0280 courbe/curved, 24 cm (9½")

26⁹⁵

chacun/each



Porte-aiguille Mayo-Hegar
Mayo-Hegar Needle Holder

#M12-0320 12½ cm (5")

10⁹⁵

chacun/each

#M12-0340 14 cm (5½")

10⁹⁵

chacun/each

#M12-0360 16 cm (6¼")

12⁹⁵

chacun/each

#M12-0380 18 cm (7")

13⁹⁵

chacun/each

#M12-0400 20 cm (8")

17⁹⁵

chacun/each

Ensemble de pose de stérilet/IUD Insertion Set



#M04-0980

Ciseaux Metzenbaum,
courbés, 9 po
Metzenbaum Scissors,
curved, 9"

12⁹⁵
chacun/each



#M14-0320

Pince utérine Bozeman,
courbée, 10 po
Bozeman uterine forceps,
curved, 10"

20⁹⁵
chacun/each



#M14-0340

Pince utérine Tenaculum
Schroeder, droite, 9,5 po
Uterine Tenaculum Schroeder
forcep, straight 9½"

17⁹⁵
chacun/each

Plateau avec couvercle
Tray and Cover

Acier inoxydable/Stainless Steel



AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE

#020-508

21,6 x 7,6 x 3,8 cm
23⁹⁵
chacun/each

23⁹⁵

30,5 x 8,3 x 5 cm
39⁸⁵
chacun/each

#020-509

22,9 x 12,7 x 5 cm
27⁹⁵
chacun/each

27⁹⁵

43,2 x 10,8 x 5 cm
49⁹⁵
chacun/each

Plateau/Tray
Acier inoxydable/Stainless Steel



AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES
OTHER NUMBERS AVAILABLE

#020-526

13,4 x 9,6 x 0,75"
25⁹⁵
chacun/each

25⁹⁵

11,2 x 7,5 x 0,7"
22⁹⁵
chacun/each

Stérilet/IUD Mona Lisa

Mona Lisa N
ST Cu300



#25349

23 mm (largeur),
39,1 mm (longueur)
Surface couverte de cuivre : 300 mm²

23 mm (width), 39,1 mm (length), Copper Surface area: 300 mm²

74.95

chacun/each

Mona Lisa 5
NT Cu380



#25350

31,8 mm (largeur),
31,9 mm (longueur)
Surface couverte de cuivre : 380 mm²

31,8 mm (width), 31,9 mm (length), Copper Surface area: 380 mm²

74.95

chacun/each

Mona Lisa 10
CuT 380A QL



#25351

31,85 mm (largeur),
35,85 mm (longueur)
Surface couverte de cuivre : 380 mm²

31,85 mm (width), 35,85 mm (length), Copper Surface area: 380 mm²

94.95

chacun/each

Mona Lisa 5 Mini
380 NTCU

#89439

24 mm (largeur), 30 mm (longueur)
Surface couverte de cuivre : 380 mm



24 mm (width),
30 mm (length)
Copper Surface area: 380 mm

75.95

chacun/each

Ensemble à stérilet/IUD Kit MedGyn

#022365


Ensemble stérile en plastique gris, à usage unique, pour insérer ou retirer un stérilet (dispositif intra-utérin). Comprend une sonde utérine, une pince Cheron, une pince Pozzy et de longs ciseaux Littauer.

Sterile grey plastic kit, single use, to insert or remove an IUD (intrauterine device). Contain an Uterine Sound, a Cheron Forceps, a Pozzy Forceps & a Long Littauer Scissor.

Crochet pour retrait de stérilet

IUDs removing Hook

#A36-804 longueur/length: 26,5 cm (10½")



26.95
ensemble/kit



20.95
unité/unit

Prolongateur d'aiguille 3 po/3-inch Needle Extender MedGyn

#022600

Permet d'allonger les aiguilles hypodermiques, 10/paquet
For extending hypodermic needles, 10/package



24.95
pqt/pkg

Ensemble de pessaires d'essai

Pessary Fitting Kit
Milex

#MXFIT

Développé pour vous aider à déterminer le dimensionnement précis avant de prescrire un pessaire à votre patient. Les pessaires jaunes sont uniquement destinés à trouver l'ajustement adéquat, pas à une utilisation à long terme sur les patients. Note : tel que sur la photo mais sans Trimo-San.



Developed to help you determine accurate sizing prior to prescribing a pessary for your patient. Yellow pessaries are for fitting only, not for long-term patient use. Note: As in above photo but without Trimo-San.

299.95
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Système portatif d'échographie diagnostique couleur de type doppler Portable Color Doppler Diagnostic Ultrasound System

Edan u50

Un système, 12 applications, sondes vendues séparément
One system, 12 applications, transducer sold separately



6695.00
chacun/each

Nouvelles sondes, «Prime Edition» (sondes vendues séparément) New Prime Edition Transducer Suite (Transducer Sold Separately)

	Fréq. fondamentales Fundamental Freq.	Fréq. harmoniques Harmonic Freq.	Applications cibles Target Applications
#C5-2B	2,5, 3,5, 4 MHz	H5, H6.0 MHz	OB/GYN + abdomen
#L15-7B	10, 12, 14 MHz	H14.4, H14.8 MHz	Thyroid/Thyroid, seins/breast, SMP, MSK
#P5-1B	2, 2,5, 3 MHz	H4.0, H5.0 MHz	Dépistage cardiaque/Cardiac Screening
Sondes universelles, moniteur U50 (sondes vendues séparément) U50 Universal Transducer Suite (Transducer Sold Separately)			
#C352UB	2,5, 3,5, 4,5 MHz	H5, H5.4 MHz	OB/GYN + abdomen
#C612UB	5,5, 6,5, 7,5 MHz	H9, H9.4 MHz	Ped. abdomen + Ped. cardiaque/cardiac
#C6152UB	5,5, 6,5, 7,5 MHz	H9, H9.4 MHz	Ped. abdomen + Ped. cardiaque/cardiac
#L1042UB	8,0, 9,5, 11 MHz	H13, H13.4 MHz	Vasculaire/Vascular, seins/breast, SMP, MSK
#L742UB	6,5, 7,5, 8,5 MHz	H9, H9.4 MHz	Vasculaire/Vascular, seins/breast, SMP, MSK
#L552UB	4,5, 5,5, 6,5 MHz	H5,6, H6 MHz	Vasculaire/Vascular, seins/breast, SMP, MSK
#E612UB	5,5, 6,5, 7,5 MHz	H9, H9.4 MHz	Endovaginal, endorectal

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Spéculums/Speculums Galenica

10 sacs de 10, 100/caisse
10 bags of 10, 100/case
#8309 petit/small
#8310 moyen/medium



MEILLEUR VENDEUR!
BEST SELLER!

1 caisse/case
3895
boîte/box
2 caisses/cases
3695
boîte/box

Spéculums/Speculums Sani-Spec

10 sacs de 10, 100/caisse
10 bags of 10, 100/case
#82329 petit/small
#82330 moyen/medium



4995
chacun/each

Gelée lubrifiante

Lubricating Jelly Medline
#MDS032273Z Sachets/foilpac, 2,7 g
Bactériostatique, stérile, 144/boîte
Bacteriostatic, sterile, 144/box



1495
boîte/box

Gelée Lubrifiante
Lubricating Jelly Muko

Bactériostatique, non conductrice, hydrosoluble
Bacteriostatic, non conductive, water soluble

#SM1319 Bouteille/bottle, 150 g
495
boîte/box
#SM1321 Tube, 140 g
595
boîte/box
#SM1322 Sachets/foilpac, 3,5 g
Boîte de 100/box
1595
boîte/box

**Gelée Lubrifiante**
Lubrificating Jelly

Sûr, bactériostatique, à base d'eau
Sterile, bacteriostatic, water soluble

#281020537 Tube, 120 g
850
chacun/each
#281020543 Sachets/foilpac, 3 g
Boîte de 144/box
3995
boîte/box



295
chacun/each

Spéculums vaginaux jetables

Single Use Vaginal Speculums Welch Allyn
DISPONIBLE AVEC SOURCE LUMINEUSE DEL INTÉGRÉE
AVAILABLE WITH INTEGRATED LED



#59000 petit, 24/boîte
small, 24/box
5995
boîte/box
#59004 grand, 19/boîte
large, 19/box
6295
boîte/box
#590XS très petit, 24/boîte
x-small, 24/box
7395
boîte/box

Lampe frontale portable DEL

LED Portable Headlights Welch Allyn Green Series
Légère, portative, rendu réel des couleurs des tissus et longue durée de vie.
Bloc d'alimentation direct ou portatif.

Lightweight, portable, true tissue color, long operating life.
Direct power supply or charger.



#46070 Bandeau souple
Soft headband
32995
chacun/each
#46070R Bandeau rigide
Rigid headband
49595
chacun/each

►NOUVEAU/NEW
Système d'illumination sans fil
Cordless Illumination System Welch Allyn
#80010



32995
chacun/each

Système d'illumination avec fil/Corded
Illumination System Welch Allyn
#78900



48995
chacun/each

►NOUVEAU/NEW
Gaines pour source lumineuse de spéculums/Sheaths for Speculum's illuminator
Welch Allyn
#59010



21495
caisse/case

Rangement mural pour système d'illumination avec fil/Corded Storage System Welch Allyn
#78820



10995
chacun/each

Oxymètre de pouls

Fingertip Pulse Oximeter
O Two Medical

#01MN1000

Adulte et pédiatrique, lanière et pochette incluses

Adult & Pediatric, carrying case & lanyard included



109⁹⁵

chacun/each

Oxymètre de pouls pédiatrique

Pediatric Pulse Oximeter Drive

#18707

Épaisseur du doigt de 7,6 à 25,4 mm.
Lanière, étui et pochette inclus. 2 piles AAA (non-incluses). Garantie de 2 ans.



Fingers thickness from 0.3 to 1".
Lanyard, case & bag included.
2 AAA batteries (not included).
2 years warranty.

119⁹⁵

chacun/each

Ensemble d'oxymétrie

Oximetry Kit
Nellcor Covidien

#PM10N-AD3-DISTY

Inclus/included:

#PM10N Oxymètre/Oximeter

#DS100A Capteur adulte/Adult Sensor

#DYSPD Capteur pédiatrique/Pediatric Sensor

#DYS Capteur multisite/Multisite Sensor

#PMAC10N-N Housse de transport/Carrying Case



519⁹⁵

chacun/each

Doppler obstétrique et vasculaire/Obstetric & Vascular Doppler Elite

- Entièrement configurable
- 1 sonde incluse au choix (2, 3, 5 ou 8 MHz) conçue avec une technologie à large faisceau
- Sonde vasculaire «style crayon» 8 MHz
- Sondes interchangeables
- Auto corrélation
- Batteries rechargeables (en option)
- Sondes stérilisables par gaz ou en sachet
- Haut-parleur intégré
- Pièces garanties 5 ans



#A420

Sac de transport pour Doppler Elite
Elite Doppler Carrying Case display

46⁹⁵

chacun/each

- Completely configurable
- 1 probe included (choose between 2, 3, 5 or 8 MHz) designed with broad-beam technology
- 8 MHz vascular "pencil-style" probe
- Interchangeable probes
- Autocorrelation
- Optional rechargeable batteries
- Probes can be gas sterilized or sheathed
- Built-in speaker
- Five-year parts warranty



#ENXX

1 sonde/1 probe

699⁹⁵

chacun/each

2 sondes/2 probes



#EDXX

Modèle avec affichage digital de fréquence cardiaque

Model with digital heart-rate display

1 sonde/1 probe

999⁹⁵

chacun/each

2 sondes/2 probes

1299⁹⁵

chacun/each

Doppler fœtal Sonotrax Basic

Sonotrax Basic Fetal doppler Edan

#MS9104661

- Écran digital avec affichage de la sonde utilisée et le niveau des piles
- Sonde étanche interchangeable de 3 MHz
- 3 modes (temps réel, moyenne, manuel)
- Haut-parleur intégré, réglage du volume et prise pour écouteurs
- Fonctionne avec piles alcalines AA (non-incluses)
- Étui de transport inclus
- LCD Display show used probe & battery level
- 3 MHz Waterproof Interchangeable Probe
- 3 Working Modes (Real time, Average, Manual)
- Built-in speaker, volume control & headphone connection
- Works with 2 AA alkaline batteries (not included)
- Carry case included



2

324⁹⁵

chacun/each

Gel ultrasonique/Ultrasound Gel

Complètement aqueux, ne tache pas et n'endommage pas les capteurs.
Hypoallergénique, bactériostatique, anallergique, non irritant. Sans formaldéhyde.

Completely aqueous, will not stain clothing or damage transducers.

Hypoallergenic, bacteriostatic, non-sensitizing and non-irritating. No formaldehyde.



#01-08

Bouteille de 0,25 litre
0.25 liter bottle

3⁴⁵

chacun/each

#01-50

Sac de 5 litres
5 liters Sonicpac

27⁹⁵

chacun/each

Piles alcaline professionnelles

Professional Alkaline Battery Procell Duracell



#PC1400

«C»

1⁴⁵

chacun/each

#PC1500

«AA»

0⁶⁵

chacun/each

#PC1300

«D»

1⁵⁵

chacun/each

#PC2400

«AAA»

0⁹⁵

chacun/each

#PC1604

«9V»

2²⁰

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Balance pédiatrique digitale, pliable et portable
Digital Foldable Pediatric Tray Scale Health O Meter

#8320KL

Pliable, idéal pour visites à domicile ou petits espaces. Construction robuste, poignées intégrées, facile à nettoyer et pesée précise.

Foldable, ideal for traveling or small spaces. Sturdy construction, built-in carrying handles, easy to clean and accurate weighing.

- Capacité/capacity: 33 lb (15 kg), variabilité/resolution: 0.5 oz (10 g)
- Écran/Display: 0,75" LCD

- Plateau/Tray: 23,5 x 11 x 0,875" (597 x 279 x 22 mm)

- Alimentation : 2 piles AAA incluses

Power Source: 2 AAA batteries included

- Garantie 2 ans/2 Year Warranty



295⁹⁵
chacun/each



Sac de transport
Carrying case
#64771

109⁹⁵
chacun/each

Pèse-bébé électronique
Electronic Baby Scale Seca

#354

- S'utilise aussi comme pèse-personne plat pour enfants, plateau amovible

- Capacité : 20 kg, grad.: 10 g<10 kg>20 g

- Dimensions : 552 x 156 x 332 mm

- Alimentation : piles (≈1000 pesées)

- *Usable as flat scales for children, removable tray*

- *Capacity: 20 kg, graduation: 10 g<10 kg>20 g*

- *Measure: 552 x 156 x 332 mm*

- *Power supply: battery (≈1000 weighings)*



224⁹⁵
chacun/each



Sac de transport
Carrying case
#413

94⁹⁵
chacun/each



Balance pédiatrique digitale/Digital Pediatric Scale Health o Meter
#553KL

- Capacité : 44 lb (20 kg), variabilité : 0,5 oz (10 g)

- Accès au DMÉ par USB

- Afficheur LCD 1 po

- Plate-forme : 25 x 13,875 x 2 po, toise : 0 à 24 po

- 6 piles AA incluses, adaptateur en option

- Capacity: 44 lb (20 kg), Resolution: 0.5 oz (10 g)

- EMR connectivity via USB

- 1" LCD display

- Tray: 25 x 13.875 x 2", rod: 0 to 24"

- 6 AA batteries included, optional power adapter


408⁹⁵
chacun/each

Ruban à mesurer en téflon (la circonference de la tête d'un côté et la symétrie du visage de l'autre)
Teflon Measuring Tape (Head Circumference on Front side & Symmetry of the Face on Reverse Side)

Seca

#212

- Plage de mesure/measuring range: 1-23" (3-59 cm)
- Graduation: 1/8" (3 mm)



14⁹⁵
chacun/each

Tapis de mesure déroulant pour bébés et enfants
Rolling-up measuring mat for babies and toddlers

La façon précise et rapide de mesurer la croissance des bébés.

The most accurate, quick method of measuring a baby's growth.



#HX300 Seca Medical

Plage de mesure/Range of measurement: 8-39" (20-100 cm)



#210 Seca

Plage de mesure/Range of measurement: 4-39" (10-100 cm)

125⁹⁵
chacun/each

119⁹⁵
chacun/each



Balance mécanique avec toise/Mechanical Beam Scale with Rod

#402KL

- Capacité : 390 lb/180 kg
- Graduation : 0,25 lb/100 g
- Plate-forme : 10,5 x 14 po
- Toise : 23,625-84 po

- Capacity: 390 lb/180 kg
- Resolution: 0.25 lb/100 g
- Platform: 10.5 x 14"
- Rod: 23.625-84"

259⁹⁵

chacun/each



Balance digitale Digital Scale

#500KL

- Capacité : 500 lb/220 kg
- Graduation : 0,2 lb/0,1 kg
- Accès par USB au DMÉ
- Plate-forme : 12,75 x 15,5 po
- Toise : 30-84,25 po

- Capacity: 500 lb/220 kg
- Resolution: 0.2 lb/0.1 kg
- EMR connectivity via USB
- Platform Size: 12.25 x 15.5"
- Rod: 30-84.25"

DMÉ/EMR

545⁹⁵

chacun/each



**►NOUVEAU/NEW
Barre de maintien
Wrap-around
Handlebars**

#500HB

- Permet aux patients de maintenir leur stabilité sans affecter la précision de la prise de poids
- Peut être installé sur toutes les balances de la série 500KL
- Balance non incluse

- Helps all patients to maintain stability without affecting accuracy or weight reading
- Can be mounted on all 500KL series scales
- Scale not included

224⁹⁵

chacun/each



Balance de plancher digitale

Digital Floor Scale

#880KLS

- Capacité : 500 lb/220 kg
- Graduation : 0,2 lb/0,1 kg
- Écran : 2,5 po LCD
- Plateforme : 17 x 13 x 1,3 po
- Alimentation :
- 2 piles au lithium 3 volts incluses
- Garantie limitée d'un an
- Capacity: 500 lb/220 kg
- Resolution: 0.2 lb/0.1 kg
- Display: 2½" LCD
- Plateform: 17 x 13 x 1,3"
- Power: 2 x 3-volt lithium batteries included
- 1 Year Limited Warranty



244⁹⁵

chacun/each

**►DIGITALE/DIGITAL
Toise murale télescopique digitale**

Wall-Mounted Telescopic Digital Height Rod

#209HR

- Plage de mesure : 39,333 po
- Résolution : 0,1 po
- Alimentation :
- 2 piles AAA incluses
- Affichage: chiffres de 0,5 po
- 2 ans de garantie
- Measurement Range: 39.333"
- Resolution: 0.1"
- Power: 2 AAA batteries included
- Display: 0.5 digit
- 2 Year Warranty



Balance digitale Digital Scale

#597KL

- Capacité : 600 lb/272 kg
- Graduation : 0,2 lb/0,1 kg
- Accès par USB au DMÉ
- Plate-forme : 14,75 x 14,7 po
- Toise : 24-84 po

- Capacity: 600 lb/272 kg
- Resolution: 0.2 lb/0.1 kg
- EMR connectivity via USB
- Platform: 14.75 x 14.7"
- Rod: 24-84"

DMÉ/EMR

869⁹⁵

chacun/each

Balance digitale Digital Scale

- Toise à mesurer digitale
- Capacité : 600 lb/272 kg
- Graduation : 0,2 lb/0,1 kg
- Accès par USB au DMÉ
- Plate-forme : 14,25 x 14,25 po
- Toise : 24-88 po

- Digital Height Rod
- Capacity: 600 lb/272 kg
- Resolution: 0.2 lb/0.1 kg
- EMR connectivity via USB
- Platform: 14.25 x 14.25"
- Rod: 24-88"

DMÉ/EMR

#600KL

1099⁹⁵

chacun/each

#ELEVATE-C

1295⁹⁵

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Système manuel d'irrigation de l'oreille/Manual Spray Wash Kit Bionix

#7290 Ensemble (20 embouts jetables, 1 vaporisateur, 1 bassin de récupération)

Set (20 disposable tips, 1 spray bottle, 1 recovery basin)

8995
chacun/each

#7200 1 boîte de 40 embouts jetables «Luer Lock»

1 box of 40 Luer Lock disposable tips

5995
boîte/box



#3700 1 bassin de récupération
1 recovery basin

1295
chacun/each




#SS60L Seringues «Luer Lock»

60cc à usage unique, 25/boîte

60cc Single use Luer Lock Syringes,
25/box

2495
boîte/box

Curettes à oreille avec lumière et loupe
Lighted Ear Curettes with Magnification Bionix



#2245 Ensemble de départ/Variety Pack

7 de chaque modèle (sauf CeraPik) + 8 #2240 + 1 lumière #2200 = 50

7 of each style (except CeraPik) + 8 #2240 + 1 light #2200 = 50

Ensemble standard/Standard Pack

#2210 à #2280 50/boîte + 1 lumière #2200

#2210 to #2280 50/box + 1 light #2200

10495
boîte/box **9595**
boîte/box

►NOUVEAU/NEW
Pinces lumineuses pour retrait de corps étrangers

Lighted Forceps for Foreign Body Removal Bionix

#2750

Inclus : boîte de 10 pinces, 1 source lumineuse et 1 lentille grossissante

Including: box of 10 Forceps, 1 Light Source & 1 Magnification Lens



12495
boîte/box

Embouts jetables pour lavage d'oreille
Disposable Earwash Tips Welch Allyn

#29360

Boîtes de 25/box

COMPATIBLE AVEC LE SYSTÈME DE LAVAGE D'OREILLE #29350CAN-D

COMPATIBLE WITH WASH SYSTEM #29350CAN-D



6495
boîte/box

5995
boîte/box



Curettes à oreille jetables/Disposable Ear Curettes

Fabriquée en polypropylène très flexible/Made of smooth, flexible polypropylene

#MDS203444 Angled Loop 4 mm, rouge/red

#MDS202999 Bent Loop 4 mm, orange

#MDS206333 Spoon 4 mm, jaune/yellow

#MDS209555 Loop 4 mm, blanche/white

#MDS204111 Flex Loop 3 mm, violet/purple

#MDS201222 Circle Loop 3 mm, vert/green

#MDS204888 Small Spoon 2 mm, bleu/blue

1 BOÎTE, MODÈLE AU CHOIX/1 SET, ANY MODEL

Boîte de 50/box

5995
boîte/box

#MDS205777 Ensemble de départ/Variety Pack

10 de chaque modèle + 15 Loop #MDS209555 = 75

10 of each style + 15 Loop #MDS209555 = 75

7395
boîte/box

►NOUVEAU/NEW
Monofilaments jetables 10 g
10 g Single-Use Monofilaments

#MF40

Boîte de 40/box



Outil de dépistage sensoriel à faible coût. Facile à utiliser. Dépistage des troubles de la sensibilité superficielle du pied du diabétique. Fabriqué aux États-Unis.

A very low cost sensory testing screening tool. Easy to use.
To test for loss of protective sensation. Made in the U.S.A.

6495
boîte/box

►NOUVEAU/NEW
Dispositif de dépistage de la neuropathie
Neuropathy Screening Device Neuropen

Dispositif réutilisable de dépistage de la neuropathie périphérique des pieds. Un monofilament est inclus. Avec mécanisme à ressort calibré pour obtenir, à 40 g, le test d'acuité utilisant les épingle d'examen Neurotips jetables et, à 10 g, le test de pression utilisant des monofilaments.

Reusable device for peripheral neuropathy foot screening. One monofilament included. Features a calibrated spring mechanism to deliver, at 40 g, sharpness test using disposable Neurotips examination pins and, at 10 g, pressure test using monofilaments.

Dispositif/Device
Neuropen

#NT0100

1 monofilament inclus
1 monofilament included



3995
chacun/each

Monofilaments
Neuropen

#NT104

Recharge, 5/boîte
Refill, 5/box



4195
boîte/box

Épingle/Pins
Neurotips

#NT5405

Boîte de 100/ box



1995
boîte/box

Choisissez votre TÊTE/Choose your HEAD



Otoscope MacroView
#23810-L

Ampoule DEL/DEL bulb

#23810

Ampoule halogène/Halogen Bulb

276⁹⁵
chacun/each

236⁹⁵
chacun/each



Illuminateur nasal/Nasal Illuminator
#26535

halogène HPX 3,5 V avec spéculum réutilisable de 9 mm; inclus l'Illuminateur nasal uniquement (nécessite aussi l'Illuminateur de gorge #23857)

3.5 V Halogen HPX with 9 mm Reusable Specula;
Nasal Illuminator Section Only (requires Throat Illuminator #23857)

59⁹⁵
chacun/each



Spéculum nasal/Nasal Specula

#22009 réutilisable, 9 mm

(pour illuminateur #26535 ou #26538)

Reusable, 9 mm (for #26535 or #26538)

550
chacun/each



Transilluminateur 3,5 V
3.5 V Transilluminator
#41100

99⁹⁵
chacun/each

Ophtalmoscope

#11710

Halogène standard 3,5 V

3.5 V Halogen Standard

264⁹⁵
chacun/each

Choisissez votre MANCHE/Choose your HANDLE

Manches rechargeables/Rechargeable Handles



#71000-A 3.5 V nickel-cadmium

189⁹⁵
chacun/each



#71000-C 3.5 V nickel-cadmium

Avec adaptateur pile C

With adaptor for C-battery

215⁹⁵
chacun/each



#71900-USB

Manche rechargeable 3.5 V + module de chargement et cordon USB #71955 + pile lithium-ion #71960

3.5 V Rechargeable Power Handle +
USB Charging Module
& charge Cord #71955 +
Lithium-Ion Battery #71960

349⁹⁵
chacun/each

Système de diagnostic de bureau
Diagnostic Desk System

#71641M

- Deux poignées NiCad rechargeables
- Ophtalmoscope coaxial #11710
- Otoscope avec spéculum #23810

- Two rechargeable NiCad handles
- Coaxial ophthalmoscope #11710
- Otoscope with specula #23810



974⁹⁵
chacun/each

Ensemble à diagnostic
Diagnostic Set

Manche 3,5 V #**71000-A** otoscope Macroview #**23810** étui rigide
3.5 V handle #**71000-A** MacroView otoscope #**23810** hard case



#25070-M
424⁹⁵
chacun/each

Ensemble à diagnostic
Diagnostic Set

Manche 3,5 V avec pile au lithium-ion rechargeable #**71900-USB**
otoscope Macroview #**23810** ophtalmoscope standard #**11710** étui rigide

3.5 V handle with rechargeable lithium-ion battery #**71900-USB**
MacroView otoscope #**23810** standard ophthalmoscope #**11710** hard case



#97150-MS
829⁹⁵
chacun/each

Ensemble à diagnostic
Diagnostic Set

Manche 3,5 V avec adapt. pile C #**71000-C** otoscope Macroview #**23810**
ophtalmoscope standard #**11710** étui rigide

3.5 V handle with adaptor for C-battery #**71000-C** MacroView otoscope #**23810**
standard ophthalmoscope #**11710** hard case



#97150-MC
669⁹⁵
chacun/each

Ensemble à diagnostic
Diagnostic Set

Manche 3,5 V avec adapt. pile C #**71000-C** otoscope Macroview avec illuminateur de gorge #**23820** ophtalmoscope PanOptique filtre bleu #**11820** étui rigide

3.5 V handle with adaptor for C-battery #**71000-C** MacroView otoscope with throat illuminator #**23820** PanOptique ophthalmoscope blue filter #**11820** hard case



#97800-MCL
989⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



PREMIERS SOINS ET URGENCE FIRST AID AND EMERGENCY

Trousse de premiers soins First Aid Kit

1 livret de premiers soins
1 paire de gants jetables
1 paire de ciseaux gris
12 épingles de sûreté
25 pansements de plastique 1 x 3 po
25 compresses de gaze 4 x 4 po
4 bandages de gaze 4 x 10 po
4 bandages de gaze 2 x 10 po
6 bandages triangulaires
2 rubans adhésifs 1 x 5 po
25 tampons antiseptiques
4 bandages compressifs 4 po
1 pince à écharde

1 first aid manual
1 pair of disposable gloves
1 pair of grey scissors
12 safety pins
25 plastic strips 1 x 3"
25 gauze pads 4 x 4"
4 gauze bandages 4 x 10"
4 gauze bandages 2 x 10"
6 triangular bandages
2 adhesive tapes 1 x 5"
25 antiseptic wipes
4 pressure bandages 4"
1 Tweezer

**AUTRES MODÈLES
DISPONIBLES,
CONTACTEZ-
NOUS.**

**OTHER MODELS
AVAILABLE,
CONTACT US.**

#FAKQ285BM779

Métal/metal

74 95
chacun/each

#FAKQ285BP779

Plastique/plastic

54 95
chacun/each

Pompe à succion/Suction Unit Vacu-Aide

#7305P-D-EXF

- Appareil petit, léger (6,3 lb avec la pile) et portatif
- Haute performance : les réglages de l'aspiration permettent une pression de 80-550 mm Hg et un débit libre de 27 LPM
- L'appareil peut être utilisé même lorsqu'il est dans sa mallette de transport
- Inclus : unité d'aspiration, récipient jetable de 800 cc avec filtre externe, tubulure, coude, cordons d'alimentation CA et CC et pile rechargeable
- Garantie limitée à 2 ans sur l'unité, limitée à 90 jours sur la batterie



- Small, lightweight (6,3 lbs with battery) & portable
- High Performance - Vacuum adjustments allow for 80-550 mm Hg and a free flow of 27 LPM
- Unit can be operated while inside the carrying case
- Included: suction unit, 800cc disposable container with external filter, tubing, elbow, AC & DC power cords, and rechargeable battery
- Warranty limited 2 years on unit, limited 90 days on battery


485 95
chacun/each

Aimant oculaire avec anse de nylon Eye Magnet with Nylon Loop

#F3517100

Sert à retirer un corps étranger de la cavité de l'œil (un embout aimanté pour les corps métalliques et un embout avec une anse en nylon pour les autres corps étrangers).

Serves to remove a foreign body in the cavity of the eye one magnetic tip for metallic bodies, one tip with a nylon loop that allows to remove other bodies.



26 95
chacun/each

Couverture d'urgence jetable en aluminium/Disposable Emergency Survival Rescue Blanket

#50-6900 82 x 51" **#F6501401** 83 x 51"

Retient la chaleur du corps, légère, imperméable, conductrice, compacte et emballée individuellement. Sert aussi de signal de détresse réfléchissant.

Retains body heat, lightweight, waterproof, conductive, compact & individually bagged. Also Reflective distress signal.

1 45
chacun/each



Crochet à tiques/Tick Twister

#TICK-001

2 par paquet (1 petit et 1 grand). Stérilisable jusqu'à 130 degrés ou par chimio-stérilisation.



8 95
pkt/pkg

Station douche oculaire simple ou double Simple or Double Eye Shower Station Safeway



#F4558701

16 oz (475 ml)
Bouteille VIDÉE
EMPTY bottle

20 95
chacun/each

#70118E

16 oz (475 ml)
Bouteille PLEINE
FULL bottle

21 95
chacun/each



#F4565701

32 oz (950 ml)
Bouteilles VIDÉES
EMPTY bottles

29 95
chacun/each

#F4605701

32 oz (950 ml)
Bouteilles PLEINES
FULL bottles

58 95
chacun/each

Solution de nettoyage des yeux Eye wash solution

Liquid Isotonic Eye Wash

- Liquide isotonique prêt à l'emploi.
- Irrige, nettoie et soulage les yeux irrités.
- Contient 1,9 % p/v d'acide borique.
- Flacon de recharge pour les stations de lavage des yeux.

- Ready to use Eye wash solution.

- Irrigate, clean and helps relieve irritated eyes.

- Contains 1.9% w/v boric acid.

- Refill bottle for eyewash stations.



#F4584130
30 ml

2 95
chacun/each

#F4501169
1 L

18 95
chacun/each

#F4501162
250 ml (8 oz)

6 95
chacun/each

#F4501189
4 L

39 95
chacun/each

#F4501165
500 ml (16 oz)

10 95
chacun/each

Système de surveillance de la glycémie Blood glucose monitoring system Accu-Chek AVIVA

#62477 Trousse de départ/Starting Kit

Glucomètre, stylo autopiqueur, 10 aiguilles, étui souple (bandelettes non incluses)

Glucometer, lancing device with 10 pins, Soft Case
(Strips tests not included)**39⁹⁵**
chacun/each

#491928

Bandelettes
Strip Tests

Boîte de 50/box



#03740838001

Autopiqueur jetable

Disposable Lancet

Boîte de 200/box

**49⁹⁵**
chacun/each**53⁹⁵**
boîte/box

Collier cervical souple/Soft cervical collar AMG

Contour en mousse haute densité recouvert d'un tricot tubulaire. Deux fermetures à velcro, couture renforcée. Couss de 25,5-35,5 cm (10-14"). 3,5" (8,9 cm) de large.

High-density foam contour covered with a tubular knit. Two velcro closures with reinforced stitching. For 25 to 35.5 cm (10 to 14") necks. 3.5" (8,9 cm) width.



- #740-400 petit/small, 14" (35,6 cm)
- #740-405 moyen/medium, 16" (40,6 cm)
- #740-410 grand/large, 18" (45,7 cm)
- #740-415 t-grand/xl, 20" (50,8 cm)
- #740-420 tt-grand/xxl, 22" (55,9 cm)

10⁹⁵
chacun/each

Masque laryngé/Laryngeal Mask Portex

En silicone, insertion facile, qualité d'un réutilisable, monopice, clair, 10/boîte

Silicone, easy to insert, feel of a reusable, one-piece design, clear, 10/box



#100/222/200

Enfant/child: 10-20 kg
Taille/Size: 2 mm
Diamètre interne/ID Tube 7 mm
Diamètre externe/OD tube 11,5 mm
Volume max. ballonet/Max. Cuff Volume 10 ml

Taille/Size: 2 mm

7 mm

11,5 mm

10 ml

Caisse de 10/case

159⁵⁰
caisse/case

#100/222/400

Adulte/adult: 50-70 kg
Taille/Size: 4 mm
Diamètre interne/ID Tube 10 mm
Diamètre externe/OD tube 15 mm
Volume max. ballonet/Max. Cuff Volume 30 ml

Taille/Size: 4 mm

10 mm

15 mm

30 ml

17⁹⁵
2 et +/2 & +
15⁹⁵
chacun/each

Ensemble de canules oropharyngées de Guedel

Guedel Airways Pack

Lifesaver

#1173

Ensemble de 8

Set of 8

**34⁹⁵**
chacun/each

Système de surveillance de la glycémie Blood glucose monitoring system MÉDISURE

GLUCOMÈTRE GRATUIT*
FREE GLUCOSE METER*

*À l'achat de 2 boîtes de bandelettes réactives

*With the purchase of 2 boxes of glucose test strips



E79-DG001MM Glucomètre de glycémie multi-patients

Multi-patient use glucose meter

29⁰⁰
chacun/each**89⁰⁰**
boîte/box**49⁰⁰**
boîte/box**8⁹⁹**
boîte/box

E79-DG001S

Bandelettes de test de glycémie.
100 unités

Glucose test strips. 100 strips.

E79-DG003S

Bandelettes de test de glycémie
50 unités.

Glucose test strips. 50 units

E79-DG001C Solution de contrôle de glucose

Glucose control solution

Collier cervical ajustable Adjustable Cervical Collar Laerdal

Collier 4-en-1 qui stabilise le patient facilement grâce à 4 différentes options d'ajustement et se verrouille rapidement et de façon sécuritaire.



4 collars in one. Stabilize spinal patients correctly and easily with 4 different sizing options that all lock quickly and safely into place.

- #980020 enfant/pediatric
- #980010 adulte/adult

24⁹⁵
chacun/each

Ensemble de cricothyrotomie d'urgence/Cricothyrotomy Emergency Set QuickTrach

#120900040 4 mm, 35 kg (77 lb) et plus/and more



Ensemble de secours pour détresse respiratoire. Préassemblé et prêt à l'usage. Cannule de plastique conique, sangle de fixation et connecteur de 15 mm. Aiguille de cricothyrotomie détachable en acier chirurgical. Cran d'arrêt sécuritaire détachable. Stérile, usage unique et sans latex.

Rescue device for failed airways. Preassembled and ready to use. Conical plastic cannula, fixation flange & 15 mm connector. Removable stainless steel cricothyrotomy needle. Removable safety stopper. Sterile, single-use & latex-free.

Inclus/Included:

- 1 seringue avec cannule/1 Syringe with stopper
- 1 tube connecteur+adaptateur/1 Connecting tube+adapter
- 1 sangle de support coussinée/1 Cushion neckband

229⁹⁵
chacun/each

Ensemble de canules nasopharyngées de Robertazzi

Robertazzi Airways

Emergency Pack

Sans latex/Latex-free

Ensemble de canules nasopharyngées de Robertazzi

Robertazzi Airways

Emergency Pack

Sans latex/Latex-free



#1231

6 canules/airways
(22FR-32FR)**46⁹⁵**
chacun/each

#1232

9 canules/airways
(20FR-36FR)**66⁹⁵**
chacun/eachEn raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Trousse d'urgence de base/**Standard Emergency Kit**

Achetez la trousse complète ou seulement les produits dont vous avez besoin.
Buy the complete kit or order items individually.



#TRMED

**TROUSSE
COMPLÈTE
COMPLETE
KIT**

**PRIX SPÉCIAL
SPECIAL PRICE**

22900
chacun/each

59⁹⁵

SAC DE TRAUMA ROUGE/RED TRAUMA BAG
17 x 9 x 7" (longueur x largeur x hauteur/length x width x height)

chacun/each

6⁹⁵ x3

MÉDICAMENTS/MEDICATION

Epinephrine Inject. 1 mg/1 ml

3 ampoules/3 vials

Diphenhydramine

- Benadryl Liquid Pediat. 6.25 mg/5 ml

1 bouteille de 100 ml/1 bottle of 100 ml

- Benadryl Comp. 25 mg

1 boîte de 12 unités/1 box of 12 units

- Diphenhydramine Inject. 50 mg/1 ml

2 ampoules/2 vials

Nitroglycérine Subl. pompe 0.4 mg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump

Salbutamol Aeros. 100 mcg/200 ds

1 vaporisateur/1 pump

Aspirin (non-enrobée/uncoated) Croc-Rapid 81 mg ou 325 mg

1 boîte de 30 comprimés/1 box of 30 caplets

Source de glucose orale/Oral Glucose Insta-glucose liq. cerise/cherry 31 gr

7⁹⁵

1 tube

9⁹⁵

7⁹⁵

9⁹⁵ x2

14⁹⁵

10⁹⁵

6⁹⁵

NÉCESSAIRE À INJECTION/INJECTION KIT

Seringues/Syringes 1 ml 25G 5/8"

1 paquet de 10 unités/1 pack of 10 units

Tampons d'alcool/Alcohol Pads

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units

Pansements ronds/Spot Bandages

1 paquet de 100 unités/1 pack of 100 units

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE

AUTOMATIC BLOOD PRESSURE MONITOR

chacun/each

54⁹⁵

MASQUE À OXYGÈNE ADULTE, CONCENT. MOYENNE + TUBE 7 PO

ADULT OXYGEN MASK, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each

8⁹⁵

MASQUE À OXYGÈNE PÉDIATRIQUE, CONCENT. MOYENNE

OXYGEN MASK PEDIATRIC, MEDIUM CONCENT. + 7" TUBING

chacun/each

6⁹⁵

Epipen et autres médicaments disponibles, informez-vous!
Epipen and other medications available, simply ask us!



COMMANDÉZ TOUT CHEZ MÉDI-SÉLECT.
ORDER EVERYTHING AT MÉDI-SÉLECT.

**Médicaments
d'urgence**
Emergency Drugs

Atropine
Benadryl
Dextrose ser
Epinephrine
Flumazenil
Nitroglycérine
Ventolin

**Plusieurs autres produits disponibles,
informez-vous.**
Many other products available, simply ask us.

**Traitements de la
douleur**
Pain Management

Advil
Celestone
Depo-Medrol
Toradol
Tylenol

**Médicaments
ophtalmiques**
Optamic Drugs

Alcaine
Cyclogyl
Erythromycine
Homatropine
Minims Fluoresceine
Minims Tetracaine
Mydrin
Mydriacyl
Vigamax

**Médicaments
topiques**
Topical Drugs

Bactroban
Flamazine
Fucidin
Polysporin

Anesthésie/Anesthetic

Emla
Marcaine
Propofol
Xylocaine

Pourquoi choisir les défibrillateurs entièrement automatisés de Zoll ?

- Ils fournissent un accompagnement interactif complet (visuel et sonore) avec évaluation de la RCR en temps réel et défibrillent automatiquement quand et si c'est nécessaire.
- Ils équipent la majorité des ambulances et leurs électrodes sont compatibles : pas d'interruption de la réanimation et préservation de l'historique de l'intervention

Why choose Zoll Fully Automated External Defibrillators?

- They provide a comprehensive interactive guidance (visual and audible) with real-time CPR assessment and automatically defibrillate when and if needed.
- They equip the majority of ambulances and their electrodes are compatible therefore there's no interruption of the resuscitation and preservation of the intervention's history

►NOUVEAU MODÈLE/NEW MODEL

Défibrillateur externe entièrement automatisé *Fully Automated External Defibrillator* AED3 Zoll

Inclus : appareil multilingue avec garantie de six ans, piles et électrodes universelles ECPR Uni-padz (adulte/pédiatrique, durée de vie de cinq ans), manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide et affiche de référence. Connexion par Wifi et notification par courriel en cas de défectuosité.



Included: multilingual device with six years warranty, batteries & CPR Uni-padz universal electrodes (adult/pediatric, five-year shelf life), operators manual, quick start guide and rescue reference poster. wifi connection and email notification in the event of a malfunction.

#8501-001102-26

Documentation française/French Documentation

#8501-001102-06

Documentation anglaise/English Documentation

189500

chacun/each

Défibrillateur externe entièrement automatisé

Fully Automated External Defibrillator AED Plus Zoll

Inclus : appareil avec étui de transport et garantie de cinq ans (+ deux ans avec enregistrement), piles et électrode adulte (durée de vie de cinq ans), manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide et affiche de référence

Included: device with carrying case and five years warranty (+ two years with registration), batteries & adult electrode (five-years shelf life) and operators manual, quick start guide and rescue reference poster



#22600710701011260

Français/French

#22600710702011060

Anglais/English

169500

chacun/each

Insufflateur jetable

Disposable Resuscitator Smart-Bag MO

#01BM3200-MO-CS Adulte/adult

#01BM3210-MO-CS Enfant et bébé/infant & pediatric

Avec valve empêchant l'«hyper-ventilation accidentelle». With a smart valve to avoid "inadvertent hyperventilation".



3595

chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Aérochambre à usage unique/Single Use Aerochamber DX

#10155

Aérochambre compacte de 149 ml avec instructions imprimées sur la chambre. Résistante à la charge statique, peut être utilisée directement après l'ouverture de l'emballage. Pour les urgences ou les tests diagnostiques.

149 ml Compact Aerochamber with Instructions for use printed directly on chamber. Static resistant, can be used directly out of package. For Emergency or Diagnostic Tests.



695

chacun/each

Masque silicone moyen pédiatrique pour aérochambre/Silicone Medium Pediatric Mask for Aerochamber

#113537



695

chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

EMBALLAGES POUR STÉRILISATION STERILIZATION PACKAGING

Sachets de stérilisation Sterilization Pouches Tecnic

La seule façon de s'assurer qu'un article a été stérilisé est de l'exposer à chacun des trois critères de stérilisation : le temps, la température et la vapeur. Les sachets de stérilisation Tecnic contiennent une technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4 qui confirme chacun des trois critères de stérilisation.

The only way to be sure an item has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, temperature and steam. tecnic Sterilization pouches feature internal/external multi-variable Class 4 indicator technology that confirm all 3 criteria for sterilization.

**MEILLEUR PRIX
BEST PRICE**

#TEC23409	2¾ x 9" 7 x 23cm	200 unités units	5 ⁷⁵
#TEC31205	3½ x 5¼" 9 x 13cm		5 ⁹⁵
#TEC31209	3½ x 9" 9 x 23cm		5 ⁹⁵
#TEC51410	5¼ x 10" 13 x 25cm		11 ⁹⁵

TEMPS TIME
TEMPÉRATURE TEMPERATURE
VAPEUR STEAM



Sachets de stérilisation Sterilization Pouches Médi-Sélect Sure-Check®

La seule façon de s'assurer qu'un article a été stérilisé est de l'exposer à chacun des trois critères de stérilisation : le temps, la température et la vapeur. Les sachets de stérilisation SureCheck® contiennent une technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4 qui confirme chacun des trois critères de stérilisation.

The only way to be sure an item has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, temperature and steam. SureCheck® Sterilization pouches feature internal/external multi-variable Class 4 indicator technology that confirm all 3 criteria for sterilization.

#MD21404	2¼ x 4" 6 x 10cm	200 unités units	9 ⁹⁵
#MD312514	3½ x 5¼" 9 x 13cm		10 ⁹⁵
#MD31209	3½ x 9" 9 x 23cm		10 ⁹⁵
#MD51410	5¼ x 10" 13 x 25cm		18 ⁹⁵

TEMPS TIME
TEMPÉRATURE TEMPERATURE
VAPEUR STEAM



Rouleau pour stérilisation Sterilization Tubing Medicom

- Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène
- Un côté papier et un côté plastifié
- One side paper and one side plastic
- Compatible with steam or ethylene oxide sterilization methods

#9510+	2" x 100'	1 rouleau roll	11 ⁹⁵
#9520+	3" x 100'		12 ²⁵
#9530+	4" x 100'		14 ⁴⁵
#9540+	6" x 100'		19 ²⁵



Emballage pour stérilisation Sterilization wraps Medline Gemini

Feuilles de papier résistantes pour l'emballage des instruments lors de la stérilisation. Polypropylène à 100 %, excellente barrière protectrice contre les fluides et les particules. Très souple, facile à plier. Autres grandeurs disponibles.

Resistant sheets of paper used to wrap instruments for sterilization. 100% polypropylene, an excellent protective barrier against fluids and particles. Very smooth and easy to fold. Other sizes available.



GRAMMAGE LÉGER - 1 PLIS
LIGHT WEIGHT - 1 PLY

#GEM1112	12" x 12"	1000 unités units	63 ⁵⁰
#GEM1115	15" x 15"		91 ⁵⁹
#GEM1118	18" x 18"		145 ⁹⁵
#GEM1120	20" x 20"		157 ⁸⁵
#GEM1124	24" x 24"		119 ²⁵

GRAMMAGE RÉGULIER - 1 PLIS
REGULAR WEIGHT - 1 PLY

#GEM2112	12" x 12"	1000 unités units	76 ⁹⁵
#GEM2115	15" x 15"		118 ⁹⁵
#GEM2118	18" x 18"		168 ⁹⁵
#GEM2120	20" x 20"		93 ⁹⁵
#GEM2124	24" x 24"		135 ²⁵

STÉRILISATEURS ET ULTRASONS STERILIZERS & ULTRASONIC

Option: Imprimante pour M9+M11
Optional: Printer for M9+M11
#9A599001



Stérilisateur à la vapeur Steam Sterilizer M3

#M3-003

Entièrement automatique/Fully-automatic
- Haut./H 6.9", larg./W 17.8", long./L 22"
Chambre intérieure/Inner Chamber
- 12.1 x 7.6 x 1.6"
- Volume au gallon/Gallon Usable Volume: 0.49
Cabaret/tray: 11.75 x 7.25 x 1"

Prix à partir de/Price starting at

5995⁹⁵
chacun/each



Stérilisateur à la vapeur Steam Sterilizer M9

- Haut./Height 16,375", larg./width 15", Long./length 19"
Chambre intérieure/Inner Chamber
- Diamètre/Diameter: 9", profondeur/Depth: 15"
- Volume au gallon/Gallon Usable Volume: 3.5
Cabarets/trays: 2 grands/large, 2 petits/small

#M9D-042

Porte à ouverture manuelle
Manual opening door

#M9-022

Entièrement automatique
Fully-automatic

PROMO* #M9-042-DL

Entièrement automatique avec
enregistreur de données/Fully-automatic
with data logger included

3595⁹⁵
chacun/each

6895⁹⁵
chacun/each

7324⁹⁵
chacun/each



Stérilisateur à la vapeur Steam Sterilizer M11

Entièrement automatique/Fully-automatic
- Haut./height 17 1/2", larg./width 17 1/2", long./length 22"
Chambre intérieure/Inner Chamber
- Diamètre/Diameter: 11", profondeur/Depth: 18"
- Volume au gallon/Gallon Usable Volume: 6.5
Cabarets/trays: 2 grands/large, 2 petits/small

Prix à partir de/Price starting at

7995⁹⁵
chacun/each

PROMO* #M11-042-DL

Avec enregistreur

de données/Data logger
included

8674⁹⁵
chacun/each



►NOUVEAU/NEW

Nouvelle couleur et
porte-sachet maintenant
inclus./Updated colour
and now include a
pouch rack.



►NOUVEAU/NEW

Nettoyeur à ultrasons Ultrasonic Cleaner StatClean

#SC-P4862

Un nettoyeur à ultrasons silencieux doté
d'un réservoir de 1,6 gallon et d'un
couvercle ayant un support intégré, il
peut contenir une variété d'instruments
dans son panier à séchage mains libres
unique.

A silent ultrasonic cleaner with a 1.6
gallon tank and convenient self docking
lid, holds a variety of instruments in the
unique hands free drying basket.

- Dimensions de l'appareil/Unit Size
20,3 x 12 x 9,4 po (51,5 x 30,5 x 24 cm)
- Alimentation électrique/Power Supply
260W (CA 100-120V, 50/60 HZ)
- Capacité du réservoir/Tank Capacity
1,6 gallon (6 L)
- Capacité maximale/Maximum Capacity
1,3 gallon (5 L)
- Capacité minimale/Minimum Capacity
0,9 gallon (3,35 L)
- Dimensions du réservoir/Tank Size
12,7 x 8,1 x 3,9 po (32,3 x 20,5 x 9,9 cm)
- Longueur max. d'un objet entrant dans le
compartiment/Longest item fits inside tank
13,4 po (34 cm)

Inclus/Included:

#SC-SB4862A

Panier en métal
Metal Basket

#SC-BH02A

Double support de gobelet
Double Beaker Holder

#SC-PH01A

Tuyau/hose

#SC-PC4862A

Cordon d'alimentation
Power Cord

849⁹⁵
chacun/each

Solution nettoyante concentrée pour chambre de stérilisateur Concentrated Cleaning Solution for Sterilizer Chamber Speed Clean Midmark

#002-0396-05

16 onces (480 ml)



1795
chacun/each

Caisse de 12/case

184⁹⁵
caisse/case

►NOUVEAU/NEW

Nettoyeur à ultrasons Ultrasonic Cleaner QC1 QuickClean

Capacité du réservoir/Tank Capacity: 1.2 gal/4.5L
Taille du réservoir/Tank Size: 11.8 x 5.9 x 5.9" (30 x 15 x 15 cm)
Taille globale/Overall Size: 13.5 x 10.2 x 10.4" (30 x 26 x 26.5 cm)
Panier de sécurité inclus/Safety basket included



#QC1-01

De comptoir
Tabletop

Prix à partir de/Price starting at

1495⁰⁰
chacun/each



#9A612001

2 bêchers/beakers

1795
chacun/each

#002-10007-00
Panier de sécurité
Safety Basket

104⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



STÉRILISATION ET ENTRETIEN STERILIZATION & MAINTENANCE

Système de vérification biologique/Biological Monitoring System ConForm 10

#C10B125

Indicateurs biologiques 10 h, 25/boîte
10 h Biological Indicators, 25/box

#NDB-601

Incubateur standard
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données
Record Keeper Booklet



144.95
boîte/box

259.95
chacun/each

11.95
chacun/each

Système de vérification biologique/Biological Monitoring System ConForm 24

#CSB125

Indicateurs biologiques 24 h, 25/boîte
24 h Biological Indicators, 25/box

#NDB-060

Incubateur standard
Standard Incubator

#CRK02

Livret de données
Record Keeper Booklet



99.95
boîte/box

259.95
chacun/each

11.95
chacun/each

Intégrateurs chimiques de classe 5 Class 5 Chemical Integrators SteamPlus

#SSI-100

Boîte de 100/box



59.95
boîte/box

Brosse stérilisable Autoclavable Brush

18,4 cm (7 1/4")



#MDS88BRUSH

Poils de nylon
Nylon bristles

8.95
chacun/each

#MDS88BRUSHSS

Poils d'acier inoxydable
Stainless steel bristles

9.95
chacun/each

Nettoyeur ultrasonique Ultrasonic Cleaner Efferzyme

#JET

Pour nettoyeur à ultrasons ou pré-trempeage d'instruments. Biodegradable, PH neutre, odeur de menthe. 2 comprimés = 1 gallon. 52/boîte



Use with ultrasonic cleaners or for instrument presoak. Biodegradable, Neutral PH, Mint Scent. 2 tablets = 1 gallon. 52/box

49.95
boîte/box

Cabarets de trempeage pour stérilisation/Tray System for Sterilization J&J

#82010

Panier intérieur perforé et couvercle, 13 x 7 x 5", 3,6 L
Perforated inner liner & lid, 13 x 7 x 5", 3,6 L

AUTRES TAILLES DISPONIBLES OTHER SIZES AVAILABLE



169.95
chacun/each

Détachant pour instruments chirurgicaux/Surgical Instrument Stain Remover Miltex

#3-740

85 g, enlève les taches, les ternissures et restaure l'éclat des instruments et l'intérieur des stérilisateurs.
3 oz, removes stains, tarnishes and restores luster to instruments, plated surfaces and inside sterilizers.



14.95
chacun/each

Lubrifiant pour instruments chirurgicaux/Surgical Instrument Lubricant Miltex

#3-700

Prévient les taches, la rouille et la perte de lustre. Pré-mélangé, sans silicone, formule anti-corrosion prête à l'emploi. Pulvérisateur de 8 oz.



Helps prevent spotting, rusting and staining. Pre-mixed, non-silicone, Ready to use anti-corrosive formula. 8 oz spray pump bottle.

14.95
chacun/each

►NOUVEAU/NEW

Système de nettoyage d'instruments Instruments Scrubbing System

#1952

- Système de nettoyage mécanique autoclavalable
- Base d'aspiration intégrée pour le fixer en place
- Autoclavable Mechanical scrubbing system
- Built-in suction base to secure the tub in place



84.95
chacun/each

Brosses de rechange Replacement Brushes

#1952R

Ensemble de 8/Set of 8

55.95
ensemble/
set

Nettoyant pour instruments chirurgicaux/Surgical Instrument Cleaner Miltex

#3-720

Concentré, 8 oz = 32 gallons
Concentrate, 8 oz = 32 gallons



16.95
chacun/each



Ensemble de stérilisation à la vapeur Steam Sterilization Kit

#KIT3M

L'ensemble inclus/Kit include:

#390

Lecteur automatique/Autoreader

#1292

Indicateurs biologiques (3 heures), 50/boîte
Biological indicators (3 hours), 50/box

#1243B

Intégrateurs chimiques (CLASSE 5), 100/boîte
Chemical Indicators (CLASS 5), 100/box

#1322-18

Ruban indicateur de 18 mm/18 mm Indicator Tape

Résultats en 3 heures! Results in 3 hours!



129995
boîte/box

Distributeur de ruban Tape Dispenser

#SL7326



4495
chacun/each

3M Produits de stérilisation à la vapeur Steam Sterilization Products



Lecteur automatique/Autoreader

#390

Indicateurs Attest (1 heure), 50/boîte
Attest indicators (1 hour), 50/box

#1291

Indicateurs biologiques (3 heures), 50/boîte
Biological indicators (3 hours), 50/box

#1292

Paquets de tests de stérilisation Bowie-Dick, 30/caisse
Sterilization Bowie-Dick Test Pack, 30/case

#1233LF

Intégrateurs chimiques (Classe 5), 100/boîte
Chemical Indicators (Class 5), 100/box

#1243B

Indicateurs chimiques (Classe 4), 1,5 x 20 cm, 240/boîte*
*Chemical Indicators (Class 4), 5/8 x 8", 240/box**

*Peut s'utiliser en demi-longueur/Can be used in half length

#1250

Ruban indicateur de 18 mm
18 mm Indicator Tape

#1322-18

Ruban indicateur de 24 mm
24 mm Indicator Tape

#1322-24

Étiqueteuse
Labeling Machine

#1256B

Rouleau d'étiquettes/Label Roll

#1257W blanc/white

#1257R rouge/red

Rouleau encreur pour étiqueteuse #1256B
Ink roller for labelling machine #1256B

#009610

Lecteur automatique/Autoreader

99500
chacun/each

27495
boîte/box

18995
boîte/box

22595
caisse/case

2195
boîte/box

2295
boîte/box

495
chacun/each

695
chacun/each

18995
chacun/each

1695
rouleau/roll

595
rouleau/roll

►NOUVEAU/NEW Ruban de marquage en vinyle Vinyl Marking Tape

Ruban autocollant de différentes couleurs pour reconnaître facilement vos instruments ou vos cassettes. Stérilisable, résiste à l'eau, à l'huile et aux acides. Non toxique, 9 mm x 5 m



*Self-adhesive color-coded tape for easy instruments or cassettes identification.
Autoclavable, resist water, oil & acids. Non-toxic, 9 mm x 5 m*

#10124-142 jaune/yellow

#10124-144 vert/green

#10124-146 rouge/red

#10124-148 orange

#10124-150 bleu/blue

#10124-158 blanc/white

1395
rouleau/roll

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Détergent Dual-Enzymatic**Dual-Enzymatic Detergent EmPower**

Élimine rapidement le sang et les débris protéiques des instruments avant la stérilisation. Contient deux enzymes protéolytiques des agents nettoyants puissants. Formule au pH neutre, peu moussant et concentré.



#10-4100

#10-4400

Sans parfum/Fragrance Free

4 L
33⁹⁵
chacun/each

Détergent Dual-Enzymatic**Dual-Enzymatic Detergent MetriZyme**

Comprend des surfactants, un stabilisant enzymatique, un tampon pour maintenir le pH, un agent de conservation, un agent anti-moussant et un colorant en solution. Recommandé pour les instruments très souillés par des débris organiques. Parfum de menthe.



Includes surfactants, an enzyme stabilizer, a buffer to maintain pH, a preservative, an antifoaming agent and solution dye. Recommended for instruments with presence of high organic debris. Mint fragrance.

4 L
64⁹⁵
1 gallon chacun/each

Vaporisateur enzymatique moussant**Foam Enzymatic Spray EmPower**

Mousse en vaporisateur prête à l'emploi pour pré-nettoyage des instruments immédiatement après usage pour les garder humides avant leur nettoyage complet. Les enzymes à double action de la mousse permettent de décomposer le fardeau biologique, afin de dégager les matières organiques et solubles dans l'eau.

Foam spray recommended on instruments immediately after use to keep them moist before cleaning. The dual action enzymes of foam break down the biological burden to release organic and water-soluble materials.

#10-4224

Pulvérisateur 24 oz/24 oz Spray

17⁹⁵
chacun/each

ProSurface⁺

Lingettes et vaporisateur désinfectants avec technologie TotalClean

La technologie brevetée TotalClean permet une action rapide et puissante. Élimine 48 agents pathogènes, y compris les bactéries, virus et champignons sans endommager les surfaces. Disponible en lingettes pratiques et en vaporisateur.

Disinfectant Spray and Wipes with TotalClean Technology

Proprietary TotalClean technology provides fast and powerful action. Eliminates 48 pathogens, including bacteria, viruses and fungi, without damaging surfaces. Available in convenient wipes and spray.

**►NOUVEAU/NEW****Lingettes sèches**
Dry wipes #40050

- 10 x 13", 4 plis
- 500 lingettes
- 10 x 13", 4-ply
- 500 wipes

52⁹⁵
boîte/box**Lingettes/Wipes**
#40060C

- 6 x 6.75"
- 160 lingettes/boîte
- 160 wipes/canister

21⁹⁵
boîte/box**Lingettes/Wipes**
#40061C

- 9 x 12"
- 65 lingettes/boîte
- 65 wipes/canister

23⁹⁵
boîte/box**Vaporisateur/Spray**
#40066C

- 946 ml (32 oz fl)
- 12 bouteilles par caisse
- 12 bottle per case

29⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW

Lingettes avec germicide Germicidal Disposable Wipes

Sani-Cloth Bleach

#P24372

Dilution 1:10 à l'eau de Javel. Efficace contre 50 micro-organismes incluant le virus de la Covid-19 en 4 minutes. 75 lingettes, 6 x 10,5"



1:10 bleach dilution. Effective against 50 microorganisms including the Covid-19 virus in 4 minutes.
75 wipes, 6 x 10,5"

13⁹⁵
chacun/each

Désinfectant pour surfaces duresHard Surface Disinfectant
GermXtra Germiphene

#GMXX-L sans odeur/unfragranced

#GMXX-L-L parfum de citron/lemon scent

- Efficace contre les agents pathogènes émergents (COVID-19), en 1 min.
- pH neutre sécuritaire sur la plupart des matériaux
- Mélange synergique d'éthanol et de surfactants qui nettoient et désinfectent en une étape
- Effective against emerging pathogens (COVID-19) in 1 min.
- Neutral pH formula is safe on most materials
- Synergistic blend of ethanol & surfactants that clean and disinfect in one step



4 L
62⁹⁵
chacun/each

Nettoyants désinfectants et produits de stérilisation Disinfectant Cleaner and Sterilization Products OPTIM

#2800 OPTIM 28

Solution concentrée de prénettoyage des instruments pour nettoyage ultrasonique manuel ou automatique 4L

Concentrated solution for ultrasonic cleaning manual or automatic processing. 4L



49⁹⁵
chacun/each

#CS4X4 OPTIM CS

Chimiostérilisant
Désinfectant de niveau élevé
4L

Chemosterilant High level
disinfectant
4L



54⁹⁵
chacun/each

#1W12 OPTIM 1

Temps de contact fongicide et virucide de 60 secondes.



160 lingettes désinfectantes
60-second fungicidal and virucidal contact time.

160 disinfecting wipes

20⁹⁵
chacun/each

#14X4 OPTIM1

Temps de contact fongicide et virucide de 60 secondes.

4 L, Désinfectant de surface

60-second fungicidal and virucidal contact time.

4 L, Surface disinfectant



44⁹⁵
chacun/each

► NOUVEAU/NEW

Lingettes jetables avec germicide Germicidal Disposable Wipes

Super Sani-Cloth

#Q86984

7,5 x 15 po, jetables, 65/boîte. 55 % d'alcool isopropylique. Tue la TB et le RSV en 1 min. Tue le VHB, VHC, coronavirus, rotavirus, SARM, VRE et BLSE produisant *E. coli* en 2 min.



7.5 x 15", disposable, 65/box. Kills TB & RSV in 1 min.
HBV, HCV, Human Coronavirus,
Rotavirus, MRSA, VRE & ESBL
Producing E. coli in 2 min.

17⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Solution désinfectante pour instruments** Surfaces Multi-purpose Disinfecting Solution

Gamut Plus

GAM-PLUS-XXL

- Prête à l'emploi, aucune dilution requise
- Biodégradable
- S'attaque aux moisissures et aux champignons
- Effet à large spectre en seulement 5 min.
- Sans danger pour les surfaces et les instruments
- Ready-to-use, no mixing required
- Biodegradable
- Destroys mildew and fungi
- 5 min. broad spectrum effect
- Safe for surfaces & instruments

4 L
44⁹⁵
chacun/each

#33W12 OPTIM 33TB RTU
160 lingettes désinfectantes, 6 x 7 po
160 disinfecting wipes

#33W12-ALOE OPTIM 33TB RTU
160 lingettes désinfectantes à l'aloès
160 disinfecting aloe wipes

#334X4 OPTIM 33TB RTU
Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 4L
Intermediate level surface disinfectant. 4L

#334X4-ALOE OPTIM 33TB RTU
Désinfectant de surface à l'aloès de niveau intermédiaire. 4L
Intermediate level aloe surface disinfectant 4L

39⁹⁵
chacun/each

#3312X1 OPTIM 33TB RTU
Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 1L
Intermediate level surface disinfectant. 1L
Sans parfum/unscented

#3312X1-ALOE OPTIM 33TB RTU
Désinfectant de surface de niveau intermédiaire. 1L
Intermediate level surface disinfectant. 1L
Parfum d'aloès/aloe scent

15⁹⁵
chacun/each

Caisse de 12/case
179⁹⁵
caisse/caisse

DÉSINFECTION DES MAINS HAND SANITIZING

Désinfectant antibactérien pour les mains Antibacterial Hand Sanitizer Sopuro

#500-03



Gel hydratant enrichi d'aloès, alcool de qualité médicale à 70 %, sans parfum

*Aloe vera enriched moisturizing gel,
70 % medical grade alcohol, fragrance free*



#60-03
60 ml

2.95
chacun/each

11.95
500 ml
chacun/each



Support mural/Mount Holder #600-01

Plexiglass, pour bouteille de 500 ml
Plexiglass, for 500 ml bottle

12.95
chacun/each

PRODUIT QUÉBÉCOIS
QUEBEC PRODUCT

Station de désinfection des mains Hand Disinfection Station

Ensemble/Kit
#PHM9991004-KIT

143.00
chacun/each

Support/Mount
#PHM9991005 pour/for station #PHM9991004

Pour bouteille 500 ml-1 L
Bottle holder 500 ml-1 L

11.25
chacun/each

Base

#PHM9991004

Fabriqué au Québec, robuste, acier de qualité industrielle. Peinture en poudre cuite.
Made in Quebec, robust, industrial grade steel. Baked powder coat.

131.75
chacun/each

Versatile et universel, support non inclus.
Versatile and universal, support non included.



Antiseptique chirurgical pour les mains Surgical Hand Antiseptic Avagard CHG 3M #9200C

Solution de gluconate de chlorhexidine 1 % et d'alcool éthylique 61 % avec hydratants, bouteille distributrice de 500 ml

Chlorhexidine Gluconate 1% and Ethyl Alcohol 61% solution with Moisturizers, 500 ml dispenser bottle

64.95
chacun/each



Support mural et pompe à pied Wedge Wall Bracket Foot Pump Avagard CHG 3M #9201C

GRATUIT à l'achat d'une bouteille de 500 ml de #9200C/FREE with purchase of one 500 ml bottle of #9200C



Support mural/Mount Holder #PHM9991020

Aluminium brossé, pour bouteille de 500 ml
Brushed aluminum, for 500 ml bottle

12.50
chacun/each

Antiseptique pour les mains en mousse Foam Hand Antiseptic Avagard CHG 3M #9321

Avec hydratants, bouteille avec pompe distributrice de 500 ml
With Moisturizers, 500 ml bottle with dispensing pump

13.95
chacun/each



Cure-ongles/Nail Cleaners Avagard 3M #9204C

Système de distribution simple et sans contact, 150/boîte
Touchless, simple dispensing system, 150/box

17.95
chacun/each



Alcool Isopropylique/Isopropyl Alcohol

#30070
70 % USP, 4 L

28.95
chacun/each

#30099
99 % USP, 4L

34.95
chacun/each

8.95
chacun/each

Distributeur en polypropylène clair, couvercle attaché, 9 oz
Dispenser in clear polypropylene, hinged cover, 9 oz



Brosse-éponge chirurgicale avec cure-ongles

Surgical Scrub Brush-Sponge with Nail Cleaner BD

#377479

4 % CHG, boîte de 30/box

31.95
boîte/box

DÉSINFECTION DES MAINS
HAND SANITIZING

Savon pour distributeur mural automatique
Soap for Touch Free Wall-Mount Dispenser
Médi-Sélect



#0888
Chrome et noir
Chrome & black

13⁹⁵
chacun/each



#P1911 (#259296)
Savon moussant doux
transparent
Clear & mild foam soap

1200 ml
28⁹⁵
chacun/each



#P1916 (#259294)
Savon moussant
pomeberry
Pomberry foam soap

1200 ml
29⁹⁵
chacun/each

Distributeur de savon mural manuel
Manual Wall-Mount Soap Dispenser
Médi-Sélect

Savon pour distributeur mural manuel
Soap for manual Wall-Mount Dispenser
Médi-Sélect



#0888
Chrome et noir
Chrome & black

13⁹⁵
chacun/each



#P8811 (#259295)
Savon moussant doux
transparent
Clear & mild foam soap

1250 ml
19⁹⁵
chacun/each



#P8813 (#259298)
Savon moussant
citron-gingembre
Citrus-ginger foam soap

1250 ml
21⁹⁵
chacun/each

Savon antimicrobien
Antimicrobial Soap
Bacti-Stat



#6048722
540 ml
9⁹⁵
chacun/each

#6017285
1 x 4 L
38⁹⁵
chacun/each

Savon à main antibactérien
Antibacterial Hand Soap
Médi-Sélect

#A-18000R-N-P 3,78 L
Avec glycérine et aloès/*With glycerin & Aloe*

PRODUIT QUÉBÉCOIS
 QUÉBEC PRODUCT

1 bouteille/bottle
18⁹⁵
chacun/each
2 bouteilles/bottles
16⁹⁵
chacun/each

Distributeur mural manuel
Manual Wall Dispenser
BM-D1500

#BM-D1500



24⁹⁵
chacun/each

Savon liquide antimicrobien/Antimicrobial Liquid Soap VioNex

#11-1518 532 ml (18 oz)



17⁹⁵
chacun/each

#11-1500 3,8 L (128 oz)



59⁹⁵
chacun/each

#10-1398
Dispensateur mural/Wall Dispenser



12⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Distributeur d'essuie-mains

Hand Towel Dispenser
Kimberly-Clark

#09214 (#161302)

30,75 x 8,75 x 4,5 po
(28 x 22,3 x 11,5 cm)



27⁹⁵
chacun/each

Essuie-mains ultra-doux

Super Soft Hand Towel
Kimberly-Clark

#53800/#28791 (#101324)

Essuie-mains, 30 paquets de 94 unités/caisse
Hand towel, 30 packages of 94 sheets/case



1 caisse/case
109⁹⁵
caisse/case

2 caisses/case
104⁹⁵
caisse/case

Essuie-mains à plis multiples

Multi-Fold Towel Scott

#1804 (#101370)

Compatible avec le distributeur d'essuie-mains
Kimberly Clark, blanc, 23,8 x 23,3 cm,
250 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Compatible with the Kimberly Clark
towel dispenser, white, 9.4 x 9.2",
250 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/case
75⁹⁵
caisse/case

2 caisses/case
71⁹⁵
caisse/case

Essuie-mains à plis multiples

Multi-Fold Towel Kleenex

#1890 (#101185)

Compatible avec le distributeur d'essuie-mains
Kimberly Clark, blanc, 23,8 x 23,3 cm,
150 feuilles/paquet, 16 paquets/caisse

Compatible with the Kimberly Clark towel
dispenser, white, 9.4 x 9.2",
150 sheets/package, 16 packages/case



1 caisse/case
59⁹⁵
caisse/case

2 caisses/case
56⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier à mains de comptoir

Counter Top
Towel Dispenser
Kleenex Reveal

#51904

Semi-automatique
Semi-automatic



29⁹⁵
chacun/each



49⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier à mains

Folded Towel Dispenser
Kimberly-Clark

#34830 (#163620)

Blanc, 22,5 x 36,4 x 7 cm (larg. x prof. x haut.)
White, 8.9 x 14.3 x 2.8" (large x depth x height)



1 distributeur gratuit à l'achat d'une caisse de #4442
1 Free dispenser with purchase of 1 case of #4442

Papier à mains

Folded Towel Scott

#4442 (#101138)

Même qualité que Kleenex, nouvelle marque Scott
19 x 29,5 cm, 24 paquets de 90 unités/caisse

Same Kleenex quality, new branded Scott
7.5 x 11.6", 24 packages of 90 units/case



1 caisse/case
41⁹⁵
caisse/case

2 caisses/case
39⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier Paper dispenser Cascades Pro



#161094
(#C331)
Nano
Noir/black



#161095
(#C339)
Nano
Blanc/white

1 distributeur GRATUIT à l'achat d'une caisse de #101140
1 FREE dispenser with purchase of 1 case of #101140

Papier à main en rouleau Roll Towels Cascades Pro

#101140 (#T330)
Blanc, 7,5 po x 600 pi,
12 rouleaux/caisse
White, 7.5" x 600',
12 rolls/case



75⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier automatique Touch-Free paper dispenser Kimberly-Clark



#48857
Noir
Black



#48856
Blanc
White

89⁹⁵
chacun/each

Papier à main en rouleau Roll towels Kimberly-Clark

#50606 (#101196)
Qualité supérieure, blanc, 8 po x 600 pi, 6 rouleaux/caisse
Superior quality, white, 8" x 600' (20,3 x 182,9 cm), 6 rolls/case



59⁹⁵
caisse/case

Papier hygiénique sans noyau Coreless Toilet Paper Scott

#4007 (#102624)
2 plis, 36 rouleaux de 1000 feuilles/caisse
2 ply, 36 rolls of 1000 sheets/case

1 distributeur #162247 gratuit à l'achat d'une caisse de #4007.
1 Free dispenser #162247 with purchase of 1 case of #4007.



1 caisse/case 2 caisses/case
69⁹⁵ **67⁹⁵**
caisse/case caisse/case



Distributeur de papier Paper dispenser Cascades Pro



#161082
(#C223)
Noir/black



#161083
(#C345)
Blanc/white

1 distributeur GRATUIT à l'achat d'une caisse de #101098
1 FREE dispenser with purchase of 1 case of #101098

Papier à main en rouleau Roll Towels Cascades Pro

#101098 (#T116)
Blanc, 7,5 po x 775 pi,
6 rouleaux/caisse
White, 7.5" x 775',
6 rolls/case



58⁹⁵
caisse/case

Distributeur de papier manuel Manual paper dispenser Kimberly-Clark



#9995 (#361014)
Blanc
White

29⁹⁵
chacun/each

Papier à main en rouleau Roll Towels Kimberly-Clark

#02000 (#101197)
Haute capacité, blanc 8 po x 950 pi, 6 rouleaux/caisse
High capacity, white, 8" x 950', 6 rolls/case



59⁹⁵
caisse/case

Papier hygiénique sans noyau Coreless Toilet Paper Scott

#4007 (#102624)
2 plis, 36 rouleaux de 1000 feuilles/caisse
2 ply, 36 rolls of 1000 sheets/case

1 distributeur #162247 gratuit à l'achat d'une caisse de #4007.
1 Free dispenser #162247 with purchase of 1 case of #4007.



1 caisse/case 2 caisses/case
69⁹⁵ **67⁹⁵**
caisse/case caisse/case



Papier hygiénique Toilet Paper Cascades Pro Select

#102047 (#B021)
2 plis, 420 feuilles/rouleau, 48 rouleaux/caisse
2 ply, 420 sheets/roll, 48 rolls/case



29⁹⁵
caisse/case

Papier hygiénique Toilet Paper Scott

#48040 (#102100)
2 plis, 40 rouleaux/caisse
2 ply, 40 rolls/case



36⁹⁵
caisse/case

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Sacs à ordures/Garbage Bags



#V03737	Noir, 20 x 22", 500/caisse Black, 20 x 22", 500/case	2795 caisse/case
#V03722	Noir, 26 x 36", 250/caisse Black, 26 x 36", 250/case	2995 caisse/case
#V03729	Fort, noir, 35 x 50", 125/caisse Strong, black, 35 x 50", 125/case	3395 caisse/case
		3795 caisse/case



Papier mouchoirs Facial Tissues Medline

#NON245278

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,
36 boîte de 85 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,
36 boxes of 85 tissues/case

4495
caisse/case



Papier mouchoirs Facial Tissues Medline

#NON245277

2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion,
36 boîte de 100 mouchoirs/caisse

2 ply, fragrance free and without lotion,
36 boxes of 100 tissues/case

4195
caisse/case

Papier mouchoirs Facial Tissues Kleenex

#21400 (#102134)

2 plis, 36 boîtes de 100/caisse
2 ply, 36 boxes of 100/case



4195
caisse/case

Papier mouchoirs Facial Tissues Kleenex

#21606

21,3 x 21,3 cm, 125 mouchoirs/boîte, 48 boîtes/caisse
8,4 x 8,4", 125 tissues/box, 48 boxes/case



6495
caisse/case

Papier mouchoirs Facial Tissues White Swan

#101525 (#08500)

2 plis, 5 x 7 1/2 po, (19 x 12,7 cm),
135 boîtes de 80 mouchoirs/caisse

2 ply, 5 x 7 1/2", (19 x 12.7 cm),
135 boxes of 80 tissues/case

8495
1 caisse/case
7995
2 caisses/case

8495
1 caisse/case
7995
2 caisses/case



Essuie-tout Scott/Scott Towel Kimberly-Clark

#41482 (#101119)

2 plis, 20 rouleaux de 128 feuilles/caisse
2 ply, 20 rolls of 128 sheets/case

4495
caisse/case



Essuie-tout/Kitchen Roll Towels Cascades Pro Select

#101090 (#K250)

2 plis, 12 rouleaux de 250 feuilles/caisse
2 ply, 12 rolls of 250 sheets/case

**MEILLEUR
PRIX!
BEST
PRICE!**

3795
caisse/case

Appareil à pression

Blood Pressure Kit
Dura Shock

#DS58-MC

- brassard adulte large
- 1 brassard adulte
- 1 brassard adulte petit
- 1 brassard enfant
- 1 Large Adult Cuff
- 1 Adult Cuff
- 1 Small Adult Cuff
- 1 Child Cuff



349⁹⁵

chacun/each

Appareil à pression mobile

Mobile Aneroids

#7670-03

- Incluant panier, trépied et 1 brassard adulte
Includes Basket, stand & 1 Adult Cuff



389⁹⁵

chacun/each

Appareil à pression mural

Wall Aneroid Unit

#7670-01

- Incluant panier et 1 brassard adulte
Includes Basket & 1 Adult Cuff



219⁹⁵

chacun/each

Lampes de Wood UV portatives

Wood Handheld UV Light Philips Burton

- Pour examens dermatologiques, 6000 heures, 120 volts, garantie de 5 ans
- Ampoules fluorescentes produisant des UVA d'une longueur d'onde d'environ 365 nm
- For dermatological examination, 6000 hours, 120 volts, 5 years warranty
- Special fluorescent bulbs produce UVA at approximately 365 nm wavelength

#UV503

4 tubes de type fluorescent : 2 UV, 2 blancs avec loupe de 5 dioptries (X2,25) et focale de 8 po (20 cm)

4 fluorescent bulbs: 2 UV, 2 white bulbs with 5 diopter magnifier lens (X2.25) and focal length of 8" (20 cm)



595⁰⁰

chacun/each

#UV501

2 tubes de type fluorescent UV
2 tubes fluorescent/UV bulb type



449⁹⁵

chacun/each

Ensemble de brassards réutilisables

Reusable Blood Pressure Cuffs Kit
FlexiPort

#REUSE-MLT incluant/included



#SC-MQ-HP-TLP connecteur/Connector

#REUSE-06 brassard pour nourrisson (petit)/Infant Cuff (Small)

#REUSE-07 brassard pour nourrisson/Infant Cuff

#REUSE-08 brassard pour enfant (petit)/Child Cuff (Small)

#REUSE-09 brassard pour enfant/Child Cuff

#REUSE-10 brassard pour adulte (petit)/Adult Cuff (Small)

#REUSE-11 brassard pour adulte/Adult Cuff

#REUSE-12 brassard pour adulte (grand)/Adult Cuff (Large)

#REUSE-13 brassard pour cuisse/Thigh Cuff

AUSSI VENDUS SÉPARÉMENT
ALSO SOLD SEPARATELY

28⁷⁵
par brassard
per cuff

229⁹⁵
chacun/each

Appareil à pression/Blood Pressure Kit Dura Shock

#DS58-11

Modèle adulte incluant 1 brassard adulte
Adult model includes 1 Adult Cuff



254⁹⁵

chacun/each

Sigmoidoscope à usage unique avec obturateur

Disposable Sigmoidoscope with Obturator Welch Allyn

#53130

20 mm x 25 cm,
emballé individuellement,
graduations très visibles, 25/ boîte



20 mm x 25 cm,
Individually wrapped,
Highly visible
graduations, 25/box

189⁹⁵

boîte/box

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Classic II

Pédiatrique/Pediatric

Longueur: 28 po Garantie: 3 ans

- #2113 Noir/Black
- #2113R Rouge/Red
- #2119 Bleu caraïbes/Caribbean Blue
- #2122 Framboise/Raspberry
- #2123 Marine/Navy Blue



114⁹⁵
chacun/each



► Étiquette
d'identification
GRATUITE
(valeur de 6,95 \$)
FREE Nametag
(\$6,95 Value)

#40007 Noir/black

#40008 Gris/grey

Classic III

Longueur: 27 po Garantie: 5 ans

► NOUVEAU
NEW



Pavillon acier inoxydable

Stainless Steel Chestpiece

- | | |
|---------------------|----------------|
| #5620 Noir | Black |
| #5621 Gris | Grey |
| #5622 Marine | Marine |
| #5623 Bleu caraïbes | Caribbean blue |
| #5630 Bleu ciel | Sky blue |
| #5633 Rose perle | Pearl pink |
| #5627 Bourgogne | Burgundy |
| #5831 Prune | Plum |
| #5832 Lavande | Lavender |
| #5835 Turquoise | Turquoise |
| #5839 Citron-lime | Lemon-lime |
| #5648 Framboise | Raspberry |

Pavillon arc-en-ciel/lyre laiton

Rainbow Chestpiece/brass Headset

- | | | |
|--------------------|----------------|-------------------|
| #5806 Framboise | Raspberry | 128 ⁹⁵ |
| #5807 Bleu caraïbe | Caribbean blue | 128 ⁹⁵ |

Arc-en-ciel/noir

Rainbow/black

- | | | |
|------------|-------|-------------------|
| #5870 Noir | Black | 128 ⁹⁵ |
|------------|-------|-------------------|

Cuivre

Copper (Chestpiece/Headset)

- | | | |
|----------------|-----------|-------------------|
| #5809 Chocolat | Chocolate | 128 ⁹⁵ |
|----------------|-----------|-------------------|

Miroir/fumée

Mirror/smoke (Chestpiece/Headset)

- | | | |
|-----------------|-----------|-------------------|
| #5959 Bleu ciel | Ciel blue | 139 ⁹⁵ |
|-----------------|-----------|-------------------|

#5863 Marine

- | | | |
|--------------|------|-------------------|
| #5863 Marine | Navy | 148 ⁹⁵ |
|--------------|------|-------------------|

#5960 Prune, rose

- | | | |
|-------------------|------|-------------------|
| #5960 Prune, rose | Plum | 139 ⁹⁵ |
|-------------------|------|-------------------|

#5962 Rose perle

- | | | |
|------------------|------------|-------------------|
| #5962 Rose perle | Pearl pink | 139 ⁹⁵ |
|------------------|------------|-------------------|

Champagne/fumée

Champagne/smoke

- | | | |
|------------|-------|-------------------|
| #5861 Noir | Black | 148 ⁹⁵ |
|------------|-------|-------------------|

#5864 Bourgogne

- | | | |
|-----------------|----------|-------------------|
| #5864 Bourgogne | Burgundy | 148 ⁹⁵ |
|-----------------|----------|-------------------|

Noir/noir

Black/black

- | | | |
|---------------------|---------------|-------------------|
| #5803 Édition noire | Black Edition | 128 ⁹⁵ |
|---------------------|---------------|-------------------|

#5868 Bourgogne

- | | | |
|-----------------|----------|-------------------|
| #5868 Bourgogne | Burgundy | 128 ⁹⁵ |
|-----------------|----------|-------------------|

Fumée/fumée

Smoke/smoke

- | | | |
|------------|-------|-------------------|
| #5811 Noir | Black | 128 ⁹⁵ |
|------------|-------|-------------------|

#5872 Turquoise, rose

- | | | |
|-----------------------|-----------|-------------------|
| #5872 Turquoise, rose | Turquoise | 128 ⁹⁵ |
|-----------------------|-----------|-------------------|

#5873 Gris

- | | | |
|------------|------|-------------------|
| #5873 Gris | Grey | 128 ⁹⁵ |
|------------|------|-------------------|

#5875 Vert lime, bleu

- | | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| #5875 Vert lime, bleu | Lime Green | 128 ⁹⁵ |
|-----------------------|------------|-------------------|

Discontinués, quantités limitées

- | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|
| #5812 Vert olive, fumée | Olive green | 128 ⁹⁵ |
|-------------------------|-------------|-------------------|

#5867 Marine, noir

- | | | |
|--------------------|------|-------------------|
| #5867 Marine, noir | Navy | 128 ⁹⁵ |
|--------------------|------|-------------------|

#5869 Bleu caraïbes, noir

- | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------|
| #5869 Bleu caraïbes, noir | Caribbean blue | 128 ⁹⁵ |
|---------------------------|----------------|-------------------|

#5871 Framboise, fumée

- | | | |
|------------------------|-----------|-------------------|
| #5871 Framboise, fumée | Raspberry | 128 ⁹⁵ |
|------------------------|-----------|-------------------|

#5862 Framboise, miroir

- | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|
| #5862 Framboise, miroir | Raspberry | 148 ⁹⁵ |
|-------------------------|-----------|-------------------|

#5865 Lavande, miroir

- | | | |
|-----------------------|----------|-------------------|
| #5865 Lavande, miroir | Lavender | 148 ⁹⁵ |
|-----------------------|----------|-------------------|

- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| #5874 Bleu caraïbes, orange, miroir | Caribbean blue, orange, mirror | 148 ⁹⁵ |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|



118⁹⁵
chacun/each



Master Cardiology

Longueur: 27 po Garantie: 7 ans

Pavillon acier inoxydable Stainless Steel Chestpiece		
#2160 Noir	Black	258 ⁹⁵
#2163 Bourgogne	Burgundy	258 ⁹⁵
#2164 Marine	Marine	258 ⁹⁵
#2167 Prune	Plum	258 ⁹⁵
Pavillon noir/lyre noire Black Chestpiece/black Headset		
#2161 Noir	Black	284 ⁹⁵
Pavillon noir/lyre fumée Black Chestpiece/smoke Headset		
#2176 Noir	Black	284 ⁹⁵
Pavillon noir/lyre laiton Black Chestpiece/brass Headset		
#2175 Noir	Black	284 ⁹⁵



Pièces de rechange Spare Parts



Pour tous les stéthoscopes
For all stethoscopes Littmann
#40001 noir/black #40002 gris/grey
Embouts auriculaires souples,
grands et petits
Set of soft ear tips, large and small

27⁹⁵
chacun/each

Cardio IV

Longueur: 27 po Garantie: 7 ans

►NOUVEAU NEW



Pavillon fumée très poli	High polish smoke-finish	
►#6182 Rouge	Red	259 ⁹⁵
►#6183 Gris	Grey	259 ⁹⁵
Pavillon acier inoxydable	Stainless Steel Chestpiece	
#6151 22 po, noir	22", black	226 ⁹⁵
#6152 Noir	Black	226 ⁹⁵
#6154 Marine	Marine	226 ⁹⁵
#6155 Vert forêt	Forest green	226 ⁹⁵
#6156 Prune	Plum	226 ⁹⁵
#6158 Framboise	Raspberry	226 ⁹⁵
#6184 Bourgogne	Burgundy	226 ⁹⁵
Pavillon noir/lyre noire	Black Chestpiece/black Headset	
#6163 Noir, cloche noire	Black	248 ⁹⁵
#6168 Marine, cloche noire	Navy	248 ⁹⁵
#6200 Noir, rouge	Black, red	248 ⁹⁵
#6201 Noir, bleu	Black, blue	248 ⁹⁵
#6203 Noir, violet	Black, purple	248 ⁹⁵
Miroir	Mirror	
#6170 Bourgogne	Burgundy	259 ⁹⁵
#6177 Noir	Black	259 ⁹⁵
Arc-en-ciel/noir	Rainbow/black	
#6205 Prune, violet	Plum, purple	248 ⁹⁵
#6165 Noir	Black	248 ⁹⁵
Fumée/fumée	Smoke/smoke	
►#6238 Gris	Gray	259 ⁹⁵
Arc-en-ciel/fumée	Rainbow/smoke	
►#6240 Noir	Black	259 ⁹⁵
►#6241 Framboise	Raspberry	259 ⁹⁵
►#6242 Bleu	Blue	259 ⁹⁵
Fumée/noir	Smoke/black	
#6202 Marine	Navy	259 ⁹⁵
#6204 Noir	Black	259 ⁹⁵
►#6232 Noir	Black	259 ⁹⁵
►#6234 Bleu caraïbes	Caribbean Blue	259 ⁹⁵
Champagne/noir	Champagne/black	
#6176 Bourgogne	Burgundy	259 ⁹⁵
#6190 Bleu caraïbes	Caribbean Blue	259 ⁹⁵
Champagne/fumée	Champagne/smoke	
►#6179 Noir	Black	259 ⁹⁵
Champagne/champagne	Champagne/champagne	
#6206 Vert chasseur, orange	Hunter green, orange	259 ⁹⁵
Discontinués, quantités limitées	Discontinued, limited quantities	
#6162 Noir, fumée	Black, smoke	248 ⁹⁵
#6164 Noir, laiton	Black, brass	248 ⁹⁵
#6166 Prune, fumé	Plum, smoke	248 ⁹⁵
#6171 Turquoise, fumée	Turquoise, smoke	248 ⁹⁵
#6178 Framboise, fumée	Raspberry, smoke	248 ⁹⁵
#6179 Noir, champagne	Black, champagne	259 ⁹⁵



Pour/for Classic III et Cardio IV
#40016 noir/black #40017 gris/grey
- Petits embouts auriculaires souples
- Membranes adulte et pédiatrique
- Small & Soft Ear Tips Set
- Adult & Pediatric Membranes



46⁹⁵
chacun/each

Pour/for Classic II

#40012
- Anneaux à pression noir et gris
- Membrane flottante
- Floating membrane
- Black and gray snap rings



23⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Électrocardiographe

Electrocardiograph CP 150 Hillrom Welch Allyn

Allie simplicité et rapidité grâce à son écran tactile avec clavier de 18 cm.

Pour répondre aux environnements exigeants nécessitant une rapidité d'exécution, réalisez des ECG à l'aide d'un unique bouton. Grâce à ses fonctionnalités avancées de connectivité, améliorez vos processus en envoyant, gérant et partageant les données patient au sein de votre établissement ou à l'extérieur.



Offers simplicity with speed using a 7" touch-screen display and keyboard. To meet the needs of fast-paced environments, take quick ECG readings with the touch of a button. And with a range of advanced connectivity features, help improve your practice workflow by sending, managing, and sharing patient data with systems inside or outside your facility.

#CP150-1ENB

Sans interprétation
Without Interpretation

3595⁹⁵

chacun/each

#CP150A-1ENB

Avec interprétation
With Interpretation

3995⁹⁵

chacun/each

Chariot mobile **Mobile Cart**

#105341 + #105343

Avec bras porte-câble et tablette
With patient cable arm and shelf



795⁹⁵

chacun/each



Enregistreur numérique digital/Holter Recorder Holter H3+ Hillrom Welch Allyn

#H3PLUS-BAA-XXXXX

Logiciel d'interprétation vendu séparément de l'enregistreur H3.
Interpretation software sold separately from the H3 recorder.

#HSERV-6AA-XXXXA ou/or #HSERV-6AA-XXXXB

- Enregistrement à 3 canaux avec détection de pointe de stimulateur cardiaque
- Affichage complet des courbes ECG pendant le raccordement du patient
- Très petit et léger (28 g), deux jours d'autonomie avec 1 pile type AAA
- Enregistrements téléchargés via le câble USB vers le système d'analyse Holter
- Le système d'analyse permet le traitement et l'analyse des signaux VERITAS
- 3-channel recording with standard pacemaker spike detection
- Full graphic display to preview ECG waveforms during patient hookup
- Very small & light (28 g), one AAA battery provides 2 days of continuous recording
- Recordings are downloaded via USB cable to the Holter Analysis System
- Analysis system features VERITAS signal processing and analysis

1995⁰⁰

chacun/each

ECG au repos de la suite de diagnostic cardiologique/ **Diagnostic Cardiology Suite ECG** Hillrom Welch Allyn

LOGICIEL INCLUS/SOFTWARE INCLUDED

NOUVEAU Module d'acquisition sans fil :

les



NEW Wireless Acquisition module: clinicians can capture ECGs with no tether between the patient and the PC so they can move freely throughout the exam room without cabling.

#CC-RXX-AAXX

ECG avec module d'acquisition filaire AM12
ECG with AM12 Wired Acquisition Module

4249⁹⁵

chacun/each

Chariot mobile **Mobile Cart**

#105341



4495⁹⁵

chacun/each

Spiromètre **Spirometer** Hillrom Welch Allyn



#DCSS-CXX

Spiromètre DCS **AVEC seringue de calibration**. Comprend : logiciel DCS, capteur de spirométrie, câble USB, tube de pression, manche, 4 transducteurs de débit, seringue de calibration de 3 L

DCS Spirometry WITH 3-L Calibration

Syringe. Include: Software, Spirometer, USB cable, pressure tubing, handle, 4 pack of flow transducers

2995⁹⁵

chacun/each

#DCSS-NXX

Spiromètre DCS **SANS seringue de calibration**. Comprend : logiciel DCS, capteur de spirométrie, câble USB, tube de pression, manche, 4 transducteurs de débit.

DCS Spirometry WITHOUT Calibration

Syringe. Include: Software, Spirometer, USB cable, pressure tubing, handle, 4 pack of flow transducers

2495⁹⁵

chacun/each

Embout jetable pour spiromètre **Disposable Spirometer Mouthpieces** **#2-100-1206**

84⁹⁵

boîte/box

PAPIERS ECG ET ÉLECTRODES
CHART PAPERS & ELECTRODES



Papiers pour ECG/Recording Chart Papers

#31002184

GE/Marquette 9402-024

8 blocs de papier/8 pads

#105353

Welch Allyn/CP100, CP150, CP200

Paquet de 200 feuilles/200 sheets pad

#05-0111

Schiller AT-1/SPIRO SP-1

Paquet de 300 feuilles/300 sheets pad

#2009828-020

VitalSigns, Letter, Z-Fold, Red Grid

8 x 300 par caisse/8 x 300 per case

195⁰⁰
boîte/box

36⁹⁵
boîte/box

17⁹⁵
boîte/box

209⁹⁵
boîte/box

Adaptateur d'électrode ECG multifonction
ECG Multifunction Electrode Adaptor

#715006

Paquet de 10/package



69⁹⁵
pqt/pkg

Pince crocodile double/ECG Dual Alligator Clips

#01.57.040172

Avec adaptateur prise banane
pour ECG, 10/paquet

With Banana Socket
Adapters, 10/package



109⁹⁵
pqt/pkg

Clips ECG universels/Universal ECG Clips

#3-047-0001

3 mm, 4 mm et/and Snap

Paquet de 10/package



89⁹⁵
pqt/pkg

Trace Prep 3M

#2236

Excellent qualité de tracé, utilisable avec électrodes de diagnostic ou de suivi.
Excellent trace quality, can be used with both diagnostic and monitoring electrodes.



895
chacun/each

Caisse de 56/case
289⁹⁵
caisse/case

►NOUVEAU/NEW
Électrodes/Electrodes 3M

#2228

En mousse, 4 x 3,3 cm (1,57 x 1,3 po)
gel collant, 50/paquet

Foam, 4 x 3.3 cm (1.57 x 1.3")
sticky gel, 50/package

4⁹⁵
pqt/pkg



#2237

En mousse, 4,4 cm (1,75 po)
gel solide et languette, 50/paquet

Foam, 1.75" (4.4 cm)
solid gel and tab, 50/package

12⁹⁵
pqt/pkg



#2570

En mousse, pour peaux diaphorétiques,
1,6 x 1,36 po gel solide,
50/paquet

Foam, for diaphoretic skins,
1,6 x 1,36" solid gel,
50/package

8⁹⁵
pqt/pkg



#2560

En mousse, 4,1 x 3,5 cm (1,6 x 1,36 po)
gel adhésif, 50/paquet

Foam, 4.1 x 3.5 cm (1.6 x 1.36")
adhesive gel, 50/package

5²⁵
pqt/pkg



#2330

En mousse, pour peaux diaphorétiques,
5,6 x 5,1 cm (2,2 x 2 po) gel solide, 100/paquet

Foam, for diaphoretic skins,
5.6 x 5.1 cm (2.2 x 2") solid gel, 100/package

4⁹⁵
pqt/pkg



#2360

À languette pour ECG au repos, adhésif à forte
prise, 100/paquet, équivalent aux
électrodes

Welch Allyn #45008-0000

At rest ECG with tab, high-grip adhesive,
100/package, equivalent to #45008-0000
Welch Allyn electrodes

5⁹⁵
pqt/pkg



Électrodes/Electrodes Covidien
5400 Q-Trace #31433538

1000/paquet, hydrogel adhésif conducteur,
sans latex, DEHP ou mercure.

1000/pack, conductive adhesive hydrogel,
latex, DEHP & mercury free.

49⁹⁵
caisse/case



Paquet de 50/pack

7¹⁵
pqt/pkg

Caisse de 600/case

79⁹⁵
caisse/case



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



DMÉ/EMR

Tensiomètre numérique Digital Blood Pressure Device ProBP 3400

Un appareil compact avec des relevés fiables et une sortie USB pour connecter à un Dossier Médical Informatisé.
Vient avec 2 brassards Flexiport Reuse-11 Adulte et Reuse-12 Large Adulte

Offert en 2 versions :

- régulier: **30-45 secondes**
- technologie SureBP: **moins de 15 secondes**

*A compact device with reliable readings and a USB output to connect to EHR/EMR.
2 Flexiport Cuffs included, Reuse-11 Adult and Reuse-12 Large Adult*

Available in 2 versions:

- Regular: **30-45 seconds***
- SureBP technology: **less than 15 seconds***

Appareil de poche Handheld Device



Appareil **15 sec.**
15 sec. Device **895⁹⁵**
chacun/each

Appareil **30-45 sec.** **#34XXHTB**
30-45 sec. Device **764⁹⁵**
chacun/each

Appareil de poche et support mural Handheld Device & Wall Mount



Appareil **15 sec.**
+ support mural
#34XFWT-B **995⁹⁵**
chacun/each

Appareil **30-45 sec.**
+ support mural
#34XXWT-B **824⁹⁵**
chacun/each

Appareil de poche et support mobile Handheld Device & Mobile Stand

Appareil **15 sec.**
+ support mobile
#34XFST-B **1195⁹⁵**
chacun/each

15 sec. Device + Mobile Stand



Support de bureau Desk Mount

Pour appareil **15 sec.** ou **30-45 sec.**

For **15 sec.** or **30-45 sec.** Device



#4602-61
98⁹⁵
chacun/each

Tensiomètre numérique/Digital Blood Pressure Device ProBP 2400

- Réglage de la limite de pression de gonflage
- Taux de déflation contrôlé par microprocesseur
- 3 modes : automatique (1 lecture), **moyennée (3 lectures)**, manuel (avec stéthoscope)
- Détection de rythme cardiaque irrégulier
- Batterie haute capacité en option
- 2 brassards inclus : adulte et adulte, large
- 2 ans de garantie
- Adjustable initial inflation pressure limits
- Microprocessor-controlled deflation rates
- 3 Modes : Automatic (1 reading), **Average (3 readings)**, Manual (with stethoscope)
- Irregular Heartbeat Detection
- Optional high-capacity battery
- 2 cuffs included : Adult + Large Adult
- 2 year warranty

En option/Optional:

#REUSE-09-2400 Brassard de tension artérielle enfant (14-22 cm)/Child Blood Pressure Cuff (14-22 cm)

Appareil portable Portable Device



#2400
517⁹⁵
chacun/each

Support mobile Mobile Stand



#2400-MS
289⁹⁵
chacun/each

Support mural Wall Mount



#2400-WMB
95⁹⁵
chacun/each

Ensemble mural intégré + appareil + support Integrated Wall System + device + mount



#77791MXNOBP
#2400
#2400-WMB
1849⁹⁵
chacun/each

Bloc d'alimentation Power Supply



#2400-PS
69⁹⁵
chacun/each

Thermomètre/Thermometer
Suretemp Plus

#01690-200

#WA05031-105 Couvre-sondes/Probe Covers

**DISPONIBLE AVEC SUPPORT MURAL
AVAILABLE WITH WALL MOUNT**

Large écran ACL en C° et F°,
rappel de la dernière température,
sondes interchangeables (orale et rectale).
Inclus 1 sonde (orale ou rectale)

*Large LCD display in F° and C°, last temperature
recall, interchangeable probe (oral & rectal).
Include 1 probe (oral or rectal)*

#02892-000

Sonde rectale et puit (cordon 1,2 m)
Rectal Probe & Well (1.2 m Cord)



#02892-100

Sonde rectale et puit (cordon 2,7 m)
Rectal Probe & Well (2.7 m)

#85233-000

Clé hexagonale creuse de 5/32 po pour Sure Temp 690/692
5/32" Hollow Hex Wrench for 690/692 Sure Temp



339⁹⁵
chacun/each

104⁹⁵
chacun/each

119⁹⁵
chacun/each

19⁹⁵
chacun/each

Chartes oculaire/Eye Chart Snellen

#116-820

De poche/pocket-sized



4⁹⁵
chacun/each

#116-855

10"



8⁹⁵
chacun/each

#116-830

20"



9⁹⁵
chacun/each

Couvre-œil/Eyepatch 3M

#1539

2 1/4 x 3 1/4 po, avec adhésif doux, 20/boîte
2 1/4 x 3 1/4", with gentle adhesive, 20/box

Obturateur d'œil/Eye Occluder

#GC12112

Noir, plastique, 9,5 po
Black, plastic, 9.5"



9⁹⁵
chacun/each



Thermomètre auriculaire/Ear Thermometer Pro 6000 Welch Allyn

Technologie Perfectemp : précision de mesure supérieure sans positionnement précis

- Grand écran rétro-éclairé. Poignée ergonomique confortable
- Chronomètre de 60 secondes et boutons pour rappel de mémoire et conversion °C/°F
- Intégration possible avec le moniteur Spot Connex

Perfectemp Technology: superior measurement accuracy without precise positioning

- Large, backlit display. Ergonomic handle design
- 60 sec. pulse timer and memory recall & °C/°F scale conversion operation buttons
- Integrates with Connex Spot Monitor



Station de recharge pour Pro 6000
Pro 6000 Charging Station Welch Allyn

#06000-100

Piles rechargeables incluses, garantie de 3 ans

Includes Rechargeable Battery Pack,
3 Years Warranty

164⁹⁵
chacun/each

#06000-801

Couvres-sondes, 200/paquet
Probe Covers, 200/package

19⁹⁵
pqt/pkg

#06000-200

Petite base + thermomètre
Small base + thermometer

286⁹⁵
chacun/each

#06000-300

Grande base + thermomètre
Large base + thermometer

299⁹⁵
chacun/each



Thermomètre sans contact/Touch Free Thermometer Caretemp Welch Allyn

#105801

Thermomètre CareTemp : un outil de dépistage rapide et efficace

- Aucun contact avec la peau : le capteur infrarouge donne la température de 4 à 6 cm du centre de front.
- Grand écran LCD rétroéclairé - 2 piles AAA (env. 3000 lectures)
- Chronomètre de 60 sec. et boutons de rappel de mémoire et de conversion °C/°F
- 2 ans de garantie

Touch Free CareTemp Thermometer: a quick and effective screening

- No patient skin contact: Infrared sensor reads temperature 4-6 cm from the center of forehead.
- Large, backlit LCD display. 2 AAA batteries (approx. 3,000 readings)
- 60 sec. pulse timer and memory recall & °C/°F scale conversion buttons
- 2 year device warranty



279⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Hillrom™

SIGNES VITIAUX/VITAL SIGNS WELCH ALLYN

Moniteur de signes vitaux Vital Signs Monitor Connex Spot Monitor



DMÉ/EMR

Obtenez un ensemble complet de signes vitaux en moins de 1 min. (pression artérielle 15 sec. SureBP PNI, thermométrie et oxymétrie de pouls)

- Cycle complet de signes vitaux et prise par intervalle
- Calcul de la pression artérielle moyenne
- Conception entièrement et facilement configurable
- 1 brassard FlexiPort inclus (adulte)
- Résultats et évaluation personnalisée du patient directement au point de soins

*Take a complete set of vital signs in under 1 min.
(Blood Pressure 15-sec. SureBP NIBP, Thermometry & Pulse Oximetry)*

- Routine vital signs & interval monitoring
- BP Averaging
- Easily and completely configurable design
- Enhanced point-of-care documentation & custom scoring
- 1 FlexiPort cuff included (Adult)

Connex Spot Monitor
Pression seulement
+ bloc d'alimentation

Blood Pressure Only
+ Power Supply



#71XX-B
#7000-PS

1895⁹⁵
chacun/each

Connex Spot Monitor
pression, thermo-
métrie, oxymétrie + bloc
d'alimentation

Pressure, Thermo-
metry, Oximetry +
Power Supply



#71WT-B
#7000-PS

2795⁹⁵
chacun/each

Connex Spot Monitor
+ support mural
+ Wall Mount



#71WT-B
#7000-GCX

3245⁹⁵
chacun/each

Connex Spot Monitor
+ support mobile
avec panier
+ Basket Stand



#71WT-B
#7000-MS3

3249⁹⁵
chacun/each

Connex Spot Monitor
+ support mobile avec
rangements
+ Accessory Stand



#71WT-B
#7000-MWS

3349⁹⁵
chacun/each

Support de table
Desktop Stand



#7000-DST

159⁹⁵
chacun/each

Sonde rectale et
puits pour
moniteur CSM
cordon de 2,7 m,
garantie d'un an

Rectal Probe and
Well for CSM
2.7 m cord,
One Year Warranty



#02895-100

129⁹⁵
chacun/each

Capteur réutilisable
pédiatrique Nonin
2 m, plage de poids:
8 à 30 kg (18-66 lb),
garantie de 2 ans

Nonin Reusable
Pediatric Sensor
2 m, weight range:
8 to 30 kg (18-66 lbs), 2
Years Warranty



#2360-010

299⁹⁵
chacun/each

Moniteur de signes vitaux/Vital Signs Monitor Connex

#CVSM6700 #67NXXX-B

Parfait pour les soins généraux dans les hôpitaux et les cliniques.

- Avec option du calcul de la pression moyenne
- Pression (B.P.) + saturométrie (SpO₂)
- Imprimante et thermomètre **optionnels**

*Perfect for general care floors within the hospital
and other ambulatory care offices.*

- *With a blood pressure averaging program*
- *Blood pressure (B.P.) + Oxymetry (SpO₂)*
- *Optional printer and thermometer*

DÉMONSTRATION SUR DEMANDE
DEMONSTRATION UPON REQUEST



Prix à partir de/Price starting from

DMÉ/EMR

4495⁰⁰
chacun/each



#4800-60
Support mobile
Mobile Stand

489⁹⁵
chacun/each



►NOUVEAU/NEW

Moniteur de signes vitaux Vital Signs Monitor Spot 4400

- Technologie SureBP permettant de mesurer la pression artérielle en seulement 15 secondes
- Capacité de calcul programmable de la pression artérielle moyenne permettant une détection plus rapide de l'hypertension.
- Thermométrie orale/axillaire avec technologie prédictive SureTemp Plus intégrée.
- Écran couleur tactile 7 po facile à utiliser.
- 1 Port USB de série pour connectivité au dossier médical électronique.
- 1 brassard FlexiPort adulte REUSE-11 inclus.
- 1 chargeur + 1 batterie lithium-ion rechargeable pouvant durer jusqu'à 8 h sur une seule charge pour une dispo. maximale de l'appareil dans les environnements de soins occupés.
- Option écono. de lecture de la saturation en oxygène (SpO_2) Nonin avec modèle #44WT-B.
- *SureBP technology can provide blood pressure in only 15 seconds.*
- *BP averaging customizable ability to help ensure accurate hypertension detection & diagnosis.*
- *Oral/Axillary Thermometry with integrated Suretemp Plus predictive technology.*
- *Easy-to-use 7" colour touch screen.*
- *1 Serial USB port for EMR connectivity.*
- *1 adult Flexiport cuff REUSE-11 included.*
- *1 Charger + 1 Rechargeable Lithium ion battery included lasting up to 8 hours on a single charge for maximized device uptime in busy care environments.*
- *Economical oxygen saturation reading option (SpO_2) Nonin with model 44WT-B.*

Pression + thermomètre Sure Temp
Pressure + Sure Temp Thermometer
#44XT-B

2195⁹⁵
chacun/each

Support de table
Desk Stand
#4400-DST

1799⁹⁵
chacun/each

Pression + thermométrie + oxymétrie
Pressure + Thermometry +Oxymetry
#44WT-B

2695⁹⁵
chacun/each

Support mobile
avec panier
Basket with Stand
#4400-MBS

549⁹⁵
chacun/each

Ensemble mural intégré/Integrated Wall System
#77794-M4400

Support de montage pour moniteur Spot 4400 (moniteur de signes vitaux Spot #4400 non inclus), ophtalmoscope coaxial (#11720), otoscope MacroView (#23810), distributeur de spéculums jetables KleenSpec, panier d'accessoires Vital Signs, panneau de montage (30 x 11,75 po), 100-240 V, 50-60 Hz AC, prise IEC type B

Mounting bracket for Spot 4400 Monitor Device (Spot Vital Signs Monitor #4400 sold separately), Coaxial Ophthalmoscope (#11720), MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Disposable Specula Dispenser, Vital Signs Accessory Basket, Wall-Mount Panel, (30 x 11.75"), 100-240 V, 50-60 Hz AC, IEC Plug Type-B

#77794-2M4400


Support de montage pour moniteur Spot 4400 (moniteur de signes vitaux Spot #4400 non inclus), ophtalmoscope PanOptic avec filtre bleu cobalt et lentille d'observation cornéenne (#11820), otoscope MacroView (#23810), distributeur de spéculums jetables KleenSpec, panier d'accessoires Vital Signs, panneau de montage mural (30 x 11,75 po), 100-240 V, 50-60 Hz AC, prise IEC type B

Mounting bracket for Spot 4400 Monitor Device (Spot Vital Signs Monitor #4400 sold separately), PanOptic Ophthalmoscope with Cobalt-Blue Filter and Corneal Viewing Lens (#11820), MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Disposable Specula Dispenser, Vital Signs Accessory Basket, Wall-Mount Panel (30 x 11.75"), 100-240 V, 50-60 Hz AC, IEC Plug Type-B

1595⁹⁵
chacun/each



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



Programme Achats groupés Échange des points de récompense

Achetez trois systèmes muraux intégrés Welch Allyn ou plus ainsi que n'importe lequel des produits éligibles pour obtenir GRATUITEMENT certains produits Welch Allyn.

Bundle Up Program Rewards Redemption

Purchase any 3 or more Welch Allyn Integrated Wall Systems plus one additional eligible product and earn reward dollars for purchase of the Welch Allyn products.



Système mural intégré Green Series™
Green Series™ Integrated Wall System

Ensemble de diagnostic mural

Integrated Diagnostic Wall System

Ce système convivial comprend un grand écran couleur, tactile et intuitif qui peut faciliter les communications avec le patient. De plus, puisque le système est compact et fixé au mur et qu'il est livré avec un système de gestion de cordons, il vous permet de libérer de l'espace précieux et de réduire la présence de cordons pendus et enchevêtrés.

This easy-to-use system features a large, intuitive, color touchscreen that can help with patient communications. And, since the system is compact, wall mounted, and comes with a cord management system, you save valuable floor space and reduce those tangled, hanging cords.

**DEMANDEZ-NOUS LES OPTIONS DISPONIBLES.
ASK US FOR AVAILABLE OPTIONS.**



Moniteur ambulatoire de pression artérielle 24 h (MAPA) 24 h Blood Pressure Monitor (ABPM)

#ABPM7100S (LOGICIEL INCLUS/SOFTWARE INCLUDED)

Le moniteur complet de la pression artérielle confortable pour le patient.

- Cet appareil vous permet de mesurer la pression systolique et diastolique, la pression artérielle moyenne ainsi que la fréquence cardiaque sur une durée de 24 heures.
- Un nombre illimité de comptes rendus vous permet de programmer différents cycles de mesure.
- Léger, compact et silencieux pour un bien-être accru du patient.
- Logiciel intuitif et convivial basé sur Windows poste de travail CardioPerfect de Welch Allyn inclus.

Comprehensive blood pressure monitoring that brings patient comfort home.

- Allows to measure systolic, diastolic, mean blood pressure and heart rate over a period of 24 h.
- Unlimited protocols allow you to program measurement periods and inflation frequencies to meet any study needs.
- Lightweight, compact and quiet for improved patient compliance.
- Easy-to-use Windows-based software, includes the Welch Allyn CardioPerfect Workstation software.



2895.00
chacun/each



Ensemble complet de brassards pour MAPA 7100 ABPM 7100 Full Cuff Set

#REUSE-ALL-ABPM

Incluant toutes les tailles :
09, 10, 11, 11L et 12

*Including all sizes:
09, 10, 11, 11L, 12*

449.95
chacun/each

Ensemble de diagnostic mural **Integrated Diagnostic Wall System**



#77710-71M

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710),
ophtalmoscope coaxial (#11720),
otoscope MacroView (#23810), sans plaque murale
*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710),
Coaxial Ophthalmoscope (#11720),
MacroView Otoscope (#23810), no board included*

884⁹⁵
chacun/each

#77791-MX

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710), ophtalmoscope coaxial (#11720),
otoscope MacroView (#23810), distributeur KleenSpec de spéculums auriculaires
jetables (#52400), appareil à pression (#7670-01), thermomètre SureTemp Plus 690
(#01690-300)

*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710), Coaxial Ophthalmoscope (#11720),
MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Dispenser (#52400), Wall Aneroid
Unit (#7670-01), SureTemp Plus Thermometer (#01690-300)*



1533⁹⁵
chacun/each

#77791-2MPX

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710), ophtalmoscope PanOptic (#11820),
otoscope MacroView (#23810), distributeur KleenSpec (#52400), appareil
à pression (#7670-01), thermomètre SureTemp Plus 690 (#01690-300)

*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710), PanOptic Ophthalmoscope (#11820),
MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Dispenser (#52400), Wall Aneroid
Unit (#7670-01) and SureTemp Plus Thermometer (#01690-300)*



1895⁹⁵
chacun/each

#77794-MCSM + 71WTB

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710), ophtalmoscope coaxial (#11720),
otoscope MacroView (#23810), distributeur KleenSpec de spéculums auriculaires
jetables (#52400), appareil Connex Spot Monitor, support de montage pour CSM,
panier d'accessoires (#71WT-B)

*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710), Coaxial Ophthalmoscope (#11720),
MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Dispenser (#52400), Connex Spot Monitor
Device, CSM support mount, basket for accessories (#71WT-B)*



***EN OPTION/OPTIONAL**

4195⁹⁵
chacun/each

#77791-MXPROBP

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710), ophtalmoscope coaxial (#11720),
otoscope MacroView (#23810), distributeur KleenSpec de spéculums auriculaires
jetables (#52400), tensiomètre électronique digital ProBP (#34XFWT-B),
thermomètre SureTemp Plus

*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710), Coaxial Ophthalmoscope (#11720),
MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Dispenser (#52400), Connex ProBP Digital
Blood Pressure Device (#34XFWT-B) and SureTemp Plus Thermometer (#01690-300).
690 (#01690-300)*



2349⁹⁵
chacun/each

#77791-2MPXPROBP

Inclus transformateur mural GS 777 (#77710), ophtalmoscope PanOptic (#11820),
otoscope MacroView (#23810), distributeur KleenSpec (#52400), tensiomètre
électronique digital ProBP (#34XFWT-B), thermomètre SureTemp Plus 690 (#01690-
300)

*Includes GS 777 Wall Transformer (#77710), PanOptic Ophthalmoscope (#11820),
MacroView Otoscope (#23810), KleenSpec Dispenser (#52400), Connex ProBP Digital
Blood Pressure Device (#34XFWT-B) and SureTemp Plus Thermometer (#01690-300)*



2739⁹⁵
chacun/each

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Ensemble de luxe / Deluxe Kit

1

Table d'examen électrique

Power Examination Table Midmark

#224-XXX

#002-2009-XXX

Lampe d'examen LED

LED Examination Light Midmark

#253-012

Tabouret pivotant

Adjustable Stool Midmark

#270-001-XXX

Ensemble de diagnostic avec appareil à pression et ophtalmoscope

Integrated Wall System with Blood Pressure Device and Ophthalmoscope

Welch Allyn

#77791-MXPROBP

Balance digitale avec toise

Digital Scale with Height Rod

Health o meter

#597KL



Groupez-les!
Bundle Up!



10 895⁹⁵

chacun/each



Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

ACHETEZ UN ENSEMBLE ET ÉCONMISEZ !

Ensemble de luxe/ Deluxe Kit

2

Table d'examen électrique

Power Examination Table

Midmark

#626-001

#002-2000-XXX



Balance intégrée en option
Optional Integrated Scale

Lampe d'examen LED

LED Examination Light

Midmark

#253-012

Tabouret pivotant

Adjustable Stool

Midmark

#270-001-XXX

Ensemble de diagnostic

intégré complet prêt pour DMÉ

Complete Integrated Wall System ready for EMR

Welch Allyn

#7792MNOBP

#2400

#2400-WME



Groupez-les!
Bundle Up!



12 595⁰⁰

chacun/each



Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

Ensemble de base/Basic Kit

3

Table d'examen de base SANS levier pelvien
Standard Examination Table WITHOUT Pelvic Lever
Midmark
#204-011
#002-10137-XXX

Lampe d'examen DEL
LED Examination Light Welch Allyn
#44400

Tabouret pivotant
Adjustable Stool
Midmark
#270-001-XXX

Ensemble de diagnostic
Integrated Wall System
Welch Allyn
#77792-M

Balance mécanique avec toise
Mechanical Scale with
Height Rod Health o meter
#402KL



Groupez-les!
Bundle Up!



3895⁹⁵

chacun/each

Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

BUY AN EQUIPMENT BUNDLE AND SAVE!

Ensemble de base/Basic Kit

4

Table d'examen de base SANS levier pelvien
Standard Examination Table WITHOUT Pelvic Lever
Midmark
#204-011
#002-10137-XXX

Lampe d'examen DEL
LED Examination Light Welch Allyn
#48810

Tabouret pivotant
Adjustable Stool
Midmark
#270-001-XXX

Ensemble de diagnostic
Integrated Wall System
Welch Allyn
#77791-MX

Balance électronique avec toise/Electronic Scale with Height Rod
Health o meter
#500KL



Groupez-les!
Bundle Up!



4995⁹⁵

chacun/each

Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

TABLES D'EXAMEN ÉLECTRIQUES
POWER EXAMINATION TABLES



Table de chirurgie générale
General Procedure Table Midmark

#630-010

- Capacité de 650 lb (295 kg)
- Hauteur variable de 18 à 40 po
- Idéale pour procédures de gynécologie, colposcopie, urologie
- Contrôle au pied et à la main inclus
- Dessus de table de 28 po de largeur (32 po en option)
- Appuie-pieds de 23 po de largeur qui s'allongent pour les patients plus grands
- Weight Capacity: 650 lbs (295 kg)
- Adjustable Height: 18 to 40"
- Ideal for gynecology procedures, colposcopy, urology where
- Hand and foot control included
- 28" Upholstery Width or 32" Upholstery Width (optional)
- 23" wide footrests that extend to accommodate tall patients



APPELEZ POUR LES PRIX.
CALL US FOR PRICING.



Transport et
installation
en sus/Delivery
& installation
not included



Table de podiatrie
Podiatry Table Midmark

#647

Capacité de 450 lb (204 kg). Un pas en avant dans le soin du pied et de la cheville avec un design exclusif et ergonomique qui permet le contrôle là où il est essentiel, à la hauteur des pieds.


450 lbs (204 kg) capacity. A step forward in foot & ankle care with an exclusive, ergonomic design that puts control it's needed, the foot section.



APPELEZ POUR LES PRIX.
CALL US FOR PRICING.



Transport et
installation
en sus/Delivery
& installation
not included




►NOUVEAU/NEW

Table d'examen hydraulique 3 sections

3 Sections Power Hi-Low Exam Table Solic Medical

Capacité de 650 lb, dessus en mousse **noire** à densité ferme de 2 po, support de rouleau de papier (18 à 21 po), commande de contrôle au pied, hauteur ajustable de 17,5 à 32 po, dossier pneumatique réglable de chaque côté se soulevant de 80 degrés

Capacity of 650 lbs, 2" firm density **black** foam tops, paper roll holder (18 to 21"), hands-free low voltage foot control, adjustable height from 17.5 to 32", pneumatic backrest is adjustable from either side and raises 80 degrees from flat



#AYR1009
Sans Étriers
Without Stirrups

2295⁰⁰
chacun/each

#AYR1009E
Avec Étriers
With Stirrups

2495⁰⁰
chacun/each



Transport et
installation
en sus/Delivery
& installation
not included

Table d'examen électrique

Power Examination Table Midmark

- Capacité de 400 lb (181,4 kg)
- Hauteur ajustable de 45,7 à 94 cm (18 à 37 po)
- Avec levier pelvien et tiroir chauffant
- Dessus de table sans couture inclus

#002-2009-XXX

- Weight Capacity: 400 lbs (181,4 kg)
- Adjustable height from 45,7 to 94 cm (18 to 37")
- With pelvic lever and warming drawer
- Seamless upholstery top included

#002-2009-XXX



#224-002

Dossier réglable manuellement
Manually adjustable backrest

6795⁹⁵
chacun/each

#225-002

Dossier électrique réglable
Adjustable electric backrest

8345⁹⁵
chacun/each



Transport et
installation
en sus/Delivery
& installation
not included



►NOUVEAU/NEW

Chaise de procédure électrique avec télécommande Bluetooth programmable

Power Procedure Chair
with Bluetooth Wireless Remote Control
Elite

Réglable et polyvalente avec télécommande bluetooth programmable
incluse

Capacité de soulèvement: 227 kg (500 lb)

4 moteurs silencieux télécommandés pour inclinaison:
siège à 45°, dossier et repose-pieds à 80°

Adjustable and versatile with bluetooth wireless remote control included

Lift capacity: 227 kg (500 lbs)

*4 quiet motors with remote control for tilting:
seat at 45°, back & footrest at 80°*

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE
CHOOSE YOUR MODEL

4595⁰⁰

chacun/each



Elite Platinum

#412256

Avec accoudoirs amovibles relevables à 360°
With 360° swivelling retractable armrests



417190
Blanc
White



417191
Plage de sable
Sandy Beach



417192
Moka



417193
Noir ébène
Ebony Black



417194
Charbon
Charcoal



417195
Cappuccino



417199
Grès
Sandstone



417197
Crème
Brûlée



417198
Sable du
Sahara
Sahara Sand



417196
Miel de printemps
Spring Honey

PROMOTION

Choix de couleur GRATUIT

(valeur de 150 \$)/FREE
Color Selection (150\$ value)

Elite MD-100

#412252

Avec rails, prête à recevoir étriers et reposes-bras noirs amovibles (en option)
With rails, ready to receive removable black stirrups & armrests (optional)

Accessoires optionnels pour la chaise
Chair optional accessories

#416852 Pédale électrique (4 moteurs)/Footswitch (4 motors)

#412276 Roulettes autobloquantes/Auto-locking casters

#412603 Porte-papier/Paper holder

#412289 Protège pieds en plastique/Foot section slip cover

Tabouret pneumatique rond avec dossier
Rounded Air-Lift Stool with Backrest

#413362

- Choix de couleur gratuit à l'achat d'une table Elite
- Hauteur ajustable de 43 à 56 cm
- Extension pour hauteur du siège, 58 à 71 cm (en option #413364)
- Diamètre du siège : 39,4 cm
- 5 roulettes silencieuses « Soft Wheel »
- Free choice of color of stool when buying an Elite Table
- Adjustable height from 17 to 22"
- Extension for seat height, 23 to 28" (Optional #413364)
- Seat diameter: 15.5"
- 5 silent « Soft Wheel » casters

199⁹⁵

chacun/each



Table de service/Service Table ML100

#413215

- Non-assemblée
- 3 tablettes en acier avec bordure de sécurité à l'arrière
- Roulettes silencieuses « Soft Wheel »
- 2 supports de lampe loupe (lampe non comprise)
- Tiroir et modules de rangement optionnels
- Unassembled
- 3 steel shelves with safety rim around the back
- Quiet Soft Wheel casters
- 2 magnifying lamp supports
(magnifying lamp not included)
- Optional drawer & storage modules

169⁹⁵

chacun/each



399⁹⁵

chacun/each

Acessoires optionnels pour la lampe

Lamp optional accessories

Lentille de 5 dioptries/5 diopter lenses

#413804

69⁹⁵

chacun/each

129⁹⁵

chacun/each

23⁹⁵

chacun/each

Pied roulant 5 branches/Mobile Base 5 legs

#413844

Support mural orientable/Rotating Wall Attachment

#413852

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**ENSEMBLES DE SALLE D'EXAMEN
EXAMINATION ROOM KITS**

Table d'examen/Examination Table Midmark

#204-011

Dessus de table régulier

Regular Upholstery Top

#002-10137-XXX

Ensemble de diagnostic

Integrated Wall System Welch Allyn

#77792-M

Lampe d'examen général DEL

LED General Exam Light Welch Allyn

#44400

Tabouret pivotant/Adjustable Stool Midmark

#270-001-XXX

1745⁹⁵
chacun/each

1239⁹⁵
chacun/each

479⁹⁵
chacun/each

169⁹⁵
chacun/each

Table d'examen/Examination Table Midmark

#204-012

Dessus de table sans couture

Seamless Upholstery Top

#002-10138-XXX

Ensemble de diagnostic

Integrated Wall System Welch Allyn

#77791-#MXPROBP

Lampe d'examen DEL

LED Examination Light Welch Allyn

#48810

Tabouret hydraulique

Air Lift Stool Midmark

#272-001

1895⁹⁵
chacun/each

2349⁹⁵
chacun/each

1114⁹⁵
chacun/each

194⁹⁵
chacun/each



►NOUVEAU/NEW

**Table électrique avec télécommande Bluetooth
Power Chair with Bluetooth Wireless Remote Control**

Laguna Mist Silhouet-Tone

#412000 largeur/length: 29" #412012 largeur/length: 32"

- Puissante et polyvalente avec télécommande à main Bluetooth programmable incluse
- 3 moteurs silencieux télécommandés avec inclinaison du dossier 65° et assise 25°
- Hauteur réglable par vérin électrique, min. 21,5 po max. 38,5 po
- Capacité de soulèvement de 272 kg (600 lb)

**Garanties limitées: moteurs, composantes hydrauliques, structure métallique :
2 ans. Coussins : 3 ans**

- Powerful and versatile with wireless Bluetooth remote control with memory included
- 3 quiet motors with remote control for tilting back till 65° and seat till 25°
- Electric height adjustment min. 21.5 in max. 38.5 in. - Lift capacity: 272 kg (600 lbs)
- Limited warranty: motors, hydraulic components, metal structure: 2 years. Cushion: 3 years



►NOUVEAU/NEW

Tabouret-escabeau

Step-on Stool

#116-460

16.7 x 13 x 9"
(42.4 x 33 x 22.9 cm)

- Poids/weight:
2,5 kg



39⁹⁵
chacun/each



2995⁰⁰
chacun/each

Accessoires optionnels/Optional Accessories

#412276 Roulettes autobloquantes/Auto-locking casters

#412605 Porte-papier/Paper holder

**Option uniquement pour le modèle 32 po
Option for 32" Model Only**

#412296/#412297

Accoudoirs relevables droit-gauche
Swivel armrest right-left

Couleurs disponibles/Available colors

Voir page 79/See page 79

Transport et installation en sus/Delivery & installation not included

►NOUVEAU/NEW

Tabouret-escabeau

avec rampe

Step-on Stool

with Handrail

#116-470

16.7 x 13.3"
(42.4 cm x 33.8 cm)

- Hauteur/height:
9 à/to 33.8"
(22.9 à/to 85.7 cm)

- Poids/Weight:
3,6 kg



79⁹⁵
chacun/each

2 façons simples de commander/2 easy ways to order

www.medi-select.ca 1 800 463-5166