



# Médi-Sélect

Ensemble, améliorons des vies

**Prix en vigueur du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2021**  
*Prices effective from April 1<sup>st</sup> to June 30<sup>th</sup>, 2021*

Les prix inscrits dans cette publication sont réservés aux professionnels de la santé.  
*Prices listed in this publication are for health professionals only.*

## Publicité dentaire Dental Flyer



## PROTECTION

### Thermomètre frontal infrarouge sans contact

Contactless infrared forehead thermometer

**Almedic**

#35-6320

- Mesure la température sans contact
- Plage d'affichage: 32,0-42,9°C (89,6 - 109,2°F)
- Précision: +/-0,3°C (+/-0,5°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Peut être utilisé en °C ou °F
- Fonction mémoire des 10 dernières lectures
- Indicateur de mise sous et hors tension, fin de la mesure et pile faible
- Fonction de mise hors tension automatique
- Utilise 1 pile bouton CR2032 non incluse
- Contactless temperature measurement
- Display range: 32.0 - 42.9°C (89.6 - 109.2°F)
- Accuracy: +/-0.3°C (+/-0.5°F)
- Display resolution: 0.1°C (0.1°F)
- Can be used in °C or °F
- Memory function: last 10 readings
- Beeps for on/off, finished measuring and low battery
- Automatic power-off function
- Uses 1 CR2032 button battery (not included)



**89<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Thermomètre à infrarouge sans contact

Contactless infrared thermometer

**Medline**

#DET-306

- Usage domestique : pour prendre la température des personnes ou celle des objets ou des liquides
- Précision: +/-0,2°C (+/-0,4°F)
- Résolution d'affichage: 0,1°C (0,1°F)
- Plage de température affichée : 32 à 43°C (89,6 à 109,4°F)
- Lecture en 1 seconde et mémoire de 10 lectures
- Arrêt automatique après 1 minute d'inactivité
- Approuvé par Santé Canada
- Home use: Ideal for controlling a person's temperature, but also objects and liquids
- Accuracy: +/-0.2°C (+/-0.4°F)
- Display res.: 0.1°C (0.1°F)
- Displayed temp. range: 89.6 to 109.4°F
- Measure temp. in 1 second with 10 last readings memory
- Automatically shuts off after 1 minute of inactivity
- Health Canada approved



**48<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE  
L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST



PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

### ÉCRANS DE PROTECTION Pour le retour au travail

- Autoportant
- Polycarbonate clair ¼"
- Assemblage facile
- Adhésifs de fixation à la surface inclus

### PROTECTIVE SCREENS For the return to work

- Freestanding
- ¼" clear polycarbonate
- Easy assembly
- Surface fixing adhesives included

Transport en  
sus/Delivery  
not included

### Lunettes de protection Protective eye goggles

#150030



**7<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Lunettes de protection Protective eye glasses

#17S



**9<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Lunettes de protection Protective eye glasses

#NON2477V



**3<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH



Retirez les  
pellicules  
protectrices de  
chaque côté de  
toutes les pièces.

Remove the  
protective films on  
each side of all the  
parts.



Insérez les  
supports dans  
les entailles.


Insert the supports  
in the notches.



Redressez le  
panneau assemblé à  
l'endroit et  
fixez à la surface  
avec les adhésifs  
inclus.


Straighten the panel  
upright and secure to  
the surface with the  
included adhesives.

3 MODÈLES DISPONIBLES  
3 MODELS AVAILABLE




#MODL-2 24 x 36"

**129<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX



#MODL-3 32 x 36"

**159<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX



#MODL-4 36 x 32"

**159<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## PROTECTION

### Embouts d'évacuation à usage unique Disposable evacuation tips *Palmero HVESolo* #1808S

- Réduit la contamination par aérosols et élimine efficacement fluides et débris
- Spécialement conçu pour les cliniciens effectuant des procédures d'instrumentation de puissance (aéropolissage/ultrasons) sans assistant
- Préviend la transmission des maladies
- Compatible avec les lignes d'évacuation à volume élevé
- Améliore la visibilité
- 2,5 po de longueur, 50 unités

- Reduces aerosol contamination and effectively eliminates fluid and debris
- Uniquely designed for clinicians performing power instrumentation (air polishing/ultrasonic) procedures without an assistant
- Prevent disease transmission
- Compatible with high volume evacuation lines
- Improve visibility
- 2.5" length, 50 units



14<sup>95</sup>  
SAC/BAG

2+ SACS  
BAGS  
13<sup>95</sup>  
SAC/BAG



### Masque de protection réutilisable Reusable protective mask *O2 Curve*



Le O2 Curve offre une protection supérieure avec une meilleure étanchéité et une meilleure respirabilité que tout autre masque.

- Protège contre jusqu'à 98,6% des particules de PM2,5, jusqu'à 0,1 µ
- Le joint en silicone de qualité médicale offre une protection supérieure aux masques N95
- Sangles réglables de haute qualité, sangle de cou réglable avec clip à bouton-pression
- Une coque blanche incluse, filtres non inclus

- **PRODUIT NON-RETOURNABLE.**

The O2 Curve provides superior protection with a better seal and more breathability than any other mask.

- Protects against up to 98.6% of PM2.5 particles, down to 0.1 µ
- Medical grade silicone seal provides superior protection compared to N95 masks
- High quality adjustable straps, adjustable neck strap with snap-button clip
- One white shell included, filters not included

- **NON-RETURNABLE PRODUCT.**



### Masque pont élevé High bridge mask #F23787790270980

Le modèle le plus standard, convient à un vaste type de visage/nez. Pont plus haut au sommet du nez.

The more standard model, suitable for a larger type of face/nose. Higher bridge at the top of the nose.

### Masque petit pont Small bridge mask #F23787790271284

Pour les très petits visages qui ont un petit pont très bas au sommet du nez.

Made for very small faces that have a very low small bridge at the top of the nose.



98<sup>00</sup>  
CHACUN/EACH

ADAPTEUR POUR MASQUE DE  
PROCÉDURE DISPONIBLE  
PROCEDURAL MASK ADAPTER  
AVAILABLE



### 5 filtres électrostatiques

5 electrostatic filters

#F23-787790271383



11<sup>50</sup>  
PQT/PKG

### Coquilles colorées Colour Shells

Commandez les coques colorées séparément.  
Order colour shells separately.

F23-752830344433 noir black

F23-644216897155 bleu blue

F23-644216897056 rouge red



18<sup>75</sup>  
CHACUN/EACH

www.medi-select.ca

serviceclient@medi-select.ca

1-800-463-5166

**Sachets de stérilisation Sterilization Pouches**  
**Médi-Sélect Sure-Check®**

CLASSE CLASS 4

La seule façon de s'assurer qu'un article a été stérilisé est de l'exposer à chacun des trois critères de stérilisation: le temps, la température et la vapeur. Les sachets de stérilisation SureCheck® contiennent une technologie d'indicateur multi-variable interne/externe de classe 4 qui confirme chacun des trois critères de stérilisation.

The only way to be sure an item has been sterilized is to expose it to all 3 sterilization criteria: time, temperature and steam. SureCheck® Sterilization pouches feature internal/external multi-variable Class 4 indicator technology that confirm all 3 criteria for sterilization.

			3+ BOÎTES BOXES	
#MD21404	2¼ x 4" (6 x 10cm)	200 unités units	945	8 <sup>95</sup>
#MD23409	2¾ x 9" (7 x 23cm)		945	8 <sup>95</sup>
#MD312514	3½ x 5¼" (9 x 13cm)		945	8 <sup>95</sup>
#MD31209	3½ x 9" (9 x 23cm)		945	8 <sup>95</sup>
#MD51410	5¼ x 10" (13 x 25cm)		16 <sup>95</sup>	15 <sup>95</sup>



**Sacs à stérilisation Sterilization Bags**  
#999-B02254

- En papier, qualité améliorée
- 2,5 x 9"
- 1000 unités

- Paper, improved quality
- 2½ x 9"
- 1000 units



35<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
2+ CAISSES CASES  
33<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Couvre appuie-têtes Headrest covers**  
**Médi-Sélect**

- Blanc
- Plastique et papier
- 500 unités

- White
- Plastic and paper
- 500 units



#HC1010 10" x 10" 31<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
#HC1013 (#3017) 10" x 13" 39<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
2+ CAISSES CASES  
28<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
36<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Couvre-plateaux Tray covers**  
**Médi-Sélect**

#0812

- Blanc, 8½ x 12¼"
- B Ritter
- 1000 unités

- White, 8½ x 12¼"
- B Ritter
- 1000 units



21<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
2+ CAISSES CASES  
19<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Rouleaux dentaire en coton Cotton dental rolls**  
**Médi-Sélect**

#3554

- Non-stérile
- 4 x 1 cm
- 2000 unités

- Non sterile
- 1.5 x 0.375"
- 2000 units



24<sup>95</sup> BOÎTE/BOX  
2+ BOÎTES BOXES  
22<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Tip a Dilly Tips**  
**Médi-Sélect**

#34560

- Blanc, 2 x ¼"
- 200 unités

- White, 2 x ¼"
- 200 units



7<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Adapteur pour Tip a Dilly Dilly tips adapter**  
**Médi-Sélect**

#TD100



39<sup>95</sup> CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Compresses non-stériles** Non-sterile sponges  
**Médi-Sélect**  
#22200

- Non tissée
- Non-stérile
- 2 x 2", 4 plis
- 50 g
- 4000 unités
- Non woven
- Non-sterile
- 2 x 2", 4 ply
- 50 g
- 4000 units



**46<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**2+ CAISSES**  
**43<sup>95</sup>**  
CASES  
CAISSE/CASE

**Compresses stériles** Sterile sponges  
**Médi-Sélect**

- Non tissée
- Stérile
- Non woven
- Sterile



#211-A2240	2 x 2" (5 x 5 cm)	50 unités units	<b>2<sup>25</sup></b>
#3350	3 x 3" (7.5 x 7.5 cm)		<b>3<sup>50</sup></b>
#4450	4 x 4" (10 x 10 cm)		<b>5<sup>50</sup></b>

**Bavettes dentaires** Dental Bibs  
**Médi-Sélect**

- 13 x 19 po
- 2 plis papier + 1 pli polymère
- 500 unités
- 13 x 19"
- 2 paper ply + 1 poly ply
- 500 units



- #4500 Lavande Lavender
- #4505 Gris Gray
- #4510 Bleu Blue
- #4515 Blanc White
- #4520 Jaune Yellow
- #4530 Vert Green
- #4535 Rose Pink
- #4540 Beige
- #4545 Pêche Peach
- #4550 Aqua
- #PTC Distributeur/dispenser

**25<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**2+ CAISSES**  
**23<sup>95</sup>** CASES  
CAISSE/CASE

**Pompes à salive premium**  
Premium Saliva Ejectors  
**Médi-Sélect**

- Embout souple, non-amovible
- 100 unités
- Soft, non-removable tip
- 100 units

- #MZCB clair, bout bleu clear, blue tip
- #MZCW clair, bout blanc clear, white tip
- #MZWW blanc, bout blanc white, white tip



**4<sup>25</sup>**  
SAC/BAG

**Digues dentaire sans latex** Latex-free dental dams **Médi-Sélect**

- Violet, non-stérile
- En polyisoprène
- Usage unique

- Purple, non-sterile
- Polyisoprene
- Single use

#MDDSLV-5M	5 x 5"	Moyenne Medium	20 unités units
#MDDSLV-5H	5 x 5"	Épaisse Heavy	
#MDDSLV-6M	6 x 6"	Moyenne Medium	15 unités units
#MDDSLV-6H	6 x 6"	Épaisse Heavy	



**24<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES**  
**22<sup>95</sup>** BOXES  
BOÎTE/BOX

**Verres de carton ciré**  
Waxed paper cups  
**Alliance**



2+ CAISSES  
CASES

#211-113CH	4 oz	1000 unités	33 <sup>95</sup>	31 <sup>95</sup>
#211-115CH	5 oz	1000 unités	37 <sup>95</sup>	35 <sup>95</sup>

**Distributeur pour verres en papier**  
Dispenser for paper cups  
**Medical Mart**  
#325-DISP-C4150SS

- Chrome
- Pour gobelets de 4-5 oz
- Chrome finish
- For 4-5 oz cups



44<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Verres à médicament en plastique**  
Plastic medicine cups  
**Alliance**  
#211-800-000


- 33 ml
- Transparent
- 100 unités
- 1 oz
- Clear
- 100 units



2<sup>95</sup>  
PQT/PKG


**Abaisse-langues**  
Tongue depressors  
**Medline**  
#AL6

- 6", non-stérile
- 500 unités
- 6", non sterile
- 500 units



6<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Applicateurs de coton**  
Cotton tipped applicators  
**Medline**



#803	3"	Non-stérile Non sterile	1000 unités	6 <sup>95</sup>
#806	6"		1000 unités	7 <sup>95</sup>

**Savon à main antibactérien**  
Antibacterial hand soap  
**Médi-Sélect**  
#A-18000R-N-P

- 3,78 L
- Avec glycérine et aloès
- 3.78 L
- With glycerin and aloe



18<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

2+ BOUTEILLES  
BOTTLES

16<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Pansements circulaires stériles**  
Sterile spot bandages  
**Medline**  
#NON25501

- 0,875" (23 mm)
- Sans latex
- 100 unités
- 0.875" (23 mm)
- Latex-free
- 100 units



3<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Pansements en tissu**  
Fabric Bandages  
**Curad®**  
#NON25513 (44105)

- Bout des doigts
- 2 x 1 1/4"
- 100 unités
- Fingertips
- 2 x 1 1/4"
- 100 unités



5<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Pansements en plastique**  
Plastic bandages  
**Médi-Sélect**  
#1975


- Imperméable
- 7,2 x 1,9 cm
- 100 unités
- Waterproof
- 7,2 x 1,9 cm
- 100 units



2<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Pansements en plastique**  
Plastic bandages  
**Curad®**  
#NON256131

- Couleurs fluo assorties
- 3/4 x 3"
- 50 unités
- Assorted neon colours
- 3/4 x 3"
- 50 units



3<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**JAQUETTES**  
GOWNS

**Jaquette d'isolation à usage unique**

Disposable Isolation gown

**Medline**

#CRI4000

- Jaune
- Taille M/G
- Usage unique
- Poignets élastiques
- Polypropylène léger
- Dos fermé
- Cordons à la taille et cou
- 50 unités
- Yellow
- M/L size
- Single use
- Lightweight polypropylene
- Elastic wrists
- Full back
- Neck and side closure ties
- 50 units



**38<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Jaquette d'isolation à usage unique**

Disposable Isolation gown

**Medline**

#6075

- Jaune, 28 g/m2
- 120 x 140 cm
- Usage unique, tissu premium
- Résistant aux fluides
- Hypoallergénique, non stérile
- Sans latex, taille unique
- Ouverture arrière
- Poignets en tricot
- 10 unités



- Yellow, 28 g/m2
- 120 x 140 cm
- Single use, premium fabric
- Fluid resistant
- Hypoallergenic, non-sterile
- Latex-free, one size
- Back opening
- Knitted cuffs
- 10 units

**59<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

**PROMO 4+2**

**39<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

**Jaquette d'isolation à usage unique**

Disposable Isolation gown

**Medline**

#CRI5000

- Bleu, Taille M/G
- Usage unique
- Sans latex
- Résistant aux fluides
- Boucles de pouce et col de type tablier
- Polyéthylène imperméable
- Individuellement emballées
- 75 unités



- Blue, M/L size
- Single use, latex-free
- Fluid resistant
- Thumb-loop
- Apron-style neck
- Impervious polyethylene
- Individually wrapped
- 75 units

**69<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Jaquette d'isolation à usage unique**

Disposable Isolation gown

**Medicom SafeBasics®**

#8023

- Bleu, Taille régulière
- Usage unique
- Non-stérile
- Polypropylène, non-tissé
- Résistant aux fluides
- Poignets élastiques
- Cordon à la taille et cou
- 50 unités



- Blue, Regular size
- Single use
- Non sterile, non-woven
- Spunbonded polypropylene
- Fluid resistant
- Elastic cuffs
- Belt and neck ties
- 50 units

**74<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE



**Blouse de chirurgien stérile à usage unique**

Disposable sterile surgical gown

**Medline**

#DYNJP2005S P-M / S-M

#DYNJP2001S G / L

#DYNJP2002S TG/ X-L

20 unités units



**129<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**2+ CAISSES**  
**CASES**

**124<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Bonnets de chirurgien réutilisable**

Reusable surgeon caps

**Medline**

#MDT012116MTY

- 55 % coton
- 45 % polyester
- Vert
- 12 unités

- 55% cotton
- 45% polyester
- Green
- 12 units



12 unités units  
**9<sup>95</sup>** CHACUN/EACH  
**59<sup>95</sup>** PQT/PKG

**Bonnets de chirurgien à usage unique**

Disposable surgeon caps

**Medline**

#NON28626

- Bleu royal
- 100 unités

- Royal blue
- 100 units



**36<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Bonnets bouffants à usage unique**

Disposable bouffant caps

**Médi-Sélect**


#6001 (211-P701015)

- 21", bleu
- 100 unités

- 21", blue
- 100 units



**14<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX



**Couvre-chaussures en tissu**

Non-woven fabric shoe covers

**Aurelia**

- Bleu
- Tissu
- Antidérapant
- À usage unique

- Blue
- Non-woven fabric
- Non-skid
- Disposable



#211-P702015	Régulier Standard	100 unités units	<b>15<sup>95</sup></b>
#211-P702020	TG XL		<b>16<sup>95</sup></b>

**Couvre-chaussures en plastique**

Plastic shoe covers

#7250-11

- Bleu
- Plastique
- À usage unique
- 100 unités

- Blue
- Plastic
- Disposable
- 100 units



**6<sup>95</sup>** PQT/PKG

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# GARDEZ LES SOURIRES ÉCLATANTS

Produits Medicom conçus pour aider à maintenir la santé bucco-dentaire de vos patients :

## Duraflor Ultra®

Vernis blanc au fluorure de sodium à 5 %

**Toute la protection.  
Une fraction du prix.**

Prévient les caries à une fraction du coût de la concurrence. Sa formule rapide et facile à appliquer et ses délicieuses saveurs sucrées au xylitol en font le vernis préféré des dentistes et des patients.



1031-ST30	
1031-C30	<b>\$53<sup>95</sup></b>
1031-M30	
1031-CH30	<b>\$1<sup>68</sup></b>
1031-BG30	par unités

0,4 ml x 30 unités/boîte

1031-ST200	
1031-C200	<b>\$312<sup>95</sup></b>
1031-M200	
1031-CH200	<b>\$1<sup>55</sup></b>
1031-BG200	par unité

0,4 ml x 200 unités/boîte

### Duraflor

Vernis au fluorure de sodium à 5 %



1033-BG32 - 0,25 mL	<b>\$66<sup>95</sup></b>
32 unités/boîte	<b>\$44<sup>65</sup></b>

10033-CN	<b>\$34<sup>95</sup></b>
1 tube/boîte	<b>\$23<sup>30</sup></b>

### DentiCare Pro-Gel

Gel 60 secondes (1,23 % APF)

10021-ST	<b>\$19<sup>95</sup></b>
10021-M	<b>\$13<sup>30</sup></b>

480 mL

**200\***  
SafeAdvantage points per promo / points SafeAdvantage par promotion

### DentiCare Pro-Rinse

Rince-bouche au fluorure de sodium neutre à 2 %



10044-B	<b>\$52<sup>95</sup></b>
10044-M	<b>\$35<sup>30</sup></b>

1,9 L

### DentiCare Pro-Foam

Mousse au fluorure de sodium (1,23 %)



10037-BG	<b>\$37<sup>95</sup></b>
10037-M	<b>\$25<sup>30</sup></b>
10037-ST	

125 g

### DentiCare Pro-Polish

Pâte prophylactique - en dose unitaire

10047-FBG	Fin gomme balloune	
10047-MCH	Moyen cerise	
10047-CM	Grossier menthe	<b>\$49<sup>95</sup></b>
10047-MM	Moyen menthe	<b>\$33<sup>30</sup></b>
10047-CRB	Grossier framboise	

400 g

**2+1 GRATUIT** du même article ci-dessus<sup>1</sup>



# KEEP SMILES BRIGHT

Medicom products designed to help maintain your patients' oral health:

## Duraflor Ultra®

White Sodium Fluoride Varnish

**All the protection.  
A fraction of the price.**

Prevents caries at a fraction of the cost of the competition. Fast-acting, easy-to-apply formula and delicious flavours sweetened with xylitol make it the preferred varnish of dentists and patients.



1031-ST30	
1031-C30	<b>\$53<sup>95</sup></b>
1031-M30	
1031-CH30	<b>\$1<sup>68</sup></b>
1031-BG30	per unit

0.4 ml x 30 units/box

1031-ST200	
1031-C200	<b>\$312<sup>95</sup></b>
1031-M200	
1031-CH200	<b>\$1<sup>55</sup></b>
1031-BG200	per unit

0.4 ml x 200 units/box

### Duraflor

5% Sodium Fluoride Varnish



1033-BG32 - 0.25 mL	<b>\$66<sup>95</sup></b>
32 units/box	<b>\$44<sup>65</sup></b>

10033-CN	<b>\$34<sup>95</sup></b>
1 tube/box	<b>\$23<sup>30</sup></b>

### DentiCare Pro-Gel

60-Second Gel (1.23% APF)

10021-ST	<b>\$19<sup>95</sup></b>
10021-M	<b>\$13<sup>30</sup></b>

480 mL



### DentiCare Pro-Rinse

2% Neutral Sodium Fluoride Oral Rinse



10044-B	<b>\$52<sup>95</sup></b>
10044-M	<b>\$35<sup>30</sup></b>

1.9 L

### DentiCare Pro-Foam

Topical Fluoride Foam (1.23% APF)



10037-BG	<b>\$37<sup>95</sup></b>
10037-M	<b>\$25<sup>30</sup></b>
10037-ST	

125 g

### DentiCare Pro-Polish

Prophylaxis Paste - In Unit Dose

10047-FBG	Fine Bubble Gum
10047-MCH	Medium Cherry
10047-CM	Coarse Mint
10047-MM	Medium Mint
10047-CRB	Coarse Raspberry

**\$49<sup>95</sup>**  
**\$33<sup>30</sup>**

**2+1 FREE** of same item above<sup>1</sup>

\*Earn 200 SafeAdvantage bonus points when you purchase any tagged promo. [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) (Certain restrictions apply).

Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

<sup>1</sup>Free item will be of equal or lesser value

UNIVERSITÉ  
**Medicom**

## Obtenez GRATUITEMENT vos crédits CE avec Medicom

Obtenez vos crédits CE quand et où vous le souhaitez avec Medicom. En tant que **formateur PACE agréé**, Medicom est heureux de partager presque 30 ans d'expertise en contrôle des infections dans un format informatif et interactif.



### L'importance et l'utilisation des masques

Ce cours examinera en profondeur la science des masques chirurgicaux, leur fabrication et la manière de porter correctement un masque pour une protection optimale.

- Décrire l'importance du port d'un masque chirurgical ;
- Comprendre les différences entre un masque chirurgical et un respirateur N95 ;
- Comprendre les normes ASTM et comment les masques sont testés pour en assurer la conformité ;
- Sélectionner le niveau de masque approprié pour diverses tâches ;
- Comprendre comment porter correctement un masque.

**1 crédit CE\***

### L'importance et l'utilisation des désinfectants

Ce cours examinera en profondeur la science et la réglementation relative aux désinfectants de surface, leur mode d'action et leur utilisation efficace.

- Comprendre les normes de désinfection fixées par le CDC ;
- Expliquer la différence entre le nettoyage, la désinfection, la stérilisation et la protection de barrière, et savoir quand utiliser chaque procédé ;
- Décrire les 3 différents types de désinfectants sur le marché ;
- Comprendre la différence entre le « délai d'élimination » et le « temps de contact » ;
- Savoir comment sélectionner et utiliser les désinfectants.

**1 crédit CE\*****Coming soon**

### L'importance et l'utilisation des pochettes de stérilisation

Ce cours examinera en profondeur la fabrication des pochettes de stérilisation, la manière de les utiliser correctement et la réglementation applicable au processus de stérilisation.

- Décrire l'importance de l'utilisation des pochettes de stérilisation dans les établissements de santé ;
- Comprendre l'importance des indicateurs chimiques ;
- Expliquer comment charger une pochette de stérilisation ;
- Savoir comment déterminer si une pochette de stérilisation a été traitée avec succès ;
- Comprendre les normes et les recommandations en matière de stérilisation and recommandations.

**1 crédit CE\***



# Medicom

UNIVERSITY

## Earn your CE credits FREE with Medicom

Earn your CE credits whenever and wherever you choose with Medicom. As a **PACE-approved CE provider**, Medicom is pleased to share over 30 years of infection control expertise in an informative and interactive format.



### The Importance and Use of Masks

This course will take an in-depth look at the science behind surgical masks, how masks are made and how to wear a mask correctly for optimal protection.

- Describe the importance of wearing a surgical mask.
- Understand the differences between a surgical mask and an N95 respirator.
- Understand ASTM standards and how masks are tested to ensure compliance.
- Select the correct level of mask for various tasks.
- Understand how to correctly wear a face mask.

1 CE credit\*



### The Importance and Use of Disinfectants

This course will take an in-depth look at the science and regulations behind surface disinfectants, how they work and how to use them correctly.

- Understand the disinfection standards set by the CDC.
- Explain the difference between cleaning, disinfection, sterilization and barrier protection, and know when to use each process.
- Describe the 3 different types of disinfectants on the market.
- Understand the difference between "Kill Time" and "Product Contact Time".
- Know how to select and use disinfectants.

1 CE credit\*




Coming soon

### The Importance and Use of Sterilization Pouches

This course will take an in-depth look at how sterilization pouches are made, how to use them correctly and the regulations applicable to sterilization processing.

- Describe the importance of using sterilization pouches in healthcare settings.
- Understand the importance of chemical indicators.
- Explain how to load a sterilization pouch.
- Know how to determine if a sterilization pouch has been successfully processed.
- Understand sterilization standards and recommendations.

1 CE credit\*



AMD Medicom  
Nationally Approved PACE Program  
Provider for FAGD/MAGD credit.  
Approval does not imply acceptance by  
any regulatory authority or AGD endorsement.  
7/1/2020 to 6/30/2021.  
Provider ID# 399126



# Medicom: Gagnant de TROIS prix 2021 de Dental Advisor!

**200\***  
SafeAdvantage points  
per promo / points  
SafeAdvantage  
par promotion

## Hedy®

Digues dentaires en polyisoprène

Lauréat des prix 2020 et 2021 de Dental Advisor pour les digues dentaires sans latex. Le polyisoprène de première qualité, sans latex et sans poudre, offre une résistance supérieure à la déchirure et un allongement allant jusqu'à 1230 %.



320DNB-5M	5 x 5" - Moyen
320DNB-5H	5 x 5" - Épais

30 unités/boîte  
Aussi disponible en latex

~~\$46<sup>95</sup>~~ **\$35<sup>20</sup>**  
NET

320DNB-6M	6 x 6" - Moyen
320DNB-6H	6 x 6" - Épais

30 unités/boîte

~~\$59<sup>95</sup>~~ **\$44<sup>95</sup>**  
NET

## Pro-Matrix® Curve

Bandes matrices incurvées

Lauréat des prix 2020 et 2021 de Dental Advisor pour la meilleure matrice jetable. Se conforme à l'anatomie naturelle des dents pour une mise en place plus rapide, un contact plus étroit et de meilleurs résultats.

**30030** - Préformée large 6 mm

**30040** - Préformée étroite 4,5 mm

~~\$87<sup>95</sup>~~ **\$84<sup>95</sup>**  
NET

50 unités/boîte

**3+1 GRATUIT<sup>1</sup>**



## SafeGauze® HemoStat™

Pansement hémostatique à usage topique

**200\***  
SafeAdvantage points  
per promo / points  
SafeAdvantage  
par promotion


Lauréat du prix 2020 et 2021 du meilleur pansement hémostatique de Dental Advisor. Se transforme en gel en quelques secondes pour former un caillot résistant qui contrôle le saignement. Mise en place facile; aucune suture nécessaire. Ne contient aucun produit d'origine animale.

4900-STATC 0,75 x 0,75" - 4 plis

20 unités/boîte

~~\$73<sup>95</sup>~~ **\$49<sup>30</sup>**  
NET

**2+1 GRATUIT**



\*Gagnez 200 points bonus SafeAdvantage à l'achat de n'importe quelle promo étiquetée. [medicomSAFEADVANTAGE.COM](http://medicomSAFEADVANTAGE.COM) (Certaines restrictions s'appliquent).

Medicom se réserve le droit de modifier les prix et/ou les promotions à tout moment et sans préavis.

<sup>1</sup>L'article gratuit sera de valeur égale ou inférieure



# Medicom: Winner of **THREE** 2021 Dental Advisor Product Awards!

**200\***  
SafeAdvantage  
bonus points  
per bundle

## Hedy® Polyisoprene Dental Dam

Winner of 2020 and 2021 Dental Advisor awards for non-latex dental dams. Premium non-latex, powder-free polyisoprene provides superior tear strength and **elongation up to 1230%**.



320DNB-5M	5" x 5" - Medium
320DNB-5H	5" x 5" - Heavy

30 units/box  
Also available in latex

~~\$46<sup>95</sup>~~ **\$35<sup>20</sup>**  
NET

320DNB-6M	6" x 6" - Medium
320DNB-6H	6" x 6" - Heavy

30 units/box

~~\$59<sup>95</sup>~~ **\$44<sup>95</sup>**  
NET

## Pro-Matrix® Curve Single-use Contoured Matrix Band


Winner of the 2020 and 2021 Dental Advisor Top Disposable Matrix Award. Conforms to natural tooth anatomy for faster placement time, tighter contact and better results.

- 30030** - Contoured Wide 6mm
- 30040** - Contoured Narrow 4.5mm

~~\$87<sup>95</sup>~~ **\$84<sup>95</sup>**  
NET

50 units/box

**3+1 FREE<sup>1</sup>**



## SafeGauze® HemoStat™ Topical Hemostatic Dressing

Winner of the 2020 and 2021 Dental Advisor Top Hemostatic Dressing Award. Transforms into a gel in seconds to form a strong clot that effectively controls bleeding. Easy to place; no suturing required. Contains no animal-based products.

**200\***  
SafeAdvantage  
bonus points  
per bundle

4900-STATC	0.75" x 0.75" - 4-ply
------------	-----------------------

20 units/box

~~\$73<sup>95</sup>~~ **\$49<sup>30</sup>**  
NET

**2+1 FREE**

\*Earn 200 SafeAdvantage bonus points when you purchase any tagged promo. [medicomsafeadvantage.com](http://medicomsafeadvantage.com) (Certain restrictions apply).

Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

<sup>1</sup>Free item will be of equal or lesser value

# SafeMask®

Earloop Procedure Face Mask  
Masque de procédure à boucles auriculaires



WE TAKE PRIDE IN YOUR  
**PROTECTION**  
NOUS SOMMES FIERES DE  
**VOUS PROTÉGER**

ASTM LEVEL 3 NIVEAU ASTM 3

## Premier Elite™

Superior barrier protection in a variety of hues

Une protection supérieure dans une variété de couleurs



50 masks/box  
50 masques/boîte

**\$17<sup>95</sup>**

ASTM LEVEL 3 NIVEAU ASTM 3

## SofSkin™

Exceptional protection made especially for sensitive skin

Une protection exceptionnelle spécialement conçue pour les peaux sensibles



50 masks/box  
50 masques/boîte

**\$17<sup>95</sup>**

# READY IN RECORD TIME

Medicom products designed for quick room changeovers:

# PRÊT EN UN TEMPS RECORD

Des produits Medicom conçus pour accélérer la rotation des patients :



## SafeSeal Quattro

Self-Sealing Sterilization Pouches

Pochettes de stérilisation autoscellantes



State-of-the-art TruePress™ technology ensures seal integrity. The internal and external multi-variable process indicators for steam sterilization respond to three variables: time, temperature and saturated steam.

La technologie de pointe TruePress™ assure l'étanchéité. Les indicateurs de processus à variables multiples, internes et externes, pour la stérilisation à la vapeur répondent à trois variables : le temps, la température et la vapeur saturée.

88020-4 5 ¼" x 6 ½"  
**\$14<sup>65</sup>**

88000-4 2 ¾" x 9"  
**\$14<sup>95</sup>**

88005-4 3 ½" x 5 ¼"  
**\$15<sup>40</sup>**

88010-4 3 ½" x 9"  
**\$15<sup>40</sup>**

200 pouches/box / pochettes/boîte  
Also available in other sizes / Autres formats disponibles

## SafeBasics Headrest Covers Couvre appui-tête

10" x 10"

3014	3016
3015	3020

500 units/box  
500 unités/boîte

**\$42<sup>95</sup>** **\$28<sup>65</sup>**

10" x 13"

3017	3019
3018	3021

500 units/box  
500 unités/boîte

**\$49<sup>95</sup>** **\$33<sup>30</sup>**

**200\***  
SafeAdvantage bonus points  
points bonus  
SafeAdvantage par  
promotion groupée

**2+1 FREE / GRATUIT**

## SafeBasics Dental Tray Covers Couvre-plateaux dentaires

5593 White/Blanc<sup>2</sup>, 8 ½" x 12 ¼" **\$33<sup>95</sup>** **\$22<sup>65</sup>**

5594 9 ½" x 12 ¼" **\$45<sup>95</sup>** **\$30<sup>65</sup>**

5595 White/Blanc<sup>2</sup>, 9" x 13 ½" **\$40<sup>95</sup>** **\$27<sup>30</sup>**

5597 11" x 17 ½" **\$54<sup>95</sup>** **\$36<sup>95</sup>**

1,000 units/box <sup>2</sup>Also available in Blue, Pink & Lavender  
1 000 unités/boîte <sup>2</sup>Aussi disponible en Bleu, Vieux Rose et Lavande

**2+1 FREE / GRATUIT<sup>1</sup>**

# SafeWear

## Vêtements de protection de qualité supérieure

Vêtements de protection haut de gamme faits de matériaux de première qualité conçus pour vous protéger et vous offrir un ajustement confortable dans des couleurs tendance attrayante.

### Premium Protective Apparel

Premium protective apparel made from top-quality materials, designed to keep you protected and offer a comfortable fit in attractive, fashionable colours.

- À usage unique
- Tissu SMS ultra doux et léger
- Poignets et col tricotés pour un meilleur ajustement
- Boutons à pression à l'avant
- Résistant aux fluides.
- Répond aux normes AAMI PB70 niveau 2

- Single use only
- Ultra-soft and lightweight SMS fabric
- Knitted cuffs and collar
- Front snap closures
- Fluid-resistant material
- Meets AAMI PB70 Level 2




#### Veste Hipster jacket

#8101 (A-E)	Bleu minuit Deep Blue		12 unités 12 units
#8103 (A-D)	Aubergine Plum Purple		
#8104 (A-D)	Bleu pastel Soft blue		
#8105 (A-D)	Première neige First snow		

#### Blouse de laboratoire de haute performance. High-performance lab coat.

#8107 (A-E)	Bleu minuit Deep Blue		12 unités 12 units
#8109 (A-D)	Aubergine Plum Purple		
#8112 (A-D)	Bleu pastel Soft blue		
#8110 (A-D)	Première neige First snow		



Grandeurs disponibles: Available sizes  
 A= Petit A= Small  
 B= Moyen B= Medium  
 C= Grand C= Large  
 D= Très Grand D= X Large  
 E= TTE E= XXL

625  
CHACUN / EACH

79<sup>95</sup>  
PQT/PKG

2+ POTS  
PKGS  
74<sup>95</sup>  
PQT/PKG

# ProSurface+

Désinfecte en 1 minute.  
Disinfects in 60 seconds.

## Lingettes et vaporisateur désinfectants avec technologie TotalClean™

La technologie brevetée TotalClean™ permet une action rapide et puissante. Élimine 48 agents pathogènes, y compris les bactéries, virus et champignons sans endommager les surfaces.

ProSurface+ tue le coronavirus humain et est susceptible de tuer le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19.

Ingrédients actifs : alcool éthylique 72,5 % et chlorure de didécyl diméthyl ammonium 0,33.

### Disinfectant spray and wipes with TotalClean™ Technology

Proprietary TotalClean™ technology provides fast and powerful action. Eliminates 48 pathogens, including bacteria, viruses and fungi, without damaging surfaces. ProSurface+ kills Human Coronavirus and is likely to kill the SARS-CoV-2, the virus that causes COVID-19.

Active ingredients: ethyl alcohol 72.5% and didecyl dimethyl ammonium chloride 0.33.



**VIRUCIDE\***  
**BACTÉRICIDE**  
**FONGICIDE**

**VIRUCIDE\***  
**BACTÉRICIDE**  
**FONGICIDE**

NOUVEAU

PROMO 1+1

#40050	Lingettes sèches Dry wipes	10 x 13"	500 lingettes wipes	52 <sup>95</sup>	
#40060C	Lingettes Wipes	6 x 6.75"	160 lingettes wipes	21 <sup>95</sup>	
#40061C	Lingettes Wipes	9 x 12"	65 lingettes wipes	23 <sup>95</sup>	
#40066C	Vaporisateur Spray	946 ml (32 oz)	bouteille bottle	24 <sup>95</sup>	12 <sup>45</sup>

\* La surface traitée doit rester visiblement humide pendant une minute. Treated surface must remain visibly wet for one minute.

**Bande matrice à usage unique**  
Single-use matrix band **Pro-Matrix®**

**La nouvelle classe II**

Nouveau design incurvé sublingual pour un ajustement parfait en tout temps. Système de matrices breveté hautement sophistiqué pour les besoins quotidiens des restaurations dentaires, ProMatrix simplifie les procédures en facilitant le positionnement et améliorant la visibilité.



**NOUVELLES BANDES INCURVÉES**  
NEW CURVED BANDS

**The new class II**

New sublingual contoured design for the perfect contact every time. Engineered with a sophisticated design to meet the evolving needs of dentistry, Pro-Matrix's band will simplify procedures through easier placement and visibility.

#30010	Large Wide	6 mm	50 unités
#30020	Étroite Narrow	4.5 mm	50 unités



2+ BOÎTES BOXES  
**74<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX **71<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

#30030	Cintré large Contoured wide	6 mm	50 unités
#30040	Étroite Narrow	4.5 mm	50 unités



2+ BOÎTES BOXES  
**87<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX **84<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Pompes d'aspiration rapide**  
High volume suction tips **Medicom**

- #505 Sans prise d'air Non-vented
- #510 Avec prise d'air Slotted tip

- Blanc
- 1000 unités
- White
- 1000 units



**41<sup>95</sup>** CAISSE/CASE

**Porte-fluorure jetables** Disposable gel trays **Medicom**

Simple, à usage unique Single, disposable

#10030-S	Petit Small	100 unités
#10030-M	Moyen Medium	100 unités
#10030-L	Grand Large	100 unités

Articulés, à usage unique Hinged, disposable

#10029-S	Petit Small	50 unités
#10029-M	Moyen Medium	50 unités
#10029-L	Grand Large	50 unités



2+ SACS BAGS  
**32<sup>95</sup>** SAC/BAG **29<sup>95</sup>** SAC/BAG

**Digues dentaires en latex** Latex dental dams  
**Medicom SafeTouch®**

En latex 100 % naturel, non-stérile. Usage unique, coins arrondis.  
100% natural latex, non-sterile. Single use, rounded corners.



#1255HB	5 x 5"	Épais, bleu. Heavy, blue.	Sans saveur Unflavored	52 unités 52 units
#1255HG		Épais, vert. Heavy, green.	Menthe Mint	
#1255MB		Moyen, bleu. Medium, blue.	Sans saveur Unflavored	
#1255MG		Moyen, vert. Medium, green.	Menthe Mint	
#1255TB	6 x 6"	Mince, bleu. Thin, blue.	Sans saveur Unflavored	36 unités 36 units
#1255TG		Mince, vert. Thin, green.	Menthe Mint	
#1266HB		Épais, bleu. Heavy, blue.	Sans saveur Unflavored	
#1266MB		Moyen, bleu. Medium, blue.	Sans saveur Unflavored	
#1266MG	Moyen, vert. Medium, green.	Menthe Mint		
#1266TB	Mince, bleu. Thin, blue.	Sans saveur Unflavored		
#1266TG	Mince, vert. Thin, green.	Menthe Mint		



**PROMO 3+1\***  
**13<sup>45</sup>** BOÎTE/BOX **10<sup>05</sup>** BOÎTE/BOX

**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Medicom SafeBasics®**

Assurent une aspiration optimale tout en conservant leur forme  
Provide optimal suction while maintaining their shape

#700	Clair, bout bleu. Clear, blue tip.	Sans saveur Unflavored	105 unités 105 units	<b>4<sup>45</sup></b>
#701	Clair, bout blanc. Clear, white tip.			
#703	Blanc, bout blanc. White, white tip.			
#710	Bleu clair, bout bleu. Clear blue, blue tip.			
#711	Rose clair, bout rose. Clear pink, pink tip.	Menthe Mint Fraise Strawberry	105 unités 105 units	<b>6<sup>45</sup></b>
#712	Lavande clair, bout lavande. Clear lavender, lavender tip.			
#713	Vert clair, bout vert. Clear green, green tip.			
#714	Rose clair, bout rose. Clear pink, pink tip.			



**EN PRIME**  
**100+5**  
**BONUS**  
**PACK**

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

### Sachets de stérilisation Sterilization pouches SafeSeal® Quattro

- Sachets auto-scellant avec technologie TruePress™.
- Self-sealing with TruePress™ Technology.



#88015-4	2¼ x 4"	5.7 x 10 cm	200 unités 200 units	12 <sup>75</sup>
#88000-4	2¾ x 9"	7 x 23 cm		14 <sup>95</sup>
#88005-4	3½ x 5¼"	8.9 x 13.3 cm		15 <sup>40</sup>
#88010-4	3½ x 9"	8.9 x 23 cm		15 <sup>40</sup>
#88010-4B	<b>EN VRAC BULK PACK</b> 3½ x 9" 8.9 x 23 cm		500 unités 500 units	27 <sup>95</sup>
#88045-4	4¼ x 11"	10.8 x 27.9 cm	200 unités 200 units	35 <sup>95</sup>
#88020-4	5¼ x 6 ½"	13.3 x 16.5 cm		14 <sup>65</sup>
#88025-4	5¼ x 10"	13.3 x 25.4 cm		22 <sup>95</sup>
#88030-4	7½ x 13"	19 x 33 cm		41 <sup>45</sup>
#88035-4	10 x 14"	25.4 x 35.6 cm	200 unités 200 units	99 <sup>95</sup>
#88040-4	12 x 17"	30.5 x 43.2 cm		101 <sup>95</sup>

### Couvre appuie-têtes Headrest Covers

- En papier et plastique, 500 unités
- Paper and plastic, 500 units



**200\***  
SafeAdvantage bonus points  
points bonus  
SafeAdvantage par  
promotion  
groupée

PROMO 2+1

#3014	Blanc White	10 x 10"	42 <sup>95</sup>	28 <sup>65</sup>
#3015	Bleu Blue			
#3016	Rose Pink			
#3020	Lavande Lavender	10 x 13"	49 <sup>95</sup>	33 <sup>30</sup>
#3017	Blanc White			
#3018	Bleu Blue			
#3019	Rose Pink			
#3021	Lavande Lavender			

### Couvre-plateaux Tray covers Medicom SafeBasics®

- Blanc,
- 1000 unités
- White
- 1000 units

**200\***  
SafeAdvantage bonus points  
points bonus  
SafeAdvantage par  
promotion  
groupée

PROMO 2+1



#5593	8¾ x 12¼"	33 <sup>95</sup>	22 <sup>65</sup>
#5594	9½ x 12¼"	45 <sup>95</sup>	30 <sup>65</sup>
#5595	9 x 13½"	40 <sup>95</sup>	27 <sup>30</sup>
#5596	10¼ x 15¾"	62 <sup>95</sup>	41 <sup>95</sup>
#5597	11 x 17½"	54 <sup>95</sup>	36 <sup>95</sup>
#5599	11 x 11"	36 <sup>95</sup>	24 <sup>65</sup>

### Bavettes dentaires Dental bibs Dry-Back®

- 1 pli papier + 1 pli polymère, 800 unités
- 1 paper ply + 1 poly ply, 800 units

#8182	Bleu Blue
#8183	Blanc White
#8185	Vert Green
#8186	Rose Pink



**EN VRAC  
BULK PACK**

**33<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**32<sup>95</sup>** CAISSE/CASE

### Bavettes dentaires Dental Bibs Dry-Back®

- 2 plis de papier + 1 pli de polymère, 500 unités.
- 2 paper ply + 1 poly ply, 500 units.

#8280	Lavande Lavender	#8285	Vert Green
#8281	Gris Gray	#8286	Rose Pink
#8282	Bleu Blue	#8287	Beige
#8283	Blanc White	#8288	Pêche Peach
#8284	Jaune Yellow	#8289	Aqua



**32<sup>95</sup>** CAISSE/CASE

### Pellicule protectrice Barrier film

- Pellicule protectrice offerte en rouleaux pratiques.
- Emballage de comptoir avec distributeur offrant des feuilles détachables
- À usage unique. 1200 feuilles/rouleau.

- Hassle-free film which comes in convenient rolls.
- Unique packaging features counter-top dispenser, tear-off sheets
- Single use. 1200 sheets/roll.



#5050  
4 x 6" Bleu Blue

#5051  
4 x 6" Transparent Clear

**25<sup>95</sup>** CHACUN/EACH  
**23<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

2+ ROULEAUX  
ROLLS

**Compresse non tissées Non-Woven sponges**  
**Medicom SafeGauze®**

- Rayonne et polyester, sans agent de blanchiment
- Rayon and polyester, no chemical whiteners

- #4522  
- 4 plis, 5 x 5 cm, 45 g.  
- Non-stérile, 4000 unités
- 4 ply, 2 x 2", 45 g.  
- Non sterile, 4000 units



**62<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Compresse non tissées Non-Woven sponges**  
**Medicom SafeGauze®**

- Rayonne et polyester, sans agent de blanchiment
- Rayon and polyester, no chemical whiteners

- #4544  
- 4 plis, 10 x 10 cm, 45 g.  
- Non-stérile, 2000 unités
- 4 ply, 4 x 4", 45 g.  
- Non sterile, 2000 units



**111<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Compresse non tissées Non-Woven Sponges**  
**Medicom SafeGauze® Cotton™**

Excellente absorption, douceur, résistance et durabilité d'une composition 100 % coton.

Excellent absorption & softness combined with the strength and durability of a 100% cotton composition.



- #4822  
4 plis, 5 x 5 cm. Non-stérile, 4000 unités  
4 ply, 2 x 2", non sterile, 4000 units

**52<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

- #4844  
4 plis, 10 x 10 cm, 45 g. Non-stérile, 2000 unités  
4 ply, 4 x 4", 45 g. Non sterile, 2000 units

**82<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Compresse non tissées Non-Woven Sponges**  
**Medicom SafeBasics®**

Matériau non tissé doux à base de viscose/poly

Soft, viscose/poly blend, non-woven material



- #2101CH  
4 plis, 5 x 5 cm, 35 g. Non-stérile, 5000 unités  
4 ply, 2 x 2", non sterile, 4000 units

**34<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

- #2100CH  
4 plis, 10 x 10 cm, 35 g. Non-stérile, 2000 unités  
4 ply, 4 x 4", 45 g. Non sterile, 2000 units

**45<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Rouleau de stérilisation Sterilization rolls**  
**Medicom SafeSeal®**

- Un côté papier et un côté plastique. Rouleau.
- One side paper and one side plastic. Roll.

#9510+	2" x 100'	11 <sup>95</sup>
#9520+	3" x 100'	12 <sup>25</sup>
#9530+	4" x 100'	14 <sup>45</sup>
#9540+	2" x 100'	19 <sup>25</sup>



**Sachets de stérilisation Sterilization pouches**  
**Medicom SafeBasics®**

- Sachets auto-scellant. Stérilisation à la vapeur et OE
- Indicateur de classe 4. Vert.

- Self-sealing. Steam sterilization and EO.
- Class 4 indicators. Green.



#99015	2¼ x 4"	200 unités 200 units	5 <sup>95</sup>
#99000	2¾ x 9"		7 <sup>45</sup>
#99005	3½ x 5¼"	200 unités 200 units	7 <sup>95</sup>
#99010	3½ x 9"		7 <sup>95</sup>
#99025	5¼ x 10"	500 unités 500 units	14 <sup>95</sup>
#99030	7½ x 13"		17 <sup>85</sup>
#99010-B	EN VRAC BULK PACK 3½ x 9" 8.9 x 23 cm	500 unités 500 units	16 <sup>45</sup>

**6<sup>25</sup>**  
POUR 200  
PER 200

**Barrières protectrices Protective barriers**  
**Medicom SafeShield®**

- #9565  
- À usage unique. Pour DEL A-dec  
- 1000 unités
- Single-use. For A-dec LED  
- 1000 units



**25<sup>95</sup>** PQT/PKG  
**23<sup>95</sup>** PQT/PKG  
2+ PQTs  
PKGS

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Vernis Varnish Duraflor®**  
#10033-CN

- Vernis à 5 % de fluorure de sodium
- Gomme balloune
- Tube de 10 ml
- 5% sodium fluoride varnish
- Bubble gum
- 10 ml tube



**200\***  
SafeAdvantage points per promo / points SafeAdvantage par promotion

**PROMO 2+1**  
34<sup>95</sup> CH/EA 23<sup>30</sup> CH/EA

**Vernis Varnish Duraflor®**  
#1033-BG32

- Vernis à 5 % de fluorure de sodium
- Gomme balloune
- 32 unités de 0,5 ml
- 5% sodium fluoride varnish
- Bubble gum
- 32 units of 0.5 ml



**200\***  
SafeAdvantage points per promo / points SafeAdvantage par promotion

**PROMO 2+1**  
140 Unité per unit 66<sup>95</sup> BOITE/BOX 44<sup>65</sup> BOITE/BOX

**Vernis Varnish Duraflor® Halo**

- Vernis blanc à 5 % de fluorure de sodium
- 32 unités.
- 5% sodium fluoride white varnish
- 32 units



#1030-SM32 ■  
Menthe verte Spearmint

#1030-WB32 ■  
Baies sauvages Wild berry

#1030-MM32 ■  
Melon-menthe Melon-mint


**250** Unité per unit 79<sup>95</sup> BOITE/BOX

**Vernis Varnish Duraflor Ultra®**

- Vernis blanc à 5 % de fluorure de sodium, 0,4 ml
- Sucré avec du xylitol
- Texture lisse
- Emballage "ouvrez et appliquez" facile à ouvrir
- 5% sodium fluoride white varnish, 0,4 ml
- Sweetened with Xylitol
- Smooth consistency
- "Open and apply" packaging, easy to open



Libération moyenne de fluorure en 4 heures (µg F / de vernis)  
Average fluoride release over 4 hours (µg F / of varnish)



**Pansements hémostatiques Hemostatic Dressings**

**SafeGauze® HemoStat™**  
#4900-STATC

- Se transforme rapidement en gel
- Favorise la coagulation du sang en formant un caillot pour une cicatrisation efficace
- Stérile, 0,75 x 0,75"
- 4 plis, blanc
- 20 unités
- Quickly turns to gel
- Aids clotting for effective wound healing
- Sterile, 0.75 x 0.75"
- 4-ply, white.
- 20 units

**200\***  
SafeAdvantage points per promo / points SafeAdvantage par promotion



**PROMO 2+1**  
73<sup>95</sup> BOITE/BOX 49<sup>30</sup> BOITE/BOX

#1031-CH30	<span style="color: red;">■</span> Cerise Cherry	30 unités 30 units	53 <sup>95</sup>	<b>168</b> Unité per unit
#1031-BG30	<span style="color: pink;">■</span> Gomme balloune Bubblegum			
#1031-M30	<span style="color: green;">■</span> Menthe Mint			
#1031-C30	<span style="color: orange;">■</span> Caramel			
#1031-ST30	<span style="color: red;">■</span> Fraise Strawberry	200 unités 200 units	312 <sup>95</sup>	<b>155</b> CHAQUE CHAQUE
#1031-CH200	<span style="color: red;">■</span> Cerise Cherry			
#1031-BG200	<span style="color: pink;">■</span> Gomme balloune Bubblegum			
#1031-M200	<span style="color: green;">■</span> Menthe Mint			
#1031-C200	<span style="color: orange;">■</span> Caramel			
#1031-ST200	<span style="color: red;">■</span> Fraise Strawberry			

**Verres en plastique Plastic cups**  
**Medicom SafeBasics®**

- 5 onces
- 1000 unités
- 5 oz
- 1000 units



#105	Vert Green
#106	Lavande Lavender
#107	Rose Pink
#108	Jaune Yellow
#110	Blanc White
#112	Bleu Blue
#121	Aqua

**39<sup>95</sup>** CAISSE/CASE

**Verres de carton ciré Waxed paper cups**  
**SafeBasics®**

1000 unités units



#113-CH 4 oz Bulles Bubbles #115-CH 5 oz Bulles Bubbles

#114-CH 4 oz Dents Teeth #116-CH 5 oz Dents Teeth



**51<sup>95</sup>** CAISSE/CASE **55<sup>95</sup>** CAISSE/CASE

**Verres de carton ciré Hello Kitty**  
**Hello Kitty waxed paper cups**  
**SafeBasics®**

- 5 onces
- 1000 unités
- 5 oz
- 1000 units



**53<sup>95</sup>** CAISSE/CASE **49<sup>95</sup>** CAISSE/CASE **2+ CAISSES CASES**

**DentiCare® Pro-Polish**

- Pâte prophylactique au fluorure
- Pot, 340 g
- Prophylaxis paste with fluoride
- Jar, 12 oz



- #10031-FBG Gomme ballonne Gum Fin Fine
- #10031-MM Menthe Mint Medium
- #10031-MCH Cerise Cherry Medium
- #10031-CM Menthe Mint Grossier Coarse

**PROMO 2+1**  
20<sup>95</sup> CH/EA 13<sup>95</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Polish**

- Pâte prophylactique au fluorure
- 200 unités de 2 g
- Prophylaxis paste with fluoride
- 200 units of 0.07 oz



- #10047-FBG Gomme ballonne Gum Fin Fine
- #10047-MM Menthe Mint Medium
- #10047-MCH Cerise Cherry Medium
- #10047-CM Menthe Mint Grossier Coarse
- #10047-CRB Framboise Raspberry Grossier Coarse

**PROMO 2+1**  
49<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 33<sup>30</sup> BOÎTE/BOX

**DentiCare® Pro-Gel**

#10021

- Gel au fluorure de sodium à 2,72 % (1,23 % ions de fluorure)
- Application en 60 sec.
- 480 ml
- 2.72% Sodium fluoride gel (1.23% fluoride ions)
- 60 sec. application
- 16.2 oz



- #10021-M Menthe Mint
- #10021-ST Fraise Strawberry

**PROMO 2+1**  
19<sup>95</sup> CH/EA 13<sup>30</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Gel**

#10022

- Gel au fluorure de sodium à 1,1 %
- Sans saveur
- 480 ml
- 2.72% Sodium fluoride gel
- Unflavoured
- 16.2 oz



**PROMO 2+1**  
17<sup>95</sup> CH/EA 11<sup>95</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Gel**

- Gel au fluorure de sodium neutre à 2 %
- 480 ml
- 2% Neutral sodium fluoride gel
- 16.2 oz



- #10023-M Menthe Mint
- #10023-ST Fraise Strawberry

**PROMO 2+1**  
19<sup>95</sup> CH/EA 13<sup>30</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Foam**

- Mousse au fluorure de sodium à 2,72 % (1,23 % ions de fluorure)
- 125 g
- 2.7% Fluoride foam (1.23% fluoride ions)
- 4.4 oz



- #10037-M Menthe Mint
- #10037-ST Fraise Strawberry
- #10037-BG Gomme ballonne Bubble gum

**PROMO 2+1**  
37<sup>95</sup> CH/EA 25<sup>30</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Rinse**

- Rince-bouche au fluorure de sodium neutre à 2 %.
- 1,9 L
- 2% Neutral sodium fluoride oral rinse
- 64 fl. oz.



- #10044-M Menthe Mint
- #10044-B Fruits des champs Berry

**PROMO 2+1**  
52<sup>95</sup> CH/EA 35<sup>30</sup> CH/EA

**DentiCare® Pro-Rinse**

- Rince-bouche au gluconate de chlorhexidine 0,12%. Menthe.
- Chlorhexidine gluconate oral rinse 0.12%. Mint.



#10025  
- 500 ml  
- 16.9 fl oz

16<sup>95</sup> CHACUN/EACH

#10026  
- 4 L  
- 135.3 fl. oz.

89<sup>95</sup> CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# SOLDE ÉCLAIR

Offres en vigueur du 29 avril au 30 juin, 2021

**6+2**

## SafeBasics® True Fit Thin<sup>MC</sup>

Gants d'examen médical en nitrile bleu



Le gant en nitrile SafeBasics® le plus fin offre la combinaison idéale de qualité et de prix. Sans poudre.

1185-A	Très petit
1185-B	Petit
1185-C	Moyen

1185-D	Grand
1185-E	Très grand

**76<sup>95</sup>** BT/BX **5770** BOÎTE/BOX

# FLASH SALE

Valid from April 29 to June 30, 2021

**6+2**

## SafeBasics® True Fit Thin™

Blue Nitrile Medical Examination Gloves



The thinnest SafeBasics® nitrile glove offers the ideal combination of quality and price. Powder free.

1185-A	Extra small
1185-B	Small
1185-C	Medium

1185-D	Large
1185-E	Extra Large
<b>76<sup>95</sup></b>	<b>5770</b>
BT/BOX	BOITE/BOX

**GANTS MEDICOM  
MEDICOM GLOVES**



**SilkSkin Nitrile**  
#1227-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Bleu Indigo
- 150 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, latex-free
- Indigo blue
- 150 gloves

**27<sup>95</sup>**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**41<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Advanced™ Form Nitrile**  
#1177-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 200 gloves

**28<sup>95</sup>**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**57<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**True Fit Thin™ Nitrile**  
#1185-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé,
- Non-stérile
- Bleu
- 300 gants

- Powder-Free, textured
- Non-sterile
- Blue
- 300 gloves

**19<sup>25</sup>**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**PROMO 6+2**  
**76<sup>95</sup>** BT/BOX **57<sup>70</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Advanced™ Rejuvenate Thin Nitrile**  
#1199-X XS-S-M-L

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex, avec lanoline + vitamine E
- Blanc
- 200 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, sans latex, with lanolin + vitamin E
- White
- 200 gloves

**27<sup>95</sup>**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**55<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Advanced™ Rejuvenate Nitrile**  
#1176-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Avec lanoline + vitamine E
- Blanc
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, sans latex
- With lanolin + vitamin E
- White
- 100 gloves

**35<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**MicroDefense™ Nitrile**  
#1230-X XS-S-M-L-XL\*

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Bleu violet
- 200 gants (\*XL: 180 gants)

- Powder-free, textured
- Non-sterile, latex-free
- Violet blue
- 200 gloves (\*XL: 180 gloves)

**ANTIMICROBIEN  
ANTIMICROBIAL**

**PROMO 9+1**  
**48<sup>60</sup>** BT/BOX **43<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Advance Extend+ Nitrile**  
#1217-X (#1172-X) XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Rose
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, sans latex
- Pink
- 100 gloves

**34<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Advanced™ Comfort Nitrile**  
#1196-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Blanc
- 300 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- White
- 300 gloves

**78<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**74<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 2 CS.

**69<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 3 CS.



**Advanced™ Stretchy Nitrile**  
#1137-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 100 gloves

**31<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

## GANTS MEDICOM MEDICOM GLOVES



### ● **Tru Fit Thin™** Nitrile

#1186-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile
- Rose
- 300 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile
- Pink
- 300 gloves

**2330**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**69<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ○ **Advanced™** Platinum Nitrile

#1174-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Blanc
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, sans latex
- White
- 100 gloves

**34<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **Advanced™** Slim Nitrile

#1175-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 100 gloves

**29<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **NeoNatural™** Chloroprene

#1228-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Émeraude
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, sans latex
- Emerald green
- 100 gloves

**PROMO 9+1**  
**2660** BT/BX  
**23<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **Connect®** Latex

#1124-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, chloriné
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, chlorinated
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves

**19<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **UltraGrip™** Latex

#1222-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves

**19<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **Rejuvenate™** Latex

#1163-X XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile
- Avec lanoline + vitamine E
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile
- With lanolin + vitamin E
- Natural
- 100 gloves

**22<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **Connect™** Latex

#1162-X XS-S-M

- Sans poudre, texturé
- Non-stérile
- Rose
- 100 gants

- Powder-free, textured
- Non-sterile
- Pink
- 100 gloves

**22<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



### ● **Connect™** Latex

#1125-X XS-S-M-L-XL

- Légèrement poudré
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Lightly powdered
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves

**19<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**GANTS OCEAN PACIFIC**  
OCEAN PACIFIC GLOVES



**Comfort Flex PF™ Latex**

#OPX-20 XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texture alvéolaire
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, honeycomb texture
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves



**19<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Extreme® Latex**

#OPX-EX-P XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, texture alvéolaire
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, honeycomb texture
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves



**19<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Eclipse™ Nitrile**

#OPX-EC XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 200 gloves



**BOUT DES DOIGTS TEXTURÉS**  
TEXTURED FINGERTIPS

**JUSQU'À ÉPUISEMENT DE L'INVENTAIRE**  
WHILE STOCKS LAST

**19<sup>95</sup>**  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

**39<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**GANTS OCEAN PACIFIC**  
OCEAN PACIFIC GLOVES



**Blue Lite™ Nitrile**  
#OPX-BL2 XS-S-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Dynamic™ Nitrile**  
#OPX-DY2 XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Blanc
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- White
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



JUSQU'À ÉPUISEMENT  
DE L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST

**Ultra Touch™ Nitrile**  
#OPX-UT2 S-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Bleu ciel
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Sky blue
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Lab Master™ Nitrile**  
#OPX-LM2 XS-S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Mauve
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Purple
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Harmony™ Nitrile**  
#OPX-HA2 S-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Sarcelle
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Teal
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Aqua Blue™ Nitrile**  
#OPX-AB2 S-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Bleu ciel
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Sky blue
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Flamingo™ Nitrile**  
#OPX-FL2 XS-S-M

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Rose
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Pink
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Intuition™ Nitrile**  
#OPX-IN2 S-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Lilac
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Lilac
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Ninja™ Nitrile**  
#OPX-NI S-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Non-stérile, sans latex
- Noir
- 200 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 200 gloves



27<sup>95</sup>  
POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

55<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# SafeMask®

Masque de procédure à boucles auriculaires



## NOUS SOMMES FIERES DE VOUS PROTÉGER



NIVEAU **ASTM 3** Premier Elite<sup>MC</sup>

Une protection supérieure dans une variété de couleurs



50 masques/boîte

**1795** BT/BX **1435** BOÎTE/BOX



NIVEAU **ASTM 3** SofSkin<sup>MC</sup>

Une protection exceptionnelle spécialement conçue pour les peaux sensibles



50 masques/boîte

**1795** BT/BX **1435** BOÎTE/BOX

## SafeBasics®

Masque de procédure à boucles auriculaires



NIVEAU **ASTM 3**

La protection que vous attendez à un prix étonnamment bas

2150	2151	2152	<b>1795</b> BT/BX	<b>1435</b> BOÎTE/BOX
------	------	------	-------------------	-----------------------

50 masques/boîte

Aussi disponible en Niveau 1 et 2 de l'ASTM.

**8+2 GRATUITS\***

# SafeMask®

Procedure Earloop Face Mask



# WE TAKE PRIDE IN YOUR PROTECTION



ASTM LEVEL **3** Premier Elite™

Superior barrier protection in a variety of hues



50 masks/box

**1795** BT/BX **1435** BOÎTE/BOX



ASTM LEVEL **3** SofSkin™

Exceptional protection made especially for sensitive skin



50 masks/box

**1795** BT/BX **1435** BOÎTE/BOX

# SafeBasics®

Procedure Earloop Face Mask



ASTM LEVEL **3**

The protection you expect at a surprisingly low price



50 masks/box

Also available in ASTM Level 1 & 2.

**1795** BT/BX **1435** BOÎTE/BOX

**8+2 FREE\***

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® Premier**  
ASTM 1

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2015 ■ Bleu Blue
- #2016 ■ Rose Pink

**15<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® Premier Plus**  
ASTM 2

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2040 ■ Bleu Blue

**16<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® Premier Elite**  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2042 ■ Bleu Blue
- #2043 ■ Sarcelle Teal
- #2044 ■ Lavande Lavender
- #2046 ■ Rose Pink

**PROMO 8+2**

**17<sup>95</sup>** **14<sup>35</sup>**  
BT/BOX BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® FreeFlow™**  
ASTM 1

- Respirabilité exceptionnelle
- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Exceptional breathability
- Earloop
- 50 units



- #200311 ■ Lavande Lavender
- #200315 ■ Bleu Blue
- #200316 ■ Rose Pink

**15<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® FreeFlow™**  
ASTM 2

- Respirabilité exceptionnelle
- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Exceptional breathability
- Earloop
- 50 units



- #200415 ■ Bleu Blue
- #200416 ■ Rose Pink

**16<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® FreeFlow™**  
ASTM 3

- Respirabilité exceptionnelle
- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Exceptional breathability
- Earloop
- 50 units



- #200511 ■ Lavande Lavender
- #200514 □ Blanc White
- #200515 ■ Bleu Blue
- #200516 ■ Rose Pink

**17<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeBasics™**  
ASTM 1

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2131 ■ Bleu Blue
- #2132 ■ Rose Pink
- #2133 ■ Jaune Yellow
- #2134 ■ Vert Green

**15<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeBasics™**  
ASTM 2

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2140 □ Blanc White
- #2141 ■ Bleu Blue
- #2142 ■ Rose Pink

**16<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeBasics™**  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



- #2150 □ Blanc White
- #2151 ■ Bleu Blue
- #2152 ■ Rose Pink

**PROMO 8+2**

**17<sup>95</sup>** **14<sup>35</sup>**  
BT/BOX BOÎTE/BOX

**MASQUES MEDICOM**  
MEDICOM MASKS

**Masque de procédure**  
Procedure mask

**Safe+Mask® Tie-On**  
ASTM 1

- Avec attaches
- 50 unités
- Tie-on
- 50 units



#2000 ■ Bleu Blue

**29<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque conique**  
Conical mask

**SafeMask® Cone™**  
ASTM 2

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#2020 ■ Bleu Blue  
#2021 ■ Rose Pink

**14<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure avec visière**  
Procedure mask with visor

**Safe+Mask® Premier Pro-Shield**  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 25 unités
- Earloop
- 25 units



#2025 ■ Sarcelle Teal

**59<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque pour enfant**

Child's face mask **SafeMask® Premier™**  
ASTM 1

- Taille adaptée aux enfants
- Boucles auriculaires
- Barrette nasale en métal
- 50 unités
- Child-appropriate sizing
- Ear loop and metal nose-piece
- 50 units



#2038 ■ Bulles Bubbles

**14<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® Master Series**  
ASTM 2

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#2056 ■ Festival d'azalées Azalea Festival

**16<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure** Procedure mask

**SafeMask® Master Series**  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#2057 ■ Brise d'océan Ocean Surf  
#2058 ■ Festival d'azalées Azalea Festival  
#2059 ■ Campanule du sud Southern Bellflower

**17<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure** Procedure mask

**SafeMask® SofSkin®**  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#2086 □ Blanc White  
#2087 ■ Bleu Blue  
#2088 ■ Rose Pink  
#2089 ■ Lavande Lavender

**PROMO 8+2**  
**17<sup>95</sup>** BT/BOX **14<sup>35</sup>** BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Respirateur chirurgical 95PFE-L2** Surgical 95PFE-L2 respirator

**SafeMask® EdgePro™**

ASTM 2

- Fabriqué au Canada par les experts en masques médicaux
- Respirateur chirurgical de qualité médicale.
- Il répond aux normes reconnues de biocompatibilité, d'inflammabilité et de résistance aux fluides et offre une protection respiratoire optimale.
- Filtre 95 % des aérosols de particules sans huile.
- Moyen
- 50 unités

- Made in Canada by the medical mask experts
- Meets all recognized standards for biocompatibility, flammability and fluid resistance.
- It offers optimal respiratory protection by filtering out 95% of particulate aerosols free of oil.
- Medium
- 50 units



NOUVEAU  
NEW



#203714  Blanc White

Disponibilités petit et grand à venir  
Small and large available soon

74<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask

**SafeMask® Classics**

ASTM 1

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#205114  Blanc White

#205115  Bleu Blue

#205116  Rose Pink

#205117  Lavande Lavender

PROMO 8+2

13<sup>95</sup> BT/BX 11<sup>15</sup> BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

**Masque de procédure**

Procedure mask

**SafeMask® Classics**

ASTM 2

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#205214  Blanc White

#205215  Bleu Blue

#205216  Rose Pink

#205217  Lavande Lavender

PROMO 8+2

14<sup>95</sup> BT/BX 11<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

**Masque de procédure**

Procedure mask

**SafeMask® Classics**

ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités
- Earloop
- 50 units



#205314  Blanc White

#205315  Bleu Blue

#205316  Rose Pink

#205317  Lavande Lavender

PROMO 8+2

15<sup>95</sup> BT/BX 12<sup>75</sup> BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® TailorMade**

ASTM 1

- Boucles auriculaires
- Barrette de menton
- 50 unités

- Earloop
- Chin metal piece
- 50 units



#2070  Bleu Blue

15<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® TailorMade**

ASTM 2

- Boucles auriculaires
- Barrette de menton
- 50 unités

- Earloop
- Chin metal piece
- 50 units



#2071  Rose Pink

16<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Masque de procédure**

Procedure mask **SafeMask® TailorMade**

ASTM 3

- Boucles auriculaires
- Barrette de menton
- 50 unités

- Earloop
- Chin metal piece
- 50 units



#2072  Bleu Blue

17<sup>95</sup> BOÎTE/BOX



# SafeMask<sup>®</sup> Classics<sup>MC</sup>

**NOUVEAU**

Masque de procédure à boucles auriculaires

## UNE PROTECTION DE QUALITÉ MEDICOM À UN PRIX ÉTONNAMMENT BAS



Une protection fiable pour un usage quotidien  
Conçu pour un confort et un ajustement optimaux  
Disponible dans les 3 niveaux de protection ASTM

NIVEAU  
ASTM 1

205114  
205115

50 masques/boîte

13<sup>95</sup><sub>BT/BX</sub>

205116  
205117

11<sup>15</sup><sub>BOÎTE/BOX</sub>

NIVEAU  
ASTM 2

205214  
205215

50 masques/boîte

14<sup>95</sup><sub>BT/BX</sub>

205216  
205217

11<sup>95</sup><sub>BOÎTE/BOX</sub>

NIVEAU  
ASTM 3

205314  
205315

50 masques/boîte

15<sup>95</sup><sub>BT/BX</sub>

205316  
205317

12<sup>75</sup><sub>BOÎTE/BOX</sub>

### 8+2 GRATUITS

**Participez et courez la chance de gagner un approvisionnement d'un an de masques Medicom !**  
Maximum de 12 caisses de masques. Voir au verso ou consulter votre représentant Medicom pour plus de détails.

Valid from April 29 to June 30, 2021



# SafeMask<sup>®</sup> Classics<sup>™</sup>

**NEW**

Procedure Earloop Face Mask



## MEDICOM QUALITY PROTECTION AT A SURPRISINGLY LOW PRICE

Reliable protection for everyday use

Designed for optimal comfort and fit

Available in all 3 ASTM protection levels

ASTM  
LEVEL 1

205114  
205115

50 masks/box

**13<sup>95</sup>**  
BT/BOX

205116  
205117

**11<sup>15</sup>**  
BOÎTE/BOX

ASTM  
LEVEL 2

205214  
205215

50 masks/box

**14<sup>95</sup>**  
BT/BOX

205216  
205217

**11<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

ASTM  
LEVEL 3

205314  
205315

50 masks/box

**15<sup>95</sup>**  
BT/BOX

205316  
205317

**12<sup>75</sup>**  
BOÎTE/BOX

**8+2 FREE**

### Enter for a chance to win a 1-year supply of Medicom masks!

12 cases of masks maximum. See last page or ask your Medicom sales representative for details.

Buy more, earn more on Medicom purchases. [medicomsafeadvantage.com](https://www.medicomsafeadvantage.com) (Certain restrictions apply).

Medicom reserves the right to modify pricing and/or promotions at any time and without prior notice.

**GANTS HEDY**  
HEDY GLOVES

**TrueSense 2 mil Nitrile**  
#120NXI-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Sensation tactile inégalée
- Non-stérile, sans latex
- Indigo
- 250 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Unsurpassed tactile sensitivity
- Non-sterile, latex-free
- Indigo blue
- 250 gloves



**27<sup>58</sup>** Pour 100 GANTS  
Per 100 GLOVES

**68<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Optimum 2.5 mil Nitrile**  
#120NVB-X XS

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Force flexible
- Non-stérile, sans latex
- Indigo
- 250 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Flexible strength
- Non-sterile, latex-free
- Indigo blue
- 250 gloves



**27<sup>58</sup>** Pour 100 GANTS  
Per 100 GLOVES

**68<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Optimum 2.5 mil Nitrile**  
#120NVP-X S-SM

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Force flexible
- Non-stérile, sans latex
- Rose
- 250 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Flexible strength
- Non-sterile, latex-free
- Pink
- 250 gloves



**27<sup>58</sup>** Pour 100 GANTS  
Per 100 GLOVES

**68<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Lightweight 3 mil Nitrile**  
#110NPFL-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Sans accélérateurs chimiques
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Free of chemical accelerators
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 100 gloves



**27<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Lightweight 3 mil Nitrile**  
#110NPFP-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Sans accélérateurs chimiques
- Non-stérile, sans latex
- Rose
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Free of chemical accelerators
- Non-sterile, latex-free
- Pink
- 100 gloves



**27<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Lightweight 3 mil Nitrile**  
#110NPFW-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Sans accélérateurs chimiques
- Non-stérile, sans latex
- Blanc
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Free of chemical accelerators
- Non-sterile, latex-free
- White
- 100 gloves



**27<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Standard 4 mil Nitrile**  
#110NPF-X XS-S-SM-M-L

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Résistant aux perforations
- Non-stérile, sans latex
- Bleu
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Puncture resistant
- Non-sterile, latex-free
- Blue
- 100 gloves



**31<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Latitude 4 mil Nitrile**  
#110NAI-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, bout des doigts texturés
- Sans accélérateurs, résistant aux déchirures
- Non-stérile, sans latex, hypoallergénique
- Indigo
- 100 gants

- Powder-free, textured fingertips
- Free of accelerators, puncture resistant
- Non-sterile, latex-free, hypoallergenic
- Indigo blue
- 100 gloves



**31<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

**Latex**  
#110PFA-X XS-S-SM-M-L-XL

- Sans poudre, légèrement texturé
- Élasticité supérieure, excellente tactilité
- Non-stérile
- Naturel
- 100 gants

- Powder-free, lightly textured
- Great flexibility, excellent tactile sensitivity
- Non-sterile
- Natural
- 100 gloves



**19<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Digues dentaires SANS latex**  
Latex-free dental dams

**Hedi Polyisoprene**

- En polyisoprène
- Sans poudre, non-stérile
- Usage unique
- En polyisoprène
- Powder-free, non sterile
- Single use



**200\***  
Sous-avantage points par promo / points  
Sous-avantage par promotion

**PROMO 3+1**

#320DNB-5M	5 x 5"	Moyen, bleu. Medium, blue.	30 unités	46 <sup>95</sup>	35 <sup>30</sup>
#320DNB-5H		Épais, bleu. Heavy, blue.	30 unités		
#320DNB-6M	6 x 6"	Moyen, bleu. Medium, blue.	30 unités	59 <sup>95</sup>	44 <sup>95</sup>
#320DNB-6H		Épais, bleu. Heavy, blue.	30 unités		

\* Achetez-en 2, obtenez-en 1 GRATUITEMENT. Possible de mélanger. Valeur égale ou moindre.  
Buy 2 get 1 FREE. Possibility to mix-and-match. Free item will be of equal or lesser value.

**Digues dentaires en latex naturel**  
Natural latex dental dams

**Hedi**

- Non-stérile
- Usage unique
- Non sterile
- Single use



**2+ BOÎTES BOXES**

#310DB-5X	5 x 5"	Mince Thin	52 unités	17 <sup>95</sup>	16 <sup>95</sup>
Bleu Blue		Moyen Medium	52 unités		
#310DG-5X	5 x 5"	Épais Heavy	52 unités	17 <sup>95</sup>	16 <sup>95</sup>
Vert Green					
#310DB-6X	6 x 6"	Mince Thin	36 unités	17 <sup>95</sup>	16 <sup>95</sup>
Bleu Blue		Moyen Medium	36 unités		
#310DG-6X	6 x 6"	Épais Heavy	36 unités	17 <sup>95</sup>	16 <sup>95</sup>
Vert Green					

**Poinçon à digue dentaire**

Dental dam punch *Iso-Punch*  
#310PUNCH-4

- Fournit une ouverture précise pour chaque dent.
- Fabriqué en acier inoxydable de haute qualité
- Un piston pointu frappe tous les bords de manière uniforme
- Poignée facile à saisir
- 5 tailles de trous différentes

Provides a precise opening for every tooth.  
- Crafted from high quality stainless steel  
- Sharp pointed plunger strikes all edges evenly  
- Easy-grip handle  
- 5 different hole sizes



**194<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Masque de procédure**

Procedure mask *SoftMASK Defender*  
ASTM 3

- Boucles auriculaires
- 50 unités

- Earloop
- 50 units



#410HAW  Blanc White  
#410HAB  Bleu Blue  
#410HAG  Vert Green

**16<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Couvre-captre de rayons X**

X-Ray sensor sleeve  
#HE-X2510

- 2.5 x 10"
- 500 unités

- 2.5 x 10"
- 500 units



**10<sup>95</sup>** **9<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX BOÎTE/BOX

**Emballage SMMS SMMS Wrap *Quadra Fold***


Convient aux méthodes de stérilisation à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et au peroxyde d'hydrogène

- 4 couches pour un emballage CSR solide et flexible
- Simplifie la démarche car 1 seule utilisation équivaut à 2 feuilles d'emballage
- Barrière microbienne supérieure

Suitable for steam, ethylene oxide and hydrogen peroxide sterilization methods  
- 4 layers for a very strong yet flexible CSR Wrap  
- Allow to simplify the process as 1 application is equivalent to 2 sheets of wrap  
- Higher microbial barrier



**4 COUCHES**  
4 LAYERS



#620WR-15  
15 x 15", 250 unités units

**49<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

#620WR-20  
20 x 20", 125 unités units

**39<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

#620WR-24  
24 x 24", 125 unités units

**62<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Digues dentaires** Dental dams  
**Crosstex**

Non-stérile. À usage unique, coins arrondis.  
Non sterile. Single use, rounded corners.



#19202	5 x 5"	Latex	Mince Thin	Vert Green	Menthe Mint	52 unités 52 units	<b>15<sup>95</sup></b>
#19200			Moyen Medium				
#19201			Épais Heavy				
#19102	Mince Thin.	Bleu Blue	Sans saveur Unflavored	36 unités 36 units			
#19100	Moyen Medium						
#19101	Épais Heavy						
#19402	6 x 6"	Latex	Mince Thin	Vert Green	Menthe Mint	36 unités 36 units	
#19400			Moyen Medium				
#19401			Épais Heavy				
#19302			Mince Thin				
#19300			Moyen Medium				
#19301	Épais Heavy	Bleu Blue	Sans saveur Unflavored	15 unités 15 units			
#19500	6 x 6"				Sans latex Latex free	Moyen Medium	Violet Purple

**Papiers d'essai à articuler et d'occlusion**  
Articulating and occlusion testing papers **Crosstex**

Papier à articuler fer à cheval - 6 livrets de 12 feuilles  
Horseshoe articulating paper - 6 books with 12 sheets



#TPH	0.0035"/89 µm	XX-mince XX-thin	Bleu Rouge Blue Red	<b>13<sup>45</sup></b>
------	---------------	------------------	------------------------	------------------------

Papier à articuler 12 livrets de 12 feuilles  
Articulating paper 12 books with 12 sheets



#TPXXT	0.00125"/32 µm	XX-mince XX-thin	Bleu Blue	<b>8<sup>95</sup></b>
#TPXT	0.0015"/38 µm	X-mince X-thin		
#TPT	0.0028"/71 µm	Mince Thin	Bleu Rouge Blue Red	<b>12<sup>95</sup></b>
#TPTH	0.005"/127 µm	Épais Thick		
#TPBR	0.0028"/71 µm	Épais Thick	Bleu Rouge Blue Red	<b>16<sup>95</sup></b>
#TPCBRT	0.003"/71 µm	Mince courbé Thin curved		
#TPCBR	0.004"/89 µm	Langette courbée Curved Tab		

**Pâte de prophylaxie** Prophylaxis paste  
**Crosstex Sparkle™ Free**

- Avec xylitol  
- Sans fluor, colorants, noix, soja, lait, œufs, gluten, aspartame, sulfite et produits à base de maïs  
- 200 doses en pots individuels



- With Xylitol  
- Unique formula without fluoride, dyes, nuts, soy, milk, eggs, gluten, aspartame, sulfites and corn products  
- 200 individual cups

- #UPSFMF ■ Saveur fruitée, grain moyen Fruity flavour, medium grit
- #UPSFCF ■ Saveur fruitée, grain grossier Fruity flavour, coarse grit
- #UPSFMS ■ Menthe verte, grain moyen Spearmint, medium grit
- #UPSFCFCS ■ Menthe verte, grain grossier Spearmint, coarse grit
- #UPSFMWC ■ Chocolat blanc, grain moyen White chocolate, medium grit

**32<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES BOXES**  
**28<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

Feuille à articuler 12 livrets de 25 feuilles  
Articulating foil 12 books with 25 sheets



#TFOBR	0.0005"/12 µm	Combo	Bleu Rouge Blue Red	<b>22<sup>95</sup></b>
#TFOR2		2 côtés 2 sides	Rouge Red	<b>19<sup>95</sup></b>
#TFOB2			Bleu Blue	
#TFOB		1 côté 1 side		

Pellicule à articuler 12 livrets de 25 feuilles  
Articulating film 12 books with 25 sheets



#TFMBKR	0.0005"/13 µm	Precisely True	Noir Rouge Black Red	<b>14<sup>95</sup></b>
#TPP			Bleu Blue	
#TFMR			Rouge Red	
#TFMBR			Bleu Rouge Blue Red	

**Vernis** Varnish **Crosstex ProGuard®**

- #UFVPM Menthe Mint
- #UFVPMML Melon

- Vernis 5 % fluorure de sodium, unidose  
- 50 unités  
- 5% sodium fluoride varnish, single-dose  
- 50 units



140  
chacun  
each

**104<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES BOXES**  
**96<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Feuilles de malaxage** Mixing pads  
**Crosstex**

- Polyéthylène  
- 100 feuilles  
- Poly  
- 100 sheets




#KPAD33	3 x 3" (8 x 8 cm)	<b>4<sup>95</sup></b>
#KPAD36	3 x 6" (8 x 15 cm)	<b>5<sup>95</sup></b>
#KPAD66	6 x 6" (15 x 15 cm)	<b>8<sup>45</sup></b>

**Porte-fluorure** Gel trays **Crosstex**

- #YFTHS Petit, jaune Small, yellow
- #YFTHM Moyen, blanc Medium, white
- #YFTHL Grand, bleu Large, blue

- Jetable, articulé, 50/boîte  
- Disposable, hinged, 50/box



**25<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES BOXES**  
**23<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Couvre appuie-têtes** Headrest covers *Crosstex*

Papier doux combiné à du plastique. Sans latex. 500 unités.  
Soft paper combined with poly. Latex-free. 500 units.

#LOBL	Bleu Blue	Standard 10 x 10"
#LOGR	Vert Green	
#LODR	Rose Dusty rose	
#LOLV	Lavande Lavender	
#LOWH	Blanc White	

49<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 2+ CAISSES CASES 47<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

#L3BL	Bleu Blue	TG XL 10 x 13"
#L3GR	Vert Green	
#L3DR	Rose Dusty rose	
#L3LV	Lavande Lavender	
#L3WH	Blanc White	

59<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 57<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

#L13BL	Bleu Blue	Géant Jumbo 13 x 13"
#L13WH	Blanc White	

73<sup>95</sup> CAISSE/CASE 69<sup>95</sup> CAISSE/CASE

#L15WH	Blanc White	X-Géant X-Jumbo 11½ x 15"
--------	-------------	---------------------------------

84<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 81<sup>95</sup> BOÎTE/BOX



**Bavettes dentaires** Dental bibs *Crosstex*

- Papier doux. 13 x 19". 3 plis.  
- 500 unités.

- Soft paper. 13 x 19". 3-ply.  
- 500 units.

#WEXPP Rubans roses Pink ribbons

#WEXFP Pieds joyeux Happy feet

#WEXTB Petits oursins Teddy bears

#WEXX 13 x 19", 3 plis

Couleurs disponibles:  
Gris, bleu, blanc, jaune, vert, rose, beige, pêche, aqua et lavande

13 x 19" 3-ply

Available colours:  
Silver gray, blue, white, yellow, green, pink, beige, peach, aqua and lavender

39<sup>95</sup> CAISSE/CASE

34<sup>95</sup> CAISSE/CASE



**Couvre-plateaux** Tray covers *Crosstex*

#FBXX

- 8½ x 12¼ po, 1000 feuilles  
- Couleurs disponibles:  
Jaune, aqua, beige, bleu, rose, vert, lavande, pêche, gris

- 8½ x 12¼", 1000 sheets  
- Available colors:  
Yellow, aqua, beige, blue, pink, green, lavender, peach, silver gray



**Couvre appuie-têtes non tissés** Non-woven headrest covers *Crosstex*

- Blanc, tissu  
- 500 unités

- White, fabric  
- 500 units



#LOC 10" x 10"

56<sup>95</sup> BOÎTE / BOX

2+ BOÎTES BOXES 54<sup>95</sup> BOÎTE / BOX

#L3C 10" x 13"

68<sup>95</sup> BOÎTE / BOX

66<sup>95</sup> BOÎTE / BOX

**Petit couvre-plateaux** Small tray covers *Crosstex*

#FMINI

- Papier blanc, 5 x 8"  
- 1000 feuilles

- White paper, 5 x 8"  
- 1000 sheets



38<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 2+ BOÎTES BOXES 36<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Couvre plateau** Tray covers *Crosstex*

- Blanc  
- 1000 unités

- White  
- 1000 units



#FBWH	8½ x 12¼"	B (Ritter)	34 <sup>95</sup>
#FEWH	9 x 13½"	E (Midwest)	37 <sup>95</sup>
#FAWH	9½ x 12¼"	(Webber)	36 <sup>95</sup>
#FCOX	11 x 11"	(Cox)	45 <sup>95</sup>
#FCWH	11 x 17½"	C (Webber)	52 <sup>95</sup>

**Gaines pour capteur numérique**  
Digital sensor sleeves *Crosstex*

#BCXSS  
1 1/8 x 8 1/4" Petit Small

#BCXSL  
1 1/8 x 8 1/4" Grand Large

- Transparent, 500 unités  
- Clear, 500 unités



**19<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES BOXES**  
**18<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Couvre-poignées de lampe en T**  
Sleeves for T-style handles *Crosstex*

#BCLST  
- Transparent, 4 x 5 3/4"  
- 500 unités

- Clear, 4 x 5 3/4"  
- 500 unités



**23<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Couvre-caméras X-ray sleeves**  
*Crosstex*

#BCXR  
- Transparent, 15 x 26"  
- 250 unités

- Clear, 15 x 26"  
- 250 unités



**33<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**2+ BOÎTES BOXES**  
**31<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Couvre-appuie-têtes**  
Headrest covers *Crosstex*

- Transparent  
- 250 unités

- Clear  
- 250 unités



#LOCP	9 1/2 x 11"	<b>14<sup>95</sup></b>
#L3CP	9 1/2 x 14"	<b>17<sup>95</sup></b>

**Demi couvre-chaises**  
Half chair covers *Crosstex*

#BCCS  
- Transparent, 27 1/2 x 24"  
- 225 unités

- Clear, 27 1/2 x 24"  
- 225 unités



**39<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Couvre-plateaux**  
Tray covers *Crosstex*

- Transparent  
- 500 unités

- Clear  
- 500 unités



#BCTS1014	10 1/2 x 14" Adec B (Ritter)	<b>24<sup>95</sup></b>
#BCTS1114	11 1/8 x 14 1/2" Chayes B (Ritter)	<b>37<sup>95</sup></b>
#BCTS1116	11 1/2 x 16" Midwest (Weber)	<b>42<sup>45</sup></b>

**Couvre-seringues sans ouverture**  
Syringe sleeves without opening *Crosstex*

#BCSS  
- 2 1/2 x 10"  
- Transparent, 500 unités

- 2 1/2 x 10"  
- Clear, 500 unités



**15<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Couvre-seringues avec ouverture**  
Syringe sleeves with opening *Crosstex*

- 2 1/2 x 10"  
- 500 unités

- 2 1/2 x 10"  
- 500 unités



#BCSSO	Transparent Clear	<b>15<sup>95</sup></b>
#BCSSBO	Bleu Blue	<b>17<sup>95</sup></b>

**Couvre-seringues avec ouverture et adhésif**  
Syringe sleeves with opening and adhesive *Crosstex*

#BCSSA  
- 2 1/2 x 11 1/2"  
- Transparent, 500 unités

- 2 1/2 x 11 1/2"  
- Clear, 500 unités



**17<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Pellicule protectrice**  
Barrier film *Crosstex*

#BFCL Transparent Clear  
#BFBL Bleu Blue

- 4 x 6" , Rouleau de 1200 feuilles  
- 4 x 6" , Roll with 1200 sheets



**25<sup>95</sup>** CH/EA  
**2+ UNITÉS UNITS**  
**24<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

### Pompes à salive avec soupape SE intégrée

Saliva ejectors with integrated SE Valve *SAFE-FLO*®

- La soupape *SAFE-FLO* réduit légèrement la section exposée de la pompe à salive, la rendant moins souple, et permettant ainsi une rétraction tissulaire simple et un meilleur accès.
- 100 unités

- The *SAFE-FLO* valve slightly shortens the exposed length of the saliva ejector, making it less flexible, allowing easy tissue retraction and better access.
- 100 units

- #M1000WHBU Blanc White
- #M1001CLBU Transparent Clear



### Les produits *SAFE-FLO* empêchent les refluxes

Les pompes à salive et les soupapes unidirectionnelles *SAFE-FLO* fournissent une protection anti-refoulement afin de protéger vos patients contre toute contamination croisée au niveau des conduits d'évacuation.

Il n'est pas nécessaire de changer la façon dont vous travaillez pour être en mesure d'éliminer le risque. Choisissez la pompe à salive et la soupape tout-en-un, ou ajoutez une soupape à votre pompe à salive favorite.

### *SAFE-FLO* Products prevent back-flow

*SAFE-FLO* saliva ejectors and one-way valves provide back-flow protection to keep your patients safe from evacuation line cross-contamination.

There is no need to change how you work in order to eliminate the risk. Choose the all-in-one saliva ejector and valve or add a valve to your favorite saliva ejector.

**EMPÊCHE LES REFOULEMENTS**  
PREVENTS BACKFLOW

54<sup>95</sup>  
SAC/BAG

### Soupape SE SE Valve *SAFE-FLO*®

#M1010SUSE

- À utiliser avec votre marque favorite de pompe à salive, tout en protégeant vos patients des refluxes.
- 100 unités.

- Can be used with your favorite brand of saliva ejector, while protecting your patients against back-flow.
- 100 units.



39<sup>95</sup>  
SAC/BAG

### Soupape HV HV Valve *SAFE-FLO*®

#M1030HVSE

- Utiliser avec les embouts HVE. La soupape se ferme lorsque l'aspiration est arrêtée ou restreinte et empêche les refluxes.
- 100 unités.

- For use with HVE tips. The valve closes when the suction is stopped or restricted and prevents backflow.
- 100 units.



42<sup>95</sup>  
SAC/BAG

### Adaptateur Adapter *SAFE-FLO*®

#M1020ADAP

- L'adaptateur vous permet d'utiliser le conduit d'aspiration HV avec une pompe à salive standard, fournissant un niveau élevé de succion.
- 50 unités.

- The adapter allows you to use the HV suction line with a standard saliva ejector, providing a higher level of suction.
- 50 units.



23<sup>95</sup>  
SAC/BAG

## Utilisez une soupape unidirectionnelle *SAFE-FLO*® avec n'importe quel conduit d'aspiration

Use a *SAFE-FLO*® One-Way valve with any suction line

VOLUME FAIBLE  
LOW VOLUME



Les soupapes unidirectionnelles jetables *SAFE-FLO*® empêchent les refluxes depuis les conduits d'aspiration, empêchant toute contamination croisée.  
*SAFE-FLO*® disposable one-way valves stop back-flow from vacuum lines, preventing cross-contamination.



VOLUME ÉLEVÉ  
HIGH VOLUME



**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Crosstex Comfort Plus™**

- #ZWWCP Blanc, bout blanc White, white tip
- #ZCWCP Clair, bout blanc Clear, white tip
- #ZWPCBPG Blanc, bout rose. Parfum gomme White, pink tip. Bubble gum.
- #ZWGCPM Blanc, bout vert. Parfum menthe white, green tip. Mint.

- 48 x 33 cm, 100 unités  
- 19 x 13", 100 units



COMPATIBLES AVEC SOUPEPE  
COMPATIBLE WITH VALVE #M1010SUSE

3+ PQTs  
PKGS  
**675**  
PQT/PKG  
**645**  
PQT/PKG

**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Crosstex Premium™**

- #ZCB Clair, bout bleu Clear, blue tip
- #ZCW Clair, bout blanc Clear, white tip
- #ZWW Blanc, bout blanc White, white tip

- 100 unités units



COMPATIBLES AVEC SOUPEPE  
COMPATIBLE WITH VALVE #M1010SUSE

3+ PQTs  
PKGS  
**625**  
PQT/PKG  
**595**  
PQT/PKG

**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Crosstex Premium™**  
#ZPP

- Rose, sans latex. 100 unités.
- Pink, latex-free. 100 units.



**645**  
PQT/PKG

**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Crosstex Premium™**  
#ZCPC

- Multicolore, 100 unités.
- Assorted colours, 100 units.



**645**  
PQT/PKG

**Embouts d'aspirateur chirurgical**  
Surgical aspirator tips  
**Crosstex**

- #ZSABL 1/16" Bleu, bout petit Blue, small tip
- #ZSAWH 1/8" Blanc, bout rég White, std. tip
- #ZSAGR 1/4" Vert, bout grand. Green, large tip.


- 25 unités units



2+ PQTs  
PKGS  
**995**  
PQT/PKG  
**895**  
PQT/PKG

**Pompe hygoformique**  
Free-form saliva ejector  
**Crosstex**  
#ZFF

- Blanc, 100 unités.
- White, 100 units.



2+ PQTs  
PKGS  
**1245**  
PQT/PKG  
**1195**  
PQT/PKG

**Embouts pompe hygoformique**  
Saliva ejector tips  
**Crosstex**  
#ZFFAD

- Transparent, 10 unités.
- Clear, 10 units.



2+ PQTs  
PKGS  
**1695**  
PQT/PKG  
**1495**  
PQT/PKG

**Pompes d'aspiration rapide**  
High volume suction tips  
**Crosstex Combo-Tip**

- #ZET Avec prise d'air Vented
- #ZETNV Sans prise Non-vented

- Blanc, 1000 unités.
- White, 1000 units.



2+ PQTs  
PKGS  
**4695**  
BOÎTE/BOX  
**4495**  
BOÎTE/BOX

**Embouts jetables pour seringue air-eau**  
Disposable air-water syringe tips  
**Crosstex Sparkle™**



PROMO 3+1

#BCSAWS	Multicolore Assorted	250 unités units	<b>4895</b>	<b>3670</b>
---------	----------------------	------------------	-------------	-------------

2+ PQTs  
PKGS

#BCSAWSWH	Blanc White	250 unités units	<b>4895</b>	<b>4695</b>
#BCSAWSC	Transparent Clear			
#BCSAWSB	Multicolore Assorted	1500 unités units	<b>25995</b>	<b>24995</b>

4165  
Pour 250 embouts par 250 tips

**Pompes d'aspiration rapide**  
High volume suction tips **Crosstex MaxVac Plus™**

- #ZETMVP Multicolore Assorted
- #ZETMVEE Jaune Yellow
- #ZETMVLV Violet Purple
- #ZETMVPK Rose Pink
- #ZETMVGR Vert Green
- #ZETMVB� Bleu Blue

- Identiques au Combo-Tip mais colorées.
- 100 unités.

- Identical to the Combo-Tip but in colour.
- 100 units.



2+ PQTs  
PKGS  
**895**  
PQT/PKG  
**795**  
PQT/PKG

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Tablier en plastique** Plastic apron  
**Crosstex**

#NP3BL	Bleu Blue	Taille Waist	27 x 30"
#NP3WH	Blanc White		
#NP4BL	Bleu Blue	Genou Knee	27 x 44"
#NP4WH	Blanc White		
#NP5BL	Bleu Blue	Cheville Ankle	36 x 54"
#NP5WH	Blanc White		



**17<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Rouleaux de coton**  
Dental rolls  
**Crosstex**  
#DNC

- Non-stérile, 1½ x ¾", 2000 unités.
- Non sterile, 1½ x ¾", 2000 units.



**39<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**37<sup>95</sup>** 2+ BOÎTES BOXES BOÎTE/BOX

**Rouleaux de coton tissés**  
Braided dental rolls  
**Crosstex**  
#DNCB

- Non-stérile, 1½ x ¾", 2000 unités.
- Non sterile, 1½ x ¾", 2000 units.



**45<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX  
**43<sup>95</sup>** 2+ BOÎTES BOXES BOÎTE/BOX

**Compresse non-tissées**  
Non woven sponges  
**Crosstex Advantage**  
#ENCNWLA

- Non tissée, non-stérile
- 2 x 2", 4 plis, 40 g
- 5000 unités

- Non woven, non-sterile
- 2 x 2", 4 ply, 40 g
- 5000 units



**54<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**52<sup>95</sup>** 2+ CAISSES CASES CAISSE/CASE

**Compresse non-tissées**  
Non woven sponges  
**Crosstex Advantage**  
#ENC4NWLA

- Non tissée, non-stérile
- 4 x 4", 4 plis, 40 g
- 2000 unités

- Non woven, non-sterile
- 4 x 4", 4 ply, 40 g
- 2000 units



**64<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**62<sup>95</sup>** 2+ CAISSES CASES CAISSE/CASE

**Distributeur de verres**  
Cup dispenser  
**Crosstex**  
#PCC

- Blanc, pour verres de 5 onces
- White, for 5 oz cups



**44<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Compresse non-tissées**  
Non woven sponges  
**Crosstex Premium**  
#ENCNW4K

- Non tissée, non-stérile
- 2 x 2", 4 plis, 50 g
- 4000 unités

- Non woven, non-sterile
- 2 x 2", 4 ply, 50 g
- 4000 units



**82<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**79<sup>95</sup>** 2+ CAISSES CASES CAISSE/CASE

**Compresse non-tissées**  
Non woven sponges  
**Crosstex Premium**  
#ENC4NW

- Non tissée, non-stérile
- 4 x 4", 4 plis, 50 g
- 2000 unités

- Non woven, non-sterile
- 4 x 4", 4 ply, 50 g
- 2000 units



**114<sup>95</sup>** CAISSE/CASE  
**109<sup>95</sup>** 2+ CAISSES CASES CAISSE/CASE



**Cartouche Cartridge Crosstex DentaPure™**

La cartouche DentaPure™ protège l'eau de votre unité dentaire pendant une année complète!\*

- AUCUNE tablette
- AUCUN ion d'argent
- AUCUNE manipulation quotidienne
- AUCUN produit chimique nocif
- AUCUNE eau distillée requise
- AUCUNEMENT allergène
- AUCUNE exigence de mise au rebut spéciale

The DentaPure™ cartridge protects your dental unit water for an entire year!\*

- NO tablets
- NO silver ion
- NO routine shocking
- NO harsh chemicals
- NO distilled water required
- NO allergenic iodine proteins
- NO special disposal requirements

\* Ou 240 L d'eau si les enregistrements d'utilisation sont conservés.  
\* Or 240 L of water if usage records are kept.



\* Pour l'obtention des gratuits, voir les détails au bas de la page 46  
To obtain your free products, see details at the bottom of page 46



#DPI365M  
Cartouche municipale  
Municipal cartridge

#DPI365X  
Cartouche pour bouteille d'eau indépendante  
Independent water bottle cartridge

**PROMO 3+1\***  
298<sup>95</sup> CHACUN/EACH 224<sup>25</sup> CHACUN/EACH

**Nettoyant concentré pour système d'évacuation**  
Concentrated evacuation system cleaner **Sani Vac**  
#JVAC

- Peu moussant, neutralise les odeurs.
- Contient une concentration suffisante pour préparer 378 litres (100 gallons) de solution.
- Bouteille de 3,78 L

- Low foaming, neutralizes odors.
- Contains sufficient concentration to prepare 100 Gallons (378 L) of working solution.
- Bottle of 3.78 L



2+ BOUTEILLES BOTTLES  
69<sup>95</sup> CHACUN/EACH 64<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Nettoyant ultrasonique Ultrasonic Cleaner**  
**Crosstex Efferzyme™**  
#JET

- Pour nettoyer à ultrasons ou pré-trempage d'instruments.
- Biodégradable
- PH neutre, odeur de menthe
- 2 comprimés = 1 gallon
- 52 comprimés.

- Use with ultrasonic cleaners or instrument pre-soak.
- Biodegradable
- Neutral pH
- Mint scent
- 2 tablets = 1 gallon.
- 52 tablets



2+ BOÎTES BOXES  
49<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 47<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Sachets à stérilisation Sterilization pouches**  
**Crosstex**  
#OC

- 2½ x 1½ x 8¼"
- Auto-scellant
- Indicateurs
- 1000 unités

- 2½ x 1½ x 8¼"
- Self-sealing
- Indicators
- 1000 units



2+ BOÎTES BOXES  
79<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 76<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Sachets à stérilisation Sterilization pouches**  
**Crosstex**  
#OC

- 2½ x 1½ x 10½"
- Auto-scellant
- Indicateurs
- 1000 unités

- 2½ x 1½ x 10½"
- Self-sealing
- Indicators
- 1000 units



2+ BOÎTES BOXES  
89<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 86<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GUIDE RAPIDE DE STÉRILISATION STERILIZATION QUICK GUIDE

### STÉRILISATEURS À VAPEUR STEAM STERILIZERS

Les stérilisateur à vapeur sont recommandés comme méthode de stérilisation par la CSA.  
Steam sterilizers are recommended as the sterilization method of choice by the CDC.

#### STÉRILISATEURS À VAPEUR PAR DÉPLACEMENT DE GRAVITÉ GRAVITY DISPLACEMENT STEAM STERILIZER

TUTTNAUER: Manual M/MK series - 2340M, 2540M, 2540MK, 3870M  
VALUEKLAVE: 1730 Fully automated: EZ9, EZ10, EZ10k, 3870EA

#### ÉVACUATION DYNAMIQUE DE L'AIR PAR DÉPLACEMENT PULSATIF DE PRESSION POSITIVE (DPPP)

DYNAMIC AIR REMOVAL FOR STEAM FLUSH PRESSURE PULSE (SFPP)

SCICAN: Statim 2000, 5000, 2000 G4, 5000 G4  
TUTTNAUER: EZ Plus Series - E29 Plus, EZ11 Plus

**SUIVEZ CES ÉTAPES POUR OBTENIR UNE ASSURANCE DE LA STÉRILITÉ À CHAQUE FOIS.**  
ENSURE PROPER USE OF YOUR STERILIZER. FOLLOW THESE STEPS FOR STERILITY ASSURANCE EVERY TIME.

### 1 Pochettes Sure-Check® Type 4 Type 4 Sure-Check® pouches

À utiliser avec chaque charge  
Use with every load



### 2 Intégrateurs STEAMPlus Type 5 STEAMPlus™ Type 5 Integrator

À utiliser avec chaque charge  
For use with every load or at least every day



### 3 Surveillance biologique en cabinet Mail-In / In-Office biological monitors

Test à effectuer une fois par semaine  
Spore test at least weekly



### 1 Paquets-tests Bowie-Dick Bowie-Dick Test Pack AirView II™ #MBD030

- 9,5 x 13 x 1,5 cm
- Encre sans plomb
- Stériliser à 134°C pour 3,5 min.
- 30 unités
- Fonctionne uniquement avec les stérilisateur de type B.



- 9,5 x 13 x 1,5 cm
- Ink free of lead.
- Process at 134°C for 3.5 min.
- 30 units
- Only works with Type B sterilizers.

2+ CAISSES  
CASES

146<sup>95</sup> CAISSE/CASE 144<sup>95</sup> CAISSE/CASE

### 2 Intégrateurs chimiques de classe 5 Class 5 chemical integrators SteamPlus™

- Pour une utilisation dans les stérilisateur à vapeur fonctionnant entre 121 °C et 135 °C
- Bandelette 4 x ¾"



- For use in steam sterilizers operating at 121°C to 135°C
- 4 x ¾" strip

2+ PQTS  
PKGS

#SSI-100	100 unités units	59 <sup>95</sup>	57 <sup>95</sup>
#SSI-1000	1000 unités units	349 <sup>95</sup>	

### 3 Indicateurs biologiques autonomes 24h 24h Self-contained biological indicators SporView™ #SCS-100

- Résultats positifs visuellement distincts indiqués par le support passant du violet au jaune
- 100 unités



- Visually distinct positive results indicated by the media transitioning from purple to yellow
- 100 units

2+ BOÎTES  
BOXES

219<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 199<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

### 3 Système de vérification biologique Biological monitoring system Crosstex ConFirm™ 10



#C10B125	Indicateurs biologiques 10 h 10 h biological indicators	25 unités units	139 <sup>95</sup>
#NDB-601	Incubateur standard Standard Incubator	chacun each	269 <sup>95</sup>
#CRK-02	Livret de données Record Keeper Booklet		11 <sup>95</sup>

### 3 Système de vérification biologique Biological monitoring system Crosstex ConFirm™ 24



#CSB125	Indicateurs biologiques 24 h 24 h biological indicators	25 unités units	99 <sup>95</sup>
#NDB-060	Incubateur standard Standard Incubator	chacun each	269 <sup>95</sup>
#CRK-02	Livret de données Record Keeper Booklet		11 <sup>95</sup>

**Sachets à stérilisation** Sterilization pouches *Crosstex Sure-Check™*

- Sachet auto-scellant avec indicateur de stérilisation de classe 4
- Self-Sealing Pouch with class 4 sterilization indicator



#SCXX2	2¼ x 4"	6 x 10 cm	200 sachets pouches	13 <sup>95</sup>
#SCX2	2¾ x 9"	7 x 23 cm		15 <sup>95</sup>
#SCXS2	3½ x 5¼"	9 x 13 cm		
#SCS2	3½ x 9"	9 x 23 cm	23 <sup>95</sup>	42 <sup>95</sup>
#SCW2	5¼ x 6½"	13 x 17 cm		
#SCM2	5¼ x 10"	13 x 25 cm		
#SCL2	7½ x 13"	19 x 33 cm		

#SCL12152	12 x 15"	30 x 38 cm	100 sachets pouches	56 <sup>95</sup>
#SCL10152	10 x 15"	25 x 38 cm		49 <sup>95</sup>
#SCL12182	12 x 18"	30 x 46 cm		57 <sup>95</sup>
#SCS25	3½ x 9"	9 x 23 cm	EN VRAC BULK PACK 500 sachets pouches	29 <sup>95</sup>

1120  
pour 200  
per 200

**Emballage pour stérilisation** Sterilization Wrap *Crosstex*

- Première qualité
- Bleu
- Équivalent à grade 44 (IMS)
- Autres grandeurs disponibles

- Premium quality
- Blue
- (IMS) Hu Friedy Grade 44
- Other sizes available



#SW12	12 x 12"	30.5 x 30.5 cm	100 sachets 100 pouches	12 <sup>45</sup>
#SW15	15 x 15"	38 x 38 cm		18 <sup>95</sup>
#SW18	18 x 18"	45.7 x 45.7 cm		27 <sup>95</sup>
#SW20	20 x 20"	50.8 x 50.8 cm		30 <sup>95</sup>
#SW24	24 x 24"	61 x 61 cm		40 <sup>95</sup>

**Rouleau pour stérilisation** Sterilization tubing *Crosstex Sani-Tube™*

- Fabriqué en nylon transparent 1½" mil
- Résistant à la perforation
- À utiliser uniquement dans les procédés de stérilisation à la vapeur et à la chaleur sèche
- Sans indicateurs

- Clear, puncture-resistant 1½" mil nylon
- For use in steam and dry heat sterilization processes only
- Without process indicators



#SN2	2" x 100'	1 rouleau 1 roll	11 <sup>95</sup>
#SN3	3" x 100'		13 <sup>95</sup>
#SN4	4" x 100'		17 <sup>95</sup>
#SN6	6" x 100'		24 <sup>95</sup>

**Rouleau pour stérilisation** Sterilization tubing *Crosstex Sani-Roll™*

- Un côté papier et un côté plastique
- Fabriqué en nylon transparent
- 1,5 mil
- Résistant à la perforation
- Utilisé dans la vapeur, la vapeur chimique ou la chaleur sèche jusqu'à 425 ° F (218 ° C)

- One side paper and one side plastic
- Manufactured from clear, puncture-resistant 1.5 mil nylon
- Used in steam, chemical vapor, or dry heat up to 425°F (218°C)



#SCT2	2" x 100'	1 rouleau 1 roll	11 <sup>95</sup>
#SCT3 (9520+)	3" x 100'		13 <sup>95</sup>
#SCT4	4" x 100'		15 <sup>95</sup>
#SCT6	6" x 100'		20 <sup>95</sup>

Pour obtenir vos gratuités Crosstex: To obtain your free Crosstex products:

\*Offre(s) disponible(s) dans les 50 États des États-Unis, dans le district de Columbia et au Canada. La participation n'est pas autorisée pour les clients qui participent à tout autre programme de tarification, y compris le gouvernement, les pratiques de groupe, les marchés spéciaux, la santé communautaire centres, écoles, institutions et clients à prix réduits. La réception de produits sans frais, après remise, ne peut être combinée avec d'autres offres ou promotions. Offre (s) non valide (s) sur les produits fabriqués sur commande (MTO). Pour OBTENIR votre (vos) produit (s) sans frais, veuillez télécopier une copie de votre facture de distributeur datée du 1er avril au 30 juin 2021 indiquant les achats requis et votre sélection de produits sans frais au 773-868-3560 ou par courriel à hufriedysales@usa-800.com. Les preuves d'achat ne seront pas retournées et pourront être utilisées à des fins de marketing. Le remboursement doit être oblitéré avant le 31 juillet 2021. 1) Valeur égale ou inférieure. 2) Les produits gratuits sont limités à (678-330, 678-331). 3) Les produits gratuits sont limités à UPFBG et UPMM pour Sparkle™ Prophyl Paste, TPASSC1 et TPLUSPASC pour Twist™ Plus Prophyl Angles, et UFVM et UFVPM pour ProGuard™ Varnish. Tous les noms de sociétés et de produits sont des marques commerciales de Hu-Friedy Mfg. Co., LLC ou de Crosstex International, Inc., ses filiales ou des sociétés liées, sauf indication contraire. AIRFLOW® est une marque déposée de EMS Electronic Medical Systems. \*Offer(s) valid in the 50 United States, District of Columbia, and Canada. Participation is not permitted for customers who participate in any other pricing program, including government, group practices, special markets, community health centers, schools, institutions, and discount customers. Receipt of at no charge goods, after rebate, cannot be combined with other offers or promotions. Offer(s) not valid on Made-To-Order (MTO) products. To GET your at no charge product(s), please fax a copy of your distributor invoice dated April 1 – June 30, 2021 indicating the required Buys and your at no charge goods selection to 773-868-3560 or by email to hufriedysales@usa-800.com. Proofs of Buys will not be returned and may be used for marketing purposes. Redemption must be postmarked by July 31, 2021. 1) Equal or lesser value. 2) No charge products are limited to (678-330, 678-331). 3) No charge products are limited to UPFBG and UPMM for Sparkle™ Prophyl Paste, TPASSC1 and TPLUSPASC for Twist™ Plus Prophyl Angles, and UFVM and UFVPM for ProGuard™ Varnish. All company and product names are trademarks of Hu-Friedy Mfg. Co., LLC, or Crosstex International, Inc., its affiliates or related companies, unless otherwise noted. AIRFLOW® is a registered trademark of EMS Electronic Medical Systems

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**MASQUES**  
MASKS

**Masque de procédure auriculaire**

Earloop procedure mask

**Medline** ASTM 1

#NON27355 ■ Blanc White

- PFE = > 95% à 0.1 microns
- Barrette nasale en métal
- Boucles auriculaires
- 3 plis
- 50 unités

- PFE = 99%
- Antifog strip of soft foam
- Earloop
- 3-ply
- 50 units



**11<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de chirurgie avec attaches horizontales**

Surgical mask with horizontal ties

**Medline** ASTM 1

#NON27600 ■ Bleu Blue

- PFE = > 95% à 0.1 microns
- Résistant aux fluides
- Barrette nasale en métal
- Attaches horizontales
- 50 unités

- PFE = 95% at 0.1 microns
- Fluid resistant
- Metal nose piece
- Horizontal Ties
- 50 units



**13<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque de procédure auriculaire**

Earloop procedure mask

**Medline Prohibit®** ASTM 3

#NON271412EL ■ Mauve Purple

- Couches résistantes aux fluides
- PFE = 98% à 0.1 microns
- Barrette nasale antibuée
- Boucles auriculaires
- 4 plis
- 50 unités

- Inner/outer fluid resistant layers
- PFE = 98% at 0.1 microns
- Antifog strip of soft foam
- Earloop
- 4-ply
- 50 units



**14<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Masque N95**

Mask N95

**Crosstex Isolator™** ASTM 3

#GPRN95 ■ Bleu/blanc Blue/white

- Respirateur N95
- PFE = 99,9% à 0,1 micron
- Barrette nasale et de menton malléables
- Couches résistantes aux fluides
- Double courroies élastiques
- 28 unités

- N95 Respirator
- PFE = 99.9% at 0.1 micron
- Malleable nose and chin pieces
- Inner/outer fluid resistant layers
- Dual elastic headband
- 28 units



Revient à  
Value of  
**170**  
C\$/EA

**59<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**PROMO 4+1\***  
**47<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

## GANTS ANSELL GLOVES

### Microflex® NeoGard® Ansell Néoprène Neoprene

#C52X

- Sans poudre, sans latex
- Non-stérile
- Excellente prise lorsque mouillé
- Néoprène vert
- TP-P-M-G-TG
- 100 gants

- Powder-free, latex-free
- Non sterile
- Excellent wet grip
- Green neoprene
- XS-S-M-L-XL
- 100 gloves



20<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

### Micro-Touch® Micro-Thin™ Ansell Nitrile

#603431X

- Texturés
- Nitrile bleu cobalt
- Non-stérile
- TP-P-G
- 300 gants

- Textured
- Cobalt blue nitrile
- Non sterile
- XS-S-L
- 300 gloves



18<sup>30</sup> POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

54<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

### Micro-Touch® Plus Ansell Latex

#601530X

- Latex
- Texturé, bords roulés
- Stérile
- Sans poudre
- Crème
- Doublure de polymère
- TP-P-M-G-TG
- 150 gants

- Latex
- Textured, beaded cuffs
- Powder-free
- Cream
- Polymer coating
- XS-S-M-L-XL
- 150 gloves



21<sup>30</sup> POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

31<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

### Microflex® Diamond Grip™ Plus Ansell Latex

#DGP-350-X

- Latex
- Texturé, bords roulés
- Non-stérile
- Sans poudre
- Naturel
- TP-P-M-G-TG
- 100 gants

- Latex
- Non sterile
- Powder-free
- Natural
- 100 gloves



16<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

### Microflex® Xceed®

Nitrile  
#XC-310-X

- Conçu avec la technologie ERGOFORM pour aider à réduire la fatigue des mains
- Sans poudre, nitrile bleu, Non-stérile
- TP-P-M-G-TG\*
- 250 gants (\*TG: 230 gants)

- Designed with ERGOFORM technology to help reduce hand fatigue
- Powder-free, blue nitrile, non sterile
- XS-S-M-L-XL\*
- 250 gloves (\*XL: 230 gloves)



23<sup>95</sup> POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

57<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

### Microflex® Tranquility TQ-601

Nitrile  
#TQ-601-X

- Conçu avec la technologie d'hydratation de la peau brevetée HYDRASOFT
- Sans poudre, nitrile blanc, non-stérile
- TP-P-M-G-TG
- 100 gants

- Designed with HYDRASOFT technology to moisturize skin
- Latex-free, white nitrile, non sterile
- XS-S-M-L-XL
- 100 gloves



23<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

### Micro-Touch® Ultraform™

Nitrile  
#UF-524-X

- Ajustement incroyable
- Nitrile bleu cobalt, non-stérile
- En ½ tailles de TP à TG
- 300 gants (\*TG: 250 gants)

- Amazing fit and feel
- Cobalt blue nitrile, non sterile
- In ½ sizes from XS to XL
- 300 gloves (\*XL: 250 gloves)



29<sup>95</sup> POUR 100 GANTS  
PER 100 GLOVES

89<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Taille Size	
5.5 = XS	7.5 = L
6.0 = S	8.0 = L
6.5 = M	8.5 = XL
7.0 = M	9.0 = XXL

## GANTS STÉRILES STERILE GLOVES

### ● **Underglove Ansell**

Latex

#20184XX 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

- Latex
- Stérile
- Sans poudre, avec hydratants
- Sarcelle
- Utiliser comme gant ou sous-gant
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile
- Powder-free, with moisturizers
- Teal
- Use as glove or underglove
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**87<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

### ○ **Sensi-Touch® PF Ansell**

Latex

#782XF 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

- Latex
- Stérile
- Sans poudre
- Blanc
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile
- Powder-free
- White
- Use as glove or under-glove
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**47<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

### ○ **Encore® Ansell**

Latex

#578500X 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

- Latex
- Stérile
- Sans poudre
- Ivoire
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile
- Powder-free
- Ivory
- Use as glove or under-glove
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**87<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

### ○ **Perry® Style 42 PF Ansell**

Latex

#571110XPF 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

- Latex
- Stérile
- Sans poudre
- Blanc
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile
- Powder-free
- White
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**47<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

### ○ **Gants stériles Triumph® Medline**

Latex

#MSG22XX 5½, 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½, 9

- Latex
- Stérile
- Sans poudre
- 9.4 mil
- Blanc
- Revêtement de polymère synthétique
- Pour chirurgie générale
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile, powder-free
- 9.4 mil
- White
- Synthetic polymer coating
- For general surgery
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**37<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

### ○ **Gants stériles Triumph® LT Medline**

Latex

#MDS1080XXLT 6, 6½, 7, 7½, 8, 8½

- Latex
- Stérile
- Sans poudre, légèrement texturés
- 9.1 mil
- Blanc
- Revêtement en polymère synthétique
- Testé pour utilisation en chimiothérapie
- Emballés par paires
- 50 paires/boîte



- Latex
- Sterile, powder-free, lightly textured
- 9.1 mil
- White
- Synthetic polymer coating
- Tested for the use in chemotherapy
- Packaged in pairs
- 50 pairs/box

**54<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX



19<sup>30</sup>  
pour 100  
par 100

**Amazing® Nitrile**

#9288X

- Formule unique d'extensibilité, doigts texturés
- Sans poudre
- TP-P-M-G-TG
- Violet, 2.0 mil
- 300 gants (\*TG: 270 gants)
- Unique stretchy formulation, textured fingertips
- Powder-free
- XS-S-M-L-XL
- Purple, 2.0 mil
- 300 gloves (\*XL: 270 gloves)

64<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

61<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 2 CS.

57<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 3 CS.



19<sup>95</sup>  
pour 100  
par 100

**Sonic® Nitrile**

#9377X

- Confort optimal, extensibles, sans poudre
- TP-P-M-G-TG
- Bleu cobalt, 2.2 mil
- 300 gants (\*TG: 270 gants)
- Ultra comfortable, stretchy, powder-free
- XS-S-M-L-XL
- Cobalt blue, 2.2 mil
- 300 gloves (\*XL: 270 gloves)

68<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

65<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 2 CS.

59<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 3 CS.



16<sup>95</sup>  
pour 100  
par 100

**Transform® Nitrile**

#9889X

- Très extensibles, testés pour chimiothérapie
- Sans poudre
- G-TG
- Bleu glacé, 3.2 mil
- 200 gants
- Optimal stretchability, chemotherapy tested
- Powder-free
- L-XL
- Ice blue, 3.2 mil
- 200 gloves

33<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Delight PF® Vinyl**

#3822X

- Fini lisse, sans poudre
- TP-G-TG
- Blanc transparent, 3.5 mil
- 100 gants
- Smooth finish, powder-free
- XS-L-XL
- Clear white, 3.5 mil
- 100 gloves

12<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Vibrant® Latex**

#9822X

- Micro-texturé, sans poudre
- TP-P-M-G-TG
- Beige, 5.0 mil
- 100 gants
- Micro-textured, powder-free
- XS-S-M-L-XL
- Beige, 5.0 mil
- 100 gloves

19<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

PROMO 8+2  
15<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX



**Distinct® Latex**

#2922X

- Texture alvéolée, recouverts de polymère
- Sans poudre
- TP-P-G-TG
- Blanc crèmeux, 2.7 mil
- 100 gants
- Honeycomb texture, polymer coated
- Powder-free
- XS-S-L-XL
- Creamy white, 2.7 mil
- 100 gloves

18<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Bold® Nitrile**

#7399X

- Micro-texturé, sans poudre
- Testés pour chimiothérapie et Fentanyl
- P-M-G-TG
- Noir, 5.0 mil
- 100 gants
- Micro-textured, powder-free
- Chemotherapy and Fentanyl tested
- S-M-L-XL
- Black, 5.0 mil
- 100 gloves

29<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.



**Robust® Nitrile**

#9389X

- Fini micro-texturé, sans poudre
- Testés pour l'utilisation en chimiothérapie
- TP-P-M-TG
- Bleu, 5.0 mil
- 100 gants
- Micro-textured, powder-free
- Chemotherapy tested
- XS-S-M-XL
- Blue, 5.0 mil
- 100 gloves

24<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 1 CS.

23<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 2 CS.

21<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX  
MIN 3 CS.



**Hybrid® Nitrile & Vinyl**

#5122X

- Mélange nitrile et vinyle, sans poudre
- P-M-G-TG
- Bleu glacé, 4.0 mil
- 100 gants
- Nitrile and vinyl blend, powder-free
- Chemotherapy tested
- S-M-L-XL
- Ice Blue, 4.0 mil
- 100 gloves

20<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

PROMO 6+4  
12<sup>55</sup>  
BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

Masques de procédure à boucles auriculaires Earloop Procedural Mask **Aurelia**

ASTM 1

#2210-SUPERMAX

- Efficacité de la filtration bactérienne : < 95%
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 50 unités.

- Bacterial filtration efficiency: < 95%
- ASTM Level 1
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 50 units.

BARRETTE NASALE EN MÉTAL  
METAL NOSE PIECE



PROMO 4+1

9<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

7<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

ASTM 2

#2220-S Bleu Blue  
#2222 Rose Pink  
#2223-S Lavande Lavender

- Efficacité de la filtration bactérienne : < 98,8%
- Niveau ASTM 2
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 50 unités.

- Bacterial filtration efficiency: < 98.8%
- ASTM Level 2
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 50 units



PROMO 4+1

14<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

11<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

ASTM 3

#2320

- Efficacité de la filtration bactérienne : <99,7%
- Niveau ASTM 3
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 40 unités.

- Bacterial filtration efficiency: <99.7%
- ASTM Level 3
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 40 units



PROMO 4+1

44<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

35<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

Masques de procédure à boucles auriculaires Earloop Procedural Mask **Aurelia**



ASTM 1

#2110

- Efficacité de la filtration bactérienne : < 95%
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 50 unités.

- Bacterial filtration efficiency: < 95%
- ASTM Level 1
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 50 units.

BARRETTE NASALE EN MÉTAL  
METAL NOSE PIECE



PROMO 2+1

13<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

9<sup>30</sup>  
BOÎTE/BOX

ASTM 2

#2120

- Efficacité de la filtration bactérienne : < 98%
- Niveau ASTM 2
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 50 unités.

- Bacterial filtration efficiency: < 98%
- ASTM Level 2
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 50 units.



PROMO 2+1

14<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

9<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

ASTM 3

#2130-SUPERMAX

- Efficacité de la filtration bactérienne : <98%
- Niveau ASTM 3
- Bleu, 3 plis, à boucles auriculaires
- Usage unique, doux, respiration optimale
- Sans latex, résistants aux liquides
- 50 unités.

- Bacterial filtration efficiency: <98%
- ASTM Level 3
- Blue, 3-ply, earloop
- Single use, extremely soft, high breathability
- Latex free, fluid-resistant
- 50 units.



PROMO 2+1

15<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

10<sup>65</sup>  
BOÎTE/BOX

**Compresse PurCotton Sponges PurCotton Aurelia**

- 100 % coton
- Biodégradable
- Non stérile, non tissées
- 4 plis

- 100 % Cotton
- Biodegradable
- Non sterile, Non woven
- 4-ply



#1122	2 x 2"	4000 unités units (20 pqts pkgs/200)	53 <sup>95</sup>
#1144	4 x 4"	2000 unités units (10 pqts pkgs/200)	85 <sup>95</sup>

**Compresse non-tissées Non woven sponges Aurelia**

- Non-stérile
- Non-tissées
- 40g
- 4 plis

- Non sterile
- Non woven
- 40g
- 4 ply



PROMO

PROMO 2+2

#1322	2 x 2"	5000 unités units (25 pqts pkgs/200)	46 <sup>95</sup>	23 <sup>45</sup>
#1344	4 x 4"	2000 unités units (10 pqts pkgs/200)	64 <sup>95</sup>	32 <sup>95</sup>

**Emballages CSR CSR wraps Aurelia**

- Procure une grande barrière à la contamination de l'air et de l'eau, résistant aux déchirures

- Provides the highest barrier to air and waterborne contamination, tear resistant



PROMO 4+2

#SP1212	12 x 12"	30.5 x 30.5 cm	1000 unités units	117 <sup>95</sup>	78 <sup>65</sup>
#SP1515	15 x 15"	38 x 38 cm	500 unités units	84 <sup>95</sup>	56 <sup>65</sup>
#SP1818	18 x 18"	45.7 x 45.7 cm		96 <sup>95</sup>	64 <sup>65</sup>
#SP2020	20 x 20"	50.8 x 50.8 cm		119 <sup>95</sup>	79 <sup>95</sup>
#SP2424	24 x 24"	60.9 x 60.9 cm		149 <sup>95</sup>	99 <sup>95</sup>
#SP3030	30 x 30"	76.2 x 76.2 cm	250 unités units	129 <sup>95</sup>	86 <sup>65</sup>

**Pochettes de stérilisation Sterilization pouches Aurelia**

- Classe 4, autoscellantes
- 200 sachets

- Class 4, self-sealing
- 200 pouches



PROMO 4+2

#SP22540	2¼ x 4"	6 x 10 cm	9 <sup>95</sup>	6 <sup>65</sup>
#SP27590	2¾ x 9"	7 x 23 cm	12 <sup>95</sup>	8 <sup>65</sup>
#SP35525	3½ x 5¼"	9 x 13 cm	12 <sup>95</sup>	8 <sup>65</sup>
#SP35900	3½ x 9"	9 x 23 cm	12 <sup>95</sup>	8 <sup>65</sup>
#SP52565	5¼ x 6½"	13 x 17 cm	12 <sup>95</sup>	8 <sup>65</sup>
#SP52510	5¼ x 10"	13 x 25 cm	17 <sup>95</sup>	11 <sup>95</sup>
#SP71300	7 x 13"	18 x 33 cm	19 <sup>95</sup>	13 <sup>30</sup>
#SP51500	5 x 15"	13 x 38 cm	23 <sup>95</sup>	15 <sup>95</sup>
#SP81600	8 x 16"	20 x 41 cm	32 <sup>95</sup>	21 <sup>95</sup>
#SP10150	10 x 15"	25 x 38 cm	44 <sup>95</sup>	29 <sup>95</sup>
#SP10517	10½ x 17"	27 x 43 cm	51 <sup>95</sup>	34 <sup>65</sup>
#SP12150	12 x 15"	30 x 38 cm	31 <sup>95</sup>	21 <sup>30</sup>
#SP12180	12 x 18"	30 x 46 cm	28 <sup>95</sup>	19 <sup>30</sup>
#SP35220	3½ x 22"	9 x 56 cm	18 <sup>95</sup>	12 <sup>65</sup>

**Visière de protection Protective face shield Aurelia**

#1050-SUPERMAX

- Peut être utilisée avec un masque N95 et/ou des lunettes de protection
- Traitées anti-buée
- Polyéthylène Terephthalate, un matériau autorisé dans la liste de spécifications du gouvernement du Canada
- 22,9 x 30,5 cm
- 40 visières

- Can be used together with an N95 mask and/or protective goggles
- Anti-fog treatment
- Polyethylene Terphthalate, material permitted in the Government of Canada Specifications List
- 22.9 x 30.5 cm
- 40 face shields



Revient à Value of 385 CHT/EA

154<sup>95</sup> CAISSE/CASE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Bavettes dentaires** Dental bibs  
**Aurelia**

- 2 plis de tissu, 1 pli de polyéthylène,
- Motif en relief,
- Niveau d'absorption élevé
- Non stérile, sans latex
- 500 unités

- 2 ply paper, 1 ply polyethylene
- Embossed pattern
- High absorption, non sterile
- Latex-free
- 500 units

- #2001-S Bleu Blue
- #2002-S Rose Pink
- #2003-S Lavande Lavender
- #2004-S Green Vert
- #2005-S Blanc White
- #2006-S Jaune Yellow
- #2007-S Aqua Teal
- #2008-S Pêche Peach
- #2009-S Gris Grey
- #2010-S Crème Cream



GAUFRAGE UNIQUE  
UNIQUE EMBOSSEING

PROMO 4+2  
29<sup>95</sup> CAISSE/CASE 19<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Couvre-appui-têtes** Headrest covers  
**Aurelia**

- Non-stériles
- Blanc
- 500 unités

- Non sterile
- White
- 500 units



#HR1010  
10 x 10" 25 x 25 cm 36<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
#HR1013  
10 x 13" 25 x 33 cm 44<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Verres en plastique** Plastic cups  
**Aurelia**

- Fabriqué à partir de plastique #5
- 100% recyclable
- Rebord roulé, 5 oz (148 ml)
- 1000 unités

- Made from plastic #5
- 100% recyclable
- Rolled rim
- 5 oz (148 ml)
- 1000 units



- #C00006 Blanc White
- #C00007 Bleu Blue
- #C00008 Lavande Lavender
- #C00009 Pink Rose
- #C00010 Green Vert

2+ CAISSES  
CASES  
34<sup>95</sup> CAISSE/CASE 32<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Verres en carton ciré**  
Poly-coated cups **Aurelia**

- Prévient les écoulements
- Rebord roulé
- 1000 unités

- Prevents spills
- Rolled rim
- 1000 units



#C00004  
4 oz (118 ml) 31<sup>95</sup> CAISSE/CASE  
#C00005  
5 oz (148 ml) 35<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Couvre-plateaux** Tray covers **Aurelia**  
#TC5125

- Minimise l'infiltration
- Papier dense
- Blanc
- Non-stérile
- 1000 feuilles

- Minimizes seep-through
- Heavyweight paper
- White
- Non sterile
- 1000 sheets



29<sup>95</sup> CAISSE/CASE

**Embouts HVE** HVE Tips  
**Aurelia**

#HV6000

- 1 extrémité à évent
- Bords arrondis
- Blanc
- Sans latex
- 100 unités

- 1 vented end
- Rounded edges
- Latex-free
- White
- 100 units



5+ SACS  
BAGS  
4<sup>25</sup> SAC/BAG 3<sup>95</sup> SAC/BAG

**Pompes à salive** Saliva ejectors  
**Aurelia**

- #SE7000 Blanc-blanc White-white
- #SE7001 Clair-blanc Clear-white
- #SE7002 Clair-bleu Clear-blue

- Aspiration optimale
- Non-stériles
- Sans latex
- 100 unités

- Optimal suction
- Non sterile
- Latex-free
- 100 units



PROMO 4+2  
4<sup>25</sup> SAC/BAG 2<sup>85</sup> SAC/BAG

**Rouleaux de coton** Cotton rolls  
**Aurelia**

#CR1538

- 1,5 x 0,375 po (4 x 1 cm)
- 100 % coton
- Non-tissées
- Non pelucheux
- 2000 unités

- 1.5 x 0.375" (4 x 1 cm)
- 100% Cotton
- Non woven
- Lint-free
- 2000 units



21<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

## Ensemble Kit *Shofu Beautifil II*

Les gammes de composite en résine Beautifil contiennent la technologie exclusive Giomer de Shofu.

Les avantages de la technologie Giomer :

- Diminution de la production d'acide de bactéries cariogènes
- Formation d'une couche résistante aux acides
- Un effet anti-plaque
- Réduction de la solubilité des minéraux dentaires
- Manipulation supérieure, sculpture facile
- Haute résistance à la flexion pour une stabilité à long terme
- Libération et recharge soutenue de fluorure

The Beautifil resin composite lines contain Shofu's proprietary Giomer technology.

Giomer technology benefits:

- Decrease in acid production of cariogenic bacteria
- Formation of an acid-resistant layer
- An anti-plaque effect
- Reduction in tooth mineral solubility
- Superior handling, easy sculpting
- High flexural strength ensure long-term stability
- Sustained fluoride release and recharge



\* Pour l'obtention des gratuités, voir les détails au bas de la page 55  
To obtain your free products, see details at the bottom of page 55

### PROMOTION\*

Achetez 4 boîtes d'embouts de Beautifil II et obtenez une boîte d'embouts Beautifil II A2 (1753) sans frais\*. Buy 4 Beautifil II tips and get one box of Beautifil II tips A2 (1753) at no charge. Valable du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2021, voir page suivante pour détails. Valid from April 1st to June 30th, see next page for details.

## Ensemble faible retrait Low Shrink Kit *Shofu Beautifil II LS*

Indiqué pour toutes les classes de restaurations, I – V, Beautifil II LS (faible retrait), a été formulé pour minimiser la contraction lors de la polymérisation et le stress résultant du rétrécissement.

- Faible retrait volumétrique (0,85 %)
- Grande force et haute résistance à l'usure
- Polis en un instant & Haut niveau de radio-opacité
- Stabilité de la couleur avant et après polymérisation
- Fluorescence et effet caméléon simulant la dentition naturelle
- Transmission et diffusion de la lumière naturelle
- Libération et recharge durables de fluor
- Scelle complètement et précisément les marges

Indicated for all classes of restorations, I–V, Beautifil II LS (Low Shrink), has been formulated to minimize polymerization shrinkage and resultant shrinkage stress.

- Low volumetric shrinkage (0.85%)
- Great strength and high wear resistance
- Polishes in an instant & High level of radiopacity
- Color stability before and after curing
- Fluorescence & chameleon effect that simulate the natural dentition
- Natural light transmission and diffusion
- Sustainable fluoride release and recharge
- Completely and accurately seals margins



## Seringues pré-chargées Pre-loaded Syringes

- 4,5 g de composite nano-hybride et recharge
- 4.5 g of Nano-hybrid composite and refill

#1401	A1	#1410	B3
#1402	A2	#1412	C2
#1403	A3	#1413	C3
#1404	A3.5	#1415	INC (incisal)
#1405	A4	#1416	BW (bleach)
#1408	B1	#1419	A20
#1409	B2	#1420	A30

**49<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Embouts Tips *Beautifil II*

20 unités units x 0.25 g

#1752	A1	#1760	B2
#1753	A2	#1763	C2
#1754	A3	#1766	INC (incisal)
#1755	A3.5	#1767	BW (bleach)
#1756	A4	#1770	A20
#1759	B1	#1771	A30

**PROMO 4+1\***

**99<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

**79<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

## Seringue Syringe 4g

#Y2270	A1
#Y2271	A2
#Y2272	A3
#Y2273	A3.5
#Y2274	A4
#Y2275	B1
#Y2276	B2
#Y2277	B3
#Y2278	C2
#Y2279	C3
#Y2280	A20
#Y2281	A30
#Y2282	Incisal INC
#Y2283	Bleach White BW

**87<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Embouts Tips

20 unités units x 0.25 g

#Y2284	A1
#Y2285	A2
#Y2286	A3
#Y2287	A3.5
#Y2288	A4
#Y2289	B1
#Y2290	B2
#Y2291	B3
#Y2292	C2
#Y2293	C3
#Y2294	A20
#Y2295	A30
#Y2296	Incisal INC
#Y2297	Bleach White BW

**124<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# SHOFU

## Ensemble Kit Shofu Beautifil Flow Plus

### Tout-en-un : base, remplissage et reconstitution

- Plus fort que plusieurs composites conventionnels
- Empilable et sculptable, reste en place
- Haute radio-opacité, supérieure à l'émail
- Auto-polissant et auto-nivelant
- Deux viscosités : F00 empilable (débit nul) et F03 auto-nivelant (débit faible)

### A base, liner & restorative all in one

- Stronger than many conventional composites
- Stackable & sculptable, stays put
- High radiopacity, greater than enamel
- Self-polishing and self-leveling
- Two viscosities: stackable F00 (zero flow) and self-levelling F03 (low flow)



### Zero Flow Kit (F00)

Seringue Syringe 2.2g		Embouts Tips 20 unités units x 0.21 g	
#2000	A0.5	#2200	A0.5
#2001	A1	#2201	A1
#2002	A2	#2202	A2
#2003	A3	#2203	A3
#2004	A3.5	#2204	A3.5
#2005	A4	#2205	A4
#2006	A0.5	#2211	A0.5
#2007	A10	#2212	A10
#2008	A20	#2213	A20
#2062	B1	#2206	B1
#2063	B2	#2207	B2
#2064	C2	#2208	C2
#2065	D2	#2209	D2
#2010	INC	#2215	INC
#2011	BW	#2216	BW



### Low Flow Kit (F03)

Seringue Syringe 2.2g		Embouts Tips 20 unités units x 0.21 g	
#2013	A0.5	#2218	A0.5
#2014	A1	#2219	A1
#2015	A2	#2220	A2
#2016	A3	#2221	A3
#2017	A3.5	#2222	A3.5
#2018	A4	#2223	A4
#2020	A20	#2229	A20
#2021	A30	#2230	A30
#2066	B1	#2224	B1
#2067	B2	#2225	B2
#2068	C2	#2226	C2
#2069	D2	#2227	D2
#2023	INC	#2232	INC
#2024	BW	#2233	BW
#2026	MI	#2235	MI
#2027	CV	#2236	CV

### PROMOTION\*

Achetez 4 boîtes d'embouts de Beautifil Flow Plus et obtenez une boîte de Beautifil Flow Plus F00 A2 (2002/2202) sans frais\*\*. Buy 4 Beautifil Flow Plus tips or syringes (2.2 g), get one box of Beautifil Flow Plus F00A2 (2002/2202) at no charge\*\*.

\*\*Valide du 1<sup>er</sup> avril au 30 juin 2021. \*\*Possibilité de mélanger et d'assortir les nuances. Les 4 boîtes et la gratuité doivent être du même type d'article (embouts ou seringues pré-remplies). Valid from April 1<sup>st</sup> to June 30<sup>th</sup>, 2021. Mix and match shades. Must be of like item.

Seringue  
Syringe

49<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

PROMO 4+1\*

39<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

Embouts  
Tips

104<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

PROMO 4+1\*

83<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

## Ensemble unidose BeautiBond Unit dose kit Shofu BeautiBond

#1782

- Ensemble unidoses: 50 doses de 0,1 ml
- Adhésif de 7<sup>e</sup> génération.
- Composition unique avec deux adhésifs monomères.
- Unit dose kit: 50 doses of 0.1 ml
- 7<sup>th</sup> generation bonding agent.
- Chemistry with unique dual adhesive monomers.



179<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

## Ensemble BeautiBond Kit Shofu BeautiBond

#1781

- Bouteille de 6ml, 50 micro-embouts et 25 V-dish
- Adhésif de 7<sup>e</sup> génération.
- Composition unique avec deux adhésifs monomères.
- Bottle of 6 ml, 50 Micro-tips and 25 V-Dish
- 7<sup>th</sup> generation bonding agent.
- Chemistry with unique dual adhesive monomers.



179<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

Pour obtenir vos gratuités Shofu: To obtain your free Shofu products:

Pour réclamer votre gratuité, veuillez envoyer cette page par e-mail, par fax ou par courrier électronique avec une copie de votre facture à customer-service@shofu.com, 760.736.3276, ou Shofu Dental Corporation 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059. Une preuve d'achat sur une facture de distributeur autorisé Shofu est requise. Assurez-vous que la facture du revendeur indique clairement votre nom, adresse, numéro de téléphone et produits achetés. Les factures incomplètes ou illisibles ne seront pas honorées. Les produits en prime vous seront expédiés directement par votre revendeur canadien Shofu. Comptez 4 à 6 semaines pour la livraison. L'offre ne peut être combinée à aucune autre offre spéciale Shofu. Shofu se réserve le droit d'interrompre ou de modifier cette offre à tout moment.

To claim your free item(s), email, fax, or mail this page with a copy of your invoice to customer-service@shofu.com, 760.736.3276, or Shofu Dental Corporation 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059. Proof of purchase on one Shofu authorized distributor invoice is required. Make sure that the dealer invoice clearly shows your name, address, phone number and products purchased. Incomplete or illegible invoices will not be honored. Bonus products will be shipped to you directly from your Shofu Canadian Dealer. Allow 4-6 weeks for delivery. Offer cannot be combined with any other Shofu special. Shofu reserves the right to discontinue or change this offer at any time.

**Ensemble polisseuses** Polishing kit *Shofu OneGloss PS*

- #0175**  
Tiges de plastique  
Assortiment de 50 unités:  
- 15 x pointes cupule  
- 20 x pointes midi  
- 15 x formes IC

Plastic shanks, set of 50 units:  
- 15 x Cup-Points  
- 20 x Midi-Point  
- 15 x IC Shapes



- #0176**  
Ensemble de 50 pointes Cupule  
Kit of 50 Cup-Point



- #0177**  
Ensemble de 50 pointes Midi  
Kit of 50 Midi-Point



- #0178**  
Ensemble de 50 formes IC  
Kit of 50 IC Shapes



**134<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

**Ensemble polisseuses** Polishing kit *Shofu OneGloss*

- #0180**  
- 20 x pointes cupule  
- 20 x pointes midi  
- 20 x formes IC  
- 3 x mandrins CA

- 20 x Cup-Point  
- 20 x Midi-Point  
- 20 x IC Shapes  
- 3 x CA mandrels



**114<sup>95</sup>**  
CH/EA

- #0181** 50 x Pointes cupule sans mandrins 50 x Cup-Point w/o mandrels

- #0182** 50 x Pointes midi sans mandrins 50 x Midi-Point w/o mandrels

- #0183** 50 x Formes IC 50 x IC Shapes w/o mandrels

**89<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

- #0186**  
Ensemble de 12 pointes mini  
Kit of 12 Mini-Point



**39<sup>95</sup>**  
PQT/PKG

- #0435**  
Ensemble de 6 mandrins CA  
Kit of 6 CA mandrels



**24<sup>95</sup>**  
BOITE/BOX

**Ensemble Kit** *Shofu Beautifil Flow Plus*

- #2000S** Standard  
- 1 x seringue de 2,2 g de F00 A2  
- 1 x seringue de 2,2 g de F00 A3  
- 1 x seringue de 2,2 g de F03 A2  
- 1 x seringue de 2,2 g de F03 A3  
- Échantillons Shofu supplémentaires

- 1 syringe of 2.2 g F00 A2  
- 1 syringe of 2.2 g F00 A3  
- 1 syringe of 2.2 g F03 A2  
- 1 syringe of 2.2 g F03 A3  
- Additional Shofu samples

- #2000P** Pédiatrique Pediatric  
- 1 x seringue de 2,2 g de F00 A1  
- 1 x seringue de 2,2 g de F00 BW  
- 1 x seringue de 2,2 g de F03 A1  
- 1 x seringue de 2,2 g de F03 BW  
- Échantillons Shofu supplémentaires

- 1 syringe of 2.2 g F00 A1  
- 1 syringe of 2.2 g F00 BW  
- 1 syringe of 2.2 g F03 A1  
- 1 syringe of 2.2 g F03 BW  
- Additional Shofu samples



**134<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Système scellant pour fissures avec libération de fluor**  
Fluoride releasing pit and fissure sealant system  
*Shofu BeautiSealant*

- Plus rapide, plus facile, plus doux  
- Aucun décapage à l'acide phosphorique ni rinçage  
- Force d'adhérence supérieure en 30 secondes  
- Matériel de remplissage radio-opaque/cariostatique  
- Remplissage en douceur et sans bulle

Faster, easier, gentler  
- No phosphoric etch and rinse required  
- Superior bond strength in just 30 seconds  
- Radiopaque/cariostatic filler material  
- Smooth, bubble free delivery



<b>#1798</b>	Ensemble : pâte 1,2 g, apprêt 3 ml, 5 aiguilles, 50 pinceaux, 25 godets, instructions Kit: paste 1.2 g, primer 3 ml, 5 needles, 50 brushes, 25 cups, instructions	<b>112<sup>95</sup></b>
<b>#1794</b>	15 pointes d'aiguille, calibre 27 15 needle tips, 27 gauge	<b>24<sup>95</sup></b>
<b>#1799</b>	Pâte, 1,2 g Paste, 1.2 g	<b>45<sup>95</sup></b>
<b>#1800</b>	Apprêt, 3 ml Primer, 3 ml	<b>63<sup>95</sup></b>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# SHOFU DIAMOND ROBOT POINT

Le procédé robotisé de fabrication des Shofu Diamond ROBOT point distribue une quantité précise de particules de diamants naturels sur une pointe en acier inoxydable. En plus de la particule standard, il existe une sélection de particules fines et extra-fines, grossières et extra-grossières. Il existe une variété de fraises pour convenir à toutes les procédures incluant les couronnes PMF, la restauration des composites, la porcelaine et les procédures mineures.

The robotic manufacturing process used to develop the Shofu ROBOT Diamond Burs distributes precise amounts of natural diamond particles onto a one-piece, stainless steel shank. In addition to standard grit, a selection of fine grit, superfine grit, coarse grit and super-coarse grit are available. There are many Friction Grip shapes available to suit any clinical indication, including PFM crowns and bridges, all-ceramic crowns and bridges, inlays/onlays, composite restorations, porcelain laminate veneers, and minimally invasive restorations.

## VITESSE RECOMMANDÉE RECOMMENDED SPEED

Moins de (TPM) Less than (RPM)			
450 000	300 000	160 000	120 000

PARTICULE GRIT			
C	F	SC	SF
Grossière Coarse	Fine	Extra grossière Super coarse	Extra-Fine Super-Fine

STRAIGHT CYLINDER				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	4.0	R	ISO 107/010	#0800-1
	4.5	R	ISO 109/013	#0801-1
	7.0	R	ISO 110/015	#0803-1
	7.0	R	ISO 110/016	#0805-1
	7.0	R	ISO 110/018	#0807-1
	8.0	SF	ISO 158/013	#808V-1

STRAIGHT CYLINDER (Round end)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	8.0	SC	ISO 289/016	#845X-1
	8.0	C	ISO 289/015	#845C-1
	8.0	R	ISO 130/016	#0846-1
	8.0	F	ISO 130/014	#846F-1

TAPERED CYLINDER (Flat end)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	4.0	R	ISO 170/012	#0810-1
	4.4	R	ISO 170/017	#0812-1
	5.0	R	ISO 170/017	#0813-1
	5.0	R	ISO 170/022	#0814-1
	7.0	R	ISO 171/016	#0816-1
	9.0	C	ISO 172/019	#817C-1
	9.0	R	ISO 172/021	#0818-1
	10.0	R	ISO 173/017	#0820-1
	10.0	F	ISO 173/015	#820F-1
	12.0	R	ISO 174/020	#0822-1
	10.0	R	ISO 173/022	#0824-1
	5.0	R	ISO 196/013	#0830-1

TAPERED CYLINDER (Round end)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	9.0	R	ISO 198/013	#0831-1
	7.0	R	ISO 222/016	#0832-1
	7.0	SC	ISO 222/018	#832X-1
	7.0	F	ISO 222/015	#832F-1
	9.0	R	ISO 223/017	#0833-1
	9.0	SF	ISO 198/018	#833V-1
	10.0	R	ISO 193/016	#0834-1
	9.0	R	ISO 223/018	#0835-1
	9.0	SC	ISO 223/019	#835X-1
	9.0	C	ISO 223/018	#835C-1
	9.0	F	ISO 223/016	#835F-1
	9.0	R	ISO 198/021	#0836-1
	9.0	SF	ISO 198/021	#836V-1
	9.0	R	ISO 223/023	#0837-1
	11.5	R	ISO 223/023	#0838-1
	9.0	R	ISO 198/023	#0839-1
	9.0	SF	ISO 198/023	#839V-1

TAPERED CYLINDER (Needle)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	6.0	F	ISO 164/014	#847F-1
	8.0	R	ISO 165/013	#0848-1
	8.0	F	ISO 165/012	#848F-1
	10.0	R	ISO 166/016	#0850-1
	10.0	SC	ISO 166/018	#850X-1
	10.0	F	ISO 166/015	#850F-1
	10.0	R	ISO 166/022	#0852-1

FLAME				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	7.5	R	ISO 170/012	#0840-1
	7.5	SC	ISO 170/017	#840X-1
	7.5	C	ISO 170/017	#840C-1
	7.5	F	ISO 170/022	#840F-1
	7.5	SF	ISO 171/016	#840V-1
	4.0	SF	ISO 172/019	#841V-1
	7.5	R	ISO 172/021	#0842-1
	7.5	F	ISO 173/017	#842F-1
	6.0	SF	ISO 173/015	#843V-1
	9.0	R	ISO 174/020	#0844-1

TAPERED CYLINDER (Corner Round)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	4.0	R	ISO 544/018	#0789-1
	4.0	SF	ISO 544/018	#789V-1
	5.0	R	ISO 544/021	#0790-1
	5.0	SF	ISO 544/021	#790V-1
	7.0	R	ISO 545/018	#0791-1
	7.0	SF	ISO 545/018	#791V-1
	10.0	R	ISO 553/019	#0792-1
	10.0	SF	ISO 553/019	#792V-1
	10.0	R	ISO 553/023	#0793-1
	10.0	SF	ISO 553/023	#793V-1
	3.5	R	ISO 544/027	#0825-1
	3.5	SF	ISO 544/027	#825V-1
	3.5	R	ISO 544/031	#0826-1
	3.5	SF	ISO 544/031	#826V-1

INVERTED CONE "S"				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	1.5	R	ISO 032/013	#0855-1
	2.0	R	ISO 032/018	#0856-1
	2.3	R	ISO 032/021	#0858-1
	2.2	R	ISO 019/010	#0859-1
	3.6	R	ISO 019/015	#0860-1
	3.5	R	ISO 019/017	#0861-1

INVERTED CONE				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	1.4	R	ISO 012/014	#0864-1
	1.6	R	ISO 012/016	#0865-1
	1.7	R	ISO 013/025	#0866-1
	4.4	R	ISO 225/020	#0868-1
	7.0	R	ISO 226/024	#0870-1

WHEEL				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	1.4	R	ISO 042/044	#0885-1
	0.8	R	ISO 041/052	#0886-1

WHEEL (Knife edge)				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	0.8	R	ISO 304/028	#0888-1
	1.2	R	ISO 304/050	#0890-1

1195 CHACUN/EACH  
10+ UNITÉS UNITS  
10<sup>95</sup> CHACUN/EACH

# SHOFU DIAMOND ROBOT POINT

ROUND				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	1.0	R	ISO 001/014	#0872-1
	1.2	R	ISO 001/016	#0874-1
	1.3	SF	ISO 001/015	#874V-1
	1.4	R	ISO 001/018	#0875-1
	1.4	F	ISO 001/017	#875F-1
	1.8	R	ISO 001/022	#0876-1
	1.8	SC	ISO 001/024	#876X-1
PEAR				
	4.5	R	ISO 237/015	#0878-1
	4.5	R	ISO 237/018	#0879-1
	6.5	R	ISO 237/025	#0891-1
	5.0	R	ISO 237/033	#0892-1
	5.0	SC	ISO 237/034	#892X-1
WHEEL (Round End)				
	1.3	R	ISO 068/034	#0894-1
	1.8	R	ISO 068/046	#0895-1
	1.9	SC	ISO 068/047	#895X-1
	1.8	C	ISO 068/046	#895C-1
EGG				
	4.9	R	ISO 277/029	#0893-1
	4.9	SF	ISO 277/029	#893V-1
GUIDE GROOVE CUTTER				
	3.6	R	ISO 552/026	#0896-1
	4.0	R	ISO 552/036	#0897-1
CORN				
	5.0	R	ISO 039/033	#0898-1
	5.0	SC	ISO 039/034	#898X-1
	5.7	R	ISO 031/035	#0899-1
	5.7	SF	ISO 031/035	#899V-1
BUD				
	3.0	R	ISO 243/017	#0880-1
	3.4	SF	ISO 243/014	#880V-1
	3.5	R	ISO 257/022	#0881-1
	5.0	R	ISO 243/022	#0883-1
	5.0	SC	ISO 243/023	#883X-1
	5.0	C	ISO 243/022	#883C-1
	5.0	F	ISO 243/020	#883F-1
	5.0	SF	ISO 243/019	#883V-1
MI-PREPARATION				
	0.7	R	ISO 001/009	#0944-1
	0.9	R	ISO 001/011	#0945-1
	1.1	R	ISO 001/013	#0946-1
	2.0	R	ISO 237/008	#0947-1
	2.0	R	ISO 237/010	#0948-1
	2.0	R	ISO 237/012	#0949-1
HYBRID POINTS				
	1.0	R	ISO 001/010	#0901-1
	1.0	R	ISO 001/014	#0903-1
	1.6	R	ISO 001/018	#0905-1
	1.0	R	ISO 010/008	#0907-1
	0.8	R	ISO 010/010	#0909-1
	3.0	R	ISO 238/008	#0911-1
	1.4	R	ISO 237/010	#0913-1
	2.9	R	ISO 108/009	#0915-1
	4.0	R	ISO 107/010	#0917-1
	4.5	R	ISO 107/012	#0919-1
	4.0	R	ISO 170/010	#0921-1
	4.0	R	ISO 170/012	#0923-1

TPE				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	9.0	C	ISO 150/010	#680C-1
	9.0	F	ISO 150/010	#680F-1
	9.0	C	ISO 150/012	#682C-1
	9.0	F	ISO 150/012	#682F-1
	6.0	C	ISO 150/012	#682S-1
	9.0	C	ISO 150/014	#684C-1
	9.0	F	ISO 150/014	#684F-1
	6.0	C	ISO 150/014	#684S-1
	9.0	C	ISO 150/016	#686C-1
	9.0	F	ISO 150/016	#686F-1

T&F HYBRID POINTS				
Forme Shape	Longueur Length	Particule Grit	SHOFU	Code
	1.6	SF	ISO 001/018	#0925-1
	3.0	SF	ISO 254/014	#0927-1
	3.5	SF	ISO 254/018	#0929-1
	3.0	SF	ISO 277/014	#0931-1
	3.5	SF	ISO 277/018	#0933-1
	4.0	SF	ISO 499/012	#0935-1
	3.7	SF	ISO 243/009	#0937-1
	4.2	SF	ISO 243/012	#0939-1
	6.0	SF	ISO 164/013	#0941-1
	8.0	SF	ISO 165/011	#0943-1

● Particule Grit    ■ Particule Grit  
**13<sup>95</sup>** CHACUN/EACH    **19<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

## Plaque abrasive recouverte de diamant Diamond coated grit abrasive dresser #0781

Barre de métal pour nettoyer ou reformer fraises ou polissoirs.  
Metal bar for easy cleaning or precise redesigning of abrasives and polishers.



**76<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

## Trousse de correction pour porcelaine Porcelain adjustment kit #0301

Trousse en plastique  
Plastic Kit



**63<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

## Trousse technique pour composites Composite technique kit #0322

Trousse en plastique  
Plastic Kit



**85<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

## Trousse de polissage pour composites Composite polishing kit #0310

Trousse en plastique  
Plastic Kit



**63<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

**11<sup>95</sup>** CHACUN/EACH    **10+ UNITÉS**    **10<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# SHOFU

## Ensemble Arc-en-ciel Rainbow technique kit Shofu Super-Snap #0500

- Contenu:
- 180 disques (100 réguliers, 80 minis)
  - 40 bandes Polystrips
  - 2 pierres Dura-White (CN1 et FL2)
  - 1 composite Fine Midi-Point
  - 4 mandrins de métal CA.

- Contents:
- 180 disks (100 standard, 80 mini)
  - 40 Polystrips
  - 2 Dura-White Stones (CN1 and FL2)
  - 1 CompoSite Fine Midi-Point
  - 4 CA metal mandrels.



**149<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Pâte à polir pour composite Composite polishing paste Shofu CompoSite® #0551

- 5 g. Pour un éclat durable et brillant.
- Idéal avec les disques Shofu Super-Snap.
- Contient des particules d'oxyde d'aluminium submicroniques.
- 5 g. For a long-lasting, brilliant shine.
- Perfect with Shofu's Super-Snap disks.
- Contain submicron aluminum oxide particles.



**48<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## X-treme finishing and polishing Shofu Super-Snap

Finition et polissage des restaurations en composite  
Finishing and polishing of composite restorations

- #PN0506 Ensemble de disques standard - 12 mm Standard Disk Kit - 12 mm
- 50 texture fine (vert)
  - 50 texture superfine (rouge)
  - 50 fine grit (green)
  - 50 superfine grit (red)

- #PN0507 Ensemble de disques mini - 8 mm Mini Disk Kit - 8 mm
- 50 texture fine (vert)
  - 50 texture superfine (rouge)
  - 50 fine grit (green)
  - 50 superfine grit (red)



**69<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

	Polissage Polishing		Super-polissage super polishing	
Super-Snap X-Treme				
Couleur - Texture Color - Texture	Vert - Fine Green - Fine		Rouge - Super fine Red - Super fine	
Recharges (50) Refills (50)	#L511	#L531	#L512	#L532

SUPER-SNAP											
	Correction Contouring		Finition Finishing				Polissage Polishing		Super-polissage super polishing		Boîte Box
Disques de remplacement Replacement disks											50 unités 50 units
Couleur - Texture Color - Texture	Noir - Gros Black - Coarse		Violet - Moyen Violet - Medium				Vert - Fine Green - Fine		Rouge - Super fine Red - Super fine		
Code de recharge Refill code	#L506	#L507	#L508	#L528	#L509	#L522	#L511	#L531	#L512	#L532	

**39<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**2+ BOÎTES BOXES**  
**37<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

MANDRINS MANDRELS				
Mandrins Mandrels				
Style	HandPiece #0437 Métal Metal	Friction-grip #0438 Métal Metal	Contra-Angle #0439 Métal Metal	Contra-Angle #0440 Plastique Plastic
Boîte Box	6 unités units	6 unités units	6 unités units	100 unités units

#0437  
#0438  
#0439

**29<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

#0440 **45<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

POLYSTRIPS					
					Boîte Box
Couleur - Texture Color - Texture	Noir - Gros Black - Coarse	Violet - Moyen Violet - Medium	Vert - Fine Green - Fine	Rouge - Super fine Red - Super fine	100 unités 100 units
Code	#L525		#L526		



**41<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

## Sofreliner Tough Tokuyama

Matériel de remplissage souple à base de silicone pour prothèses. Soft: usage à court ou à long terme. Medium: usage à long terme.

Silicone-Based Soft Denture Liner. Soft: both short and long term use. Medium: long term use.



#23401 Ou / Or #23351	Ensemble: 1 cartouche 54 g, 1 bouteille d'apprêt 10 ml, 10 embouts mélangeurs et accessoires Kit: 54 g cartridge, 10 ml primer bottle, 10 mixing tips and accessories	214 <sup>95</sup>
#23380	Embouts mélangeurs Mixing tips - 50 unités units	46 <sup>95</sup>
#23441	Bouteille d'apprêt Primer bottle - 10 ml	55 <sup>95</sup>
#23372	Pistolet distributeur Dispenser gun	119 <sup>95</sup>
#23337	Bouteille de nettoyeur de silicone - 7ml Silicone remover bottle	41 <sup>95</sup>

## Rebase III Tokuyama

REBASE III est la nouvelle génération de matériau de regarnissage pour prothèses rigides.,  
Conçu pour les applications durables de regarnissage de prothèses en acrylique complètes et partielles, ce qui se traduit par un confort exceptionnel et un ajustement de la prothèse qui dure.

REBASE III is the next generation of chairside hard denture reline material. With further innovation.  
Designed for durable complete and partial acrylic denture reline applications - resulting in outstanding comfort and a denture fit that lasts.

NOUVEAU  
NEW



#20660	Ensemble: 80 g de poudre, 50 ml de liquide, 15 ml d'adhésif, 48 g de durcisseur de résine et accessoires Kit: 80 g of powder, 50 ml of liquid, 15 ml of adhesive, 48 g of resin hardener and accessories	174 <sup>95</sup>
#20661	Poudre, 80 g Powder, 80 g	84 <sup>95</sup>
#20662	Liquide, bouteille de 50 ml Liquid, 50 ml bottle	84 <sup>95</sup>
#20663	Bouteille d'adhésif, 15 ml Adhesive bottle, 15 ml	29 <sup>95</sup>
#20171	Pot de durcisseur de résine, 48 g Resin hardener jar, 48 g	24 <sup>95</sup>

## Rebase II Tokuyama

Matériel rigide de regarnissage et d'extensions latérales des prothèses  
Chair-side hard denture relines and border extensions



#20506 (20660)	Ensemble: 80 g de poudre, 50 ml de liquide, 15 ml d'adhésif, 48 g de durcisseur de résine et accessoires Kit: 80 g of powder, 50 ml of liquid, 15 ml of adhesive, 48 g of resin hardener and accessories	169 <sup>95</sup>
#20546 (20661)	Poudre, 80 g Powder, 80 g	81 <sup>95</sup>
#20562 (20662)	Liquide, bouteille de 50 ml Liquid, 50 ml bottle	81 <sup>95</sup>
#20563 (20663)	Bouteille d'adhésif, 15 ml Adhesive bottle, 15 ml	27 <sup>95</sup>
#20171	Pot de durcisseur de résine, 48 g Resin hardener jar, 48 g	24 <sup>95</sup>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

\* Pour l'obtention des gratuits, voir les détails au bas de la page 63  
To obtain your free products, see details at the bottom of page 63

# TOKUYAMA

## Omnichroma Flow Tokuyama

NOUVEAU  
NEW

#10220-TOKUYAMA

- Seringue 3g
- Syringe 3g

Toutes les nuances, un choix  
Omnichroma Flow est le premier composite fluide à une teinte au monde à assortir esthétiquement chaque couleur de dent de A1 à D4 avec une seule teinte de composite.

Every Shade, One Choice  
Omnichroma Flow is the world's first one-shade flowable composite to esthetically match every color of tooth from A1 to D4 with a single shade of composite.



**7795** CHACUN/EACH  
**PROMO 2+1\***  
**5195** CHACUN/EACH

## Omnichroma Blocker Flow Tokuyama

NOUVEAU  
NEW

#10222

- Seringue 3g Syringe 3g

Matériau supplémentaire à utiliser avec Omnichroma Flow ou Omnichroma dans certains cas pour éviter les interférences de correspondance de teinte.

Supplementary material to be used in conjunction with Omnichroma Flow or Omnichroma in certain cases to prevent shade matching interference.



**7795** CHACUN/EACH  
**PROMO 2+1\***  
**5195** CHACUN/EACH

## Omnichroma Tokuyama

Omnichroma, le composite uni-teinte révolutionnaire qui s'harmonise à n'importe quelle dent. Toutes les teintes de A1 à D4 en une seule application et une seule référence à garder en inventaire.

Omnichroma, the revolutionary single-shade dental composite that harmonizes with any tooth. All shades from A1 to D4 in just one application and only 1 reference to keep in stock.



- Seringue 4g + 10 embouts
- Syringe 4g + 10 tips
- #10116

**10995** CHACUN/EACH  
**PROMO 3+1\***  
**8245** CHACUN/EACH

- Embouts Tips 20 x 0.2g
- #10126

**11495** BOÎTE/BOX  
**8620** BOÎTE/BOX

## Omnichroma Blocker Tokuyama

Pour les importantes restaurations de Type III et IV, pour masquer de légères taches ou reconstruire une dent très opaque, utilisez le Blocker en association avec Omnichroma.

In large Class III and IV cases, to mask slight staining or to reconstruct a highly opaque tooth, use the Blocker in association with Omnichroma.



- Seringue 4g + 10 embouts
- Syringe 4g + 10 tips
- #10117

**10995** CHACUN/EACH  
**PROMO 3+1\***  
**8245** CHACUN/EACH

- Embouts Tips 20 x 0.2g
- #10127

**11495** BOÎTE/BOX  
**8620** BOÎTE/BOX

**Universal Bond Tokuyama**

NOUVEAU  
NEW

- Universal Bond est un adhésif universel à deux composants qui ne nécessite pas d'agitation de surface, de photopolymérisation ou de temps d'attente après la mise en place.
- Une application rapide et facile réduit le temps d'attente, en particulier dans les préparations à plusieurs dents.
- Universal Bond is a two-component universal adhesive that does not require surface agitation, light-curing, or wait time after placement.
- A quick and easy application cuts chair time especially in multi-tooth preparations.



#15203	Ensemble de départ : bouteille de 2 ml, 25 applicateurs jetables, distributeur Starter kit: 2 ml pen, 25 disposable applicators, dispensing well	chacun each	149 <sup>95</sup>
#15213	Recharge d'adhésif universel A - Bouteille de 5 ml Refill Universal Bond A adhesive - 5 ml bottle	1 bouteille bottle	72 <sup>95</sup>
#15218	Recharge d'adhésif universel B - Bouteille de 5 ml Refill Universal Bond B adhesive - 5 ml bottle	1 bouteille bottle	72 <sup>95</sup>
#34650	Godet mélangeur 2 cavités à usage unique Disposable mixing well	200 unités units	32 <sup>95</sup>

**Bond Force Tokuyama**

- Adhésif dentaire à une composante, auto-gravante et photopolymérisable
- One-component, self-etching, light-cured dental adhesive



#14932	Recharge: bouteille de 5 ml Refill: 5 ml bottle	119 <sup>95</sup>
--------	---	-------------------

**Shield Force Plus Tokuyama**

- Pour le traitement de l'hypersensibilité dentinaire. 1 étape, 30 sec.
- For treatment of dentinal hypersensitivity. 1 step, 30 sec.



#15111	Ensemble: 1 bouteille de 3 ml, 25 applicateurs jetables et 1 distributeur Kit 1 bottle of 3 ml, 25 disposable superfine applicators & 1 dispensing well	137 <sup>95</sup>
#15121	Recharge: bouteille de 3 ml Refill: 3 ml bottle	117 <sup>95</sup>

**Embouts Dispensing tips Tokuyama**

#12740

- En métal
- 50 unités
- Metal
- 50 units



26<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Embouts Dispensing tips Tokuyama**

#13799

- En plastique
- 50 unités
- Plastic
- 50 units



28<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Guide de teintes Shade Guide Tokuyama Estelite Universal Flow**

#13798



62<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Matériau de restauration dentaire à base de résine** Resin-based dental restorative material  
**Tokuyama Estelite Sigma Quick, Bulk Fill Flow & Universal Flow**

- Temps de travail prolongé (90 sec.).
- Durcissement rapide.
- Conserve sa brillance.
- Haute résistance à l'usure et moins d'usure des dents opposées.
- Excellente opacité aux rayons X.

- Extended working time (90 sec.).
- Quick curing time.
- High gloss retention over time.
- High wear resistance & less wear to opposing teeth.
- Excellent radiopacity.

*Estelite Sigma Quick*

Seringue Syringe 3.8g		Embouts pré-chargés Pre-loaded tips 20 unités units x 0.2g	
#13110	A1	#13310	A1
#13111	A2	#13311	A2
#13112	A3	#13312	A3
#13113	A3.5	#13313	A3.5
#13114	A4	#13314	A4
#13115	A5	#13315	A5
#13116	B1	#13316	B1
#13117	B2	#13317	B2
#13118	B3	#13318	B3
#13119	B4	#13319	B4
#13120	C1	#13320	C1
#13121	C2	#13321	C2
#13122	C3	#13322	C3
#13123	OA1	#13323	OA1
#13124	OA2	#13324	OA2
#13125	OA3	#13325	OA3
#13126	OPA2	#13326	OPA2
#13127	CE	#13327	CE
#13128	BW	#13328	BW
#13129	WE	#13329	WE



Seringue Syringe **104<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

Embouts Tips **119<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

*Estelite Bulk Fill Flow*

Seringue Syringe 1 x 3g + 10 embouts tips	
#12717	A1
#12718	A2
#12719	A3
#12716	B1
#12715	UNIV



Seringue Syringe **88<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

Embouts pré-chargés Pre-loaded tips 20 unités units x 0.2g	
#12737	A1
#12738	A2
#12739	A3
#12736	A3.5
#12735	UNIV

Embouts Tips **108<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

*Universal Flow*

Teintes Shade	Seringue écoulement élevé High flow syringes 1 x 3g + 10 embouts tips	Seringue écoulement moyen Medium flow syringes 1 x 3g + 10 embouts tips	Embouts pré-chargés écoulement moyen Medium flow pre-loaded tips 20 unités units x 0.2g	Seringue écoulement très faible Super low flow syringes 1 x 3g + 10 embouts tips
A1	#13875	#13882	#13982	#13894
A2	#13876	#13883	#13983	#13895
A3	#13877	#13884	#13984	#13896
A3.5	#13878	#13885	#13985	#13897
A4		#13886	#13986	#13898
A5		#13887	#13987	#13899
B3		#13888	#13988	
OPA2	#13879	#13889	#13989	
OPA3	#13880	#13890	#13990	
OPA4	#13881	#13891	#13991	
CE		#13892	#13992	
BW		#13893	#13993	



Seringue Syringe **84<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

Embouts Tips **107<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

Pour obtenir vos gratuits Tokuyama To obtain your free Tokuyama products

Les médecins ou dentistes participants sont tenus de déclarer correctement et de refléter tout produit bonus, récompenses, rabais ou autre avantage qu'ils reçoivent sur leurs soumissions à un programme de soins de santé financé par le gouvernement fédéral ou provincial et /ou à une assurance privée. Pour recevoir vos produits en prime, veuillez soumettre votre réclamation via le formulaire web suivant <https://www.tokuyama-us.com/redemptions>, ou faxez une facture au +1 (760) 942-7212, ou envoyez un e-mail à [info@tokuyama-us.com](mailto:info@tokuyama-us.com). Veuillez utiliser le CODE PROMOTIONNEL: U221 pour profiter des promotions ci-dessus. Les commandes éligibles doivent être datées du 4/1 / 2021-6 / 30/2021 et reçues au plus tard le 21/07/2021. Tokuyama se réserve le droit d'interrompre la (les) promotion (s) à tout moment. Ne peut être combiné avec aucune autre offre. Veuillez prévoir de 2 à 4 semaines pour la livraison des produits bonus. Disponible uniquement aux États-Unis et au Canada. Pour bénéficier d'offres promotionnelles, votre commande doit être passée par un revendeur Tokuyama agréé. \*Limite de 3 produits en prime par trimestre, par dentiste

Participating doctors or dentists are obligated to properly report and reflect any bonus product, rewards, rebates, discounts or other benefit they receive on their submissions to provincial or federal healthcare programs and/or private insurance. To receive your bonus product(s), please submit your claim through the following web-form <https://www.tokuyama-us.com/redemptions>, or fax an invoice to +1 (760) 942-7212, or email to [info@tokuyama-us.com](mailto:info@tokuyama-us.com). Please use PROMO CODE: U221 to redeem the promotions above. Qualifying orders must be dated 4/1/2021-6/30/2021 and received no later than 7/21/2021. Tokuyama reserves the right to discontinue the promotion(s) at any time. Cannot be combined with any other offer. Please allow 2-4 weeks for delivery of bonus products. Available in U.S. and Canada only. To redeem promotional offers, your order must be placed through an authorized Tokuyama dealer. Limit of 3 bonus products per quarter, per doctor.

\* Pour l'obtention des gratuits, voir les détails au bas de la page 68  
To obtain your free products, see details at the bottom of page 68

COLTENE

Nouveau  
Produit  
New  
product

## Composite Brilliant Everglow Flow™ Coltene

BRILLIANT EverGlow™ Flow a une faible viscosité tout en offrant une grande stabilité. Une nouvelle aiguille d'application extra fine étend la gamme d'accessoires et permet une précision d'application maximale.

- Excellente stabilité avec une faible viscosité
- Bonne mouillabilité pour une couverture étendue
- Concept pratique Duo Shade - y compris la teinte opaque
- Deux tailles d'aiguilles d'application pour plusieurs indications

BRILLIANT EverGlow™ Flow has a low viscosity yet offers high stability. A new, extra thin application needle extends the range of accessories and allows for the highest application precision.

- Excellent stability with low viscosity
- Good wettability for extensive coverage
- Convenient Duo Shade concept - including opaque shade
- Two application needle sizes for multiple indications

Seringue Syringe 1 x 2g	
#60019752	Bleach
#60019753	A1/B1
#60019754	A2/B2
#60019755	A3/D3
#60019756	A3,5/B3
#60019757	A4/C4
#60019758	Translucide Translucent



PROMO 3+1\*  
48<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 36<sup>70</sup> BOÎTE/BOX

## Embouts pre-chargés Brilliant Everglow™

Pre-loaded tips Brilliant Everglow™ Coltene



20 unités units x 0.2g	
#60019706	Bleach
#60019707	A1/B1
#60019708	A2/B2
#60019709	A3/D3



PROMO 3+1\*  
109<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 82<sup>45</sup> BOÎTE/BOX

## Seringues Brilliant Everglow™

Syringes Brilliant Everglow™ Coltene



1 unité units x 3g	
#60019697	Bleach
#60019698	A1/B1
#60019699	A2/B2
#60019700	A3/D3
#60019701	A3,5
#60019702	C2/C3
#60019703	A4/C4

PROMO 3+1\*  
77<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 58<sup>45</sup> BOÎTE/BOX

## Composite restaurateur automix Paracore®

Automix restorative composite Paracore® Coltene

ParaCore® est un système composite radio-opaque à double polymérisation, renforcé de verre, disponible en trois teintes. Le matériau est idéal pour la post-cimentation ainsi que pour les reconstitutions de core.

ParaCore® is a dual-cured, glass-reinforced, radiopaque composite system available in three shades. The material is ideal for post cementation as well as core-build ups.



Recharge 5ml	
#5886	Blanc White
#5887	Dentine Dentin

PROMO 2+1\*  
139<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 93<sup>30</sup> BOÎTE/BOX

## Ciment résine auto-adhésif Solocem®

Self-adhesive cement Solocem® Coltene

SoloCem® est un ciment résine auto-adhésif avec de l'oxyde de zinc antibactérien. Ce ciment à double polymérisation atteint des valeurs d'adhérence exceptionnelles qui garantissent une stabilité durable sur l'émail et la dentine sans collage.

SoloCem® is a self-adhesive resin cement with antibacterial zinc oxide. This dual-curing cement achieves outstanding adhesion values that guarantee durable stability on the enamel and dentine without bonding.



Recharge 5ml	
#60014061	Blanc opaque White opaque
#60014062	Dentine Dentin

PROMO 2+1\*  
139<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 93<sup>30</sup> BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

### Système de tenons en fibre translucide Fiber Lux™

Translucent fiber post Fiber Lux™ system **Coltene ParaPost®**

ParaPost Fiber Lux est une alternative aux poteaux métalliques lorsque des restaurations sans métal sont souhaitées. Ces tenons en fibre sont constitués d'un matériau en résine de fibre translucide qui reflète les teintes naturelles de la dent et élimine les ombres grâce aux restaurations composites à l'interface gingivale / couronne.

ParaPost Fiber Lux is an alternative to metal posts when metal-free restorations are desired. These fiber posts are made of translucent fiber resin material that reflects the natural hues of the tooth and eliminates shadows through composite restorations at the gingival/crown interface.



- #PF170**  
 1x Universal Hand Driver  
 1x Foret Drill, # 3  
 1x Foret Drill, # 4  
 1x Foret Drill, # 4.5  
 1x Foret Drill, # 5  
 1x Foret Drill, # 5.5  
 1x Foret Drill, # 6  
 1x 3 pcs Fiber Lux, # 5  
 1x 2 pcs Fiber Lux, # 6  
 1x 3 pcs Fiber Lux, # 4.5  
 1x 2 pcs Fiber Lux, # 5.5  
 1x 2 pcs Fiber Lux, # 3  
 1x 3 pcs Fiber Lux, # 4

**299<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Tenons en fibre translucide Fiber Lux™

Translucent fiber post Fiber Lux™  
**Coltene ParaPost®**



PROMO 3+1\*

#PF1713	■ #3	5 unités units	<b>78<sup>95</sup></b>	<b>59<sup>20</sup></b>
#PF1714	■ #4			
#PF17145	■ #4.5			
#PF1715	■ #5			
#PF17155	■ #5.5			
#PF1716	■ #6			

### Système de tenons en fibre translucide Taper Lux™

Translucent fiber post Taper Lux™ system  
**Coltene ParaPost®**

Idéal pour les canaux étroits et les restaurations hautement esthétiques sans métal. Compatible avec les forets ParaPost.

Ideal for narrow canals and metal-free high aesthetic restorations. ParaPost Taper Lux Posts compatible with tapered ParaPost Drills



- #PF180**  
 1x Universal Hand Driver  
 1x Foret Drill, # 4.5  
 1x Foret Drill, # 5  
 1x Foret Drill, # 5.5  
 1x Foret Drill, # 6  
 1x 5 pcs Fiber Lux, # 4.5  
 1x 5 pcs Fiber Lux, # 5  
 1x 3 pcs Fiber Lux, # 5.5  
 1x 2 pcs Fiber Lux, # 6

**299<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Tenons en fibre translucide Taper Lux™

Translucent fiber post Taper Lux™  
**Coltene ParaPost®**



PROMO 3+1\*

#PF18145	■ #4.5	5 unités units	<b>78<sup>95</sup></b>	<b>59<sup>20</sup></b>
#PF1815	■ #5			
#PF18155	■ #5.5			
#PF1816	■ #6			

### Forets ParaPost® X Drills ParaPost® X

**Coltene ParaPost®**



#P423	■ #3	0.036"	0.90mm	2 rainures 2 fluted	3 unités 3 units	<b>83<sup>95</sup></b>
#P424	■ #4	0.040"	1.00mm			
#P4245	■ #4.5	0.045"	1.14mm			
#P425	■ #5	0.050"	1.25mm			
#P4255	■ #5.5	0.055"	1.40mm			
#P426	■ #6	0.060"	1.50mm			
#P427	■ #7	0.070"	1.75mm			
#P42A	Ensemble assorties taille 3 à 6 Kit assorted sizes 3 to 6			6 unités 6 units	<b>112<sup>95</sup></b>	

### Recharge de forets Taper Lux™

Drill refills for Taper Lux™  
**Coltene ParaPost®**



#P8245	■ #4.5	0.045"	1.14mm	2 rainures 2 fluted	3 unités 3 units	<b>83<sup>95</sup></b>
#P825	■ #5	0.050"	1.25mm			
#P8255	■ #5.5	0.055"	1.40mm			
#P826	■ #6	0.060"	1.50mm			

**Matériaux pour empreinte VPS, léger**

Impression material VPS, light body

**Coltene Affinis®**

- 2 x 50 ml cartouche
- 2 x 50 ml cartridge

**PROMO 3+1\***

#6511	Prise régulière Regular set	Léger Light	2 x 50 ml	64 <sup>95</sup>	48 <sup>70</sup>
#6611	Prise rapide Fast set			66 <sup>95</sup>	50 <sup>20</sup>

**Matériaux pour empreinte VPS, régulier**

Impression material VPS, regular body

**Coltene Affinis®**

- 2 x 50 ml cartouche
- 2 x 50 ml cartridge

**PROMO 3+1\***

#6501	Prise régulière Regular set	Léger Light	2 x 50 ml	64 <sup>95</sup>	48 <sup>70</sup>
#6601	Prise rapide Fast set				

**Matériaux pour empreinte VPS, élevée**

Impression material VPS, heavy body

**Coltene Affinis®**

- 2 x 75 ml cartouche
- 8 x embouts mélangeurs
- 2 x 75 ml cartridge
- 8 x mixing tips

**PROMO 3+1\***

#6520	Prise régulière Regular set	Élevée Heavy	2 x 75 ml	84 <sup>95</sup>	63 <sup>70</sup>
#6620	Prise rapide Fast set			62 <sup>95</sup>	47 <sup>20</sup>
#6590	Prise régulière Regular set				

**Matériaux pour empreinte VPS, souple**

Impression material VPS, soft

**Coltene Affinis®**

- 1 x 300 ml base
- 1 x 300 ml catalyseur
- 1 x cuillère doseuse
- 1 x 300 ml base
- 1 x 300 ml catalyst
- 1 x dosage spoon

**PROMO 3+1\***

#6530	Prise régulière Regular set	Souple Soft	2 x 300 ml	164 <sup>95</sup>	123 <sup>70</sup>
#6531	Prise rapide Fast set				
#6535	Prise régulière Regular set	Très souple Super Soft			

**Matériaux pour empreinte VPS, Monophase**

Impression material VPS, Monobody

**Coltene Affinis®**

- 2 x 75 ml cartouche
- 8 x embouts mélangeurs
- 2 x 75 ml cartridge
- 8 x mixing tips

**PROMO 3+1\***

#6547	Prise régulière Regular set	Très souple Super Soft	2 x 75 ml	84 <sup>95</sup>	63 <sup>70</sup>
-------	--------------------------------	---------------------------	-----------	------------------	------------------

**Embouts mélangeurs**

Mixing tips

**Coltene Affinis®****PROMO 3+1\***

#6550	Universel Universal	Jaune Yellow	-	40 unités units	45 <sup>95</sup>	34 <sup>45</sup>
#6552	Large	Turquoise	-		47 <sup>95</sup>	35 <sup>95</sup>
#6555	Intraoral	Jaune Yellow	50 ml	100 unités units	63 <sup>95</sup>	47 <sup>95</sup>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

### Système de nettoyage à ultrason Ultrasonic cleaning system Coltene Ultrasonic BioSonic® UC150 #60021987

Le système BioSonic UC150 est un méthode polyvalente, efficace et pratique de nettoyage des instruments dentaires. Empêche les dommages aux instruments

- Capacité de nettoyage de 1,5 gallon
- Système de nettoyage de panier / béccher
- Peut être encastré ou monté sur une table

The BioSonic UC150 is a versatile, efficient and convenient method of cleaning dental instruments. Prevents damage to instruments

- 1.5 gallon cleaning capacity
- Basket/beaker cleaning system
- May be recessed or table top mounted



**1295<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Solution de nettoyage d'usage général concentrée General purpose ultrasonic cleaning solution Coltene BioSonic® #UC30

- Super concentrée
- 472 ml (16oz)
- Super concentrated
- 472 ml (16 oz)



**48<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

Obtenez 2 caisses de BioSonic UC30 ou Solution Enzymatique UC32 **GRATUITE** à l'achat d'un Nettoyeur Ultrasonique UC150  
Get 2 **FREE** cases of BioSonic UC30 or Enzymatic Ultrasonic Cleaner UC32 with the purchase of a UC150 Ultrasonic cleaning system (PROMO: CS-2207)

### Système de nettoyage à ultrason Ultrasonic cleaning system Coltene Ultrasonic BioSonic® UC300 #UC300B115

Le système de nettoyage à ultrasons BioSonic® utilise un processus créé par des ondes sonores à haute fréquence pour éliminer efficacement les débris grossiers et microscopiques des instruments dentaires.

- Grande capacité de 3,75 gallons
- Tâches multiples et polyvalence dans une seule unité
- Compatible avec les systèmes de cassette populaires
- Modèle encastré disponible

BioSonic® Ultrasonic Cleaning System uses a process created by high frequency sound waves to effectively remove gross and microscopic debris from dental instruments.

- Large 3.75 gallon capacity
- Multiple tasks and versatility in a single unit
- Compatible with popular cassette systems
- Recessed model available for installation flexibility



**2495<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Solution de nettoyage enzymatique concentrée Enzymatic ultrasonic cleaner Coltene BioSonic® #UC32

- Concentrée
- 236 ml (8oz)
- Concentrated
- 236 ml (8 oz)



**45<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

Obtenez 3 caisses de BioSonic UC30 ou Solution Enzymatique UC32 **GRATUITE** à l'achat d'un Nettoyeur Ultrasonique UC300  
Get 3 **FREE** cases of BioSonic UC30 or Enzymatic Ultrasonic Cleaner UC32 with the purchase of a UC300 Ultrasonic cleaning system (PROMO: CS-2201)

### Detarteur à ultrason Ultrasonic scaler Coltene Ultrasonic BioSonic® US100R #US100R115T

- Accepte les inserts de 25 kHz ou 30 kHz.
- La plage de puissance inférieure tient compte du confort du patient
- Pièce à main ergonomique pour le confort de l'opérateur pendant le détartrage prolongé.
- Inserts BioSonic - une variété de modèles de pointes les plus populaires en 25 kHz et 30 kHz
- Pédale multidirectionnelle pour une utilisation facile

Scaler system accommodates both 25 or 30 kHz inserts

- Lower power range keep's patient's comfort in mind
- Ergonomic handpiece improves operator's comfort during extended scaling
- BioSonic Inserts - variety of most popular tip designs in both 25 and 30 kHz
- Multi-directional foot pedal for easy operation



**1495<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Inserts pour detarteur ultrasonique Ultrasonic scaler inserts Coltene BioSonic®

#US1030K	Universal Universel	#10	30 KhZ	1 unité 1 unit	<b>166<sup>95</sup></b>
#US1030KSP	Slim				
#US1030KOM	OptiMist Universel OptiMist Universal				<b>184<sup>95</sup></b>
#US1030KOS	OptiMist Slim				



**Vaporisateur réfrigérant pour diagnostique pulpaire** Pulp vitality refrigerant spray**Coltene Hygenic Endo-Ice®**

#H05032

- Appliqué avec une micro-brosse ou une pastille de coton
- Beaucoup plus froid que la glace ou le chlorure d'éthyle
- Parfum de menthe verte
- 168 g (6 oz)

- Applied with a micro-brush or cotton pellet
- Much colder than ice or ethyl chloride
- Spearmint scent
- 168 g (6 oz)

**33<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH**Digues dentaires sans latex** Latex-free dental dams**Coltene Hygenic® Flexi Dam®**

- À Usage unique, sans saveur
- Sans latex, sans poudre

- Single use, odorless
- Latex-free, powder-free

**PROMO 3+1\***

#H09105	6 x 6"	Moyen Medium	Vert Green	15 unités units	39 <sup>95</sup>	29 <sup>95</sup>
#H09945			Violet Purple	30 unités units	55 <sup>95</sup>	41 <sup>95</sup>
#H09946			Vert Green	75 unités units	194 <sup>95</sup>	146 <sup>20</sup>
#H09106						

**Digue dentaire sans latex** Latex-free rubber dental dam**Coltene Hygenic®**

#H09928

- 5 x 5"
- Sans latex
- Vert
- 15 unités

- 5 x 5"
- Latex-free
- Green
- 15 units

**34<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX**PROMO 3+1\*****26<sup>20</sup>**  
BOÎTE/BOX**Digue dentaire avec cadre** Framed dental dam**Coltene Hygenic® Flexi Dam®**

#H00750

- 3,93 x 4,13"
- Sans latex
- Violet
- 20 unités

- 3.93 x 4.13"
- Latex-free
- Violet
- 20 units

**78<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX**PROMO 3+1\*****59<sup>20</sup>**  
BOÎTE/BOX

Pour obtenir vos gratuits Coltene To obtain your free Coltene products

\* Promotions valables du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Les gratuits seront envoyées directement de la part de Coltene. SVP prévoir un délai postal d'au moins 4 à 6 semaines avant la réception des gratuits. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion COLTENE, sauf indication contraire. Les produits gratuits peuvent être limités aux teintes ou configurations les plus populaires au sein d'une famille de produits. Les factures avec un produit en rupture de stock ne seront pas honorées; les commandes doivent être expédiées dans leur intégralité.

\*Promotions valid April 1, 2021 through June 30, 2021. REDEMPTION INFORMATION: Free items will be shipped directly from Coltene. Please allow 4-6 weeks to receive your free products. May not be combined with other COLTENE promotions unless otherwise noted. Free goods may be limited to most popular shades or configurations within a product family. Invoices with backordered product will not be honored; orders must be shipped in full.

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Absorbants salivaires** Saliva absorbers  
*Microbrush Dry Tips®*

- Absorbe 30 fois son poids
- 1,5 x 0,375"
- Non-stérile
- 50 unités

- Absorbs 30 times its weight
- 1.5 x 0.375"
- Non sterile
- 50 units

Revêtement blanc  
White reflective  
#291543 Petit Small  
#291542 Grand Large



19<sup>95</sup> BOÎTE/BOX  
2+ BOÎTES BOXES  
18<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

Revêtement argenté réfléchissant pour une visibilité accrue et pour faciliter la rétraction

Silver reflective coating for increased visibility and to aid retraction.

Revêtement argenté réfléchissant  
Reflective silver coating  
#291727 Petit Small  
#291726 Grand Large



20<sup>95</sup> BOÎTE/BOX  
2+ BOÎTES BOXES  
19<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Cire à modeler en plaque**  
Modeling wax sheets **ABC**

- Flexible et malléable
- 5 lb (environ 100 plaques)

- Flexible and malleable
- 5 lb. (about 100 sheets)



#WX028	Fine	Rouge Red	1.5 à 1.8 mm	49 <sup>95</sup>
#WX031		Rose Pink		
#WX029	Régulière Regular	Rouge Red	2 à 2.3 mm	44 <sup>95</sup>
#WX032		Rose Pink		
#WX030	Épaisse Thick	Rouge Red	2.5 à 2.9 mm	
#WX033		Rose Pink		

**Doseur à double extrémité**  
Double-sided scoop *Palmero*  
#1525



6<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Boutons** Buttons *Matrix*  
#100

- Réalisez des empreintes pour couronnes en 30 sec. avec de l'eau chaude
- 72/boîte

- Make impressions for crowns in 30 sec. using hot water
- 72 units



64<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Alginate pour impression** Alginate impression material *Kromatica*

Sans poussière, change de couleur  
Dust free, color changing

#305-125	Cerise Cherry	Prise régulière Normal set	1 lb	15 <sup>95</sup>	164 <sup>95</sup>
#305-127	Gomme Gum				
#305-126	Menthe Mint				
#305-128	Sans saveur Unflavoured				
#305-121	Cerise Cherry	Prise rapide Fast set	1 lb	1 pot 1 jar	12 pots 12 jars
#305-122	Menthe Mint				
#305-123	Gomme Gum				
#305-124	Sans saveur Unflavoured				
#305-105	Cerise Cherry	Prise régulière Normal set	1 lb	13 <sup>95</sup>	119 <sup>95</sup>
#305-107	Gomme Gum				
#305-106	Menthe Mint				
#305-108	Sans saveur Unflavoured				
#305-101	Cerise Cherry	Prise rapide Fast set	1 lb	1 sac 1 bag	10 sacs 10 bags
#305-102	Menthe Mint				
#305-103	Gomme Gum				
#305-104	Sans saveur Unflavoured				



**Instruments pour protection gingivale** Gingival retraction instruments  
*Prodont Holliger*

Enfin un instrument simple et rapide d'utilisation pour la préparation de vos limites cervicales. Deux actions simultanées : protection efficace de la gencive marginale et accès direct et précis aux limites.

At last an instrument simple and easy to use for the preparation of your cervical margins. Two simultaneous actions: An effective protection of the marginal gum and precise access to the margins.



#261GPR3 3,7 mm  
#261GPR4 4,3 mm

69<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**PRODUITS À USAGE UNIQUE**  
DISPOSABLE PRODUCTS

**Matériau pour empreinte**  
Impression material  
**Defend**

- Polysiloxane de vinyle
- 4 degrés de viscosité
- 4 cartouches de 50 ml
- Vinyl Polysiloxane
- 4 viscosities
- 4 cartridges of 50 ml



Prise Régulière Reg Set  
#VP9007 Lourd Heavy

Prise Rapide Fast Set  
#VP9011 Lourd Heavy

**44<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Pâte pour enregistrement d'occlusion** Bite registration material  
**Defend**

- Matériau pour empreintes de type mousse en polysiloxane de vinyle et thixotropique.
- 2 cartouches de 50 ml
  - 6 embouts mélangeurs.
- Mousse-like vinyl polysiloxane and thixotropic material.
- 2 cartridges of 50 ml
  - 6 mixing tips



Sans saveur Unflavoured set  
#BR-9001 Régulier Regular  
#BR-9002 Rapide Fast  
#BR-9003 Super-rapide Super fast

Chocolat-menthe Chocolate-mint set  
#BR-9004 Rapide Fast  
#BR-9005 Super-rapide Super fast

Hard Bite - Sans saveur Unflavoured  
#BR-9010 Rapide Fast

**34<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Embouts mélangeurs T-Mix**  
T-Mix mixing tips **Defend**



JUSQU'À ÉPUISEMENT DE L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST

#VP-8104T	6,5 mm	48 unités 48 units
#VP-8105T	4,2 mm	

**38<sup>95</sup>**  
SAC/BAG

**Embouts mélangeurs**  
Mixing tips **Quala T-Mix**



#Q-8005	6,5 mm	48 unités 48 units
#Q-8006	4,2 mm	
#Q-8014	5,4 mm	
#Q-8015	7,5 mm Monophasé	

**41<sup>95</sup>**  
SAC/BAG

**Embouts applicateurs pré-pliés**  
Pre-bent dispensing tips **Quala**



#Q-1227	18 ga	Liners et bases Liners and bases	100 unités 100 units
#Q-1228	20 ga	Scellant et composite Sealant and composite	
#Q-1229	19 ga	Composite et ciment Composite and cement	
#Q-1230	22 ga	Scellant et ciment Sealant and cements	
#Q-1231	25 a	Mordançage Echants	

**13<sup>95</sup>**  
SAC/BAG

**Micro-applicateurs** Micro-applicators  
**Defend**

#4017-MAB-4UF	Superfin Superfine	100 unités units
#4017-MAB-P4	Fin Fine	
#4017-MAB-4	Fin Fine	
#4017-MAB-4R	Régulier Regular	



**9<sup>95</sup>** PQT/PKG  
**2+PQTS**  
**8<sup>95</sup>** PKGS  
PQT/PKG

**Brosses à dents** Toothbrushes  
**Defend**

#TB-2500	Enfant Child
#TB-2000	Jeune Youth

- Emballées individuellement
- Couleurs assorties
- 72 unités
- Individually wrapped
- Assorted colours
- 72 units



**34<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

JUSQU'À ÉPUISEMENT DE L'INVENTAIRE  
WHILE STOCKS LAST

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**PRODUITS À USAGE UNIQUE**  
DISPOSABLE PRODUCTS

**Angle à prophylaxie incliné** Bent prophy angle  
*Allpro*

- Sans latex, à usage unique
- 100 unités
- Latex-free, disposable
- 100 units

- #700-ALLPRO  Ultra-doux  
Ultra soft 
- #701-ALLPRO  Doux Soft 
- #703-ALLPRO  Ferme Firm 



73<sup>95</sup> BOÎTE/BOX **2+ BOÎTES BOXES**  
69<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Angle à prophylaxie avec brosse**  
Bent prophy angle with brush *Allpro*  
#810-R

- À usage unique, mauve
- 100 unités
- Disposable, purple
- 100 units



79<sup>95</sup> BOÎTE/BOX **2+ BOÎTES BOXES**  
74<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Brosse à prophylaxie pointue à vis**  
Tapered screw-type proph brushes  
*Allpro*

- Poils de nylon blancs
- Sans latex
- Inodore

- White nylon bristles
- Latex-free
- Unscented



**2+ SACS BAGS**

#110-36	36 unités units	26 <sup>95</sup>	24 <sup>95</sup>
#110-144	144 unités units	93 <sup>95</sup>	86 <sup>95</sup>

**Brosse à prophylaxie pointue encliquetable**  
Tapered snap-on proph brushes *Allpro*

- Poils de nylon blancs
- Sans latex
- Inodore

- White nylon bristles
- Latex-free
- Unscented



**2+ SACS BAGS**

#310-36	36 unités units	23 <sup>95</sup>	21 <sup>95</sup>
#310-144	144 unités units	76 <sup>95</sup>	72 <sup>95</sup>

**Brossettes interdentaires**  
Interdental brushes *Allpro*

- À usage unique
- 36 unités

- Disposable
- 36 units

#T-1	 Nylon, 12 mm
#T-2	 Nylon, 15 mm
#T-3	 Nylon, 18 mm
#T-4	 Nylon, 13 mm
#T-5	 Nylon, 18 mm



23<sup>95</sup> SAC/BAG

**Angles à prophylaxie sans latex** Latex-free prophy angles  
*Allpro*

- #800  Ultra-doux  
Ultra soft 
- #801  Doux Soft 
- #802  Moyen Medium 
- #803  Ferme Firm 
- #804  Ped., Doux Soft 



**2+ SACS BAGS**

#80X	100 unités units	59 <sup>95</sup>	57 <sup>95</sup>
#80X-R	500 unités units	249 <sup>95</sup>	234 <sup>95</sup>

46<sup>95</sup>  
pour 100  
per 100



## Cupules et brosses à prophylaxie sans latex Latex-free prophy cups and brushes *AllPro*

Protégez votre personnel et vos patients contre les allergies. Les nouvelles cupules et brosses à prophylaxie SANS LATEX AllPro nettoient, polissent et travaillent exactement comme celles en latex.

Protect your staff and patient for latex allergies. These new LATEX FREE prophy cups and brushes clean, polish, and perform exactly like natural rubber cups.

Cupules à vis Screw type		
#101-A	Nervuré, vanille Ribbed, vanilla	
#101-S	Nervuré, inodore Ribbed, unscented	
#103-A	6 pointes, vanille 6 webs, vanilla	
#103-S	6 pointes, inodore 6 webs, unscented	
#103-P	6 pointes, fraise 6 Webs, strawberry	
#102-A	Nervuré et palmé, vanille Ribbed and webbed, vanilla	
#102-S	Nervuré et palmé, inodore Ribbed, webbed, unscented	
#102-P	Nervuré et palmé, fraise Ribbed, webbed, strawberry	
#105-B	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore Ribbed and webbed, skirted, unscented	
#105-L	Nervuré et palmé, avec rebord, inodore Ribbed and webbed, skirted, unscented	
#104-N	Carré, nervuré et palmé, avec rebord, baies Square ribbed and webbed, skirted, berry	
#106-P	Ped., Nervuré, inodore Ped., Ribbed, unscented	
#108-SG	Pointe polisseuse, inodore Pointed polisher, unscented	



27<sup>30</sup>  
pour 144  
per 144

2+ SACS  
BAGS

144 unités units	34 <sup>95</sup>	31 <sup>95</sup>
1000 unités units	194 <sup>95</sup>	189 <sup>95</sup>

#108-SG	Pointe polisseuse, inodore Pointed Polisher, Unscented	
---------	--	--



30<sup>80</sup>  
pour 144  
per 144

2+ SACS  
BAGS

144 unités units	36 <sup>95</sup>	33 <sup>95</sup>
1000 unités units	219 <sup>95</sup>	213 <sup>95</sup>

## Encliquetable Snap-on type

#301-A	Nervuré, vanille Ribbed, vanilla	
#301-S	Nervuré, inodore Ribbed, unscented	
#303-A	6 pointes, vanille 6 webs, vanilla	
#303-S	6 pointes, inodore 6 webs, unscented	
#303-P	6 pointes, fraise 6 webs, strawberry	
#302-A	Nervuré et palmé, vanille Ribbed and webbed, vanilla	
#302-S	Nervuré et palmé, inodore Ribbed, webbed, unscented	
#302-P	Nervuré et palmé, fraise Ribbed, webbed, strawberry	
#302-B	Nervuré et palmé, inodore Ribbed and webbed, unscented	
#304-N	Carré, nervuré et palmé, baies Square ribbed and webbed, berry	
#306-P	Ped., nervuré, inodore Ped., ribbed, unscented	



20<sup>85</sup>  
pour 144  
per 144

2+ SACS  
BAGS

144 unités units	26 <sup>95</sup>	23 <sup>95</sup>
1000 unités units	149 <sup>95</sup>	145 <sup>95</sup>

## À verrou Latch mandrel type

#402-A	Nervuré et palmé, vanille Ribbed, webbed, vanilla	
#402-S	Nervuré et palmé, inodore Ribbed, webbed, unscented	
#402-P	Nervuré et palmé, fraise Ribbed and webbed, strawberry	
#402-B	Nervuré et palmé, inodore Ribbed, webbed, unscented	
#404-N	Carré, nervuré et palmé avec rebords, baies Square ribbed and webbed, skirted, berry	



35<sup>95</sup>  
pour 144  
per 144

2+ SACS  
BAGS

144 unités units	44 <sup>95</sup>	41 <sup>95</sup>
1000 unités units	256 <sup>95</sup>	249 <sup>95</sup>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Protecteur de tube**  
Tubing Protector *Palmero*



- Garde la tubulure propre et à l'abri des contaminants
- Couper à la longueur désirée, 2 largeurs disponibles

- Keeps tubing clean and safe from contaminants
- Cut to desired length, 2 width sizes available

#1912	2¼" large x 120 pi 2¼" wide x 1200 ft	43 <sup>95</sup>
#1912B	3" large x 120 pi 3" wide x 1200 ft	44 <sup>95</sup>

**Système de nettoyage d'instruments**  
Instruments scrubbing system *Palmero*  
#1952



- Système de nettoyage mécanique autoclavable
- Base d'aspiration intégrée pour le fixer en place

- Auto-clavable mechanical scrubbing system
- Suction base to secure the tub in place

84<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Brosses de recharge**  
Replacement brushes  
#1952R

Ensemble de 8  
Set of 8



55<sup>95</sup>  
PQT/PKG

**Protection oculaire** EyeSavers eyewear *Palmero*

Grandeur universelle. Durable, cadre ultra léger. Lentilles en polycarbonate résistant aux chocs. Bloque jusqu'à 95 % des UVA et UVB.

Universal Size/Facial fit. Economical & durable with an ultralight frame. Impact-resistant polycarbonate lenses. Blocks up to 95% of UVA and UVB rays.



#3S	Gris Gray	9 <sup>95</sup>
#17S	Clair Clear	
#18S	Vert Green	

**Supports de tablier en plomb**  
X-Ray apron hangers *Palmero*

#28

15 x 2". Cintre d'acier avec enduit blanc. Compatible avec les tabliers de style Patient adultes et enfants. Matériel de suspension inclus.



15 x 2". White-coated steel hanger. Compatible with adult and child patient style aprons. Hanging hardware included.

#30

21 x 9¼". Cintre robuste chromé, compatible avec les tabliers panoramiques.



21 x 9¼". Sturdy chrome-coated hanger, compatible with panoramic aprons.

26<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Attache pour bavette** Bib holder *Palmero*  
#311-X

15 po, nettoyage par stérilisation à froid ou avec un désinfectant de surface. Pinces crocodile chromées, ressorts durables, mâchoires à dents pointues.

15" long. Clean by cold sterilization or with a surface disinfectant, chrome-plated alligator clips with durable springs and sharp teeth.



- Bleu Blue
- Rouge Red
- Blanc White
- Jaune Yellow
- Vert Green
- Noir Black

7<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Bols à mélanger flexibles**  
Flexible mixing bowls *Palmero*

Ensemble: bol moyen (350 cc), bol grand (600 cc) et spatule.

Set of one medium bowl (350 cc), one large bowl (600 cc) and spatula.

- #1532MAS Menthe, turquoise Mint, aqua
- #1532TOS Mandarine, orange Mandarinine, orange



23<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Boîte d'orthodontie** Ortodontic box *Palmero*  
#RB-X

- 0,6 x 2,8 x 2,3 po
- 25 unités

- 0,6 x 2,8 x 2,3"
- 25 units



- Blanc White
- Jaune Yellow
- Rouge Red
- Bleu Blue
- Assorties Assorted

18<sup>95</sup>  
PQT/PKG

**Boîte d'orthodontie** Ortodontic box *Palmero*  
#1962

- Couleurs assorties seulement: Bleu, mauve, jaune, beige
- 12 unités

- Assorted colors only: Blue, purple, yellow, beige
- 12 units



26<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Distributeur de rouleaux de coton**  
Cotton roll dispenser *Palmero*  
#1600X

- Blanc White
- Bleu Blue



32<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Distributeur de compresses 2x2"**  
2x2" Sponge dispenser *Palmero*  
#1403X

- Blanc White
- Bleu Blue
- Mauve Purple



29<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH



### Pinces Forceps

#BD-30	ADSON	1 x 2 dents teeth	Acier inoxydable Stainless steel	44 <sup>95</sup>
#BD-31		Dentelé Serrated		21 <sup>95</sup>
#COLLEGE	DRESSING			

### Daviers Extraction forceps

#AMG-150	CRYER 150	Incisives supérieures et canines Upper incisors and canines	Acier inoxydable Stainless steel	166 <sup>95</sup>
#AM-451	451	Racines inférieures, prémolaires, incisives Lower roots, premolars, incisors		



### Élévateurs Root elevators



#HE-2	HEIDBRINK	Pointe racine droite #2 Root pick tip right #2	Acier inoxydable Stainless steel	65 <sup>95</sup>
#DL-34S	APEXO	Petit poignet #301, 130mm Small handle #301, 130 mm		
#BEIN-4Z	BEIN	Dentelé 4.0mm Serrated 4.0 mm		

### Pinces hémostatiques et porte-aiguilles Hemostats and needle holders

#P-96	HALSTED-MOSQUITO	120mm	Acier inoxydable Stainless steel	49 <sup>95</sup>
#P-97		Courbé 120 mm Curved 120 mm	Carbure de tungstène Tungsten carbide	
#PH-71	CASTROVIEJO	Régulier 150 mm Regular 150 mm	Acier inoxydable Stainless steel	209 <sup>95</sup>



### Ciseaux Scissors

#GFC	GOLDMAN-FOX	120mm	Acier inoxydable Stainless steel	69 <sup>95</sup>
#LG-1	LA GRANGE	Courbé 115 mm Curved 115 mm		87 <sup>95</sup>
#SC-1	SPENCER	Droit, suture 110 mm Straight, suture 110 mm		51 <sup>95</sup>
#FG-1	IRIS	Pointu, 110 mm Pointed, 110 mm		

### Périotomes et sondes Periotomes and probes

#MC-11	N° 1	160mm	Acier inoxydable Stainless steel	51 <sup>95</sup>
#MC-12	N° 2	155mm		
#MC-13	N° 3	155mm		
#707-2311	WILLIAMS 23/CP-11	170mm		36 <sup>95</sup>
#707-6D1	16/17	185mm		
#SM-15	CP-15UNC	155mm		26 <sup>95</sup>



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.



**Instruments pour digue dentaire** Rubber dam instruments

#DF-02	AINSWORTH	Pinces à percer Punch forceps	Acier inoxydable Stainless steel	154 <sup>95</sup>
#DF-12	IVORY	Pinces porte-crampons Clamp forceps		119 <sup>95</sup>

**Seringues** Syringes

#SD-88	Auto-aspirante à prise ailée et sans harpon Self-aspirating with winged grip and without harpoon	Acier inoxydable Stainless steel	121 <sup>95</sup>
--------	---	-------------------------------------	-------------------



**Écarteurs** Retractors

#OM-40	MOLT-DOYEN-COLLIN	Adult Adulte 120mm	Acier inoxydable Stainless steel	179 <sup>95</sup>
#OM-42	MOLT	Enfant Child 100mm		227 <sup>95</sup>
#OM-55	MINNESOTA-UNIVERSITY	140mm		29 <sup>95</sup>

**Bistouris et lames** Scalpels and blades

#MA-B3M	N°3M Gradué Graduated 125mm	Acier inoxydable Stainless steel	21 <sup>95</sup>
#MA-B1	N°5 145 mm		34 <sup>95</sup>



**Miroirs et manches** Mirrors and handles



#RH-4A	N°4 Ø 22 mm	12 unités units	Miroirs au rhodium Rhodium mirrors	49 <sup>95</sup>
#RH-5A	N°15 Ø 24 mm			49 <sup>95</sup>
#MA-1A	Manche Handle N°1		1 unité unit	Embout cône en stainless Stainless cone socket
#MA-2A	Manche Handle N°2	8 <sup>95</sup>		

**Curettes et détartrés** Curettes and Scalers

#USG-XXX #USC-XXX #USS-XXX	Acier inoxydable Stainless steel	36 <sup>95</sup>
#T-USG-XXX #T-USC-XXX #T-USS-XXX	Titane Titanium	77 <sup>95</sup>



**Odontologie conservatrice** Dental restoration



#712-XXX #713-XXX #714-XXX #716-XXX	Fouloirs Pluggers	Acier inoxydable Stainless steel	36 <sup>95</sup>
#717-17W #717-31L #717-32L #717-33L	Excavateurs série 717 excavators		
#E-1 #E-2 #E-3 #E-4	Excavateurs série E Manche mince Narrow handle		21 <sup>95</sup>
#A-1	Instrument de mise en place Liner placement instrument	Hydroxyde de calcium Calcium hydroxide	84 <sup>5</sup>

## Trousse d'hygiène Hygiene kit

#KIT-HYG

Cassette + 10 instruments

#KIT-HYG  
**499<sup>95</sup>**  
ENSEMBLE/KIT



#BS-910	Cassette à clips vide pour instruments Empty cassette with clips for instruments	3 x 20 x 15 cm
#707-23D1	Sonde exploratrice Explorer probe	#23/17, 17 cm
#COLLEGE	Précelle anatomique College, dentelée Dressing College Forceps, serrated	15 cm
#MA-2A	Manche à miroir #2 solide, embout cône Mirror handle #2 solid, cone socket	12,5 cm
#RH-4A	12 Miroirs rhodium #4, embout cône 12 Rhodium mirrors #4, cone socket	Ø22
#SM-15	Sonde parodontale CP-15UNC Perio probe CP-15UNC	15,5cm
#USG-1/2	Curette Gracey	#1/2
#USG-7/8	Curette Gracey	#7/8
#USG-13/14	Curette Gracey	#13/14
#USG-15/16	Curette Gracey	#15/16
#USS-204S	Détartreur Scaler	#204S
#USS-H6/7	Détartreur Scaler	#H6/H7



## Trousse d'examen Examination kit

#KIT-ESR

Cassette + 5 instruments

#KIT-ESR  
**259<sup>95</sup>**  
ENSEMBLE/KIT



#BS-905	Cassette à clips vide pour instruments Empty cassette with clips for instruments	3 x 20 x 7,5 cm
#707-23D1	Sonde exploratrice Explorer probe	#23/17, 17 cm
#COLLEGE	Précelle anatomique College, dentelée Dressing College Forceps, serrated	15 cm
#MA-2A	Manche à miroir #2 solide, embout cône Mirror handle #2 solid, cone socket	12,5 cm
#RH-4A	12 Miroirs rhodium #4, embout cône 12 Rhodium mirrors #4, cone socket	Ø22
#SM-12	Sonde parodontale CP-12 gradué Perio probe CP-12 graduated	15,5cm
#SC-1	Ciseau à ligature Spencer Ligature Spencer scissors	11 cm



En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Miroirs dentaires Mouth mirrors**  
**Médi-Sélect**

- Fait pour les manches universels
- Made for universal handles



#MP4522	Taille 4 Ø18mm	1 unité unit	5 <sup>95</sup>
#MP4524	Taille 5 Ø20mm		
#MP4522	Taille 4 Ø18mm	12 unités units	31 <sup>95</sup>
#MP4524	Taille 5 Ø20mm		

**Manche pour miroir Mouth mirror handle**  
**Prodont Holliger**

- Manche en acier inoxydable
- Stainless steel handle



#212.00	Manche régulier Standard handle	10 <sup>95</sup>
#212.00D	Manche design, très léger Designer handle, very light	9 <sup>95</sup>
#212.00XL	Manche breveté meilleure prehension Patented handle, precise holding	16 <sup>95</sup>

**Gants industriels en nitrile Industrial nitrile gloves**  
**Ansell**

#3717511XXX

- Tailles: 6,7,8,9,10,11
- Épaisseur: 15 mil
- Longueur: 330 mm
- Doublure en coton
- Réutilisable
- 12 gants

- Sizes: 6,7,8,9,10,11
- Thickness: 15 mil
- Length: 13"
- Cotton flocking
- Reusable
- 12 gloves



23<sup>95</sup> SAC/BAG

**Lubrifiant pour instruments chirurgicaux Surgical instrument lubricant**  
**Miltex**

#3-700

- Aide à prévenir les taches, la rouille et la perte de lustre
- Pré-mélangé, sans silicone, formule anti-corrosion prêt à l'emploi
- Pulvérisateur de 8 onces

- Helps prevent spotting, rusting and staining
- Pre-mixed, non-silicone, anti-corrosive formula in a ready to use
- 8 oz spray bottle



15<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Détachant pour instruments Surgical instrument stain remover**  
**Miltex**

#3-740

- Enlève les taches, les ternissures et restaure l'éclat des instruments, des surfaces et l'intérieur des stériliseurs
- 85 g (3oz)

- Removes stains, tarnishes and restores luster to instruments, plated surfaces and inside sterilizers
- 85 g (3oz)



17<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Nettoyant pour instruments chirurgicaux Surgical instrument cleaner**  
**Miltex**

#3-720

- Concentré
- 8 oz = 32 gallons

- Concentrate
- 8 oz = 32 gallons



17<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Désinfectant nettoyant pour surfaces Surface Disinfectant Cleaner**  
**GermiCide<sup>3</sup>**

Bactéricide, fongicide, virucide et tuberculocide en 3 min, biodégradable, non collant, sans résidu chimique. Pulvérisateur disponible.

Bactericidal, fungicidal, virucidal & tuberculocidal in 3 min., biodegradable, non-sticky, non-chemical residue. Sprayer available.



#GERMI-3-XXL	Sans parfum Unscented	3.78 L	38 <sup>95</sup>
#GERMI-3-L-XXL	Citron Lemon		
#GERMI-3-XXXL	Sans parfum Unscented	9.46 L	88 <sup>95</sup>
#GERMI-3-L-XXXL	Citron Lemon		
#GERMI-3-SW	Lingettes 13 x 15cm Wipes 13 x 15cm	160 lingettes wipes	17 <sup>95</sup>
#GERMI-3-SW-R	Recharge lingettes Wipes refill	160 lingettes wipes	14 <sup>45</sup>
#GERMI-3-SSW	Lingettes 23 x 25cm Wipes 23 x 25cm	60 lingettes wipes	19 <sup>45</sup>
#GERMI-3-SSW-R	Recharge lingettes Wipes refill	60 lingettes wipes	15 <sup>45</sup>

**Nettoyant Cleaner**  
**Asepti-Zyme**

#6023175

- Liquide de pré-trempeage et détergent enzymatique pour instruments
- 3,78 L

- Enzymatic Instrument pre-soak and detergent
- 3.78 L



46<sup>95</sup> CHACUN/EACH

**Lingettes désinfectantes pour les surfaces** Disinfectant surface wipes  
**SciCan Optim® 1**  
#1W12

Temps de contact à large spectre de **1 minute**.  
L'un des nettoyants et désinfectants de niveau intermédiaire les plus rapides et les plus efficaces.  
**Fongicide en 30 secondes.**

**1-minute** broad-spectrum contact time.  
One of the fastest and most effective cleaner & intermediate level disinfectants.  
**Fungicide in 30 seconds.**



- 160 lingettes, 6 x 7"
- 160 wipes, 6 x 7"

**PROMO 11+1**  
**18<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX **17<sup>35</sup>** BOÎTE/BOX

**Nettoyant désinfectant pour les surfaces** Surface cleaner and disinfectant  
**SciCan Optim® 1**  
#14X4

Temps de contact à large spectre de **1 minute**.  
L'un des nettoyants et désinfectants de niveau intermédiaire les plus rapides et les plus efficaces.  
**Fongicide en 30 secondes.**

**1-minute** broad-spectrum contact time.  
One of the fastest and most effective cleaner & intermediate level disinfectants.  
**Fungicide in 30 seconds.**



- 1 Gallon
- 4 L

**44<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

**Recharge de lingettes sèches**  
Dry wipes refill  
**SciCan Optim®**

- #33R18
- Recharge de lingettes sèches, 6 x 8"
- 160 feuilles
- Dry wipe refill, 6 x 8"
- 160 wipes

- #33R18XL
- Recharge de lingettes sèches, 10 x 10"
- 60 feuilles
- Dry wipe refill, 10 x 10"
- 60 wipes



**1145** CHACUN/EACH

**Lingettes désinfectantes pour les surfaces** Disinfectant surface wipes  
**SciCan Optim® 33TB**

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire.  
Intermediate level surface disinfectant

#33W12  
Sans parfum Unscented

#33W12-ALOE  
Parfum d'aloès Aloe scent

- 160 lingettes, 6 x 7"
- 160 wipes, 6 x 7"



**18<sup>95</sup>** BOÎTE/BOX

**Nettoyant désinfectant pour les surfaces** Surface cleaner and disinfectant  
**SciCan Optim® 33TB RTU**

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire  
Intermediate level surface disinfectant

#3312X1  
Sans parfum Unscented

#3312X1-ALOE  
Parfum d'aloès Aloe scent

- 1 Liter
- 1 Litre



**13<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

**Nettoyant désinfectant pour les surfaces** Surface cleaner and disinfectant  
**SciCan Optim® 33TB RTU**

Désinfectant de surface de niveau intermédiaire.  
Intermediate level surface disinfectant

#334X4  
Sans parfum Unscented

#334X4-ALOE  
Parfum d'aloès Aloe scent

- 1 Gallon
- 4 L



**4+ BOUTEILLES BOTTLES**  
**39<sup>95</sup>** CHACUN / EACH **37<sup>95</sup>** CHACUN / EACH

**Pompe avec dosage**  
Pump with dosage  
**SciCan**  
#FDN30

- Pour bouteilles Optim 1 Gallon
- For Optim 4 L bottles



**27<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

**Chimiostérilisant désinfectant**  
Chemosterilant and disinfectant  
**SciCan Optim® CS**  
#CS4X4

- Chimiostérilisant et désinfectant de niveau élevé.
- 20 minutes
- Prêt à l'emploi
- 1 Gallon

Chemosterilant and high-level disinfectant.  
- 20 minutes  
- Ready to use  
- 4 Liters



**54<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

**Prénettoyant pour instruments**  
Instrument precleaner  
**SciCan Optim® 28**  
#2800

- Solution concentrée de prénettoyage des instruments pour nettoyage ultrasonique manuel ou automatique.
- 5 minutes
- 1 Gallon.

Concentrated solution for ultrasonic cleaning manual or automatic processing.  
- 5 minutes  
- 4 Liters.



**49<sup>95</sup>** CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Agent de séchage** Drying agent  
**SciCan Stat-Dri™ Plus**



#2OZPLUST	2 oz	Pulvérisateur Spray	18 <sup>95</sup>
#8OZPLUS	8 oz	Bouchon vissé Screw cap	31 <sup>95</sup>
#8OZPLUST	8 oz	Pulvérisateur Spray	39 <sup>95</sup>
#32OZPLUS	32 oz	Bouchon vissé Screw cap	99 <sup>95</sup>
#T473		Pulvérisateur pour 32 oz Spray nozzle for 32 oz	8 <sup>95</sup>

**Nettoyant pour chaises** Chair cleaner  
**Dürr FD360®**

#FD360

- Le nettoyant pour chaises Dürr est un fluide de nettoyage servant à nettoyer et à entretenir en profondeur des surfaces d'ameublement en vinyle.

- Vert  
- 500 ml

- Dürr Chair Cleaner is a cleaning fluid for deep cleaning and care for vinyl upholstery surfaces.

- Green  
- 500 ml



**41<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Solution désinfectante**  
Disinfectant solution  
**Dürr FD322**

#FD322

- Prête à l'emploi  
- Contenant de 2,5 Litres  
- Ready-to-use  
- 2.5 L Container



**94<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Solution désinfectante pour système d'aspiration** Disinfectant solution for suction system  
**Dürr Orotol®**

#OROTOL-PLUS

- Contenant de 2 Litres  
- 2 L Container



**109<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

PROMO 3+1

**82<sup>45</sup>**  
CHACUN/EACH

**Désinfectant pour matière d'empreinte** Disinfectant for impression material  
**Dürr MD520**

#MD520

- Contenant de 2,5 Litres  
- 2.5 L Container



**76<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Atomiseur pour système d'aspiration** Atomizer for suction system  
**Dürr Orocup®**

#OROCUP

- Contenant de 2 Litres  
- Incluant 3 adapteurs

- 2 L Container  
- Includes 3 adapters



**129<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Adapteurs Orocup** Adapters **SciCan**

#0780-300-12

- Pour Orocup 6mm  
- For Orocup 6mm



#0780-300-22

- Pour Orocup 10/11mm  
- For Orocup 10/11mm




#0780-300-23

- Pour Orocup 16mm  
- For Orocup 16mm



**13<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH



## Nettoyeur à ultrasons Ultrasonic Cleaner *StatClean*

La quiétude d'un nettoyeur à ultrasons silencieux doté d'un réservoir de 1,6 gallon et d'un couvercle avec support intégré, peut contenir une variété d'instruments dans son panier à séchage de conception mains libres unique. Le boîtier est en plastique de qualité industrielle, dont les parois sont de 4,5 mm d'épaisseur.

Treat yourself to a quiet ultrasonic. StatClean's 1.6 gallon tank and convenient self docking lid holds a variety of instruments in the unique hands free drying basket. It's made from engineering grade plastic, 4.5 mm thick wall housing.



**Facile à utiliser**  
Easy to Use



**Étanche**  
Water Resistant



**Puissant**  
Powerful

#SC-P4862

- Dimensions de l'appareil

- Unit Size  
20,3 x 12 x 9" 51,5 x 30,5 x 24,0 cm

- Alimentation électrique Power Supply  
260W CA 100-120V, 50/60 HZ

- Capacité du réservoir Tank Capacity  
1,6 gallon 6 L

- Capacité maximale Maximum Capacity  
1,3 gallon 5 L

- Capacité minimale Minimum Capacity  
0,9 gallon 3,35 L

- Dimensions du réservoir Tank Size  
12,7 x 8,1 x 3,0" 32,3 x 20,5 x 9,9 cm

- Longueur max. d'un objet dans le compartiment  
- Longest item fits inside tank  
13,4 po (34,0 cm)




**Inclus Included:**


#SC-PC4862A  
Cordon d'alimentation  
Power cord



#SC-SB4862A  
Panier en métal  
Metal basket



#SC-BH02A  
Double support de gobelet  
Double beaker holder



#SC-PH01A  
Tuyau  
Hose



#SC-P4862 **1049<sup>95</sup>**  
ENSEMBLE/KIT

## Nettoyant et lubrifiant interne de pièces à main Handpiece internal cleanser and lubricant

- Utiliser manuellement à l'aide de l'aérosol STATCARE ou le STATMATIC avec la machine  
- Use manually with the STATCARE spray or automatically with the STATMATIC maintenance unit

**Vaporisateur Spray Statmatic**  
#STM500-6NA



- Sans embout de plastique  
- Embout visible  
- 500 ml

- Without plastic tip  
- Screw-on tip  
- 500 ml

**41<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Vaporisateur Spray StatCare**  
#S500-6NA



- Avec embout de plastique  
- Embout visible  
- 500 ml

- With plastic tip  
- Screw-on tip  
- 500 ml



**41<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Embouts Nozzles

#S500E - E-Type  
#S500T - Tip  
#S500M - Multi



E-TYPE



TIP



MULTI

**15<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Brosse à récurage en nylon Nylon Cleaning Brush *AMG*

#118-140

- Supporte des températures jusqu'à 80°C (176°F).  
- Can withstand temperatures up to 176°F (80°C).



**4<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

## Brosse stérilisable Auto-clavable brush *Medline*

#MDS88BRUSH

- Poils de nylon  
- 18,4 cm  
- Nylon bristles  
- 7 1/4"



**9<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

#MDS88BRUSHSS

- Poils d'acier inoxydable  
- 18,4 cm  
- Stainless steel bristles  
- 7 1/4"



**10<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Détergent Dual-Enzymatic** Dual-enzymatic detergent  
**Metrex EmPower®**

#10-4100 Parfumé Scented  
#10-4400 Sans parfum Fragrance Free

- Élimine rapidement le sang et les débris protéiques des instruments avant la stérilisation.
- Contient deux enzymes protéolytiques et des agents nettoyants puissants. Formule au pH neutre, peu moussant et concentré.
- 1 gallon

- Quickly removes blood and proteinaceous debris from soiled instruments before sterilization.
- Contains 2 proteolytic enzymes and powerful cleaning agents.
- Neutral pH formula, low-foaming and concentrated.
- 4L



**34<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Détergent Dual-Enzymatic** Dual-enzymatic detergent  
**Metrex MetriZyme®**

#10-4000

- Comprend des surfactants, un stabilisant enzymatique, un tampon pour maintenir le pH, un agent de conservation, un agent anti-moussant et un colorant en solution.
- Recommandé pour les instruments très souillés par des débris organiques.
- Parfum de menthe.
- 1 gallon

- Includes surfactants, an enzyme stabilizer, a buffer to maintain pH, a preservative, an anti-foaming agent and solution dye.
- Recommended for instruments with presence of high organic debris.
- Mint fragrance.
- 4L



**66<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Vaporisateur enzymatique moussant**

Foam enzymatic spray

**Metrex EmPower®**

#10-4224

- Mousse en vaporisateur prête à l'emploi pour pré-nettoyage des instruments immédiatement après usage pour les garder humides avant leur nettoyage complet.
- Les enzymes à double action de la mousse permettent de décomposer le fardeau biologique, afin de dégager les matières organiques et solubles dans l'eau.
- Pulvérisateur 24 oz

- Foam spray recommended on instruments immediately after use to keep them moist before cleaning.
- The dual action enzymes of foam break down the biological burden to release organic and water-soluble materials.
- 24 oz spray



**18<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Pompe distributrice pour bouteille de 4L**

Dispensing pump for gallon bottle

**Metrex**

#46-1000

- Pompe conçue pour distribuer 1 once de concentré par pression.

- Pump designed to dispense 1 oz of concentrate per push.



**12<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Savon liquide antimicrobien** Antimicrobial liquid soap **Metrex VioNex®**

Savon liquide antimicrobien très doux et non-irritant spécialement formulé pour les professionnels de la santé qui se lavent les mains de 30 à 50 fois par jour. Antimicrobial Liquid Soap specially formulated to be gentle and non-irritating for health care professionals who hand-wash 30-50 times per day.

#11-1518

- 532 ml  
- 18 oz



**15<sup>95</sup>** CHACUN /EACH  
**2+ BOUTEILLES BOTTLES**  
**14<sup>95</sup>** CHACUN /EACH

#11-1500

- 3,8 L  
- 128 oz



**48<sup>95</sup>** CHACUN /EACH  
**2+ BOUTEILLES BOTTLES**  
**45<sup>95</sup>** CHACUN /EACH

**Dispensateur mural**

Wall mounted dispenser **Metrex**

#10-1398

- Dispensateur mural pour #11-1518
- Wall-mounted dispenser for #11-1518



**12<sup>95</sup>**  
CHACUN /EACH

**Nettoyant tout usage pour système à ultrason** General purpose ultrasonic cleaner **BM**  
#BM-5000

- 1 Gallon
- 4 Liters



**26<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Nettoyant pour tartre, taches et ciment permanent** Tartar, stain and permanent cement remover **BM**  
#BM-5100

- 1 Gallon
- 4 Liters



**28<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Nettoyant pour plâtre et pierre** Plaster and stone remover **BM**  
#BM-5200

- 1 Gallon
- 4 Liters



**29<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Nettoyant concentré pour système d'évacuation** Evacuation system cleaner concentrate **BM**  
#BM-6000

- 1 Gallon
- 4 Liters



**34<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Solvant à l'orange** Orange Solvent **BM**  
#BM-6300

- 1 Liter



**14<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Solution pour stérilisateur chimique** Chemical sterilizer solution **BM**  
#BM-7000

- 1 Gallon
- 4 Liters



**35<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Glutaraldéhyde activé 2%** Activated Glutaraldehyde 2% **BM**  
#BM-28+

- Prêt à l'emploi
- 1 Gallon.
- Ready-to-use
- 4 Liters



**32<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Nettoyant et désinfectant à base d'éthanol** Ethanol disinfectant and cleaner **BM**  
#BM-6400

- 1 Gallon
- 4 Liters



**37<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Bouteille avec vaporisateur vide** Empty bottle with spray nozzle **BM**  
#BM-4S

- Bouteille vide
- Capacité de 500 ml
- Avec vaporisateur
- Empty bottle
- Capacity of 500 ml
- Spray nozzle



**3<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

**Révéléteur et Fixateur** Developer and fixer **BM**  
#BM-3000

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les appareils sans rouleaux.  
- 3 x 1 L de BM-3000D (Révélateur)  
- 3 x 1 L de BM-3000F (Fixateur)  
- Aussi vendu séparément.

Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all roller-less type processors.  
- 3 x 1 L of BM-3000D (developer)  
- 3 x 1 L of BM-3000F (fixer) - Also sold separately.



**49<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Révéléteur et Fixateur** Developer and fixer **BM**  
#BM-2000

Solutions pré-mélangées de révélateur et de fixateur. Fonctionne avec tous les appareils avec rouleaux.  
- 2 x 4 L de BM-2100 (Révélateur)  
- 2 x 4 L de BM-2200 (Fixateur)  
Aussi vendu séparément.

Developer and fixer ready to use solutions specifically formulated to give superior results in all roller type processors.  
- 2 x 4 L of BM-2100D (Developer)  
- 2 x 4 L of BM-2200 (Fixer)  
Also sold separately.



**59<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## GERMIPHENE

### Désinfectant pour surfaces dures Hard surface disinfectant *Germiphene GermXtra*

- Efficace contre les agents pathogènes (COVID-19) en 1 min.
- pH neutre sécuritaire sur la plupart des matériaux. 1 Gallon
- Effective against pathogens (COVID-19) in 1 min.
- Neutral pH formula is safe on most materials. 4 Liters

#GMXX-L  
Sans odeur Unscented  
#GMXX-L-L  
Citron Lemon



62<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Solution désinfectante pour instruments Multi-purpose disinfecting solution *Germiphene Gamut Plus* #GAM-PLUS-XXL

- Prête à l'emploi, biodégradable.
- S'attaque aux moisissures et aux champignons.
- Effet à large spectre en seulement 5 min.
- Sans danger pour les surfaces et les instruments.
- 1 Gallon
- Ready-to-use, biodegradable
- Destroys mildew and fungi
- 5 min. broad spectrum
- Safe for surfaces and instruments
- 4 Liters



44<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Nettoyeur enzymatique concentré pour ultrasons Concentrated enzyme ultrasonic cleaner *Germiphene Gzyme3* #GZYX3-M

- 10 ml = 4 L de solution nettoyante.
- Nettoie en 1 min. Non toxique, biodégradable, PH neutre, peu moussant, rinçage facile.
- Mélange de 3 agents de surface.
- Odeur de mandarine, 1 Litre
- 10 ml = 4 L of use solution
- Cleans in 1 min.
- Non-toxic, biodegradable, neutral PH, low foaming, free rinsing. 3 surfactant blend.
- Tangerine scent, 1 Liter



83<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Solution pour nettoyage par ultrason Ultrasonic cleaning solution *Germiphene Glean II* #GLE

- Bactériostatique et sans ammoniac.
- Sans danger pour les instruments en inox.
- 100 ml = 1 L de solution prête à l'emploi.
- Bouteille doseuse.
- 2 Litres
- Bacteriostatic and non-ammoniated.
- Safe for stainless steel instruments.
- 100 ml = 1 L of use solution.
- Tip 'n' Measure bottle.
- 2 Liters



46<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Nettoyeur enzymatique pour système d'évacuation Enzymatic evacuation system cleaner *Germiphene Microvac*

- 399 traitements par bouteille de 4 L.
- Compatible avec les systèmes d'évacuation secs et humides et les séparateurs d'amalgame.
- Sans mousse ni phosphates.
- 399 treatments per 4 L bottle. Use for wet and dry vacuum systems.
- Amalgam separator compatible formula.
- Non foaming, phosphate-free.



#WP-30 Pompe Pump

#G-MICROVAC-XXL 4 L

1<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

54<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Savon liquide antimicrobien Antimicrobial lotion soap *Germiphene Virobex-P*

- 0.6 % Chloroxygénol (PCMX), avec aloès et lanoline.
- Sans Triclosan.
- 0.6% Chloroxylenol (PCMX), with Aloe Vera & Lanolin.
- Triclosan-Free.



#G-VIRO-S 480 ml

#G-VIRO-XXL 4 L

11<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

59<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

### Rince-bouche Oral Rinse *Germiphene OroClense®*

- Rince-bouche au gluconate de chlorhexidine 0,12%
- Chlorhexidine gluconate oral rinse 0.12%



#OC-S 500 ml (16.9 fl oz)

#OC-O 4 L (135.3 fl. oz)

16<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

99<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

NOUVEAU  
NEW

### Gel topique anesthésique Topical Anesthetic Gel *Germiphene ZAP* #ZAP-G-XX-XL

- Menthe fraîche, moyen Cool mint, medium
- Glace à la fraise Strawberry ice

50 g, 18 % benzocaïne + 2 % tétracaïne. Action rapide, agit dans les 30 secondes. Anesthésie topique pendant au moins 10 à 15 minutes.

50 g, 18% Benzocaine + 2% tetracaine. Fast-acting, topical anesthesia within 30 seconds. Topical anesthesia for a minimum of 10 -15 minutes.



26<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Gaines pour capteur radiographique**  
Digital X-Ray sensor sleeves **TIDI**



		100 unités units	500 unités units
#20824	Shick #1	20 <sup>95</sup>	94 <sup>95</sup>
#20825	Shick #2		
#20998	Shick Universelle Universal		
#20999	Shick Universelle Universal	24 <sup>95</sup>	116 <sup>95</sup>
#20977	Carestream / Kodak / Shick 6100 #0		
#20978	Carestream / Kodak 6100 #1		
#20979	Kodak/Carestream/ Kodak 1500 #2		



**Gaines pour caméra intra-buccale**  
Intra-oral camera sleeves **TIDI**



		100 unités units	500 unités units
#20802	IDT/DT Oral Vision H-3, H-7, H-8, H-9	24 <sup>95</sup>	116 <sup>95</sup>
#20806	Prodentec/Prism		
#20810	DMD/Telicam		
#20829	Carestream/STV Pro I & II Kodak 1000		
#20840	Synca/Logicam/Viper Cam		
#20855	Ceracam		
#20856	Dentsply/Insight		
#20867	Shick CDR Cam 2000		
#20883	Digital Doc/NCC Model		
#20909	Video Dental Concepts Miniscope & Microscope TD-2000		
#20911	Digital Doc/Aurora		
#20916	RF Systems/DP 7S or DP 5/6		
#20932	Win US Tech/WIN 100D		
#20964	RF Systems/SS21		
#20968	Digital Doc/Net Design	-	144 <sup>95</sup>
#20969	Suni/Suni-Cam		
#20970	Sirona/Sirocam-3		
#21013	Digital Doc/Iris		
#20990	Digital Doc/Icon	-	189 <sup>95</sup>
#21001	Kodak/Carestream/ Kodak 1500		
#20808	Schick/USB		

**Gaines sur mesure pour lampe de polymérisation** Custom fit curing light sleeves **TIDI Shield™**

- Avec fenêtre SureCure, transparent, 100 unités
- With SureCure window, clear, 100 units



#21113	Dentsply (SmartLite Max)
#21106	SDI (Radii Plus)
#21109	Coltene-Whaledent (SPEC3)
#21100	Kerr, Demi Ultra
#21101	3M, Elipar S-10
#21102	Ivoclar, Vivadent, Blue Phase
#21105	Ultradent, Valo
#21113	Ultradent, Valo Grand

2+ BOÎTES  
BOXES  
20<sup>95</sup> BOÎTE/BOX  
19<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## SIGNES VITAUX VITAL SIGNS

### Moniteur de signes vitaux Vital signs monitor Connex®

#CVSM6700 (#67NXXX-B)

Parfait pour les soins généraux dans les hôpitaux et les cliniques.

- Avec option du calcul de la pression moyenne
- Pression (B.P.) + saturométrie (SpO<sub>2</sub>)
- Imprimante et thermomètre optionnels

Perfect for general care floors within the hospital and other ambulatory care offices.

- With a blood pressure averaging program
- Blood pressure (B.P.) + Oxymetry (SpO<sub>2</sub>)
- Optional printer and thermometer



PRIX À PARTIR DE  
PRICE FROM

**4495<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Moniteur de signes vitaux Vital signs monitor Connex® Spot Monitor

Obtenez un ensemble complet de signes vitaux en moins de 1 min. (Pression artérielle 15 sec. SureBP PNI, thermométrie et oxymétrie de pouls)

- Cycle complet de signes vitaux et prise par intervalle
- Calcul de la pression artérielle moyenne
- 1 brassard FlexiPort inclus (adulte)
- Résultats et évaluation personnalisée du patient directement au point de soins
- Port USB de série et transfert sans fil par Bluetooth au DMÉ disponible

Take a complete set of vital signs in under 1 minute.  
(Blood Pressure 15-sec. SureBP NIBP, thermometry and pulse Oximetry)

- Routine vital signs & interval monitoring
- Enhanced point-of-care documentation & custom scoring
- 1 FlexiPort adult cuff included
- USB Port included and wireless transfer via Bluetooth to EMR available



DMÉ  
EMR

#71WX-B+#7000-DST

Connex Spot Monitor avec pression artérielle, pouls, oxymétrie Nonin + support de bureau

With blood pressure, pulse, Nonin oximetry + desktop stand

**2395<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH



#71WX-B+#7000-MS3

Connex Spot Monitor avec pression artérielle, pouls, oxymétrie Nonin + panier mobile

With blood pressure, pulse & Nonin oximetry + basket stand

**2795<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH



### Moniteur de surveillance Patient monitor IM50

#IM50PCO2

Écran de 8,4 po. ECG à 3 ou 5 brins, respiration, saturométrie SpO<sub>2</sub> Edan, pression artérielle non invasive, pouls, température à 2 voies, capnographie CO<sub>2</sub> Respirationics, imprimante, écran tactile optionnel

8.4 inch screen, 3 or 5 lead ECG, respiration, Edan SpO<sub>2</sub> oximeter, NIBP, pulse dual channel, temperature, Respirationics EtCO<sub>2</sub> Sidestream, printer, optional touch screen



**5895<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Saturomètre digital Soft-Touch Digital pulse oximeter Soft-Touch Medline

#HCSM70S

- Mesure la saturation en oxygène dans le sang (SpO<sub>2</sub>) et le pouls
- Un seul bouton de contrôle
- Avec écran rétroéclairé en couleur à DEL
- Avec cordonnet
- 1 pile AAA incluse

- Measures blood oxygen saturation (SpO<sub>2</sub>) and pulse

- One button control
- With color LED backlit display
- With cord
- 1 AAA battery included



**49<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Saturomètre portatif Portable oximeter O Two Medical

#01MN1000

- Saturomètre pour le bout des doigts
- Adulte et pédiatrique
- Lanière et pochette

- Fingertip oximeter
- Adult and pediatric
- Carrying case and lanyard included



**89<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Ensemble saturomètre portatif Oximetry Kit Covidien Nellcor

#PM10N-AD3-DISTY

Inclus included:  
#PM10N  
Oxymètre  
Oximeter

#DS100A  
Capteur adulte  
Adult Sensor

#DYSPD  
Capteur pédiatrique  
Pediatric Sensor

#DYS  
Capteur multisite  
Multisite Sensor

#PMAC10N-N  
Sac de transport  
Carrying case



#PM10N-AD3-DISTY  
**545<sup>95</sup>**  
ENSEMBLE/KIT



### Pourquoi choisir les défibrillateurs automatisés de Zoll?

- Ils fournissent un accompagnement interactif complet (visuel et sonore) avec évaluation de la RCR en temps réel et défibrillent automatiquement quand et si c'est nécessaire.
- Ils équipent la majorité des ambulances et leurs électrodes sont compatibles : pas d'interruption de la réanimation et préservation de l'historique de l'intervention.

### Why choose Zoll fully automated external defibrillators?

- They provide a comprehensive interactive guidance (visual and audible) with real-time CPR assessment and automatically defibrillate when and if needed.
- They equip the majority of ambulances and their electrodes are compatible therefore there's no interruption of the resuscitation and preservation of the intervention's history

### Défibrillateur externe entièrement automatisé

Fully automated external defibrillator **Zoll AED3**

Inclus : appareil multilingue avec garantie de six ans, piles et électrodes universelles ECPR Uni-padz (adulte/pédiatrique, durée de vie de 5 ans), manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide et affiche de référence. Connexion par Wifi et notification par courriel en cas de défaillance.

Included: multilingual device with six years warranty, batteries & CPR Uni-padz universal electrodes (adult/pediatric, five-year shelf life), operators manual, quick start guide and rescue reference poster. wifi connection and email notification in the event of a malfunction.



#8501-001102-26  
Documentation française  
French Documentation

#8501-001102-06  
Documentation anglaise  
English Documentation

**1895<sup>00</sup>**  
CHACUN/EACH

### Armoire murale Wall cabinet **Zoll**

#8000-0855

Armoire métallique murale de 17 x 17 x 9" avec alarme sonore d'ouverture. Peut contenir le défibrillateur dans l'étui de transport et un ensemble d'électrodes supplémentaire. Compatible avec le AED+ et le AED3.

Metal wall cabinet 17 x 17 x 9" with audible opening alarm. Can hold the defibrillator in the carrying case and an additional set of electrodes. Compatible with AED+ and AED3.



**224<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Défibrillateur externe entièrement automatisé

Fully Automated External Defibrillator **Zoll AED Plus**

Inclus : appareil avec étui de transport et garantie de cinq ans (+ deux ans avec enregistrement), piles et électrode adulte (durée de vie de cinq ans), manuel d'utilisation, guide de démarrage rapide et affiche de référence

Included: device with carrying case and five years warranty (+ two years with registration), batteries & adult electrode (five-years shelf life) and operators manual, quick start guide and rescue reference poster



#2260071070101260  
Français  
French

#2260071070201060  
Anglais  
English

**1695<sup>00</sup>**  
CHACUN/EACH

### Électrodes pédiatriques Pediatric electrodes

**Zoll Pedi-padz II**

#8900-0810-01

- Pour patients de moins de 8 ans ou de 55 lb et moins

- For patients under the age of 8 or under 55 pounds



**114<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Support de montage mural Wall mounting bracket **Zoll**

#8000-0809-01

- Permet l'installation au mur sans l'étui de transport

- For wall installation without the carrying case



**69<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## Trousse d'urgence de base Standard Emergency Kit

Achetez la trousse complète ou seulement les produits dont vous avez besoin. Buy the complete kit or order items individually.

**TROUSSE COMPLÈTE**  
**COMPLETE KIT**

#TRDENT



PRIX SPÉCIAL  
SPECIAL PRICE  
**584<sup>00</sup>**  
ENSEMBLE / KIT

### Médicaments Medication

Epinephrine	Injectable 1mg (1ml)	2 ampoules 2 vials	13 <sup>90</sup>
Diphenhydramine - Bendadryl®	Liquide, pédiatrique - 6,25mg Liquid, pediatric 5ml	100ml	9 <sup>95</sup>
Diphenhydramine - Bendadryl®	Comprimés - 25mg Tablets - 25mg	12 comprimés 12 tablets	7 <sup>95</sup>
Diphenhydramine	Injectable 50mg (50ml)	2 ampoules 2 vials	19 <sup>90</sup>
Nitroglycerine - Nitrolingual®	Sublinguale 0,4mg - 200 ds. Sublingual 0.4mg - 200 ds.	1 pompe 1 pump	14 <sup>95</sup>
Salbutamol	Aérosol 100mcg - 200 ds. Spray 100mcg - 200 ds.	1 pompe 1 pump	10 <sup>95</sup>
AAS ASA - Aspirin® Croque-Action®	Non-enrobée - 81mg Uncoated - 81mg	30 comprimés 30 tablets	6 <sup>95</sup>
Glucose orale Oral glucose - Dex4®	Comprimés - Fruits tropicaux Tablets - Tropical fruits	10 comprimés 10 tablets	7 <sup>95</sup>

### Nécessaire à injection Injection Kit

Seringues Syringes	1ml - 25G 5/8"	10 unités 10 units	4 <sup>95</sup>
Seringues Syringes	3ml - 25G 1"	10 unités 10 units	4 <sup>50</sup>
Tampons d'alcool Alcohol pads		100 unités 100 units	2 <sup>45</sup>
Pansements ronds Spot bandages		100 unités 100 units	3 <sup>95</sup>

### Équipement Equipment

Aérophambre à usage unique Single use aerochamber		1 unité 1 unit	6 <sup>95</sup>
Masque pédiatrique à usage unique pour aérophambre Single use pediatric mask for aerochamber		1 unité 1 unit	7 <sup>95</sup>
Sphygmomanomètre Omron Sphygmomanometer Omron		1 unité 1 unit	54 <sup>95</sup>
Masque à oxygène adulte, concentration moyenne + tube 7" Adult oxygen mask, med. concentration + 7" tube		1 unité 1 unit	8 <sup>95</sup>
Masque à oxygène péd. concentration moyenne + tube 7" Pediatric oxygen mask, med. concentration + 7" tube		1 unité 1 unit	6 <sup>95</sup>
Thermomètre digital flexible à lecture rapide Flexible digital thermometer with quick reading		1 unité 1 unit	5 <sup>95</sup>
Masque de poche avec valve O2 + Filtre (Adulte + Ped.) Pocket mask with valve O2 + Filter (Adult + Ped.)		1 unité 1 unit	9 <sup>95</sup>
Saturomètre adulte et pédiatrique Adult and pediatric saturometer		1 unité 1 unit	89 <sup>95</sup>
Glucomètre Accu-Chek Guide + Autopiqueur + Étui Accu-Chek Guide Glucometer + Lancing device + Case		1 unité 1 unit	49 <sup>95</sup>
Bandelettes pour Accu-Chek Guide Test Strips for Accu-Chek Guide		50 unités 50 units	51 <sup>95</sup>
Epipen Adulte Adult Epipen		1 unité 1 unit	99 <sup>95</sup>
Epipen Enfant Child Epipen		1 unité 1 unit	99 <sup>95</sup>
Sac de trauma Trauma bag	Rouge Red 17"L x 9"P x 7"H	1 unité 1 unit	59 <sup>95</sup>



**COLLE TISSULAIRE**  
TISSUE ADHESIVE

**Colle tissulaire Tissue Adhesive *GluStitch*®**

- #GLUST-U(V)P Violet
- #GLUST-U(C)P Clair Clear

- Applicateurs à usage unique
- 0,2 ml unité
- Single-use preloaded applicators
- 0.2 ml unit



12+ UNITÉS  
UNITS  
**945** UNITÉ/UNIT **845** UNITÉ/UNIT

**Colle tissulaire Tissue Adhesive *GluStitch*®**

- #GLTWI05CE Violet
- #GLTWI05CECL Clair Clear

- Ampoules à usage unique
- 0,5 ml unité
- Twist-off single-use vials
- 0.5 ml unit



12+ UNITÉS  
UNITS  
**1295** UNITÉ/UNIT **1095** UNITÉ/UNIT


**Colle tissulaire Tissue Adhesive *GluStitch*®**

- #GLUST-5(V) Violet
- #GLUST-5(C) Clair/clear

- 1 bouteille de 5 ml
- 50 pipettes à usage unique
- 1 bottle of 5 ml
- 50 single-use pipettes



**129<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX



**Colle tissulaire haute viscosité Tissue Adhesive *PeriAcryl*® 90HV**

PeriAcryl® est un adhésif tissulaire cyanoacrylate qui a été formulé pour fonctionner dans la cavité buccale. PeriAcryl® est le plus souvent utilisé comme pansement parodontal. C'est un complément utile lors de la réalisation de procédures telles que la gingivectomie, les chirurgies muco-gingivales, les chirurgies de lambeau et les biopsies.

**Caractéristiques du produit PeriAcryl®:**

- Durée de conservation de deux ans
- Prise rapide
- La coloration violette permet une meilleure visibilité
- Système d'application facile

PeriAcryl® is a cyanoacrylate tissue adhesive that has been formulated to perform in the oral cavity. PeriAcryl® is most often used as a periodontal dressing. It is a useful adjunct when performing such procedures as gingivectomies, mucogingival surgeries, flap surgeries, and biopsies.

**PeriAcryl® Product features:**

- Two year shelf life in all formats
- Fast setting
- Violet colouring allows for better visibility
- User-friendly delivery system

**#P-ACRYL5(V)HV**

- 1 bouteille de 5 ml
- 50 pipettes jetables
- 1 cabaret stérilisable
- 1 bottle of 5 ml
- 50 single use pipettes
- 1 sterilisable tray



**134<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

## Sutures résorbables Absorbable sutures

### Caprosyn™ Monofilament



Rétention (force tensile): ≈10 jours  
 Résorption totale: ≈56 jours. Polyglytone synthétique monofilament à résorption rapide. Substitut du gut, Plain ou Chromic. Disponibles en clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈10 days  
 Total Resorption: ≈56 days. Monofilament synthetic polyglytone with quick absorption. Substitute for Gut, Plain or Chromic. Available in undyed or violet.

Aiguille Needle C-13 : Reverse cutting 19mm 3/8 c. = FS-2 (Ethicon) ou C6 (Look)				
#SC691	Caprosyn 4.0 30" Und C-13	ETH 636DZ	12 unités units	46 <sup>95</sup>
#SC692	Caprosyn 3.0 30" Und C-13	ETH 635H	36 unités units	119 <sup>95</sup>
#SC691	Caprosyn 4.0 30" Und C-13	ETH 636H		
#SC3634	Caprosyn 5.0 18" Und C-13	ETH 634G+ ETH H820G	36 unités units	139 <sup>95</sup>
Aiguille Needle P-12 : Reverse cutting 19mm 3/8 c. = PS-2 (Ethicon) ou PC-31 (Look)				
#SC5617G	Caprosyn 4.0 18" Und P-12	ETH 1637G	12 unités units	99 <sup>95</sup>
#SC5627G	Caprosyn 4.0 18" Violet P-12	Sutures postérieures		
Aiguille Needle P-13 : Reverse cutting 13mm 3/8 c. = P-3 (Ethicon) ou C3 (Look)				
#SC5690G	Caprosyn 4.0 18" Und P-13	ETH 1654G	12 unités units	99 <sup>95</sup>
#SC5689G	Caprosyn 5.0 18" Und P-13	ETH 686G+ ETH 687G		
#SC5587G	Caprosyn 5.0 18" Violet P-13	Sutures postérieures		

### Polysorb™ Tressé/braided



Rétention (force tensile): ≈21 jours. Résorption totale: de 56 à 70 jours. Lactomer synthétique tressé et enduit à résorption moyen-terme Équivalent au Vicryl. Disponibles en clair ou violet.

Retention (Tensile Strength): ≈21 days. Total Resorption: from 56 to 70 days. Braided and coated synthetic lactomer with mid-term absorption. Equivalent to Vicryl. Available in undyed or violet.

Aiguille Needle C-13 : Reverse cutting 19mm 3/8 c. = FS-2 (Ethicon) ou C6 (Look)				
#SL691	Polysorb 4.0 18" Und C-13	36 unités units	Equiv. #ETHJ422H	121 <sup>95</sup>
#SL635	Polysorb 4.0 30" Violet C-13		Equiv. #ETHJ392H	
Aiguille Needle P-13 : Premium reverse cutting 13mm 3/8 c. = P-3 (Ethicon) ou C3 (Look)				
#SL5690	Polysorb 4.0 18" Und P-13	36 unités units	Equiv. #ETHJ494G	208 <sup>95</sup>

### Biosyn™ Monofilament



Rétention (force tensile): ≈21 jours, résorption totale: de 90 à 110 jours. Glycomère synthétique monofilament à résorption moyen-terme. Clair ou violet. Équivalent au Monocryl mais avec aiguilles « reverse cutting »

Retention (Tensile Strength): ≈21 days, total Resorption: from 90 to 110 days. Monofilament synthetic glycomer with mid-term absorption. Undyed or violet. Equivalent to Monocryl but reverse cutting needle.

Aiguille Needle C-13 : Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = FS-2 (Ethicon) ou C6 (Look)				
#SM822	Biosyn 3.0 30" Und C-13	36 unités units	Equiv. Monocryl	136 <sup>95</sup>
#SM691	Biosyn 4.0 30" Und C-13			
#SM690	Biosyn 5.0 30" Und C-13			
#SM791	Biosyn 4.0 30" Violet C-13			

### Cat gut plain Monofilament

Rétention (force tensile): ≈7 jours matériel de suture biologique résorbable, clair.

Retention (Tensile Strength): ≈7 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)				
#SG821	Cat gut plain 4.0 30" C-13	12 unités units	Equiv. #H821G	41 <sup>95</sup>
#SG821	Cat gut plain 4.0 30" C-13	36 unités units	Equiv. #H821G	115 <sup>95</sup>
#SG752	Cat gut plain 4.0 18" C-13	12 unités units	Equiv. #H8216	41 <sup>95</sup>
#SG752	Cat gut plain 4.0 18" C-13	36 unités units	Equiv. #H821H	115 <sup>95</sup>
Aiguille Needle c-23: Reverse cutting 24 mm 1/2 c.=X-1 (Ethicon) ou c31 (Look)				
#SG612G	Cat gut plain 3.0 18" CV-13	12 unités units	Equiv. #612G	41 <sup>95</sup>

### Cat gut chromic Monofilament

Rétention (force tensile): ≈10-14 jours, matériel de suture bio.résorbable, clair.

Retention (Tensile Strength): ≈10-14 days, absorbable biological suture material, undyed.

Aiguille Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)				
#SG635	Cat gut chromic 4.0 30" C-13	12 unités units	Equiv. #Ethicon 635G	44 <sup>95</sup>
#SG635	Cat gut chromic 4.0 30" C-13	36 unités units		123 <sup>95</sup>
#SG636	Cat gut chromic 3.0 30" C-13	12 unités units	Equiv. #Ethicon 636G	44 <sup>95</sup>
#SG636	Cat gut chromic 3.0 30" C-13	36 unités units		123 <sup>95</sup>
#SG675	Cat gut chromic 4.0 18" C-13	12 unités units	Equiv. #Ethicon 635H	44 <sup>95</sup>
#SG675	Cat gut chromic 4.0 18" C-13	36 unités units		123 <sup>95</sup>
#SG676	Cat gut chromic 3.0 18" C-13	12 unités units	Equiv. #Ethicon 636H	44 <sup>95</sup>
#SG676	Cat gut chromic 3.0 18" C-13	36 unités units		123 <sup>95</sup>

## Sutures non-résorbables Non-absorbable sutures

### Sofsil™ Tressé/braided

Sutures tressées de protéines de soie naturelle traitées et enduites de silicone. Disponibles en noir.

Braided and treated natural proteinaceous silk fiber sutures coated with silicone. Available in black.

Aiguille Needle c-1: Reverse cutting 12 mm 3/8 c.= c-2 (Ethicon) ou c16/c17 (Look)				
#S1173	Silk 5.0 18" Bkl c-1	36 unités units	Equiv. #ETH640G	108 <sup>95</sup>
#S1174	Silk 4.0 18" Bkl c-1		Equiv. #ETH 641G	
Aiguille Needle c-13: Reverse cutting 19 mm 3/8 c. = fs-2 (Ethicon) ou c6 (Look)				
#SS694	Silk 3.0 18" Bkl c-13	36 unités units	Equiv. #ETH 7772	99 <sup>95</sup>
#SS683G	Silk 4.0 18" Bkl c-13	12 unités units	Equiv. #ETH 683G	38 <sup>95</sup>
Aiguille Needle p-13: Premium reverse cutting 13 mm 3/8 c = p-3 (Ethicon) ou c3 (Look)				
#SS5641G	Silk 4.0 18" Bkl p-13	12 unités units	Equiv. #ETH 641G	79 <sup>95</sup>

**AUTRES MODÈLES DISPONIBLES**  
 OTHER MODELS AVAILABLE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
 Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Sutures résorbables** Absorbable sutures

**Cat gut chromic** Monofilament

Absorption: ≈90 jours, matériel de suture bio. résorbable, clair.  
Absorption: ≈90 days, absorbable biological suture material, undyed.

#636H	Cat gut chromic 3-0" 27" Und FS2	12 unités units	Equiv. #SG635G	79 <sup>95</sup>
#636H	Cat gut Chromic 3-0" 27" Und FS2	36 unités units	Equiv. #SG676	223 <sup>95</sup>
#635H	Cat gut Chromic 4-0" 27" Und FS2	12 unités units	Equiv. #SG635G	79 <sup>95</sup>
#635H	Cat gut Chromic 4-0" 27" Und FS2	36 unités units	Equiv. #SG675	223 <sup>95</sup>
#1654G	Cat gut Chromic 4-0" 18" Und P-3	12 unités units	Equiv. #SG5644G	142 <sup>95</sup>
#1637G	Cat gut Chromic 4-0" 18" Und PS2	12 unités units	Equiv. #SG5637	142 <sup>95</sup>

**Cat gut plain** Monofilament

Résorption: ≈70 jours matériel de suture biologique résorbable, clair.  
Absorption: ≈70 days, absorbable biological suture material, undyed.

#612G	Cat gut plain 3.0 18" X-1	12 unités units	Equiv. #SG612G	79 <sup>95</sup>
#H821H	Cat gut plain 4.0 27" FS2	12 unités units	Equiv. #SG821G	79 <sup>95</sup>
#H821H	Cat gut plain 4.0 27" FS2	36 unités units	Equiv. #SG752	223 <sup>95</sup>

**Vicryl®** Tressé Braided

Résorption: ≈56-70 jours matériel de suture biologique résorbable, clair.  
Absorption: ≈56-70 days, absorbable biological suture material, undyed.



#J422H	Vicryl 4-0 27" Und FS2	36 unités units	Equiv. #SL691	204 <sup>95</sup>
#J460H	Vicryl 3-0 27" Und X-1	36 unités units	Equiv. #SL652	204 <sup>95</sup>
#J392H	Vicryl 4-0 18" Violet FS2	36 unités units	Equiv. #SL635	204 <sup>95</sup>
#J494G	Vicryl 4-0 18" Und P3	12 unités units	Equiv. #SL5690	121 <sup>95</sup>

**Sutures non-résorbables** Non-absorbable sutures

**Perma-Hand®** Soie tressé Braided Silk

Non-absorbable, noire  
Non absorbable, black

#683G	Soie Silk 4-0 18" Noire FS2	12 unités units	Equiv. #SS683G	53 <sup>95</sup>
#641G	Soie Silk 4-0 18" Noire P-3	12 unités units	Equiv. #S1174	119 <sup>95</sup>



AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  
OTHER MODELS AVAILABLE

**Éponges en gélatine résorbables** Absorbable gelatine sponges *Ethicon Surgifoam®*

- #1972
- Bandes stériles
- 2 x 6 x 0,7 cm
- 12 unités



- Sterile strips
- 2 x 6 x 0.7 cm
- 12 units

112<sup>95</sup> PQT/PKG 2+ PQTs PKGS 102<sup>95</sup> PQT/PKG

**Éponges en gélatine hémostatiques résorbables** Absorbable hemostatic gelatine sponges

*Ethicon Spongostan® Dental*

- #MS0005
- 1 x 1 x 1 cm
- 24 unités
- 1 x 1 x 1 cm
- 24 unités



61<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 2+ BOÎTES BOXES 59<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Pansements hémostatiques résorbables** Absorbable hemostatic dressings *J&J Surgicel®*

- #1955
- En tissu stérile et souple
- 1,3 x 5,1 cm
- 12 unités
- Oxidized regenerated cellulose .
- Sterile, 1.3 x 5.1 cm
- 12 units



155<sup>95</sup> BOÎTE/BOX 2+ BOÎTES BOXES 149<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Cire à os Bone Wax Ethicon**

- #W31C
- Stérile
- 2,5 g
- 12 unités
- Sterile
- 2.5 g
- 12 units



94<sup>95</sup> BOÎTE/BOX

**Gel topique anesthésique** Topical anesthetic gel

**Hurricane**  
#HURRI-X

- Bouteille de 28.4 g, 20 % de benzocaïne
- 28.4 g per bottle, 20% Benzocaine



Menthe Mint  
Cerise sauvage Wild Cherry  
Melon d'eau Watermelon flavor  
Pina colada Pina Colada

**16<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH



**Aiguilles dentaires** Dental needles **Monoject®**

#8881400X

- Embout de plastique
- 100 unités
- Plastic hub
- 100 units



25G court ou long, rouge Short or long, red  
27G court ou long, jaune Short or long, yellow  
30G court ou x-court, bleu Short or x-short, blue

**17<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Aiguilles dentaires** Dental needles **Monoject®**

#8881401X

- Embout en acier inoxydable
- 100 unités
- Stainless steel hub
- 100 units



25G court ou long, rouge Short or long, red  
27G court ou long, jaune Short or long, yellow  
30G court ou x-court, bleu Short or x-short, blue

**18<sup>45</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Aiguilles endodontiques** Dental needle

**Monoject®**

#888471232

- Orange
- 23G x 1¼"
- 25 unités units



#888471273

- Jaune Yellow
- 27G x 1¼"
- 25 unités units



**10<sup>45</sup>**  
BOÎTE/BOX

**2+ BOÎTES BOXES**  
**9<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Seringues endodontiques avec aiguilles**

Endodontic syringes with needles

**Monoject®**

#888513843

- Orange
- 3cc 23G x 1¼"
- 100 unités units



#888513850

- Jaune Yellow
- 3cc 27G x 1¼"
- 100 unités units

**47<sup>45</sup>**  
BOÎTE/BOX

**2+ BOÎTES BOXES**  
**45<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Seringues à embout courbé** Curved tip syringes

**Monoject®**

#888412012

- 12 ml, non-graduée
- Idéale pour irrigation
- 50 unités

- 12ml, not graduated
- Ideal for pressure irrigation
- 50 units



**26<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**2+ BOÎTES BOXES**  
**24<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX


**Embouts d'aspirateur chirurgical** Surgical aspirator tips

**Monoject®**

#8881444015

- Blanc, stérile
- À usage unique
- 25 unités

- White, sterile
- Disposable
- 25 units



**27<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**2+ BOÎTES BOXES**  
**26<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

## INJECTABLES ET IRRIGATION INJECTABLES AND IRRIGATION

### Solution stérile de chlorure de sodium 0,9 % non injectable Non injectable sterile 0.9% sodium chloride solution *Irrigo*

Embout « Luer Lock » sur une bouteille compressible générant jusqu'à 15 livres de pression.  
« Luer Lock » tip on a squeeze bottle generating up to 15 lbs of pressure.

	BOUTEILLE BOTTLE	CANULE 16 CANNULA 16	CANULE 18 CANNULA 18	CANULE 22 CANNULA 22
Pression du jet Nozzle pressure	0 - 15 PSI	0 - 7 PSI	0 - 6 PSI	0 - 5 PSI



#20-1104  
Canule 16 Cannula

**115**  
CHACUN/EACH

#LA-6048L.2  
Bouteille bottle 60 ml (2 oz)

**195**  
CHACUN/EACH

### Cathéter I.V. IV catheter

#381212	BD Insyte	24G ¾"	50 unités 50 units	<b>104<sup>95</sup></b>
#381223		22G 1"		
#381233		20G 1"		
#381234		20G 1¼"		
#4050	Jelco	22G 1"	50 unités 50 units	<b>69<sup>95</sup></b>
#4053		24G ¾"		
#405611		20G 1¼"		
#4420	Jelco metal hub straight	22G 1"		<b>77<sup>95</sup></b>
#3060	Jelco protective plus	22G 1"		<b>119<sup>95</sup></b>



**AUTRES MODÈLES DISPONIBLES  
OTHER MODELS AVAILABLE**

### Cathéter I.V. double accès en système clos Closed IV catheter system with dual port *BD Nexiva*

- Un cathéter I.V. sécuritaire tout-en-un avec extension et double accès Luer Q-Syte (sans aiguille) intégrés.
- Pas besoin de rallonge ou d'extension
- Limite l'exposition au sang et le risque de blessure par piqûre d'aiguille

A unique all-in-one safety IV catheter with built-in extension set and 2 Luer Q-Syte access (needle-less).  
- No need for an extension  
- Limits blood exposure and risk of needle-stick injury


- #383531 24G, ¾", 20 unités units
- #383532 22G, 1", boîte de 20 unités units
- #383536 20G, 1", boîte de 20 unités units
- #383537 20G, 1¼", boîte de 20 unités units
- #383538 20G, 1¼", boîte de 20 unités units



**149<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**ACCÈS SIMPLE AUSSI DISPONIBLE  
SINGLE PORT ALSO AVAILABLE**

### Tubulure I.V. primaire Primary IV administration set *ICU Medical*



#12672-28  
Macro, 15 gouttes/ml  
Macro-drop, 15 drops/ml

**5<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

#14222003  
Micro, 60 gouttes/ml  
Micro-drop, 60 drops/ml

**6<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACH

### Chlorure de sodium 0,9% injectable en sac 0.9% Sodium chloride injectable in bag *Baxter*



#JB1322P	250 ml	30 unités units	<b>69<sup>95</sup></b>
#JB1323	500 ml	24 unités units	<b>65<sup>95</sup></b>
#JB1324	1000 ml	12 unités units	<b>38<sup>95</sup></b>

### Eau stérile pour irrigation Sterile water for irrigation *Baxter*



#T168001	Bouteille Bottle	100 ml	<b>1<sup>95</sup></b>
#JF7623P		500 ml	<b>3<sup>95</sup></b>
#JF7624		1000 ml	<b>3<sup>95</sup></b>
#JB7114	12 sacs 12 bags	1000 ml	<b>64<sup>95</sup></b>

### Chlorure de sodium 0,9 % pour irrigation 0.9% Sodium chloride for irrigation *Baxter*



#T168000	Bouteille Bottle	100 ml	<b>1<sup>95</sup></b>
#JF7633P		500 ml	<b>3<sup>45</sup></b>
#JF7634		1000 ml	<b>3<sup>95</sup></b>

**Pots à spécimens** Specimen containers  
**Simport HistoTainer II™**

Pots pour recueil et transport d'échantillons histologiques, pré-remplis à 50 % d'une solution de 10 % de formaline.

Specimen containers 50% pre-filled with 10% Formaline solution.



#M960-20FMA	20 ml	24 unités units	15 <sup>95</sup>
		96 unités units	54 <sup>95</sup>
#M960-40FMA	40 ml	24 unités units	16 <sup>45</sup>
		96 unités units	59 <sup>95</sup>

AUTRES GRANDEURS DISPONIBLES  
OTHER SIZES AVAILABLE

**Punch dermal stérile** Sterile biopsy punch  
**Medline**

#MDS00333XX

À usage unique  
Disponible  
1½, 2, 2½, 3, 3½, 4, 5, 6, 8 mm



50 ET PLUS  
& MORE

3<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

2<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Tampons alcoolisés** Alcohol pads  
**Medline**



#MM-05507	2 plis 2-ply	Moyen Medium	200 unités units	2 <sup>95</sup>
#20339		Grand Large		3 <sup>95</sup>

**Alcool Isopropylique** Isopropyl Alcohol



#30070	70% USP	Bouteille Bottle	4 L	34 <sup>95</sup>
#30099	99% USP	Bouteille Bottle	4 L	39 <sup>95</sup>
#4024	Distributeur Dispenser		9 oz	8 <sup>95</sup>

**Compresse froide instantanée** Instant cold pack  
**Medline**

#MDS148000

- À usage unique
- 6 x 9"
- Doublure non tissée
- Peut être placée directement sur la peau.

- Single use
- 6 x 9"
- Non-woven lining
- Can be placed directly on the skin.



#MDS148000	6 x 9"	chacun each	1 <sup>35</sup>
		24 unités units	24 <sup>95</sup>

**Compresse froide instantanée** Instant cold pack  
**Rapid Relief®**

- À usage unique
- Disposable



#31246	4 x 6"	chacun each	1 <sup>15</sup>
#31259	6 x 10"		1 <sup>45</sup>

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Lecteur automatique**  
Autoreader  
**3M**  
#390



Transport en sus - Delivery not included

**995<sup>00</sup>**  
CHACUN/EACh



**Paquets de tests de stérilisation**  
**Bowie-Dick** Sterilization Bowie-Dick  
test pack **3M Comply™**  
#1233LF

- Pour stérilisateur classe B
- 30 unités
- For Class B sterilizers
- 30 units



**225<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Paquets de tests de stérilisation**  
**Bowie-Dick** Sterilization Bowie-Dick  
test pack **3M Comply™**  
#00135LF

- Pour stérilisateur DPPP
- 30 unités
- For SFPP sterilizer
- 30 units



**189<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Indicateurs Attest**  
Attest Indicators  
**3M**



#1291	Indicateurs Attest 1 h Attest indicators 1 h	50 unités units	<b>274<sup>95</sup></b>
#1292	Indicateurs biologiques 3 h Biological indicators 3 h		<b>189<sup>95</sup></b>

**Intégrateurs chimiques**  
Chemical indicators  
**3M Comply™**

- Classe 5
- Class 5



#1243B	100 unités units	<b>23<sup>95</sup></b>
#1243A	500 unités units	<b>107<sup>95</sup></b>

**Intégrateurs chimiques**  
Chemical indicators  
**3M Comply™**

- #1250
- Classe 4
- 240 unités

- Class 4
- 240 units



**22<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Ruban indicateur** Indicator tape  
**3M Comply™**



#1322-18	18 mm	chacun each	<b>4<sup>95</sup></b>
#1322-24	24 mm		<b>6<sup>95</sup></b>

**Étiqueteuse** Labeling machine  
**3M**  
#1256B



**189<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACh

**Étiquettes** Label roll  
**3M**



#1257W	Étiquettes - Blanc White Labels	chacun each	<b>16<sup>95</sup></b>
#1257R	Étiquettes - Rouge Red Labels		
#009610	Rouleau encreur pour étiqueteuse #1256B Ink roller for labelling machine #1256B		<b>5<sup>95</sup></b>

**Distributeur de ruban**  
Tape Dispenser  
**SPS Medical**  
#SL7326



**44<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACh

**Ruban de marquage en vinyle**  
Vinyl marking tape



Ruban autocollant de différentes couleurs pour reconnaître facilement vos instruments ou vos cassettes. Stérilisable, résiste à l'eau, à l'huile et aux acides. Non toxique, 9 mm x 5 m.

Self-adhesive color-coded tape for easy instruments or cassettes identification. Auto-clavable, resists water, oil & acids. Non-toxic, 9 mm x 5 m.

- #10124-142 ■ Jaune Yellow
- #10124-144 ■ Vert Green
- #10124-146 ■ Rouge Red
- #10124-148 ■ Orange
- #10124-150 ■ Bleu blue
- #10124-158 ■ Blanc white

**13<sup>95</sup>**  
CHACUN/EACh

**Lames de bistouris Surgical blades Paragon®**

#90010-XX

- Stainless, #12 et #15, 100 unités
- Stainless, #12 & #15, 100 units

#90011-XX

- Carbone, #12 et #15, 100 unités
- Carbon, #12 & #15, 100 units



37<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

2+ BOÎTES  
BOXES  
35<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Lames de bistouris Surgical blades Lance**  
#500-0XX

- Stainless, stérile, à usage unique
- #10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23
- 100 unités

- Stainless steel, sterile, single use
- #10, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23
- 100 units



28<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

**Bistouris stériles jetables**  
Disposable sterile scalpels Medline  
#MDS152XX

- #10, 11, 12, 15, 20, 21. Acier inoxydable. 10 unités.
- #10, 11, 12, 15, 20, 21. Stainless steel. 10 units.



11<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

NOUVEAU  
NEW

**Extracteur de lames Blade remover unit Swann-Morton®**  
#5525

- Extracteur sécuritaire
- Contenant jusqu'à 100 lames

- Secure remover unit
- Can hold up to 100 blades



5<sup>95</sup>  
CHACUN/EACH

**Bistouris stériles jetables** Disposable sterile scalpels  
Paragon®  
#90000-XX

- Stainless et carbone. #12 et #15. 10 unités.
- Stainless and carbon. #12 and #15. 10 units.



13<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Brosse-éponge chirurgicale avec cure-ongles**  
Surgical scrub brush-sponge with nail cleaner BD  
#377479

- 4 % CHG
- 30 unités units



31<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

**Lames de bistouris Surgical blades Bard-Parker®**  
#371215

- Stainless #15. 50 unités.
- Stainless #15. 50 units.



43<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

2+ BOÎTES  
BOXES  
41<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES  
OTHER NUMBERS AVAILABLE

**Collecteur d'aiguilles Sharps collector**



#300460



#300466



#300440

#300460	Bouchon entonnoir Funnel cap	1.4 L	4 <sup>95</sup>
#300466	Bouchon entonnoir Funnel cap	3.1 L	8 <sup>95</sup>
#300440	Bouchon entonnoir Funnel cap	7.6 L	9 <sup>95</sup>

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES  
OTHER NUMBERS AVAILABLE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**NETTOYAGE DES MAINS**  
HAND CLEANING

**Distributeur de savon mural automatique**  
Automatic wall-mounted soap dispenser *Médi-Sélect*  
#0919



- Chrome et noir
- 4 piles "D" incluses
- Chrome and black
- 4 "D" batteries included

Obtenez 1 distributeur **GRATUIT** à l'achat d'une cartouche  
Get 1 **FREE** dispenser with the purchase of a cartridge  
(#P1911 ou/ou #P1916)

**Savon pour distributeur mural automatique**  
Soap for touch-free wall mount dispenser *Médi-Sélect*



- #P1911 (#259296)
- Savon moussant doux
  - Transparent
  - 1200 ml
  - Mild foam soap
  - Clear
  - 1200 ml



- #P1916 (#259294)
- Savon moussant doux
  - Pomeberry
  - 1200 ml
  - Mild foam soap
  - Pomeberry
  - 1200 ml

**28<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**29<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Distributeur de savon mural manuel**  
Manual wall-mounted soap dispenser  
*Médi-Sélect*  
#0888



- Chrome et noir
- Pour P8811 ou P8813
- Chrome and black
- For P8811 ou P8813

**13<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Savon pour distributeur mural manuel**  
Soap for manual wall-mount dispenser *Médi-Sélect*



- #P8811 (#259295)
- Savon moussant doux
  - Transparent
  - 1250 ml
  - Mild foam soap
  - Clear
  - 1250 ml

**19<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Savon pour distributeur mural manuel**  
Soap for manual wall-mount dispenser *Médi-Sélect*



- #P8813 (#259298)
- Savon moussant doux
  - Citron-gingembre
  - 1250 ml
  - Mild foam soap
  - Citrus-ginger
  - 1250 ml

**21<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Savon antimicrobien**  
Antimicrobial soap  
*Bacti-Stat®*



#6048722 540 ml  
**9<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH



#6017285 4 L  
**43<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Savon à main avec lotion**  
Lotion hand soap *Avmor® Soft Hands*  
#2277278001

- 1 Gallon
- 4 Liters



**18<sup>50</sup>**  
CHACUN / EACH

**Distributeur manuel mural**  
Manual wall dispenser

- #BM-D1500
- Capacité de 1,5 L
  - 1.5 L capacity



- #9330WT
- Capacité de 890 ml
  - 890 ml capacity



**24<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Gel émoulliant antibactérien**  
Emollient antibacterial gel *BM®*

- #BM-1300
- 70% d'alcool éthylique
  - 1 Gallon

- 70% Ethyl alcohol
- 4 Liters



**54<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Crème hydratante antibactérienne**  
Moisturizing antibacterial cream *BM®*

- #BM-1200
- 500 ml



**13<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Savon à main antibactérien**  
Antibacterial hand soap *BM®*

- #BM-4D
- Bouteille vide/Pompe
  - 500 ml
  - Empty bottle/pump
  - 500 ml

**3<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH



- #BM-1000
- 4 L

**20<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

## NETTOYAGE DES MAINS HAND CLEANING

### Distributeur mural manuel Manual wall-mounted dispenser **Medline**

#MANDISPW Blanc White  
#MANDISPB Noir Black

- Pour savon, gel et mousse
- For soap, gel and foam



20<sup>95</sup>  
CHACUN / EACH

### Mousse antiseptique pour les mains Foaming hand sanitizer **Medline Spectrum®** #HHCA70F1000

- Contient 70 % d'alcool éthylique et avec hydratants
- Compatible avec le gluconate de chlorhexidine (CHG)
- Sans parfum. Pour distributeur AUTODISPX et MANDISPX
- 1L
- Contains 70% ethyl alcohol, with added moisturizers
- Chlorhexidine gluconate compatible (CHG)
- Fragrance-free. For dispensers AUTODISPX and MANDISPX
- 1L



14<sup>95</sup>  
CHACUN / EACH

### Distributeur mural automatique Automatic wall-mounted dispenser **Médi-Sélect**

#AUTODISPW Blanc White  
#AUTODISPB Noir Black

- Pour savon, gel et mousse
- Pour les cartouches HHSP1000 et HHCA70F1000

- For soap, gel and foam
- For cartridges HHSP1000 et HHCA70F1000



62<sup>95</sup>  
CHACUN / EACH

### Savon hydratant pour les mains Moisturizing hand soap **Medline** #HHSP1000

- Gel hydratant enrichi d'aloès
- Pour distributeur AUTODISPX et MANDISPX
- 1L
- Aloe Vera enriched moisturizing gel
- For dispensers AUTODISPX and MANDISPX
- 1L



12<sup>45</sup>  
CHACUN / EACH

### Savon à main antibactérien Antibacterial hand soap **Médi-Sélect**

#A-18000R-N-P

- 3,78 L
- Avec glycérine et aloès
- 3.78 L
- With glycerin & aloe



18<sup>95</sup>  
CHACUN / EACH

### Savon hydratant pour les mains Moisturizing hand sanitizer **Medline** #HHSP16

- Gel hydratant enrichi d'aloès
- 473 ml (16 oz)
- Aloe Vera enriched moisturizin
- 473 ml (16 oz)



7<sup>95</sup>  
CHACUN / EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**NETTOYANT ANTISEPTIQUE**  
ANTISEPTIC CLEANER

**Désinfectant antibactérien pour les mains**  
Antibacterial hand sanitizer *Sopuro*

- Gel hydratant enrichi d'aloès
- Alcool de qualité médicale à 70 %
- Sans parfum
- Aloe Vera enriched moisturizing gel
- 70 % medical grade alcohol
- Fragrance-free.



#060-03 60 ml

**295**  
CHACUN / EACH



#500-03 500 ml

**795**  
CHACUN / EACH

**PROMO**

À L'ACHAT D'UNE  
CAISSE DE 12 UNITÉS  
WHEN PURCHASING  
A CASE OF 12 UNITS

**495**  
CHACUN / EACH

**Station de désinfection des mains**  
Hand disinfection station

PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

- Robuste, acier de qualité industrielle
- Peinture en poudre cuite
- Robust, industrial grade steel
- Powder coat paint



#PHM9991005	Support pour bouteilles de 500 ml ou 1 L Bottle holder for 500 ml or 1 L	<b>1125</b>
#PHM9991004	Base	<b>13175</b>
#PHM9991004-KIT	Ensemble Kit	<b>14300</b>

**Support mural Wall mount holder**  
#600-01

- Plexiglass
- Pour bouteille de 500 ml (non incluse)
- Plexiglass
- for 500 ml bottle (not included)



**1295**  
CHACUN / EACH

**Support mural Wall mount holder**  
#PHM9991020

- Aluminium brossé
- Pour bouteille de 500 ml (non incluse)
- Brushed aluminum
- For 500 ml bottle (not included)



**1250**  
CHACUN / EACH

**Nettoyant antiseptique pour les mains en gel** Antiseptic Hand Gleaner Gel *Germiphene*

- Tue 99,99% des germes et bactéries sans eau
- 70 % d'éthanol + émoullissants pour hydrater la peau
- Non tachant, sans résidus
- S'évapore rapidement pour faciliter l'enfilage des gants
- N'a pas d'impact sur la performance des gants

- Kills 99,99% of germs and bacteria, without water
- 70% ethanol+emollients to moisturize skin
- Dry fee, non-staining, residue-free
- Evaporates quickly to facilitate glove donning
- Does not impact glove performance



#IC-GEL-CHAM	Chamomille	480 ml	<b>1795</b>
#IC-GEL-X-GC	Agrumes et gingembre Ginger citrus	1 L	<b>2695</b>
#IC-GEL-XL-GC	Agrumes et gingembre Ginger citrus	2 L	<b>4295</b>
#IC-GEL-XL-CHAM	Chamomille		
#IC-GEL-XL-MAN	Orange mandarine	4 L	<b>5595</b>
#IC-GEL-XXL-GC	Agrumes et gingembre Ginger citrus		
#IC-GEL-XXL-CHAM	Chamomille		
#IC-GEL-XXL-MAN	Orange mandarine		
#BRACKET-HS	Support mural pour bouteille de 480-550 ml Wall support for 480-550 ml bottle		<b>1395</b>

**GAMME DE SOINS CARE RANGE  
CAMILLEN 60**

La camomille est reconnue pour son pouvoir curatif, anti-inflammatoire, décongestionnant et régénérateur pour la peau.  
Fabriqué en Allemagne.

Chamomile is recognized for its curative, anti-inflammatory, decongestant and skin regenerating power.  
Made in Germany.



**Crème pour les mains Handcream  
Camillen® 60**

- Ingrédients actifs:  
Camomille, azulène  
allantoïne, eucérine et  
Vaseline.

- Active ingredients:  
Chamomile, azulene,  
allantoin, eucerin &  
Vaseline



#CM8030.2 Tube, 100ml

**9<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

#CM9047  
Flacon pompe, 450ml  
Dispenser, 450 ml

**35<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Crème pour les mains Handcream  
Camillen® 60 Plus**

- Ingrédients actifs:  
Camomille, azulène  
allantoïne, eucérine et  
Vaseline.

- Active ingredients:  
Chamomile, azulene,  
allantoin, eucerin &  
Vaseline



#CM80312 Tube, 100ml

**10<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

#CM9046A  
Flacon pompe, 450ml  
Dispenser 450 ml

**36<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Crème pour fissures Fissure cream  
Camillen® 60 Intense**

Agents anti-inflammatoires de la camomille et combinaison très efficace des vitamines A+E et d'huile de carotte.

Anti-inflammatory agents like chamomile and a very effective combination of vitamins A + E and carrot oil.



#CM8080.2 Tube, 100ml

**11<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**GAMME DE SOINS CARE RANGE  
GEHWOL**

Gehwol, des produits de soins des pieds réservés aux professionnels depuis 50 ans et testés sous contrôle dermatologique.

Gehwol, exclusive foot care products for professionals since 50 years and dermatologically tested.



**Crème podologique Foot cream  
Gehwol Gerlachs®**

Idéale pour les pieds surmenés et la peau très sollicitée. Préviens les plaies et les ampoules provoquées par la marche.

Ideal for overworked feet and highly stressed skin. Prevents wounds and blisters caused by walking.



#1124005 Tube, 75ml

**14<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Baume vitalité des jambes**

Leg vitality balm **Gehwol Fusskraft**

Baume nourrissant et ultra-hydratant qui revitalise, détend et rafraîchit les jambes lourdes et fatiguées.  
Non gras, rapidement absorbé.

Nourishing and ultra-moisturizing balm that revitalizes, relaxes and refreshes tired and tired legs.



#111110703 Tube, 125ml

**17<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

#11111103  
Flacon pompe, 500ml  
Dispenser, 500 ml

**44<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Baume rafraîchissant pour les pieds**

Cooling foot balm **Gehwol Fusskraft**

Baume rafraîchissant à la menthe qui apaise, revitalise, désinfecte et désodorise les pieds fatigués et qui brûlent.  
Non gras, rapidement absorbé et vivifiant.

Refreshing mint balm that soothes, revitalizes, disinfects & deodorizes tired and burning feet. Non-greasy, quickly absorbed & invigorating.



#111040503 Tube, 75ml

**14<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

#1110111  
Flacon pompe, 500ml  
Dispenser, 500 ml

**44<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

# RADIOGRAPHIE X-RAY

## Films dentaires pour radiographie Dental X-Ray films *Flow Dental*



#DSS-54D	Film enfant - Child film	Vitesse double Double speed	DF-54	75 unités	71 <sup>95</sup>
#DSS-57D	Film adulte Adult film		#2 DV-57	100 unités	89 <sup>95</sup>
#DSS-58D	Film adulte Adult film		#2 DV-58	100 unités	71 <sup>95</sup>
#DUP512	Film duplicateur Duplicating film	5 x 12"	Kopy Kat	50 unités	105 <sup>95</sup>
#FSS-58	Film adulte Adult film	Vitesse rapide Fast speed	# 2 FV-58 IP-21	100 unités	74 <sup>95</sup>
#HC-512-G	T-MAT film Flow Panoramique T-MAT film Panoramic Flow	5 x 12"	Vert sensible Green sensitive	50 unités	83 <sup>95</sup>
#HC-612-G		6 x 12"		50 unités	94 <sup>95</sup>

AUTRES NUMÉROS DISPONIBLES  
OTHER NUMBERS AVAILABLE

## Languettes autocollantes "Bite Wing" Self-adhesive "Bite-Wing" tabs *Flow Xray*

#15720  
- Boîte distributrice de bandes adhésives  
- 500 languettes

- Distributing box of self-adhesive tabs  
- 500 tabs



17<sup>95</sup>  
BOÎTE/BOX



## Tabliers pour examens dentaire Dental examination aprons

Les plus flexibles et les plus confortables sur le marché. Modèle en plomb ultra léger avec des protections d'équivalence de 0,3 mm (0,5 mm sur demande). Aussi offerts avec un col de protection thyroïdienne. Fabriqués de nylon ultra-résistant et anti-taches, se lavent facilement. Ganses pour rangement facile.  
Tailles : Adulte, 22" x 34" / Enfant, 18" x 25".

The most flexible & most comfortable on the market. Super light lead model with protective equivalence of 0.3 mm (0.5 mm available). Also available with a thyroid protective collar. Made of heavy-duty nylon and stain-resistant, they wash easily. Straps for easy storage.  
Sizes: Adult, 22" x 34" / Child, 18" x 25".



CINTRES DISPONIBLES  
HANGERS AVAILABLE  
PAGE 73



#TS-X	Col de protection thyroïdienne Thyroid protective collar	Enfant Child	67 <sup>95</sup>
		Adulte Adult	67 <sup>95</sup>
#DT-X	Tablier régulier Regular apron	Enfant Child	115 <sup>95</sup>
		Adulte Adult	125 <sup>95</sup>
#DTS-X	Tablier + col Apron + collar	Enfant Child	124 <sup>95</sup>
		Adulte Adult	134 <sup>95</sup>
#DTP-X	Tablier panoramique plomb Panoramic lead apron	Enfant Child	189 <sup>95</sup>
		Adulte Adult	199 <sup>95</sup>

PRODUIT QUÉBÉCOIS  
QUEBEC PRODUCT

**Soie dentaire** Flosser Piks  
**Maxill DH**

#40127 - 24 sacs de 5 piks = 120 total  
Adulte, régulier  
Adult, regular

#40128  
Adulte, menthe  
Adult, mint

#40129  
Orthodontique  
Orthodontic



**12<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Brosses à dentier** Denture brushes  
**Maxill DH**

#BM-60705-0002  
- 50 unités units



**79<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Contenant pour prothèse dentaire**  
Denture container  
**Medline**

#DYND70293  
- Avec couvercle  
- Aqua

- With lid  
- Aqua



**0<sup>95</sup>**  
CHACUN /EACH

**Brosses à dents à poils doux**  
Soft bristle toothbrush  
**Colgate**

#EDS55501  
- Pour adulte, poignée antidérapante en caoutchouc  
- Tête pleine grandeur, poils doux et arrondis  
- Enveloppées individuellement  
- 144 unités

- Adult size, Non-slip rubber grip  
- Full-size head, soft rounded bristles  
- Wrapped individually  
- 144 units



Revient à  
Value of  
**0<sup>55</sup>**  
CH/EA

**78<sup>95</sup>**  
CAISSE /CASE

**Soie dentaire** Dental floss  
**Médi-Sélect**

- Bobine et distributeur, nylon ciré, 12 m  
- 72 unités

- Coil and dispenser, waxed nylon, 12 m  
- 72 units

#12M-ENM  
Menthe, nylon spongieux  
Mint, expanding nylon

#12M-WNP  
Menthe verte  
Spearmint

#12M-WNBB  
Gomme balloune  
Bubble gum



**15<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Soie dentaire** Dental floss  
**Médi-Sélect**

- Bobine et distributeur, Teflon, 12 m  
- 72 unités

- Coil and dispenser, Teflon, 12 m  
- 72 units

#12OR  
Sans saveur  
Unflavoured

#12BG  
Gomme balloune  
Bubble gum



**15<sup>95</sup>**  
BOÎTE/BOX

**Soie dentaire** Dental floss  
**Médi-Sélect**

- Bobine et distributeur, nylon ciré, 200 m  
- Coil and dispenser, waxed nylon, 200 m

#200M-WNU  
Sans saveur  
Unflavoured

#200M-WNM  
Menthe  
Mint

#200M-WNT  
Menthe, ruban plat  
Mint, flat floss



**PROMO 2+1**

**245**  
CHACUN/EACH

**165**  
CHACUN/EACH

**Soie dentaire** Dental floss  
**Médi-Sélect**

- Bobine et distributeur, Teflon, 200 m  
- Coil and dispenser, Teflon, 200 m

#200OR  
Sans saveur  
Unflavoured

#200MN  
Menthe  
Mint



**PROMO 2+1**

**245**  
CHACUN/EACH

**165**  
CHACUN/EACH

**Recharges** Refills  
**Médi-Sélect**

- Teflon, 200 m  
- Aussi compatibles avec les distributeurs J&J

- Teflon, 200 m  
- Also compatible with J&J dispensers

#200ROR  
Sans saveur  
Unflavoured



**PROMO 2+1**

**195**  
CHACUN/EACH

**130**  
CHACUN/EACH

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Rince-bouche antibactérien**

Antibacterial mouthwash **Listerine®**

- #175950 1 L, Original
- #522599 1 L, Menthe rafraîchissante Cool mint
- #576033 1 L, Menthe fraîcheur Fresh burst



**10<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Rince-bouche antibactérien**

Antibacterial mouthwash **Listerine®**

- #6609 1 L, Total Care Zero, Menthe fraîche Fresh Mint
- #95395 1 L, Zero, Menthe Légère Mild Mint
- #117221 1 L, Zero Ultraclean Menthe fraîche Fresh burst



**11<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Rince-bouche antibactérien**

Antibacterial mouthwash **Listerine®**

- #104347 1,5 L, Menthe rafraîchissante Cool mint
- #104348 1,5 L, Menthe fraîcheur Fresh burst



**12<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Rince-bouche antibactérien**

Antibacterial mouthwash **Listerine®**

- #533802 95 ml, Total Care Zero Menthe rafraîchissante Cool Mint



**185**  
CHACUN / EACH

**Pâte à dent Toothpaste Colgate® Total Advanced Professional Clean**

- #318-134553 Tube, 18 ml
- Effet anti-cavité du fluorure et dentifrice anti-gingivite
- Réduit les bactéries sur les dents, la langue, les joues et les gencives
- Saveur de menthe
- 24 unités

- Anti-cavity fluoride and anti-gingivitis toothpaste
- Reduces bacteria on teeth, tongue, cheeks and gums
- Mint flavour
- 24 units



Revient à  
Value of  
**120**  
CH/EA

**28<sup>75</sup>**  
CAISSE / CASE

**Rince-bouche antibactérien**

Antibacterial mouthwash **Crest Scope®**

- Menthe originale
- Original mint



#90064 1L  
**7<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

#116338 1,5 L  
**9<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Rinçage pour plaies buccales**

Mouth sore rinse **Colgate Peroxyl®**

- #82790 237 ml
- Action oxygénante
- Peroxyde d'hydrogène à 1,5 %
- Sans alcool
- Oxygenating action
- 1.5% hydrogen peroxide
- Alcohol-free



**7<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Rince-bouche 0,12% CHG**

0.12% CHG Oral rinse **Peridex®**

- #806091 475 ml
- Offre une protection qui aide à :
- Diminuer les bactéries dans la bouche
- Réduire les rougeurs et l'enflure des gencives
- Contrôler les saignements des gencives
- Protéger contre la gingivite

- Offers protection that helps:
- Decrease bacteria in the mouth
- Reduce gum redness and swelling
- Control gum bleeding
- Protect against gingivitis



**18<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**FOURNITURES DE NETTOYAGE**  
CLEANING SUPPLIES

**Distributeur d'essuie-mains** Hand towel dispenser  
**Kimberly-Clark Scottfold™**  
#09214 (#161302)

- Plastique, blanc
- 30¾ x 8¾ x 4½"
- White plastic
- 28 x 22,3 x 11,5 cm



**27<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Essuie-mains ultra-doux** Super soft hand towel  
**Kimberly-Clark Scottfold™**  
#28791

- Blanc
- 30 paquets de 94 feuilles
- Pour distributeur #09214
- White
- 30 packages of 94 sheets
- For dispenser #09214



**109<sup>95</sup>** **104<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE CAISSE/CASE

**Essuie-mains à plis multiples** Multi-fold towels  
**Kimberly-Clark Scott®**  
#1804 (#101370)

- Blanc
- 16 paquets de 250 feuilles
- Pour distributeur #09214
- White
- 16 packages of 250 sheets
- For dispenser #09214



**74<sup>95</sup>** **69<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE CAISSE/CASE

**Essuie-mains à plis multiples** Multi-fold towels  
**Kimberly-Clark Kleenex®**  
#1890 (#101185)

- Blanc
- 16 paquets de 150 feuilles
- Pour distributeur #09214
- White
- 16 packages of 150 sheets
- For dispenser #09214



**59<sup>95</sup>** **56<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE CAISSE/CASE

**Distributeur de papier à mains** Folded towel dispenser  
**Kimberly-Clark**  
#34830 (#163620)

- Plastique, blanc et noir
- 22,5 x 36,4 x 7 cm
- White and black, plastic
- 8.9 x 14.3 x 2.8"



1 distributeur **GRATUIT**  
à l'achat d'une caisse de #4442  
1 **FREE** dispenser  
with purchase of one case of #4442

**Essuie-mains à plis multiples** Multi-fold towels  
**Kimberly-Clark Scott®**  
#4442 (#101138)

- Même qualité que Kleenex, nouvelle marque Scott
- Blanc
- 24 paquets de 95 feuilles
- Pour distributeur #34830
- Same Kleenex quality, new Scott brand.
- White
- 24 packages of 95 sheets
- For dispenser #34830



**41<sup>95</sup>** **39<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE CAISSE/CASE

**Distributeur d'essuie-mains à tirage central** Center pull paper towel dispenser  
**Medline**  
#EVSDSRCENTERP

- Noir
- 29,5 x 23 x 15cm
- Black
- 11.63 x 11.13 x 9.5"



**46<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Essuie-mains en rouleau pour distributeur à tirage central** Central-pull paper towel rolls  
**Medline**  
#NON26830

- Fait de fibres recyclées à 100 %
- Concept à tirage centrale permet de réduire les risques de contamination croisée
- Pour distributeur EVSDSRCENTERP
- 6 rouleaux de 600 feuilles
- Made from 100% recycled fibers
- Center-pull design to help reduce cross-contamination
- For dispenser EVSDSRCENTERP
- 6 rolls of 600 sheets



**52<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**Distributeur mural pour essuie-mains à plis multiples**  
Multi-fold towel dispenser

**Medline**  
#EVSDSMFW

- Blanc
- 28 x 42,5 x 11,5cm
- Pour recharges #NON25815, #NON26813 et #NON26818
- White
- 11 x 16 x 11½"
- For refills #NON25815, #NON26813 et #NON26818



**28<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Distributeur mural pour essuie-mains à plis multiples**  
Multi-fold towel dispenser

**Medline**  
#EVSDSMFB

- Noir
- 45,7 x 30,4 x 26,6cm
- Pour recharges #NON25815, #NON26813 et #NON26818
- Black
- 18 x 12 x 10½"
- For refills #NON25815, #NON26813 et #NON26818



**34<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Essuie-mains à plis multiples**  
Multi-fold paper towels **Medline**  
#NON25815

- Fibres recyclées à 100 %
- Naturel, 23 x 24cm
- 16 paquets de 250 feuilles
- Pour distributeurs #EVSDSMFX
- 100% recycled fibers
- Natural, 9.13 x 9½"
- 16 packs of 250 sheets
- For dispensers #EVSDSMFX



**32<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**Essuie-mains à plis multiples**  
Multi-fold paper towels **Medline**  
#NON26813

- Plus épais, fibres recyclées à 100 %
- Blanc, 23 x 24cm
- 16 paquets de 250 feuilles
- Pour distributeurs #EVSDSMFX
- Heavier paper, 100% recycled fibers
- White, 9.13 x 9½"
- 16 packs of 250 sheets
- For dispensers #EVSDSMFX



**43<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**Essuie-mains à plis multiples de première qualité** Premium quality multi-fold paper towels **Medline**  
#NON26818

- Très absorbant, doux et embossé. Fibres recyclées et matières renouvelables.
- Blanc, 22 x 24cm.
- 12 paquets de 200 feuilles
- Pour distributeurs #EVSDSMFX
- Highly absorbent, soft and embossed. Recycled fibers and rapidly renewable materials.
- White, 8¾ x 9½"
- 12 packs of 200 sheets
- For dispensers #EVSDSMFX



**54<sup>45</sup>**  
CAISSE / CASE

**Suport mural vertical pour papier hygienique**  
Wall bracket for bathroom tissue

**Medline**  
#EVSDSTPVSTD

- 20 x 20 x 33 cm
- Pour 2 rouleaux
- For 2 rolls
- 8 x 8 x 13"



**32<sup>95</sup>**  
CHACUN / EACH

**Papier hygienique** Bathroom tissue

**Medline**  
#NON27800

- Emballé individuellement
- Fait de fibres recyclées à 100 %
- 2 plis
- 96 rouleaux de 500 feuilles
- Pour distributeur EVSDSTPVSTD
- Individually packaged
- Produced from 100% recycled fibers
- 2-ply
- 96 rolls of 500 sheets
- For dispenser EVSDSTPVSTD



**76<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**Papier hygienique sans noyau** Coreless toilet paper

**Scott®**  
#FDS4007 (#102624)

- 2 plis, 36 rouleaux de 1000 feuilles
- 2 ply, 36 rolls of 1000 sheets



**69<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**2+ CAISSES**  
**66<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**Papier hygienique**

Toilet Paper  
**Cascades** Pro Select  
#102047 (#B021)

- 2 plis, 420 feuilles, 48 rouleaux
- 2 ply, 420 sheets, 48 rolls



**29<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**Papier hygienique**

Toilet Paper  
**Scott®**  
#48040 (#102100)

- 2 plis, 40 rouleaux
- 2 ply, 40 rolls



**36<sup>95</sup>**  
CAISSE / CASE

**1 DISTRIBUTEUR**  
#162247 **GRATUIT** à l'achat d'une caisse de #FDS4007.  
**1 FREE DISPENSER**  
#162247 with purchase of 1 case of #4007.

**FOURNITURES DE NETTOYAGE**  
CLEANING SUPPLIES

**Distributeur de papier** Paper dispenser *Cascades Pro*



#161094 (#C331)  
- Nano  
- Noir Black



#161095 (#C339)  
- Nano  
- Blanc White

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT** à l'achat d'une caisse de #101140  
1 **FREE DISPENSER** with purchase of one case of #101140

**Papier à main en rouleau** Hand towel rolls  
*Cascades Pro*  
#101140 (#T330)

- Blanc  
- 7,5" x 600"  
- 12 rouleaux  
- Pour distributeurs #16109X

- White  
- 7.5" x 600"  
- 12 rolls  
- For dispensers #16109X



POUR FOR  
#16109X

**75<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Distributeur de papier** Paper dispenser *Cascades Pro*



#161082 (#C223)  
- Noir Black



#161083 (#C345)  
- Blanc White

**1 DISTRIBUTEUR GRATUIT** à l'achat d'une caisse de #101098  
1 **FREE DISPENSER** with purchase of one case of #101098

**Papier à main en rouleau** Hand towel rolls  
*Cascades Pro*  
#101098 (#T116)

- Blanc  
- 7,5" x 775"  
- 6 rouleaux  
- Pour distributeurs #16108X

- White  
- 7.5" x 775"  
- 6 rolls  
- For dispensers #1608X



POUR FOR  
#16108X

**59<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Distributeur de papier automatique**  
Automatic paper dispenser *Kimberly-Clark*



#48857  
- Noir  
- Pour papier de 8"  
- Black  
- For 8" wide paper



#48856  
- Blanc  
- Pour papier de 8"  
- White  
- For 8" wide paper

**89<sup>95</sup>**  
CHACUN /EACH

**Papier à main en rouleau**  
Hand towel rolls *Kimberly-Clark*  
#50606 (#101196)

- Qualité supérieure, blanc  
- 8" x 600', Noyau 1 1/4"  
- 6 rouleaux  
- Pour distributeurs #4885X

- Superior quality, white  
- 8" x 600', 1 1/4" Core  
- 6 rolls  
- For dispensers #4885X



POUR FOR  
#4885X

**61<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

**Distributeur de papier manuel**  
Manual paper dispenser *Kimberly-Clark Sanitouch*

#9995 (#361014)

- Blanc  
- Recharge de papier: #02000  
- White  
- Paper refill: #02000



**29<sup>95</sup>**  
CHACUN /EACH

**Papier à main en rouleau**  
Hand towel rolls *Kimberly-Clark*  
#02000 (#101197)

- Haute capacité, blanc  
- 8" x 950"  
- Noyau 1 1/4"  
- 6 rouleaux  
- Pour distributeur #9995

- High capacity, white  
- 8" x 950"  
- 1 1/4" Core  
- 6 rolls  
- For dispenser #9995



POUR FOR  
#9995

**61<sup>95</sup>**  
CAISSE/CASE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.

**FOURNITURES DE NETTOYAGE**  
CLEANING SUPPLIES

**Sacs à ordures** Garbage Bags



#V03737	Blanc White	20 x 22"	500 sacs bags	26 <sup>95</sup>
#V03722	Noir Black	26 x 36"	250 sacs bags	24 <sup>95</sup>
#V03729	Fort Noir Strong Black	35 x 50"	125 sacs bags	27 <sup>95</sup>
#V03738	Noir Black	22 x 24"	500 sacs bags	27 <sup>95</sup>
#V03723	Fort Noir Strong Black	26 x 36"	250 sacs bags	29 <sup>95</sup>
#V03725	Noir Black	30 x 38"	250 sacs bags	33 <sup>95</sup>
#V03728	Noir Black	35 x 50"	200 sacs bags	37 <sup>95</sup>

**Papier mouchoirs** Facial tissues

**Medline**

#NON245278

- 2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion
- 36 boîtes de 85 mouchoirs

- 2-ply, fragrance-free and lotion-free
- 36 boxes of 85 tissues



44<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Papier mouchoirs** Facial tissues

**Medline**

#NON245277

- 2 épaisseurs, non parfumé et sans lotion
- 36 boîte de 100 mouchoirs

- 2-ply, fragrance-free and lotion-free
- 36 boxes of 100 tissues



41<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Papier mouchoirs** Facial Tissues

**Kimberly-Clark Kleenex®**

#21400 (#102134)

- 2 plis, 36 boîtes de 100 mouchoirs
- 2-ply, 36 boxes of 100 tissues



41<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Papier mouchoirs** Facial Tissues

**Kimberly-Clark Kleenex®**

#21606

- 8,4 x 8,4"
- 48 boîtes de 125 mouchoirs
- 48 boxes of 125 tissues



64<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Papier mouchoirs** Facial Tissues

**White Swan®**

#101525 (#08500)

- 2 plis, 5 x 7½"
- 135 boîtes de 80 mouchoirs
- 2 ply, 5 x 7½"
- 135 boxes of 80 tissues



2+ CAISSES  
CASES  
84<sup>95</sup> 79<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE CAISSE/CASE

**Essuie-tout Scott** Scott towels **Kimberly-Clark Scott®**

#41482 (#101119)

- 2 plis
- 20 rouleaux de 128 feuilles

- 2-ply
- 20 rolls of 128 sheets



44<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Essuie-tout** Kitchen roll towels **Cascades Pro Select™**

#101090 (#K250)

- 2 plis
- 100% Recyclé
- 12 rouleaux de 250 feuilles

- 2-ply
- 100% recycled
- 12 rolls of 250 sheets



37<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Emballage pour stérilisation** Sterilization wraps *Medline Gemini*

- Feuilles de papier résistantes pour l'emballage des instruments lors de la stérilisation.
- Polypropylène à 100 %, excellente barrière protectrice contre les fluides et les particules.
- Très souple, facile à plier. Autres grandeurs disponibles.

- Resistant sheets of paper used to wrap instruments for sterilization.
- 100% polypropylene, an excellent protective barrier against fluids and particles.
- Very smooth and easy to fold. Other sizes available.



**GRAMMAGE LÉGER** - 1 PLIS  
LIGHT WEIGHT - 1 PLY

#GEM1112	12" x 12"	1000 unités units	63 <sup>95</sup>
#GEM1115	15" x 15"		90 <sup>95</sup>
#GEM1118	18" x 18"		135 <sup>95</sup>
#GEM1120	20" x 20"	500 unités units	154 <sup>95</sup>
#GEM1124	24" x 24"		124 <sup>95</sup>
#GEM1130	30" x 30"		300 unités units

**GRAMMAGE RÉGULIER** - 1 PLIS  
REGULAR WEIGHT - 1-PLY

#GEM2112	12" x 12"	1000 unités units	76 <sup>95</sup>
#GEM2115	15" x 15"		118 <sup>95</sup>
#GEM2118	18" x 18"		168 <sup>95</sup>
#GEM2120	20" x 20"	500 unités units	93 <sup>95</sup>
#GEM2124	24" x 24"		135 <sup>95</sup>
#GEM2130	30" x 30"		300 unités units

**Compresse non tissées**  
Non-woven sponges *Alliance*

#211-94122

- Non tissée
- Non-stérile, blanc
- 2 x 2 po, 4 plis, 35 g
- 4000 unités

- Non woven
- Non-sterile, white
- 2 x 2", 4 ply, 35 g
- 4000 units



24<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

**Sachets de stérilisation** Sterilization pouches *Alliance*

- Autoscellant
- Classe 4
- Avec indicateur à paramètres multiples interne/externe sur la vapeur
- 200 unités

- Self-sealing
- Class 4
- With internal/external multi-parameter steam indicator
- 200 units



CLASSE  
CLASS 4

#211-SCXX2	2"¼ X 4"	200 unités units	8 <sup>95</sup>
#211-SCXS2	3"½ x 5"¼		8 <sup>95</sup>
#211-SCX2	2"¼ x 9"		8 <sup>95</sup>
#211-SCW2	5"¼ X 6"½		14 <sup>95</sup>
#211-SCS2	3"½ X 9"		8 <sup>95</sup>
#211-SCM2	5"¼ X 10"		13 <sup>95</sup>
#211-SCL2	7"½ X 13"		18 <sup>95</sup>

**Compresse non tissées**  
Non-woven sponges *Alliance*

#211-94144

- Non tissée
- Non-stérile, blanc
- 4 x 4 po, 4 plis, 35 g
- 2000 unités

- Non woven
- Non-sterile, white
- 4 x 4", 4 ply, 35 g
- 2000 units



41<sup>95</sup>  
CAISSE/CASE

En raison de la pandémie, la disponibilité de plusieurs produits est incertaine et les prix sont sujets à changement sans préavis.  
Due to the pandemic, the availability of several products is uncertain and prices are subject to change without notice.